


XCITE

Handleiding



Motion

CE UK
CA

1. Inleiding

Hartelijk dank en gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Motion Healthcare Xcite klasse 3 scootmobiel.


Je nieuwe apparaat is ontworpen om vervoer binnen en buiten mogelijk te maken voor een persoon wiens vermogen om te lopen beperkt is, maar die qua gezichtsvermogen, behendigheid en cognitieve vaardigheden in staat is om het apparaat veilig te bedienen.


We zijn trots op het leveren van veilige, comfortabele producten van hoge kwaliteit en ons doel is om uw volledige tevredenheid te garanderen. We hopen van harte dat we daarin slagen en dat u veel plezier beleeft aan uw Motion Healthcare apparaat.

Lees en volg alle waarschuwingen en instructies in deze gebruikershandleiding voordat u de verschillende functies van uw apparaat bedient en bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.

Als je vragen hebt, neem dan contact op met het bedrijf waar je hebt gekocht.

2. Je scooter leren kennen





3. Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees en begrijp alle informatie voor uw veiligheid voordat u het apparaat gebruikt. Net als bij het besturen van elk ander voertuig, moet u voor uw veiligheid volledig opletten tijdens het rijden. Neem de onderstaande waarschuwingen in acht om schade of letsel als gevolg van onjuist gebruik van uw apparaat te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel en/of productschade als gevolg van onjuist gebruik van het apparaat.

- Raadpleeg regelmatig uw arts om er zeker van te zijn dat er geen gezondheidsproblemen of lichamelijke aandoeningen zijn die uw vermogen om het apparaat veilig te gebruiken kunnen beperken of aantasten.
- Raadpleeg uw arts als u medicijnen op recept of vrij verkrijgbare medicijnen gebruikt om te zien of er bijwerkingen zijn die uw vermogen om het apparaat veilig te bedienen kunnen beperken of verminderen.
- Bedien het apparaat niet als u onder invloed van alcohol bent, want dit kan uw vermogen om het veilig te bedienen aantasten.
- Gebruik het apparaat alleen voor het oorspronkelijke doel. Vermijd elk gebruik, zoals gewichthtraining, sport, atletiek, slepen, verplaatsen of slepen, dat kan leiden tot veiligheidsrisico's en overmatige belasting van het apparaat.
- Uw apparaat is ontworpen voor één persoon. Vervoer geen passagiers.

- We raden u ten eerste af sigaretten te roken terwijl u op uw apparaat zit. Houd u aan de volgende veiligheidsrichtlijnen als u besluit sigaretten te roken terwijl u op uw apparaat zit: Laat aangestoken sigaretten niet onbeheerd achter. Houd asbakken op een veilige afstand van het apparaat. Zorg er altijd voor dat sigaretten volledig gedoofd zijn voordat u ze weggooit.
- Vervang versleten of beschadigde bekleding onmiddellijk om het risico op ontvlambaarheid te verminderen.
- Houd alle elektrische aansluitingen altijd schoon, droog en uit de buurt van vochtbronnen om schade aan het elektrische systeem en/of persoonlijk letsel te voorkomen.
- Controleer elektrische onderdelen regelmatig op tekenen van corrosie en neem, als deze worden aangetroffen, contact op met het bedrijf waar je ze hebt gekocht om ze zo snel mogelijk te vervangen.
- Pas het apparaat niet aan. Neem voor accessoires contact op met een erkend bedrijf voor installatie.
- Door het toevoegen van accessoires aan je apparaat kunnen bepaalde specificaties veranderen, zoals het totale gewicht, de grootte en/of het zwaartepunt. Houd er rekening mee dat sommige wijzigingen schade kunnen toebrengen aan voorwerpen in je omgeving.
- Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van zuurstof in de buurt van elektrische circuits en brandbare materialen. Neem contact op met uw zuurstofleverancier voor informatie over veilig gebruik van zuurstof.
- Wijzig de instellingen van de controller niet. Neem contact op met een erkend bedrijf als u merkt dat u het apparaat niet langer kunt bedienen.
- Zet het apparaat niet in de "freewheel"-modus als het is ingeschakeld. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de modus "vrijloop" inschakelt of uitschakelt.
- Als u verwacht langere tijd stil te zitten, schakel dan de stroom naar het apparaat uit. Dit voorkomt onverwachte of onbedoelde bewegingen.
- Sluit geen apparaten aan op het elektrische systeem van het apparaat en gebruik de batterijen niet om iets anders dan uw apparaat van stroom te voorzien.
- Om te voorkomen dat het apparaat ongecontroleerd uit zichzelf gaat rollen, mag je de step nooit in de "freewheel" modus zetten op een helling of afdaling.
- Mogelijk gevaar voor verwurging! Houd er rekening mee dat kleding, koorden, kettingen, andere sieraden, handtassen en andere accessoires die u draagt of draagt terwijl u op het apparaat zit of het bedient, vast kunnen komen te zitten rond de armleuningen of de gashendel.
- Gebruik geen accessoires die de werking van de bedieningselementen kunnen verstoren om onbedoelde of ongecontroleerde beweging van het apparaat te voorkomen.
- Houd uzelf, kleding en alle andere voorwerpen uit de buurt van de wielen tijdens het rijden. Laat tijdens het rijden geen voorwerpen achter het apparaat slepen. Loszittende kleding of andere voorwerpen kunnen tussen de wielen vast komen te zitten.
- Wanneer je het apparaat gebruikt met een takel/takel, schakel dan altijd de stroom van het apparaat uit, zorg ervoor dat het apparaat niet in de "freewheel" modus staat en ga NIET op het apparaat zitten.
- Verwijder geen zekeringen uit de batterij of het apparaat. Als de zekering beschadigd lijkt, neemt u contact op met het bedrijf waar u de zekering hebt gekocht.

- Om overbelasting van het apparaat en mogelijk omvallen te voorkomen, mag je nooit iets dragen of de tas/mand vullen met inhoud die meer weegt dan 6,8 kg.
- Gebruik de armsteunen (indien aanwezig) niet om gewicht te dragen, want hierdoor kan het apparaat kantelen.

4. Veilig monteren en demonteren

Als je dit niet doet, kun je per ongeluk de gashendel aanraken waardoor je apparaat onverwacht in beweging komt. Zorg ervoor dat de motorvergrendeling is ingeschakeld om te voorkomen dat het apparaat beweegt terwijl je op- of afstapt. Plaats je apparaat zo dicht mogelijk bij de stoel waar je vanaf stapt en ga zo ver mogelijk naar achteren op de stoel staan, dit verkleint het risico dat je de stoel mist of valt.

De volledig juiste overdrachtsmethode varieert op basis van je persoonlijke omstandigheden, dus werk samen met je zorgverlener om te leren hoe je je lichaam moet positioneren en hoe je jezelf moet ondersteunen tijdens een overdracht.

We raden je ook aan om iemand je te laten helpen totdat je zeker weet dat je zelf veilig kunt overstappen.

5. Veilig rijden

Let bij het besturen van je apparaat altijd op het volgende:

- Houd je altijd aan alle lokale voetgangers- en verkeersregels. Het kan moeilijk zijn voor anderen om je te zien als je op je apparaat zit. Wacht tot je pad vrij is van verkeer en ga dan uiterst voorzichtig verder. Het gebruik van veiligheidsuitrusting zoals reflectoren/reflecterende kleding, lichten en veiligheidsvlaggen is aan te raden.
- Elk apparaat is anders. Neem de tijd om te leren hoe dit apparaat aanvoelt voordat je ermee gaat rijden.
- Leer de gebieden kennen waar je het apparaat gaat gebruiken. Zoek naar gevaren en leer hoe je ze kunt vermijden.
- Gebruik je apparaat nooit om over trappen of roltrappen te lopen.
- Om kantelen te voorkomen, verminder je snelheid tijdens het draaien en maak geen scherpe bochten. Zorg altijd voor een stabiel zwaartepunt tijdens het draaien en voorkom dat je gewicht in de tegenovergestelde richting van een bocht wordt verplaatst.
- Rijd tijdens het oprijden van hellingen of lage stoepranden rechtdoor met de wielen loodrecht op de helling en/of lage stoeprand; beide voorwielen moeten tegelijkertijd de helling/lage stoeprand raken. Om de kans op een val te verkleinen, mag u niet onder een hoek rijden; zorg ervoor dat niet eerst één wiel of één kant van het apparaat de helling of lage stoeprand raakt. Wees altijd uiterst voorzichtig wanneer u over een helling of stoeprand rijdt.
- Rijd niet op of over potentieel gevaarlijke oppervlakken en/of hellingen, inclusief maar niet beperkt tot gebieden die bedekt zijn met sneeuw, ijs, gemaaid gras of natte bladeren.
- Probeer bij het beklimmen van een helling het apparaat in beweging te houden. Als stoppen noodzakelijk is, start dan weer langzaam op en geef daarna voorzichtig gas.

- Gebruik bij het afdalen van een helling de laagst mogelijke snelheid. Als de afdaling sneller gaat dan je wilt, laat je de gashendel los om het apparaat te stoppen. Druk vervolgens voorzichtig op de gashendel om de afdaalsnelheid te regelen.
- De aanbevolen maximale hellingshoeken (zie specificaties) zijn getest in een gecontroleerde omgeving. Het vermogen van je toestel om hellingen te beklimmen wordt onder andere beïnvloed door je gewicht, snelheid en de hoek waarin je de helling nadert.
- Rijd alleen achteruit op een vlakke ondergrond. Rijd achteruit met een lagere en gelijkmatige snelheid. Stop vaak en controleer of uw pad vrij is van obstakels. Rijd niet achteruit een helling of helling af om kantelen te voorkomen.
- Vermijd elke verandering van positie of beweging die je zwaartepunt kan veranderen terwijl het apparaat beweegt.
- Let op: een vallende stoeprand of een kleine hobbel onderaan een helling kan de voorwielen tegenhouden en ervoor zorgen dat het apparaat naar voren kantelt.

6. Veilig vervoer

Let bij het vervoeren van je apparaat altijd op het volgende:

- Gebruik het apparaat niet als zitplaats in een motorvoertuig.
- Zet het apparaat en de batterijen altijd goed vast tijdens transport. Vervoer het apparaat of de batterijen niet samen met ontvlambare of brandbare voorwerpen.
- Vervoer het apparaat nooit op de voorstoel van een voertuig omdat het kan bewegen en de bestuurder kan afleiden.
- Ga nooit op het apparaat zitten als het zich in een rijdend voertuig bevindt.
- Sleep het apparaat niet met een auto. Slepen kan de maximumsnelheidsdrempel overschrijden, wat kan leiden tot schade aan kritieke onderdelen van het apparaat.

7. Batterij opladen en onderhoud

Nieuwe batterijen moeten voor het eerste gebruik volledig worden opgeladen (ongeveer 24 uur) om de batterijen volledig te activeren.

De levensduur van een batterij kan worden beïnvloed door de temperatuur, het gewicht van de gebruiker, de staat waarin de batterij wordt bewaard en het oplaadregime.

Als algemene regel geldt dat je je batterijen zo vaak mogelijk moet opladen om een zo lang mogelijke levensduur te garanderen en de benodigde oplaadtijd te minimaliseren. Laad ze op wanneer je het apparaat niet gebruikt. Als je je apparaat niet gebruikt, zorg er dan voor dat de batterijen minstens elke 4-6 weken volledig worden opgeladen. Als je ze niet oplaadt, zullen de batterijen permanent beschadigd raken.

Zorg er altijd voor dat uw batterijen worden opgeslagen in een droge, goed geventileerde omgeving en niet gedurende langere tijd in koude omstandigheden (3° en lager) worden bewaard, aangezien dit ertoe zal leiden dat de batterij niet kan worden opgeladen en blijvende schade zal veroorzaken.

Waarschuwingen

- Batterijen bevatten bijtende chemicaliën.
- Er zijn explosieve omstandigheden.

- Gebruik geen batterijen met verschillende ampère-uurcapaciteiten (ah).
- Houd gereedschap en andere metalen voorwerpen uit de buurt van accupolen. Contact met gereedschap kan elektrische schokken veroorzaken.
- De batterijen bevatten brandbaar materiaal. Niet blootstellen aan warmtebronnen zoals open vuur of vonken. Transporteer batterijen niet samen met ontvlambare of brandbare voorwerpen.
- Neem contact op met het erkende bedrijf waar u uw batterijen hebt gekocht om ze weg te gooien of te recyclen
- Gebruik geen andere oplader dan de meegeleverde.
- Probeer niet tegelijkertijd de batterijen op te laden en het apparaat te bedienen.
- Probeer de accu's niet op te laden door kabels rechtstreeks op de accupolen of klemmen aan te sluiten.
- Controleer altijd het niveau van je accu voordat je aan een reis begint om te voorkomen dat je gestrand raakt.
- Probeer batterijen niet uit hun doosjes te halen. Dit mag alleen worden uitgevoerd door een erkend bedrijf.

Je batterijen opladen

- Draai de sleutel in de stand 'Uit'.
- Steek de batterijoplader in het stopcontact in de muur.
- Steek de oplader in de oplaadaansluiting.
- Het LED-lampje op de acculader wordt rood om aan te geven dat de accu's worden opgeladen.
- Het LED-lampje op de acculader wordt groen als de accu's volledig zijn opgeladen.

8. Besturingselementen

In- en uitschakelen

Om het apparaat in te schakelen steekt u de sleutel in het contact totdat de lampjes op het display branden.

Om je apparaat uit te schakelen, haal je de sleutel uit het contact totdat de lampjes op het batterijdisplay niet meer branden.

De snelheid aanpassen

Om de snelheid van je apparaat aan te passen, moet je altijd stilstaan en aan de knop voor het aanpassen van de snelheid draaien. Om de snelheid te verhogen draai je de knop met de klok mee (in de richting van de haas) en om de snelheid te verlagen draai je de knop tegen de klok in (in de richting van de schildpad). Om te schakelen tussen 4mph (stoep) en 8mph (weg) druk je op de schakelaar onder de snelheidsknop op de stuurknuppel.

Vooruit & achteruit rijden

Om vooruit te rijden trek je langzaam aan de rechter gashendel in de richting van de helmstokhendel. Hoe meer je aan de hendel trekt, hoe sneller je rijdt. Je kunt ook met je hand de linker gashendel van de disselboom af duwen. Laat de hendel los om te stoppen met rijden.

Om achteruit te rijden trek je langzaam aan de linker gashendel in de richting van de helmstokhendel. Hoe meer je aan de hendel trekt, hoe sneller je rijdt. Je kunt ook met je hand de rechter gashendel van de disselboom af duwen. Laat de hendel los om te stoppen met rijden.

De hoorn blazen

Druk op de knop op de helmstok om de claxon te laten klinken.

Lampjes en indicatoren

Om de hoofdverlichting aan en uit te zetten druk je op de knop op de helmstok.

Druk op de pijlknop naar links op de helmstok om Links aan te geven.

Druk op de pijl naar rechts op de helmstok om Rechts aan te geven.

Om de alarmlichten aan of uit te zetten, druk je op de knop op de stuurknuppel.

9. Veiligheidsgordels monteren en afstellen

Om de veiligheidsgordel te verstellen, schuif je de kunststof gordelversteller naar voren (langer) of naar achteren (korter) van het gordelslot.

10. Tiller afstellen

Om de helmstok af te stellen, houdt u de helmstok in één hand en drukt u de hendel voor de aanpassing van de helmstok omlaag.

Als de helmstok in de gewenste positie staat, laat je de hendel los.

11. Vrijloopmodus

Om de elektromagnetische rem in te schakelen, zet u de rode hendel achter omhoog (rijmodus).

Om de elektromagnetische rem uit te schakelen, zet u de rode achterhendel omlaag (vrijloopmodus).

12. Dagelijkse controles

Controleer de volgende items voordat u het apparaat gebruikt. Als u iets abnormaals vindt of als u twijfelt, neem dan contact op met het bedrijf waar u het apparaat hebt gekocht voor meer advies of inspectie voordat u het apparaat gebruikt.

Stabiliteit van de frees

- Zorg ervoor dat het niet te los zit.
- Zorg ervoor dat het soepel volledig naar links en rechts kan worden gedraaid.

Besturingselementen

- Als het apparaat is uitgeschakeld, controleer dan of de knoppen volledig kunnen worden bewogen.
- Zorg ervoor dat je apparaat beweegt zoals het hoort wanneer je aan de knoppen trekt.

Snelheidsaanpassing

- Controleer met uitgeschakeld apparaat of de knoppen volledig kunnen worden bewogen.
- Zorg ervoor dat de snelheid van het apparaat verandert zoals het zou moeten.

Batterijmeter

- Controleer wanneer het apparaat is ingeschakeld of de batterijmeter het batterijniveau aangeeft en er geen lampjes knipperen.

Hoorn

- Controleer of de claxon klinkt zoals het hoort wanneer de claxonknop wordt ingedrukt.

Sleutel

- Zorg ervoor dat de sleutel gemakkelijk in en uit het contactslot beweegt
- Controleer of de sleutel goed in het contactslot zit
- Zorg ervoor dat je apparaat aan en uit gaat als je de sleutel in de houder steekt en eruit haalt

Motor, transmissie en elektromagnetische rem

- Controleer of er geen ongewone geluiden uit het apparaat komen
- Controleer of er geen ongewone geuren uit uw apparaat komen

Wielen

- Controleer of er geen scheuren of vervormingen op de banden van uw apparaat zitten
- Zorg ervoor dat de wielen draaien zonder te wiebelen
- Controleer of er geen vreemde voorwerpen in het loopvlak van de band zitten
- Controleer of het loopvlak van de band niet overmatig of ongelijkmatig is afgesleten
- Controleer of er geen ongewone geluiden uit het apparaat komen

Batterijhouder

- Controleer of de batterijhouder geen barsten of vervormingen vertoont
- Controleer of de batterijhouder op de juiste manier wordt geplaatst en verwijderd

Stoel

- Controleer of er geen ongebruikelijke beweging is wanneer de stoel is vergrendeld
- Controleer of de stoel beweegt zoals het hoort

Vrijloophendel

- Controleer of de vrijloophendel de elektromagnetische rem(men) in- en uitschakelt zoals het hoort

13. Reiniging, onderhoud en afvoer

Schoonmaken

Om je apparaat schoon te maken, gebruik je een zachte borstel om vuil of stof te verwijderen en gebruik je een vochtige doek en een zacht schoonmaakmiddel om alle oppervlakken schoon te vegen. Laat het apparaat op natuurlijke wijze drogen.

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld tijdens het reinigen
- Vermijd elektrische aansluitingen tijdens het reinigen
- Gebruik geen slang, straal of sproei geen water rechtstreeks op het apparaat
- Gebruik geen schurende of schurende materialen of vloeistoffen bij het reinigen

Onderhoud

Zorg ervoor dat je apparaat dagelijks wordt gecontroleerd. Afgezien van reiniging en dagelijkse controles wordt aanbevolen dat al het onderhoud wordt uitgevoerd door een erkend bedrijf. Het wordt aanbevolen om je apparaat minstens om de 12 maanden een onderhoudsbeurt te geven.

Verwijdering

Het wordt aanbevolen om uw apparaat af te voeren via een erkend bedrijf. Vanwege de loodzuurbatterij in uw apparaat wordt het geclassificeerd als gevaarlijke goederen en moet het op de juiste manier worden afgevoerd. Neem voor meer informatie contact op met het bedrijf waar u het apparaat hebt gekocht.

14. Elektromagnetische compatibiliteit

In dit deel van de inhoud vindt u basisinformatie over de problemen met EMI (elektromagnetische interferentie), beschermende maatregelen die kunnen worden gebruikt om de kans op blootstelling te verkleinen of de mate van blootstelling te minimaliseren; dit deel toont ook enkele omstandigheden die onverwachte of grillige bewegingen kunnen veroorzaken. Het is zeer belangrijk dat u deze informatie leest over de mogelijke effecten van elektromagnetische interferentie op uw apparaat.

Uw apparaat kan gevoelig zijn voor elektromagnetische interferentie (EMI), dit is storende elektromagnetische energie (EM) die wordt uitgezonden door bronnen zoals radiozenders, tv-zenders, amateurradiozenders (HAM), tweerichtingsradio's en mobiele telefoons. De interferentie (van radiogolfbronnen) kan ervoor zorgen dat je apparaat zijn remmen loslaat, uit zichzelf beweegt of in onbedoelde richtingen beweegt. Het kan ook het besturingssysteem van het apparaat permanent beschadigen. De intensiteit van de interfererende EM-energie kan worden gemeten in volt per meter (V/m). Je apparaat kan EMI weerstaan tot een bepaald intensiteitsniveau. Hoe hoger het immuniteitsniveau, hoe groter de bescherming. Op dit moment is de huidige technologie in staat om ten minste een immuniteitsniveau van 20 V/m te bereiken, wat een nuttige bescherming biedt tegen de meest voorkomende bronnen van uitgestraalde EMI. Uw apparaat zoals het wordt verkocht, zonder verdere aanpassingen, heeft een immuniteitsniveau van 20 V/m zonder accessoires.

Er zijn een aantal bronnen van relatief intense EM in de dagelijkse omgeving. Sommige van deze bronnen zijn voor de hand liggend en gemakkelijk te vermijden, andere niet en blootstelling is onvermijdelijk. We zijn er echter van overtuigd dat door de onderstaande waarschuwing op te volgen, uw risico op EMI geminimaliseerd zal worden. De bronnen van uitgestraalde EMI kunnen grofweg worden ingedeeld in drie typen:

1. Draagbare handontvangers (zender-ontvangers waarbij de antenne direct op de zendeenheid is gemonteerd). Voorbeelden hiervan zijn: CB (Citizens Band) of draagbare radio's (beveiligings-, brandweer- en politietransceivers), mobiele telefoons en andere persoonlijke communicatieapparaten. Sommige mobiele telefoons zenden een signaal uit terwijl ze AAN staan, ook al worden ze niet gebruikt.
2. Mobiele zendontvangers voor middellange afstand, zoals die worden gebruikt in politieauto's, brandweerwagens, ambulances en taxi's, hebben de antenne meestal aan de buitenkant van het voertuig gemonteerd.
3. Langeafstandszenders en -ontvangers, zoals commerciële zenders (antennemasten voor radio- en tv-uitzendingen) en amateurradio's (HAM).


Andere soorten handapparaten, zoals draadloze telefoons, laptopcomputers, AM/FM-radio's, televisies, cd-spelers en kleine apparaten zoals elektrische scheerapparaten en haardrogers, zullen waarschijnlijk geen EMI-problemen veroorzaken voor je elektrische scooter.

Elektromagnetische interferentie (EMI) EM-energie wordt snel intenser naarmate je je dichterbij een zendantenne (bron) bevindt. De EM-velden van draagbare radiogolffbronnen (zendontvangers) zijn bijzonder zorgwekkend. Het is mogelijk om onbedoeld hoge niveaus van EM-energie zeer dicht bij het besturingssysteem van het apparaat te brengen wanneer je deze gebruikt. Daarom worden de onderstaande waarschuwingen aanbevolen om mogelijke interferentie met het besturingssysteem van je apparaat te voorkomen.

1. Bedien geen handontvangers, zoals CB-radio's (citizen band), en schakel geen persoonlijke communicatieapparaten, zoals mobiele telefoons, in terwijl het apparaat is ingeschakeld.
2. Let op zenders in de buurt, zoals radio- of tv-stations, en probeer te voorkomen dat je in de buurt komt.
3. Schakel het apparaat uit zodra het veilig is, als het onbedoeld beweegt of de rem loslaat.
4. Houd er rekening mee dat het toevoegen van accessoires of onderdelen, of het aanpassen van het apparaat, het gevoeliger kan maken voor EMI.
5. Meld alle incidenten met onbedoelde bewegingen of het loslaten van remmen aan de fabrikant en noteer of er EMI-bronnen in de buurt waren.

15. Problemen oplossen

Als er een fout optreedt met je step, kijk dan naar het lampje op je bedieningspaneel om het probleem te diagnosticeren. Het aantal knipperingen beschrijft de fout. Op de volgende pagina laat de tabel alle problemen zien die de step kan melden en leidt je naar een mogelijke oplossing.



Flash-code	Mogelijk probleem	Mogelijke oplossing(en)
1	De batterij heeft geen stroom of is niet goed aangesloten.	Controleer of de accu goed op de bodemplaat zit. Controleer de aansluitpinnen van de accu op de bodemplaat. Controleer de aansluiting in de bodem van de accu. Probeer de accu volledig op te laden.
2	De motor is defect of niet goed aangesloten.	Neem contact op met een erkend bedrijf voor reparatie.
3	De verbinding tussen de motor en de accu is kortgesloten.	Neem contact op met een erkend bedrijf voor reparatie.
4	De motorrem is defect of niet goed aangesloten.	Zorg ervoor dat de scooter in de rijmodus staat. Neem contact op met een erkend bedrijf voor reparatie.
5	Niet gebruikt	Niet gebruikt
6	De controller krijgt een rijbeperking.	Controleer of de batterijoplader niet is aangesloten
7	Storing in gashendel.	Zorg ervoor dat de gashendel niet naar binnen wordt getrokken wanneer u de scooter aanzet.
8	Fout in hoofdregelaar.	Neem contact op met een erkend bedrijf voor reparatie.
9	Storing in elektromagnetische rem.	Neem contact op met een erkend bedrijf voor reparatie.
10	De hoofdcontroller heeft een te hoge spanning ontvangen.	Neem contact op met een erkend bedrijf voor reparatie.

16. Garantie

Alle Motion Healthcare producten worden verkocht aan onze partners met garantie, zij verkopen op hun beurt het product aan u met garantie, dit zijn twee aparte overeenkomsten.

Voor specifieke informatie over de garantie die je krijgt of om een claim in te dienen, kun je contact opnemen met het bedrijf waar je hebt gekocht.



Motion Healthcare Ltd

Units 6 & 7 Concord Farm
School Road
Rayne, CM77 6SP



Heartway Medical Products Co. Ltd

No. 18, Jingke Central 1st Rd
Nantun Dist, Taichung City 40852
Taiwan



Europaischer Bevollmächtigter/Auth Rep

Emergo Europe, Westervoortsedijk 60,
6827 AT Arnhem
Nederland



Motion Mobility

Noordeinde 136
1121AL Landsmeer
Nederland

17. Specificaties

XCITE

Lengte	130 cm
Breedte	63 cm
Hoogte	122 cm
Wielmaat voor	33 cm
Wielmaat achter	33 cm
Totaalgewicht	103.8 kg
Zwaarste onderdeel	N.V.T
Gewicht batterij	31.6 kg
Capaciteit batterij	2x 50ah AGM
Wattuur batterij	1200 w
Bereik	40 km
Snelheid	12 kph
Maximaal gebruikersgewicht	158 kg
Zitbreedte	45 cm
Motorgrootte	550w
Maximale helling	6°
Bodemvrijheid	14 cm
Draaicirkel	160 cm



www.motionhealthcare.nl

085-2129445