

Ce qui est inclus:



Le DATI G-SAFE comprend un étui en silicone avec une fixation Velcro.



Câble de chargeur USB magnétique



Bloc de charge USB



Boitier de rangement

Comment utiliser votre appareil:

ALLUMER ET ÉTEINDRE LE DISPOSITIF



Allumez le G-SAFE : Appuyez sur le bouton latéral inférieur pendant 3 secondes ou jusqu'à ce que vous entendiez un "bip" et ressentez une vibration.



L'écran s'allumera et affichera le pourcentage de batterie restant, la force du signal cellulaire et la date actuelle. Le G-SAFE est maintenant prêt à être utilisé. Remarque : **L'écran passera en mode veille après quelques secondes. Pour le réactiver, appuyez simplement à nouveau sur le bouton latéral inférieur.**



Après utilisation, connectez l'appareil au bloc de charge fourni en utilisant le câble magnétique USB sur les broches de connexion arrière afin de garantir une charge complète pour la prochaine utilisation. Une fois que la batterie atteint 100 %, l'appareil s'éteindra automatiquement après quelques minutes.



Pour ajuster le volume pendant un appel, appuyez plusieurs fois sur le bouton supérieur droit pour augmenter le volume, et sur le bouton inférieur pour le diminuer. **Veillez noter que vous devez être en communication pour effectuer ces réglages.**

PROCÉDURE D'ALERTE

ALERTE SOS



Appuyez et maintenez le bouton SOS pendant 3 secondes. Vous entendrez alors une sonnerie, ressentirez une vibration et verrez l'indicateur SOS clignoter deux fois sur l'écran, signalant que la notification est en cours, compiler les informations et envoyer les alertes. Après quelques secondes, si la connexion le permet, un appel sera passé au premier destinataire désigné.

DÉTECTION DE CHUTE



Si le G-SAFE détecte une chute, il émettra un bip, une sonnerie et affichera « MD » sur l'écran. L'unité compilera ensuite les informations et enverra l'alerte et l'appel, ce qui peut prendre quelques secondes.

Attention, la détection automatique des chutes peut ne pas détecter toutes les chutes. Si vous êtes tombé et que l'appareil n'a pas déclenché l'alerte, appuyez sur le bouton SOS pour obtenir de l'aide.

Annulation de l'alerte : Si jamais vous réalisez rapidement que l'alerte a été déclenchée mais qu'il s'agit d'une fausse alerte, en appuyant sur le bouton SOS pendant 2 secondes, cela indiquera annulé (cancelled) à l'écran et annulera l'appel d'alerte. En revanche, si elle n'est pas annulée à temps, il est possible que l'alerte soit quand même envoyée. Lors de la validation, indiquez simplement qu'il s'agit d'une fausse alarme. Si la détection de chute est trop sensible, veuillez en informer votre superviseur et il nous contactera pour réduire la sensibilité à distance.

Entretien régulier de votre appareil DATI

Pour garantir un bon contact pendant le chargement et maintenir la propreté des broches de chargement, vérifiez régulièrement votre appareil pour voir si de la poussière ou des débris se sont accumulés sur les connecteurs. Nettoyez les contacts arrières de l'appareil, ainsi que ceux du câble de chargement.



Connecteurs derrière l'appareil



Nettoyez les connecteurs arrières avec un chiffon doux afin d'éliminer la poussière et la saleté accumulée.



Nettoyez les connecteurs du câble du chargeur (très légèrement) pour éliminer la poussière et la saleté accumulée.



Nettoyer régulièrement les connecteurs permet de maintenir un bon contact de charge et prolonge la durée de vie de votre appareil.