

Contents

Safety Precautions	2
Warning	3
Caution	3
Contraindications	4
Indications for use	5
Read before operating the product	5
Product components	5
Product description	6
Product installation	8
Checklist before product installation	8
Product installation	8
How to use the product	9
Turning ON and OFF	9
Adjusting the product's temperature	10
After using the product	10
How to clean and store the product	11
How to clean the product	11
How to store the product	11
Trouble shooting guide	12
Check before contacting customer service	12
Product specifications	13
Product manufacturing information	14
Customer service information	16
Product warranty	17

Safety Precautions

Read and follow all instructions in this manual. Proper use of the BIO-BELT will prevent harm to the user and damage to private property.



WARNING :

Use carefully. May cause serious burns. Do not use over sensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of the BIO-BELT by children or incapacitated persons may be dangerous. The BIO-BELT is a medical device and should only be used by a competent adult. Elderly people and people with mobility issues need to be supervised.

- Do not alter, change or disassemble the product. Doing so may cause the product to malfunction and electric shock and fire may occur.
- Make sure to use the proper voltage for your country. Improper voltage may cause electric shock, fire or damage to the product.
- If there is a power outage, turn off the power and disconnect the plug.
- If the BIO-BELT catches fire or begins to smoke, turn off and unplug the device. Report the problem to our Customer Service Center.
- Do not allow children near the BIO-BELT unsupervised. Loss of life or injury may occur if a child wraps the power cord around their neck or trips and falls over the power cord.



CAUTION :

Property damage, device malfunction, or injury may occur if the following instructions are not followed properly. If you do not feel well when using the BIO-BELT, discontinue use and consult with a physician. Only use the BIO-BELT for heat therapy. If it is not functioning properly, discontinue use and contact Customer Service.

- Do not modify or tamper with the BIO-BELT.
- Do not jump, stand, or place heavy objects on the BIO-BELT.
- Do not place the controller on the BIO-BELT when in use. Keep the controller away from the BIO-BELT.
- Do not place the BIO-BELT on surfaces that are sensitive to temperature (i.e. leather).
- Do not cover the controller. Doing so may cause overheating of the controller.
- Do not secure the BIO-BELT with any metal products such as pins.
- Do not drop, throw or mishandle the BIO-BELT controller.
- Do not use the BIO-BELT with any ointments, or creams that generate heat. Doing so may cause burns or injury to your skin.
- Do not use the BIO-BELT with any oils without the waterproof cover. Doing so may cause damage to the BIO-BELT.
- Do not operate the BIO-BELT near objects that generate heat (i.e. ventilation from heaters, stoves) or magnetic fields (i.e. TV, magnetic objects).

- Do not use if the power cord is damaged.
- Low temperature burns can occur if using the BIO-BELT for a prolonged period of time. Use with caution when the controller is set to 104° ~ 158°F (40° ~ 70°C). Stop using the BIO-BELT if burns or blisters occur.
- Do not place the BIO-BELT directly on your skin. Place a towel in between the BIO-BELT and your skin when operating to prevent burns.
- Do not connect the BIO-BELT to any other electronic device. This may cause injury, electric shock or fire.
- Do not use on sensitive skin or on areas where circulation is poor.
- Keep the BIO-BELT away from sharp objects. Do not allow anything to puncture the folds of the BIO-BELT.



CONTRAINDICATIONS :

Do not use the BIO-BELT on infants and young children. The BIO-BELT is not indicated for the elderly and should consult with a physician prior to use.

Do not use the BIO-BELT if you have any of the following conditions:

- Person with organ transplant
- Person with high fever
- Person with cognitive disability
- Person with skin problems i.e. insensitivity to temperature change
- Person with acute disease, acute tumor, external pacemaker, the visually impaired, and any heart problems

If you have any of the following conditions, only use the BIO-BELT if directed by a physician.

- Person with immobility
- Person with internal pacemaker/defibrillator
- Person with Adrenal Suppression Disorders, Addison's Disease, Adrenal Insufficiency, Systematic Lupus Erythematosus, and Multiple Sclerosis (MS)
- Person with bypass surgery
- Person with diabetes
- Person with high blood pressure (hypertension)
- Person who is pregnant
- Person who is sick
- Person who recently received radiation/chemotherapy
- Person with surgical or silicone implants




INDICATIONS FOR USE :

For use in adults over 18 years of age. The BIO-BELT is indicated for the temporary relief of minor muscle and joint pain and stiffness; the temporary relief of joint pain associated with arthritis; the temporary relief of muscle spasms, minor sprains and strains, and minor muscular back pain; the relaxation of muscles; and the temporary increase of local circulation where applied.


Read before operating the product

Product components

※ The components may change without notice due to product improvement.



BIO-BELT




BIO-BELT Controller / Power Cable




User Manual

Product description

BIO-BELT



Controller



Product installation

Checklist before product installation

- Do not use the product in areas with high humidity or significant dust.
- Handle the BIO-BELT with care. Any physical impact such as dropping the BIO-BELT can damage internal components.
- Check the voltage before turning on the BIO-BELT.
 - Voltage for the product: 120V
 - Electric shock or damage to the BIO-BELT can result from improper voltage.
 - The BIO-BELT and the controller must be the same voltage.
(i.e. 120V BIO-BELT + 120V Controller / 220V BIO-BELT + 220V Controller)
- Do not use the BIO-BELT if the plug, power cable, or power outlet has any damage. Always check for cuts and scrapes to the power cable.
- Do not pull on the power cord or controller when unplugging the BIO-BELT.
- Use a dedicated outlet when operating the BIO-BELT. Problems may occur when sharing a power strip with other devices.


Product installation

1. Connect the controller / power cable to the connection port of the BIO-BELT. To ensure a secure connection, there should be no space between the connector and the outlet on the mat.
The connection may be tight at first.


2. Plug the controller / power cable into an outlet. Make sure the controller is rated for the same voltage as the outlet.

NOTE: Use care when handling the controller / power cable to prevent accidental breakage. Do not drop, stand on or place heavy objects on the controller / power cable. Never pull the power cable to remove the plug from the receptacle, be sure to hold the plug.

<IMPROPER CONNECTION>



<PROPER CONNECTION>



How to use the product

Turning ON and OFF

Check the following to make sure the BIO-BELT is operating properly.

The BIO-BELT can be used on the legs, arms, shoulders, and waist. Its small size makes it easy to transport.

1. Turn the BIO-BELT on by pressing the Power button. The indicator light will turn on. Press the button again to turn off the BIO-BELT.
.....
2. If the light does not turn on, check for any plug/power system problems.
.....
3. Press the temperature adjustment button to see if it is working properly. Contact our Customer Service Center if the controller is not working properly.
.....
4. The BIO-BELT will automatically turn off after 2 hours of continuous use. To continue using the belt, turn it on again and set the temperature.



Caution

- Please contact our Customer Service Center if the power indication light does not turn on when the power is connected.

Adjusting the product's temperature

1. When the power is turned on, press the [Temperature Up / Down] button to set the desired temperature.
 - Range of temperature: 95 ~ 149°F / 35 ~ 65°C
 - Each time the temperature button is pressed, the temperature setting changes in increments of 9°F / 5°C.

2. When adjusting the temperature, the indicator light will change color depending on the temperature selected. Once selected, the BIO-BELT will heat up to the proper temperature. If the button of the controller is not working properly, please contact our Customer Service Center.
 - Green: 95° ~ 104°F (35° ~ 40°C)
 - Yellow: 113° ~ 131°F (45° ~ 55°C)
 - Red: 140° ~ 149°F (60° ~ 65°C)

3. Place the BIO-BELT around your legs, arms, shoulders, or waist with the gemstones faced inward (gemstones are visible through the clear window). Adjust the strap to secure the BIO-BELT. We recommend placing a towel between the BIO-BELT and your skin to prevent low temperature burns.

4. Do not place the controller on the BIO-BELT when in use. Keep the controller away from the BIO-BELT.



Warning

- Do not place the BIO-BELT directly on your skin. Doing so may cause burns or injury to your skin. Place a towel between the BIO-BELT and your skin during use.

After using the product

- After using the BIO-BELT, turn it off by pressing the Power button.
- When the power is turned off, unplug the BIO-BELT from the outlet.

How to clean and store the product

How to clean the product

1. Unplug the BIO-BELT before cleaning it. Use a moist towel to remove any dust on the surface and a soft dry fabric to clean the controller.
.....
2. We recommend wiping the clear strip on the BIO-BELT once a month with a moist towel to maintain good condition.
 - Do not leave any moisture on the BIO-BELT after cleaning the product.
 - If the BIO-BELT has any moisture or perspiration on it, use a dry towel to wipe it off.
.....
3. Do not use detergents, solvents, or flammable chemicals when cleaning the BIO-BELT and controller.



Caution

- When cleaning the BIO-BELT, do not wash with water, submerge in water, or dry clean.
 - Doing so may cause electric shock or a short circuit.
- When cleaning the BIO-BELT, make sure to turn off the power and unplug it.

How to store the product

- When not in use, turn off the power and unplug the BIO-BELT.
- Before storing the BIO-BELT, be sure to turn it off and wait until it has cooled down.
- Store the BIO-BELT lying flat (not folded) and in a well-ventilated area.
- Unplug the controller from the BIO-BELT and place it in a bag.
- Do not expose the device to water, rain or extreme humidity. It may cause electric shock or fire.

Product Storage/ Transportation

- Storage Temperature: 32 ~ 113°F / 0 ~ 45°C
- Transportation Temperature: -13 ~ 158°F / -25 ~ 70°C
- Humidity: 15 ~ 93%
- Air pressure: 700 ~ 1060 hPa

- Keep out of direct sunlight.
- Store in an area free of dust and humidity.

Trouble shooting guide

If the alarm light on the controller flashes while using the BIO-BELT, stop using it immediately. Use the trouble shooting guide to eliminate the problem. If recommended steps did not eliminate the problem and the alarm light is still flashing, stop using the BIO-BELT and contact Customer Service.

Indicator Light	Cause	Resolution method
149°F light is flashing	BIO-BELT connection is not secure	<ul style="list-style-type: none"> Check if the BIO-BELT cable is properly connected to the controller.
	Defective temperature sensor	<ul style="list-style-type: none"> Temperature sensor wire is broken. Contact our Customer Service Center.

Check before contacting customer service

If there is any malfunction during the use of the product, check the following contents before contacting our Customer Service Center.

Symptom	Resolution method
The power switch is turned on but the power indicator light is not turned on.	<ul style="list-style-type: none"> Check if the power plug is securely connected to the outlet. Check if the proper voltage is applied Connect the power plug correctly, but if it still does not properly work, contact our Customer Service Center.
The temperature is set but the BIO-BELT is not working.	<ul style="list-style-type: none"> Check if the BIO-BELT and the controller are correctly connected. Turn off the power of the controller and separate the power cable and then re-connect again. Connect the power cable correctly, but if it still does not properly work, contact our Customer Service Center.
During the use of the BIO-BELT, the power suddenly turns off.	<ul style="list-style-type: none"> Turn the power off and turn it on again.
The alarm light is on and the BIO-BELT is not working.	<ul style="list-style-type: none"> If the alarm light is on, turn off the power immediately and unplug the power cable from the power outlet and then contact our Customer Service Center.

Product specifications

Category	Contents
Product	BIO-BELT
Product size	210 x 460 mm
	1) main body of the BIO-BELT containing semi-precious stones: Length 46 cm x width 21 cm 2) Total length including the belt: 140cm (Regular) or 160cm (XL)
Weight or packing unit	1) Controller: 0.38 KG 2) Main body of the belt: 0.93KG 3) Overall weight: 1.6 KG
Maximum temperature	149°F / 65°C (The BIO-BELT is programmed to prevent overheating.)
Voltage, frequency, power consumption	120V~, 60Hz, 50W
	Operating temperature : 95 ~ 149°F / 35 ~ 65°C Variance: +/- 9°F / 5°C
Type of protection against electric shock	Class II ME equipment
Degree of protection against electric shock	Class BF applied parts - Applied parts: Top of Mat
Degree of protection against harmful ingress of water	Ordinary equipment (IPX0) - Equipment not suitable for use in presence of a flammable anesthetic mixture with air or with oxygen or nitrous oxide.
Mode of operation	Continuous operation


※ The BIO-BELT will automatically turn off after 2 hours.

Class II ME equipment (single fault safe)		
	Normal Mode	Single Fault Mode
Touch Current	< 100 microA	< 500 microA
Ground Leakage Current	< 5 mA	< 10 mA


Testing in accordance with IEC 60601-1-2 indicates the following:
The BIO-BELT needs no special precautions regarding EMC and needs to be installed and put into service.
Portable and mobile RF communications equipment have no adverse effects on the BIO-BELT.

Product manufacturing information

Product label is attached to the bottom of the BIO-BELT and the controller.



Label location on the BIO-BELT



Label location on the controller.

BIO-BELT product

Front



Side



Customer service information

If your BIO-BELT is not working properly call our Customer Service Center.

CUSTOMER SERVICE CENTER

North America

Richway & Fuji Bio Inc.

Tel: 1-808-589-2800

Toll-Free: 1-855-338-6410 (USA, Canada, Guam, Saipan)

Homepage: www.richwayandfujibio.com

Email: rma@richwayusa.com

Product warranty

Order information	Product name	BIO-BELT	Model name	
	Warranty period	Limited 3 years from the date of product delivery	Manufacturing number	
	Date of purchase		Branch of purchase	
Customer information	Name		Purchase price	

Richway & Fuji Bio warrants the covered product to be free from defects and malfunctions at the time sold. "Defects" as used in this warranty, is defined as imperfections, which impair or impede the function and use of the product.

How Long the Warranty Lasts

This limited warranty lasts 3 years from the date of delivery. This warranty extends to the original purchaser only. Coverage terminates if you sell or otherwise transfer ownership.

What This Warranty Covers

This warranty covers any defects or malfunctions in the electronic components, heating element, and top cover replacement. If Richway & Fuji Bio determines that such goods are defective, within the period of this warranty, Richway & Fuji Bio will repair or replace the parts free of charge for the first year. Repair or replacement for the second and third year requires a fee, which can be found on our website. Repair or replacement is the sole and exclusive remedy available to the buyer, and shall constitute the fulfillment of all Richway & Fuji Bio obligations in respect to the goods furnished under this agreement.

What This Warranty Does Not Cover

This warranty does not cover abuse, misuse, natural disaster, insufficient or excessive electrical supply, ordinary wear, fading, failure to follow instructions and improper maintenance. Richway & Fuji Bio shall not be liable for any incidental or consequential damages as a direct result of negligence or misuse. This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged, and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on internet sites and/or sales of such products on internet auction sites and/or sales of such products by surplus or bulk resalers. Any and all warranties or guarantees shall immediately cease and terminate as to any products or parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior express and written consent of Richway & Fuji Bio.

How to Get Service

To obtain service under this warranty, contact your local Customer Service Center and provide the purchaser's name, RI (Richway Invoice) number, and a detailed description of the problem you are experiencing. They will provide you with a return merchandise authorization number (RMA). This number is required and must be placed in a visible area on the front of the package. Ship your product postage paid, include a copy of the original sales slip, credit card receipt or other proof of the date of the original retail purchase. If servicing within the first two (2) months, we will send you a prepaid shipping label to cover your shipping costs. If servicing from the third month and on, the customer is responsible for shipping costs to return the product for repair or replacement. We will cover the shipping costs to return the product back to the customer.

How Do State Laws Apply

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Any implied warranties last the duration of this warranty. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions may not apply to you.

**THE
RICHWAY
GROUP**

RICHWAY & FUJI BIO INC.

1314 South King Street Suite 520, Honolulu, HI 96814 USA

Tel: 1-808-589-2800 / Toll-Free: 1-855-338-6410

Homepage: www.richwayandfujibio.com

Contenu

Précautions en matière de sécurité.....	19
Avertissement	19
Avertissement	19
Contre-indications	20
Instructions d'utilisation.....	21
Veillez lire avant d'utiliser le produit.....	22
Composantes du produit.....	22
Description du produit.....	23
Installation du produit	25
Liste de vérification avant d'installer le produit	25
Installation du produit.....	25
Comment utiliser le produit.....	26
Allumer ou Éteindre (ON ou OFF)	26
Ajuster la température du produit.....	27
Après avoir utilisé le produit.....	27
Comment nettoyer et ranger le produit	28
Comment nettoyer le produit.....	28
Comment ranger le produit.....	28
Guide de dépannage.....	29
Vérifiez avant de communiquer avec le service à la clientèle	29
Caractéristiques du produit.....	30
Renseignements concernant la fabrication du produit.....	31
Renseignements sur le Service à la clientèle.....	33
Garantie du produit.....	34

Précautions en matière de sécurité

Veillez lire et suivre les instructions qui se trouvent dans ce manuel. L'utilisation appropriée du BIO-BELT empêchera les blessures à l'utilisateur et les dommages à la propriété privée.



AVERTISSEMENT :

Utilisez avec soin. Peut entraîner de graves brûlures. Ne pas utiliser sur des zones de peau extrêmement sensibles ou lorsqu'il y a une mauvaise circulation. L'utilisation sans surveillance du BIO-BELT par les enfants ou les personnes souffrant d'une incapacité peut s'avérer dangereuse. Le BIO-BELT est un appareil médical qui devrait uniquement être utilisé par un adulte compétent. Les personnes âgées et les personnes qui souffrent de problèmes de mobilité doivent être supervisées.

- Ne pas modifier, changer ou démonter le produit. Ceci pourrait entraîner un mauvais fonctionnement du produit et produire un choc électrique et un feu.
- Assurez-vous d'utiliser le bon voltage pour votre pays. Le mauvais voltage peut engendrer un choc électrique, un feu ou des dommages au produit.
- Veillez à ce que le connecteur soit bien branché à la prise de courant avant de faire fonctionner l'appareil.
- Si une panne de courant survient, éteignez l'alimentation et débranchez la prise.
- Si le BIO-BELT prend feu ou commence à fumer, éteignez et débranchez l'appareil. Signalez le problème à notre Centre de service à la clientèle.
- Ne laissez pas les enfants sans surveillance à proximité du BIO-BELT. La perte de vie ou des blessures graves peuvent survenir si un enfant entoure le cordon d'alimentation autour de son cou ou bien trébuche par dessus le cordon d'alimentation.



AVERTISSEMENT :

Des dommages matériels, un mauvais fonctionnement de l'appareil ou des blessures peuvent survenir si les instructions suivantes ne sont pas suivies à la lettre. Si vous ne vous sentez pas bien suivant l'utilisation du BIO-BELT, arrêtez l'utilisation et consultez un médecin. Utilisez uniquement le BIO-BELT pour une thérapie. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, veuillez arrêter l'utilisation et communiquer avec le Service à la clientèle.

- Ne pas modifier ou altérer le BIO-BELT.
- Ne pas sauter, vous tenir debout ou placer des objets lourds sur le BIO-BELT.
- Ne pas placer la manette sur le BIO-BELT lorsque vous utilisez celui-ci. Gardez la manette loin du BIO-BELT.
- Ne placez pas le BIO-BELT sur les surfaces sensibles aux températures (p.ex: le cuir).
- Ne couvrez pas la manette. Ceci pourrait entraîner une surchauffe de la manette.
- Ne pas fixer le BIO-BELT avec des articles en métal comme des épingles.
- Ne pas faire tomber, lancer ou maltraiter la manette du BIO-BELT.

- Ne pas utiliser le BIO-BELT avec des onguents ou des crèmes qui produisent de la chaleur. Ceci pourrait provoquer des brûlures ou des blessures cutanées.
- Ne pas utiliser le BIO-BELT avec des huiles sans la housse imperméable. Ceci pourrait provoquer des dommages au BIO-BELT.
- Ne pas faire fonctionner le BIO-BELT près d'objets qui produisent de la chaleur (p.ex: la ventilation des radiateurs, des poêles) ou des champs magnétiques (p.ex. : la télévision, les objets magnétiques).
- Ne pas utiliser si le cordon d'alimentation est endommagé.
- Des brûlures à faible température peuvent survenir si vous utilisez le BIO-BELT pendant une longue période de temps. Utilisez avec prudence lorsque la manette est réglée à 104° ~ 158°F (40° ~ 70°C). Arrêtez d'utiliser le BIO-BELT si des brûlures ou des ampoules apparaissent.
- Ne pas placer le BIO-BELT directement sur la peau. Placez toujours une serviette entre le BIO-BELT et votre peau lorsque vous le faites fonctionner afin d'éviter les brûlures.
- Ne pas relier le BIO-BELT à un autre appareil électronique. Ceci pourrait provoquer des lésions, un choc électrique ou un feu.
- Ne pas utiliser sur la peau sensible ou sur des zones où la circulation est mauvaise.
- Gardez le BIO-BELT loin des objets pointus. Ne laissez aucun objet percer les plis du BIO-BELT.



CONTRE-INDICATIONS :

Ne pas utiliser le BIO-BELT sur des bébés et des jeunes enfants.

Le BIO-BELT n'est pas destiné à être utilisé par les personnes âgées et celles-ci devraient consulter avec leur médecin avant d'entamer l'utilisation.

Ne pas utiliser le BIO-BELT si vous souffrez des problèmes suivants:

- Une personne avec un transplant d'organe
- Une personne avec de la fièvre élevée
- Une personne avec une déficience cognitive
- Une personne avec des problèmes cutanés (c'est à dire: un manque de sensibilité aux changements de température
- Une personne qui souffre d'une maladie aiguë, d'une tumeur aiguë, qui porte un stimulateur cardiaque externe, qui souffre d'une déficience visuelle et de tout autre problème cardiaque

Si vous souffrez de l'une des conditions susmentionnées, utilisez uniquement le BIO-BELT suivant l'autorisation d'un médecin.

- Une personne qui souffre d'immobilité
- Une personne avec un stimulateur cardiaque interne/un défibrillateur
- Une personne qui souffre de suppression surrénale, de la maladie d'Addison, d'insuffisance surrénale, de Lupus erythémateux systémique (SLE) et de sclérose en plaques.
- Une personne ayant subi une opération de pontage
- Une personne avec du diabète
- Une personne avec une pression artérielle élevée (hypertension)
- Une personne enceinte
- Une personne malade
- Une personne qui a récemment reçu de la radiothérapie/chimiothérapie
- Une personne avec des implants chirurgicaux ou en silicone




INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Usage réservé aux adultes de plus de 18 ans. Le BIO-BELT est conçu pour le soulagement temporaire des maux mineurs liés aux joints et aux muscles, ainsi qu'à la rigidité; le soulagement temporaire des douleurs articulaires associées avec l'arthrite; le soulagement temporaire des spasmes musculaires, des entorses et des foulures mineures, et des douleurs mineures au dos; la relaxation des muscles; et l'augmentation temporaire de la circulation locale là où nécessaire.


Veillez lire avant d'utiliser le produit

Composantes du produit

※ Les composantes peuvent être modifiées sans avis au préalable en raison d'une amélioration du produit.



BIO-BELT




Manette BIO-BELT / Cordon d'alimentation



Manuel de l'utilisateur


Description du produit

BIO-BELT



Manette

Voyant lumineux de température
Indique la température réglée
(Réglage de température:
95° ~ 149°F / 35° ~ 65°C)



Voyant lumineux d'alimentation
Indique si le BIO-BELT est
allumé ou éteint (ON ou OFF).

Bouton d'ajustement de la température
Appuyez sur le bouton de
Température vers le Haut
ou vers le Bas pour faire
augmenter ou diminuer la
température.

Bouton d'alimentation
Allumez ou éteignez
(ON ou OFF) la ceinture en
appuyant sur ce bouton.

Installation du produit

Liste de vérification avant d'installer le produit

- Ne pas utiliser le produit dans les endroits très humides ou avec beaucoup de poussières.
- Manipulez le BIO-BELT avec soin. Tout dommage physique résultant de la chute du BIO-BELT peut endommager les composantes internes.
- Vérifiez la tension avant d'allumer le BIO-BELT.
 - Tension pour le produit: 120 V
 - Un choc électrique ou des dommages au BIO-BELT peuvent survenir en raison d'un mauvais voltage.
 - Le BIO-BELT et la manette doivent être à la même tension.
(c'est à dire. 120 V BIO-BELT + 120 V Manette / 220 V BIO-BELT + 220 V Manette)
- Ne pas utiliser le BIO-BELT si la prise, le cordon d'alimentation ou la prise d'alimentation est endommagée. Vérifiez le cordon d'alimentation afin de vous assurer qu'il ne comporte aucune égratignure ou coupure.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation ou sur la manette lorsque vous débranchez le BIO-BELT.
- Utilisez une prise dédiée lorsque vous faites fonctionner le BIO-BELT. Des problèmes peuvent survenir lorsque vous partagez une barre d'alimentation avec d'autres appareils.


Installation du produit

1. Brancher la manette / le cordon d'alimentation au port de connexion du BIO-BELT. Afin de garantir une bonne connexion, il ne devrait y avoir aucun espace entre le connecteur et la prise sur le tapis. La connexion peut sembler serrer au début.


2. Brancher la manette / le cordon d'alimentation dans une prise. Veillez à ce que la manette soit à la même tension nominale que la prise.

REMARQUE: Manipulez la manette / le cordon d'alimentation avec soin afin d'éviter les bris accidentels. Ne pas faire tomber, vous tenir debout ou placer des objets lourds sur la manette / le cordon d'alimentation. Ne jamais tirer le cordon d'alimentation pour enlever le cordon du récipient, assurez-vous de tenir la prise.

<MAUVAISE CONNEXION>



<BONNE CONNEXION>



Comment utiliser le produit

Allumer ou Éteindre (ON ou OFF)

Vérifiez bien tous les éléments suivants afin de vous assurer que le BIO-BELT fonctionne correctement.

Le BIO-BELT peut être utilisé sur les jambes, les bras, les épaules et le taille. Sa petite taille le rend facile à transporter.

1. Allumez le BIO-BELT en appuyant sur le Bouton d'alimentation. Le voyant lumineux s'allumera. Appuyez sur le bouton à nouveau pour éteindre le BIO-BELT.
2. Le BIO-BELT s'éteindra automatiquement après 2 heures d'utilisation continue. Pour continuer à utiliser la ceinture, allumez-la à nouveau et régler la température.



Avertissement

- Veuillez communiquer avec notre Centre de service à la clientèle si le voyant lumineux ne s'allume pas lorsque l'alimentation est reliée.

Ajuster la température du produit.

1. Lorsque l'appareil est allumé (sous tension), appuyez sur le bouton [Température vers le Haut / Bas] pour régler la température souhaitée.

température.

- Plage de températures: 95° ~ 149°F / 35° ~ 65°C

- Chaque fois que le bouton de température est appuyé, le réglage de température est modifié en paliers de 9°F / 5°C.

2. Lorsque vous ajustez la température, le voyant lumineux changera de couleur selon la température sélectionnée. Une fois que vous avez sélectionné la température souhaitée, le BIO-BELT se réchauffera à cette température. Si le bouton de la manette ne fonctionne pas correctement, veuillez communiquer avec notre Centre de service à la clientèle.

- Bleu: 95° ~ 104°F (35° ~ 40°C)

- Vert: 113° ~ 122°F (45° ~ 50°C)

- Orange: 131° ~ 140°F (55° ~ 60°C)

- Jaune: 149° ~ 158°F (65° ~ 70°C)

3. Placez le BIO-BELT autour de vos jambes, bras, épaules ou de votre taille avec les pierres précieuses vers l'intérieur (les pierres précieuses sont visibles à travers la fenêtre transparente). Ajustez la sangle pour fixer le BIO-BELT. Nous vous recommandons de placer une serviette entre le BIO-BELT et votre peau afin d'éviter les brûlures à faible température.

4. Ne pas placer la manette sur le BIO-BELT lorsque vous utilisez celui-ci. Gardez la manette loin du BIO-BELT.



Avertissement

- Ne pas placer le BIO-BELT directement sur la peau. Ceci pourrait provoquer des brûlures ou des blessures cutanées. Placez toujours une serviette entre le BIO-BELT et votre peau lorsque pendant l'utilisation.

Après avoir utilisé le produit

- Après avoir utilisé le BIO-BELT, éteignez-le en appuyant sur le Bouton d'alimentation.
- Lorsque l'alimentation est coupée, débranchez le BIO-BELT de la prise de courant.

Comment nettoyer et ranger le produit

Comment nettoyer le produit

1. Débranchez le BIO-BELT avant de le nettoyer. Utilisez une serviette humide afin d'enlever toute poussière sur la surface ou bien un chiffon doux et sec pour nettoyer la manette.
2. Nous vous recommandons de nettoyer la bande transparente sur le BIO-BELT au moins une fois par mois avec une serviette humide afin de la garder en bon état.
 - Ne laissez aucune humidité sur le BIO-BELT après avoir nettoyé le produit.
 - Si le BIO-BELT présente des traces d'humidité ou de transpiration, utilisez une serviette sèche pour le nettoyer.
3. Ne pas utiliser de détergents, de solvants ou de produits chimiques inflammables lorsque vous nettoyez le BIO-BELT et la manette.



Avertissement

- Lorsque vous nettoyez le BIO-BELT, ne pas laver avec de l'eau, ne pas l'immerger dans l'eau ou le nettoyer à sec.
 - Ceci pourrait entraîner un choc électrique ou un court circuit.
- Lorsque vous nettoyez le BIO-BELT, assurez-vous de couper l'alimentation et de le débrancher.

Comment ranger le produit

- Lorsque vous ne l'utilisez pas, assurez-vous de couper l'alimentation et de débrancher le BIO-BELT.
- Avant d'entreposer le BIO-BELT, assurez-vous de l'éteindre et d'attendre qu'il se soit refroidi.
- Rangez le BIO-BELT à plat (non plié) dans un endroit sec et bien aéré.
- Débranchez la manette du BIO-BELT et placez-la dans un sac.
- Ne pas mettre l'appareil en contact avec l'eau, la pluie ou l'humidité extrême. Ceci pourrait provoquer un choc électrique ou un feu.

Entreposage du produit / Transport

- Température d'entreposage: 32 ~ 113°F / 0 ~ 45°C
- Température de transport: -13 ~ 158°F / -25 ~ 70°C
- Humidité: 15 ~ 93 %
- Pression de l'air: 700 ~ 1060 hPa

- Conserver à l'abri des rayons solaires directs.
- Ranger dans un espace exempt de poussière et sec, sans aucune humidité.

Guide de dépannage

Si le voyant d'alarme sur la manette clignote pendant que vous utilisez le BIO-BELT, arrêtez immédiatement son utilisation. Utilisez le guide de dépannage pour éliminer le problème. Si les étapes recommandées ne font rien pour éliminer le problème, et que le voyant d'alarme clignote toujours, arrêtez l'utilisation du BIO-BELT et communiquez avec le Service à la clientèle.

Voyant lumineux	Cause	Méthode de résolution
Voyant de 149°F clignote	La connexion BIO-BELT n'est pas sécurisée	▪ Vérifiez que le câble BIO-BELT soit bien branché à la manette.
	Capteur de température défectueux	▪ Le fil du capteur de température est brisé. Veuillez communiquer avec notre Centre de service à la clientèle.

Vérifiez avant de communiquer avec le service à la clientèle

Si une défaillance survient pendant l'utilisation du produit, vérifiez les composantes suivantes avant de communiquer avec notre Centre de service à la clientèle.

Symptôme	Méthode de résolution
Le commutateur d'alimentation est allumé mais le voyant lumineux ne s'allume pas.	▪ Vérifiez que le cordon d'alimentation soit bien branché à la prise. ▪ Veillez à ce que la bonne tension soit appliquée. ▪ Branchez correctement la fiche de l'appareil, mais si elle ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez communiquer avec notre Centre de service à la clientèle.
La température est réglée mais le BIO-BELT ne fonctionne pas.	▪ Veillez à ce que le BIO-BELT et la manette soient correctement raccordés. ▪ Éteignez l'alimentation de la manette et séparez le cordon d'alimentation puis branchez-les à nouveaux. ▪ Branchez correctement le cordon d'alimentation, mais s'il ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez communiquer avec notre Centre de service à la clientèle.
Pendant l'utilisation du BIO-BELT, l'alimentation est soudainement coupée.	▪ Éteignez puis rallumez à nouveau l'appareil.
Le voyant d'alarme est allumé et le BIO-BELT ne fonctionne pas.	▪ Si le voyant lumineux est allumé, éteignez immédiatement l'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation de la prise puis communiquez avec le Centre de service à la clientèle.

Caractéristiques du produit

Catégorie	Contenu
Produit	BIO-BELT
Taille du produit	210 x 460 mm
	1) corps principal du BIO-BELT qui contient le pierres semi-précieuses: Longueur de 46 cm x largeur de 21 cm 2) Longueur totale incluant la ceinture: 140 cm (Régulier) ou 160 cm (XL)
Poids ou unité d'emballage	1) Manette: 0.38 KG 2) Corps principal de la ceinture: 0.93KG 3) Poids total: 1.6 KG
Température maximale	149 °F / 65 °C (Le BIO-BELT est conçu et programmé afin de prévenir les surchauffes.)
La tension, la fréquence et la consommation électrique	120V~, 60Hz, 50W
	Température de fonctionnement : 95 ~ 149°F / 35 ~ 65°C Variance: +/- 9°F / 5°C
Type de protection contre les chocs électriques	Équipement de Classe II ME
Degré de protection contre les chocs électriques	Pièces appliquées Classe BF - Pièces appliquées: La partie supérieure du tapis
Degré de protection contre la pénétration nocive de l'eau	Équipement ordinaire (IPX0) - L'équipement ne convient pas à une utilisation à proximité des mélanges d'anesthésiques inflammables et d'air ou d'oxygène ou d'oxyde nitreux.
Mode d'opération	Fonctionnement en continu

※ Le BIO-BELT s'éteindra automatiquement après 2 heures de fonctionnement.


Équipement de Classe II ME (single fault safe)		
	Mode normal	Mode à une seule défaillance
Tension au touché	< 100 microA	< 500 microA
Courant de fuite	< 5 mA	< 10 mA

Test en conformité avec la norme IEC 60601-1-2 indique le suivant:


Le BIO-BELT ne requiert aucune précaution spéciale au sujet de l'EMC et doit être installé et mis en service. Les appareils de communication portables et mobiles RF n'ont aucun effet indésirable sur le BIO-BELT.

Renseignements concernant la fabrication du produit

L'étiquette du produit est apposée au fond du BIO-BELT et de la manette.



L'emplacement de l'étiquette sur le BIO-BELT.



L'emplacement de l'étiquette sur la manette.

BIO-BELT product

Front



Side



Renseignements sur le Service à la clientèle.

Si votre BIO-BELT ne fonctionne pas correctement, veuillez communiquer avec notre Centre de service à la clientèle.

CENTRE DE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Amérique du Nord

Richway & Fuji Bio Inc.

Téléphone: 1-808-589-2800

Sans frais: 1-855-338-6410 (États-Unis, Canada, Guam, Saipan)

Page d'accueil: www.richwayandfujibio.com

Courriel: rma@richwayusa.com

Garantie du produit

Renseignements sur la commande	Nom du produit	BIO-BELT	Nom du modèle	
	Période de garantie	3 ans limitée à partir de la date de livraison du produit	Numéro de fabrication	
	Date d'achat		Succursale d'achat	
Renseignements sur le client	Nom		Prix d'achat	

Richway & Fuji Bio garantit que le produit en question ne possède aucun défaut de fabrication et de défaillance au moment de la vente. Les « défauts », tels qu'utilisés dans la présente garantie, sont définis comme étant des imperfections, qui retardent ou entravent le fonctionnement et l'utilisation du produit.

La durée de la garantie

Cette garantie limitée dure 3 ans à partir de la date de livraison. La présente garantie se prolonge uniquement à l'acheteur original. La couverture prend fin si vous vendez ou si vous effectuez un transfert de propriété.

Ce qui est couvert par la garantie

La présente garantie couvre tous les défauts et toutes les défaillances des composantes électroniques, de l'élément de chauffage ainsi que le remplacement du couvercle supérieur. Si Richway & Fuji Bio en vient à déterminer que de tels biens sont effectivement défectueux au cours de la période de garantie, Richway & Fuji Bio réparera et remplacera les pièces sans aucun frais pendant la première année. La réparation ou le remplacement pour la deuxième et la troisième année sera accompagné de frais, qui peuvent être consultés sur notre site Web. Le remplacement ou le remplacement est le seul et unique recours pour l'acheteur et sera considéré comme l'exécution de Richway & Fuji Bio par rapport à ces obligations en ce qui concerne les biens fournis dans le cadre de la présente entente.

Ce qui n'est pas couvert par la garantie

La présente garantie ne couvre pas l'abus, la mauvaise utilisation, les catastrophes naturelles, l'alimentation électrique insuffisante ou excessive, l'usure ordinaire, la décoloration, le non-respect des consignes et le mauvais entretien. Richway & Fuji Bio ne sera en aucun cas tenu responsable des dommages accessoires ou indirects résultant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser ce produit. La présente garantie ne s'étend pas à l'achat de produits ouverts, utilisés, réparés, ré-emballés et/ou reconditionnés, incluant mais sans s'y limiter la vente de ces produits sur des sites Internet et la vente de ces produits sur des sites Internet par enchères et/ou la vente de ces produits par surplus ou par des revendeurs en gros. Toutes les garanties cesseront et prendront fin immédiatement par rapport aux produits ou pièces mentionnées qui sont réparées, remplacées, modifiées ou changées, sans le consentement préalable, exprès et écrit de Richway & Fuji Bio.

Comment obtenir un service

Pour obtenir un service en vertu de la présente garantie, veuillez communiquer avec votre Centre de service à la clientèle et leur fournir le nom de l'acheteur, le numéro de facturation RI (Richway Invoice) ainsi qu'une description détaillée du problème auquel vous faites face. Le Centre vous fournira avec un numéro d'Autorisation de Retour de Marchandises (numéro de RMA). Ce numéro est exigé et doit être placé sur une zone visible à l'avant du paquet. Veuillez envoyer votre produit avec un port prépayé, incluant une copie du bon de livraison original, du reçu de la carte de crédit ou bien toute autre preuve de la date d'achat au détail du produit. Si l'entretien est effectué dans les deux (2) premiers mois, nous vous transmettrons une étiquette de renvoi prépayée afin de couvrir les frais d'expédition. Si l'entretien est effectué à partir du troisième mois et plus, le client est alors responsable pour les frais d'expédition afin de renvoyer le produit pour une réparation ou un remplacement. Nous prendrons en charge les frais d'expédition afin de renvoyer le produit au client.

Comment s'appliquent les lois de l'État

La présente garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pourriez également posséder d'autres droits qui varient d'un état ou d'une province à l'autre. Toute garantie implicite est maintenue pendant la durée de la présente garantie. Certains États n'acceptent pas les limitations sur la durée des garanties implicites ni l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou conséquents, alors ces limitations et exclusions peuvent ne pas s'appliquer à vous.

THE
RICHWAY
GROUP

RICHWAY & FUJI BIO INC.

1314 South King Street Suite 520, Honolulu, HI 96814 USA

Tel: 1-808-589-2800 / Toll-Free: 1-855-338-6410

Homepage: www.richwayandfujibio.com



Manufacturer: Richway & Fuji Bio Inc.
1314 S King St Suite 520, Honolulu, HI 96814 USA
Contract Manufacturer: R&L Co., Ltd.
Address: 11F, Ace Gwangmyeong Tower B, 108 Haan-Ro, Gwangmyeong-Si,
Gyeonggi-Do, Korea 14319

READ AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL TO PREVENT PERSONAL HARM AND PROPERTY DAMAGE.
VEUILLEZ LIRE ET SUIVRE LES INSTRUCTIONS QUI SE TROUVENT DANS CE MANUEL DANS LE BUT DE PRÉVERNIER LES DOMMAGES PERSONNELS ET À LA PROPRIÉTÉ.