


OO<sup>™</sup>pik

电动洁牙器  
使用说明书  
型号: YJK-015A



产品结构



本产品外形小巧, 携带方便, 让您足不出户也可在家清洁牙齿, 本品采用与牙医相同结构的清洁头, 能有效去除明显牙结石, 对牙菌斑、牙渍也有一定的清洁效果。

产品特点

- 专业级的合金金属洁牙头, 清洁效果明显;
- 五档可调节, 适合不同的需求;
- 智能高频振动, 有效祛除牙结石等;
- 一体机身设计, 美观大方;
- 电池持久耐用, 实用性强。

注意事项

- 洁牙器金属头, 不可更换;
- 不可将产品放置于太阳直射处暴晒, 宜存放于-10℃至40℃室内环境;

- 不要用水长时间冲洗或浸泡本产品;
- 产品仅限于成人使用, 使用后请妥善保管, 避免儿童接触, 以免儿童误操作而受伤;
- 本产品内含电池, 切勿将产品置于火或高温容器中, 以免起火或爆炸;
- 如遇产品质量问题, 请勿自行拆机, 请返回原厂维修。

产品规格

额定电压: 3.7V	额定电流: 200mA
电池容量: 300mAh	待机电流: ≤20uA
产品尺寸: 183.6x30x22.3mm	产品重量: 53.6g
充电电压: 5V	马达噪音: ≤60dB

使用方法

- 建议初次使用至完全放电后, 将洁牙器充电两个小时以上至完全充满电; 详见充电说明。(如图1)




图1

- 按开机键开机, 通过上下调节按键调节到合适的档位, 开始对需要清洁的部位进行清洁;(如图2)
- 洁牙完后用流动的清水将金属头冲洗干净, 然后用干净的布擦拭洁牙器机身。



图2

充电

- 本产品采用DC接口充电方式, 用户拿出配套的DC接口充电线, DC接口端插入机器背部插口, 另外USB接口一端插入充电器即可。
- 进入充电模式后, 洁牙器进入关闭状态, 此时按开机键, 机器停止工作。
- 充电指示, 底部显示红灯时, 正处于充电状态, 充满则显示绿灯。(如图3)



图3

产品合格证

型号: \_\_\_\_\_ 品名: \_\_\_\_\_  
批次: \_\_\_\_\_ 出厂日期: \_\_\_\_\_  
检验日期: \_\_\_\_\_ 检验员: \_\_\_\_\_



产品保修卡

用户名字: \_\_\_\_\_  
购买时间: \_\_\_\_\_  
联系方式: \_\_\_\_\_  
用户地址: \_\_\_\_\_  
故障: \_\_\_\_\_


OO<sup>™</sup>pik

OOQik Calculus Remover  
User Manual



Thank you for purchasing OOQik!  
Read this manual, follow all instructions and store it with care.

Product structure



OOQik is small in size and convenient to carry, allowing you to clean your teeth at home or on the go.

OOQik uses a cleaning pik just like a dental professional. It effectively removes calculus, tartar, plaque and tooth stains from your teeth.

Product features

- Medical-grade stainless steel pik for excellent cleaning
- Five adjustable modes suitable for different dental needs
- Intelligent high-frequency vibration effectively removes dental calculus, tartar, plaque and tooth stains.
- Light weight, USB chargeable and travel friendly.
- Battery is durable and long lasting.

Attention

- The cleaning pik at the top of OOQik is not replaceable.
- Do not place OOQik in direct sunlight.
- Keep OOQik indoors and between -10° c and 40° c.


- Do not wash or soak OOQik in water or any other liquids.
- OOQik is for adults only, be sure to store it properly.
- Keep out of reach of children.
- This product contains batteries. Do not place OOQik in a high-temperature environment.
- If your product has any issue, please directly contact the manufacturer or place of purchase.
- Do not use OOQik more than twice per week.
- OOQik is not a replacement for regular dental cleanings or visits to your dentist or oral healthcare professional.

Product Specifications

Rated voltage : 3.7V	Rated current : 200mA
Battery capacity : 300mAh	Standby current : ≤20uA
Product size : 183.6x30x22.3mm	Product weight : 53.6g
Charging voltage : 5V	Motor noise : ≤60dB


Usage method

Before first use, make sure to fully charge your OOQik for approximately two hours.



Pic 1

- Press the power button to turn on OOQik.
- Adjust vibrational frequency with the upper and lower adjustment buttons. OOQik is now ready.
- The proper cleaning angle is 45° against the tooth surface (pic 2). *Tooth surface should be moist.*
- After using OOQik, wash the steel pik with hot water and wipe down the body of OOQik.



Pic 2

Charger

- OOQik uses a USB charger which plugs into the charging socket on the back of your OOQik.
- OOQik should not be used while charging.
- While charging, OOQik will display a red light.
- When fully charged, OOQik will display a green light.



Pic 3

Qualification Certificate

Model: \_\_\_\_\_ P/N: \_\_\_\_\_  
LOT: \_\_\_\_\_ Ship Date: \_\_\_\_\_  
Check Date: \_\_\_\_\_ Checker: \_\_\_\_\_



Warranty Card

Name: \_\_\_\_\_  
Buy Date: \_\_\_\_\_  
Phone number: \_\_\_\_\_  
Address: \_\_\_\_\_  
Issues: \_\_\_\_\_

If you experience an issue with your OOQik, contact [hello@theOO.shop](mailto:hello@theOO.shop) and include a copy of your receipt.