

Please have your Bluetooth ON before taking your test. Your device will connect AUTOMATICALLY. You DO NOT NEED TO MANUALLY PAIR your device, please avoid manually pairing your device, because if you do, your device will be unable to connect to your phone, and you will need to replace it.

Instructions to take your test:

1. Open application
2. Select region
3. Username: firstlastname (PLEASE CONFIRM WITH OFFICE)
Password: sober
* all lowercase no spaces *
4. Turn on breathalyzer (hold grey button for 3 seconds until blue light shows)
5. Tap green session on screen
6. Allow all permissions
7. Breathalyzer will connect automatically in the app, HOWEVER the first time it might take longer to connect, I would recommend to not wait more than a couple of seconds and just close your app and reopen (you will NOT need to sign in again) and press green session again. From then on, if Bluetooth is on BEFORE you press on green session, device will automatically connect in a couple of seconds.
8. Press on “Take test” at top right corner.
9. When “BLOW NOW” appears on your screen, blow into your device with a steady, firm, and consistent breath (as if trying to keep a candle flame steady with your breath) for 5 to 6 seconds until the device clicks. Please avoid blowing as hard or low as possible.
10. When you see your picture on the screen, press “Submit Results” and wait for main screen to appear again.
11. Refresh application by pressing arrows at top right corner.

Make sure the test results have been uploaded before the window closes. For example, if you are taking your test and the time is 8:00am while it is still loading the test will show as **MISSED**.

Always refresh the application after submitting the results

If the test disappears after you submit the results it PASSED.

If the test returns **RED** that means it detected alcohol so you must **RETEST** every 15 minutes until it disappears from the home screen.

Please charge the device every 3 days for about 7 hours. If you ever accidentally forget to charge the device, it will work while it is plugged in. Turn on the device, plug in the charger, restart the test page.

Por favor, active el Bluetooth antes de realizar la prueba. Su dispositivo se conectará automáticamente. No es necesario emparejar manualmente su dispositivo. Evite hacerlo, ya que si lo hace, no podrá conectarse a su teléfono y deberá reemplazarlo.

Instrucciones para realizar la prueba:

1. Abra la aplicación
2. Seleccione la región
3. Nombre de usuario: primernombreapellido (FAVOR DE CONFIRMAR CON LA OFICINA)
Contraseña: sober
* minúsculas, sin espacios *
4. Encienda el alcoholímetro (mantenga presionado el botón gris durante 3 segundos hasta que se encienda la luz azul)
5. Pulse "Sesión verde" en la pantalla
6. Permita todos los permisos
7. El alcoholímetro se conectará automáticamente en la aplicación. Sin embargo, la primera vez puede tardar más. Le recomiendo no esperar más de un par de segundos; simplemente cierre la aplicación y vuelva a abrirla (no necesitará iniciar sesión de nuevo) y pulse la "Sesión verde" de nuevo. A partir de ese momento, si el Bluetooth está activado ANTES de pulsar la "Sesión verde", el dispositivo se conectará automáticamente en un par de segundos.
8. Pulsa "Take test" en la esquina superior derecha.
9. Cuando aparezca "BLOW NOW" en la pantalla, sopla en el dispositivo con una respiración firme y constante (como si intentaras mantener la llama de una vela fija con tu respiración) durante 5 o 6 segundos hasta que el dispositivo haga clic. Evita soplar muy fuerte o ligero.
10. Cuando veas tu imagen en la pantalla, pulsa "submit results" y espera a que vuelva a aparecer la pantalla principal.
11. Actualiza la aplicación pulsando las flechas en la esquina superior derecha.

Asegúrese de que los resultados de la prueba se hayan cargado antes de que la ventana de prueba se termine. Por ejemplo, si está realizando la prueba a las 8:00 a. m. y aún se está cargando, la prueba aparecerá como **PERDIDA**.

Actualice la aplicación siempre después de enviar los resultados.

Si la prueba desaparece después de enviar los resultados, significa que la ha SUPERADO.

Si la prueba aparece en ROJO, significa que se detectó alcohol, por lo que debe **REPETIR** la prueba cada 15 minutos hasta que desaparezca de la pantalla principal.

Cargue el dispositivo cada 3 días durante aproximadamente 7 horas. Si olvida cargarlo accidentalmente, funcionará mientras esté enchufado. Encienda el dispositivo, conecte el cargador y refresque la página de la prueba.