



L I F E C A R E H E A R I N G C E N T R E

2190 Warden Avenue (at Sheppard)
Scarborough, Ontario M1T 1V6

Tel.: (416) 496-3200
Fax: (416) 496-3833
lifecarehearingcentre@gmail.com

TIPS

用于可充电助听器

请每周清洁助听器

右耳助听器 - 红色或 R

左助听器 - 蓝色或 L



- 请每晚为助听器充电

- 按住底部按钮 5 秒钟以打开/关闭

- 充电助听器会自动关闭 - 按上按钮增加音量

- 充电器中的绿灯 = 充满电

- 按降低按钮降低音量

- 充电器中的红灯 = 正在充电

助听器不工作?

- 当您至少 1 小时没有听到任何声音时，请为助听器充电

- 寻找助听器上的蜡堆积并用镊子/刷子清洁

For help Videos: www.lifecarehearingcentre.ca/hearing-aid-help

呼叫 (416) 496-3200

寻求帮助或预约