



LIFE CARE HEARING CENTRE

2190 Warden Avenue (at Sheppard)
Scarborough, Ontario M1T 1V6

Tel.: (416) 496-3200
Fax: (416) 496-3833
lifecarehearingcentre@gmail.com

TIPS

请每周清洁助听器

正确的助听器-红色

左助听器-蓝色



- 单击左耳上的按钮以减小两个辅助装置的音量

- 单击右耳上的按钮以增加两个辅助装置的音量

助听器不起作用？

- 当您听不到任何声音时请更换电池
- 电池盖上的电池正面朝上 (+ / 正极)
- 寻找助听器上积聚的蜡，并用镊/刷子清洁
- 如果需要更多帮助，请在生命护理听力中心进行预约

呼叫 **(416) 496-3200** 寻求帮助或预约