

O & P Services Inc.
Centre for Orthotics and Prosthetics
1440 Regal Row # 230, Dallas, TX 75247
(214) 819-8012 FAX (214) 819-8047
www.cpocare.com

Instrucciones para el uso y cuidado de ferula para Codo y Muneca/Mano

NO USE SI ES ALÉRGICO AL NEOPRENO

Día uno: Utilicé el dispositivo durante 90 minutos, luego retire. Tome un descanso mínimo de 30 minutos. **Haga esto 4 veces.**

Día Dos: Utilicé el dispositivo durante 90 minutos, luego retire. Tome un descanso mínimo de 30 minutos. **Haga esto 4 veces.**

Día Tres: Utilicé el dispositivo durante 2 horas, luego retire. Tome un descanso de 30 minutos. **Haga esto 3 veces.**

Día cuatro: Utilicé el dispositivo durante 3 horas, luego retire. Tome un descanso mínimo de 30 minutos. **Haga esto 2 veces.**

Día Cinco: Utilizar dispositivos como sea necesario según sus necesidades / objetivos de la función / y metas de terapia.

NOTA: Férulas BENIK de mano son de posición y / o uso funcional. Este programa de uso es una guía para monitorear el uso del dispositivo de usted y/o su hijo. Si el dispositivo es posicional con el objetivo de mantener la movilidad pasiva, la recomendación es de utilizar de 8 a 10 horas al día. Si el dispositivo es con el objetivo de animar a la muñeca y el pulgar o la posición para facilitar la comprensión, por favor, consulte con su terapeuta para determinar los objetivos de ADL / metas de terapia.

Recomendaciones de cuidado y limpieza de DISPOSITIVO

- Lavar con frecuencia para eliminar los aceites del cuerpo y germenos que puedan acumularse.
- Lavar a mano con agua tibia y jabón suave. Enjuague bien y seque al aire. **NO EXPRIMIR DISPOSITIVO.** Asegurese de que el dispositivo esté completamente seco antes de volver a utilizarlo.
- No utilice ninguna crema o aceite en el lugar adonde utilizara el dispositivo.
- No limpiar en seco ni exponer al calor o a la luz del sol durante largos periodos de tiempo.