

SHARK™ 

© **SUPPORT À FIOLE**
POUR PRODUITS INJECTABLES



CARACTÉRISTIQUES

UN DESIGN ÉPURÉ ALIANT FONCTIONNALITÉ ET EFFICACITÉ

SUPPORT À PINCE ÉTROIT POUR
UNE MEILLEURE VISIBILITÉ

PINCES À FIOLE FLEXIBLES ET AMOVIBLES



TÊTE ARTICULÉE VÉROUILLABLE

TUBE TÉLESCOPIQUE
VÉROUILLABLE

TUBE EN ALUMINIUM RIGIDE ANODISÉ

BASE D'INSTALLATION POLYVALENTE




CARACTÉRISTIQUES

- PINCES À FIOLE FLEXIBLES ET AMOVIBLES




PINCE DISPONIBLE EN TROIS MODÈLES DIFFÉRENTS (A, B, C)

COMPATIBLE AVEC LA MAJORITÉ DES FIOLES STANDARDS DE 1 À 100 ML




TÊTE DE SUPPORT POUVANT ACCUEILLIR 6 PINCES

BOUTON DE DÉCLANCHE RAPIDE



CARACTÉRISTIQUES

- TÊTE ARTICULÉE VÉROUILLABLE



MOLETTE DE
VÉROUILLAGE


TÊTE SPHÉRIQUE PIVOTABLE POUR UN
AJUSTEMENT PERSONNALISÉ



CARACTÉRISTIQUES

- TUBE TÉLESCOPIQUE VÉROUILLABLE

BAGUE DE VÉROUILLAGE





TUBE TÉLESCOPIQUE (580 - 980 MM)

CARACTÉRISTIQUES

- BASE D'INSTALLATION POLYVALENTE

BASE STANDARD POUR SURFACE PLATE
OU TUBE CARRÉ (ÉPAISSEUR MAX. 80 MM)



ADAPTATEUR POUR TUBE ROND (Ø 22 - 32 MM)

NX MED

NEXT INNOVATION. NEXT SOLUTION.



[HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/NXMED/](https://www.linkedin.com/company/nxmed/)



[HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/NXMED.INC/](https://www.instagram.com/nxmed.inc/)

