

**20
25**

MÉDICA

DUORT

**CATÁLOGO
TRAUMATOLOGÍA Y
ORTOPEDIA
ARTROSCOPIA
SISTEMAS REPARACIÓN DE
LIGAMENTOS Y MENISCOS**



AGUJAS PARA REPARACIÓN DE MENISCOS FIBER 2-0

Agujas para reparación de meniscos / Fiber

Meniscal repair needles / Fiber 2-0

Código / Code

0105-000



DISPOSITIVO DE SUTURA MENISCAL

Colocador de implantes

Implant Placement Device

7374

Dispositivo All-Inside


All-Inside Device

Dispositivo aplicador de implantes. Un mismo dispositivo realiza la incisión y coloca los implantes de manera automática.

Implant placement device. The same device makes the incision and places the implants automatically.



Activador deslizante
Sliding Actuator



Aguja canulada colocadora
Cannulated Placement Needle



Botón de bloqueo
Lock button



CORTA SUTURAL MENISCAL

Corta sutura

Suture Cutter



7375

Corta sutura meniscal

Meniscal Suture Cutter



Herramienta cortadora de suturas automática. Se enhebran las suturas por su punta en el extremo. El corte se realiza al deslizar el accionador.

Automated suture cutter tool. The sutures are threaded through their tip at the end. The cut is made by sliding the actuator.



LIGAMENTOPLASTIA MINIMAMENTE INVASIVA

Titanio / Titanium

Button loop regulable LCA / LCP

Adjustable Button Loop ACL / PCL



BUTTON LOOP REGULABLE UP




1601

Button Loop Regulable Up

Adjustable Up Button Loop

FLOOP - BUTTON LOOP REGULABLE - TITANIO



CÓDIGO

1592

LIGAMENTOPLASTIA MINIMAMENTE INVASIVA

BUTTON SUPERIOR ACROMIOCLAVICULAR



CÓDIGO

DIÁMETRO (MM)

1595-000

9.5

BUTTON UP IN BELT + ARPÓN SUBTWIST

CÓDIGO
1605-000




FloopUP InBelt® + Sub Twist®



SUTURA WIRE

SUTURA BLANCA Y AZUL METRIC 5X0.90 MTS (36")



CÓDIGO	Métricas (mm)	CANTIDAD
0111-000	M5 Blanca y Azul	1

- **Absorción:** No absorbible.
- **Esterilización:** Óxido de etileno.
- **Medidas:** M5 X 0.90 MTS, M3 X 0.50 MTS.
- **Estructura:** Trenzada.
- **Presentación:** Cortes predeterminados, con o sin aguja según el modelo. Disponibles en envases de 1 o 5 unidades.
- **Uso previsto:** Indicado para aproximación, reparación y fijación de tejidos en procedimientos quirúrgicos.

SUTURE PASS

SUTURE PASS 25°

- Producto desechable con lazo de nitinol precargado.
- Esterilizado con ETO.
- Diámetro de punta Ø2.0mm.




3330-025 - Left Suture Pass 25°



3331-025 - Right Suture Pass 25°



TORNILLO INTERFERENCIAL PEEK



TORNILLO INTERFERENCIAL 7.0MM - PEEK

CÓDIGO	LARGO (MM)
1573-025	25
1573-030	30

TORNILLO INTERFERENCIAL 8.0MM - PEEK

CÓDIGO	LARGO (MM)
1574-025	25
1574-030	30

TORNILLO INTERFERENCIAL 9.0MM - PEEK

CÓDIGO	LARGO (MM)
1575-025	25
1575-030	30

TORNILLO INTERFERENCIAL PEEK

TORNILLO INTERFERENCIAL 10.0MM - PEEK

CÓDIGO	LARGO (MM)
1578-025	25
1578-030	30


TORNILLO INTERFERENCIAL 11.0MM - PEEK

CÓDIGO	LARGO (MM)
1553-028	28

TORNILLO INTERFERENCIAL 12.0MM - PEEK

CÓDIGO	LARGO (MM)
1554-028	28


ANCLAJE ÓSEO CON BLOQUEO CORTICAL DOBLE SUTURA FB 5.0 MM - TITANIO




- Diseño innovador.
- Máxima resistencia a la tracción.
- Hexágono interno de bajo perfil.
- Doble sutura ultrarresistente.
- Iniciador descartable.
- Producto estéril.

CÓDIGO	DIÁMETRO (MM)
1998-000	3.5
1999-000	5.0


ANCLAJE ÓSEO CON BLOQUEO CORTICAL DOBLE SUTURA FB 5.0 MM C/AGUJAS - TITANIO



CÓDIGO	DIÁMETRO (MM)
3357-000	5.0



ARPÓN SUB PEEK 5.5



CÓDIGO

DIÁMETRO (MM)

1962-000

5.5

ARPÓN SUB PUNCH 3.0




CÓDIGO

DIÁMETRO (MM)

1940-000

3.0


ARPÓN SUB KNOTLESS



- Colocación por impacto.
- Alta resistencia.
- Máxima resistencia a la tracción.
- Fabricado en Peek.
- Sutura ultrarresistente.
- Iniciador reutilizable.
- Producto estéril.

CÓDIGO	DIÁMETRO (MM)
1901-000	2.8
1903-000	4.5

ARPÓN SUB SOFT



- Reduce la eliminación de hueso.
- Su menor diámetro reduce la posibilidad de intersección al colocar varios anclajes.
- Permite múltiples puntos de fijación.
- Alta resistencia al arranque.
- Mejora el deslizamiento entre las suturas y el anclaje.
- Facilita la cirugía de revisión.


CÓDIGO	MEDIDA (mm)
3312-000	1.6
3304-000	2.9

ARPÓN SUB TAPE 2.9MM

- Reduce la eliminación de hueso.
- Puntos de fijación múltiples.
- Alta resistencia al arranque.
- Mejora el deslizamiento de la sutura.
- Mayor área de contacto.
- Facilita cirugía de revisión.



ARPÓN SUB TWIST



Sub Twist®

CÓDIGO

MEDIDA (mm)

1946-000


4.5

1947-000

5.5


- Están microperforados para permitir el crecimiento óseo.
- Se combinan con distintos tipos de sutura logrando flexibilidad extrema.
- El anclaje Sub Twist se entrega precargado con una sutura ultra resistente de retención de ojales número 2 que se puede usar para realizar fijaciones adicionales o descartar

ARPÓN SUB TWIST TAPE




- Están microperforados para permitir el crecimiento óseo.
- Se combinan con distintos tipos de sutura logrando flexibilidad extrema.
- El anclaje Sub Twist se entrega precargado con una sutura ultra resistente de retención de ojales número 2 que se puede usar para realizar fijaciones adicionales o descartar

ARPÓN SUB TWIST BI PARA TENODESIS



- Están microperforados para permitir el crecimiento óseo.
- Se combinan con distintos tipos de sutura logrando flexibilidad extrema.
- El anclaje Sub Twist se entrega precargado con una sutura ultra resistente de retención de ojales número 2 que se puede usar para realizar fijaciones adicionales o descartar

ARPÓN PARA ANCLAJE ÓSEO SIMPLE SUTURA BT FIBER C/AGUJA 2,2MM - TITANIO



- Están microperforados para permitir el crecimiento óseo.
- Se combinan con distintos tipos de sutura logrando flexibilidad extrema.
- El anclaje Sub Twist se entrega precargado con una sutura ultra resistente de retención de ojales número 2 que se puede usar para realizar fijaciones adicionales o descartar

ARPÓN SUB SOFT



- Reduce la eliminación de hueso.
- Su menor diámetro reduce la probabilidad de intersección al momento de colocar varios anclajes.
- Permite múltiples puntos de fijación cuando se reparan tejidos blandos al hueso.
- Alta resistencia al arranque.
- Mejora el deslizamiento entre las suturas y el anclaje, al no tener un componente rígido.
- Facilita la cirugía de revisión.

TORNILLO SLY LатарJET RP - TITANIO



CÓDIGO

LARGO (mm)

0946-026	26
0946-028	28
0946-030	30
0946-032	32
0946-034	34
0946-036	36

TORNILLO SLY LATERJET RT - TITANIO



CÓDIGO

LARGO (mm)

0947-026	26
0947-028	28
0947-030	30
0947-032	32
0947-034	34
0947-036	36
0947-038	38

SUTURA AQUILES HS FIBER UPS 2 METRICA 5 (BLANCA)

CÓDIGO

0154-000

SUTURA AQUILES HS FIBER UPS 2 METRICA 5 (AZUL Y BLANCA)

CÓDIGO

0155-000

SUTURA AQUILES HS FIBER UPS 2 METRICA 5 (NEGRA Y BLANCA)

CÓDIGO

0156-000

SUTURA AQUILES TAPE (AZUL Y BLANCA)

CÓDIGO

0159-000

SUTURA AQUILES TAPE (NEGRA Y BLANCA)

CÓDIGO

0160-000

FIBER LOOP UPS 2 MÉTRICA 5 (AZUL Y BLANCA) 30" X 2" X 1UN

CÓDIGO

0162-000

AGUJA CON LOOP DE NITINOL 1.5MM X 150MM

CÓDIGO

3100-000

