



CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2025



BIOKERN

J-40495367-1

Ciencia para el Diagnóstico Clínico

ACERCA DE **BIOKERN**

Somos una empresa venezolana dedicada a la importación y comercialización de reactivos para laboratorios clínicos que aporta soluciones innovadoras y de calidad.

Queremos ser una empresa líder en el mercado venezolano con una sólida reputación y una oferta diversificada para nuestros clientes, basándonos en nuestros productos de alta calidad.

Contamos con proveedores de las mejores marcas a nivel mundial en diagnóstico "*in vitro*" e investigación.

Misión

Biokern es una empresa venezolana dedicada a la importación y comercialización de reactivos para laboratorio clínico para diagnóstico "*in vitro*" e investigación científica, que aporta soluciones innovadoras y de calidad.

Visión

Queremos ser una empresa líder en el mercado venezolano en soluciones de diagnóstico "*in vitro*" e investigación científica, con una sólida reputación y una oferta diversificada para los laboratorios clínicos, basándonos en nuestros productos de alta calidad.



abbexa ®



abbexa ®
do better science

 **BIOKERN**
Ciencia para el Diagnóstico Clínico



Abbexa es un proveedor mundial dedicado a herramientas biológicas para los sectores de investigación y desarrollo de ciencias biológicas, farmacéutico y biotecnología.

Proporciona a la comunidad científica anticuerpos primarios, anticuerpos secundarios, proteínas, kits de ELISA y enzimas, así como otros kits y herramientas diseñados para su uso en investigación, también ofrece servicios personalizados de producción de proteínas, péptidos y anticuerpos para satisfacer los requisitos de los clientes.

Su visión es crear y ofrecer productos que permitan a los científicos de todo el mundo hacer mejor ciencia y superar consistentemente los altos estándares de calidad y servicio exigidos por la comunidad científica ofreciendo una experiencia inigualable y productos consumibles de laboratorio de excelente calidad que brindan resultados confiables y reproducibles en todo momento.

Certificación ISO 9001:2015





PRUEBA	TEST	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	TIPO	CATEGORÍA
Catalasa	96	Suero/ Plasma/ Orina/ Homogenatos/ Sobrenadante cultivo celular	3'x Tamb	Colorimétrico	Enzimático	Cuantitativo
Zonulina humana	96	Suero/ Plasma/ Orina/ Homogenatos/ Sobrenadante cultivo celular/ Heces	90'x 37°C 60'x 37°C 30'x 37°C 15'x 37°C	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Calprotectina humana	96	Suero/ Plasma/ Orina/ Homogenatos/ Sobrenadante cultivo celular/ Heces	90'x 37°C 60'x 37°C 30'x 37°C 15'x 37°C	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Histamina	96	Suero/ Plasma/ Orina/ Homogenatos/ Sobrenadante cultivo celular/ otros fluidos	60'x 37°C 30'x 37°C 15'x 37°C	EIA	Competitivo	Cuantitativo
Óxido nítrico	96	Suero/ Plasma/ Homogenatos/ saliva	10'x Tamb 5'x Tamb	Colorimétrico	Enzimático	Cuantitativo
Grelina humana	96	Suero/ Plasma/ Otros fluidos biológicos	45'x 37°C 30'x 37°C 15'x 37°C	EIA	Competitivo	Cuantitativo
Lactoferrina	96	Suero/ Plasma/ Orina/ Homogenatos/ Sobrenadante cultivo celular/ Heces	90'x 37°C 60'x 37°C 30'x 37°C 15'x 37°C	EIA	Sandwich	Cuantitativo





AccuBioTech Co., Ltd. Es una empresa biotecnológica especializada en el desarrollo, fabricación y distribución de analizadores y pruebas rápidas de diagnóstico *in vitro* (IVD).

Su gama de productos cubre principalmente pruebas de fertilidad, pruebas de enfermedades infecciosas, pruebas de inflamación, pruebas de abuso de drogas, marcadores tumorales, pruebas cardíacas, pruebas de reactivos de orina y analizadores relevantes.

Las pruebas rápidas Accu-Tell® IVD proporcionan una detección precisa, confiable y rentable de la condición médica y las enfermedades de los pacientes.

Certificación ISO 9001:2015





AccuBioTech

PRUEBA	TEST	INCUBACIÓN	MUESTRA
Calprotectina Semi-cuantitativa	10	10'x Tamb	Heces
Chagas	25	15'x Tamb	Sangre Total/ Suero/ Plasma
<i>Chlamydia trachomatis</i> Ag	20	10-15'x Tamb	Hisopado Cervical/ Uretral/ Orina
Dengue IgG/IgM/NS1	20	10-15' x Tamb	Sangre Total/ Suero/ Plasma
Dímero D	20	15'x Tamb	Sangre Total/ Suero/ Plasma
<i>H. pylori</i> Antígeno	20	10-15' x Tamb	Heces
<i>H. pylori</i> IgG/IgM/IgA	20	10' x Tamb	Suero/ Plasma
HAV IgG/IgM	20	15-20' x Tamb	Suero/ Plasma
HBcAb	20	15'x Tamb	Suero/ Plasma
HbsAg/HCV/HIV/Sífilis combo	15	10' x Tamb	Suero/ Plasma
HIV p24/Acs 4ta generación	25	10' x Tamb	Suero/ Plasma
Influenza A+B (Antígeno)	20	10' x Tamb	Hisopado Nasofaríngeo/ Aspirado Nasal
Monotest	25	5'x Tamb	Sangre Total/ Suero/ Plasma
Procalcitonina Semi-cuantitativa	25	5-8' x Tamb	Sangre Total/ Suero/ Plasma
Rotavirus/Adenovirus cassette	20	10'x Tamb	Heces
<i>S. typhi</i> IgG/IgM (fiebre tifoidea)	25	15'x Tamb	Suero/ Plasma
Sífilis	25	5-10' x Tamb	Suero/ Plasma
SO/Transferrina	20	5'x Tamb	Heces
Tiras reactivas de orina urs-10u	100	30-45-60-120 segundos x Tamb	Orina
TORCH IgG/IgM Combo	15	15'x Tamb	Suero/ Plasma
Troponina I	20	10'x Tamb	Sangre Total/ Suero/ Plasma



AGAPPE





Agappe se fundó en 1995 con la intención de "ser el mejor socio en el campo del diagnóstico para el bienestar de la humanidad". Esto ha sido motivo de guía desde sus inicios y los ha ayudado a consolidar una posición como la empresa de Diagnóstico *In-Vitro* (IVD) de más rápido crecimiento en el mundo. Son uno de los pioneros en la industria del diagnóstico; cuentan con más de 1.000 distribuidores y ocupan un lugar importante en el negocio global de OEM.

Sus instalaciones de fabricación de primera clase nos llevan al siguiente nivel de desarrollo. Construida en un terreno de 18580.608 metros cuadrados., y cumpliendo con las normas GMP y FDA, su planta de 7432.2432 metros cuadrados está diseñada para satisfacer las necesidades del mercado global y nacional. Agappe se centra en la investigación, el diseño y la producción de reactivos e instrumentos de química clínica.

Certificación ISO 13485:2016



AGAPPE

PRUEBA	TEST	RANGO DE MEDICIÓN	MUESTRA	ESTABILIDAD VIAL ABIERTO
Alfa-1 antitripsina	15	40-400 mg/dL	Suero/ Plasma	60 días
Apo A1	15	15-300 mg/dL	Suero/ Plasma	60 días
Apo B	15	20-330 mg/dL	Suero/ Plasma	60 días
ASO	15	50-1000 IU/mL	Suero/ Plasma	60 días
C3	15	30-400 mg/dL	Suero/Plasma	60 días
C4	15	3-80 mg-dL	Suero/ Plasma	60 días
Cadenas ligeras Lambda	15	40-400 mg/dL	Suero	60 días
Cadenas ligeras Kappa	15	40-800 mg/dL	Suero	60 días
Dímero D	15	0-10 ug/mL	Plasma citratado	45 días
Factor reumatoide	15	10-100 IU/mL	Suero	60 días
Ferritina	15	1-1000 ng/mL	Suero	60 días
HbA1c (Hemoglobina glicosilada)	30	5,7-6,5%	Sangre Total	45 días
IgA	15	70-630 mg/dL	Suero	60 días
IgE	15	5-1000 IU/mL	Suero/ Plasma	60 días
IgG	15	360-3000 mg/dL	Suero	60 días
IgM	15	15-400 mg/dL	Suero	60 días
Lp(a)	15	1-100 mg/dL	Suero	60 días
Microalbuminaria	15	5-200 mg/L	Orina	75 días
Proteína C Reactiva (CRP)	15	0,5-6 mg/L	Suero	75 días

Mispa i2

Equipo de Nefelometría y turbidimetría

- Semiautomatizado.
- Juego de pipetas.
- Batería interna.



Mispa Clog

Coagulómetro

Semiautomatizado

- Principio optomecánico y turbodensitométrico.



Mispa VIVA

Analizador de química

Semiautomatizado



CAPP[®] ahn[®]





CAPP®

ahn®

AHN Biotechnologie GmbH, se enfoca en la producción y ensamblaje OEM de productos de laboratorio desechables y de plástico de primera calidad. Con una destacada trayectoria de más de 20 años en la industria, ofrecen una amplia gama de productos de alta calidad, que incluyen puntas, puntas con filtro, tubos, viales criogénicos, columnas de centrifugación, carcasas, piezas de pipetas y pipetas.

En AHN Biotechnologie, entienden que cada proyecto es único y es por eso que se dedican a personalizar soluciones que se alineen perfectamente con necesidades específicas.

Desde su creación en 1999, han ido creciendo hasta convertirse en los fabricantes líderes de consumibles de laboratorio y ciencias biológicas.

Su reputación como fabricante OEM solicitado se extiende al trabajo con las principales marcas y empresas de distribución de ciencias biológicas, no sólo en Alemania y Europa, sino también en todo el mundo. Su experiencia incomparable y su compromiso con la innovación se ha ganado la confianza y la admiración de clientes en todo el mundo.



 **BIOKERN**
Genes para el Diagnóstico Clínico

CAPP®

ahn®

**CONSUMIBLES, MICROPIPETAS, AGITADORES
Y MEZCLADORES PARA TUBOS**



AHN myTip® Puntas



**AHN myTip® Puntas de
Baja Retención**



AHN myTip® Caja de Puntas



AHN myTip® Puntas con Filtro



Agitadores magnéticos
con/sin calentamiento
Temperatura hasta 320°C
Veloc. Ajustable (15 -1500 rpm)
Vol. Máx 10L



Multicanal

Micropipetas
Ergonómicas
Autoclavables
Resistentes UV
2 años de garantía
Pipeteo Reverso
Consumibles
compatibles



Monocanal



Mezcladores de tubos
Plataforma Horizontal o Giratoria
30 rpm



CAPP®

ahn®

CENTRÍFUGAS, MICROCENTRÍFUGAS, VORTEX DUO, INCUBADORA/AGITADOR Y MINI INCUBADORA

Microcentrifuga

6000 rpm (2000 xg)
Tubos 1,5-2ml
Tubos PCR tiras
Incluye adaptadores



Microcentrifuga

15.000 rpm x 12 puestos
Adecuado uso cabinas
y ambientes refrigerados



Centrifuga para Microhematocrito

24 Puestos
Panel de prog.
ajustable de velocidad
y tiempo



Vortex Duo AHN

Tubos
Microplacas ELISA
Botellas
Incluye adaptadores



CAPPRondo Mini Incubator

Mini incubadora digital
22L, con cámara interna
iluminada
Pantalla LED y panel
programable
Incubación hasta 60°C
Toma corriente interna



CAPP®

CAPP®

CAPPRondo Incubation Shaker ELISA

Incubador/Agitador
3-70°C
4 posiciones microplacas
Programación de
agitación por tiempo
y pulso
200-1200 rpm



BIOHIT

Innovating for Health



BIOKERN

Ciencia para el Diagnóstico Clínico

J-40489367-1



BIOHIT

Innovating for Health

Biohit es una empresa de biotecnología finlandesa que opera en los mercados globales. Su misión es "Innovar para la salud", su objetivo es promover la investigación médica y el diagnóstico temprano, y prevenir enfermedades graves.

Trabajan en mejorar la calidad de vida de las personas previniendo enfermedades, sufrimiento humano y pérdidas financieras. Biohit tiene su sede en Helsinki y filiales ubicadas en Italia y el Reino Unido. Las acciones Serie B de Biohit (BIOBV).



BIOHIT

Innovating for Health


PRUEBA	TEST	MUESTRA	TIEMPO DE INCUBACIÓN	METODOLOGÍA
Prueba Rápida de intolerancia a la lactosa	25	Biopsia duodenal	15'x Tamb	Actividad de Lactasa/ Colorimétrica
Prueba Rápida Gastro Panel NT	30	Sangre Total/ Plasma	15'x Tamb/ 5'x Tamb	Flujo Lateral de Inmunofluorescencia

Lector Gastro Panel NT
Fluorímetro (FLFIA)



El lector Gastro Panel NT es un instrumento automatizado para la determinación cuantitativa de diversos analitos en muestras humanas, como sangre entera, plasma o muestras fecales, midiendo señales de fluorescencia de casetes de prueba de flujo lateral.

BIOMAXIMA





BIO MAXIMA

BioMaxima S.A. es un productor polaco de medios microbiológicos, reactivos y equipos de diagnóstico *in vitro*. La empresa también es distribuidora de productos de reconocidas empresas de diagnóstico a nivel mundial como: Accelerate Diagnostics, Nova Biomedical, PHC Group, Technoclone, Kabe y Biolog.

Teniendo los Certificados del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015-10, ISO 13485:2016 y 17025:2018-02. BioMaxima S.A. subraya su compromiso con los más altos estándares. Los productos de la empresa están marcados con el símbolo .

Gracias a la amplia gama de productos, BioMaxima S.A. es un socio importante para muchos clientes del mercado de la medicina de laboratorio, veterinaria e industrial. Abastece a clientes en Polonia y en los mercados internacionales, cooperando con más de 65 distribuidores en cuatro continentes.



DISCOS DE SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA	CLSI	EUCAST	CANTIDAD
Ácido Fusídico 10mcg	✓	✓	5x50 discos
Ácido Nalidíxico 30mcg			5x50 discos
Amikacina 30mcg	✓	✓	5x50 discos
Amoxicilina/ Ácido Clavulánico 20/10mcg	✓		5x50 discos
Ampicilina 10mcg	✓	✓	5x50 discos
Ampicilina/ Sulbactam 10/10mcg	✓	✓	5x50 discos
Anfotericina B 20mcg	✓		5x50 discos
Azitromicina 15mcg	✓		5x50 discos
Aztreonam 30mcg	✓	✓	5x50 discos
Bacitracina 10mcg			5x50 discos
Cefaclor 30mcg	✓	✓	5x50 discos
Cefadroxilo 30mcg		✓	5x50 discos
Cefalotina 30mcg	✓		5x50 discos
Cefazolina 30mcg	✓		5x50 discos
Cefepime 30mcg	✓	✓	5x50 discos
Cefepime/ Ácido Clavulánico 30/10mcg			5x50 discos




DISCOS DE SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA	CLSI	EUCAST	CANTIDAD
Cefixime 5mcg	✓	✓	5x50 discos
Cefoperazona 75mcg	✓		5x50 discos
Cefotaxime 30mcg	✓		5x50 discos
Cefotaxime/ Ácido Clavulánico 30/10mcg			5x50 discos
Cefoxitina 30mcg	✓		5x50 discos
Ceftazidima 30mcg	✓		5x50 discos
Ceftazidima/ Ácido Clavulánico 30/10mcg			5x50 discos
Ceftazidima/ Avibactam 10/4mcg		✓	5x50 discos
Ceftriaxona 30mcg	✓	✓	5x50 discos
Cefuroxima 30mcg	✓	✓	5x50 discos
Ceftibuteno 30mcg	✓		5x50 discos
Ciprofloxacina 5mcg	✓		5x50 discos
Claritomicina 15mcg	✓		5x50 discos
Clindamicina 2mcg	✓		5x50 discos
Cloranfenicol 30mcg	✓		5x50 discos
Colistina Sulfato 10mcg	✓		5x50 discos
Cotrimoxazol 25mcg	✓		5x50 discos



DISCOS DE SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA	CLSI	EUCAST	CANTIDAD
Doxicilina 30mcg	✓		5x50 discos
Eritromicina 15mcg	✓		5x50 discos
Ertapenem 10mcg	✓		5x50 discos
Espectinomicina 100mcg	✓		5x50 discos
Estreptomicina 10mcg	✓		5x50 discos
Factor V			1x50 discos
Factor X			1x50 discos
Factor X+V			1x50 discos
Fluconazol 25mcg	✓		5x50 discos
Fosfomicina 50mcg			5x50 discos
Fosfomicina/ Trometamol 200mcg	✓	✓	5x50 discos
Gentamicina 10mcg	✓	✓	5x50 discos
Gentamicina 120mcg	✓		5x50 discos
Imipenem 10mcg	✓	✓	5x50 discos
Itraconazol 10mcg	✓		5x50 discos
Ketoconazol 10mcg	✓		5x50 discos
Levofloxacin 5mcg	✓	✓	5x50 discos
Linezolid 30mcg	✓	✓	5x50 discos



DISCOS DE SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA	CLSI	EUCAST	CANTIDAD
Meropenem 10mcg	✓	✓	5x50 discos
Metronidazol 5mcg	✓		5x50 discos
Moxifloxacina 5mcg	✓		5x50 discos
Mupirocina 5mcg	✓		5x50 discos
Netilmicina 30mcg			5x50 discos
Nitrofurantoina 300mcg	✓		5x50 discos
Norfloxacina 10mcg	✓	✓	5x50 discos
Novobiocina 30mcg			5x50 discos
Ofloxacina 5mcg	✓	✓	5x50 discos
Optoquina			5x50 discos
Oxacilina 1mcg	✓	✓	5x50 discos
Pefloxacina 5mcg			5x50 discos
Penicilina G 10U	✓		5x50 discos
Piperacilina/ Tazobactam 100/10mcg	✓		5x50 discos
Polimixina B 300mcg			5x50 discos
Rifampicina 5mcg	✓	✓	5x50 discos
Teicoplanina 30mcg	✓	✓	5x50 discos
Temocilina			5x50 discos
Tetraciclina 15mcg			5x50 discos
Tetraciclina 30mcg	✓	✓	5x50 discos
Tigeciclina 15mg	✓	✓	5x50 discos
Tobramicina 10mcg	✓	✓	5x50 discos
Vancomicina 30mcg	✓		5x50 discos
Voriconazol 1mcg	✓		5x50 discos



CEPAS DE REFERENCIA		PRUEBAS
<i>Escherichia coli</i>	NCTC 12241/ATCC 25922	10 discos
<i>Enterococcus faecalis</i>	NCTC 12697/ATCC 29212	10 discos
<i>Escherichia coli</i>	NCTC 11954/ATCC 85218	10 discos
<i>Klebsiella pneumoniae (CRE)</i>	NCTC 13438	10 discos
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	NCTC 13368/ATCC 700603	10 discos
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	NCTC 12903/ATCC 27853	10 discos
<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 29213	10 discos
<i>Staphylococcus aureus</i> colección	NCTC 12981/ATCC 25923	10 discos

PRUEBAS DE AGLUTINACIÓN	PRUEBAS
Prolex Staph Extra Látex	100
Prolex Streptococcal Grouping Latex kit Grupo A,B,D,F,G/6	60
Prolex Staph kit identificación <i>S.aureus</i> .	100
Prolex <i>E.coli</i> O157 Látex	100



DISCOS PARA IDENTIFICACIÓN BACTERIANA

Factor V
Factor X
Factor X+V
Novobiocina 30mcg
Optoquina
Temocilina

Bio🐾panda



BIOKERN

2-40495301-1

Ciencia para el Diagnóstico Clínico

Biopanda

Biopanda se creó en 2013 con el desarrollo y fabricación de kits de pruebas *in vitro* para laboratorios clínicos, prácticas veterinarias y laboratorios de seguridad alimentaria.

Ofrece kits de pruebas innovadores, de alta calidad y rentables que brindan la sensibilidad, especificidad y precisión que los clientes requieren.

Trabajan en estrecha colaboración con universidades e institutos para investigar y desarrollar nuevas tecnologías.

Biopanda ofrece una amplia gama de pruebas en el Reino Unido, Europa y todo el mundo, con distribuidores en todo el sudeste asiático, África y América Central y del Sur.

Biopanda ha sido certificada como organización compatible con ISO 13485:2016. La certificación está acreditada por el Servicio de Acreditación del Reino Unido (UKAS).



Biopanda

PRUEBA	TEST	INCUBACIÓN	MUESTRA	MÉTODO	CATEGORÍA
Adenovirus/RSV/HMPV/ HPIV/Influenza A+B COMBO (PNEUMOSCREEN 2)	10	15'x Tamb	Hisopado nasofaríngeo	Inmunocromatografía	Cualitativo
β-HCG cualitativa	50	3-5'x Tamb	Orina/Suero/Plasma	Inmunocromatografía	Cualitativo
<i>Brucella abortus</i> Antígeno	10	10'x Tamb	Sangre Total/Suero/Plasma	Inmunocromatografía	Cualitativo
<i>C.difficile</i> COMBO	10	10'x Tamb	Heces	Inmunocromatografía	Cualitativo
Calprotectina	10	15'x Tamb	Heces	Inmunofluorescencia	Cualitativo
Calprotectina y Lactoferrina COMBO	10	5'x Tamb	Heces	Inmunocromatografía	Cualitativo
Chikungunya IgG/IgM	20	15'x Tamb	Sangre Total/Suero/Plasma	Inmunocromatografía	Cualitativo
COVID-19/Influenza A+B/VSR/Adenovirus/ <i>M.pneumoniae</i> Ag COMBO (PNEUMOSCREEN 1)	10	15'x Tamb	Hisopado nasofaríngeo	Inmunocromatografía	Cualitativo
Dengue COMBO	10	10'x Tamb	Sangre	Inmunocromatografía	Cualitativo



Pneumo Screen

Biopanda

PRUEBA	TEST	INCUBACIÓN	MUESTRA	MÉTODO	CATEGORÍA
Dimero-D	10	15'x Tamb	Sangre Total/Plasma	Inmunofluorescencia	Cualitativo
<i>Entamoeba histolytica</i> Antígeno	10	10'x Tamb	Heces	Inmunocromatografía	Cualitativo
<i>Entamoeba</i> / <i>Giardia</i> / <i>Crypto</i> COMBO	10	10'x Tamb	Heces	Inmunocromatografía	Cualitativo
<i>Giardia</i> Ag Test VET	10	10'x Tamb	Heces	Inmunocromatografía	Cualitativo
Gonorrea	20	10'x Tamb	Hisopado cervical/uretral	Inmunocromatografía	Cualitativo
<i>H. pylori</i> serología	20	10'x Tamb	Suero/Plasma	Inmunocromatografía	Cualitativo
HbA1c	20	10'x Tamb	Sangre Total/Suero/Plasma	Inmunocromatografía	Cuantitativo
HBcAb	20	15'x Tamb	Suero/Plasma	Inmunocromatografía	Cualitativo
HbsAg	50	15'x Tamb	Suero/Plasma	Inmunocromatografía	Cualitativo
HCV	50	10'x Tamb	Suero/Plasma	Inmunocromatografía	Cualitativo
Hepatitis E Virus IgG/IgM	20	15'x Tamb	Suero/Plasma	Inmunocromatografía	Cualitativo
HIV 1.2 & P24	20	10'x Tamb	Sangre Total/Suero/Plasma	Inmunocromatografía	Cualitativo
Hormona Antimülleriana (AMH)	10	15'x Tamb	Sangre Total/Plasma/Suero	Inmunofluorescencia	Cuantitativo
IL-6	10	15'x Tamb	Sangre Total/Plasma/Suero	Inmunofluorescencia	Cuantitativo





PRUEBA	TEST	INCUBACIÓN	MUESTRA	MÉTODO	CATEGORÍA
<i>Legionella</i> Antígeno	20	15'x Tamb	Orina	Inmunocromatografía	Cualitativo
<i>Leptospira</i> IgG/IgM	20	15'x Tamb	Sangre Total/Suero/Plasma	Inmunocromatografía	Cualitativo
Malaria <i>P.f/P.v</i>	20	10'x Tamb	Sangre Total	Inmunocromatografía	Cualitativo
Metapneumovirus (HMPV)	20	15'x Tamb	Hisopado nasofaríngeo	Inmunocromatografía	Cualitativo
Mpox Virus Ag	10	15'x Tamb	Sangre Total/Suero/Plasma/Hisopado	Inmunocromatografía	Cualitativo
Mpox Virus IgG/IgM	10	10'x Tamb	Sangre Total/Suero/Plasma	Inmunocromatografía	Cualitativo
<i>Mycoplasma pneumoniae</i> Antígeno	10	10'x Tamb	Sangre Total/Suero/Plasma	Inmunocromatografía	Cualitativo
<i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgG/IgM	20	15'x Tamb	Hisopado	Inmunocromatografía	Cualitativo
Norovirus Test	10	15'x Tamb	Heces	Inmunocromatografía	Cualitativo
Norovirus/Rotavirus/ Adenovirus/Astrovirus COMBO	10	15'x Tamb	Heces	Inmunocromatografía	Cualitativo
NT-proBNP	10	15'x Tamb	Sangre Total/Suero/Plasma	Inmunofluorescencia	Cuantitativo



Biopanda

PRUEBA	TEST	INCUBACIÓN	MUESTRA	MÉTODO	CATEGORÍA
NT-proBNP Test	10	10'x Tamb	Sangre Total/Suero/Plasma	Inmunocromatografía	Cualitativo
Parainfluenza Virus (HPIV)	20	15'x Tamb	Hisopado nasofaríngeo	Inmunocromatografía	Cualitativo
Procalcitonina PCT	10	15'x Tamb	Sangre Total/Suero/Plasma	Inmunofluorescencia	Cuantitativo
Proteína C Reactiva (CRP)	10	3'x Tamb	Sangre Total/Suero/Plasma	Inmunofluorescencia	Cuantitativo
<i>Salmonella typhi</i> y <i>paratyphi</i> Antígeno	10	5'x Tamb	Heces	Inmunocromatografía	Cualitativo
Sangre oculta en heces	10	15'x Tamb	Heces	Inmunofluorescencia	Cuantitativo
Strep B Kit	20	10'x Tamb	Hisopado Vaginal/Rectal	Inmunocromatografía	Cualitativo
<i>Streptococcus pneumoniae</i> Ag	10	15'x Tamb	Orina	Inmunocromatografía	Cualitativo
Test de IGRA – TB ELiFN	27	23h/ 55'x 37°C/15min 37°C	Sangre Total con Heparina	EIA	Cuantitativo
<i>Toxoplasma</i> Ag Rapid Test VET	10	5-10'x Tamb	Heces de gato/perro	Inmunocromatografía	Cualitativo
Troponina I	10	15'x Tamb	Sangre Total/Suero/Plasma	Inmunofluorescencia	Cualitativo
Troponina T (cTNT)	20	10'x Tamb	Sangre Total/Suero/Plasma	Inmunocromatografía	Cuantitativo
<i>Vibrio Cholerae</i> 01	10	10'x Tamb	Heces	Inmunocromatografía	Cualitativo



BioPanda

PRUEBA	TEST	INCUBACIÓN	MUESTRA	MÉTODO	CATEGORÍA
Virus Epstein Barr VCA y EBNA IgG COMBO	10	15'x Tamb	Sangre Total/Suero/Plasma	Inmunocromatografía	Cualitativo
Vitamina D	10	15'x Tamb	Suero/Plasma	Inmunofluorescencia	Cuantitativo
Zika IgG/IgM	20	15'x Tamb	Sangre Total/Suero/Plasma	Inmunocromatografía	Cualitativo



Analizador de Inmunofluorescencia Seca

- Resultados Cualitativos/ Cuantitativos.
- Batería de litio.
- Conexión a PC.

CHROMagar™

The Chromogenic Media Pioneer



CHROMagar™

The Chromogenic Media Pioneer


Inventor y pionero desde 1979 en la tecnología de medios cromogénicos, el Dr. Rambach fundó CHROMagar™ en 1993, que ofrece soluciones innovadoras de medios de cultivo cromogénicos diseñadas para mejorar y simplificar las técnicas de cultivo tradicionales.

Centrado en la investigación y la innovación, CHROMagar™ está formado por un equipo de científicos y técnicos altamente cualificados cuya misión es encontrar soluciones a los retos actuales del control de infecciones.

5 razones para elegir los medios cromogénicos CHROMagar™ y llevar la eficiencia a sus análisis microbianos:

- Más de 40 años de experiencia, especialización y saber;
- Reconocimiento mundial;
- Resultados rápidos entre 18-24 h;
- Gane flexibilidad utilizando medios deshidratados;
- Colores cromogénicos intensos.

Certificación ISO 13485:2016



CHROMagar™

The Chromogenic Media Pioneer

MICROBIOLOGÍA



PRUEBA	CHROMagar™ <i>Acinetobacter</i> + Suplemento
PRESENTACIÓN	5L x 250 placas
PROPIEDADES	Identificación de <i>Acinetobacter</i> sp.
INCUBACIÓN	18-24h aeróbica 37°C
MUESTRA	Heces, frotis nasal, de heridas, orina
INTERPRETACIÓN	<i>Acinetobacter</i> sp.: Colonias rojas, Otros Gram (-): Inhibidos o azules; Gram (+): Inhibidas

PRUEBA	CHROMagar™ AquaCHROM ECC
PRESENTACIÓN	5L x 250 placas
PROPIEDADES	Detección y conteo de <i>E. coli</i> y coliformes
INCUBACIÓN	18-24h aeróbica 37°C
MUESTRA	Muestras de agua
INTERPRETACIÓN	<i>E. coli</i> : Verde/verde - azulado; Coliformes: amarillo; Otras: Incoloras.



PRUEBA	CHROMagar™ <i>B. cepacia</i>
PRESENTACIÓN	5L x 250 placas
PROPIEDADES	Identificación de <i>Burkholderia cepacia</i>
INCUBACIÓN	36-72h aeróbica 37°C
MUESTRA	Espuito, Expectoración, frotis faríngeos, aspirados traqueales o lavados broncoalveolares. Industria farmacéutica
INTERPRETACIÓN	<i>B. cepacia</i> : Verde-azul +/- halo azul. Levaduras y Gram negativos: limitado, Gram positivos: Inhibidas

PRUEBA	CHROMagar™ <i>Bacillus cereus</i> base + Suplemento
PRESENTACIÓN	5L x 250 placas
PROPIEDADES	Identificación de <i>Bacillus cereus</i>
INCUBACIÓN	18-24h aeróbica 30°C
MUESTRA	Muestras de alimentos y medioambientales
INTERPRETACIÓN	<i>Bacillus cereus</i> : azul con halo blanco, Otro bacillus: azul, incoloro o inhibido, Gram (-): Inhibidas, Levaduras y hongos: Inhibidas



PRUEBA	CHROMagar™ <i>C. perfringens</i> + S1+ S2
PRESENTACIÓN	5L x 250 placas
PROPIEDADES	Identificación de <i>Clostridium perfringens</i>
INCUBACIÓN	24h anaeróbica 37°C
MUESTRA	Heces, alimentos, agua, muestras ambientales
INTERPRETACIÓN	<i>C. perfringens</i> : naranja, otras bacterias: azules o inhibidas.

CHROMagar™

The Chromogenic Media Pioneer

MICROBIOLOGÍA




PRUEBA	CHROMagar™ C3GR + Suplemento
PRESENTACIÓN	5L x 250 placas
PROPIEDADES	Identificación de Enterobacterias resistentes a cefalosporinas de 3ra generación
INCUBACIÓN	18-24h aeróbica 37°C
MUESTRA	Frotis rectal, heces
INTERPRETACIÓN	<i>E. coli</i> C3GR: rosa oscuro a rojo; <i>KEC C3Gr</i> (<i>Klebsiella</i> , <i>Enterobacter</i> , <i>Citrobacter</i>): azul metálico +/- halo rojo; <i>Proteus</i> C3GR: halo color marrón; Gram (+), Gram (-) no resistentes y levaduras: Inhibidas

PRUEBA	CHROMagar™ Campylobacter + Suplemento
PRESENTACIÓN	5L x 250 placas
PROPIEDADES	Identificación de <i>Campylobacter</i> termotolerantes
INCUBACIÓN	36-48h microaerófila 42°C
MUESTRA	Frotis rectal, heces
INTERPRETACIÓN	<i>Campylobacter coli</i> , <i>jejuni</i> , <i>larji</i> : rojo; otros microorganismos: azules o inhibidos.



PRUEBA	CHROMagar™ Candida Plus
PRESENTACIÓN	5L x 250 placas
PROPIEDADES	Identificación y diferenciación de las especies de <i>Candida</i> , incluida <i>C. auris</i>
INCUBACIÓN	24-48h aeróbica 30-37°C
MUESTRA	Frotis de piel, garganta, oídos, vagina. Muestras de esputo, orina y heces
INTERPRETACIÓN	<i>C. albicans</i> : verde-azul; <i>C. auris</i> : azul claro con halo azul; <i>C. tropicalis</i> : azul metálico con halo rosa; <i>C. krusei</i> : rosa y borrosa; <i>C. glabrata</i> : malva; Bacterias: Inhibidas

PRUEBA	CHROMagar™ CCA
PRESENTACIÓN	5L x 250 placas
PROPIEDADES	Detección y conteo de <i>E. coli</i> β -glucuronidasa y coliformes (ISO 9308-1)
INCUBACIÓN	18-24h aeróbica 37°C
MUESTRA	Agua potable, agua de piscina, agua de plantas potabilizadoras o para consumo humano.
INTERPRETACIÓN	<i>E. coli</i> : azul metálico a violeta; Coliformes: rosa-rojo; Gram (-): Incoloras.




PRUEBA	CHROMagar™ COL-APSE + Suplemento
PRESENTACIÓN	5L x 250 placas
PROPIEDADES	Identificación de bacterias Gram negativas resistentes a la Colistina (COL-R)
INCUBACIÓN	18-24h aeróbica 37°C
MUESTRA	Frotis rectal, perineal y heces
INTERPRETACIÓN	<i>E. coli</i> COL-R: rosa oscuro a rojo; Coliformes COL-R: azul metálico; <i>Pseudomonas</i> COL-R: traslúcidas, pigmentación natural crema-verde; <i>Acinetobacter</i> COL-R: crema, opaco; Otros Gram (-) COL-R: incoloras; Gram (-) no COL-R y Gram (+): Inhibidas

CHROMagar™

The Chromogenic Media Pioneer

MICROBIOLOGÍA



PRUEBA	CHROMagar™ E. coli
PRESENTACIÓN	5L x 250 placas
PROPIEDADES	Identificación de E. coli B-glucoronidasa
INCUBACIÓN	24h aeróbica 37°C
MUESTRA	Alimentos procesados, materias primas, agua, leche y medioambientales.
INTERPRETACIÓN	E. coli: azul; Otras bacterias Gram (-): incoloras.

PRUEBA	CHROMagar™ ESBL + Suplemento
PRESENTACIÓN	5L x 250 placas
PROPIEDADES	Identificación de Enterobacterias resistentes a BLEE
INCUBACIÓN	18-24h aeróbica 37°C
MUESTRA	Heces y frotis rectal
INTERPRETACIÓN	ESBL E. coli: rosa oscuro a rojo; ESBL KEC (Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter): azul metálico (+/- halo rojo); ESBL Proteus: halo color marrón; ESBL Acinetobacter: crema; ESBL Pseudomonas: traslúcidas, pigmentación natural crema-verde; Stenotrophomonas: incoloras; Gram (+/-) y levaduras: inhibidas.



PRUEBA	CHROMagar™ KPC + Suplemento
PRESENTACIÓN	5L x 250 placas
PROPIEDADES	Identificación Enterobacterias resistentes a carbapenems (ERC)
INCUBACIÓN	18-24h aeróbica 37°C
MUESTRA	Heces y frotis rectal
INTERPRETACIÓN	ERC E. coli: rosa oscuro a rojo; ERC KEC (Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter): azul metálico (+/- halo rojo); ERC Proteus: halo color marrón; ERC Acinetobacter: crema; ERC Pseudomonas: traslúcidas, pigmentación natural crema-verde; Stenotrophomonas: incoloras; Gram (+/-) y levaduras: inhibidas.

PRUEBA	CHROMagar™ LIM-RambaQUICK StrepB + Suplemento
PRESENTACIÓN	5L x 250 placas/ 1000 tubos
PROPIEDADES	Caldo de enriquecimiento selectivo para la detección de Estreptococos del grupo B
INCUBACIÓN	6-18h 37°C (óptimo: 6hrs) luego pasar a medio Strep B.
MUESTRA	Hisopado vaginal o rectal
INTERPRETACIÓN	N/A




PRUEBA	CHROMagar™ LIN-R. SL + Suplemento
PRESENTACIÓN	5L x 250 placas
PROPIEDADES	Detección y diferenciación de bacterias Gram (+) (Staphylococcus y Enterococcus) resistentes al Linezolid
INCUBACIÓN	36-48h aerobias a 37°C
MUESTRA	Hisopados nasales (Staphylococcus), Hisopado rectales, perianales y fecales.
INTERPRETACIÓN	LZDr S. aureus: rosa; LZDr S. epidermidis: rosa; LZDr Enterococcus: azul metálico; LZDs Gram (+): limitado o inhibida; Gram (-): inhibida.

CHROMagar™


The Chromogenic Media Pioneer

MICROBIOLOGÍA



PRUEBA	CHROMagar™ Listeria + Suplemento
PRESENTACIÓN	5L x 250 placas
PROPIEDADES	Detección y recuento de <i>Listeria monocytogenes</i>
INCUBACIÓN	24h a 37°C*
MUESTRA	Muestras de carne, lácteos, verduras, mariscos y medioambientales
INTERPRETACIÓN	<i>L. monocytogenes</i> : azul diámetro inferior a 3mm con halo uniforme y blanco. Otros microorganismos: azul, incoloros, otro color o inhibidos.

PRUEBA	CHROMagar™ MH Orientation base + Suplemento
PRESENTACIÓN	5L x 250 placas
PROPIEDADES	Combinación de agar MH y medios cromogénicos. Útil en detección de ITU, pacientes ingresados en cuidados intensivos garantizando un diagnóstico más rápido.
INCUBACIÓN	18-24h aeróbica 37°C
MUESTRA	Orina y muestras de origen respiratorio.
INTERPRETACIÓN	<i>E. coli</i> : rosa oscuro a rojo; <i>KLEC</i> : azul metálico (+/- halo rojo); <i>Proteus-Morganella-Provencia</i> : halo color marrón; <i>R. vulgaris</i> : azul con halo marrón; <i>Pseudomonas</i> : traslúcidas con color crema-verde; <i>Gram (+): Enterococcus</i> : azul turquesa, <i>S. aureus</i> : dorado, opaco, pequeño tamaño; <i>S. epidermidis</i> : crema puntiformes; <i>Strep grupo B</i> : azul claro.



PRUEBA	CHROMagar™ MRSA polvo + Suplemento
PRESENTACIÓN	5L x 250 placas
PROPIEDADES	Aislamiento y diferenciación <i>Staphylococcus aureus</i> resistente a Meticilina (MRSA)
INCUBACIÓN	18-24h aeróbica 37°C
MUESTRA	Orina, hisopado nasal, perianales y rectales.
INTERPRETACIÓN	MRSA: Rosa a malva; Sensible a Meticilina: inhibidas

PRUEBA	CHROMagar™ mSuperCARBA + S1 + S2
PRESENTACIÓN	5L x 250 placas
PROPIEDADES	Detección y aislamiento de Enterobacterias resistentes a Carbapenemasas (ERC), incluidos los protectores de OXA-48.
INCUBACIÓN	18-24h aeróbica 37°C
MUESTRA	Heces, hisopados rectales.
INTERPRETACIÓN	<i>E. coli</i> EPC: rosa oscuro a rojo; <i>Coliformes</i> EPC: azul metálico; <i>Pseudomonas</i> OPC: traslúcidas, pigmentación natural crema-verde; <i>Acinetobacter</i> OPC: crema, opaco; Otros Gram (-) OPC: incoloros; Gram (+) no OPC y Gram (+): Inhibidos. *EPC: Enterobacterias productoras de Carbapenemasas. **OPC: Organismo productor de Carbapenemasas.



PRUEBA	CHROMagar™ O157
PRESENTACIÓN	5L x 250 placas
PROPIEDADES	Aislamiento selectivo y diferenciación de <i>E. coli</i> O157
INCUBACIÓN	24h aerobias 37°C
MUESTRA	Heces, muestras de alimentos, recortes de carne.
INTERPRETACIÓN	<i>E. coli</i> O157: malva; <i>Coliformes</i> : azul metálico; <i>Proteus</i> : incoloros a grises.

CHROMagar™

The Chromogenic Media Pioneer

MICROBIOLOGÍA




PRUEBA	CHROMagar™ Orientation base
PRESENTACIÓN	5L x 250 placas
PROPIEDADES	Aislamiento y diferenciación de uropatógenos.
INCUBACIÓN	18-24h aeróbica 37°C
MUESTRA	Orina
INTERPRETACIÓN	<i>E. coli</i> : rosa oscuro a rojo; <i>KECS</i> : azul metálico (+/- halo rojo); <i>Proteus</i> , <i>Morganella</i> , <i>Providencia</i> : halo color marrón; <i>P. vulgaris</i> : azul con halo marrón; <i>Pseudomonas</i> : traslúcidas con color crema-verde; Gram (+): <i>Enterococcus</i> : azul turquesa, <i>S. aureus</i> : dorado, opaco, pequeño tamaño; <i>S. epidermidis</i> : crema puntiformes; <i>S. saprophyticus</i> : rosa, opaco, pequeño tamaño.

PRUEBA	CHROMagar™ Pseudomonas
PRESENTACIÓN	5L x 250 placas
PROPIEDADES	Aislamiento y detección de especies de <i>Pseudomonas</i> .
INCUBACIÓN	24h a 37°C o 41°C
MUESTRA	Agua, carne, superficies
INTERPRETACIÓN	<i>Pseudomonas</i> spp.: azul verdoso; Enterobacterias: malva a violeta o inhibidas; Gram (+): inhibidas.



PRUEBA	CHROMagar™ Staphylococcus
PRESENTACIÓN	5L x 250 placas
PROPIEDADES	Aislamiento y diferenciación directa de <i>Staphylococcus</i> spp.
INCUBACIÓN	18-24h aeróbica 37°C
MUESTRA	Productos industriales, muestras ambientales y veterinarias, leche
INTERPRETACIÓN	<i>S. aureus</i> : rosa a malva; <i>S. epidermidis</i> : incoloros a rosado; <i>S. saprophyticus</i> : azul turquesa; <i>Streptococci</i> / Gram (-): inhibidas.

PRUEBA	CHROMagar™ STEC + Suplemento
PRESENTACIÓN	5L x 250 placas
PROPIEDADES	Detección de <i>E. coli</i> productora de toxina Shiga (STEC)
INCUBACIÓN	18-24h aeróbica 37°C
MUESTRA	Heces, hisopados rectales, Industria: Productos consumo humano, alimentos.
INTERPRETACIÓN	STEC: malva; otras enterobacterias: incoloras, azules o inhibidas; Gram (+): inhibidas; Con lámpara UV (365nm): STEC O157: no fluorescente; STEC no O157: +/- fluorescente.



PRUEBA	CHROMagar™ Strep A. + S1 + S2
PRESENTACIÓN	5L x 250 placas
PROPIEDADES	Detección de estreptococos del grupo A
INCUBACIÓN	18-24h aeróbica 37°C con CO ₂
MUESTRA	Hisopados orofaríngeos
INTERPRETACIÓN	<i>S. pyogenes</i> : naranja a rojo; Otros <i>Streptococcus</i> : azul metálico o incoloro; Gram (-) y levaduras: inhibidas.

CHROMagar™

The Chromogenic Media Pioneer

MICROBIOLOGÍA



PRUEBA	CHROMagar™ StrepB + S1 + S2
PRESENTACIÓN	5L x 250 placas
PROPIEDADES	Aislamiento y diferenciación Streptococcus del grupo B
INCUBACIÓN	18-24h aeróbica 37°C
MUESTRA	Orina, hisopado vaginal y/o vagino rectal directo o luego del enriquecimiento
INTERPRETACIÓN	S. agalactiae (grupo B): malva; Enterococcus: azul metálico; Lactobacilli - Leuconostoc - Lactococci: rosa pálido, crecimiento escaso; otros microorganismos: azul, incoloras o inhibidas.

PRUEBA	CHROMagar™ Vibrio
PRESENTACIÓN	5L x 250 placas
PROPIEDADES	Aislamiento y detección de V. parahaemolyticus, V. vulnificus y V. cholerae
INCUBACIÓN	24h aeróbica 37°C
MUESTRA	Heces, muestras de agua, mariscos, medioambientales
INTERPRETACIÓN	V. parahaemolyticus: malva; V. vulnificus/ V. cholerae: azul verdoso a azul turquesa; V. alginolyticus: crema.



PRUEBA	CHROMagar™ VRE + Suplemento
PRESENTACIÓN	5L x 250 placas
PROPIEDADES	Detección de E. faecalis y E. faecium resistente a la Vancomicina (Van A/Van B)
INCUBACIÓN	24h aeróbica 37°C
MUESTRA	Heces, hisopado rectal
INTERPRETACIÓN	VRE, faecium/ faecalis: rosa a malva; VRE, gallinarum/ E. casseliflavus: azul o inhibido; Gram (+)/Gram (-)/levaduras: inhibido

PRUEBA	CHROMagar™ Y. enterocolitica + Suplemento
PRESENTACIÓN	5L x 250 placas
PROPIEDADES	Detección y diferenciación de Yersinia enterocolitica
INCUBACIÓN	36-48h aerobias a 30°C
MUESTRA	Heces, hisopado rectal
INTERPRETACIÓN	Y. enterocolitica patógena: malva; Yersinia spp: azul metálico o inhibido; otras Enterobacterias: azul metálico o inhibido, Gram (+): inhibido





C.P.M. COMPAGNIA PER LA MEDICINA S.R.L.



 **BIOKERN**
Ciencia para el Diagnóstico Clínico

J-40400307-1



Desde 1986 CPM SRL creada en la ciudad de Roma, CPM SRL es uno de los más importantes y reconocidos proveedores de química clínica y microbiología con una amplia gama de productos registrados con el Ministerio de Salud.

CPM SRL produce y ofrece una amplia gama de productos innovadores para la química clínica, tales como la Homocisteína, la Cistatina C, Creatina PAP y productos para microbiología como Hemocultivos, medios de transporte, sistema de identificación microbiana y pruebas de susceptibilidad.

Gracias a su eficiencia en términos de calidad y de procesos de producción, CPM SRL ha obtenido la certificación de la norma ISO 9001:2008, ISO 13485:2004 y desde el 2012 es Miembro corporativo del IFCC.



C.S.F. Well D- One:	Identificación presuntiva y susceptibilidad antimicrobiana para patógenos comunes en Meningoencefalitis
Presentación	10 paneles
Incubación	18-48h 37°C
Muestra	LCR (muestra directa)
Microorganismos detectados	<i>Neisseria spp.</i> , <i>Haemophilus influenzae</i> , <i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>S. agalactiae</i> , <i>S. aureus</i> , <i>Listeria spp.</i> , <i>E. coli</i> , <i>Candida spp</i> y <i>C. albicans</i> .



NEONATAL FAST Well D-One:	Identificación presuntiva y susceptibilidad antimicrobiana para patógenos comunes en Meningoencefalitis
Presentación	10 paneles
Incubación	18-48h 37°C
Muestra	LCR, secreciones bronquiales, Líquido pleural, Cordón umbilical
Microorganismos detectados	<i>Streptococcus agalactiae</i> , <i>E. coli</i> , <i>Enterococcus spp.</i> , <i>Haemophilus influenzae</i> , <i>Acinetobacter spp.</i> , Grupo KES (<i>Klebsiella/ Enterobacter/ Serratia</i>), <i>Enterobacter spp.</i> , <i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Listeria spp.</i> , <i>S. aureus/ MRSA</i>

UROGEN Well D- One:	Identificación presuntiva y susceptibilidad antimicrobiana para bacterias patógenas urogenitales
Presentación	10 paneles
Incubación	18-48h 37°C
Muestra	Exudado endocervical, exudado vaginal o uretral, Líquido seminal, Orina
Microorganismos detectados	<i>Mycoplasma spp.</i> , <i>Ureaplasma urealyticum</i> , <i>Neisseria spp.</i> , <i>Streptococcus grupo B</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus spp.</i> , <i>E. coli</i> , <i>Gardnerella vaginalis</i> , <i>Candida spp.</i> , <i>Trichomonas vaginalis</i>



 DebenDiagnosticsLtd

 **BIOKERN**
Ciencia para el Diagnóstico Clínico



DebenDiagnosticsLtd

Deben Diagnostics, con sede en el Reino Unido, es una empresa líder y de rápido crecimiento especializada en el suministro de productos esenciales para el diagnóstico y el laboratorio, con una presencia internacional que abarca más de 85 países.

Desde su fundación en 2009 como una empresa familiar, su misión ha sido "desarrollar una cultura creciente para un futuro más saludable", enfocándose en la Calidad, el Valor y la Fiabilidad para cumplir y superar las expectativas del cliente.



Antisueros para detección de *Salmonella*

Composición antisueros Omnivalente y Vi x 2 mL



Antisero	Aglutininas O que contiene
Omnivalente	2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 19, 34, 46, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67
Vi	N/A

Antisueros Polivalentes para detección de *Shigella*

Composición 8 antisueros polivalentes x 2 mL



<i>S. dysenteriae</i>	Polivalente A	Mezcla de tipos 1-7
	Polivalente A1	Mezcla de tipo 8-12
<i>S. flexneri</i>	Polivalente B	Mezcla de tipos del 1-6
<i>S. boydii</i>	Polivalente C	Mezcla de tipos 1-7
	Polivalente C1	Mezcla de tipos 8-11
	Polivalente C2	Mezcla de tipos 12-15
	Polivalente C3	Mezcla de tipos 16-18
<i>S. sonnei</i>	Polivalente D	Mezcla de fase I/II

Antisueros Polivalentes Somáticos (O) para detección de *E. coli* Enteropatógenas

Composición 8 antisueros polivalentes x 2 mL



Polivalente	Monovalentes que contiene
Polivalente 1	O1 O26 O86a O111 O119 O127a O128
Polivalente 2	O44 O55 O125 O126 O146 O166
Polivalente 3	O18 O114 O142 O151 O157 O158
Polivalente 4	O6 O27 O78 O148 O159 O168
Polivalente 5	O20 O25 O63 O153 O167
Polivalente 6	O8 O15 O115 O169
Polivalente 7	O28ac O112ac O124 O136 O144
Polivalente 8	O29 O143 O152 O164





DiaMetra se presenta como un proveedor líder mundial de soluciones de laboratorio, especializado en inmunoensayos manuales. Sus productos ayudan a las personas que trabajan en diagnóstico clínico, investigación básica y traslacional, dando vida a su ciencia.

En particular, desarrollan, producen, comercializan y respaldan ensayos ELISA manuales que permiten a los laboratorios lograr más. Sus productos son elegidos por laboratorios líderes en múltiples disciplinas y geografías.

DiaMetra se dedica a brindar productos de calidad y el más alto nivel de servicio en sus segmentos de diagnóstico objetivo. A través de la innovación y el compromiso total, se esfuerzan por crear valor para la gente, clientes y accionistas.

Certificación ISO 13485:2016





NOMBRE	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	TIPO	CATEGORÍA
17-OH Progesterona	96 pruebas	Suero/Plasma	60' x 37°C/ 15' x Tamb	EIA	Competitivo	Cuantitativo
25 OH Vitamina D	96 pruebas	Suero/Plasma	90' x Tamb/ 30' x Tamb/ 30' x Tamb	EIA	Competitivo	Cuantitativo
Aldosterona	96 pruebas	Suero/Orina/Plasma	60' x Tamb/ 20' x Tamb	EIA	Competitivo	Cuantitativo
ANA Screen	96 pruebas	Suero/Plasma	30' x Tamb/ 30' x Tamb / 15' x Tamb	EIA	Sandwich	Semi-Cuantitativa
Androstenediona	96 pruebas	Suero/Plasma	60' x 37°C/ 15' x Tamb	EIA	Competitivo	Cuantitativo
Anti β2 Glicoproteína. IgG	96 pruebas	Suero/Plasma	60' x Tamb / 30' x Tamb / 15' x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Anti β2 Glicoproteína. IgM	96 pruebas	Suero/Plasma	60' x Tamb / 30' x Tamb / 15' x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Anti Cardiolipina IgG	96 pruebas	Suero/Plasma	60' x Tamb/ 60' x Tamb / 15' x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Anti Cardiolipina IgM	96 pruebas	Suero/Plasma	60' x Tamb/ 60' x Tamb / 15' x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo





NOMBRE	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	TIPO	CATEGORÍA
Anti CP IgG	96 pruebas	Suero/Plasma	30' x Tamb/ 30' x Tamb / 15' x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Anti Fosfolípidos IgG/ IgM	96 pruebas	Suero/Plasma	60' x Tamb/ 30' x Tamb / 15' x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Anti IA2	96 pruebas	Suero/Plasma	18-20h x 4°C/ 60' x 4°C/ 20'x Tamb, >500rpm/ 20' x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Anti- MPO (p-ANCA)	96 pruebas	Suero/Plasma	60' x Tamb/ 30' x Tamb / 15' x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Anti PR-3 (c-ANCA)	96 pruebas	Suero/Plasma	60' x Tamb/ 30' x Tamb / 15' x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Anti- TPO	96 pruebas	Suero/Plasma	30' x Tamb/ 30' x Tamb / 15' x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Anti TSH Receptor	96 pruebas	Suero/Plasma	120' x Tamb, >500rpm/ 25' x Tamb / 20' x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Anti-ds DNA IgG	96 pruebas	Suero/Plasma	45' x 37°C / 45' x 37°C / 15' x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Anti-GAD	96 pruebas	Suero/Plasma	60' x Tamb, >500rpm / 60' x Tamb, >500rpm / 20'x Tamb, >500rpm/ 20' x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo





NOMBRE	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	TIPO	CATEGORÍA
Anti-TG	96 pruebas	Suero/Plasma	30' x Tamb/ 30' x Tamb / 15' x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
CA 125	96 pruebas	Suero/Plasma	60' x Tamb/ 15' x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
CA 15-3	96 pruebas	Suero/Plasma	60' x 37°C / 60' x 37°C / 15' x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
CA 19-9	96 pruebas	Suero/Plasma	60' x 37°C / 60' x 37°C / 15' x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
CH50	96 pruebas	Suero	120' x 37°C / 15' x Tamb	EIA	Colorimétrico	Cuantitativo
CIC C1q	96 pruebas	Suero/Plasma	30' x 37°C / 30' x 37°C / 15' x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
CIC C3d	96 pruebas	Suero/Plasma	30' x 37°C / 30' x 37°C / 15' x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Cortisol	96 pruebas	Suero/Plasma	60' x 37°C / 15' x Tamb	EIA	Competitivo	Cuantitativo
Cortisol saliva	96 pruebas	Saliva	60' x 37°C / 15' x Tamb	EIA	Competitivo	Cuantitativo
Cortisol urinario	96 pruebas	Orina	60' x 37°C / 15' x Tamb	EIA	Competitivo	Cuantitativo
DHEA	96 pruebas	Suero/Plasma	60' x Tamb/ 20' x Tamb	EIA	Competitivo	Cuantitativo





NOMBRE	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	TIPO	CATEGORÍA
DHEA-S	96 pruebas	Suero/Plasma	60' x 37°C / 15' x Tamb	EIA	Competitivo	Cuantitativo
Estradiol	96 pruebas	Suero/Plasma	120' x 37°C / 30' x Tamb	EIA	Competitivo	Cuantitativo
Ferritina	96 pruebas	Suero/Plasma	60' x Tamb/ 10' x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Gliadina deaminada IgA	96 pruebas	Suero/Plasma	30' x Tamb/ 30' x Tamb / 15' x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Gliadina deaminada IgG	96 pruebas	Suero/Plasma	30' x Tamb/ 30' x Tamb / 15' x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Hormona de Crecimiento (HGH)	96 pruebas	Suero/Plasma	60' x Tamb/ 15' x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
IGF1 (Somatomedina C)	96 pruebas	Suero	60' x Tamb, 500 rpm/ 15' x Tamb	EIA	Competitivo	Cuantitativo
Insulina	96 pruebas	Suero/Plasma	120' x Tamb/ 15' x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
LH	96 pruebas	Suero/Plasma	60' x Tamb/ 15' x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Péptido C	96 pruebas	Suero/Plasma	120' x Tamb/ 15' x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Progesterona	96 pruebas	Suero/Plasma	60' x 37°C / 15' x Tamb	EIA	Competitivo	Cuantitativo





NOMBRE	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	TIPO	CATEGORÍA
PSA libre	96 pruebas	Suero/Plasma	60' x Tamb/ 60' x Tamb / 15' x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
PSA total	96 pruebas	Suero/Plasma	5' x Tamb/ 60' x Tamb / 20' x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
PTH	96 pruebas	Suero/Plasma	90'x Tamb, 550 rpm/ 15'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
S-HBG	96 pruebas	Suero/Plasma	60' x Tamb/ 15'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Testosterona	96 pruebas	Suero/Plasma	60' x 37°C / 15' x Tamb	EIA	Competitivo	Cuantitativo
Testosterona libre	96 pruebas	Suero/Plasma	60' x 37°C / 15' x Tamb	EIA	Competitivo	Cuantitativo
Tiroglobulina	96 pruebas	Suero	90' x 37°C / 60' x 37°C / 15' x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Transglutaminasa Tisular IgA	96 pruebas	Suero/Plasma	30' x Tamb/ 30' x Tamb / 15' x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Transglutaminasa Tisular IgG	96 pruebas	Suero/Plasma	30' x Tamb/ 30' x Tamb / 15' x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
TSH	96 pruebas	Suero/Plasma	60-120' x Tamb/ 20'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
β HCG	96 pruebas	Suero/Plasma	60' x Tamb/ 15'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo





DIAGNOSTICS





FAR
DIAGNOSTICS

FAR® es una empresa italiana que fabrica y comercializa diagnósticos *in vitro* desde 1986.

Ofrece una amplia gama de productos que incluye reactivos para química clínica, tanto de rutina como especializados, incluyendo una línea dedicada a medicina del trabajo, cromatografía, citoquímica, RID, látex y pruebas rápidas.

Tienen como objetivo principal mantener un alto estándar de calidad ofreciendo precios muy competitivos y están presentes en más de 30 países en 4 continentes.

Certificación ISO 13485:2016





DIAGNOSTICS

PRUEBA	PRESENTACIÓN	MUESTRA	MÉTODO	CONDICIONES
17-Cetoesteroides	20T	Orina	Cromatografía de columna/ Colorimétrico	10' x baño María / 60' x 4°C Alternativo 10' x baño María / 25' x 25°C
Ácido 5-HIAA/ Serotonina	20T	Orina	Cromatografía de columna/ Colorimétrico	10' x Tamb / 2' x Tamb, 3000rpm
Ácido Vanil-mandélico	20T	Orina	Cromatografía de columna/ Espectrofotométrico	30' x 37°C
Amonio	20T	Plasma / Orina	Cromatografía de columna/ Colorimétrico	10' x 37°C
Metanefrinas	20T	Orina	Cromatografía de columna/ Espectrofotométrico	20' x baño María / 2' x Tamb

PRUEBA	PRESENTACIÓN	PROPIEDADES	MUESTRA	MÉTODO	TIPO	INTERPRETACIÓN
Cálculos urinarios	50T x 7 parámetros	Determinación de calcio, magnesio, cistina, ácido úrico, oxalato, fosfato y amonio.	Cálculos renales y/o urinarios	Colorimétrico	Semi-Cuantitativo	Escala de colores



DIAGNOSTICS

PRUEBA	PRESENTACIÓN/POZOS	CONDICIONES	MUESTRA	MÉTODO
C3c	12	48 hrs a 25°C	Suero	Inmunodifusión radial (IDR)
C3c+C4	4 C3c + 4 C4	48 hrs a 25°C	Suero	
C4	12	48 hrs a 25°C	Suero	
Cadenas Lambda + Kappa	4 Ig/LC + 4 Ig/KC	48 hrs a 25°C	Suero	
Transferrina	12	48 hrs a 25°C	Suero	
IgA	12	48 hrs a 25°C	Suero	
IgA+IgG+IgM	4 IgA + 4 IgG+ 4 IgM	48 hrs a 25°C	Suero	
IgG	12	48 hrs a 25°C	Suero	
IgM	12	48- 72 h a 25°C	Suero	

PRUEBA	PRESENTACIÓN	PROPIEDADES	MUESTRA	MÉTODO
Calibrador multiparamétrico	1x 1mL	Posee valores para Albúmina, α1-Antitripsina, α1-Glicoproteína, Haptoglobina, C3, C4, IgA, IgG, IgM, α2-Macroglobulina, Pre-albúmina, Transferrina.	Suero humano	Inmunoturbidimetría/ IDR



Fortress
Diagnostics





A través de su distribución global, brindan soluciones de pruebas médicas de alta precisión para laboratorios de inmunología, hematología y serología en hospitales, centros médicos, clínicas, bancos de sangre e instituciones de investigación en más de 100 mercados internacionales.





Fortress
Diagnostics

NOMBRE	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	TIPO	CATEGORÍA
Kit de antígenos febriles (Widal) con controles		Suero	2' x Tamb, 100rpm	Aglutinación		Cualitativo
Kit monoclonal de determinación del grupo sanguíneo		Sangre completa	1' x Tamb, 900-1000rpm Alternativo 20-30' x Tamb	Aglutinación		Cualitativo
Anticoagulante lúpico (LA)	10T	Sangre fresca	10' x 37°C/ 2' x 37°C, oscuridad	Coagulación		Cuantitativo
Reactivo de tiempo de tromboplastina (PT) con cloruro de calcio	25T	Plasma	5' x 37°C	Coagulación		Cuantitativo
Reactivo de tiempo de tromboplastina parcial activado (APTT) con cloruro de calcio	25T	Plasma	5' x 37°C	Coagulación		Cuantitativo
Anti-HBc	96T	Suero o Plasma	60' x 37°C/ 15' x 37°C, oscuridad	EIA	Competitivo	Cuantitativo
Anti-HBs Cuantitativo	96T	Suero o Plasma	60' x 37°C/ 15' x 37°C, oscuridad	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Folato	96T	Suero	45' x Tamb/ 20' x Tamb	EIA	Competitivo	Cuantitativo
HAV IgG. EIA	96T	Suero o Plasma	60' x 37°C/ 15' x 37°C, oscuridad	EIA	Competitivo	Cualitativo





Fortress
Diagnostics

HAV IgM	96T	Suero o Plasma	20' x 37°C/ 40' x 37°C/ 15' x 37°C, oscuridad	EIA	Captura	Cualitativo
HBc IgM	96T	Suero o Plasma	30' x 37°C/ 30' x 37°C/ 15' x 37°C, oscuridad	EIA	Captura	Cualitativo
HbsAg EIA	96T	Suero o Plasma	60' x 37°C/ 15' x 37°C, oscuridad	EIA	Sandwich	Cualitativo
HCV	96T	Suero o Plasma	60' x 37°C/ 30' x 37°C/ 30' x 37°C	EIA	Sandwich	Cualitativo
HTLV 1+2	96T	Suero o Plasma	60' x 37°C/ 30' x 37°C, oscuridad	EIA	Sandwich	Cualitativo
Vitamina B12	96T	Suero o Plasma	45' x Tamb/ 30' x Tamb/ 20' x Tamb	EIA	Competitivo	Cuantitativo
Adenosina Deaminasa (ADA) enzimático UV	20T	Suero o Plasma	3' x Tamb/ 3' x 37°C	Espectrofotométrico	Enzimático	Cuantitativo
Amonio Enzimático UV	10T	Plasma	5' x 37°C	Espectrofotométrico	Enzimático	Cuantitativo
Citrato urinario	40T	Orina	10' x 37°C	Espectrofotométrico	Enzimático	Cuantitativo
Oxalato Urinario	40T	Orina	10' x 37°C	Espectrofotométrico	Enzimático	Cuantitativo

NOMBRE	PRESENTACIÓN
Control ADA	
Control Citrato urinario	2 x 1 ml
Control Marcadores tumorales trinivel	2 x 1 x 1ml
Control Oxalato urinario (nivel 1)	1 x 5 ml
Controles Inmunoensayo trinivel	3 x 1 x 1ml
Controles Plasma binivel	
Controles cardíacos trinivel	3 x 1 x 1ml



**GOLD
STANDARD
DIAGNOSTICS**

Kassel GmbH



BIOKERN

Ciencia para el Diagnóstico Clínico



GOLD STANDARD DIAGNOSTICS

Gold Standard Diagnostics es una red global de empresas con décadas de experiencia en el mercado de fabricación y desarrollo de kits de pruebas, reactivos e instrumentos. Proporcionando kits e instrumentos de pruebas de diagnóstico rápidos, confiables y fáciles de usar en los campos de pruebas bioanalíticas para las industrias de alimentos, medio ambiente, biofarmacéutica, salud animal y clínica.

Su experimentado equipo de investigación y desarrollo, fabricación, comercial y servicio al cliente ofrecen soluciones innovadoras y confiables para todas las partes interesadas en todo el mundo, con el objetivo de simplificar y mejorar la experiencia del cliente.

"Gold Standard, las mejores soluciones de diagnóstico de laboratorio"





GOLD STANDARD DIAGNOSTICS

Kassel GmbH

NOMBRE	PRESENTACIÓN	MUESTRA	COONDICIONES	MÉTODO	CATEGORÍA
immunoLINE IgG4 Nutricional VE1	16T	Suero	5' x Tamb/30' x Tamb/ 30' x Tamb/ 60' x Tamb, 30rpm	Inmunocromatografía	Cuantitativa



Alfa Lactoalbúmina
Amarilla de Huevo
Arroz
Atún
Avena
Beta Lactoglobulina
Cacao
Camarón
Cangrejo
Caseína
Cerdo
Clara de Huevo
Gluten
Leche de Vaca
Maíz
Maní
Naranja
Pollo
Soya
Trigo

GOLD STANDARD DIAGNOSTICS

Kassel GmbH

NOMBRE	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	CATEGORÍA
immunoSCREEN IgG Nutricional 24 VE	3T	Suero	60' x 37°C/ 30' x 37°C/ 60' x 37°C	EIA	Cuantitativo

Alfa Lactoalbúmina
 Almendra
 Amarilla de Huevo
 Arroz
 Atún
 Avena
 Beta Lactoglobulina
 Cacao
 Camarón
 *Candida
 Cangrejo
 Caseína
 Cerdo
 Claro de Huevo
 Gluten
 Leche de Vaca
 Maíz
 Maní
 Naranja
 Piña
 Pollo
 Quinoa
 Soya
 Trigo



*(Candida) Detección de
 anticuerpos IgG contra
 Candida, como parte del
 estudio de Microbiota en el
 paciente.

GOLD STANDARD DIAGNOSTICS

Kassel GmbH

NOMBRE	PRESENTACIÓN	MUESTRA	COONDICIONES	MÉTODO	CATEGORÍA
immunoSCREEN IgG Nutricional 40 VE	2T	Suero	60' x 37°C/ 30' x 37°C/ 60' x 37°C	EIA	Cuantitativo

Ácido Sórbico
 Agar-Agar
 Alfa Lactoalbúmina
 Almendra
 Amarilla de Huevo
 Arroz
 Atún
 Avena
 Bacalao
 Banana
 Benzoato
 Beta Lactoglobulina
 Cacao
 Camarón
 *Candida
 Cangrejo
 Carne Vacuna
 Caseína
 Cerdo
 Clara de Huevo

Durazno
 Fresa
 Gluten
 Leche de Vaca
 Maíz
 Maní
 Manzana
 Naranja
 Papa
 Piña
 Pollo
 Quinoa
 Levadura de cerveza
 Sardina
 Soya
 Tomate
 Trigo
 Vainilla
 Zanahoria



*(Candida) Detección de anticuerpos IgG contra Candida, como parte del estudio de Microbiota en el paciente.

Hotgen[®]



BIOKERN

Ciencia para el Diagnóstico Clínico

1-800-455-5555



Hotgen

Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd. (Código SSE: 688068) ("Hotgen") es una empresa de biotecnología con sede en Pekín, especializada en diagnóstico in vitro (IVD) y medicamentos basados en anticuerpos. Fundada en 2005, Hotgen asume la misión de "Desarrollar la biotecnología para beneficiar la salud humana", formulando ocho plataformas tecnológicas de IVD para investigación y fabricación, con presencia en más de 30 países. La empresa se convirtió en la primera empresa de IVD en cotizar en el STAR Board de China en 2019 y alcanzó unas ventas de 3.600 millones de yuanes en 2022.

Hotgen desarrolla más de 100 parámetros de diagnóstico que involucran enfermedades cardíacas, hepáticas, inflamación, abuso de drogas, etc., que se pueden clasificar en 4 secciones, es decir, plataforma de quimioluminiscencia mono-test, plataforma de tecnología de fósforo de conversión ascendente (UPT), pruebas rápidas de oro coloidal y pruebas de inmunoensayo ligado a enzimas.



Los analizadores automáticos de inmunoensayo por quimioluminiscencia de la serie MQ60 adoptan la tecnología de inmunoensayo enzimático por quimioluminiscencia con tecnología de partículas magnéticas mediante la detección de la intensidad luminosa del sustrato unido al analito para calcular la concentración del analito.



PRECISO

- Quimioluminiscencia de partículas magnéticas (ALP-AMPPD)
- Proporciona una variedad de controles de calidad.
- CV entre lotes $\leq 5\%$

FLEXIBLE

- Libre combinación de parámetros
- Unidades de pruebas independientes

ECONOMÍA

- Cartucho único, sin costos ocultos.
- Sin circulación de líquidos, mantenimiento mínimo

COMPACTO

- Diseño compacto adecuado para laboratorios y departamentos clínicos pequeños y grandes.
- Diversos parámetros abarcan enfermedades cardíacas, marcadores tumorales, fertilidad, tiroides, etc.

Fácil de usar

- Amplia pantalla táctil
- Simples pasos de operación y completamente automatizados

Solicitud



HOSPITAL LABORATORIOS



LABORATORIOS



Especificaciones técnicas

MQ 60 smart

Tipo de analizador	Analizador CLIA de mesa totalmente automatizado (MQ60 smart)
Tipo de muestra	Suero humano, plasma, sangre total, orina, líquido cefalorraquídeo
Tamaño del anfitrión	300 mm x 565 mm x 610 mm (largo x ancho x alto)
Peso del anfitrión	30,0 kilos
Pantalla	Pantalla táctil de 10,1 pulgadas
Idiomas	Inglés
Modo	Por lotes
Canal	6 canales
Rendimiento	24 pruebas/hora
Fuente de alimentación	Voltaje: CA 100-240 V ~
Control de temperatura	Estabilidad de temperatura: 37.°C ± 0.5.°C
del módulo de incubación.	Fluctuación de temperatura: no más de 0,5 °C
Computadora	Integrada
Impresora	Impresora térmica interna
Almacenamiento	Almacenamiento de resultados >1 millón
Espera	24 horas de operación en espera
Gestión de datos	Conexión LIS/HIS

Panel	Parameter	Qualification	Sample Type	Panel	Parameter	Qualification	Sample Type
Cardíaco	hs-cTnT	CE IVDR	S/P/WB	Hormona de crecimiento	GH	NMPA, CE IVDR	S/P
	hs-cTnI	NMPA, CE IVDR, ANVISA	S/P/WB		IGFBP-3	NMPA, CE IVDR	S/P
	CK-MB	NMPA, CE IVDR, ANVISA	S/P/WB		IGF-1		
	MVO	NMPA, CE IVDR, ANVISA	S/P/WB		HbA1c	NMPA, CE IVDR	WB
	H-FABP	NMPA, CE	S/P/WB	Diabetes	C-P	NMPA, CE	S/P
	Lp-PLA2	NMPA, CE	S/P/WB		INS	NMPA, CE	S/P
	NT-proBNP	NMPA, CE IVDR, ANVISA	S/P/WB		ADP	NMPA	S/P
	BNP	NMPA, CE IVDR	S/P/WB		GADA	NMPA, CE IVDR	S/P
Inflamación	ST2	NMPA, ANVISA	S/P/WB		IA-2A	NMPA, CE IVDR	S/P
	cTnI	NMPA	S/P/WB		IAA	NMPA, CE IVDR	S/P
	D-Dimer	NMPA, CE IVDR	P/WB		ICA	NMPA, CE IVDR	S/P
	PCT	NMPA, CE IVDR, ANVISA	S/P/WB	Hipertensión	Cortisol	NMPA, CE	S/P/Urine
Tumor	PCTm	NMPA	WB		ALD	NMPA, CE	S/P
	CRP	NMPA, CE IVDR	S/P/WB		Renin	NMPA, CE	P
	IL-6	NMPA, CE IVDR, ANVISA	S/P/WB	Metabolismo óseo	ACTH	NMPA	P
	CEA	NMPA, CE IVDR	S/P		25-OH-VD	NMPA, CE IVDR	S/P
Enfermedad del hígado	CA125	NMPA, CE IVDR	S/P		PTH	NMPA, CE	S/P
	HE4	NMPA, CE IVDR	S/P	Artritis reumatoide	BGP	NMPA, CE	S/P
	CYFRA21-1	NMPA, CE IVDR	S/P		Total P1NP	NMPA	S/P
	CA15-3	NMPA, CE IVDR	S/P		β-CTx	NMPA	S/P
	CA242	NMPA, CE IVDR	S		Anti-CCP	NMPA, CE IVDR	S/P
	CA19-9	NMPA, CE IVDR	S/P	Monitoreo de drogas	RF-IgA	NMPA	S/P
	CA72-4	NMPA, CE IVDR	S/P		RF-IgM	NMPA	S/P
	CAS0	NMPA	S/P		RF-IgG	NMPA	S/P
	NSE	NMPA, CE IVDR	S		IL-2	NMPA, CE	S
	proGRP	NMPA, CE IVDR	S/P		IL-4	NMPA	S/P
	SCCA	NMPA, CE IVDR	S/P		IL-5	NMPA	S
	tPSA	NMPA, CE IVDR	S/P		IL-8	NMPA, CE	S
	VEGF	NMPA	S		IL-10	NMPA, CE	S
	tPSA		S		IL-1β	NMPA, CE	S
	TK1	NMPA	S/P		TNFα	NMPA, CE	S
	AFP	NMPA, CE IVDR	S/P		IL-2R	NMPA	S/P
	AFP-L3%	NMPA, CE	S/P		IL-17A	NMPA	S/P
	DCP	NMPA, CE	S	TORCH	IFN-γ	NMPA	S/P
	GP73	NMPA, CE	S/P		IL-12p70	NMPA	S
Función gástrica	CK18-M30	NMPA	S		IL-22	NMPA	S
	CK18-M65	NMPA	S		Toxo IgG		
	G-17	NMPA, CE IVDR	S/P		Toxo IgM		
Función del riñón	PGI	NMPA, CE IVDR	S/P		RUB IgG		
	PGII	NMPA, CE IVDR	S/P		RUB IgM		
	NGAL	NMPA, CE	S/Urine		CMV IgG		
Daño cerebral	CysC	NMPA, CE	S/P/WB		CMV IgM		
	β 2-MG				HSV-1/2 IgG		
Anemia	S100	NMPA	S		HSV-1/2 IgM		
	Ferr	NMPA, CE	S/P		HSV-1 IgG		
	VB12	NMPA, CE IVDR	S/P		HSV-1 IgM		
	FA	NMPA, CE IVDR	S/P		HSV-2 IgG		
Tiroides	TSH	NMPA, CE IVDR, ANVISA	S/P		HSV-2 IgM		
	TT4	NMPA, CE IVDR	S/P	STAT	PCT-STAT	NMPA	S/P/WB
	TT3	NMPA, CE IVDR, ANVISA	S/P		H-FABP-STAT	NMPA	S/P/WB
	FT4	NMPA, CE IVDR, ANVISA	S/P		NGAL-STAT	NMPA	S
	FT3	NMPA, CE IVDR, ANVISA	S/P		MYO-STAT	NMPA	S/P/WB
	Anti-TG	NMPA, CE IVDR	S/P		BNP-STAT	NMPA	P/WB
	Anti-TPO	NMPA, CE IVDR	S/P		IL-6-STAT	NMPA	S/P/WB
	TG	NMPA, CE IVDR	S/P		D-Dimer-STAT	NMPA	P/WB
Inmunoglobulina	IgE	/	S/P		NT-proBNP-STAT	NMPA	S/P/WB
	FSH	NMPA, CE IVDR	S/P		hs-cTnI-STAT	NMPA	S/P/WB
	E2	NMPA, CE IVDR	S/P		CK-MB-STAT	NMPA	S/P/WB
	T	NMPA, CE IVDR	S/P	Enfermedad infecciosa	HBsAg		
hormona sexual	P	NMPA, CE IVDR	S/P		HCV-Ab		
	LH	NMPA, CE IVDR	S/P		HIV-Ab/Ag		
	PRL	NMPA, CE IVDR	S/P		TP-Ab		
	AMH	NMPA, CE IVDR	S	Tuberculosis (TB-IGRA)	Protein extraction reagent	CE IVDR	WB
	β-HCG	NMPA, CE IVDR	S/P		INF-γ	NMPA, CE	S/P
	Inhibin B	CE					





40 AÑOS DE DESARROLLO

IMMY fabrica, comercializa y distribuye líneas innovadoras de pruebas de diagnóstico y reactivos para enfermedades infecciosas.

Fundada en 1979, IMMY ha pasado de ser una empresa que cubría una necesidad en el mercado a una organización con un enfoque global en salvar vidas mediante la producción de diagnósticos asequibles.

Certificación ISO 13485:2016





NOMBRE	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	TIPO	CATEGORÍA
Histoplasma GM Antígeno urinario	96T	Orina	60'x 37°C 60'x 37°C 30'x 37°C	ELISA	Sandwich	Cualitativo y Cuantitativo
<i>Aspergillus</i> GM Prueba Flujo lateral	50T	Suero y LBA	6-8'x 120°C 5'x Tamb 10000-14000g 30'x Tamb	LFA	Prueba rápida	Cualitativo
<i>Cryptococcal</i> Antígeno Prueba Flujo lateral Cubo lector	50T	Suero/Plasma	10'x Tamb	LFA		
4-Series Cleargel ID placas	6 placas			RID		
Inmunosistema de Identificación para Hongos (ID Fungal Antibody System)	96T	Suero	24'x Tamb Cámara húmeda	RID		

Antígenos y controles Fungal ID

Nombre	Presentación
<i>Aspergillus</i> ID Antígeno	1,0 ml
<i>Aspergillus</i> ID control suero positivo	1,0 ml
<i>Candida</i> ID control antígeno	1,0 ml
<i>Candida</i> ID control suero positivo	1,0 ml
<i>Coccidioides</i> IDCF control antígeno	1,0 ml
<i>Coccidioides</i> IDCF control suero positivo	1,0 ml
Histoplasma ID control antígeno	1,0 ml
Histoplasma ID control suero positivo	1,0 ml
Paracoccidioides ID control antígeno	1,0 ml
Paracoccidioides ID control suero positivo	1,0 ml



LABSYSTEMS

D I A G N O S T I C S

speaking your language



Ciencia para el Diagnóstico Clínico



LABSYSTEMS
DIAGNOSTICS
speaking your language

Labsystems Diagnostics tiene su sede en Finlandia y ha sido pionero en investigación y desarrollo de diagnóstico innovador durante casi 40 años, siendo pionero en nuevas tecnologías para la detección neonatal y las pruebas en el lugar de atención.

Entre los líderes del mercado en detección de recién nacidos, sus productos neonatales salvan y mejoran la vida de los bebés en más de 70 países. Al ser un proveedor integral de soluciones para la detección neonatal, que ofrece los kits de detección más completos y de mayor calidad, respaldados por las mejores capacidades de automatización y un software fácil de usar, tienen un sólido historial de liderazgo tecnológico, incluido la investigación pionera para permitir la detección temprana de enfermedades.





NOMBRE	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	TIPO	CATEGORÍA
NEONATAL 17-OH Progesterona	10 x 96T	Gota sangre seca	60' x Tamb, 900rpm, oscuridad/18-20hx 4°C /60' x 4°C, oscuridad	FEIA	Competitivo	Cuantitativo
NEONATAL Biotinidasa	10 x 96T	Gota sangre seca	1' x Tamb, 600rpm/ 240'x 50°C/ 5' x Tamb, 600rpm/ 30'x Tamb	FEIA	Enzimático	Cuantitativo
NEONATAL Fenilketonuria (PKU)	10 x 96T	Gota sangre seca	30' x Tamb, 900rpm/ 60' x 60°C/ 15'x Tamb	FEIA	Químico	Cuantitativo
NEONATAL Galactosa	10 x 96T	Gota sangre seca	60' x 37°C / 30'x 37°C, 900rpm	FEIA	Enzimático	Cuantitativo
NEONATAL Galactosa-1-fosfato uridiltransferasa (GALT)	10 x 96T	Gota sangre seca	120' x Tamb, oscuridad	FEIA	Enzimático	Cuantitativo
NEONATAL Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD)	10 x 96T	Gota sangre seca	30' x Tamb, 1150rpm, oscuridad	FEIA	Enzimático	Cuantitativo
NEONATAL T4	5 x 96T	Gota sangre seca	90' x Tamb, 650rpm, oscuridad/ 45' x Tamb, 650rpm, oscuridad/ 60' x Tamb, oscuridad	FEIA	Indirecto	Cuantitativo
NEONATAL Tirotropina (hTSH)	10 x 96T	Gota sangre seca	180' x Tamb, 650rpm, oscuridad/ 60' x Tamb, 650rpm, oscuridad Alternativo 15' x Tamb, 650rpm, oscuridad/18-20hx 4°C /60' x Tamb, 650rpm, oscuridad	FEIA	Sandwich	Cuantitativo
NEONATAL Tripsinógeno inmunoreactivo IRT	10 x 96T	Gota sangre seca	180' x Tamb, 900rpm, oscuridad/ 60' x Tamb, 650rpm, oscuridad	FEIA	Indirecto	Cuantitativo

Meril



Meril

Fundada en 2006, Meril es una empresa mundial de dispositivos médicos con sede en la India que se dedica a la innovación, el diseño y el desarrollo de dispositivos novedosos, clínicamente relevantes y de última generación. Como empresa líder en soluciones sanitarias, su objetivo fundamental es defender el alivio del sufrimiento humano y mejorar la calidad de vida. Para lograrlo, están comprometidos con la I+D, la innovación en la fabricación de tecnología médica, la comunicación científica y las vías de distribución contemporáneas.

Meril fue fundada por el Grupo Bilakhia para mejorar la calidad de vida humana a través de soluciones sanitarias innovadoras y avanzadas. Como fabricante de dispositivos médicos, se esfuerzan por mejorar la inventiva en la atención sanitaria para que la vida de las personas se enriquezca. Se encuentran en la búsqueda continua a la excelencia para brindar respuestas a algunas de las preguntas más difíciles de la medicina.




Meril



Lector de ELISA

Merilyzer | EIAQuant™



Pantalla táctil y a color.
Software intuitivo.
Auto diagnóstico.
Función de copiado de prueba.
Sistema de 8 canales de fibra óptica.
Filtros de 405 nm, 492 nm y 630 nm.
Almacenamiento de hasta 3 curvas por parámetro.
Alto rango dinámico: 0 - 4 OD.
Lecturas monocromáticas y bicromático para mayor precisión.

Lavador de placas ELISA

Merilyzer | EIAWash™

EIAWash es la elección perfecta para placas de 96 pocillos con flexibilidad de opciones de lavado para 8 o 12 canales, con diversos programas de aspirado y dispensado, empleando un diseño confiable, simple e innovador que simplifica su mantenimiento.



monocent





monocent

Monocent Inc. es un desarrollador, fabricante y distribuidor con sede en EE. UU. de productos innovadores de investigación y diagnóstico in vitro con una amplia gama de ofertas superiores a precios competitivos. Prosperan gracias a 3 elementos principales:

Colaboración

Recopilar información sobre el mercado insatisfecho de la industria mediante la colaboración con distribuidores y clientes.

Innovación

Trabajar con desarrolladores talentosos que asumen cualquier desafío y se esfuerzan por alcanzar la excelencia.

Expansión

Crear una verdadera alianza con todos los clientes con el objetivo mutuo de expandirse y superar todos los puntos de referencia establecidos.



monocent

NOMBRE	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	TIPO	CATEGORÍA
ADN doble cadena (dsDNA)	96T	Suero o Plasma	20'x Tamb / 20'x Tamb / 10'x Tamb	EIA	Indirecto	Cuantitativo
Epstein Barr virus EBNA IgG	96T	Suero o Plasma	20'x Tamb / 20'x Tamb / 10'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
Epstein Barr virus VCA IgG	96T	Suero o Plasma	45'x 37°C / 45'x 37°C / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
Epstein Barr virus VCA IgM	96T	Suero o Plasma	45'x 37°C / 45'x 37°C / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
Neonatal Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD)	96T	Gota sangre seca	30' x Tamb, 900rpm, oscuridad/ 5'x Tamb, 30 rpm/ 15'x Tamb	Colorimétrico	Enzimático	Cuantitativo
Neonatal 17-OH Progesterona	96T	Gota sangre seca	18-20h x Tamb, 100 rpm/15' x Tamb Alternativo 4hx Tamb, 800-1000rpm / 15' x Tamb, 800-1000rpm	EIA	Indirecto	Cuantitativo
Neonatal Biotinidasa	96T	Gota sangre seca	16h x 37°C, cámara húmeda/ 10' x Tamb / 5'x Tamb/ 5'x Tamb/ 5'x Tamb	Colorimétrico	Enzimático	Cuantitativo



NOMBRE	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	TIPO	CATEGORÍA
Neonatal Enfermedad Orina Jarabe Arce (MSUD)	96T	Gota sangre seca	30' x Tamb, 900rpm, oscuridad/ 30' x Tamb, 900rpm, oscuridad/ 5-10'x Tamb	Colorimétrico	Enzimático	Cuantitativo
Neonatal Fenilketonuria (PKU)	96T	Gota sangre seca	30' x Tamb, 900rpm, oscuridad/ 30' x Tamb, 900rpm, oscuridad/ 5-10'x Tamb	EIA	Indirecto	Cuantitativo
Neonatal Galactosa	96T	Gota sangre seca	30' x Tamb, 900rpm, oscuridad/ 30' x Tamb, 900rpm, oscuridad/ 5-10'x Tamb	Colorimétrico	Enzimático	Cuantitativo
Neonatal Globulina transportadora de Tiroxina (TBG)	96T	Gota sangre seca	60' x Tamb, 150rpm/ 30'x Tamb/ 30'x Tamb/ 15' x Tamb	EIA	Competitivo	Cuantitativo
Neonatal Tirotropina (TSH)	96T	Gota sangre seca	60' x Tamb, 900rpm/ 60' x Tamb, 900rpm/ 15'x Tamb, 900rpm	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Neonatal Tiroxina T4	96T	Gota sangre seca	120' x Tamb, 800- 1000rpm/ 15' x Tamb, 800-1000rpm	EIA	Indirecto	Cuantitativo
Neonatal Tripsinógeno inmunoreactivo (IRT)	96T	Gota sangre seca	120' x Tamb, 200- 300rpm/ 15'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo



NOMBRE	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	TIPO	CATEGORÍA
Anti- Jo-1 IgG	96T	Suero o Plasma	25'x Tamb / 25'x Tamb / 10-15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cuantitativo
Anti- Scl 70 IgG	96T	Suero o Plasma	20'x Tamb / 20'x Tamb / 10'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
Anti- SSA-IgG (Ro)	96T	Suero o Plasma	20'x Tamb / 20'x Tamb / 10'x Tamb	EIA	Indirecto	Cuantitativo
Anticuerpos antinucleares ANA HEP2	140T	Suero	30'x Tamb, cámara húmeda / 5'x Tamb / 30'x Tamb	IFA		
Anticuerpos antinucleares ANA SCREEN	96T	Suero o Plasma	20'x Tamb / 20'x Tamb / 10'x Tamb	EIA	Indirecto	Cuantitativo
Anticuerpos anti-Péptidos citrulinados cíclicos (Anti-CCP)	96T	Suero o Plasma	30'x Tamb / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cuantitativo
Anti-Fosfolípidos Screen	96T	Suero o Plasma	60'x Tamb / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cuantitativo
Anti-Mieloperoxidasa (MPO (p-ANCA))	96T	Suero o Plasma	60'x Tamb / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cuantitativo
Anti-Proteinasa 3 (PR3 (c-ANCA))	96T	Suero o Plasma	60'x Tamb / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cuantitativo
Anti-Sm IgG	96T	Suero o Plasma	20'x Tamb / 20'x Tamb / 10'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo



monocent

Anti-Sm/RnP IgG	96T	Suero o Plasma	20'x Tamb / 20'x Tamb / 10'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
Anti-SSB (La) IgG	96T	Suero o Plasma	20'x Tamb / 20'x Tamb / 10'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
Beta 2 Glicoproteína 1 IgG	96T	Suero o Plasma	30'x Tamb / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Semicuantitativo
Beta 2 Glicoproteína 1 IgM	96T	Suero o Plasma	30'x Tamb / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Semicuantitativo
Beta 2 Microglobulina	96T	Suero o Plasma	30'x 37°C / 30'x 37°C / 20'x Tamb	EIA	Indirecto	Cuantitativo
Cardiolipina IgG	96T	Suero o Plasma	20'x Tamb / 20'x Tamb / 10'x Tamb	EIA	Indirecto	Semicuantitativo
Cardiolipina IgM	96T	Suero o Plasma	20'x Tamb / 20'x Tamb / 10'x Tamb	EIA	Indirecto	Semicuantitativo
Digoxina	96T	Suero o Plasma	30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cuantitativo
Factor de Crecimiento Insulina-like 1 (IGF-1)	96T	Suero o Plasma	30' x Tamb/ 5'x Tamb, 1000rpm / 60'x Tamb, 500rpm / 15'x Tamb, 500rpm	EIA	Indirecto	Cuantitativo
Ferritina	96T	Suero o Plasma	30'x Tamb / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo



NOMBRE	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	TIPO	CATEGORÍA
Folato	96T	Suero o Plasma	15' x Tamb/ 5'x Tamb/ 60'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cuantitativo
Hepatitis A IgG	96T	Suero o Plasma	45'x 37°C /30'x 37°C / 10'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
Hepatitis A IgM	96T	Suero o Plasma	45'x 37°C /30'x 37°C / 10'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
Hepatitis B core (HBcAb)	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C /60'x 37°C / 20'x Tamb	EIA	Indirecto	Cuantitativo
Hepatitis B core (HBcAb) IgM	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C /60'x 37°C / 20'x Tamb	EIA	Captura	Cuantitativo
Hormona Adrenocorticotrópica (ACTH)	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 20'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Hormona Anti-Mülleriana (AMH)	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 20'x Tamb	EIA	Indirecto	Cuantitativo
Hormona Paratoidea (PTH)	96T	Suero o Plasma	20'x Tamb, 500-600rpm / 15'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Insulina	96T	Suero o Plasma	60'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cuantitativo
Testosterona	96T	Suero o Plasma	60'x Tamb / 30'x Tamb	EIA	Competitivo	Cuantitativo
Testosterona libre	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 20'x Tamb	EIA	Competitivo	Cuantitativo
Vitamina D 25 (OH)	96T	Suero o Plasma	90'x Tamb / 30'x Tamb / 30'x Tamb	EIA	Competitivo	Cuantitativo





NG·BIOTECH
LABORATOIRES



BIOKERN

Clencia para el Diagnóstico Clínico

J-40495367-1

NG•BIOTECH
LABORATOIRES



La empresa, fundada por pioneros de la industria de las pruebas rápidas, ha desarrollado una plataforma de inmunoensayo patentada que permite el desarrollo de diagnósticos cualitativos y múltiples en el punto de atención. Los resultados se obtienen en pocos minutos a partir de una sola gota de sangre (o cualquier otro tipo de muestra).

NG Biotech vende una gama de pruebas rápidas con la marca **CE** en todo el mundo. Las validaciones de productos se realizan en comparación con métodos de referencia estándar de laboratorio como ELISA o HPLC.

La empresa cuenta con la certificación ISO 13485:2016.


La capacidad de producción actual es de más de 4 millones de pruebas por mes.


En NG Biotech apoyan la Innovación de sus socios satisfaciendo sus necesidades de detección y seguimiento; desarrollando nuevas soluciones para sus aplicaciones.





NOMBRE	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	TIPO
NG-Test Carba 5 [®] . Carbapenemasas KPC, OXA-48, VIM, IMP y NDM	20T	Colonias bacterianas	15'x Tamb	Imunoensayo flujo lateral	Prueba rápida
NG-Test CTX-M. Grupo Beta lactamasas 1,2,8,9, 25	20T	Colonias bacterianas	15'x Tamb	Imunoensayo flujo lateral	Prueba rápida
NG-Test MCR-1 [®] . Resistencia a Colistina	20T	Colonias bacterianas	15'x Tamb	Imunoensayo flujo lateral	Prueba Rápida







NOVATEC
IMMUNDIAGNOSTICA GMBH

Novatec fue creada teniendo como finalidad y objetivo principal atender y satisfacer las necesidades y requerimientos del cliente y/o establecimientos de salud, dedicándose para ello a la comercialización, almacenamiento, distribución y posteriormente a la importación de Productos de Agentes de Diagnóstico y Dispositivo Medico de marca de diferentes laboratorios y droguerías que cumplan con las BPM y BPA, ser los mejores del mercado nacional buscando con esto maximizar la satisfacción y lealtad de sus clientes.

Novatec Immundiagnostica GmbH hace parte del grupo Gold Standard Diagnostics, un proveedor líder en soluciones de diagnóstico para el cuidado de la salud. Novatec Immundiagnostica GmbH, cuenta con una amplia gama de ensayos inmunoabsorbentes ligados a enzimas, las ventajas de sus productos son: pasos de trabajo estandarizados, reactivos listos para usar, codificados por color y con código de barras, tiras de microtitulación de cierre y un tampón de IgM especial para evitar interferencias con el factor reumatoide en la muestra.





NOMBRE	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	TIPO	CATEGORÍA
17 beta-Estradiol	96T	Suero o Plasma	120'x 37°C/ 30'x Tamb	EIA	Competitivo	Cuantitativo
Aldosterona	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C/ 30'x Tamb	EIA	Competitivo	Cuantitativo
Androstenediona	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C/ 30'x Tamb	EIA	Competitivo	Cuantitativo
Ferritina	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C/ 10'x Tamb	EIA	Indirecto	Cuantitativo
Insulina	96T	Suero o Plasma	120'x 37°C / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cuantitativo
NOVALISA Aidez <i>Toxoplasma gondii</i> IgG	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C/10'x 37°C / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
NOVALISA <i>Bordetella pertussis</i> IgM	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
NOVALISA <i>Candida albicans</i> IgA	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
NOVALISA <i>Candida albicans</i> IgG	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo





NovaLisa®

NOMBRE	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	TIPO	CATEGORÍA
NOVALISA <i>Candida albicans</i> IgM	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
NOVALISA Chagas (<i>Trypanosoma cruzi</i>) IgG	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
NOVALISA <i>Chlamydia pneumoniae</i> IgG	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
NOVALISA <i>Chlamydia pneumoniae</i> IgM	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
NOVALISA Cytomegalovirus IgG	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
NOVALISA Cytomegalovirus IgM	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
NOVALISA <i>Entamoeba histolytica</i> IgG	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
NOVALISA Epstein Barr virus IgG (EBNA)	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
NOVALISA Epstein Barr virus IgG (VCA)	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo





NovaLisa®

NOMBRE	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	TIPO	CATEGORÍA
NOVALISA Epstein Barr virus IgM (VCA)	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
NOVALISA Factor Reumatoide IgM	96T	Suero o Plasma	30'x 37°C / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cuantitativo
NOVALISA <i>Helicobacter pylori</i> IgA	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cuantitativo
NOVALISA <i>Helicobacter pylori</i> IgG	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cuantitativo
NOVALISA <i>Helicobacter pylori</i> IgM	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
NOVALISA <i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgG	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
NOVALISA <i>Mycoplasma pneumoniae</i> IgM	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
NOVALISA Parvovirus B19 IgG	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo





NovaLisa®

NOMBRE	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	TIPO	CATEGORÍA
NOVALISA Parvovirus B19 IgM	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
NOVALISA Rubéola Virus IgG	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cuantitativo
NOVALISA Rubéola Virus IgM µ-captura	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
NOVALISA Sarampión IgG	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
NOVALISA Sarampión IgM	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
NOVALISA SARS- CoV-2 (Covid-19) cuantitativo IgG	96T	Suero o Plasma	30'x 37°C / 30'x 37°C / 30'x 37°C	EIA	Indirecto	Cualitativo Cuantitativo
NOVALISA <i>Taenia solium</i> IgG	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 30'x 37°C / 30'x 37°C	EIA	Indirecto	Cualitativo
NOVALISA <i>Toxoplasma gondii</i> IgG	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 30'x 37°C / 30'x 37°C	EIA	Indirecto	Cuantitativo
NOVALISA <i>Toxoplasma gondii</i> IgM µ- captura	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 60'x 37°C / 30'x 37°C	EIA	Indirecto	Cualitativo



NovaLisa®

NOMBRE	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	TIPO	CATEGORÍA
NOVALISA Virus Herpes simplex 1 IgG	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
NOVALISA Virus Herpes simplex 1 IgM	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
NOVALISA Virus Herpes simplex 2 IgG	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
NOVALISA Virus Herpes simplex 2 IgM	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
NOVALISA Virus Parotiditis IgG	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
NOVALISA Virus Parotiditis IgM	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
NOVALISA Virus Varicela-Zóster IgG	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
NOVALISA Virus Varicela-Zóster IgM	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C / 30'x Tamb / 15'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo





PaxGenBio





PaxGenBio



PaxGenBio Co., Ltd. (Bioempresa de Peaceful Gene), se estableció en 2015 como una empresa de diagnóstico molecular que desarrolla, fabrica y comercializa una cartera de productos IVD dirigidos a enfermedades infecciosas y cánceres.

PaxGenBio aplica sus tecnologías quiméricas patentadas que combinan técnicas de diagnóstico molecular e inmunológico.

Una de sus tecnologías originales, MPCR-ULFA, que combina la amplificación por PCR múltiple y el ensayo de flujo lateral universal (ULFA), permite pruebas de ácido nucleico sensibles, específicas, rápidas, asequibles y sencillas que son especialmente apropiadas para aplicaciones en entornos de bajos recursos.





PaxGenBio

NOMBRE	PRESENTACIÓN	MÉTODO	MUESTRA	CONDICIONES
Enfermedades de transmisión sexual (STI12)	96T	MPCR-ULFA	Hisopado cervical, orina	Revisar instructivo
Genotipado VPH 20	48T	MPCR-ULFA	Hisopado cervical	Revisar instructivo
Genotipado VPH 30	24T	MPCR-ULFA	Hisopado cervical	Revisar instructivo
Estuche Extracción ADN	48T	MPCR-ULFA	Hisopado cervical, esputo, orina	10" x vortex/3' x Tamb, 13.000rpm/ 10" x vortex/3' x Tamb, 13.000rpm/ 15' x 95°C/ 3' x Tamb, 10.000rpm
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> (MTB) / Micobacterias no tuberculosas (MNT)	48T	MPCR-ULFA	Esputo	Revisar instructivo
VPH 16/18/Otros	48T	MPCR-ULFA	Hisopado cervical	Revisar instructivo



 **POLYCHECK®** | A BRAND
OF BIOCHECK
Diagnostics made in Germany





POLYCHECK®

A BRAND
OF BIOCHECK

Diagnostics made in Germany

Los kits de diagnóstico *in vitro* Polycheck® son inmunoensayos multiparamétricos para la evaluación cuantitativa de inmunoglobulinas E (IgEs) específicas de alérgenos o enfermedades autoinmunes relacionadas inmunoglobulinas G y A (IgG e IgA) en muestras de sangre.

Los kits de diagnóstico Polycheck® contienen pruebas de detección de un solo uso para usuarios médicos profesionales cuando se espera una sensibilización contra uno.

Certificación ISO 13485:2016



PANEL	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	CATEGORÍA
Venezuela Alimentos 20	24T	Suero	60"x Tamb 60' x Tamb, 30rpm 2 5'x Tamb 45' x Tamb, 30rpm 20' x Tamb, 30rpm 20' x Tamb, 30rpm	Inmunocromatografía	Cuantitativa

Alfa Lactoalbúmica
 Arroz
 Atún
 Avena
 Beta Lactoglobulina
 Camarón
 Cangrejo
 Carne de cerdo
 Carne de pollo
 Caseína
 *CCD
 Chocolate
 Clara de huevo
 Gluten
 Harina de trigo
 Leche de vaca
 Maíz
 **Mezcla de cítricos
 ***Mezcla de nueces
 Soya
 Yema de huevo

*CCD Determinantes de reacción cruzada con los carbohidratos.

**Mezcla de cítricos: limón, lima, naranja y mandarina.

***Mezcla de nueces: maní, avellana y almendra.



PANEL	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	CATEGORÍA
Venezuela Inhalantes 20	24T	Suero	60" x Tamb 60' x Tamb, 30rpm 2 5' x Tamb 45' x Tamb, 30rpm 20' x Tamb, 30rpm 20' x Tamb, 30rpm	Inmunocromatografía	Cuantitativa

Abedul
 Acacia
 Ambrosia
 Artemisa
Aspergillus fumigatus
Blomia tropicalis
 *CCD
Cladosporium herbarum
 Cucaracha
D. farinae
D. pteronyssinus
 Epitelio de gato
 Epitelio de perro
 Epitelio de roedores
 Látex
 **Mezcla de gramas
 ***Mezcla de plumas
 Mosquito
Penicillium notatum
 Plumass de loro
 Roble

*CCD Determinantes de reacción cruzada con los carbohidratos.

**Mezcla de gramas: pasto ovillo o dácilo, festuca de pradera, hierba de centeno, hierba Timothy, pasto azul de Kentucky y hierba de terciopelo.

***Mezcla de plumas: plumas de ganso, pollo, pato y pavo.



PANEL	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	CATEGORÍA
Atópico mixto 20-I	24T	Suero	60" x Tamb 60' x Tamb, 30rpm 2 5' x Tamb 45' x Tamb, 30rpm 20' x Tamb, 30rpm 20' x Tamb, 30rpm	Inmunocromatografía	Cuantitativa

Albúmina sérica bovina
 Alfa Lactalbumina
 Arroz
 Banana
 Beta Lactoglobulina
 Carne de cerdo
 Carne de pollo
 Carne de res
 Caseína
Cladosporium herbarum / *Alternaria alternata*
 Clara / Yema de huevo
D. Pteronyssinus / *D. Farinae*
 IgE Total
 Leche de vaca
 Levadura de panadería
 *Mezcla de gramas
 **Mezcla de harinas
 Polen de Aliso / Avellano
 Polen de Roble / Abedul
 Soya

**Mezcla de gramas: pasto ovillo o dátilo,
 festuca de pradera, hierba de centeno, hierba
 Timothy, pasto azul de Kentucky, Hierba de
 terciopelo.

Mezcla de harinas: trigo, centeno, cebada y
 avena (harinas que contienen gluten).



PANEL	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	CATEGORÍA
Leche + Gluten	12T	Suero	60" x Tamb 60' x Tamb, 30rpm 2 5' x Tamb 45' x Tamb, 30rpm 20' x Tamb, 30rpm 20' x Tamb, 30rpm	Inmunocromatografía	Cuantitativa

Albúmina sérica bovina
 Alfa Lactoalbúmina
 Beta Lactoglobulina
 Caseína
 Gluten
 Leche de vaca





POLYCHECK® | A BRAND
OF BIOCHECK
Diagnostics made in Germany

PANEL	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	CATEGORÍA
Insectos, Ácaros y Plumas	12T	Suero	60" x Tamb 60' x Tamb, 30rpm 2 5' x Tamb 45' x Tamb, 30rpm 20' x Tamb, 30rpm 20' x Tamb, 30rpm	Inmunocromatografía	Cuantitativa

Aves domésticas

*CCD

D. pteronyssinus / *D. farinae*

IgE Total

Mezcla de cucarachas

Mezcla de plumas

Mosca negra

Mosquito

Veneno de abeja

Veneno de avispa

Veneno de avispon

*CCD Determinantes de reacción
cruzada con los carbohidratos.



PANEL	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	CATEGORÍA
Huevo y componentes	12T	Suero	60" x Tamb 60' x Tamb, 30rpm 2 5' x Tamb 45' x Tamb, 30rpm 20' x Tamb, 30rpm 20' x Tamb, 30rpm	Inmunocromatografía	Cuantitativa

Clara de huevo
Conalbúmina
Lisozima
Ovoalbúmina
Ovomucoide
Yema de huevo





POLYCHECK®

A BRAND
OF BIOCHECK

Diagnostics made in Germany

PANEL	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	CATEGORÍA
Celiaco dual	12T	Suero o Plasma	60" x Tamb 45' x Tamb, 30rpm 2 5' x Tamb 30' x Tamb, 30rpm 20' x Tamb, 30rpm	Inmunocromatografía	Cuantitativa

Factor intrínseco
Gliadina deaminada IgA
Gliadina deaminada IgG
Inmunoglobulina A total
Transglutaminasa tisular IgA
Transglutaminasa tisular IgG



PANEL	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	CATEGORÍA
Hígado/Riñón	12T	Suero o Plasma	60" x Tamb 45' x Tamb, 30rpm 2 5' x Tamb 30' x Tamb, 30rpm 20' x Tamb, 30rpm	Inmunocromatografía	Cuantitativa

AMA M2
CENP-B
GMB
gp 210
LC1
LKM 1
MPO
PR3
SLA/LP
SP 100



PANEL	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	CATEGORÍA
Screening autoinmne (AI-STD)	12T	Suero o Plasma	60" x Tamb 45' x Tamb, 30rpm 2 5' x Tamb 30' x Tamb, 30rpm 20' x Tamb, 30rpm	Inmunocromatografía	Cuantitativa

AMA M2
CENP-B
dsDNA
La/SS-B
MPO
PCNA
PM/Scl100
PR3
Rib. Phosphopr. Po
Ro/SS-A 6o
Scl-70
Sm
Tiroglobulina (TG)
TPO





POLYCHECK®

A BRAND
OF BIOCHECK

Diagnostics made in Germany

PANEL	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	CATEGORÍA
Miositis	12T	Suero o Plasma	60" x Tamb 45' x Tamb, 30rpm 2 5' x Tamb 30' x Tamb, 30rpm 20' x Tamb, 30rpm	Inmunocromatografía	Cuantitativa

Jo-1
Ku
Mi-2
PL-12
PL-7
PM/Scl 100
SRP 54





POLYCHECK®

Diagnostics made in Germany

A BRAND
OF BIOCHECK

PANEL	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	CATEGORÍA
Reuma	12T	Suero o Plasma	60" x Tamb 45' x Tamb, 30rpm 2 5' x Tamb 30' x Tamb, 30rpm 20' x Tamb, 30rpm	Inmunocromatografía	Cuantitativa

CENP-B
dsDNA
Histona
Jo-1
Ku
Mi-2
PM/Scl 100
Rib. Phosphopr. Po
Scl-70
Sm
SS-A 52
SS-A 60
SS-B
U1-snRNP



PANEL	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	CATEGORÍA
Insectos+ CCD	12T	Suero	60"x Tamb 60' x Tamb, 30rpm 2 5'x Tamb 45' x Tamb, 30rpm 20' x Tamb, 30rpm 20' x Tamb, 30rpm	Inmunocromatografía	Cuantitativa

Veneno de abeja
Veneno de avispa
rVes v 5 recombinante
Veneno de avispón
Mosquito
Mosca negra
*CCD

*CCD Determinantes de reacción cruzada de los carbohidratos.



PANEL	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	CATEGORÍA
Ácaros molecular	12T	Suero	60"x Tamb 60' x Tamb, 30rpm 2 5'x Tamb 45' x Tamb, 30rpm 20' x Tamb, 30rpm 20' x Tamb, 30rpm	Inmunocromatografía	Cuantitativa

D. pteronyssinus
D. farinae
rDer P 1
rDer p 2
rDer p 10
rDer p 23
*CCD

*CCD Determinantes de reacción cruzada de los carbohidratos.





POLYCHECK®

Diagnostics made in Germany

A BRAND
OF BIOCHECK

PANEL	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	CATEGORÍA
Atópico mixto 30-I	24T	Suero	60" x Tamb 60' x Tamb, 30rpm 2 5' x Tamb 45' x Tamb, 30rpm 20' x Tamb, 30rpm 20' x Tamb, 30rpm	Inmunocromatografía	Cuantitativa

Leche de vaca
Caseína
Alfa Lactoalbúmina
Beta Lactoglobulina
Clara de huevo
Yema de huevo
Bacalao
Maní
Cacao
Soya
Manzana
Zanahoria
Tomate
Mezcla de harinas

Carne de pollo
**Mezcla de cítricos
Arroz
***Mezcla de gramas
Polen de centeno
Epitelio de perro
Epitelio de gato
Cladosporium herbarum
Alternaria alternata
Aspergillus fumigatus
D. pteronyssinus
D. farinae
Polen de abedul
Podel de avellano
Polen de artemisa
*CCD

*CCD Determinantes de reacción cruzada de los carbohidratos.

**Mezcla de cítricos: limón, lima, naranja y mandarina.

***Mezcla de gramas: pasto ovillo o dácilo, festuca de pradera, hierba de centeno, hierba Timothy, pasto azul de Kentucky, hierba de terciopelo.





Reed
Biotech



BIOKERN

Ciencia para el Diagnóstico Clínico

J-40495307-1



Reed Biotech

Reed Biotech Ltd es una empresa biológica de alta tecnología que se centra en el campo de la investigación de proteínas inmunes biológicas. Creen en la filosofía de la simbiosis cíclica entre el ser humano y la naturaleza, y la integran en su negocio y productos. En Reed Biotech, están comprometidos a proporcionar reactivos y soluciones de alta calidad para la industria médica y de investigación científica global, para promover el desarrollo armonioso de los seres humanos y la naturaleza.

La línea de anticuerpos de Reed Biotech® cubre una variedad de segundos anticuerpos y anticuerpos policlonales de origen animal; también brindan servicios personalizados basados en anticuerpos monoclonales.

Su ELISA incluye varios tipos de kits de inmunoensayo para humanos, ratones, ratas y otras especies, que cubren una variedad de indicadores de detección. Además, el análisis bioquímico comprende una variedad de reactivos de inmunoensayo ligado a enzimas (ELISA), reactivos de etiquetado de enzimas, sustratos cromogénicos, etc., que pueden satisfacer las necesidades de los clientes para la detección de diversas biomoléculas.

Su proteína recombinante incluye proteínas de varias especies, como humana, ratón y rata. Y sus reactivos relacionados con el sistema inmunológico cubre una variedad de citocinas, receptores de citocinas, vías de señalización, entre otros. En Reed Biotech, poseen un estricto control de calidad en sus productos, todos los artículos fuera de almacén deben pasar el estándar GMP e ISO: 9001 para garantizar la estabilidad de los productos.





Reed Biotech

NOMBRE	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	TIPO	CATEGORÍA	RANGO
Adenosina Deaminasa (Human ADA)	48T	suero, plasma, otros fluidos	90'x 37°C 60'x 37°C 30'x 37°C 15'x 37°C	EIA	Sandwich	Cuantitativo	0.32-20ng/mL
Alfa 1-Antitripsina (Human α 1-AT)	48T	suero, plasma, otros fluidos	90'x 37°C 60'x 37°C 30'x 37°C 15'x 37°C	EIA	Sandwich	Cuantitativo	3.13-200ng/mL
Antígeno leucocitario humano B27 (HLA-B27)	48T	suero, plasma, otros fluidos	90'x 37°C 60'x 37°C 30'x 37°C 15'x 37°C	EIA	Sandwich	Cuantitativo	0.32-20ng/mL
Cotina	48T	suero, plasma, otros fluidos	30'x 37°C 30'x 37°C 15'x 37°C	EIA	Competitivo	Cuantitativo	0.79-50ng/mL
Elastasa 1, Pancreática (Human ELA1)	48T	suero, plasma, otros fluidos	90'x 37°C 60'x 37°C 30'x 37°C 15'x 37°C	EIA	Sandwich	Cuantitativo	0.16-10ng/mL
Eritropoyetina (Human EPO)	48T	suero, plasma, otros fluidos	90'x 37°C 60'x 37°C 30'x 37°C 15'x 37°C	EIA	Sandwich	Cuantitativo	1.57-100mIU/mL





Reed Biotech

NOMBRE	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	TIPO	CATEGORÍA
Gastrina (Human GT) ELISA Kit. 48T. REED BIOTECH	48T	suero, plasma, otros fluidos	30'x 37°C 30'x 37°C 15'x 37°C	EIA	Competitivo	Cuantitativo 15.63- 1000pg/mL
Grelina (Human GHRL)	48T	suero, plasma, otros fluidos	90'x 37°C 60'x 37°C 30'x 37°C 15'x 37°C	EIA	Competitivo	Cuantitativo 0.16-10ng/mL
Inmunoglobulina G1 (Human IgG1)	48T	suero, plasma, otros fluidos	90'x 37°C 60'x 37°C 30'x 37°C 15'x 37°C	EIA	Sandwich	Cuantitativo 0.16-10µg/mL
Inmunoglobulina G2 (Human IgG2)	48T	suero, plasma, otros fluidos	30'x 37°C 30'x 37°C 15'x 37°C	EIA	Competitivo	Cuantitativo 1.57-100µg/mL
Interferón Gamma humano (Human IFN-γ)	48T	suero, plasma, otros fluidos	90'x 37°C 60'x 37°C 30'x 37°C 15'x 37°C	EIA	Sandwich	Cuantitativo 15.63- 1000pg/mL
Interleucina 10 (Human IL-10)	48T	suero, plasma, otros fluidos	90'x 37°C 60'x 37°C 30'x 37°C 15'x 37°C	EIA	Sandwich	Cuantitativo 1.57-100pg/mL
Interleucina 2 (Human IL-2)	48T	suero, plasma, otros fluidos	90'x 37°C 60'x 37°C 30'x 37°C 15'x 37°C	EIA	Sandwich	Cuantitativo 7.82-500pg/mL





Reed Biotech

NOMBRE	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	TIPO	CATEGORÍA
Interleucina 6 (Human IL-6)	48T	suero, plasma, otros fluidos	90'x 37°C 60'x 37°C 30'x 37°C 15'x 37°C	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Lactoferrina (Human LTF/LF)	48T	suero, plasma, otros fluidos	90'x 37°C 60'x 37°C 30'x 37°C 15'x 37°C	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Pentraxina-3 (Human PTX3/TsG-14)	48T	suero, plasma, otros fluidos	90'x 37°C 60'x 37°C 30'x 37°C 15'x 37°C	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Receptor de la hormona estimulante de la tiroides (Human TSHR)	48T	suero, plasma, otros fluidos	90'x 37°C 60'x 37°C 30'x 37°C 15'x 37°C	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Zonulina (Human Zonulin)	48T	suero, plasma, otros fluidos	90'x 37°C 60'x 37°C 30'x 37°C 15'x 37°C	EIA	Sandwich	Cuantitativo







Titan Biotech Ltd., una empresa líder en biociencias durante los últimos 32 años, ha realizado importantes contribuciones a la comunidad microbiana mediante la fabricación y exportación de productos microbiológicos de alta calidad elaborados a partir de investigaciones exhaustivas y avances recientes.

TM Media, la división de microbiología de Titan Biotech Ltd., es un destino único para todo tipo de productos microbianos, que van desde bases de medios biológicos, medios de cultivo deshidratados y suplementos, discos de antibióticos y todas las variantes de medios de cultivo listos para usar y soluciones EM absolutas.

Certificación ISO 13485:2016





TM MEDIA[®]

MICROBIOLOGÍA

MEDIO DE CULTIVO	USO PROVISTO	CANTIDAD
AGAR- AGAR (GRADO BACTERIOLÓGICO/ MOLECULAR)	BIOLOGÍA MOLECULAR	1 x 500g
AGAR <i>Bacteroides</i> BILIS ESCULINA + SUPLEMENTO	IDENTIFICACIÓN	1 x 500g
AGAR BILIS ESCULINA + SUPLEMENTO	PBAS BIOQUÍMICAS	1 x 500g
AGAR CONFIRMATORIO <i>Enterococcus</i>	IDENTIFICACIÓN	1 x 500g
AGAR CROMOGÉNICO <i>Cándida</i>	IDENTIFICACIÓN	1 x 500g
AGAR CROMOGÉNICO COLIFORMES (CCA)	IDENTIFICACIÓN	1 x 500g
AGAR CROMOGÉNICO <i>Enterococcus faecium</i> + SUPLEMENTO	IDENTIFICACIÓN	1 x 500g
AGAR CROMOGÉNICO UTI	CULTIVO	1 x 500g
AGAR FUNGOBIOTIC (MYCOBIO)	CULTIVO HONGOS	1 x 100g
AGAR GELATINA	CULTIVO	1 x 500g
AGAR MANITOL SALADO	PBAS BIOQUÍMICAS	1 x 500g
AGAR MEDIO C (SABOURAUD-GLUCOSA CON CLORANFENICOL)	CULTIVO HONGOS	1 x 500g
AGAR NUTRITIVO STANDARD	CULTIVO	1 x 500g
AGAR SANGRE BASE	CULTIVO	1 x 500g



MEDIO DE CULTIVO	USO PROVISTO	CANTIDAD
AGAR SELECTIVO <i>Streptococcus agalactiae</i>	IDENTIFICACIÓN	1 x 500g
AGAR SELECTIVO <i>Yersinia</i> (CIN AGAR) + SUPLEMENTO	IDENTIFICACIÓN	1 x 500g
AGAROSA (Grado Molecular)	BIOLOGÍA MOLECULAR	1 x 100g
BHI AGAR MODIFICADO	CULTIVO	1 x 500g
C.L.E.D. AGAR	CULTIVO	1 x 500g
CALDO MALONATO	PBAS BIOQUÍMICAS	1 x 100g
CALDO SELENITO CISTINA + SUPLEMENTO DE BISELENITO	CULTIVO	1 x 500g
CALDO TETRATIONATO	CULTIVO	1 x 500g
CALDO TIOGLICOLATO	CULTIVO	1 x 500g
CETRIMIDA AGAR BASE + SUPLEMENTO NALIDÍXICO SELECTIVO	CULTIVO	1 x 500g
CITRATO SIMMONS AGAR	PBAS. BIOQUÍMICAS	1 x 500g
CORN MEAL AGAR	CULTIVO	1 x 500g
DISCOS DE OXIDASA	IDENTIFICACIÓN	1 x 50 discos
EMB AGAR LEVINE	CULTIVO	1 x 500g





TM MEDIA[®]

MICROBIOLOGÍA

MEDIO DE CULTIVO	USO PROVISTO	CANTIDAD
GC AGAR BASE + SUPLEMENTO C/ANTIBIÓTICOS (VANCOMICINA, COLISTIN, NISTATINA, TRIMETHOPRIM LACTATO)	CULTIVO	1 x 500g
HEMOCULTIVO FRASCOS (ADULTOS/ PEDIÁTRICO)	TOMA DE MUESTRA	5 x 50mL/ 10x 25mL
HEMOGLOBINA POLVO	SUPLEMENTO	1 x 100g
KLIGLER HIERRO AGAR	PBAS BIOQUÍMICAS	1 x 500g
LISINA HIERRO AGAR	PBAS BIOQUÍMICAS	1 x 500g
LOWENSTEIN JENSEN MEDIO BASE + SUPLEMENTO GRUFT	CULTIVO MYCOBACTERIAS	1 x 500g
LURIA BERTANI AGAR (LB AGAR MODIFICADO)	ALIMENTOS	1 x 500g
MacCONKEY AGAR	CULTIVO	1 x 500g
MEDIO DE TRANSPORTE CARY- BLAIR	TOMA DE MUESTRA	1 x 500g
MEDIO DE TRANSPORTE STUART	TOMA DE MUESTRA	1 x 500g
MIO MEDIO (MOTILIDAD INDOL ORNITINA MEDIO)	PBAS BIOQUÍMICAS	1 x 500g
MUELLER HINTON AGAR N.º 1 Y 2(CATIONES AJUSTADOS)	USAR COMO AGAR NUTRITIVO	1 x 500g
MUELLER HINTON CALDO NO.2	ANTIBIOGRAMAS	1 x 500g
POTATO DEXTROSA AGAR	MICOLOGÍA	1 x 500g





TM MEDIA[®]

MICROBIOLOGÍA

MEDIO DE CULTIVO	USO PROVISTO	CANTIDAD
SET STANDAND Mc FARLAND	ESTANDARIZAR INOCULO ANTIBIOGRAMA	1 kit
SOYA CASEÍNA AGAR	CULTIVO	1 x 500g
SS AGAR (<i>Salmonella Shigella</i> AGAR)	CULTIVO	1 x 500g
TCBS AGAR (SELECTIVO PARA <i>Vibrio</i>)	CULTIVO	1 x 500g
UREA AGAR BASE + SUPLEMENTO UREA 40%	PBAS BIOQUÍMICAS	1 x 500g
XLD AGAR	CULTIVO	1 x 500g



ANAEROBIOSIS

Jarra para anaerobiosis

Gas pack para anaerobiosis

Indicador para sistema de anaerobiosis



COLORANTES

CANTIDAD

Colorante de Gram Kit

1 x 4 x 125mL



Colorante de Ziehl- Neelsen

1x 3 x 125mL

Reactivo de Kovac's (Prueba de Indol)

1 x 100mL







Xema Corporate Group comenzó como una pequeña empresa privada en 1993 y actualmente incluye I+D y principales instalaciones de producción en Finlandia (Xema Oy).

Sus productos (kits de prueba ELISA y LF, así como componentes clave para su producción (anticuerpos, antígenos, conjugados HRPO)) se venden en todo el mundo para cumplir con los requisitos tanto de los usuarios finales como de los socios industriales.





NOMBRE	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	TIPO	CATEGORÍA
IgA secretora	96T	Suero, Plasma, Saliva, Orina, fluido broncoalveolar, lavado nasal, exudado vaginal, leche materna	90'x 37°C 30'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
(M12) CA 15.3	96T	Suero o Plasma	30'x Tamb, 600- 800 rpm 30'x Tamb, 600- 800 rpm 10-20'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
17-OH- Progesterona	96T	Suero o Plasma	90'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Competitivo	Cuantitativo
Alfafetoproteína humana	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Anti HCV	96T	Suero o Plasma	30'x 37°C 30'x 37°C 10'x 37°C	EIA	Sandwich	Cualitativo
Anti HIV (0), II/p24 4ta generación	96T	Suero o Plasma	30'x 37°C, 600- 700 rpm 10'x 37°C, 600- 700 rpm/ 10'x 37°C	EIA	Sandwich	Cuantitativo





NOMBRE	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	TIPO	CATEGORÍA
Anti Peroxidasa tiroidea (Anti-TPO)	96T	Suero o Plasma	30'x 37°C 30'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Indirecto	Cuantitativo
Anti Tiroglobulina (Anti-Tg)	96T	Suero o Plasma	30'x 37°C 30'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Indirecto	Cuantitativo
Anti Transglutaminasa tisular IgA	96T	Suero o Plasma	30'x 37°C 30'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Indirecto	Cuantitativo
Anti Transglutaminasa tisular IgG	96T	Suero o Plasma	30'x 37°C 30'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Indirecto	Cuantitativo
Antígeno del carcinoma de células escamosas (SCC A)	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Antígeno HE4	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Aspergillus IgG	96T	Suero o Plasma	30'x 37°C 30'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Indirecto	Cuantitativo
beta-HCG libre	96T	Suero o Plasma	30'x 37°C 30'x 37°C / 10-20'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo





NOMBRE	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	TIPO	CATEGORÍA
CA 125	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
CA 19.9	96T	Suero o Plasma	30'x 37°C 30'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
CA 72-4	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
CEA	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Complejos inmunes circulantes	96T	Suero o Plasma	120'x 25°C o Tamb	Inmunoturbidimetrico	Precipitación	Cualitativo
Cortisol	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C/10-20'x Tamb Alternativo 30'x 37°C, 600rpm/10-20'	EIA	Competitivo	Cuantitativo
Cytomegalovirus IgG	96T	Suero o Plasma	30'x 37°C 30'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Indirecto	Cuantitativo





NOMBRE	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	TIPO	CATEGORÍA
Cytomegalovirus IgM	96T	Suero o Plasma	30'x 37°C, 500-600 rpm 30'x 37°C, 500-600 rpm 10-20' x Tamb Alternativo 60'x 37°C 30'x 37°C 10-20' x Tamb	EIA	Captura	Cualitativo
Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEAS)	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Competitivo	Cuantitativo
Enolasa neuronal específica (NSE)	96T	Suero o Plasma	30'x 37°C 30'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Estradiol	96T	Suero o Plasma	120'x 37°C 10-20'x Tamb Alternativo 60'x 37°C, 600rpm 10-20' x Tamb	EIA	Competitivo	Cuantitativo
Estriol libre	96T	Suero o Plasma	120'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Competitivo	Cuantitativo





NOMBRE	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	TIPO	CATEGORÍA
Fragmento precursor N-terminal del péptido natriurético cerebral (NTproBNP)	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Gliadina deaminada IgA	96T	Suero o Plasma	30'x 37°C 30'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Indirecto	Cuantitativo
Gliadina deaminada IgG	96T	Suero o Plasma	30'x 37°C 30'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Indirecto	Cuantitativo
Globulina fijadora de hormonas sexuales (SHBG)	96T	Suero o Plasma	30'x 37°C 30'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Gonadotropina coriónica humana (GCH)	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
<i>H. pylori</i> IgA	96T	Suero o Plasma	30'x 37°C 30'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo





NOMBRE	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	TIPO	CATEGORÍA
<i>H.pylori</i> IgG	96T	Suero o Plasma	30'x 37°C 30'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Sandwich	Cualitativo
<i>H.pylori</i> IgM	96T	Suero o Plasma	30'x 37°C 30'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
HBsAg	96T	Suero o Plasma	8'0'x 37°C, 800-900 rpm 20'x 37°C, 800-900 rpm 20' x 37°C Alternativo 40'x 42°C 15'x 42°C 15' x 42°C	EIA	Sandwich	Cualitativo
Hormona de Crecimiento humana (GH)	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Hormona estimulante de Tiroides (TSH)	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Hormona Foliculo estimulante (FSH)	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo





NOMBRE	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	TIPO	CATEGORÍA
Hormona Luteinizante (LH)	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Hormona Paratiroidea humana (PTH)	96T	Suero o Plasma	60'x Tamb, 600-800 rpm 10-20' x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
IgE específica	96T	Suero o Plasma	60'x Tamb, 300-400 rpm 60'x Tamb, 300-400 rpm 30'x Tamb, 600-700 rpm 10-20'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
IgE total	96T	Suero o Plasma	30'x 37°C 30'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
IgG4	96T	Suero o Plasma	30'x 37°C 30'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
<i>Mycoplasma</i> IgG	96T	Suero o Plasma	30'x Tamb 30'x Tamb 10-20'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
<i>Mycoplasma</i> IgM	96T	Suero o Plasma	30'x 37°C 30'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo





NOMBRE	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	TIPO	CATEGORÍA
Procalcitonina	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C 60'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Progesterona	96T	Suero o Plasma	120'x 37°C 10-20'x Tamb Alternativo 60'x 37°C, 600rpm 10-20' Tamb	EIA	Competitivo	Cuantitativo
Prolactina	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Proteína plasmática A asociada al embarazo (PAPP-A)	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
PSA libre	96T	Suero o Plasma	30'x 37°C 30'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
PSA total	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
Rubéola IgG	96T	Suero o Plasma	30'x 37°C 30'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Indirecto	Cuantitativo





NOMBRE	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	TIPO	CATEGORÍA
Rubéola IgM	96T	Suero o Plasma	30'x 37°C, 500-600 rpm 30'x 37°C, 500-600 rpm 10-20' x Tamb Alternativo 60'x 37°C 30'x 37°C 10-20' x Tamb	EIA	Captura	Cualitativo
T3 libre	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Competitivo	Cuantitativo
T3 total	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Competitivo	Cuantitativo
T4 libre	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Competitivo	Cuantitativo
T4 total	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Competitivo	Cuantitativo
Testosterona	96T	Suero o Plasma	120'x 37°C 10-20'x Tamb Alternativo 60'x 37°C, 600rpm 10-20' Tamb	EIA	Competitivo	Cuantitativo





NOMBRE	PRESENTACIÓN	MUESTRA	CONDICIONES	MÉTODO	TIPO	CATEGORÍA
Tiroglobulina	96T	Suero o Plasma	60'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Sandwich	Cuantitativo
<i>Toxoplasma</i> IgG	96T	Suero o Plasma	30'x 37°C 30'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Indirecto	Cuantitativo
<i>Toxoplasma</i> IgM	96T	Suero o Plasma	30'x 37°C, 500-600 rpm 30'x 37°C, 500-600 rpm 10-20' x Tamb Alternativo 60'x 37°C 30'x 37°C 10-20' x Tamb	EIA	Captura	Cualitativo
<i>Treponema pallidum</i> IgG	96T	Suero o Plasma	30'x 37°C 30'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Sandwich	Cualitativo
Virus Herpes simple 1/2 IgG	96T	Suero o Plasma	30'x 37°C 30'x 37°C 10-20'x Tamb	EIA	Indirecto	Cualitativo
Virus Herpes simple 1/2 IgM	96T	Suero o Plasma	30'x 37°C, 500-600 rpm 30'x 37°C, 500-600 rpm 10-20' x Tamb Alternativo 60'x 37°C 30'x 37°C 10-20' x Tamb	EIA	Captura	Cualitativo



Representamos en

abbexa 

 AccuBioTech

AGAPPE

ahn 

BIOHIT
Innovating for Health

BIO MAXIMA

BioPanda

CHROMagar™
The Chromogenic Media Pioneer


CPM - COMUNITA PER LA MEDICINA S.R.L.

 DebenDiagnosticsLtd


DiaMetra
care for quality


DIAGNOSTICS


Fortress
Diagnostics


GOLD
STANDARD
DIAGNOSTICS
Kassel GmbH

Hotgen 



LABSYSTEMS
DIAGNOSTICS
speaking your language

Meiil

monocent

NG-BIOTECH
LABORATOIRES 

NOVATEC 
IMMUNODIAGNOSTICA GmbH



PaxGenBio

 POLYCHECK® | A BRAND
OF BIOCHECK
Diagnostics made in Germany

 Reed
Biotech

 TM MEDIA®

 XEMA

 **BIOKERN**
Ciencia para el Diagnóstico Clínico





BIOKERN

J-40495367-1

Ciencia para el Diagnóstico Clínico



Contáctanos para pedidos y consultas.
Nuestros especialistas en ventas estarán
siempre disponibles para ayudarte.

BIOKERN C.A

☎ (+58) 412.391.1137

✉ atencion.cliente@biokern.com.ve

🌐 www.bio-kern.com

📍 AV. PASEO LOS ANDES, CC. LA COLINA. URB LAS MINAS, SAA. MIRANDA 1204