



NEONATAL FAST WELL D-ONE®




St/Strep. *S.galactiae* *S.pneumoniae* *Enterococci* *S.aureus*



E.coli *Haemophilus spp.* *Ps.* *Acinetobacter* *Listeria spp.* *U.u/parvum* *M.hominis*



Klebsiella/Enterobacter/Serratia Group



MRSA *Candida spp.*

¿Qué es el NEONATAL FAST WELL D -ONE?

Es la solución más rápida y precisa para el diagnóstico de infecciones neonatales, permitiendo una respuesta médica oportuna y efectiva.

¿Con cuáles muestras se utiliza?

- Líquido cefalorraquídeo • Secreciones bronquiales
- Líquido pleural • Cordón umbilical

¿Cómo funciona?

- **Facilidad de uso:** No requiere una preparación compleja de las muestras y los resultados se obtienen de manera relativamente rápida (18-48 horas). Usa la muestra directa.
- **Cultivo selectivo:** Utiliza medios de cultivo especiales que favorecen el crecimiento de los microorganismos de interés y de difícil aislamiento.
- **Reacciones colorimétricas:** Los cambios de color en los pozos indican la presencia de un microorganismo específico o su resistencia a un antibiótico.

¿Qué microorganismos detecta?

- *Streptococcus agalactiae* • *Escherichia coli*
- *Enterococcus spp.* • *Haemophilus influenzae*
- *Acinetobacter spp* • Grupo KES (*Klebsiella*/ *Enterobacter*/ *Serratia*)
- *Enterobacter spp* • *Streptococcus pneumoniae*
- *Listeria spp* • *Staphylococcus aureus* / *S. aureus* MRSA
- *Mycoplasma hominis*
- *Ureaplasma urealyticum* / *parvum*.

