



Oí más

CLÍNICAS DE AUDICIÓN

catálogo

Audífonos Auxiliares



El estilo de audífono más común del mundo. Disponible en estándar, mini o eléctrico. El tamaño es fácil de sostener y ajustar.

La batería más grande proporciona una mayor duración de la batería; también está disponible la opción recargable

El tamaño más grande proporciona más durabilidad y permite más funciones

Behind the ear (BTE)



Pequeño, discreto y rápido de colocar. Perfecto para quienes usan audífonos por primera vez.

Normalmente más pequeño y discreto que un BTE. Puede quedar "abierto", lo que permite una calidad de sonido más natural de la voz del usuario.

El tamaño más grande proporciona más durabilidad y permite más funciones: recargable disponible en estilos selectos

Receiver in Canal (RIC)



Audífono personalizado que se adapta a la parte exterior del oído. Ajuste personalizado a tu oído. La batería más grande proporciona una mayor duración de la batería; la batería recargable está disponible en estilos selectos. Puede incluir controles de volumen y memoria que no caben en audífonos personalizados más pequeños

In the Ear (ITE)



Audífono personalizado que se adapta al canal auditivo. Una porción más pequeña se muestra en el oído externo. Ajuste personalizado a tu oído. Menos visible que los estilos personalizados más grandes. Puede incluir controles de volumen y memoria que no caben en audífonos personalizados más pequeños

In the Canal (ITC)

Audífonos Auxiliares



Sólo la pequeña manija de extracción del audífono se ve fuera del canal auditivo. Ajuste personalizado a tu oído. Nuestro segundo estilo de audífono personalizado más pequeño. Menos visible que los estilos personalizados más grandes

Completely in Canal (CIC)



Descanse en la segunda curva del canal auditivo donde nadie pueda verlos. Ajuste personalizado a tu oído. El audífono más pequeño y discreto fabricado. Descansa profundamente en la segunda curva del canal auditivo.

Invisible (IIC)



ADHEAR utiliza la última generación de tecnología de conducción ósea para proporcionarle una excelente audición sin cirugía. Simplemente coloque el adaptador detrás de la oreja, acóplelo al procesador de audio y empiece a oír al instante.

AdHear Medel



La música nunca había sido algo tan personal. Descubra los monitores intraauriculares SoundGear Tunz hechos a medida, que le dan el control de su mezcla de escenario y le ayudan a bloquear los ruidos indeseados.

SoundGear Tunz
