



University Pipette Service

FREE GLP Scale Verification!

University Pipette Service is a certified small, 100% woman-owned & operated business.

Let **University Pipette Service** verify calibration of your scale for FREE using NIST-traceable weights! A certificate of verification is provided on completion.

Do you keep putting off having your scale(s) checked? When you have **University Pipette Service** evaluate your pipettors performance you can also have your scale(s) checked for free as well. This value-added benefit from **University Pipette Service** usually costs an average of \$**50-65** per scale when offered by other companies.

Have more than one scale? No problem. Get one scale verified for every 15 pipettors! This all adds up to major savingsand, peace of mind!

Call Today for a FREE Balance & Pipette Performance Evaluation!

Toll-free: 1-877-580-1177



University Pipette Service



University Pipette Service is a certified small, 100% woman-owned & operated business.

**FREE
10-point
GLP
Evaluation!**

3. Check Friction Ring for abrasion/wear

Compruebe el Anillo de Fricción para abrasión o ropa
Vérifiez l'Anneau de Friction pour l'abrasion ou les vêtements

5. Check shaft coupling for cracks or cross-threading

Compruebe el eje que se aparea para grietas o ensartamiento enfadado
Vérifiez le puits coupling pour les craquements ou le fait de trans-enfiler

7. Check shaft for hairline cracks, scoring or damage

Compruebe el eje para grietas pequeñas, marcando o daño
Vérifiez le puits pour les craquements subtils, en réussissant ou le dommage

9. Check distal orifice for staining (possible internal corrosion)

Compruebe el orificio distal para mancharse (corrosión interna posible)
Vérifiez l'orifice distal pour tacher (la corrosion intérieure possible)

8. Check seal & o-ring integrity for leakage

Compruebe el sello y la integridad de o-anillo para la salida
Vérifiez le sceau et l'intégrité d'o-anneau pour la fuite

1. Check plunger action for stiffness or drag

Verifique la acción de émbolo para la rigidez o el obstáculo
Vérifiez l'action de piston pour la raideur ou traînez

2. Check Tip Ejector for smooth operation

Verifique Ejector de Punta para la operación lisa
Vérifier l'Ejecteur de Pointe pour l'opération lisse

4. Overall Inspection check/Control de Inspección Total/Chèque général

D'inspection:

- Missing parts/Ausencia de partes/Parties manquantes
- Exterior damage/Daño exterior/Dommages extérieurs
- Make minor adjustments, if necessary/Haga ajustes menores, si es necesario/Faites des ajustages mineurs, si nécessaire

6. Check ejector for tight connection

Compruebe el ejector para la unión apretada
Vérifiez l'éjecteur pour la connexion serrée

10. FULL RANGE (linear) calibration check; assessment of reproducibility

VARIEDAD LLENA control de calibración (lineal); evaluación de precisión
GAMME COMPLETE chèque d'étalonnage (linéaire); évaluation de précision

Are you ready for service? Shop around . . then compare our quality, service and already low prices! Discover for yourself why UNIVERSITY PIPETTE SERVICE is fast becoming the region's #1 choice in pipette service and calibration!

Call Today for a FREE Pipette Performance Evaluation!

Toll-free: 1-877-580-1177



Scan QR code for special promotion