

HOSWIN INCINERATOR

COMMON BIO-MEDICAL WASTE TREATMENT FACILITY

ALWAR , BHARATPUR

**GUIDELINES FOR BAR CODE SYSTEM FOR
EFFECTIVE MANAGEMENT OF BIO-MEDICAL WASTE**

(CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD APRIL 2018)

जैव चिकित्सा अपशिष्ट के सुदृण प्रबंधन हेतु बारकोडिंग
की व्यवस्था के बाबत CPCB के अप्रैल 2018 के दिशा
निर्देश

STIPULATE THAT IT IS THE DUTY OF EVERY HEALTH CARE FACILITY (HCF) TO ESTABLISH A BAR CODE SYSTEM BY 27.3.2019 TO ACCOUNT AND TRACK THE WASTE BEING SENT OUT OF THE PREMISES AND DISPOSED THROUGH COMMON BIO MEDICAL WASTE TREATMENT FACILITY (CBMWTF). THE BARCODE SYSTEM IS REQUIRED TO BE ESTABLISHED BY OPERATOR OF CBWTDF-

HOSWIN INCINERATOR

COMMON BIO-MEDICAL WASTE TREATMENT FACILITY

BMW RULES 2016 के मुताबिक सभी हेल्थ केयर फ़ैसिलिटी **27.03.2019** तक आपके संस्थान से उत्पन्न होने वाले जैव चिकित्सीय अपशिष्ट को संयंत्र तक टेकिंग हेतु बार कोड व्यवस्था लागू करनी थी जिसे **CBWTDF , ALWAR** को बार- कोडिंग व्यवस्था स्थापित करनी है एवं सभी **HCF** को आवश्यक रूप से सहयोग करना है

M/S HOSWIN INCINERATOR

HOSWIN INCINERATOR HAS DEVELOPED A BARCODE SYSTEM THROUGH HIS SISTER CONCERN M/S WASTE CODE LINKS LLP TO FULFILL THE GUIDELINE OF CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD OF APRIL 2018

HOSWIN INCINERATOR ने केन्द्रीय प्रदूषण मण्डल के दिशा निदेशों की अनुपालना में M/S WASTE CODE LINK LLP के माध्यम से बार कोड सिस्टम तैयार कर लिया गया

TYPE OF HCF

- × BH - Bedded Hospital
- CL -- Clinic
- × DI -- Dispensary
- HO Homeopathy
- MH - Mobile Hospital
- SI -- Siddha
- UN - UNani
- VH- Veterinary Hospital
- YO- YOga
- × AH- Animal Hospital
- × BB- Blood Bank
- DH- Dental Hospital
- NH- Nursing Home
- PL- Pathological Laboratory
- FA - institutions/ school/ companies etc. with First Aid
- HC- Health Camp

FEATURES OF BARCODING SYSTEM

- CATEGORISATION OF HCF ACCORDING TO ITS BED NUMBER

A. 30 AND ABOVE 30 BED HCF HAS TO PURCHASE ITS OWN WEIGHING SCALE WHICH SHOULD BE SYNCRONISED WITH CBWTDF 'S BARCODING SYSTEM

B LESS THEN 30 BEDS OPERATOR HAS TO KEEP HIS WEIGHING SCALE IN HIS VEHICLE TO WEIGHING THE BAG OR CONTAINER OF GENRATED BIO MEDICAL WASTE

- × बारकोडिंग सिस्टम की विशेषताएँ
- × **HCF** का बैड संख्या अनुसार निर्धारण
- × **A** 30 या 30 से अधिक बैड संख्या वाले **HCF** को इलेक्ट्रॉनिक तौलने की मशीन जो ब्लूटूथ से युक्त होनी चाहिए एवं **CBWTDF** के बारकोडिंग सिस्टम साफ्टवेयर से सिन्क्रोनाइज्ड होनी चाहिए
- × **B** 30 या 30 से कम बैड संख्या के **HCF** हेतु ऑपरेटर स्वयं के वाहन में उपरोक्त मशीन की व्यवस्था कर उत्पन्न होने वाले जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के बैग या कंटेनर को वनज करने का जिम्मेदारी लेगा

UNIQUE NUMBER OF HCF AND SPECIFICATION

A. NAME OF HEALTHCARE FACILITY
(MINIMUM ' 5 ' LETTER)

B NAME OF PLACE WERE HCF IS LOCATED
(6 DIGIT LOCAL PINCODE) I.E **301001/321001**

C. NAME OF STATE / UT
MINIMUM ' 2 ' LETTER ——— RAJASTHAN ('RJ')

D TYEP OF HCF

COUNTINUED.....

NAME OF HOSPITAL THE SOLANKI HOSPITAL

THESO - FIRST 5 LETTER OF NAME

321001 - BHARATPUR PINCODE

RJ - FRIST TWO LETTERS OF STATE RAJASTHAN

BH - TYEP OF HCF


00567 - SOFTWARE GENRATED S.NO. OF HCF

THESO321001RJBH00567

UNIQUE NUMBER OF **HCF BARCODE**

THE SOLANKI HOSPITAL
BHARATPUR

HOSWIN



WASTE-CODE

THESO321001RJBH00567

FOR THIS PARTICULAR HOSPITAL BAG BARCODE

**THE SOLANKI HOSPITAL
BHARATPUR**

Y



000248572

THES0321001RJBH00567
00005

HOSWIN WASTE-CODE



**THE SOLANKI HOSPITAL
BHARATPUR**

R



000248570

THES0321001RJBH00567
00003

HOSWIN WASTE-CODE



**THE SOLANKI HOSPITAL
BHARATPUR**

B



000248569

THES0321001RJBH00567
00002

HOSWIN WASTE-CODE



**THE SOLANKI HOSPITAL
BHARATPUR**

HOSWIN



WASTE-CODE

THES0321001RJBH00567

CBWTF ALWAR HAS THREE APP ON PLAY STORE
ARE AS FOLLOWS



BMW VEHI...




HCF



CBWTDF


OPEN THE PLAY STORE -TYPE **WCLL HCF**

STEP- 1



DOWNLOAD WCLL HCF APPLICATION

STEP-2





OPEN THE WCLL HCF APPLICATION

STEP -3



STEP-4


TOUCH- YES



STEP -5

USER NAME - YOUR MAIL ID IN THE CBWTF AGREEMENT

PASSWORD - YOU WILL RECEIVE PASSWORD IN ABOVE MAIL ID



14:30

WASTE-CODE LINKS LLP

Username

Password

LOGIN

Powered by Earthron

The image shows a mobile application interface for 'WASTE-CODE LINKS LLP'. At the top, there is a status bar with the time '14:30' and various icons. Below that is a barcode and the company name 'WASTE-CODE LINKS LLP'. The main part of the screen is a login form with two input fields: 'Username' and 'Password'. Below the fields is a blue button labeled 'LOGIN'. At the bottom of the screen, there is a footer that says 'Powered by Earthron' and an illustration of a recycling bin and a green waste management truck.

STEP -6

ENABLE BLUETOOTH

ALLOW

ON THE WEINGH SCALE AND
CLICK NEW DEVICE



6 A



6B




6C

STEP-7

AFTER CLICK NEW DEVICE YOU FIND RIGHT HAND SCREEN
AND

CLICK **THE NUMBERS** AND TYPE PASSWORD 1234 AND OK




STEP-8

KEEP YOUR MOBILE **BLUETOOTH ON**

PAIRED DEVICE


CLICK **HC-05**

CLICK **ALLOW**




STEP-9

SCREEN BEFORE WEIGHING THE BAG



PROCEDURE OF **SCANNING OF BARCODE** ENABLED,BAG &CONTAINER AT HCF



बारकोड स्कैनिंग की प्रकिया

