



FOREVERSOFT

Aparatología

Tecnología SHR modelo 2



Modelo 2 SHR con IPL

La última tecnología en depilación con luz está aquí, su éxito internacional está causando gran revuelo tanto por su efectividad, ya que permite eliminar prácticamente todo tipo de vello, aun los que se consideraban imposibles, así como por la seguridad y comodidad de tratamiento sin precedentes, aunado a su gran velocidad por que puede trabajar en movimiento continuo, simplemente sesiones más rápidas, más seguras y más cómodas que nunca.

Descripción General del Equipo:

Los equipos SHR con IPL son equipos que combinan tres tecnologías, SHR (depilación a alta velocidad), luz pulsada y el Enfriamiento Directo al Contacto para tratamientos de foto – depilación, foto – rejuvenecimiento y foto – descomposición. Estos versátiles equipos funcionan con tecnologías reconocidas a nivel mundial que han sido extensamente documentadas por organismos tales como la Comunidad Europea, el Santé/Health de Canadá y la Food and Drug Administration de los EUA quienes la han reconocido por su efectividad y seguridad.

Teoría del Tratamiento:

La luz de alta intensidad emitida por una lámpara de xenón en combinación con filtros de zafiro que modifican la luz en diferentes longitudes de onda y en complemento con parámetros específicos tales como: número de pulsos emitidos, tiempo e intensidades de cada pulso, tiempo de las pausas entre pulsos y modulación de la potencia del pulso, permiten manipular la luz de tal forma que se emulen “láseres” de diferentes longitudes de onda los cuales son absorbidos de manera selectiva por diferentes tejidos de la piel para así ser capaces de dar diferentes tratamientos, de forma segura, efectiva y prácticamente indolora. Por lo cual estos equipos ofrecen una gran versatilidad de tratamientos para cualquier clínica o consultorio.

Rango de tratamiento:

Foto – depilación del vello de prácticamente todo el cuerpo, y casi cualquier tipo y color de piel, así como vello de cualquier grosor y de casi todos los colores.

En resumen, hace lo que un equipo IPL pero mucho mejor, la liberación de pulsos con frecuencias altas (3, 4, 5, 6 y 10 pulsos por segundo) permite trabajar en movimiento continuo con lo que se aumenta la velocidad de tratamiento, al ser continuo evita dejar “huecos” en el área tratada y por su longitud de onda acotada es completamente indoloro y muy seguro.

Simplemente sesiones rápidas, más seguras y más cómodas que nunca.

¿Cuál es la diferencia entre el IPL tradicional y el SHR?

Características	IPL Tradicional	SHR	Ventajas
Modo de Trabajo	Pulsos múltiples	Pulso sencillo	El pulso sencillo es mucho más estable que los pulsos múltiples debido a que los picos de energía pueden llegar a quemar la piel.
Longitud de Onda	640nm – 1,200nm	640nm – 950nm	El SHR filtra tanto las ondas de luz infrarrojas como las ultravioletas que puede ser absorbida por el agua de los tejidos circundantes, por lo que es completamente inocua con estos.
Manerales Identificados	No disponibles	Disponible	Con manerales específicos para depilación se evitan los errores humanos que pueden resultar en quemaduras.
Tecnología DEC	No disponibles	Disponible	Asegura que la energía del pulso sea uniforme todas las veces y de acuerdo al valor seleccionado.
Frecuencia	0.3 – 1Hz	1 – 10Hz	Lo cual acelera el tiempo de operación y acorta mucho el tiempo de tratamiento.
Tecnología de Operación	Tecnología estacionaria	Tecnología estacionaria y movimiento continuo	El movimiento continuo reduce tiempos de operación además de evitar “huecos” que no reciben tratamiento.

En resumen, hace lo que un equipo IPL puede hacer, pero mucho mejor, la liberación de pulsos con frecuencias altas (3, 4, 5, 6 y 10 pulsos por segundo) permite trabajar en movimiento continuo con lo que se aumenta la velocidad de tratamiento, al ser continuo evita dejar “huecos” en el área tratada y por su longitud de onda acotada es completamente indoloro y muy seguro.

El equipo ideal para quien inicia en el negocio de la depilación.

Tecnologías SHR e IPL (en este modelo requiere accesorios adicionales)	Modelo SHR Escalable Básica
Características	
Fuente de luz (lámpara del maneral)	Lámpara de Xenón (3 ATM)
Sistema de Control (computadora)	Pantalla táctil a color de 10.4"
1 pieza de mano SHR	SHR con filtro fijo / IPL con filtros intercambiables de cartucho y con guía de luz de 12X46 mm. Ambos manuales con enfriamiento por semiconductores y agua
Spot de Disparo	8 × 40mm en maneral de filtro fijo (SHR)
Densidad de Energía SHR (ajustable)	1 a 36 J/cm ²
Frecuencia de Pulsos (ajustable)	1 a 10 Hz
Tiempo de Pulso Continuo (ajustable)	1 a 30 seg.
Intervalo de Pulso	Pulso Sencillo de Ráfaga
Enfriamiento de maneral	-4 °C a 0 °C
Sistema de Enfriamiento	Sistema hidráulico enfriado por aire y electrónico por semiconductores
Potencia (nominal en picos)	2,500 W
Requerimientos Eléctricos (corriente alterna)	110 VAC a 60Hz
Dimensiones	45 × 35 × 45 cm
Peso Bruto (equipo, accesorios y empaque)	41 kg
Peso Neto (equipo)	37 kg

Proceso de Compra

1. El cliente envía por medio electrónico o físico su solicitud de compra incluyendo los datos con los que registraremos el equipo, estos datos servirán para llenar los documentos que amparan la garantía del equipo, certificados de capacitación, orden de compra, comprobantes de pago, etc.
2. Al recibir esta información por parte del cliente, este recibirá un correo electrónico con el título "Detalle de operación" en el que se presentarán las características del (los) equipo(s) que adquiere, así como, las características comerciales de la transacción.
3. El cliente recibirá un correo electrónico con el título "Cuentas para depósito", en este correo se presenta la información necesaria para que el cliente efectúe el pago del enganche correspondiente a su compra. Con el pago del enganche se da inicio a su operación de compra, con este se garantizan las condiciones comerciales, precio, garantías, capacitación (si aplica), etc.
4. A partir del pago del enganche inicia el tiempo promedio de entrega, en equipos de oferta este tiempo será de 5 semanas.
5. El cliente recibirá la orden de compra y comprobante de pago del enganche, los comprobantes incluirán los datos proporcionados por el cliente para estos fines.
6. El cliente recibirá las recomendaciones sobre redes eléctricas, así como, los datos de contacto del área de entregas con quienes dará seguimiento a la entrega de su(s) equipo(s) y capacitación.
7. El cliente recibirá la guía con la que viajará (n) su(s) equipo(s), para que esta sea liberada, el cliente liquidará el monto remanente de la operación.
8. El cliente recibe la documentación que acompaña al (los) equipo(s)
9. Una vez que el cliente recibe su(s) equipo(s) se llevará a cabo la capacitación por video conferencia.
10. Concluida la capacitación el cliente recibirá los certificados de capacitación correspondientes.

Oficina:

Lateral Sur Recta Cholula No. 7915 Local 108
Col. Santa Cruz Buenavista, C.P. 72150
Puebla, Puebla, México

Página web: www.foreversoft.com.mx
Correo de atención a clientes: atencionclientes@foreversoft.com.mx
Teléfono: 222 589 8335