

FOREVERSOFT®

## eLight Uno



La nueva versión para depilación con luz está aquí, su éxito internacional esta causando gran revuelo tanto por su efectividad que permite eliminar prácticamente todo tipo de vello, aun los que se consideraban particularmente difíciles, así como por su seguridad y comodidad de tratamiento sin precedentes.

***Simplemente sesiones rápidas, más seguras y más cómodas que nunca.***

Equipo eLight IPL (Luz Pulsada Intensa) mejorada con RF (radio frecuencia) para hacer tratamientos de foto depilación, foto rejuvenecimiento y foto descomposición, también cuenta con la capacidad de entregar los tratamientos de la *Radio Frecuencia*, puede adicionar un maneral adicional para tratamientos exclusivos de radio frecuencia que incluye 4 cabezales para mejorar la comodidad y experiencia del paciente y operador.

# FOREVERSOFT®

***El equipo con la mejor relación calidad / precio del mercado.***

Equipo modelo e light Uno	Modelo e Light Uno
Características	
Fuente de Luz (lámpara del maneral)	Lámpara de Xenón (3 ATM)
Sistema de Control (computadora)	Pantalla táctil a color de 8"
Maneral de Disparo	Con filtros intercambiables de cartucho con guía de luz de 12 X 46 mm
Filtros Incluidos (set)	510nm, 530nm, 560nm, 640nm y 690nm
Densidad de Energía IPL (ajustable)	10 a 45 J/cm <sup>2</sup>
Tiempo de Pulso (ajustable)	2 a 20 ms.
Tiempo de Pausa (ajustable)	2 a 60 ms.
Densidad de Energía RF (ajustable)	1Mhz de 10 a 50 J/cm <sup>3</sup>
Frecuencia de Pulsos RF (ajustable)	1 a 10 Hz
Enfriamiento de maneral	-4 °C a 0 °C
Sistema de Enfriamiento	Sistema hidráulico enfriado por aire y electrónico por semiconductores
Potencia IPL (nominal en picos)	800 W
Potencia RF (nominal en picos)	300 W
Requerimientos Eléctricos	110 V a 60Hz Corriente Alterna
Dimensiones	64 x 52 x 49 cm
Peso Bruto (equipo, accesorios y empaque)	40 kg
Peso Neto (equipo)	35 kg

Integradora de Negocios FS, S. de R.L. de C.V.

Lateral sur recta Cholula 1002-5, Col. Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula, Puebla C.P. 72775 Tel. 222 269 01 51

# FOREVERSOFT®

## Descripción General del Equipo:

Los equipos *E-Light* son equipos que combinan tres tecnologías, la luz pulsada, la Radio Frecuencia Bi-Polar y el Enfriamiento Directo al Contacto para tratamientos de foto – depilación, foto – rejuvenecimiento y foto – descomposición. Estos versátiles equipos funcionan con tecnologías reconocidas a nivel mundial que han sido extensamente documentadas por organismos tales como la Comunidad Europea, el Santé/Health de Canadá y la Food and Drug Administration de los EUA quienes la han reconocido por su efectividad y seguridad.

## Teoría del Tratamiento:

La Radio Frecuencia Bi-Polar alcanza las capas medias y profundas de la piel y va calentando el tejido de tal forma que se polariza y permite una mejor penetración de la luz por lo que se necesita menos energía de Luz Pulsada con lo que se magnifican los resultados con una comodidad sin precedentes al hacer los tratamientos prácticamente indoloros y mucho más efectivos que el IPL tradicional.

Adicionalmente el enfriamiento directo sobre el cristal de tratamiento hace que la seguridad y comodidad del tratamiento sea mucho mayor que con el IPL tradicional.

La luz de alta intensidad emitida, controlada y filtrada en diferentes longitudes de onda es absorbida de manera selectiva por diferentes tejidos en la piel para así ser capaces de dar diferentes tratamientos, de forma segura, efectiva e indolora. Por lo cual estos equipos ofrecen una gran versatilidad de tratamientos para cualquier clínica o consultorio.

## Rango de tratamiento:

Foto – depilación del vello de prácticamente todo el cuerpo, y casi cualquier tipo y color de piel, así como vello de cualquier grosor y de casi todos los colores.

Foto – rejuvenecimiento suaviza la piel, desvanece arrugas y líneas de expresión, contrae poros, desaparece puntos negros, desvanece estrías, disminuye cicatrices, elimina acné, tonifica la piel, etc.

Foto – descomposición elimina manchas de edad, pecas, paño y otras pigmentaciones de la piel, elimina venas telagentaseas (telarañas), cuperosis, etc.

Moldeo corporal y facial con el maneral de RF (opcional)

# FOREVERSOFT®

**Quiero comprar el equipo ¿cuál es el siguiente paso?**

## **Llenar el formato de solicitud de información:**

A continuación, encontrará la plantilla con los datos con los que registraremos su(s) equipo(s), agradeceremos la **llene y envíe** por correo electrónico a la dirección: [credito@foreversoft.com.mx](mailto:credito@foreversoft.com.mx)

Nombre o razón social: \_\_\_\_\_

R.F.C. (Si aplica): \_\_\_\_\_

Domicilio: \_\_\_\_\_

Teléfono(s) de contacto: \_\_\_\_\_

Persona de contacto, en caso de ser distinta a la dueña del equipo:

\_\_\_\_\_

Correo electrónico para recibir factura electrónica (si aplica):

\_\_\_\_\_

Esta información servirá para registrar su(s) equipos y documentación relacionada a su compra.

Sus datos serán tratados de manera confidencial, a continuación, ponemos a sus órdenes la liga a nuestro sitio en internet en el que podrá conocer nuestro aviso de privacidad: [www.foreversoft.com.mx](http://www.foreversoft.com.mx)

## Proceso de compra

1. El cliente envía por medio electrónico o físico su solicitud de compra incluyendo los datos con los que registraremos el equipo, estos datos servirán para llenar los documentos que amparan la garantía del equipo, certificados de capacitación, orden de compra, comprobantes de pago, etc.
2. Al recibir esta información por parte del cliente, este recibirá un correo electrónico con el título "Detalle de operación" en el que se presentarán las características del (los) equipo(s) que adquiere, así como, las características comerciales de la transacción.
3. El cliente recibirá un correo electrónico con el título "Cuentas para depósito", en este correo se presenta la información necesaria para que el cliente efectúe el pago del enganche correspondiente a su compra. Con el pago del enganche se da inicio a su operación de compra, con este se garantizan las condiciones comerciales, precio, garantías, capacitación (si aplica), etc.
4. A partir del pago del enganche inicia el tiempo promedio de entrega, en equipos de oferta este tiempo será de 5 semanas.
5. El cliente recibirá la orden de compra y comprobante de pago del enganche, los comprobantes incluirán los datos proporcionados por el cliente para estos fines.
6. El cliente recibirá las recomendaciones sobre redes eléctricas, así como, los datos de contacto del área de entregas con quienes dará seguimiento a la entrega de su(s) equipo(s) y capacitación.
7. El cliente recibirá la guía con la que viajará (n) su(s) equipo(s), para que esta sea liberada, el cliente liquidará el monto remanente de la operación.
8. El cliente recibe la documentación que acompaña al (los) equipo(s)
9. Una vez que el cliente recibe su(s) equipo(s) se llevará a cabo la capacitación por video conferencia.
10. Concluida la capacitación el cliente recibirá los certificados de capacitación correspondientes.

## Fin del proceso

En el caso de que el cliente así lo solicite, una vez transcurrido el tiempo promedio de entrega, podrá agendar una cita para visitar nuestras instalaciones y recibir y liquidar el (los) equipo(s), en este caso, podrá tener acceso a la **capacitación presencial sin costo adicional**. Para tal efecto deberá agendar una cita con el encargado de entregas y capacitación asignado.