

FOREVER SOFT®

Modelo 3, SHR con e Light



La última tecnología en depilación con luz está aquí, su éxito internacional está causando gran revuelo tanto por su efectividad, ya que permite eliminar prácticamente todo tipo de vello, aun los que se consideraban imposibles, así como por la seguridad y comodidad de tratamiento sin precedentes, aunado a su gran velocidad por que puede trabajar en movimiento continuo, simplemente **sesiones más rápidas, más seguras y más cómodas que nunca.**

FOREVER SOFT®

¿Cuál es la diferencia entre el IPL tradicional y el SHR?

Características	IPL Tradicional	SHR	Ventajas
Modo de Trabajo	Pulsos múltiples	Pulso sencillo	El pulso sencillo es mucho más estable que los pulsos múltiples que por los picos de energía pueden llegar a quemar la piel.
Longitud de Onda	640nm – 1,200nm	640nm – 950nm	El SHR filtra tanto las ondas de luz infrarrojas como las ultravioletas que puede ser absorbida por el agua de los tejidos circundantes, por lo que es completamente inocua con estos.
Manerales Identificados	No disponibles	Disponible	Con manerales específicos para depilación se evitan los errores humanos que pueden resultar en quemaduras.
Tecnología DEC	No disponible	Disponible	Asegura que la energía del pulso sea uniforme todas las veces y de acuerdo al valor seleccionado.
Frecuencia	0.3 – 1Hz	1 – 10Hz	Lo cual acelera el tiempo de operación y acorta mucho el tiempo de tratamiento.
Tecnología de Operación	Tecnología estacionaria	Tecnología estacionaria y movimiento continuo	El movimiento continuo reduce tiempos de operación además de evitar “huecos” que no reciben tratamiento.

FOREVER SOFT®

En resumen, hace lo que un equipo IPL pero mucho mejor, la liberación de pulsos con frecuencias altas (3, 4, 5, 6 y 10 pulsos por segundo) permite trabajar en movimiento continuo con lo que se aumenta la velocidad de tratamiento, al ser continuo evita dejar “huecos” en el área tratada y por su longitud de onda acotada es completamente indoloro y muy seguro.

Simplemente sesiones rápidas, más seguras y más cómodas que nunca.

La tecnología **SHR**, en este equipo, ***se acompaña de un segundo aplicador de mano (maneral)*** con tecnología **eLight**, esto es IPL (Luz Pulsada Intensa) mejorada con RF (radio frecuencia) para hacer tratamientos de foto rejuvenecimiento y foto descomposición, también cuenta con la capacidad de entregar los tratamientos de la *Radio Frecuencia*, puede adicionar un maneral para tratamientos exclusivos de radio frecuencia con 4 cabezales que mejoran la sensación de su paciente y facilitan la labor de la operadora en los tratamientos faciales y corporales.

Descripción General del Equipo:

Los equipos **SHR con eLight** son equipos que combinan cuatro tecnologías, SHR (depilación a alta velocidad), luz pulsada, Radio Frecuencia Bi-Polar y el Enfriamiento Directo al Contacto para tratamientos de foto – depilación, foto – rejuvenecimiento y foto – descomposición. Estos versátiles equipos funcionan con tecnologías reconocidas a nivel mundial que han sido extensamente documentadas por organismos tales como la Comunidad Europea, el Santé/Health de Canadá y la Food and Drug Administration de los EUA quienes la han reconocido por su efectividad y seguridad.

FOREVER SOFT®

Teoría del Tratamiento:

La Radio Frecuencia Bi-Polar alcanza las capas medias y profundas de la piel y va calentando el tejido de tal forma que se polariza y permite una mejor penetración de la luz por lo que se necesita menos energía de Luz Pulsada con lo que se magnifican los resultados con una comodidad sin precedentes al hacer los tratamientos prácticamente indoloros y mucho más efectivos que el IPL tradicional.

Adicionalmente el enfriamiento directo sobre el cristal de tratamiento hace que la seguridad y comodidad del tratamiento sea mucho mayor que con el IPL tradicional.

La luz de alta intensidad emitida, controlada y filtrada en diferentes longitudes de onda es absorbida de manera selectiva por diferentes tejidos en la piel para así ser capaces de dar diferentes tratamientos, de forma segura, efectiva e indolora. Por lo cual estos equipos ofrecen una gran versatilidad de tratamientos para cualquier clínica o consultorio.

Rango de tratamiento:

Foto – depilación del vello de prácticamente todo el cuerpo, y casi cualquier tipo y color de piel, así como vello de cualquier grosor y de casi todos los colores.


Foto – rejuvenecimiento suaviza la piel, desvanece arrugas y líneas de expresión, contrae poros, desaparece puntos negros, desvanece estrías, disminuye cicatrices, elimina acné, tonifica la piel, etc.

Foto – descomposición elimina manchas de edad, pecas, paño y otras pigmentaciones de la piel, elimina venas telangiectasias (telarañas), cuperosis, etc.

Moldeo corporal y facial con el maneral de RF (opcional)

FOREVER SOFT®

El equipo con la mejor relación calidad / precio del mercado.

Equipo modelo 3, SHR con eLight	Modelo 3
Características	
Fuente de Luz (lámpara del maneral)	Lámpara de Xenón hecha en Alemania (3 ATM)
Sistema de Control (computadora)	Pantalla táctil a color de 10.4"
2 manerales de disparo (1 SHR+1eLight)	SHR con filtro fijo / eLight con filtros intercambiables de cartucho y con guía de luz de 12X46 mm. Ambos manerales con enfriamiento por semiconductores y agua
Spot de Disparo	8 x 40mm en maneral de filtro fijo (SHR)
Filtros Incluidos para el maneral eLight	510 nm., 530 nm., 560 nm., 640 nm. Y 690nm
Densidad de Energía SHR (ajustable)	1 a 36 J/cm ²
Frecuencia de Pulsos (ajustable)	1 a 10 Hz
Tiempo de Pulso Continuo (ajustable)	1 a 30 seg.
Intervalo de Pulso	Pulso Sencillo de Ráfaga
Densidad de Energía RF (ajustable)	1Mhz de 10 a 50 J/cm ³
Frecuencia de Pulsos RF (ajustable)	1 a 10 Hz
Enfriamiento de maneral	-4 °C a 0 °C
Sistema de Enfriamiento	Sistema hidráulico enfriado por aire y electrónico por semiconductores
Potencia (nominal en picos)	2,500 W
Potencia RF (nominal en picos)	300 W
Requerimientos Eléctricos (corriente alterna)	110 VAC a 60Hz
Dimensiones	45 x 35 x 45 cm
Peso Bruto (equipo, accesorios y empaque)	41 kg
Peso Neto (equipo)	37 kg

Integradora de Negocios FS, S. de R.L. de C.V.

Lateral sur Recta Cholula 1002-5, Col. Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula, Puebla C.P. 72775 Tel. 222 269 01 51

FOREVER SOFT®

Quiero comprar el equipo ¿cuál es el siguiente paso?

Llenar el formato de solicitud de información:

A continuación, encontrará la plantilla con los datos con los que registraremos su(s) equipo(s), agradeceremos la **llene y envíe** por correo electrónico a la dirección: credito@foreversoft.com.mx

Nombre o razón social: _____

R.F.C. (Si aplica): _____

Domicilio: _____

Teléfono(s) de contacto: _____

Persona de contacto, en caso de ser distinta a la dueña del equipo:

Correo electrónico para recibir factura electrónica (si aplica):

Esta información servirá para registrar su(s) equipos y documentación relacionada a su compra.

Sus datos serán tratados de manera confidencial, a continuación, ponemos a sus órdenes la liga a nuestro sitio en internet en el que podrá conocer nuestro aviso de privacidad: www.foreversoft.com.mx

Proceso de compra

1. El cliente envía por medio electrónico o físico su solicitud de compra incluyendo los datos con los que registraremos el equipo, estos datos servirán para llenar los documentos que amparan la garantía del equipo, certificados de capacitación, orden de compra, comprobantes de pago, etc.
2. Al recibir esta información por parte del cliente, este recibirá un correo electrónico con el título "Detalle de operación" en el que se presentarán las características del (los) equipo(s) que adquiere, así como, las características comerciales de la transacción.
3. El cliente recibirá un correo electrónico con el título "Cuentas para depósito", en este correo se presenta la información necesaria para que el cliente efectúe el pago del enganche correspondiente a su compra. Con el pago del enganche se da inicio a su operación de compra, con este se garantizan las condiciones comerciales, precio, garantías, capacitación (si aplica), etc.
4. A partir del pago del enganche inicia el tiempo promedio de entrega, en equipos de oferta este tiempo será de 5 semanas.
5. El cliente recibirá la orden de compra y comprobante de pago del enganche, los comprobantes incluirán los datos proporcionados por el cliente para estos fines.
6. El cliente recibirá las recomendaciones sobre redes eléctricas, así como, los datos de contacto del área de entregas con quienes dará seguimiento a la entrega de su(s) equipo(s) y capacitación.
7. El cliente recibirá la guía con la que viajará (n) su(s) equipo(s), para que esta sea liberada, el cliente liquidará el monto remanente de la operación.
8. El cliente recibe la documentación que acompaña al (los) equipo(s)
9. Una vez que el cliente recibe su(s) equipo(s) se llevará a cabo la capacitación por video conferencia.
10. Concluida la capacitación el cliente recibirá los certificados de capacitación correspondientes.

Fin del proceso

En el caso de que el cliente así lo solicite, una vez transcurrido el tiempo promedio de entrega, podrá agendar una cita para visitar nuestras instalaciones y recibir y liquidar el (los) equipo(s), en este caso, podrá tener acceso a la **capacitación presencial sin costo adicional**. Para tal efecto deberá agendar una cita con el encargado de entregas y capacitación asignado.