



Okyanus Kozmetik
MEDİKAL CİHAZ KATALOĞU



Okyanus Kozmetik



HAKKIMIZDA

YZC GROUP OKYANUS KOZMETİK

1960 Yılından itibaren ticaret faaliyet göstermekte olup YZC GROUP, 2006 yılından bugüne kadar da kozmetik alanda hizmet vermekteyiz. Birçok markanın Türkiye'ye temsilciliğinin dışında birçok markasında oluşumunu yapmaktada öncülük yapmaktayız. Kozmetik sektöründe hizmet veren firmamız, profesyonel kullanıma yönelik estetik cihaz ithalatı, ihracatı, satış ve satış sonrası hızlı teknik destek hizmeti vermektedir. Firmamız sağlık merkezleri ve güzellik salonlarının ihtiyacı olan birçok cihazı alternatifli olarak ithal etmek ve üretmektedir. Cilt bakım cihazları, Zayıflama cihazları, Lazer cihazları, Sedye, Etejer, Bakım sandalyeleri ve Tabureleri bir çok ekipman ve cihazlarımızı 2 yıl garanti ve CE belgeleri üreten firmamız, uzman teknik servisi ve eğitim ile satış sonrasında hizmet vermektedir. Temel ilkesi olarak müşteri memnuniyetini benimsemiş olup, sektörde çıkan her türlü yeniliği dünya ile aynı anda en kaliteli ve en ekonomik şekilde siz değerli müşterilerimizin beğeninize sunmaktayız. Firmamız, Hastaneler, Tıp merkezleri, Güzellik merkezleri, Kuaför salonları, Özel Kurslar, Halk eğitim merkezlerinin ihtiyacına yönelik cihaz ve saf malzemenin satışını Türkiye Geneline yapmaktadır.

Saygılarımızla

YZC GROUP

FROZEN EDGE

İÇNESİZ YAKLAŞIM

Buzdan Gelen Güzellik



FROZEN EDGE



Frozen Edge Nedir? İğnesiz bir mezoterapi işlemi olup verdiği radyofrekans ile cilt sarkmalarını toparlayıp ince kırışıklıkları açmaya yarar. Yüz bölgesinde Botox ve Dolgu uygulamalarını tercih etmeyenler için birebir olup dolgu ve botox etkisi yaratır. Sıkılaşma ihtiyacı olan, ince kırışıklıkları bulunan ve canlılığı azalmış cilt tipleri için ideal olan iğnesiz mezoterapi işlemleri, dolgu ve toksin uygulamalarını tercih etmeyen kişiler için etkili bir seçenektir. En çok tercih edilen iğnesiz mezoterapi uygulamalarından biri olan Frozen Edge işlemi, radyofrekans ile mikro kanallar açarak cildin tedavisine ve ihtiyacına yönelik hazırlanmış aktif içerikleri, hasar görmüş ve neme ihtiyacı olan hücrelerin bulunduğu deri alt tabakasına iletir. İşlemin ilk adımında soğuk başlık sayesinde kan dolaşımı hızlandırılır ve radyofrekansın cildin elastikiyetini artırarak kolajen sentezini tetiklemesi sağlanır. 4 seans sonunda daha sıkı, kırışıklıkları azalmış ve canlı bir cilt hedeflenir. İşlem sonrasında belirli aralıklarla uygulama tekrar edilerek elde edilen etkilerin korunması sağlanır.

Dondurucu Radyofrekans

Dondurucu Elektroporasyon

UYGULAMA ALANLARI

Ciltte yaşlanma etkileri yavaşlatılır.
Cilt lekelerinin tedavisine destek olur.
Ciltte dolgu etkisi yaratır.
Cildi nemlendirir.
Hyaluronik asit desteği ile dermis dokusu güçlenir.
Cildin daha sıkı , dolgun ve canlı olmasını sağlar.



İNFINITO ICE

BUZ BAŞLIK TEKNOLOJİSİ

Lazer Epilasyon Cihazı



Lazer Epilasyon

Buz Başlık Teknolojisi

INFINITO HYBRİD ICE BUZ BAŞLIK

%40 Daha Hızlı...

INFINITO ICE , lazer epilasyonda etkili 3 dalga boyunu tek bir tedavi başlığında birleştirmiştir. Alexandrite, Diode ve Nd:YAĞ dalga boyları ile aynı anda kıl folikülündeki farklı doku derinliklerini ve anatomik yapıları hedefler.ICE Plus teknolojisine sahip Buz Başlık, uygulama boyunca cildi sürekli soğutur ve serin tutar. Buz başlığın soğuk safir ucu kıl köklerinin tahrip edildiği dermişte ısıyı korurken cilt yüzeyinde oluşabilecek riskleri minimuma indirir. Sıcaklık kontrollü sabit kalır. Üstün işlevi sayesinde konforla birleşen çığır açan özellikte bir lazer platformudur.Bronz ten dahil tüm cilt tiplerinde uygulamaya olanak tanır, ince kıllar dahil tüm cilt tiplerinde etkilidir. Yaz kış tüm mevsimlerde lazer epilasyon yapılabilmesini sağlar.

TERMAL ISI SENSÖRÜ

Gelişmiş Soğutma Sistemi 3 Dalga Boyunun Performansı

Ağrısız acısız

Yan etkisiz

Kontorlu

Hızlı, Etkili

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Gelişmiş Soğutma INFINITO ICE yüksek hasta konforu sunar.

ICE Plus teknolojisine sahip Buz Başlık, uygulama boyunca cildi sürekli soğutur ve serin tutar.

Buz başlığın soğuk safir ucu kıl köklerinin tahrip edildiği dermişte ısıyı korurken cilt yüzeyinde oluşabilecek riskleri minimuma indirir. Sıcaklık kontrollü ve sabit kalır. Lazer epilasyon tamamen acısız, serin ve rahat bir şekilde gerçekleşir.

- İlk Seansta %60 Dökülme İle Sınıfın En İyisi..

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Teknoloji : 808 Nm Dİga Boyu

Başlık : 30mm 26mm

Ekran : 10.4 İnç Dokunmatik Ekran

Voltaj : AC110V/220;50/60Hz

Güç : 3000W

Dil : Çoklu dil Seçeneği

Enerji : 1-50J/cm2

Soğutma : Su Ve Hava

Atış Hızı : 1-10Hz

Ağırlık : 80 Kg

Garanti : 40.00.000 Atış Garantisi



HYDRO BRUSH

HYDRADERMABRAZYON

Cilt Bakım Cihazı



HYDROBRUSH AMERİKAN CİLT BAKIM

2015 Yılında Amerikan Sağlık Bakanlığı'na bağlı FDA tarafından yılın teknolojisi olarak seçilen HydraFacial cilt yenileme sistemidir. Parlak, ışıldayan, sağlıklı ve güzel görünümlü bir cilt için, deri ve hücrelerin doğru şekilde nemlenmesi gerekir. Ağrı ve acı hissetmeden kolayca uygulanan, hücre metabolizmasını ve yenilenmesini hızlandıran Hydrobrush uygulaması son derece basittir. Her cilt tipine, her yaşta kişiye, 4 mevsim boyunca uygulanabilen Hydrobrush sistemi, mevsim geçişlerinde cildin maruz kaldığı dış etkileri en aza indirger ve cildin nem dengesini korur.

UYGULAMA ALANLARI

Cilt Bakımı
Tıkalı gözenekler
Siyah nokta temizliği
Cilt tonu düzensizliklerini giderme
Yağlı cildi dengeleme
İnce çizgi ve kırışıklık giderme
Cildin elastikiyetini arttırma
Akne giderme
Cilt canlandırma
Cilt Nemlendirme



Yeni Nesil Cilt Bakım Cihazı..

Güzelliğinize Güzellik Katın...

UYGULAMA BAŞLIKLARI

Hydro Vakum Başlığı
Elmas Dermabrazyon (vakum) Başlığı
Bio Lifting (yüz germe) Başlığı
Oksijen Sprey Başlığı
Scrubber Başlığı
Yüksek Frekans Başlıkları
Ultrasonic Göz Başlığı
Ultrasonic Yüz Başlığı
Pdt Led Terapi Başlığı
Vakum Başlığı

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Vakum : 90 Kpa Max / 0 - 1 Bar
Çıkış Gücü : 200 W
Ekran : 10 İnç Reklam Dokunmatik Ekran
Elektriksel Gerektirim : 100-240 VAC. 50 Hz
Ağırlık : 100 kg

HYDRO H2

HYDRAFACIAL

Cilt Bakım Cihazı



HYDRO H2

Hydro H2 Cildin ihtiyaç duyduğu yenilenmeyi ve temizliği karşılamak amacıyla yapılan Hydro H2 cilt bakımı, vakum yöntemi ile cildin derilemesine arındırılmasını sağlayan bir uygulamadır. Vakum yöntemi sayesinde kapanmış gözeneklerin açılmasında tercih edilen uygulama siyah noktalar, akne izleri ve leke tedavisinde kullanılmaktadır. Cilt üzerinde nemlendirme, antioksidan koruma, soyma, yenileme ve temizlik gibi etkileri bulunan Hydro H2 cilt bakımı, zarar gören epidermisin onarılmasına yardımcı olmaktadır. Etkili bir cilt yenileme sistemi olan HYDRO H2 cildin ihtiyacı olan tüm bakımlarını sağlayan bir işlemdir.

Yüz boyun dekolte başta olmak üzere cilde derinlemesine bakım yapan, cildi besleyip nemlendirerek, yenilenmesini ve ölü dokunun uzaklaşmasını sağlayan kombine işlem den oluşan yeni nesil bir medikal bakım cihazıdır.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

3 Hazneli Solüsyon Dolum Mekanizması
Sistemli Su Boşaltı Mekanizması
Otomatik Vakum Ayarı
7İnç Dokunmatik TFT Ekran



UYGULAMA BAŞLIKLARI

Abrasion Vakum Başlık
Scrubber (Ultrasonik Peeling) Başlık
Oksijen Sprey Başlık
Ultrasonic (Ultrasound) Başlık (Face&Eye)
Radyo Frekans Başlık
Cold soğutucu Başlık

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Güç : 350 W
RF Frekansı : 3 MHz
Ekran : 7.0 İnç Dokunmatik Ekran
Ultrason Frekans : 1 MHz
Prob Dermabrazyon : 8 Pics
Vakum : 0-90 KPa
Akış Kapasitesi : 30 L Max
Boyutları : 42.5*30*45.5 (cm)
Net Ağırlık : 8 Kg
Gerilim : 100-240 V ,50-60Hz

HYDRAFACIAL AQUA PEEL

Cilt bakım Cihazı



9

HYDRAFACIAL AQUA PEEL

Lazer kullanmadan yapılan cilt yenileme işlemleri arasındaki en yeni teknoloji ve en iyi yüz temizleme makinesidir. İyileşme süresine ihtiyaç duyulmadan ve rahatsızlık yaratmadan cilt, temizleme, soyma, çıkarma, nemlendirme ve antioksidan korumasını eş zamanlı olarak gençleştirerek daha temiz, canlı ve güzel bir cilt oluşturur. Bu tedavi; yatıştırıcı, nemlendirici, tahriş edici olmayan bir uygulamadır. Hydrafacial Aqua Peel cihazı, profesyonel cilt bakımında güzellik merkezlerinde en çok tercih edeceği cilt temizleme makinesidir.

UYGULAMA ALANLARI

Yüzeysel Leke Giderme
Cilt Matlıklarını Giderme
Genişlemiş Gözenekleri Giderme
Komedonları Giderme
Cilt Gevşekliklerinin Düzeltilmesi
Ciltteki Birikmiş Ölü Hücrelerin Giderilmesi



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Güç : 300 W
RF Frekansı : 2 MHz
Ekran : 7.0 İnç Dokunmatik Ekran
Ultrason Frekans : 1 MHz
Prob Dermabrazyon : 10 Pics
Vakum : 0-80 KPa
Akış Kapasitesi : 20 L Max
Boyutları : 40*28*43 (cm)
Net Ağırlık : 7 Kg
Gerilim : 100-240 V ,50-60Hz

UYGULAMA BAŞLIKLARI

Bio Lifting Başlığı
Sound (Ultrasonic) Başlığı
Vakum Başlığı
Oksijen Sprey Başlığı
Bio Lifting Başlığı
Radyo Frekans Başlığı
(RF) · Cold Soğutucu

BABY MASTER

ALTIN İĞNE

Cilt Yenileme



BABY MASTER ALTIN İĞNE

Mikro iğneli fraksiyonel radyofrekans sistemi son yıllarda geliştirilmiş yeni bir teknolojidir. Bu sistemde ucunda küçük altın iğnelerden oluşan bir başlık ve bu başlığın bağlı olduğu bir radyofrekans ünitesi bulunur. Radyofrekans cihazının altın iğneli başlığı cilde temas ettirildiğinde mikro iğneler manuel olarak ayarlanan derinlikte cilt içersine ani bir giriş yapar. Çok sayıdaki altın uçlu mikro iğnelerle cilt üstünde fraksiyonel mikro delikler oluşturur ve sadece iğne ucundan gönderilen cilt üstüne temas etmeyen radyo frekans ile dermiste kollajen ve elastin üretimi tetiklenirken, epidermis ve yüzeysel cilt tabakalarına potansiyel termal hasar verilmez. Amaç verilebilecek en yüksek enerjileri deriye bir zarar vermeden doğrudan cilt altına ulaştırmaktır.



UYGULAMA ALANLARI

Anti-Aging· Kırışıklık Tedavisi·
Akne Skarı Tedavisi·
Cilt Yenileme
Beyazlatma
Geniş Gözenek ve Siyah Nokta Tedavisi·
Yüz ve Boyun Bölgesi Liftingi
Saç Bakımı / Terapisi
Çatlak Tedavisi

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Atmosfer Basınç : 50kpa/60kpa
Derinlik : 0.5mm-1.0mm-1.5mm-2.0mm
Başlık : RF + Cryo
RF frekansı : 5MHz
İğne Uzunluğu : 0.5mm - 2.0mm
Dalga Boyu : 650nm
İğne Çesitleri : Mrf-25 / Mrf-49 / Mrf-81 / SRF
Cryo : -5
Voltaj : AC220V-50/60Hz

UYGULAMA BAŞLIKLARI

Cold, Hot Başlığı
RF Başlığı
Gold Needle Başlığı

MAGIC CRUSH

Bölgesel Zayıflama

6 BAŞLIK
12 KOMBİNASYON



MAGIC CRUSH

Alanında son teknolojilere sahip Magic Crush RF kullanarak karın, kalça, basen, bacak, boyun, yüz gibi bölgelerde depolanmış yağların ilk seanstan itibaren gözle görülür bir şekilde giderilmesini ve selülitlerde de azalma sağlamaktadır. Vücuda göre ilk seanstan itibaren 12-14 cm incelme sağlamaktadır. Magic Crush Radyofrekans tedavilerinde sarkık cilt, yüz, boyun, ince çizgileri açma, cildi sıkılaştırmada vücutta yağ yakımı ve selülüt sorunlarına çözüm üretir. Her hangi bir ışık enerjisinden faydalanmadan yağ dokuları ve kolejeni seçici olarak ısıtıp arttırdığı için her yaş ve tüp cilt tipine uygundur. Yapılan uygulamadan hemen sonra cilt üzerinde gerginlik ve incelme görülür.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

- 1-Magic ultrasound; yağ hücrelerine gönderdiği frekanslar ile enerjiye dönüş komutu vererek parçalanmasını sağlayan özel bir teknolojidir.
- 2-Vakum RF ; Cildinizi gençleştirir sıkılaştırır ve şekillendirir. Tüm vücut ve yüz bölgesine uygulanabilir.
- 3 Farklı başlığı ile kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
- 3-UltraHot ; Sıcak ultrasound ve vibrasyon etkisi ile hem selülit hem zayıflamada etkilidir.
- 4-BioLif ; Lenfatik akım ve infrared etkisi ile kasları güçlendirirken bölgesel ağrıları da ortadan kaldıran özel bir teknoloji harikasıdır.

UYGULAMA ALANLARI

Tüm yüz ve Boyun Uygulama
Zayıflama
Selülit
Vücut Toparlama
Kırıksıklık Tedavisi
Kas eklem Ağrı Tedavisi

UYGULAMA BAŞLIKLARI

Kavitasyon
Light + Bio+ Heat
Vibration + Heat
Vakum RF + S
Vakum RF + M
Vakum RF + L

HI-FU 3D ULTRASOUND

AMELİYATSIZ YÜZ GERME

Cilt bakım Cihazı



AMELİYATSIZ BOTOX ETKİSİ

Ameliyatsız cilt gençleştirme yöntemleri, cildin doğal dokusunu yenilemeye, dermisi ısıtmaya, kolajen büyümesini uyarak ve yeni kolajen oluşturarak gençleşmeye yardımcı olan cerrahi olmayan yöntemlerdir. Bu iyileşme odakları dermal ve fasyal tabakada hem yenilenme hem de gerilme etkisi yaratmaktadır. Bu iyileşme odakları kontraksiyon yani büzüşerek iyileştiği için hem ciltte hem de fasyal tabakada bir lifting yani gerilme etkisi yaratır. Bu şekilde uyarılmış kollagen üretimi ile ortalama 2 ay içinde sıkılaşmış ve kendini yenilemiş bir cilt sağlanmaktadır.

Devrim yaratan ameliyatsız cilt gençleştirme teknikleri, pek çok cilt uzmanı tarafından cildi sıkılaştırmak ve yaşlanmanın etkilerini azaltmak için kullanılan medikal teknolojiye ilerlemelerin bir sonucudur. İnsanların daha genç ve kusursuz görünmesi için artan istek, ameliyatsız cilt gençleştirme yöntemlerine olan talebi oldukça arttırmıştır.

UYGULAMA ALANLARI

Kaz ayakları
Çene sarkmaları
Göz kapağı sarkması
Gıdı sarkması
Yanaklardaki sarkmalar

Uyluk içi, kol içi ve göbek gibi ciltteki sarkmalar
Özellikle ağzın etrafında sarkma
Gevşek boyun kıvrımları
İnce çizgiler ve kırışıklıklar
Alt çene hattının belirginliğinde azalma (gıdı)

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Enerji : Yüksek Yoğunlukla Odaklanmış
Ultrason
Darbe Genişliği : 0.5mm - 5.0mm
Atış Uzunluğu : 5mm - 25mm
Güç : 1-20J / Cm²
Frekans : 1MHz - 7MHz
Ağırlık : 30 Kg
Voltaj : AC220 V50/60 Hz
Ölçüler : 320*440*1031mm

9+1 FONKSİYONLU

Cilt bakım Cihazı

9+1 CİLT BAKIM CİHAZI

Türkiye’de en çok satılan cilt bakım cihazıdır. Tercih edilen 9+1 Fonksiyonlu cilt bakım cihazı cilt yüzeyindeki sorunları minimize edilmesi akne, sivilce, izlerinin azaltılması, siyah noktaların ve gözeneklerin temizlenmesi gibi bir çok cilt yenileme ve temizleme işlevini görmektedir. Profosyonel cilt bakımında müşterilerinize rahatlıkla kullanabileceğiniz yüz temizleme cihazımızı kalite güvencesiyle temin edebilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

9+1 özelliği ile hak ettiğiniz güzelliği gözler önüne çıkaran yüz temizleme, masaj, cilt fırçalama, cilt temizleme, leke çıkartma, tedavilerinde kullanılır. Cildin derinliklerine kadar inerek yağları ve siyah noktaları temizler. Cildi steril ederken aynı zaman da leke, sivilce ve akneleri yok eder. Kırışıkları açar ve liftleri kaldırarak cildi toplar göz çevresindeki torba ve kırışıklıkları giderir.

UYGULAMA BAŞLIKLARI

Buhar	Vakum
Ozon	Sprey
Işıklı Büyüteç	Cilt Analiz
Yüksek Frekans	Firmatör
Galvanic	Lifting

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Voltaj: 220 V
Frekans: 50-60 Hz
Power: 1100 W
Amper: 15 A



G5 MASAJI

Vücut Şekillendirme



G5 MASAJI

G5 masajı, ritmik bir masaj aleti olan özel cihazı ile uygulanan, hızlı titreşimlerle sıkılaşıma sağlayan ve selülit giderici etkisi olan bir uygulamadır. Özellikle selülit tedavisi ve bölgesel zayıflamada kullanılan G5, kaslarda biriken laktik asit ve ödemin atılmasında ve spazm tedavilerinde de oldukça başarılıdır. Selülit; vücut içerisinde bulunan ve kana akışkanlığını veren suyun damar dışına sızarak, deri ve yağ dokusu arasında oluşan ödem birikmesidir. Dolaşım bozuklukları, cildin elastikiyetini sağlayan değerlerde azalma, aşırı kahve ya da çikolata tüketimi, gebelik ve hareketsizlik selülit tetikleyen temel etkenlerdir. Selülit tedavisinde uzun yıllardır uygulanan tedavilerden biri G5 masajıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Voltaj : 220v
Frekans : 50 Hz
Power : 2000w
Amper : 10A
Motor : 1950dd

MONSTER TATTOO REMOVAL *Dövmeler Silme Cihazı*

Ürettiği lazer enerjisi deriye renk veren pigmentler tarafından emilir. pigment deformasyona uğrar ve dağılır. Pigmentin dağılan parçaları doğal yollarla vücuttan atılır. Böylece derinin üzerinde yer alan renkli kısım yok olur. Dövmelerin tam olarak silinebilmesi için 6 haftalık seanslar uygulanmalıdır. Seans sayısı ve tedavi aralıkları cildin renginden tedavi uygulanan bölgeye kadar birçok parametreye göre farklılık göstermektedir.

MONSTER TATTOO, vücudundaki dövmelerden sıkılanlara, renk ayırt etmeksizin dövmelerini silme imkanı sunuyor.

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

4 Ana renk dövmeyi silme özelliği
Şarap lekeleri
Koperoz
Güneş lekeleri
Akne izleri
Yaş pigment kaldırma
Gözenekleri küçültme
Kaş kontörü silme
Dudak kontörü silme
1064nm, 532nm, 1320nm dalga boylarında
3 farklı başlık merceği.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Max enerji : 400mj-1000mj
Frekans : 1-15hz
Atım Uzunluğu : ≤10 ns
Voltaj : AC 110V/220 ;50/60Hz
Ekran : 10.2 inch
dokunmatik renkli ekran
Soğutma Sistemi : Su ve hava soğutma
Ağırlık : 45kg
Ebatlar : 119x54x53cm

Tüm renkler üzerinde kalıcı sonuçlar..

LENF DRENAJ MASAJ

Lenf Drenaj Masajı, sadece lenf sisteminin aktive edilerek bölgesel yağlanmaya neden olan ödem ve toksinin idrar yolu ile atılmasını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda yoğun bir şekilde dolaşım sistemi düzene soktuğu için hücrelere daha yoğunun kanın ulaşması ile birlikte derinin ve dokunun da sıkılaşmasını sağlar. Tüm bu özelliklerinin yanı sıra Lenf Drenaj Masajının metabolizmayı hızlandırmaya yönelik etkisi kilo verme sürecine hız kattığı gibi, aynı zamanda son derece keyifli ve dinlendiricidir. Lenf Drenaj Masajı bölgesel zayıflama kürleri haricinde, özellikle menapoz döneminde hormonal değişimlere bağlı olarak vücutta biriken ödeminde atılmasında son derece etkilidir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Lenf Drenaj (Detox)
Vücut Şekillendirme, Toparlama
Zayıflama Tedavisi
Masaj
Selilüt Tedavisi
8 Çıkışlı, 5 Tulum, 16 Airbag
Silikon Hortum
LCD Ekran
Dijital Kullanım



PASİF JİMNASTİK CİHAZI

Selitron pasif jimnastik cihazı: 8 çıkışlı -16 pedlidir. Otomatik programlı olarak çalışabilmesinin yanı sıra manuel olarak çalıştırılabilir. Kullanımı kolaydır ve mükemmel sonuçlar veren akıllı bir sistemdir.

Göğüs Litfing'i cihazda mevcuttur. Otomatik programlarında standart olarak çalışan 4 işlem total sürede pedlerin bağlandığı kaslar üzerinde; pasif jimnastik, yağ parçalama, lenf drenaj ve toparlama hareketleri yaptırır. Manuel programlamada ise bu işlemlerin tümünü ayrı olarak çalıştırma olanağı sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Voltaj: 220V
Frekans: 50Hz
Power: 70W
Amper: 1A
Çıkış Gücü: 7ACV




DERMAPEN




Cildin görünen yüzünü uyararak yenilemeyi hedefleyen yöntemlerden farkı; cildi içeriden destekleyen mezoterapi uygulamalarının etkisini de aynı anda sunabilmesidir. İğne boyu (9/12/36) ve vuruş sayısından sonra, cilde verilecek ürünler de kişinin ihtiyacına göre bir kokteyl oluşturularak uygulama tamamlanmış olur. Bilindiği üzere dışarıdan verilen vitamin, hyalüronik asitlerle cildin güçlenmesi, cilt bariyerinin kuvvetli oluşundan ötürü sınırlı bir başarı sağlar. Gençlik kalemi ile açılan küçük kanallardan derinin alt tabakalarına kadar ulaşan büyüme faktörleri, bitkisel kök hücre ekstreleri, vitamin ve serumlar DERMA STAMP PEN'in başarısını ve sonuçları artırdığı laboratuvar ortamlarında gözlemlenmiştir.

PLAZMA PEN



Plazma Pen, lazer ve benzeri cihazların kullanımının zor ya da tehlikeli olduğu durumlarda, güvenle kullanabilmek için geliştirilmiştir. Uygulama öncesi bir ön hazırlık gerektirmez ve anestezi kremi ile uygulanabilir. Cilt yüzeyinde buharlaştırma ile istenilen sonuçlara ulaşmayı sağlar. Her cilt tipinde güvenle uygulanabilir. Kırışıklıklar, özellikle mimik hareketlerinin yoğun olduğu bölgelerde, yıllar içinde cilt daha kuru hale gelebilir. Plazma Pen cihazı bu tür sorunlarda etkili tedavi uygular.

İĞNELİ EPİLASYON



Termoliz Yöntemi iğneli epilasyon cihazlarının bir kısmında bulunan bir yöntemdir. Bu yöntemde yüksek frekans akımı kullanılır. İğneli epilasyon cihazları tarafından epilasyon iğnesine gönderilen bu akım iğneyi ısıtmadığı halde yüksek frekanslı elektromanyetik alan su moleküllerinin titreşimine yol açarak ısı ortaya çıkmasını sağlar. Oluşan yüksek ısı kıl kökünü tahrip eder. Termoliz özelliğine sahip iğneli epilasyon cihazları elektroliz özellikte cihazlara göre daha az sonuç vermesine karşın acı oranı daha düşüktür.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj: 220V
Frekans: 50-60HZ
Power: 50W
Amper: 1A
Çıkış Frekans: 1.3Mhz



SEDYE

Özellikleri

Sırt kısmı manuel mekanizma ile ayarlanabilir
Yatak platformunda sünger üzeri vinleks kaplı şilte bulunmaktadır

Baş kısmında yğz dayama yeri mevcuttur

Ayakları katlanabilir

Tüm metal akdama elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır

Ebatları

60x180x70 Cm



ETEJER

Özellikleri

2 Rafı Tekerlikleri

Çekmeceli Etejer

Paslanmaz Gvde

Ebatlar

54x35x80 cm



TABURE

Özellikleri

Amortisörlü

Aralıklı

Vinleks kaplı

Ebatları

Oturak Geniřlięi : 40 cm

Oturak Derlięi : 36 cm

Amortisör kamplı Yükseklięi : 46 cm



Okyanus Kozmetik



Atatürk Mahallesi
Mustafa Kemal
Caddesi No:10/2
Ataşehir/İSTANBUL



Atatürk Mahallesi
Sülün Caddesi
Diskapı No18/1
Ataşehir/İstanbul



www.yzcgrou.net



info@yzcgrou.com



[yzcgrou_](https://www.instagram.com/yzcgrou_)



0216 469 80 48



[yzcgrouokyanuskozmetik](https://www.facebook.com/yzcgrouokyanuskozmetik)



+90 542 484 59 92