



Al igual que un bebe
Cuando su mascota se
enferme lo primero que
debe hacer es medirle la
temperatura corporal.



38.5

Termómetro infrarrojo para mascotas



Nuestro bebe no tiene
ánimo TT TT



No parece estar tan enfermo.
¿Será que lo tengo que llevar al
veterinario?



Creo que tiene fiebre.
¿Podría cuidarlo en la casa?



¿Será que mi mascota puede
usar el mismo termómetro de
oído para humanos?



Es muy difícil medirle la
temperatura.
¿No habrá una forma fácil?

Primer
procedimiento
clínico testado
en el mundo

Higiénico y sin
contacto

Práctico y
rápido

Sin
preocupaciones
por causar
molestias a su
mascota



Hecho en Corea del Sur

Termómetro infrarrojo para mascotas 38.5 °C

El termómetro infrarrojo sin contacto 38.5 °C
es exclusivo para mascotas y ha sido diseñado para medir
la temperatura sin lastimarla.





Hablemos sobre la "Temperatura corporal" de las mascotas o animales de compañía.




¿Por qué al sostener un perro o un gato hay una **sensación de calidez**?

En comparación con la temperatura promedio del cuerpo humano de 36.5°C, las mascotas o animales de compañía tienen **temperaturas de aproximadamente 37.5 a 39.1°C, que es 1 a 2°C más.**

¿Cuándo tiene **fiebre** una mascota?

Las mascotas por lo general si tienen una temperatura por encima de 39.5°C, se considera que tiene fiebre. Por encima de los 40°C es peligroso en ese caso vaya al hospital veterinario más cercano y consulte con el especialista.




¿Cómo medir la **temperatura corporal** de mi mascota?

El método usado para medir la temperatura corporal, consiste en medir la temperatura rectal, y la temperatura del recto debe ser medida ingresando de 3 a 6 cm por el ano. La temperatura rectal medida es la temperatura corporal estándar.

Sin embargo, es muy difícil e inconveniente medir la temperatura de esta forma, ya sea en el hogar o en el lugar de trabajo y puede llegar a ser peligroso ya que existe la posibilidad de dañar a su mascota.

¿Por qué debo **medir la temperatura** corporal de mi mascota de vez en cuando?

Las mascotas, como los humanos, no siempre tienen una temperatura corporal constante. Además, su temperatura corporal normal puede variar según: la raza, la edad, el tamaño, el peso y la actividad de la mascota. Es útil medir la temperatura corporal en un momento determinado en un estado estable y compararla cuando se produce una temperatura corporal anormal. Como un bebé humano, las mascotas no pueden decirles a sus padres que están enfermos cuando están enfermos. Por lo cual, otros síntomas pueden ocurrir de forma tardía y puede perderse la oportunidad para realizar un tratamiento adecuado. Es por eso que debe verificar la temperatura corporal de su mascota de vez en cuando, como cuando la condición de su mascota es diferente a la habitual, cuando parece que no tiene energía o cuando no juega bien.



Funciones principales del Termómetro para mascotas 38.5°C

Medición de la temperatura corporal

Mide la temperatura corporal de tu mascota.

Almacenamiento de hasta 10 mediciones (Memoria)

Se pueden almacenar hasta 10 mediciones de temperatura, y el veterinario u otro usuario puede comparar con las mediciones anteriores de la mascota.

Apagado automático

El dispositivo se apaga automáticamente en 30 segundos después de medir la temperatura.

Diseño ligero y compacto.

El diseño ergonómico y el peso ligero de 41 g lo hacen práctico y fácil de usar.

Zumbador

Puede activar (ON) o desactivar (OFF) el zumbador de medición.

