

COMUNICADO TÉCNICO

COMUN-GT-004

Ciudad de México, a 8 de abril de 2026

Estimados Socios
Laboratorio Clínico de Referencia Micro-Tec

Por medio de la presente, nos permitimos informarles que, a partir del 08 de abril del presente año, se realizaron modificaciones en las pruebas **hormona sexual ligada a globulina** (Cod. 2140) y **homocisteína** (Cod. 2007) incluidas en nuestro catálogo de servicios.

Globulina fijadora de las hormonas sexuales SHBG código (2140)

Actualización Técnica

Edad	Valores de referencia	
	Femenino nmol/L	Masculino nmol/L
04 - 30 días	14.4 - 120.2	14.4 - 120.2
01 -12 meses	36.2 - 229.0	36.2 - 229.0
01 - 08 años	41.8 - 188.7	41.8 - 188.7
08 - 11 años	26.4 - 162.4	26.4 - 162.4
11 - 13 años	14.9 - 107.8	14.9 - 107.8
13 - 15 años	11.2 - 98.20	11.2 - 98.20
15 - 17 años	9.83 - 84.10	-
17 - 21 años	10.8 - 154.6	-
15 - 21 años	-	9.7 - 49.60
21 - 49 años	-	16.2 - 68.50
>50 años	-	13.7 - 69.90

Mujeres (Premenopáusicas) 21 - 49 años 14.7 - 122.5

Mujeres (Posmenopáusicas) Mayor a 50 años 16.7 - 124.4

Metodología: Inmunoanálisis Quimioluminiscente de micropartículas (CMIA)

Tiempo de entrega: 24 horas a partir de la recepción en centro de matriz de proceso CDMX

Homocisteína código (2007)
Actualización Técnica

Para la prueba de **homocisteína**, se solicita, se envíe **suero en lugar de plasma**, en cumplimiento con la acreditación vigente con la que cuenta el laboratorio. Esta disposición responde a criterios técnicos y de control de calidad analítica con la que se realizó la verificación de esta prueba.

En caso de que se envíe plasma con EDTA, la muestra tendrá que ser concesionada, lo que podría impactar en los tiempos de entrega y en el flujo habitual del proceso.

A nombre de todo el personal que trabaja en Grupo MICRO-TEC, le reiteramos nuestro compromiso con la mejora continua y la entrega de resultados de calidad, para que usted siga confiando en nosotros y brindándonos su preferencia.

“Por la salud del paciente”



Anahy Rosas Cayetano
Subgerente Técnico