



TOBY ORTHOPAEDICS

TOBY ORTHOPAEDICS

PARA UN PROCESO DE
RECUPERACIÓN MAS EFECTIVO Y
MENOS INVASIVO

Patentes: U.S. 8.075.575; U.S. 9.060.772; U.S. 8,506,588; U.S.
8,679,746 registrado por la FDA



HERRAMIENTAS DE REPARACIÓN DE TENDONES


FLEXOR[®]

TENDON REPAIR TOOLS

El versátil pasador de suturas está diseñado como un dilatador de vaina, que permite reparar las lesiones de los tendones más allá de las 3 semanas y hasta los 2 meses.



Actuando como un calzador, el retractor transparente permite el paso suave del tendón de regreso a la vaina y al sitio de reparación.



REPARACIÓN TENDÓN FLEXOR

Retractor de vaina y recuperador de suturas / dilatador de vaina

Las herramientas de Reparación del Tendón Flexor TOBY facilitan su reparación sin modificar el método .

Actuando como un calzador de embudo, el nuevo retractor transparente permite un paso suave del tendón al sitio de reparación.

- Colocación de un tendón no traumático nuevamente en su vaina.
- Minimización del trauma de los tejidos blandos.
- Reducción del tiempo quirúrgico.

El versátil recuperador de suturas está diseñado para un paso suave a través de la delicada vaina del tendón y también se puede utilizar como dilatador de vaina.

- Recuperación de suturas más fácil.
- Dilatación segura de la vaina del tendón contraído.

CARACTERÍSTICAS

- Cirugía de tendones no traumática.
- Reducción del tiempo quirúrgico.
- Fácil recuperación de la sutura dentro de la vaina.
- Dilatación segura y eficaz de una vaina tendinosa contraída.
- Minimiza el trauma tisular adicional durante la reparación del tendón.