


SOMOHA 2

RETRACTOR

SPREIZER



¹/₁

exemplary configuration

Beispielkonfiguration



LENGTH / LÄNGE

100 mm

SPREADING WIDTH SPREIZWEITE	WIDTH BREITE	ITEM NO. ARTIKELNR.
D 20-27 mm	10 mm	MTJ-5
D 20-27 mm	14 mm	MTJ-4


SOMOHA

RETRACTOR
SPREIZER





SPREADING WIDTH SPREIZWEITE	LENGTH LÄNGE	ITEM NO. ARTIKELNUMMER
D 19-21 mm	87 mm	MTJ-1
D 21-23 mm	93 mm	MTJ-2
D 23-25 mm	100 mm	MTJ-3

CERAMO® GAUGE FOR EFFECTIVE HEIGHT
MESSLEHRE FÜR EFFEKTIVE HÖHE



SIZE GRÖSSE	WIDTH x HEIGHT BREITE x HÖHE a x b	
5	5 x 5 mm	MSS-4A
6	6 x 6 mm	MSS-4B
7	7 x 7 mm	MSS-4C
8	8 x 8 mm	MSS-4D
9	9 x 9 mm	MSS-4E
10	10 x 10 mm	MSS-4F
11	11 x 11 mm	MSS-4G
12	12 x 12 mm	MSS-4H

SUPERPLAST
**AV-CUSP GAUGE
AK-SEGELIMPLANTAT-LEHRE**

BIKUSPID

TRIKUSPID

SIZE GRÖSSE	WIDTH x HEIGHT BREITE x HÖHE a x b	
1B	25 x 20 mm	MVD-1
2B	28 x 22 mm	MVD-2
3B	31 x 24 mm	MVD-3
4B	34 x 26 mm	MVD-4
5B	37 x 28 mm	MVD-5
6B	40 x 30 mm	MVD-6
7B	43 x 32 mm	MVD-7
8B	46 x 34 mm	MVD-8
9B	49 x 36 mm	MVD-9

SIZE GRÖSSE	WIDTH x HEIGHT BREITE x HÖHE a x b	
0T	18 x 18 mm	MVE-0
1T	19 x 20 mm	MVE-1
2T	22 x 22 mm	MVE-2
3T	25 x 24 mm	MVE-3
4T	28 x 26 mm	MVE-4
5T	31 x 28 mm	MVE-5
6T	34 x 30 mm	MVE-6
7T	37 x 32 mm	MVE-7
8T	40 x 34 mm	MVE-8
9T	43 x 36 mm	MVE-9

SUPERPLAST instruments are constructed of shape-memory metal. This metal has unique qualities under different thermal conditions. The instruments are malleable in normal OR temperatures. Soft pressure allows "permanent" deformation of shape according to the surgeon's needs. However in higher temperature, such as those found in the autoclave, the instruments regain their initial shape.

SUPERPLAST Instrumente sind aus Metall mit Formgedächtnis. Sie bieten verschiedene Eigenschaften je nach thermischen Bedingungen. Sie sind bei normaler OP-Temperatur biegsam und können durch sanften Druck in die gewünschte Form gebracht werden. Unter höheren Temperaturen, wie bei der Sterilisation, nehmen sie ihre ursprüngliche Form wieder an.