



TOBY ORTHOPAEDICS

TOBY ORTHOPAEDICS

PARA UM PROCESSO DE
RECUPERAÇÃO MAIS EFICAZ E
MENOS INVASIVO

Patentes: U.S. 8.075.575; U.S. 9.060.772; U.S. 8.506.588; U.S.
8.679.746 registrados pelo FDA



FERRAMENTAS DE REPARO DE TENDÕES


FLEXOR[®]

TENDON REPAIR TOOLS

O versátil passador de sutura é projetado como um dilatador de bainha, permitindo o reparo de lesões de tendão além de 3 semanas e até 2 meses.



Atuando como uma calçadeira, o afastador transparente permite a passagem suave do tendão de volta à bainha e ao local de reparo.



REPARO DE TENDÃO FLEXOR

Retrator de bainha e recuperador de sutura/ dilatador de bainha

As ferramentas de reparo do tendão flexor TOBY facilitam o reparo sem modificar o método.

Atuando como uma calçadeira de funil, o novo afastador transparente permite a passagem suave do tendão até o local de reparo.

- Colocação de um tendão não traumático de volta em sua bainha.
- Minimização do trauma de tecidos moles.
- Redução do tempo cirúrgico.

O versátil recuperador de suturas é projetado para uma passagem suave através da bainha delicada do tendão e também pode ser usado como um dilatador da bainha.

- Recuperação de sutura mais fácil.
- Dilatação segura da bainha do tendão contraído.

CARACTERÍSTICAS

- Cirurgia de tendão não traumática.
- Fácil recuperação da sutura dentro da bainha.
- Minimiza o trauma adicional do tecido durante o reparo do tendão.
- Redução do tempo cirúrgico.
- Dilatação segura e eficaz de uma bainha de tendão contraída.