


Vita+Schutz[®]

Protects your life.



PROFESSIONAL MEDICAL SUPPLIES



PROFESSIONAL
MEDICAL



www.KurayGroup.com | www.VitaSchutz.com

Nebulizer Set

Nebuliser Set

Vita+Schutz[®]
Protects your life.



- *Medikal sınıf PVC
- *Nonsteril, tek kullanımlık
- *Ergonomik maske
- *Standart bağlantı konektörü
- *Kırılma ve bükülmeyi engelleyen kanallı hortum
- *Bebek / çocuk / yetişkin boy seçeneği
- *180 cm hortum uzunluğu
- *Farklı uzunluklarda hortum seçenekleri
- *8 ml kapasiteli ilaç haznesi
- *Maskenin yüze oturmasını sağlayan metal burun klipsi
- *Cildi tahriş etmeyen kafa sabitleme lastiği

- *Medical grade PVC
- *Nonsterile, single use
- *Ergonomic mask
- *Standard connector
- *Kink resistant tubing
- *Infant / pediatric / adult size option
- *Tube length 180 cm
- *Different length options for tubing
- *8 ml nebuliser capacity
- *Nose strip that allows the mask to fit on the face
- *Head fixation rubber that does not irritate the skin

Oksijen Maskesi

Oxygen Mask

Vita+Schutz[®]
Protects your life.




- *Medikal sınıf PVC
- *Nonsteril, tek kullanımlık
- *Ergonomik maske
- *Standart bağlantı konektörü
- *Kırılma ve bükülmeyi engelleyen kanallı hortum
- *Bebek / çocuk / yetişkin boy seçeneği
- *180 cm hortum uzunluğu
- *Farklı uzunluklarda hortum seçenekleri
- *Maskenin yüze oturmasını sağlayan metal burun klipsi
- *Cildi tahriş etmeyen kafa sabitleme lastiği

- *Medical grade PVC
- *Nonsterile, single use
- *Ergonomic mask
- *Standard connector
- *Kink resistant tubing
- *Infant / pediatric / adult size option
- *Tube length 180 cm
- *Different length options for tubing
- *Nose strip that allows the mask to fit on the face
- *Head fixation rubber that does not irritate the skin

Yüksek Konsantrasyonlu Oksijen Maskesi

High Concentration
Oxygen Mask

Vita+Schutz[®]
Protects your life.



- *Medikal grade PVC.
- *Lateks içermez
- *Standart bağlantı konnektörü
- *Kırılma ve bükülmeye dayanıklı içi kanallı hortum
- *Geri dönüşü engelleyen valf
- *Ayarlanabilir burun klipsi
- *180 cm hortum uzunluğu
- *750 – 1500 ml. rezervuar torbası
- *Medical grade PVC
- *Latex free
- *Standard connector
- *Kink resistant tubing
- *Non-rebreather valve
- *Nose strip
- *Tube length 180 cm
- *750 – 1500 ml. reservoir bag

Suni Solunum Seti

Resuscitator Set

PVC

Vita+Schutz[®]
Protects your life.



- *Medikal sınıf PVC
- *Nonsteril, tek kullanımlık
- *Ambu Torbası PVC (Tek kullanımlık)
- *Kırılma ve bükülmeyi engelleyen kanallı hortum
- *200 cm hortum uzunluğu
- *PVC rezervuar
- *Şişirilebilir yastıklı maske

- *Medical grade PVC
- *Nonsterile, single use
- *Ambu Bag PVC (Disposable)
- *Kink resistant tubing
- *Tube length 200 cm
- *PVC reservoir
- *Inflatable cushion mask

Suni Solunum Seti

Resuscitator Set

Silicone

Vita+Schutz[®]
Protects your life.



- *Medikal sınıf silikon
- *Steril (25 kez steril edilebilir)
- *Ambu torbası silikon
- *Kırılma ve bükülmeyi engelleyen kanallı hortum
- *200 cm hortum uzunluğu
- *PVC rezervuar
- *Şişirilebilir yastıklı maske

- *Medical grade silicone
- *Sterile (25 times sterilizable)
- *Ambu bag silicone
- *Kink resistant tubing
- *Tube length 200 cm
- *PVC reservoir
- *Inflatable cushion mask

Havayolu & Yastıklı Maske

Airways & Cushion Masks

Vita+Schutz®
Protects your life.

Havayolu / Airways

Uzunluk / Length	Ölçü / Size	Color
11 cm	06	Purple
10 cm	05	Orange
9 cm	04	Green
8 cm	03	Red
7 cm	02	Yellow
6 cm	01	White
5 cm	0	Black
4 cm	00	Blue
3 cm	000	Pink

Maske Ölçüsü / Mask Size


Boyut	Size	Nr.	Color
Yetişkin	Adult	05	Dark Blue
Yetişkin	Adult Small	04	Dark Red
Çocuk	Pediatric	03	Dark Green
Çocuk	Pediatric Small	02	Light Green
Bebek	Infant	01	Pink
Bebek	Neonatal	00	White



Nazal Oksijen Kanülü

Nasal Oxygen Cannula

Vita+Schutz[®]
Protects your life.



- *Medikal sınıf PVC
- *Nonsteril, tek kullanımlık
- *Bebek / çocuk / yetişkin boy seçeneği
- *Standart bağlantı konektörü
- *Kırılma ve bükülmeyi engelleyen kanallı hortum
- *180 cm hortum uzunluğu
- *Farklı uzunluklarda hortum seçenekleri

- *Medical grade PVC
- *Nonsterile, single use
- *Infant / pediatric / adult size option
- *Standard connector
- *Kink resistant tubing
- *Tube length 180 cm
- *Different length options for tubing

Nebulizer Set Ağızlıklı

Nebulizer Set with Mouthpiece

Vita+Schutz[®]
Protects your life.



- *Medikal grade PVC
- *Standart bağlantı konnektörü
- *Kırılmaya ve bükülmeye dayanıklı içi kanallı hortum
- *180 cm hortum uzunluğu
- *8 ml ilaç haznesi
- *Lateks içermez

- *Medical grade PVC
- *Standard connector
- *Kink resistant tubing
- *Tube length 180 cm
- *8 ml nebulizer cup
- *Latex free

Oksijen Baęlantı Hortumu

Oxygen Connector
Tube

Vita+Schutz[®]
Protects your life.



- *Medikal sınıf PVC
- *Nonsteril - tek kullanımlık
- *Standart baęlantı konektörü
- *Kırılma ve bükülmeyi engelleyen kanallı hortum
- *180 cm hortum uzunluęu
- *Farklı uzunluklarda hortum seçenekleri

- *Medical grade PVC
- *Nonsterile - single use
- *Standard connector
- *Kink resistant tubing
- *Tube length 180 cm
- *Different length options for tubing

Aspirasyon Seti

Yankauer Suction Set

Vita+Schutz[®]
Protects your life.




- *Medikal sınıf PVC
- *Steril, tek kullanımlık
- *Kırılma ve bükülmeyi engelleyen hortum
- *Vakum Kontrollü / Vakum
- *Kontrolsüz model seçenekleri
- *Standart / Top Uçlu model seçenekleri
- *Tekli / Çiftli ambalaj seçeneği
- *Vakum işlemini kolaylaştıran 4 yan delik
- *Ergonomik
- *Geniş iç çap, Ø 1/4"
- *210 cm hortum uzunluğu
- *Farklı uzunluklarda hortum seçenekleri
- *Medical grade PVC
- *Sterile, single use
- *Kink resistant tubing
- *Vacuum controlled / Non- vacuum Controlled model options
- *Standard/ Bulb tip
- *Single / Double packaging option
- *4 side holes for vacuum
- *Ergonomic design
- *Large inner diameter, Ø 1/4"
- *Tube length 210 cm
- *Different length options for tubing

Solunum Devresi Çift Hotumlu-Balonlu


Ventilation Circuits Double Tube-Balloon

Vita+Schutz®
Protects your life.



Solunum ve Anestezi Devresi Ekipmanları


Ventilation & Anesthesia Circuits Equipments



Solunum Devresi Çift Su Tutuculu


Ventilation Circuits Double Water Reservoir

Vita+Schutz®
Protects your life.



Anestezi Devresi Çift Hortumlu

Anesthesia Circuits Double Tube



Solunum Devresi Tek Hortumlu


Ventilation Circuits Single Tube

Vita+Schutz®
Protects your life.



Solunum Devresi Tek Su Tutuculu

Ventilation Circuits Single Water Reservoir



Göğüs Drenaj Şişesi

Pleural Drainage System

Vita+Schutz[®]
Protects your life.



- *Medikal sınıf PVC
- *Steril, tek kullanımlık
- *2000 ml kapasite
- *Devrilmeyi engelleyen geniş taban
- *150 cm uzunluğunda kırılma ve bükülmeye dirençli hortum
- *Pratik taşıma askısı
- *Seviye göstergeli
- *Spiral destek
- *Farklı boyutlardaki toraks kateterlerine bağlantı sağlayan konektör
- *Konektör üzerinde hava boşaltma kapağı
- *Medical grade PVC
- *Sterile, single use
- *2000 ml collecting capacity
- *Firm stand to avoid accidental overturn
- *Kink resistant tubing (150 cm)
- *Handle
- *Level indicator
- *Spiral support
- *Tube connector specially designed to accept different thoracic catheter sizes
- *Optional luer lock port cap on the connector helps to empty coagulum collected in the tubing

Atomizer Chamber

Aerosol Chamber

Vita+Schutz[®]
Protects your life.

*Antistatik ve yıkanabilen PVC maske

*Bebek, çocuk ve yetişkinler için 3 farklı maske seçeneği

*Antistatic and washable PVC mask

*3 different masks for babies, children and adults option



Vajinal Spekulum

Vaginal Speculum

Vita+Schutz[®]
Protects your life.



- *Nonsteril, steril, tek kullanımlık
- *Ağrısız uygulama için pürüzsüz tasarım
- *Yüksek görüş kalitesi sunan şeffaf yapı
- *İstenilen açıda kilitleme olanağı sağlayan güvenli, kademeli, tırnaklı kilit sistemi
- *Küçük / orta / büyük boy seçenekleri

- *Nonsterile, Sterile, single use
- *Smooth design for painless application
- *Clear body providing good visualization of the cervix
- *Secure stepped locking mechanism
- *Small / medium / large size options

Lavman Seti

Enema Set

Vita+Schutz[®]
Protects your life.


- *1750 ml kapasite
- *Yumuşak PVC malzeme
- *Bükülmeye dirençli hortum
- *Uygulamayı kolaylaştıran uç
- *Kastil sabun
- *Kaydırıcı jel
- *PE eldiven
- *1750 ml capacity
- *Soft PVC material
- *Kink resistant tubing
- *Easy of use rectum tip
- *Castile soap
- *Lubricant gel
- *PE gloves



Smear Fırçası

Smear Brush

Vita+Schutz[®]
Protects your life.



- *Serviks hücrelerini toplamak için tasarlanmıştır
- *Mümkün olan en çok hücreyi toplayabilmek için yumuşak, esnek, elips ve yoğun kıllar içerir
- *Toplam Uzunluk 20.1 cm
- *İstenildiği takdirde fırça saptan kolayca ayrılabilir


- *It is designed to collect cervical cells It contains soft, flexible, elliptical and dense bristles to collect as many cells as possible
- *Total Length 20.1 cm
- *If desired, the brush can be easily
- *separated from the handle

Smear Kabi

Smear Sample Container

Vita+Schutz[®]
Protects your life.

*Standart lam ölçülerinde kapaklı
*Standard object plate size with
cover




Valfli Kusmuk Torbası

Vomit Bag

Vita+Schutz[®]
Protects your life.

- *Nonsteril, tek kullanımlık
- *1500 ml kapasite
- *Geri dönüşü, sızıntıyı ve kokuyu engelleyen valf sistemi
- *Şeffaf yüzey
- *Seviye göstergeli


- *Nonsterile, single use,
- *1500 ml capacity
- *Advanced valve system (no spills, no smell, and no leakage)
- *Transparent
- *Graduated scale allows for the precise monitoring of fluid loss



Bebek İdrar Torbası

Pediatric Urine Collector (Bag)

Vita+Schutz[®]
Protects your life.



- *Latex içermez, PVC
- *Steril, tek kullanımlık
- *100 ml kapasite
- *Kısa süreli idrar toplama için
- *Şeffaf yüzey
- *Milimetre ölçekli
- *Cildi tahriş etmeyen yapışkan bantlı tutucu yüzey
- *Kız / Erkek çocuk model seçenekleri

- *Latex free, PVC
- *Sterile, single use
- *100 ml capacity
- *For short-term urine collection
- *Transparent surface
- *Millimeter scale
- *Adhesive tape holding surface that does not irritate the skin,
- *Girl / Boy model options

Valfli İdrar Torbası

Valve Urine Bag

Vita+Schutz[®]
Protects your life.

- *Nonsteril, tek kullanımlık
- *1500 ml kapasite
- *Geri dönüşü, sızıntıyı ve kokuyu engelleyen valf sistemi
- *Seviye göstergesi
- *Özel ördek yapısı sayesinde asmaya uygun
- *Erkek / Kadın için kullanıma uygun



- *Nonsterile, single use
- *1500 ml scale
- *Advanced valve system (no spills, no leakage and no smell)
- *Graduated scale
- *The special handle system allows for the bag to be hung anywhere easily
- *Anatomically designed for use
- *Ref. Nr. by both males and females

Kamera Kilifi

Camera Cover Drape

Vita+Schutz[®]
Protects your life.

- *Tek kullanımlık
- *Polietilen malzeme
- *Steril
- *Lateks içermez


- *Disposable
- *Polyethylene material
- *Sterile
- *Latex free



Cerrahi El ve Tırnak Fırçası

Surgical Hand and Nail Brush

Vita+Schutz[®]
Protects your life.



- *Nonsteril, tek kullanımlık
- *Biyosidal ruhsat
- *Ergonomik dizayn
- *Cildi tahriş etmeyen uygun sertlikte kıllar
- *Klorheksidin Glukonat Solüsyonlu ve Povidon İyot Solüsyonlu model seçenekleri

- *Nonsterile, single use
- *Biocidal license
- *Ergonomic design
- *Appropriate hardness of bristle that do not irritate the skin
- *Available in Chlorhexidine Gluconate / Povidone Iodine options

Tıbbi Atık Kovası

Medical Waste Box

Vita+Schutz[®]
Protects your life.



*Üç parçadır

(Kutu, kapak ve kilitlenebilir üst kapak)

*Delici ve kesicilere mukavemetli PVC hammaddeden üretilmiştir

*Tek kullanımlıktır

*It consist of three parts

(Box, cover and lockable upper cover)

*The product resists driller and cutter, has been produced PVC raw materials

*Disposable



KURAY
GROUP



K U R A Y
GROUP

www.KurayGroup.com