

Vita+Schutz®  
*Protects your life.*

[www.kuraygroup.com](http://www.kuraygroup.com)

2023



ORTHOPEDIC  
HEALTH  
PRODUCTS

## Ayak Bileklikleri Ankle Brace /Chevillières



### (TR) Standart Kısa Ayak Bilekliği

Endikasyon : Ayak bileği burkulmalarında, ligament desteği gereken durumlarda, spor yaralanmalarında, hassas ödem durumlarında, kronik ağrı.

Ürün Yapısı : Arkada aschill tendonunu sararak koruma sağlar. Hava alabilen delikli neopren kumaş. Kullanımı kolaylaştırılan velkroları sayesinde kolay takılıp çıkarılır.

### (GB) Standard Short Ankle Brace

Indications : In ankle sprains, in cases where ligament support is required, in sports injuries, in sensitive edema cases, chronic pain. Product Structure : Protection of aschill in the back. Easy to use, owing to the velcro fastening which make it easier to remove stuck.

### (FR) Chevillère Courte Standard

Indication : En distorsion de cheville, en cas de nécessité de soutien de ligament, en blessures sportives, en cas d'œdème sensible, en douleur chronique.

Structure du produit : Il fournit la protection en enveloppant le tendon d'Achille par derrière. Le tissu perforé en néoprène et respirant. Grace aux velcros qui facilitent l'utilisation, facile à mettre et enlever.

## HB 5001



Tek Beden / One Size / Taille Unique



### (TR) Ped Destekli Ayak Bilekliği

Endikasyon : Malleol dejenerasyonlar, fraktür cerrahi öncesi ve sonrası, hematoma geri emilimi, ligament desteği, ödem, bazı romatizmal hastalıklar.

Ürün Yapısı : Velkro desteği, S ile XXL arası beden. Hava alabilen delikli neopren kumaş. Yüzeyi velkro tutucu. İç kısmı havlu kumaş.

### (GB) Pad Supported Ankle Brace

Indications : Malleolus degeneration, fracture before and after surgery, edema, absorption of hematoma, ligament support back in some rheumatic diseases.

Product Structure : Velcro support, S and XXL sizes, air permeable, the surface textured neoprene fabric Velcro holder, inside of part of the towel fabric.

### (FR) Chevillère Avec Soutien Coussin

Indication : Les dégénération des malléoles, avant et après de la chirurgie de fracture, la réabsorption d'hématome, le soutien de ligament, l'œdème, certaines maladies rhumatismales.

Structure du produit : Soutien velcro, Les tailles existent entre S et XXL. Le tissu perforé en néoprène et respirant. La surface est en velcro. L'intérieur est en tissu éponge.

## HB 5002



S	M	L	XL	XXL
20-22	22-24	24-26	26-28	28-31



### (TR) Ayak Bilekliği (Sekiz Bandaj)

Endikasyon : Hassas ödem durumlarında, ağrı durumlarında, spor aktivitelerinde, ayak bileği burkulmalarında, nöropatilerde ayak etkilenmiş ise.

Ürün Yapısı : Neopren kumaş yüzeyi velkro tutucu yapışabilme özelliğine sahiptir.

### (GB) Ankle Support Brace (Eight Bandage)

Indications : In cases of sensitive edema, painful conditions, sports activities, ankle sprains, neuropathies, if the foot is affected. Product Structure : The surface textured neoprene fabric. On surface velcro holder has the property of being able to paste.

### (FR) Chevillère élastique Ligamentaire Réglable

Indication : Lésion léger, Luxation, Prévention dans la pratique du sport

Caractéristique : Tissu néoprène avec la fonction de la bande velcro embrayage.

## DNB 406



Tek Beden / One Size / Taille Unique



**(TR) Bandajlı Ayak Bilekliği**

Endikasyon : Şiddetli burkulmalar, Nöropatilerde ayak etkilenmiş ise, Ödem, Kronik ligament zayıflıklarında, DVT kontrendike durumlarda, bazı romatizmal durumlarda akut veya kronik olarak kullanılabilir.  
Ürün Yapısı : Velcro sargılar ile basınç ayar yapılabilir. Hava alabilen delikli neopren kumaş.  
Çapraz sargılar ile yükseklik ayar yapılabilir. S-M, M-L ile L-XXL bedenleri mevcuttur.

**(GB) Bandaged Ankle Brace**

Indications : Hardly sprains, neuropathy in feet is affected, edema, chronic ligament weakness, some situation that contraindicated as DVT, rheumatic cases as acute or chronic term.  
Product Structure : It is able to get Velcro windings with pressure adjustment. It is quite comfortable to use. With height adjustment can be done cross-windings. S-M, M-L and L-XXL sizes are available.

**(FR) Chevillière Strapping**

Indication : La défaite de la jambe des la neuropathie Des lacunes chroniques des ligaments, Phases réadaptation sportive  
Caractéristique : Renfort articulaire avec des sangles élastiques.

**— HB 5003**



S-M	M-L	L-XXL
20-	22-	26-
24	26	31



**(TR) Bandajlı + Destekli Ayak Bilekliği**

Endikasyon : Spor yaralanmalarında koruyucu amaçlı, ayak bileği distorsiyonlarında destek amaçlı, ağırlı durumlarda, ödem, nöropatilerde ayak etkilenmiş ise achil dejenerasyonlarında post-op.  
Ürün Yapısı : Hava alabilen delikli neopren kumaş. Balen sayesinde hareket kısıtlanmadan destek sağlanır.  
Bağcıklar mevcuttur. S ile XXL bedenleri mevcuttur.

**(GB) Bandaged and Supported Ankle Support**

Indications : Sports injuries, preventive purpose, ankle distortion in support, painful cases, edema, neuropathies on foot affected cases of achill degenerations.  
Product Structure : Air permeable, the surface textured neoprene fabric. Thanks to unrestricted movement can be provided in support of rods with. Shoelace are available. S to XXL sizes available.

**(FR) Orthèse de Lacet Pour Stabilisation de la Cheville**

Entorses bénignes, moyenne et grave des ligaments latéraux. Laxité chronique Reprise du sport  
Caractéristique : Tissu néoprène avec des lacets, Renfort latéraux pour assurer la stabilité de la cheville, sangles permettant d'optimiser l'action de renfort.

**— HB 5005**



S	M	L	XL	XXL
20-22	22-24	24-26	26-28	28-
				31



**(TR) Plastik Balenli Ayak Bilekliği**

Endikasyon : Malleol dejenerasyonlarında koruma, fraktür cerrahi öncesi ve sonrası, hematoma geri emilimi destekleyici, ligament desteği gereken durumlarda, ayak bileği distorsiyonlarında.  
Ürün Yapısı : Hava alabilen delikli neopren kumaş. Plastik baleni ile stabilizasyon sağlar. S ile XXL bedenleri mevcuttur.

**(GB) Ankle Support With Plastic - Backed**

Indications : Malleolus degenerations, protection, pre and post surgery for fractures, hematoma absorption, supportive back to support, distortion of ankle ligaments.  
Product Structure : Lyc supreme fabric. Towel fabric. It can take air in the middle it has neoprene fabric, there. Are plastic rod with stabilization provides. S to XXL sizes available.

**(FR) Chevillière Avec Baleine en Plastique**

Indication : La protection pour les dégénération des malléoles, avant et après de la chirurgie de fracture, le soutien pour la réabsorption d'hématome, en cas de nécessité de soutien de ligament, en distorsions de cheville.  
Structure du produit : Le tissu perforé en néoprène et respirant. Il fournit la stabilisation avec la baleine en plastique. Les tailles existent entre S et XXL.

**— HB 5006**



S	M	L	XL	XXL
20-22	22-24	24-26	26-28	28-
				31

## Ayak Bileklikleri Ankle Brace / Chevillières



### (TR) Hallux - Valgus Gece Ateli

Endikasyon : Halluks valgus deformitesi, baş parmağın stabil durmasını gerektiren diğer romatizmal hastalıklarda akut dönemde.

Ürün Yapısı : Yüzeyi velkro tutucu yapışabilme özelliğine sahiptir. «ç ksm» havlu kumaştır. Ortasında sünger doku desteği bulunmaktadır. Sağ ve sol bedenleri bulunmaktadır.

### (GB) Hallux - Valgus Night Splints

Indications : Hallux valgus deformity, the thumb stabilization, other rheumatic disease in acute period.

Product Structure : Surface Velcro holder has the ability to the inner parts of the sticking towel fabric.

In the middle of sponge texture support. Left-right body available.

### (FR) Attelle de Nuit Pour Hallux Valgus

Indication : La déformation de Hallux Valgus, pendant la période aigue des autres maladies rhumatismales qui nécessitent que l'orteil reste stable.

Structure du produit : La surface se colle avec le velcro L'intérieur est en tissu éponge. Il existe le soutien de texture éponge au milieu. Il existe des tailles droite et gauche.

## — HB 5010



20-30 cm

Tek Beden / One Size / Taille Unique



### (TR) Hallux - Valgus Gece Ateli

Endikasyon : Ayak baş parmağın laterale deviasyonunun engellenmesi gereken durumlarda, uyku esnasında.

Ürün Yapısı : Organik pamuk interlok üst düzey kumaş. Hava alabilen delikli neopren kumaş.

Plastik tutucu. Sağ ve sol bedenleri bulunmaktadır.

### (GB) Hallux - Valgus Night Splints

Indications : Foot thumb in cases of deviation must be blocked laterally, During sleep.

Product Structure : Organic cotton interlock fabric, high level neoprene fabric the plastic keeper.

Left-right body available.

### (FR) Attelle de Nuit Pour Hallux Valgus

Indication : La déformation de Hallux Valgus, pendant la période aigue des autres maladies rhumatismales qui nécessitent que l'orteil reste stable.

Structure du produit : La surface se colle avec le velcro L'intérieur est en tissu éponge. Il existe le soutien de texture éponge au milieu. Il existe des tailles droite et gauche.

## — HB 6010



20-30 cm

Tek Beden / One Size / Taille Unique



### (TR) Hallux - Valgus Gece Ateli Bandajı

Endikasyon : Ayak baş parmağın laterale deviasyonunun engellenmesi gereken durumlarda uyku esnasında.

Ürün Yapısı : Elastik, metatars bölgesini terletmeyen havlu kumaş. Ayakkabı için kullanıma uygun.

Sağ ve sol bedenleri bulunmaktadır.

### (GB) Hallux - Valgus Night Splint Bandage

Indications : The foot thumb in cases of deviation must be blocked laterally.

Product Structure : Elastic and antiperspirant at the metatarsal area. Left-right body available.

### (FR) Bandage d'Attelle de Nuit Pour Hallux Valgus

Dans les cas d'empêchement de déviation latérale de l'orteil, pendant le sommeil.

Structure du produit : Le tissu éponge élastique qui ne fait pas transpirer la zone de métatars.

Convenable à utiliser dans les chaussures. Il existe des tailles droite et gauche.

## — HB 7010



Tek Beden / One Size / Taille Unique



**(TR) Air Cast Ayak Bileği Stabilizasyon Ortezi**

Endikasyon : Ayak stabilizasyonu, spor aktivitelerinde, malleol dejenerasyonlarında koruma amaçlı, kırıklarda alç sonrası Plantar fleksiyona minimal düzeyde izin verir.  
Ürün Yapısı : içerisinde kompresyon destekli ped bulunur. «ç ksm» havlu kumaştır. Sünger destek bulunur.

**(GB) Air Cast Ankle Stabilizing Orthosis**

Indications : Foot stabilization, sports activities, malleolus degenerations for protection, post cast on fractures. It allows of plantar flexion by minimal levels.  
Product Structure : It is located in the inner part of the compression pad support towel fabric. Pvc material, sponge support.

**(FR) Attelle de Cheville**

Indication : Stabilisation de la cheville, entorse ligament antérieur talo-fibulaire suite de fractures malléolaires  
Relais post ablation plâtre  
Caractéristique : 2 coques rigides amovible pourvue d'un coussinet intérieur en mousse, elle dispose d'un système de réglage au niveau de la cheville et d'une fermeture en velcro pour l'immobilisation medio-latérale de l'articulation tibio-tarsienne.

**— AB 01**



Tek Beden / One Size / Taille Unique



**(TR) Alç Ayakkabısı**

Endikasyon : Alçla ayakla yürümeyi kolaylaştırmak, alç tabanın kırılmasını ve kaymasını engellemek için kullanılır.  
Ürün Yapısı : Taban poliüretan malzemeden yapılmıştır. 4 ayır beden olarak üretilmektedir.

**(GB) Plaster Shoes**

Indication : It is been used to make easier to walk with plaster, to avoid for the plaster to get dirty and slip.  
Product Structure : Manufactured polyurethane material. It is available for 4 sizes.

**(FR) Chausson a Plâtre**

Indication : Faciliter la marche avec le gypse pied éviter la contamination et le glissement  
Caractéristique : Un tissu tricote crée un soutien maximale avec des spirale sur les cotés, un tampon de silicone sur la rotule et deux sangles.

**— AB 05B**



S	M	L	XL
35-37	38-40	41-43	44-46



**(TR) Polikarbon Ayak Bileği Rotasyon Ortezi (Footguard)**

Endikasyon : Ayak bileği distorsiyonlarında, fraktür cerrahi öncesi ve sonrası, hassas ödem, kronik ağrı, ayak stabilizasyonu, yoğun bakım hastaları.  
Ürün Yapısı : Termo plastik malzeme. Yüzeysel velcro tutucu yapılabilmektedir özelliğine sahiptir. «ç ksm» havlu kumaş. T plastik bandıyla ayak bileği rotasyonunu önlemektedir.

**(GB) Polycarbonate Ankle Rotation Orthosis (Footguard)**

Indications : Ankle distortion, surgery for fractures, sensitive edema, foot stabilization, in ICU patients.  
Product Structure : Thermo-plastic material. Surface Velcro holder has the ability to the inner parts of the stick. Terry cloth. Prevents rotation of the ankle with the plastic band.

**(FR) Orthèse Articulée Pied et Cheville**

Indication : Contrôle la rotation du membre inférieur (position neutre-rotation interne ou externe Attelle pour contrôler la position des extrémités inférieures chez les patients alités pendant la longue période (unités de soin intensif) Comme système de prévention des difformités chez les patients alités (prévention). Hémiplégie, paralysie du membre inférieur douleur chronique de la fasciite plantaire.

**— AB 13**



S	M	L
34-37	38-41	42-45

# Ayak Bileklikleri Ankle Brace /Chevillières



## (TR) Refleks AFO

Endikasyon : Hemipleji, cerebral palsy, MS, parkinson, tibialis anterior kası defektleri, spastisite, kontraktür, tendon ameliyatlarındaki Post-op.

Ürün Yapısı : Ayak bileğini nötral pozisyona sabitler. 90 derecede sabittir. Termoplastik malzemenin yapılmıştır. 37-44 arası numaralar mevcuttur. Sağ ve sol seçenekleri vardır.

## (GB) Reflex AFO

Indication : Hemiplegia, cerebral palsy, MS, parkinson, tibialis anterior muscle defects, spasticity, contracture, tendon surgery, Post-op immobilization.

Product Structure : Foot in natural position your wrist has a fixed position on 90 degrees. Made of thermoplastic material. 37-44 numbers are available. There are left and right options.

## (FR) Releveur de Pied

Indication : Hémiplégie causée par accident vasculaire cérébral. Séquelles de paralysie flaccides Une limitation de la dorsiflexion du pied, Rétractions du tendon d'Achille en paralysie cérébrale de l'enfant Lésion du nerf sciatique poplitée externe. Caractéristique : L'orthèse anti-équino est fabriquée en thermoplastique, grâce à sa conception il stabilise la cheville d'une position neutre et une fixation à 90° évite la tombée du pied. Existe droit et gauche.

### AB 18



S	M	L	XL
37-38	39-40	41-42	43-44



## (TR) Plantar Fasiit Gece Ateli

Ayak bileğini koruyan hafif polipropilen gece ateli ayağı gece boyunca dorsifleksiyonda tutar. Süngerli kumaş ile yumuşak bir konfor sağlar. Plantar fasiit ağrısını hafifletmek için idealdir. Sağ ve sol ayak için uygundur. S-M ile L-XXL bedenleri mevcuttur.

## (GB) Plantar Fasciitis Night Splint

Light weight polypropylene night splint maintains ankle and foot in dorsiflexion throughout the night.

Soft foam with air pad over dorsum for additional comfort, ideal to relieve plantar fasciitis pain. Suitable for left and right foot S-M and L-XXL sizes are available.

## (FR) Attelle de Nuit Fasciite Plantaire

Attelle de nuit légère en polypropylène maintient la cheville et le pied en dorsiflexion tout au long de la nuit.

Mousse souple avec coussin d'air sur le dos pour confort supplémentaire Idéal pour soulager la douleur de la fasciite plantaire. Convient pour le pied gauche et droit

### AB 20



S-M	L-XXL
37-40	41-44



## (TR) ROM Walker (Havalı Derece Ayarlı Ayak Ortez)

Endikasyon : Bağı dokusu ve tendon cerrahisi post-op, tibia ve fibula kırıkları cerrahisi post-op, ayak kemikleri kırıkları konservatif tedavisinde, Achill tendon dejenerasyonlarında fizyoterapi, tendon dislokasyonu, düşük ayak, cerebral palsy, ayak bileği kontraktürleri. Ürün Yapısı : ç kumaş havlu kumaş. Ortasında sünger doku ve yüzeyi velcro tutucu yapılabilmektedir. S-M-L-XL bedenleri mevcuttur.

## (GB) ROM Walker (Air Pouch Degrees Adjustable Foot Orthosis)

Indications : Connective tissue and tendons surgery post-op, the tibia and fibula fracture surgery post-op, fractures of the bones in the foot, in tendon degeneration of achill, cerebral palsy, ankle contractures.

Product Structure : Towel fabric, the Interior is in the middle of sponge textures and surface Velcro holder has the property of paste. S-M-L-XL sizes are available.

## (FR) ROM Walker Marcheur (Appareil Orthétique à Réglage de Niveau et à Air)

Indication : Le post-op de chirurgie de tissu conjonctif et de tendon. Le post-op des fractures de tibia et de fibule. En traitement conservatif des fractures des os de pied. En dégénération de tendon d'Achille, en physiothérapie, en dislocation de tendon, en pied tombant, en paralysie cérébrale, les contractures de cheville. Structure du produit : L'intérieur est en tissu éponge. Il possède la texture éponge au milieu, et la surface se colle avec le velcro. Il existe de tailles S-M-L-XL.

### HB 5051

### HB 5052



S	M	L	XL
36-37	38-40	41-44	45-48

Vita+Schutz®  
Protects your life.

Ayak Saęlık Ürünleri  
Foot Care Products  
*Produits de Soins Pour Pied*

# Ayak Sağlık Ürünleri

Foot Care Products / Produits de Soins Pour Pied

**Vita+Schutz**<sup>®</sup>  
Protects your life.



## (TR) Silikon Tabanlık (Ark Yüksek)

Endikasyon : Pes cavus, Epin calcaneien, Plantar fasit, Topuk ağrıları, Diğer ark anomalileri.  
Ürün Yapısı : %100 Silikon. Mavi bölgeler bas ve kerastoz desteği amaçlı yumuşatılmıştır.  
35 ve 46 numaralar arası mevcuttur.

## (GB) Silicone Insoles (Arc High)

Indications : Pes cavus, Epin calcenien, Heel pain, Plantar fascia, Other anomalies.  
Product Structure : 100% Silicone. Anti-aliased and keratoses on the Blue zones support purposes. 35 and 46 numbers is available from. One pair.

## (FR) Semelles en silicone (arc élevé)

Indication : Pes cavus, Épine calcanéen, Façade plantaire, Douleurs de talon, Autres anomalies d'arc.  
Structure du produit : 100% silicone. Les parties en bleu sont adoucies pour le soutien à la pression et à la kératose. Les pointures existent entre 35 et 46.

**- SS 001**

Ayakkabı No.	Shoe	XS	S	M	L	XL	XXL
		35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46

Size



## (TR) Silikon Tabanlık

Endikasyon : Fat pad, Pes cavus, Epin calcaneien, Plantar fasit, Topuk ağrıları, Diğer ark anomalileri.  
Ürün Yapısı : %100 Silikon, Mavi bölgeler bas ve kerastoz desteği amaçlı yumuşatılmıştır. Günlük kullanıma uygun tasarlanmıştır. 34 ve 46 numaralar arası mevcuttur.

## (GB) Silicone Insoles

Indications : Fat pad, Pes cavus, Epin calcenien, Heel pain, Plantar fascia, Other anomalies.  
Product Structure : 100% Silicone. Anti-aliased and Keratoses on the Blue zones support purposes.  
Suitable for everyday use designed 34 and 46 are available between the numbers.

## (FR) Semelle en silicone

Indication : Tatalgie, Bursite Métatarsalgie, Epine calcanéen, Fasciite plantaire Pied diabétique, Pieds douloureux ayant une intervention chirurgicale Pratique de sport  
Caractéristique : Semelles en silicone, viscoélastique avec appuis métatarsien et calcanéen, à densité différente, avec appui rétro capital.

**- SS 004**

Ayakkabı No.	Shoe	S	M	L	XL	XXL
		34-36	37-39	40-42	43-45	46

Size



## (TR) Mantar Tabanlık

Endikasyon : Fat pad, Pes cavus, Epin calcaneien, Plantar fasit, Topuk ağrıları.  
Ürün Yapısı : Alt kısım mantar dolgu üst kısım deri kaplama. 34 ile 47 arası 7 boyu vardır.

## (GB) Cork Insoles

Indications : Fat pad, Pes cavus, Epin calcenien, Heel pain, Plantar fascia.  
Product Structure : Cork padding on the lower part and leather cover on the upper part.  
34-47 sizes are available.

## (FR) Mantar Tabanlık

Endikasyon : Fat pad, Pes cavus, Epin calcaneien, Plantar fasit, Topuk ağrıları.  
Ürün Yapısı : Alt kısım mantar dolgu üst kısım deri kaplama. 34 ile 47 arası 7 boyu vardır.

**- SS 010**

Ayakkabı No.	Shoe	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
		34-35	36-37	38-39	40-41	42-43	44-45	46-47

Size





(TR) Çelik Tabanlık

Endikasyon : Pes Planus, Pes Cavus, Metatarsalji, Epin Calcaneien.  
Ürün Yapısı : Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik köprü ile desteklenmiştir.  
Doğal köseleden üretilmiştir. 34 ile 46 arası değişen 13 boyu vardır.

(GB) Steel Insoles

Indications : Pes Planus, Pes Cavus, Metatarsalgia, Epin Calcaneien.  
Product Structure : Height-adjustable stainless steel supported with bridge.  
Maintains the elasticity and dynamics for a long time. 34-46 sizes are available.

(FR) Semelle pour pied plat

Indication : Les pieds plats constituent une difformité où la voûte plantaire s'effondre ou presque étant en contact avec la surface du sol en ce cas des douleurs à la cheville, au talon aux genoux ou dans le bas du dos.  
Caractéristique : Semelle en cuir avec un pont en acier.

■ SS 020

Ayakkabı  
No. Shoe  
Size

34 ile 46 arası 13 boy / 34 to 46 numbers 13 size



(TR) UCBL Tabanlık

Endikasyon : Pes Planus, Lateral ve medial ark bozuklukları.  
Ürün Yapısı : Polietilen malzeme. 18 ile 45 numara arası değişen 28 boyu mevcuttur.

(GB) UCBL Insoles

Indications : Pes Planus, Lateral and medial arch disorders.  
Product Structure : Polyethylene material. Changing from 18 to 45 numbers also available throughout.

(FR) Semelles UCBL

Indication : Pes planus, Déformations d'arc latérales et médiales.  
Structure du produit : Matériel en polyéthylène. Il existe 28 pointures entre 18 et 45.

■ SS 025

Ayakkabı  
No. Shoe  
Size

18 ile 45 arası 28 boy / 18 to 45 numbers 28 size



(TR) Silikon Topukluk

Endikasyon : Topuk stabilizasyonu, Epin calcanei, Sever hastalığı (Avasküler Nekroz), Aschill tenosinovit.  
Mavi bölge bası ve kerastoz desteği amaçlı yumuşatılmıştır.  
Ürün Yapısı : %100 silikondan imal edilmiştir.

(GB) Silicone Heel Cushions

Indications : Heel stabilization, Epin calcanei, Sever's disease (presence of avascular Necrosis), Aschill tenosynovitis.  
Product Structure : 100% silicone manufactured.

(FR) Talonnette en silicone

Indication : La stabilisation de talon, Épine calcanéen, Nécrose avasculaire, Ténosynovite d'Achille.  
Structure du produit : Il est produit en 100% de silicone.

■ SS 002

Ayakkabı  
No. Shoe  
Size

S M L  
35-38 39-42 43-45

# Ayak Sağlık Ürünleri

Foot Care Products / *Produits de Soins Pour Pied*

**Vita+Schutz**<sup>®</sup>  
Protects your life.



## (TR) Epin Topukluk

Endikasyon : Topuk dikenini (Epin kalkaneus), Calcaneus deformiteleri, Topuk ağrıları.  
Ürün Yapısı : Poliüretan malzeme. 3 boyu mevcuttur.

## (GB) Epin Heel Cushions

Indications : Heel spurs (Epin kalkaneus), Calcaneus deformities, Heel pain.  
Product Structure : Polyurethane material. 3 also available throughout.

## (FR) Talonnette pour épine

Indication : Épines calcanéennes, Déformations calcanéennes, Douleurs de talon.  
Structure du produit : Matériel en polyuréthane. Il existe 3 tailles.



## - SS 009

Ayakkabı No.	Shoe	S	M	L
		35-38	39-42	43-45

Size



## (TR) Silikon Parmak Arası Makarası

Endikasyon : Halluks valgus vb. Parmak deformiteleri.  
Ürün Yapısı : Baş parmak ve ikinci parmak arası için tasarlanmıştır. %100 silikondan imal edilmiştir.

## (GB) Silicone Toe Separator

Indication : Hallux valgus, Etc. toe deformities.  
Product Structure : Thumb and second finger is designed for. 100% silicone manufactured.

## (FR) Séparateur d'orteil en silicone

Indication : Les déformations des orteils comme Hallux Valgus, etc.  
Structure du produit : Il est conçu pour séparer le gros orteil et le deuxième orteil.



## - SS 005

Ayakkabı No.	Shoe	S	M
		35-38	39-44

Size



## (TR) Silikon Metatars Yastığı

Endikasyon : Metatars başı aseptik nekrozu, Pençe parmak, Rijidite, Metatarsalji, Metatars ağrısı olduğu durumlar. Sağ ve solu vardır. 2 boyu mevcuttur.

## (GB) Silicone Metatarsal Pad

Indications : The metatarsal head aseptic necrosis, Talon fingers, Rigidity, Metatarsalgia, painful situations on metatarsia.  
It is available in right and left sizes. 2 also available throughout.

## (FR) Coussin en silicone de métatarse

Indication : Nécrose aseptique de tête de métatarse, Orteil en griffe, Rigidité, Métatarsalgie, Douleurs en raison de métatarse. Il existe pour la droite et gauche. Il existe 2 tailles.

## - SS 006

Ayakkabı No.	Shoe	S	M
		35-38	39-44

Size



— **SS 032**

Tek Beden / One Size / Taille Unique

Silikon Halluksvalgus ve  
Bunion Koruyucu Ped  
Silicone Halluks Valgus Pad  
Coussin protecteur en silicone pour  
Hallux Valgus et Bunion (oignon)



— **SS 032 A**

Tek Beden / One Size / Taille Unique

Silikon Halluksvalgus ve  
Bunion Koruyucu Ped  
Silicone Halluks Valgus Pad  
Coussin protecteur en silicone pour  
Hallux Valgus et Bunion (oignon)



— **SS 033**

Sa€-Sol / Right - Left / One Pair

Silikon Çekiç Parmak Yastı  
Mallet Finger Pad  
Coussin marteau en silicone  
pour orteil



— **SS 034**

Tek Beden / One Size / Taille Unique

Silikon Halkalı Metatarsal Ped  
Silicon Metatarsal Ring Pad  
Coussin en silicone à anneau pour métatarse



— **SS 035**

Tek Beden / One Size / Taille Unique

Silikon Kamalı Metatarsal Ped  
Foreland Metatarsal Pad  
Coussin en silicone à clavette pour métatarse



— **SS 036**

Tek Beden / One Size / Taille Unique

Serçe Parmak Koruyucu Ped  
Toe Corrector  
Correcteur d'orteils



— **SS 037**

Tek Beden / One Size / Taille Unique

Silikon Topuk Çorabı  
Silicon Heel Protector  
Protecteur de Talon

Vita+Schutz®  
Protects your life.

Dizlikler ve Baldırlıklar  
Knee Brace and Crural Brace  
*Genouillères et Jambières*

## Dizlikler ve Baldırlıklar

### Knee Brace and Crural Brace / Genouillères et Jambières



#### (TR) Elastik Basit Dizlik

Endikasyon : Diz yaralanmalarında, Lokal iltihaplanmalarda, Dejenere olmuş eklem yerindeki hastalıklarda, Kronik ağrılarda, ameliyat sonrası rehabilitasyon devresinde ve spor aktivitelerinde kullanılır.  
Ürün Yapısı : Velkro tutan yapışabilme özelliği olan hava alabilen delikli Neopren kumaş. Havlu kumaş destekli.

#### (GB) Elastic Knee Bandage

Indications : Used in cases of knee injuries, Local inflammations, Degenerative joint disorders, Chronic pain and during post-operative rehabilitation phases and sports activities.  
Product Structure : Velcro that holds the paste property is towel fabric that can receive air support neoprene fabric.

#### (FR) Genouillère simple élastique

Indication : Il est utilisé en blessures de genou, en inflammations locales, en maladies sur l'articulation dégénérée, en douleurs chroniques, pendant le période de réhabilitation après l'opération, et dans les activités sportives.  
Structure du produit : Le tissu perforé en néoprène et respirant qui a le caractère d'attache en velcro.  
Soutenu par le tissu éponge.

**HB 5102** | 24-46 cm  | Tek Beden / One Size / Taille Unique



#### (TR) Yün Dizlik


Endikasyon : Sıcaklık ve kompresyon gereken durumlar, Ağrı, Spor sakatlıkları ve uygulama alanları, Geriatrik rehabilitasyon.  
Ürün Yapısı : Akrilik kumaştan üretilmiştir. S ile XXXL arası bedenleri mevcuttur.

#### (GB) Wool Knee Support

Indications : Conditions requiring warmth and compression, Pain, Sports injuries and application areas, Geriatric rehabilitation.  
Product Structure : It is made of acrylic fabric. Available in sizes from S to XXXL.

#### (FR) Genouillère en laine

Indication : Les cas qui nécessitent la température et la compression, la douleur, les estropies sportives, les domaines d'utilisation pour la réhabilitation gériatrique.  
Structure du produit : Il est produit à partir du tissu en laine. Il existe des tailles entre S et XXXL.

**WK 01** | cm  | S 24-26 M 33-36 L 36-39 XL 39-42 XXL 42-45 XXXL 45-48



#### (TR) Yün Dizlik

Endikasyon : Sıcaklık ve kompresyon gereken durumlar, Ağrı, Spor sakatlıkları ve uygulama alanları, Geriatrik rehabilitasyon.  
Ürün Yapısı : Develi akrilik kumaştan üretilmiştir. Dolaşım hızlandırıcı gözenekleri mevcuttur. S ile XXXL arası bedenleri mevcuttur.

#### (GB) Camel Knee Support

Indications : Conditions requiring warmth and compression, Pain, Sports injuries and application areas, Geriatric rehabilitation.  
Product Structure : Circulation accelerator pores are available. From camel acrylic fabric. Available in sizes from S to XXXL.

#### (FR) Genouillère en laine

Indication : Les cas qui nécessitent la température et la compression, la douleur, les estropies sportives, les domaines d'utilisation pour la réhabilitation gériatrique.  
Structure du produit : Il est produit à partir du tissu en laine de chameau. Il possède des stomates qui accélèrent la circulation. Il existe des tailles entre S et XXXL.

**WK 02** | cm  | S 24-26 M 33-36 L 36-39 XL 39-42 XXL 42-45 XXXL 45-48



(TR) Üst Baldırlık

Endikasyon : Basit lif kopmalarında, AĖr, Gastro kasların desteklenmesi, Spor aktiviteleri.  
Ürün Yapı : Özel tasarım sayesinde hava alabilen delikli neopren kumaştır.  
Yüzeyi velkro tutucu yapılabilmektedir.

(GB) Upper Calf Support

Indication : Simple disbondages, Pain, Gastro muscle supporting, Sport activities.  
Product Structure : Thanks to the special design of air permeable do that can receive is neoprene fabric.  
Surface Velcro holder has the property paste.

(FR) Jambière Haut

Indication : En ruptures simples des fibres, la douleur, le soutien de muscles abdominales, les activités sportives.  
Structure du produit : Grace à sa conception spéciale, c'est le tissu perforé en néoprène et respirant.  
La surface qui a le caractère d'attache en velcro.

■ HB 5105

cm



Tek Beden / One Size / Taille Unique



(TR) Alt Baldırlık

Endikasyon : Kas lifi rüptürleri, AĖr, Gastro bölgesi stabilizasyonu Kronik ödem, Is ve kompresyon.  
Ürün Yapı : Velkro tutan yapılabilmektedir özelliği olan hava alabilen delikli Neopren kumaş. Havlu kumaş destekli.

(GB) Lower Calf Support

Indications : Muscle fiber ruptures, Chronic edema, Pain, Heat and compression Gastro zone stabilization.  
Product Structure : Velcro that holds the paste property is towel fabric that can receive air support neoprene fabric.

(FR) Jambière Bas

Indication : Les ruptures des fibres musculaires, la douleur, la stabilisation de zone abdominale, l'œdème chronique, la température et la compression.  
Structure du produit : Le tissu perforé en néoprène et respirant qui a le caractère d'attache en velcro.  
Soutenu par le tissu éponge.

■ HB 5101

cm



Tek Beden / One Size / Taille Unique



(TR) Standart Dizlik

Endikasyon : Ödem, Post-op, Koruma amaçlı, Diz bölgesinde aĖr.  
Ürün Yapı : Lyc supreme dokulu. Neopren kumaş. Ç ksm havlu kumaştır.

(GB) Standard Knee Brace

Indications : Edema, Post-op, For protection, pain in the knee area.  
Product Structure : Can take Air textured. Lyc supreme neoprene fabric. The inside is a towel fabric.

(FR) Genouillère standard de sport

Indication : Protection de genou Prévention des douleurs  
Caractéristique : Tissu néoprène très confortable pour un traitement optimal de lo pathologie de genou.

■ DNB 419

24-46  
cm



Tek Beden / One Size / Taille Unique

## Dizlikler ve Baldırlıklar

### Knee Brace and Crural Brace / Genouillères et Jambières



**(TR) Standart Patella Destekli Dizlik**

Endikasyon : Diz bölgesinde ağrı, Koruma, Patella kaymalar, Menisküs, Artroskopik durumlar, Eklem içi sıvı artışı.  
Ürün Yapısı : Yüzeyi velkro tutucu yapılabilmeye özelliğine sahip hava alabilen delikli neopren kumaş.  
Patellar destek ve boyut ayarlanabilirliği vardır.

**(GB) Standard Patella Supported Knee Brace**

Indications : Pain in the knee area, protection, Patella shifts, Meniscus, Arthroscopic situations Increase in joint fluid.  
Product Structure : Surface velcro holder has the ability to the inner parts of the paste towel fabric.  
Construction and has patellar support, size adjustable.

**(FR) Genouillère ligamentaire néoprène**

Indication : Arthrite, Arthrose Traitement post - chirurgical, rééducation. Toute pathologie du genou quelle nécessite décharger la rotule.  
Caractéristique : En néoprène de 2mm et avec des propriétés thermiques qui soulagent la douleur e, favorisent la récupération et le maintien de la flexibilité des articulations.

**HB 5104**

24-46  
cm



Tek Beden / One Size / Taille Unique



**(TR) Patellar Tendon Bandajı**

Endikasyon : Patellar tendona mekanik destek gereken durumlar.  
Ürün Yapısı : İç kısmı havlu hava alabilen delikli neopren kumaştır.

**(GB) Patellar Tendon Bandage**

Indications : Conditions that require mechanical support to the patellar tendon.  
Product Structure : Towels and inner part of air permeable that can get perforated neoprene fabric.

**(FR) Bandage rotulien néoprène**

Indication : Le bandage rotulien néoprène amortit les vibrations, et prévient la tendinite rotulienne.

**HB 5106**

24-46  
cm



Tek Beden / One Size / Taille Unique

**HB 5106 M**

cm



Mıknatıslı Modeli / With Magnet / Modèle avec aimant



**(TR) Patella Tespit Bandajı Dizlik**

Endikasyon : Patella alttan desteklemek amacıyla tasarlanmış olup, sporcularda ve özellikle 14-16 yaşlarındaki çocukların Osgood Schlatter rahatsızlıklarında ve patellar tendinit durumlarında kullanılır.  
Ürün Yapısı : Hava alabilen delikli neopren kumaş, S ile XXL arası bedenleri mevcuttur.

**(GB) Knee Support With Detect Patellar Bandage**

Indications : Designed especially for supporting the patella from beneath, this range offers valuable use in the treatment of children in an range of 14 to 16 years and Osgood-Schlatter disease and in cases of patellar tendinitis.  
Product Structure : It's made from air permeable neopren fabric. Available in sizes from S to XXL.

**(FR) Strapping genou avec appui rotulienne**

Indication : Soutien le bas de la rotule, Tendinite  
Caractéristique : Tissu néoprène respirant.

**HB 5107**

cm



S	M	L	XL	XXL
30-33	33-36	36-39	39-42	42-45



**(TR) Standart Fleksible Balenli Patella Destekli Dizlik**

Endikasyon : Genu rekurvatum, Hemipleji,  
Kısmi genu varum ve valgus, Çapraz ligament kopmaları ve yaralanmaları, Menisküs ve burkulma.  
Ürün Yapısı : Medial-Lateral bölümler ikiye adet spiral çelik yay ile desteklenmiştir. Hava alabilen delikli neopren kumaştır. Yüzeyi velcro tutucu yapılabilmektedir özelliğine sahiptir.

**(GB) Standard Flexible Padded Knee Support**

Indications : Genu varum and genu valgus, Hemiplegia, Partial rekurvatum, Cross ligament rupture and injury, prains, Meniscus.  
Product Structure : Medial-Lateral sections are supported with the spiral steel spring two each.  
Surface Velcro holder has the ability to air permeable the inner parts of paste towel fabric.

**(FR) Genouillère ouverte**

Indication : Inflammation des ligaments en première phase arthrose légère. Arthrite post traumatique et post opératoire.  
Sensation d'instabilités rotulienne et ou medio-latérale  
Caractéristique : Tissu néoprène avec un coussinet rotulien, et stabilisateur latéraux des deux coté pour éviter quelle se roule.

— **HB 5110** | 24-46 cm |  | Tek Beden / One Size / Taille Unique



**(TR) Standart Çelik Eklemlı Patella Destekli Dizlik**

Endikasyon : Çapraz bağ ligamentleri post-op ve öncesi, Menisküs dejenerasyonu, Bazı romatizmal hastalıklar (osteoartrit gibi). Ürün Yapısı : Yanlarda menteşeler, alt ve üst kısımlarında ayarlanabilir velcro bantlar vardır. Yapısı hava alabilen delikli neopren kumaş.

**(GB) Standard Steel Articulated Knee Brace**

Indications : Cruciate ligament ligament are post-op and pre, Meniscus degeneration, certain rheumatic diseases (such as osteoarthritis).  
Product Structure : On the sides of the upper and lower parts of the hinges, adjustable velcro tapes provides full support with string. It's made from air permeable neopren fabric.

**(FR) Genouillère arme**

Indication : Laxités chronique Entorses moyennes et graves Reprise d'activité  
Caractéristique : Tissu néoprène avec des barres métalliques.

— **HB 5111** | 24-46 cm |  | Tek Beden / One Size / Taille Unique



**(TR) İmmobilizer**



Endikasyon : Bacağın ve dizin sabitlenmesi gereken her durumda kullanılır. Tam immobilizasyon sağlar.  
Ürün Yapısı : Patella altından 2, patella üstünde 2 olmak üzere toplam dört noktadan velkrolar ile sıkılık ayar yapılabilmektedir. Özel velcro tutan süngerli kumaştan imal edilmiştir. Standart beden olup, 40-50-55-60-65 cm yükseklikleri mevcuttur.

**(GB) Immobilizer**

Indications : Fixing the leg and directory should be used in each case. Provides full immobilization.  
Product Structure : 2 under the patella, patella on 2 for a total of four-point Velcro fastening with firmness adjustment can be made. Custom Velcro holding the sponge is made of cloth. Standard size is 40-50-55-60-65 cm height are available.

**(FR) Immobilisateur**

Indication : Fractures Maintien pré et post opératoire. Lésion des ligaments croisés. Caractéristique : Attelle d'immobilisation du genou réglable avec 5 panneaux.

— **HB 5117** | 24-46 cm |  | Tek Beden / One Size / Taille Unique |  40 - 50 - 55 - 60 - 65 cm



# Dizlikler ve Baldırlıklar

Knee Brace and Crural Brace / Genouillères et Jambières

Vita+Schutz®  
Protects your life.



## (TR) Mentşeli (Aç> Ayarlı) Uzun Dizlik

Endikasyon : Kollateral baę yaralanmalarında, Artroz gibi romatizmal durumda, Genu recurvatumda, Kollateral baę operasyonlarında Post-op dönemde Total implant ameliyatlarında, Felç, Diz kontraktürleri.  
Ürün Yapısı : Dizin istenilen açıda fleksiyon ve ekstansiyonunu sağlar. 0°stenirse (0) derecede dizi kilitleyebilir.  
Ayarlanabilir velcro baęlar sayesinde istenilen basıncı oluşturur ve menteşeleriyle tam destek sağlar.  
Siyah havlu ve lamineli sünger kumaştan üretilmiştir. Uzunluęu ayarlanabilir.

## (GB) Hinges (Angle Adjustable) Long Knee Brace

Indications : Collateral ligament injuries, such as rheumatic Arthritis case, Genu recurvatum collateral ligament operations in Post-op period Total implant surgery, Paralysis, Contractures of the knee.  
Product Structure : Directory provides the desired angle and extension of the flexion. If Prompted.  
(0) as you can lock the array. Adjustable velcro ties thanks to the desired pressure creates and provides full support with the hinges. Black towel and laminated foam is produced from fabric. Length is adjustable.

## (FR) Genouillère procontrol rigide

Indication : Rééducation postopératoire et post-traumatisme. Immobilisation concernant l'articulation dans des situations exigeant un parfait contrôle de flexion extension. Rupture des ligaments croisés Genu recurvatum.  
Caractéristique : Genouillère ligamentaire avec contrôle de flexion et extension Mise en place facile par une ouverture antérieure et une ouverture rotulienne de centrage.

— **HB 5116 A**

24-46  
cm



Tek Beden / One Size / Taille Unique

## Bel, Gvde ve Ggs

## Korseleri

Waist, Body and Chest Corsets  
*Corsets Pour Taille, Corps et Thorax*

# Bel, Gövde ve Göğüs

## Waist, Body and Chest Corsets / Corsets Pour Taille, Corps et Thorax

### Korseleri



#### (TR) Yün Bel Korsesi

Endikasyon : Bel ağrısı, Kronik fibrözit, Geriatrik rehabilitasyon, Günlük kullanım, Spor aktiviteleri.  
Ürün Yapısı : Akrilik kumaştan üretilmiştir. Hava alabilen tasarım, S ile XXXL arasında bedenleri mevcuttur.

#### (GB) Wool Corset

Indications : Low back pain, Chronic fibrozit, Geriatric rehabilitation, Daily use, Sport activities.  
Product Structure : It is made of acrylic fabric. Air permeable, there are sizes from S to XXXL.

#### (FR) Corset de taille en laine

Indication : La douleur en taille, la fibrose chronique, la réhabilitation gériatrique, l'utilisation quotidienne, les activités sportives.  
Structure du produit : Il est produit en laine de 1ère classe. La conception respirant. Il existe des tailles entre S et XXXL.

### - WB 01



h:26cm

S	M	L	XL	XXL	XXXL
72-81	81-91	91-101	101-112	112-125	125-134



#### (TR) Develi Bel Korsesi

Endikasyon : Bel ağrısı, Kronik fibrözit, Geriatrik rehabilitasyon, Günlük kullanım, Spor aktiviteleri.  
Ürün Yapısı : Develi akrilik kumaştan üretilmiştir. Hypoalerjik kumaş dokusu, Hava alabilen tasarım, S ile XXXL arasında bedenleri mevcuttur.

#### (GB) Camel Skin Corset

Indications : Low back pain, Chronic fibrozit, Geriatric rehabilitation, Daily use, Sport activities.  
Product Structure : It is made of acrylic fabric. Hypoallergenic fabric texture, Air permeable, there are sizes from S to XXXL.

#### (FR) Corset de taille en laine de chameau

Indication : La douleur en taille, la fibrose chronique, la réhabilitation gériatrique, l'utilisation quotidienne, les activités sportives.  
Structure du produit : Il est produit en laine de chameau de 1ère classe. La texture du tissu est hypoallergénique, la conception est respirant. Il existe des tailles entre S et XXXL.

### - WB 02



h:26cm

S	M	L	XL	XXL	XXXL
72-81	81-91	91-101	101-112	112-125	125-134



#### (TR) Abdominal Korse

Endikasyon : Ameliyat veya doğum sonrası postür desteği gereken durumlar, destekli abdominal stabilizasyon.  
Ürün Yapısı : Hava geçirgen, gözenekli misinalı elastik kumaştan üretilmiştir.  
26 cm yükseklik. Gipe lastik. S ile XXXL arasında 6 farklı ölçüde üretilir.

#### (GB) Abdominal Corset

Indications : Surgery or post-natal conditions to postural support, abdominal support stabilization.  
Product Structure : Air permeable, porous fishing line is made from fabric.  
26 cm height. Elastics. S to XXXL is produced in 6 different sizes.

#### (FR) Corset abdominal

Indication : Les cas qui nécessitent le soutien de posture après l'opération ou l'accouchement, la stabilisation abdominale soutenue.  
Structure du produit : Il est produit à partir de tissu élastique à entrailles et à stomates qui empêchent la transpiration, et sont perméables à l'air. 26 cm de hauteur. L'élastique nervuré. Entre S et XXXL. Il est produit en 6 tailles différentes.

### - HB 5239



h:26cm

S	M	L	XL	XXL	XXXL
72-81	81-91	91-101	101-112	112-125	125-134



**(TR) Abdominal Korse**

Endikasyon : Ameliyat veya doğum sonrası postür desteği gereken durumlar, abdominal stabilizasyon.  
Ürün Yapısı : Hava geçirgen, gözenekli misinali elastik kumaştan üretilmiştir.  
26 cm yükseklik. Gipe lastik. S ile XXL aras 6 farklı ölçüde üretilir.

**(GB) Abdominal Corset**

Indications : Surgery or post-natal conditions to postural support, abdominal stabilization.  
Product Structure : Air permeable, porous fishing line is made from fabric.  
26 cm height. Elastics. S to XXL is produced in 6 different sizes.

**(FR) Corset abdominal**

Indication : Les cas qui nécessitent le soutien de posture après l'opération ou l'accouchement, la stabilisation abdominale.  
Structure du produit : Il est produit à partir de tissu élastique à entrailles et à stomates qui empêchent la transpiration, et sont perméables à l'air. 26 cm de hauteur. L'élastique nervuré. Entre S et XXL. Il est produit en 6 tailles différentes.

**- HB 5240**



h:26cm

S	M	L	XL	XXL	XXXL
72-81	81-91	91-101	101-112	112-125	125-134



**(TR) Lumbostad Korse**

Endikasyon : Akut ve kronik lumbago, Siyatik sinir lezyonları, Bel fıtıkları, Romatizmal hastalıklar (AS gibi), Bel kasları güçsüzlüğü ve vertebra problemlerinde, daha yoğun stabilizasyon.  
Ürün Yapısı : 4 adet balen ekstra destek sağlar. 26 cm yükseklik. Misinali kumaştan üretilmiştir.  
S ile XXL aras bedenleri mevcuttur.

**(GB) Corsets For Lumbostad**

Indications : Acute and chronic lumbago, Sciatic nerve lesions, Rheumatic diseases (like AS), Lumbar hernia, Traumatic lumbar strain of Lumbar muscles weakness and vertebrae problems, More intense stabilization.  
Product Structure : 4 plastic-backed extra support. 26 cm height. Fishing line is made from fabric. It is available in sizes from S to XXL.

**(FR) Ceinture de contention**

Indication : Maintien abdominal et thoracique Fracture costal, un soutien continu après la chirurgie l'accouchement.  
Caractéristique : Tissu élastique, sangles additionnelles permettant de régler le niveau de maintien.

**- HB 5243**



h:26cm

S	M	L	XL	XXL	XXXL
72-81	81-91	91-101	101-112	112-125	125-134



**(TR) Göbek Fıtığı Korsesi**

Endikasyon : Silikon desteği ile fıtık olan bölgeye kompresyon sağlar. Ürün Yapısı : Hava alabilen misinali elastik kumaştan üretilmiştir. Küçük ve büyük olmak üzere 2 boyu vardır. Göbek fıtıklarında kullanılır.

**(GB) Umbilical Hernia Corset**

Indications : It makes compression of the hernia with silicon support. Product Structure : It is made of breathable fabric. Used in umbilical hernia. There are two sizes, small and large.

**(FR) Corset pour hernie de nombril**  
Indication : Il fournit la compression sur la zone où il y a l'hernie avec son soutien en silicone. Structure du produit : Il est produit à partir du tissu respirant, élastique à entrailles. Il y a 2 tailles, petite et grande. Il est utilisé pour l'hernie de nombril.



**(TR) Kolostomi Korsesi**

Endikasyon : Kolostomi vakalarında ameliyat sonrası kullanılır. Kolostomi torbasını koruma ve karın bölgesini desteklemek amacıyla kullanılmaktadır. Ürün Yapısı : Hava geçirgen, gözenekli çirtili, misinali elastik kumaştan üretilmiştir. 26 cm yükseklik. Gipe lastik. 2 farklı bedeni mevcuttur.

**(GB) Colostomy Corset**

Indications : It is used after colostomy operations. It is used to protect the colostomy bag and support the abdominal region. Product Structure : Air permeable, porous mesh elastic fishing line is made from fabric with velcro fastening. 26 cm height. Elastics. There are 2 sizes available.

**- HB 5241**

S-M	L-XXL
72-91	91-125



h:16cm

**- HB 5249**

S-M	L-XXL
81-91	112-125

# Bel, Gövde ve Göğüs

## Waist, Body and Chest Corsets / Corsets Pour Taille, Corps et Thorax

### Korseleri



#### (TR) Lumbosacral Korse

Endikasyon : Bel fıtığı, Spondilolistezis, Vertebral fraktürlerde post-op, Bel kasları güçsüzlüğü ve vertebra problemleri.

Ürün Yapısı : Hava geçirgen, gözenekli misinalı elastik kumaştan üretilmiştir. Plastik ve çelik balen desteği. 26 cm yükseklik. S ile XXXL arası bedenler mevcuttur.

#### (GB) Lumbosacral Corset

Indications : Spinal disc herniation, Vertebral fractures post-op, Spondylolisthesis, Lumbar vertebrae, Muscles weakness is used in.

Product Structure : Manufactured flexible fabric. Plastic and steel splints support. 26 cm height. Air that can pass property. S-XXXL sizes available.

#### (FR) Ceinture de soutien lombaire à rappel postural

Indication : Lombalgie Lombosciatique opéré ou non, Lombarthrose Hernie discale Faiblesse musculaire

Caractéristique : Tissu élastique aéré baleines postérieur recouvertes, renfort latéraux, fermeture velcro.

— HB 5244

cm



h:26cm

S

72-81

M

81-91

L

91-101

XL

101-112

XXL

112-125

XXXL

125-134



#### (TR) Lumbosacral Korse

Endikasyon : Bel fıtığı, Spondilolistezis, Vertebral fraktürlerde immobilizasyon.

Ürün Yapısı : Hava geçirgen, gözenekli misinalı elastik kumaştan üretilmiştir.

Torakal destek. Yükseklik 32 cm. S ile XXXL arası bedenleri mevcuttur.

#### (GB) Lumbosacral Corset

Indications : Sciatic, Spondylolisthesis, Vertebral fractures in immobilization cases.

Product Structure : Its flexible fabric. Air that can pass property.

Thoracic support. Height 32 cm. Available in sizes from S to XXXL.

#### (FR) Ceinture de soutien sacro lombaire 32 cm

Indication : Traitement pré-et post chirurgicaux Tassement étage du rachis Ostéoporose.

Caractéristique : Tissu élastique, sangles additionnelles permettant de régler le niveau de maintien.

— HB 5245

cm



h:32cm

S

72-81

M

81-91

L

91-101

XL

101-112

XXL

112-125

XXXL

125-134



#### (TR) Posturex

Endikasyon : Rhomboid ve paravertebral kaslara destek, Omuz ve sırt stabilizasyonu, Postür bozuklukları, Skolyoz, Kifoza, Osteoporoz, Hemipleji yürüme eğitimi sırasında, Parkinson, ALS, Cerebral palsi.

Ürün Yapısı : Sırt kısmında destekleyici plastik balen bulunur. Hava geçirgen, gözenekli misinalı elastik kumaştan üretilmiştir. Kol altı sünger desteklidir. S ile XXL arası 5 ayrı beden bulunur.

#### (GB) Posturex

Indications : Aimed at Rhomboid and paravertebral muscles support, Shoulders and back stabilization, Scoliosis, Kyphosis, Osteoporosis, Parkinson, ALS, While training of hemiplegia gait, Cerebral Palsy.

Product Structure : Air permeable, the supporting plastic-backed manufactured.

It is available in 5 different sizes from S to XXL.

#### (FR) Redresse dos

Indication : Mauvaise posture Surcharge thoracique Faiblesse de muscles du dos au niveau de la poitrine. Caractéristique : Tissu élastique avec des baleines souples au niveau de la partie dorsale.

— HB 5247

cm



h:33cm

S

72-81

M

81-91

L

91-101

XL

101-112

XXL

112-125



**(TR) Dorse Lomber Korse**

Endikasyon : Paravertebral ve sacral bölgeye uzanan stabilizasyon Kifo ve lordoz artışı, Osteoporoz, Hemipleji, Parkinson veya ALS, Cerebral palsi, Spina bifida.

Ürün Yapısı : Sacral bölge desteği. Sırt kısmında destekleyici plastik ve çelik balen bulunur.

Kol altı süngeri bulunur. Hava geçirgen, gözenekli misinalı elastik kumaştan üretilmiştir. S-XXXL arası 6 ayrı bedeni mevcuttur.

**(GB) Toracal Lumbar Corset**

Indications : Paravertebral and sacral region extends to the stabilization of the kyphosis and lordosis increase, Osteoporosis, Hemiplegia, Parkinson, ALS, Cerebral Palsy, Spina bifida.

Product Structure : Sacral region is located in the back part of the supportive plastic and steel splints support. Air permeable, spend fishing line. There is an underarm sponge. Available in 6 different size S to XXXL.

**(FR) Corset dorsolombaire**

Indication : Tassement étagé du rachis, Ostéoporose Hernies discale, Cyphose douloureuse, Pré ou post opération

Caractéristique : Tissu élastique respirant, redresse dos et ceinture lombaire avec coutils baleinés.

**- HB 5248**



h:56cm

S	M	L	XL	XXL	XXXL
72-81	81-91	91-101	101-112	112-125	125-134



**(TR) Göğüs Korsesi**

Endikasyon : Koroner cerrahi sonrası, Nevralji, Sternum fraktürü post-op, Costa immobilizasyonu.

Ürün Yapısı : Hava geçirgen, gözenekli misinalı elastik kumaştan üretilmiştir. Özel anatomik dizayn.

Diafram baskı önleyici özel kesim. S ile XXL arası 5 farklı beden seçeneği mevcuttur.

**(GB) Chest Corset**

Indications : Coronary surgery, Neuralgia, Sternum fractures post-operative immobilization of the Costa.

Product Structure : Air that can pass its porous elastic fabric. Special anatomical design.

With special cuts. Preventing pressure. There are sizes from S to XXL is available in 5 different sizes.

**(FR) Corset de thorax**

Indication : Après la chirurgie coronaire, la névralgie, le post-op de fracture de sternum, l'immobilisation de costale.

Structure du produit : Il est produit à partir du tissu en coton respirant, élastique à entrailles.

La conception spéciale. La coupe spéciale qui empêche la pression sur le diaphragme.

Il existe 5 différentes tailles entre S et XXL.

**- HB 5250**



h:24cm

S	M	L	XL	XXL
78-85	85-94	94-103	103-113	113-123



**(TR) Destekli Göğüs Korsesi**

Endikasyon : Daha Stabil Göğüs, Nevralji, Costa stabilizasyonu, Göğüs ve koroner cerrahi sonrası, Sternum cerrahi sonrası.

Ürün Yapısı : Extra balen desteği. Hava geçirgen, gözenekli misinalı elastik kumaştan üretilmiştir.

Özel anatomik dizayn. Çelik ve plastik balen desteği bulunur. Diafram baskı önleyici özel kesim.

S ile XXL arası 5 farklı beden seçeneği mevcuttur.

**(GB) Supported Chest Corset**

Indications : More stable Chest postures, Neuralgia, Costa stabilization, Chest and coronary surgery, Sternum after surgery.

Product Structure : Extra plastic-backed support. Air permeable elastic fabric. Special anatomical design.

Custom cut pressure on of diaphragm preventive. It has steel underwire support.

S to XXL is available in 5 different sizes.

**(FR) Corset de thorax**

Indication : Après la chirurgie coronaire, la névralgie, le post-op de fracture de sternum, l'immobilisation de costale. Structure du produit : Il est produit à partir du tissu en coton respirant, élastique à entrailles.

La conception spéciale. La coupe spéciale qui empêche la pression sur le diaphragme.

Il existe 5 différentes tailles entre S et XXL.

**- HB 5251**



h:24cm

S	M	L	XL	XXL
78-85	85-94	94-103	103-113	113-123

# Bel, Gövde ve Göğüs

## Waist, Body and Chest Corsets / Corsets Pour Taille, Corps et Thorax

### Korseleri



#### (TR) Sternum Destek Korsesi

Endikasyon : Açık kalp ameliyatları, torasik operasyonlar sonrası sternumu destekler. Sternum fraktür vakalarında stabilizasyonu sağlar.

Ürün Yapısı : Hava alabilen airtex süngerli kumaştan üretilmiştir. Hava geçirgenliği sağlayacak şekilde delikli olarak üretilmektedir.

#### (GB) Sternum and Thorax Support

Indication : Open heart surgery supports sternum after thoracic operations.

Sternum provides stabilization in fracture cases.

Product Structure : It is made of airtex sponge fabric. Is produced with features like holes and airpermeable fabric.

#### (FR) Ceinture Thoracique

Indication : La chirurgie à cœur ouvert soutient le sternum après les opérations thoraciques.

Le sternum assure la stabilisation dans les cas de fracture.

Structure du produit : Il est fait de tissu éponge airtex. Est produit avec des caractéristiques telles que des trous et un tissu perméable à l'air.

### - HB 5255



S  
75-88

M  
85-98

LXLXXL  
95-108105-118115-128



#### (TR) Hamile Korsesi

Endikasyon : Hamilelik süresi boyunca abdominal destek.

Ürün Yapısı : Hava alabilen elastik misinalı kumaş. Yüzeyi velkro tutucu yapılabilmeye özelliğine sahiptir. S-M ile L-XXL arası 2 bedenlidir.

#### (GB) Pregnant Corset

Indications : Throughout the duration of the pregnancy abdominal support.

Product Structure : Air permeable that can receive weather elastic fabric

Velcro holder has the ability to be stuck on the surface. There are sizes from S-M to L-XXL.

#### (FR) Ceinture de grossesse

Indication : Prise en charge de l'abdomen pendant la grossesse.

Caractéristique : Tissu respirant, un bandage de velcro avec rétention.

### - HB 5203



S-M  
72-  
91

L-XXL  
91-  
125



#### (TR) Miknatıslı Bel Korsesi

Hava alabilen delikli neopren kumaş. Plastik balen desteği bulunur. 3 adet miknatıslı vardır. Çalışma ve iş hayatına uyumlu rahat tasarım.

#### (GB) Magnetic Corset

Quilt air-permeable neoprene fabric. Comfortable design that is produced comfortable in terms of the working life. It has plastic support. It has 3 magnets.

#### (FR) Corset de taille à aimant

Le tissu perforé et respirant en néoprène. La conception confortable adaptée à la vie professionnelle.



#### (TR) Destekli Çalışma Korsesi

Yüzeyi velkro tutucu. Hava alabilen delikli neopren kumaş. 2 adet plastik destek içerir. S ile XXL arası bedenleri mevcuttur.

#### (GB) Supported Waist Corset

Velcro holder. Air permeable that can receive weather neoprene fabric. It has two plastic supports. There are sizes from S to XXL.

#### (FR) Corset au soutien pour travail

La surface est en velcro. Le tissu perforé et respirant en néoprène. Il existe des tailles entre S et XXL.

### - MB 421



S-M  
72-  
91

L-XXL  
91-  
125

### - HB 5220



**(TR) Jeweet Hyperextansion Korse**

Endikasyon : Vertebral fraktür cerrahi sonrası, Skolyoz, Postürel immobilizasyon, Kifoza, Ankilozan spondilit gibi romatizmal durumlar.

Ürün Yapısı : Özel plastozot malzeme. Sökme takma temizleme kolaydır. Pratik kullanıma. Ekstra ayarlanabilir cırt bant ve anahtar. Alüminyum şaft. Kemerli bulunur.

**(GB) Jeweet Hyperextansion Corset**

Indications : Postoperative Vertebral fractures, scoliosis, Kyphosis, immobilization postural rheumatic conditions such as ankylosing spondylitis.

Product Structure : Special mounting equipment for ease of cleaning material. Sponges are supported. In practice. Extras can be set to velcro and key. Aluminum shaft. Is found in the belt.

**(FR) Corset hyperextension Jeweet**

Indications : Fractures vertébrales postopératoires, scoliose, cyphose, troubles rhumatismaux posturaux tels que la spondylarthrite ankylosante.

Structure du produit : équipement de montage spécial pour faciliter le nettoyage du matériel. Les éponges sont soutenues. En pratique Les extras peuvent être réglés sur Velcro et Key. Arbre en aluminium. Est trouvé dans la ceinture.

— **HB 5270**



Tek Beden / One Size / Taille Unique



**HB 7270**

Sağ ve Sol  
Right and Left  
Tek / Single

**HB 7270 A**  
Çiftli / Double



**(TR) Fıtık Bantı**

Endikasyon : Fıtık vakalarında, ameliyattan önce ve sonra kullanılır.

Ameliyattan önce fıtığın büyümesini, ameliyattan sonra dikişin patlamasını önler. Ürün Yapısı : Özel dizayn yastık sayesinde vücuda rahatsızlık vermez. Tekli ve çiftli olmak üzere 2 boydur.

**(GB) Bond of Slipped Disc**

Indications : It is used for the case of slipped disc, before and after the operation.

It avoids for the slipped disc to get bigger or explosion of the seam.

Product Structure : It doesn't disturb the body thanks to its special designed pillow. It is available for single and double size.

**(FR) Bandage à hernie**

Indication : Hernie inguinale unilatérale, Utilisation avant ou après la chirurgie d'hernie

Port définitif empêche la croissance d'hernie

Caractéristique : Bandage élastique, la conception spéciale de la pilote en silicone ne perturbe pas le Corps. Réglable avec velcro, existe droit et gauche.

— **HB 7270**



Tek Beden / One Size / Taille Unique



**(TR) Silikon Göğüs Protezi**

Endikasyon : Silikondan üretilmiştir. Her iki tarafa da uygulanabilir.

Mastotomi operasyonundan sonra kullanılır.

Ürün Yapısı : 75 - 130 olmak üzere 10 boydur.

**(GB) Silicon Chest Prothesis**

Indications : Can be put in practice for both sides of breasts through the symmetrical shape.

Used after mastotomy operations.

Product Structure : Available in 10 different sizes ranging from 75 to 130.

**(FR) Prothèse de sein en silicone**

Indication : Il est produit en silicone. Convenable à appliquer pour les seins.

Il est utilisé après l'opération de mastectomie.

Structure du produit : Il existe 10 tailles entre 75 et 130.

**HB 5285 A**

Protez Sütyeni | Prosthesis Brassiere | Soutien-gorge pour prothèse

— **HB 5285**

— **HB 5285 A**



75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130



# Bel, Gövde ve Göğüs

## Waist, Body and Chest Corsets / Corsets Pour Taille, Corps et Thorax

### Korseleri



#### (TR) Abdominal Korse

Endikasyon : Ameliyat veya doğum sonrası postür desteği gereken durumlar, abdominal stabilizasyon.

Ürün Yapısı : Hava geçirgen, terlemeyi önleyici gözenekli misinalı elastik kumaştan üretilmiştir. 26 cm yükseklik. Güp lastik. S-M ile L-XXL aras 2 beden.

#### (GB) Abdominal Corset

Indications : Surgery or post-natal conditions to postural support, abdominal stabilization.  
Product Structure : Air permeable, antiperspirant porous fishing line is made from fabric. 26 cm height. Elastics. S-M to L-XXL is produced in 2 different sizes.

#### (FR) Corset abdominal

Indication : Les cas qui nécessitent le soutien de posture après l'opération ou l'accouchement, la stabilisation abdominale.

Structure du produit : Il est produit à partir de tissu élastique à entrailles et à stomates qui empêchent la transpiration, et sont perméables à l'air. 26 cm de hauteur. L'élastique nervuré. Entre S-M et L-XXL. Il est produit en 2 tailles différentes.

— HB 8240

cm



h:26cm

S-M  
72-  
91

L-XXL  
91-  
125



#### (TR) Göbek Fıtıı Korsesi

Endikasyon : Silikon desteği ile fıık olan bölgeye kompresyon sağlar.

Ürün Yapısı : Hava alabilen misinalı elastik kumaştan üretilmiştir.

Küçük ve büyük olmak üzere 2 boyu vardır. Göbek fııklarında kullanılır.

#### (GB) Umbilical Hernia Corset

Indications : It makes compression of the hernia with silicon support.

Product Structure : It is made of breathable fabric. Used in umbilical hernia. There are two sizes, small and large.

#### (FR) Corset pour hernie de nombril

Indication : Il fournit la compression sur la zone où il y a l'hernie avec son soutien en silicone.

Structure du produit : Il est produit à partir du tissu respirant, élastique à entrailles. Il y a 2 tailles, petite et grande. Il est utilisé pour l'hernie de nombril.

— HB 8241

cm



h:16cm

S-M  
72-  
91

L-XXL  
91-  
125



**(TR) Lumbosacral Korse**

Endikasyon : Bel fıtıĖı, Spondilolistezis, Vertebral fraktürlerde post-op, Bel kaslarĖ güçsüzlüĖü ve vertebra problemleri.

Ürün YapıŖı : MisinalĖ esnek kumaŖ. Plastik ve çelik balen desteĖi. 26 cm yükseklik. Hava geçirebilen ve terleme önleyici özellikli. 3 ayrı bedeni mevcuttur.

**(GB) Lumbosacral Corset**

Indications : Spinal disc herniation, Vertebral fractures post-op, Spondylolisthesis, Lumbar vertebrae, Muscles weakness is used in.

Product Structure : Manufactured flexible fabric. Plastic and steel splints support, cotton. 26 cm height. Air that can pass and antiperspirant property. There are 3 different sizes available.

**(FR) Ceinture de soutien lombaire à rappel postural**

Indication : Lombalgie Lombosciatique opéré ou non, Lombarthrose Hernie discale Faiblesse musculaire

Caractéristique : Tissu élastique aéré baleines postérieur recouvertes, renfort latéraux, fermeture velcro.

**HB 8244**



h:26cm

XS-M  
66-  
82

M-L  
80-100

L-XXL  
101-  
121



**(TR) Posturex**

Endikasyon : Rhomboid ve paravertebral kaslara destek, Omuz ve sırt stabilizasyonu, Postür bozukluklarĖ, Skolyoz, KifoZ, Osteoporoz, Hemipleji yürüme eĖitimi sırasın-da, Parkinson, ALS, Cerebral palsi.

Ürün YapıŖı : Sırt kısmında destekleyici plastik balen bulunur. Hava geçirebilen terletmeyen misinalĖ pamuklu kumaŖ. S-M ile L-XXL arasın-da deĖişik ölçüde üretilir.

**(GB) Posturex**

Indications : Aimed at Rhomboid and paravertebral muscles support, Shoulders and back stabilization, Scoliosis, Kyphosis, Osteoporosis, Parkinson, ALS, While training of hemiplegia gait, Cerebral Palsy.

Product Structure : Air permeable, do not sweat that can pass the supporting plastic-backed manufactured cotton fabric. S-M to L-XXL is produced in 2 different sizes.

**(FR) Redresse dos**

Indication : Mauvaise posture Surcharge thoracique Faiblesse de muscles du dos au niveau de la poitrine.

Caractéristique : Tissu élastique avec des baleines souples s au niveau de la partie dorsale.

**HB 8247**



h:34cm

S-M  
72-  
91

L-XXL  
91-  
125

# Bel, Gövde ve Göğüs

## Waist, Body and Chest Corsets / Corsets Pour Taille, Corps et Thorax

### Korseleri



#### (TR) Modüler LSO Korse

Endikasyon : Posterior panel içerisinde ekstra lumbal destek. Akut ve kronik bel ağrısı, lumbal vertebra instabilitesi, stress sendromu, lumbago-siyatik, spondilolistezis, sosteratif immobilizasyon.

Ürün Yapısı : Korsein arka bölümünde lumbal vertebra anatomisine uygun posterior panel ve hava geçirgen özelliği olan ipli-çektirmeli kumaştan üretilmiştir. Kas gerginliğini azaltıp, stabiliteyi artırarak ağrıyı hafifletir.

#### (GB) Modular LSO Corset

Indications : Eases the pain by decreasing the muscle strain and increasing the stability. Extra lumbar support inside the posterior panel. Acute and chronic back pain, lumbar vertebra instability, stress syndrome lumbago-sciatic, spondylolisthesis, postoperative immobilization.

Product Structure : It provides support and stabilization for Lumbo-Sacral area. Breathable fabric with laces-puller with a posterior panel which is in accordance with the vertebra anatomy at the rear section of the corset.

#### (FR) Korset LSO modulaire

Indications : Il fournit un soutien et une stabilisation pour la zone Lumbo-Sacrée. Tissu respirant avec lacets - extracteur avec un panneau postérieur qui est en conformité avec l'anatomie de la vertèbre à la section arrière du corset.

Structure du produit : Soulage la douleur en diminuant la tension musculaire et en augmentant la stabilité. Support lombaire supplémentaire à l'intérieur du panneau postérieur. Douleurs dorsales aiguës et chroniques, instabilité des vertèbres lombaires, syndrome de stress lumbago-sciatique, spondylolisthésis, immobilisation postopératoire.

— **HB 6244**



S	M	L	XL	XXL
72-81	81-91	91-101	101-112	112-125



#### (TR) Modüler LSO (Jewet Hiperextansiyon)

Endikasyon : Gövde fleksiyonunu kısıtlayarak hiperextansiyon sağlar. Lomber ve torasik vertebralara kompresyon kırıklarında. İntervertebral disk cerrahisi sonrası immobilizasyon. Spinal tümör ve metastazlarda sürekli stabilite. Spinal dekompresyon cerrahi sonrası bakım.

Ürün Yapısı : Sternum (göğüs desteği) desteği ayarlanabilir olması ile rahat kullanıma.

#### (GB) Modular LSO (Jewet Hiperextansiyon)

Indications : In compression fractures of lumbar and thoracic vertebra. Immobilization after intervertebral disc surgery. Constant stability in spinal tumors and metastases. Treatment after spinal decompression surgery.

Product Structure : Provides hyperextension by limiting the body flexion. Provides some stabilization against the lateral flexion of the vertebra and body rotation. Easy to use with the adjustable sternum (chest support) support.

#### (FR) LSO modulaire (Jewet Hiperextensiyon)

Indications : Fournit une hyperextension en limitant la flexion du corps. Assure une certaine stabilisation contre la flexion latérale de la vertèbre et la rotation du corps. Facile à utiliser avec le soutien réglable de sternum (support de coffre). Dans les fractures de compression des vertèbres lombaires et thoraciques. Immobilisation après chirurgie discale intervertébrale. Stabilité constante dans les tumeurs spinales et les métastases. Traitement après une chirurgie de décompression rachidienne.

— **HB 6246**



S	M	L	XL	XXL
72-81	81-91	91-101	101-112	112-125



#### (TR) Modüler TLSO

Endikasyon : Gövdenin fleksiyon-ekstansiyon, lateral fleksiyonu engeller. Akciğer kapasitesini azaltmaz, rahat inspirasyon. Torasikve lomber vertebralarda maksimum stabilizasyon. Ameliyat sonrası hastaya immobilize etmek. Ameliyat gerektirmeyen kompresyon kırıkları.

Ürün Yapısı : Hava geçirgen kumaş sayesinde terletmez. Alüminyum ve plastik balen desteği vardır.

#### (GB) Modular TLSO

Indications : Prevents the flexion-extension and lateral flexion of the body. It does not decrease the lung capacity, comfortable inspiration. Stabilization in thoracic and lumbar vertebrae. Immobilizing the patient after the surgery. Compression fractures which do not require surgery.

Product Structure : Antiperspirant due to its breathing fabric. It has aluminum and plastic underwire support.

#### (FR) Modulaires TLSO

Indications : Empêche la flexion-extension et la flexion latérale du corps. Il ne diminue pas la capacité pulmonaire, l'inspiration confortable. Stabilisation des vertèbres thoraciques et lombaires.

Immobiliser le patient après l'opération. Fractures de compression qui ne nécessitent pas de chirurgie. Anti-transpirant en raison de son tissu respiratoire.

— **HB 6248**



S	M	L	XL	XXL
72-81	81-91	91-101	101-112	112-125

Vita+Schutz®  
Protects your life.

El Bileklikleri ve Dirseklikler  
Wrist and Elbow Brace  
*Maintiens Poignet et Coudières*

## El Bileklikleri ve Dirsekliler

### Wrist and Elbow Brace / *Maintiens Poignet et Coudières*



#### (TR) Standart El Bilekliği

Endikasyon : Ödem, <mmobilizasyon, Spor aktiviteleri, A&E>, Kuvvet desteği, Günlük kullanım.  
Ürün Yapısı : <ç k>sm> havlu neopren kumaş.

#### (GB) Standard Wristband

Indications : Edema, Immobilization, Sport activities, Pain, Power support, Daily use.  
Product Structure : The inner parts of the towel neoprene fabric.

#### (FR) Maintien poignet standard

Indication : L'œdème, l'immobilisation. Les activités sportives, la douleur, le soutien de force, l'utilisation quotidienne.  
Structure du produit : Le tissu en néoprène, l'intérieur est le tissu éponge.

— **DNB 437**



Tek Beden / One Size / Taille Unique



#### (TR) El Bilekliği

Endikasyon : A&E>, Ödem, Günlük kullanım.  
Ürün yapısı : Ped desteği. Yüzeyi velkro tutucu yapışabilme özelliğine sahiptir.  
<ç k>sm> terletmeyen havlu kumaştır. Hava alabilen delikli neopren kumaş.

#### (GB) Hand Brace

Indications : Pain, Edema, Everyday use.  
Product Structure : The surface of the pad support. Velcro holder has the ability to not sweat the inner parts of paste towel fabric. Do not sweat that can receive weather neoprene fabric.

#### (FR) Poignet néoprène

Indication : Prévention des lésions de poignet Thermo -compression et stabilisation de poignet.  
Caractéristique : Orthèse de poignet néoprène avec fermeture velcro réglable.

— **HB 5311**



S-M	L-XXL
14-18	18-26

#### (TR) Destekli Parmak Ateli

Endikasyon : Parmak kemiği kırıklarında, parmak incinmesinde, parmakta tendon hasarında, parmakta sinir hasarlarında kullanılır.  
Ürün Yapısı : Parmak açık şekilde sabittir.

#### (GB) Supported Finger Splint

Indications : In fractures of finger bone, in a finger injury, in the tendon damage of finger.  
Used for nerve damage in the finger.  
Product structure : Fixes the finger.

#### (FR) Attelle De Doigt Appuyé

Indication : Dans les fractures de l'os du doigt, dans la lésion du doigt, dans le tendon endommagé du doigt.  
Caractéristique : Utilisé pour les lésions nerveuses au doigt.

— **HB 5301**



15-22cm Tek Beden / One Size / Taille Unique



**(TR) Standart Baş Parmak Splinti**

Endikasyon : İmmobilizasyon, Tendinit gibi romatizmal durumlar, De quarvain sendromu.  
Ürün Yapı : Hava alabilen delikli neopren kumaştır. Yüzeyi velcro tutucu yapışabilme özelliğine sahiptir.  
Çıkış : Havlu kumaştır. Parmak desteği vardır.

**(GB) Standard Thumb Splint**

Indications : Immobilization, such as rheumatic conditions, De quarvain syndrome, Tendinitis.  
Product Structure : Air permeable that can receive is neoprene fabric. Surface Velcro holder has the ability to the inner parts of the stick Terry cloth is.

**(FR) Orthèse de pouce**

Indication : Immobilisation fonctionnelle du pouce Séquelle douloureuse pour cause d'inflammations.  
Arthrose et arthrite Traitement après chirurgie ou lésions  
Caractéristique : Orthèse du pouce en aluminium, avec un tissu neoprène et un velcro qui facilite la mise en place.

— **HB 5303**



Tek Beden / One Size / Taille Unique



**(TR) Standart El Bilek Splinti**

Endikasyon : El bileği istirahati, Carpal ve ulnar Tünel sendromu, Tenosinovit gibi inflamatuvar durumlar, Romatoid artrit gibi romatizmal hastalıklar, Post-travmatik ve post-op yumuşak doku zedelenmeleri, Ağrı sonrası immobilizasyon ve kalıcı ağrıları gidermede.  
Ürün Yapı : Form verilmiş alüminyum destek. Ekstra bandaj. Yüzeyi velcro tutucu yapışabilme özelliğine sahip delikli neopren kumaş. Sağ ve solu vardır.

**(GB) Standard Wrist Splint**

Indications : Wrist rest, Carpal Tunnel Syndrome and ulnar, as inflammatory conditions such as Tenosynovitis, rheumatoid arthritis rheumatic diseases, Post-traumatic and post-operative immobilization after the injury of soft tissue, After gypsum and persistent pain relieving.  
Product Structure : Shaped aluminum support. Extra bandage support.  
Surface Velcro holder has the property of paste. Air permeable neoprene fabric. Right and Left.

**(FR) Éclisse de poignet standard**

Indication : Le repos de poignet, le syndrome de canal carpien et cubital, les cas inflammatoires comme la ténosynovite, les maladies rhumatismales comme l'arthrite rhumatoïde, les écrasements de tissu mou post-traumatisé et post-op, l'immobilisation après le bandage en plâtre, et pour empêcher les douleurs résistantes.  
Structure du produit : Le soutien en aluminium formé. Le bandage extra. La surface est en velcro de tissu perforé et respirant en néoprène. Il existe pour le droite et gauche.

— **HB 5302**



Tek Beden / One Size / Taille Unique



**(TR) El Bilek Splinti (Çift Yön)**

Endikasyon : El bileği stabilizasyonu, Ligamentöz rüptürler, Segmental sıvı artışı, Carpal ve ulnar tünel sendromu, Ağrı.  
Ürün Yapı : Fileli air teks kumaş. Hava alabilen oluklar. Çıkış : terletmeyen havlu kumaştandır. Çift yönlü kullanılabilir. Alüminyum ve plastik balen desteği içerir. 2 bedenli mevcuttur. (Büyük ve Küçük)

**(GB) Wrist Splint (Shuttle)**

Indications : Wrist stabilization, Ligamentoz rupture, the Segmental liquid increases, Carpal and ulnar tunnel syndrome, Pain.  
Product Structure : Fishnet air textured fabric. Air that can receive only the portion of its interior that does not sweat grooves is terry fabric. It can be used bidirectionally. 2 is available in the body. (Large and Small)

**(FR) Éclisse de poignet (double sens)**

Indication : La stabilisation de poignet, les ruptures ligamenteuses, l'augmentation de liquide segmentale, le syndrome de canal carpien et cubital, la douleur.  
Structure du produit : Le tissu d'air-tex au filet. Les cannelures respirant. L'intérieur est en tissu éponge anti-transpirant. Il peut être utilisé en deux sens. Il existe 2 tailles (grande et petite).

— **HB 5321**



S-M  
14-  
18

L-XXL  
18-  
26

## El Bileklikleri ve Dirsekliler

### Wrist and Elbow Brace / Maintiens Poignet et Coudières



#### (TR) El Bilek Splinti (Çift Yön)

Endikasyon : El bileği stabilizasyonu, Ligamentöz rüptürler, Segmental sıvı artışı, Carpal ve ulnar tünel sendromu, Ağrı.

Ürün Yapısı : Fileli air teks kumaş. Hava alabilen oluklar. Çift yönlü kullanılabılır. Alüminyum ve plastik balen desteği içerir. 2 bedeni mevcuttur. (Büyük ve Küçük)

Çift yönlü kullanılabılır. Alüminyum ve plastik balen desteği içerir. 2 bedeni mevcuttur. (Büyük ve Küçük)

#### (GB) Wrist Splint (Shuttle)

Indications : Wrist stabilization, Ligamentoz rupture, the Segmental liquid increases, Carpal and ulnar tunnel syndrome, Pain.

Product Structure : Fishnet air textured fabric. Air that can receive only the portion of its interior that does not sweat grooves is terry fabric. It can be used bidirectionally. 2 is available in the body.

(Large and Small)

#### (FR) Éclisse de poignet (double sens)

Indication : La stabilisation de poignet, les ruptures ligamenteuses, l'augmentation de liquide segmentale, le syndrome de canal carpien et cubital, la douleur.

Structure du produit : Le tissu d'air-tex au filet. Les cannelures respirant. L'intérieur est en tissu éponge anti-transpirant. Il peut être utilisé en deux sens. Il existe 2 tailles (grande et petite).

— **HB 5322**



S-M

14-

18

L-XXL

18-

26



#### (TR) El Bilek Splinti (Çift Yön)

Endikasyon: El bileği stabilizasyonu, Ligamentöz rüptürler, Segmental sıvı artışları, Carpal ve ulnar tünel sendromu, Ağrı.

Ürün Yapısı: Havlu lamineli sünger kumaş. Yüzeyi velkro tutucu yapışabilme özelliğine sahiptir.

Çift yönlü kullanılabılır. Alüminyum desteği içerir. 2 bedeni mevcuttur. (Büyük ve Küçük)

#### (GB) Wrist Splint (Shuttle)

Indications : Wrist stabilization, Ligamentoz rupture, the Segmental liquid increases, Carpal and ulnar tunnel syndrome, Pain.

Product Structure : Towels cotton sponge cloth. Surface Velcro holder has the property of paste.

It can be used bidirectionally. 2 is available in the body. (Large and Small)

— **HB 8321**



S-M

14-

18

L-XXL

18-

26



#### (TR) Baş Parmak Destekli El Bilek Splinti

Endikasyon : De quervain sendromu, MC eklem irritasyonları, El Bileği stabilizasyonu, Ligamentöz rüptürler, Segmental sıvı artışı, Carpal ve ulnar tüneldeki sinir sıkışmaları, Ağrı.

Ürün Yapısı : Hava alabilen delikli neopren kumaş. Yüzeyi velkro tutucu yapışabilme özelliğine sahiptir. Baş parmak ateli ve bükümlü alüminyum desteği mevcuttur. Çift yönlü kullanılabılır. Sa ve Solu vardır.

#### (GB) Thumb Supported Wrist Splint

Indications : De quervain syndrome, MC joint irritation, Wrist stabilization, Ligamentoz rupture, the Segmental liquid increases, Carpal and ulnar nerve jams in the tunnel, Any pain.

Product Structure : That can receive air permeable neoprene fabric. Surface Velcro holder has the ability to the inner parts of paste. Towel fabric. Right and Left are produced.

#### (FR) Immobilisation de poignet et pouce

Indication : Maladie de Quervoin, La tendinite Douleur, Suite de l'intervention de conal carpien, pause ligamentaire entorse bénigne de poignet, Porésie du nerf radial.

Caractéristique : Système de sangle double renforçant l'immobilisation du poignet des baleines s'adaptent parfaitement à la morphologie. Maintien rigoureux du pouce, de la colonne de pouce et du poignet.

— **HB 5304**



Tek Beden / One Size / Taille Unique



**(TR) Baş Parmak Destekli El Bilek Splinti**

Endikasyon : De quavain sendromu, MC eklem irritasyonları, El Bileği stabilizasyonu, Ligamentöz rüptürler, Segmental sıvı artışı, Carpal ve ulnar tüneldeki sinir sıkışmaları, A€r. Ürün Yapısı : Hava alabilen Fileli air teks kumaş. Plastik balen desteği, bükümlü alüminyum desteği ve ince alüminyum desteği mevcuttur. Çift yönlü kullanılabilir. 2 bedeni mevcuttur. (Büyük ve Küçük)

**(GB) Thumb Supported Wrist Splint**

Indications : De quavain syndrome, MC joint irritation, Wrist stabilization, Ligamentoz rupture, the Segmental liquid increases, Carpal and ulnar nerve jams in the tunnel, Any pain. Product Structure : Fishnet air textured fabric. Plastic underwire support, twisted aluminum support and thin aluminum support available. It can be used bidirectionally. 2 is available in the body. (Large and Small)

**(FR) Immobilisation de poignet et pouce**

Indication : Le syndrome de « de quavain », les irritations d'articulation MC, la stabilisation de poignet, les ruptures ligamenteuses, l'augmentation de liquide segmentale, le syndrome de canal carpien et cubital, la douleur. Structure du produit : Le tissu d'air-tex au filet. Les cannelures respirant. L'intérieur est en tissu éponge anti-transpirant. Il peut être utilisé en deux sens. Il existe 2 tailles (grande et petite).

**HB 5324**



S-M	L-XXL
14-	18-
18	26



**(TR) Uzun El Bilek Splinti**

Endikasyon : Carpal tünel ve ulnar tünel sendromu, El bileği kırıkları, Tendon zedelenmelerinde, El bileği burkulmaları, Kas yırtılmaları sonrasında akut dönemde, Cerebral palsi, Spastisite. Ürün Yapısı : Yüzeysel velcro tutucu yapışılabilir özelliğine sahip hava alabilen delikli neopren kumaş. Ekstra olarak boyu 25 cm'dir. Bükümlü alüminyum desteği içerir. 2 bedeni mevcuttur. (Büyük ve Küçük). Sağ ve Solu vardır.

**(GB) Long Wrist Splint**

Indications : Ulnar tunnel syndrome, Carpal tunnel and wrist Fractures, Tendon injuries, Wrist sprains, Muscle tear after the acute period, Cerebral Palsy, Spasticity. Product Structure : That can receive air permeable neoprene fabric. Surface Velcro holder has the ability to the inner parts of paste. Towel fabric. Length of 25 cm. It has twisted aluminum support. 2 body available. (Large and Small). Right and Left are produced.

**(FR) Longue attelle de poignet**

Indications: syndrome du tunnel ulnaire, fractures du tunnel carpien et du poignet, lésions tendineuses, entorses du poignet, déchirure musculaire après la période aiguë, paralysie cérébrale, spasticité. Structure du produit: Qui peut recevoir le tissu néoprène perméable à l'air. Surface Velcro titulaire a la capacité de les parties internes de la pâte. Tissu de serviette. Longueur de 25 cm. 2 corps disponibles. (Grand et Petit). Droite et Gauche sont produites.

**HB 5325**



S-M	L-XXL
14-	18-
18	26



**(TR) El Splinti**

Endikasyon : Komplet ortopedik yaralanmalar, El bileği immobilizasyonu, Romatizmal kaynaklı morfolojik etkenler, istirahat, Post-op. Ürün Yapısı : Yüzeysel velcro tutucu yapışılabilir özelliğine sahip hava alabilen delikli neopren kumaş. Ç ksm havlu kumaş. Yay balen destekli, baş parmak destekli ve alüminyum atel desteklidir. 2 bedeni mevcuttur. (Büyük ve Küçük). Sağ ve Solu vardır.

**(GB) Hand Splint**

Indications : Complete orthopedic injuries, Wrist immobilization, Rheumatic fever-induced morphological factors, Rest, Post op. Product Structure : That can receive air permeable neoprene fabric, surface Velcro holder has the ability to the inner parts of paste, Towel fabric. Spring underwire support, thumb supported and, aluminum splint support. 2 body available. (Large and Small). Right and Left are produced.

**(FR) Orthèse de main**

Indication : Traumatisme de poignet en phase aiguë Immobilisation de main post-opératoire (relais après plâtre). Morphologique d'origine rhumatismale. Caractéristique : Tissu néoprène avec des armatures métallique pour l'immobilisation de main, livré aussi avec des baleines souple.

**HB 5330**



S-M	L-XXL
14-	18-
18	26



## El Bileklikleri ve Dirsekliler

### Wrist and Elbow Brace / *Maintiens Poignet et Coudières*



#### (TR) Polikarbon El Bileği «stirahat Splinti

Endikasyon : Carpal ve ulnar tünel sendromu, El Bileği stabilizasyonu, Engelli bireylerde anti spastisite pozisyonlaması, El bileği ekstansiyonu.  
Ürün Yapısı : Termoplastik malzemeden üretilmiştir. «çi terletmeyen sünger dokuya sahiptir. Sağ ve solu olan 2 boyu vardır.

#### (GB) Polycarbonate Resting Wrist Splint

Indications : Carpal and ulnar tunnel syndrome, Wrist stabilization, Disability in the anti spasticity, The wrist extension.  
Product structure : It is made of thermo plastic. On-premise makes you sweat has a sponge that tissue. There are 2 left and right length.

#### (FR) Attelle thermoplastique de main

Indication : Lésions neurologiques d'origine centrale ou périphériques. Traitement de prévention des difformités d'origine rhumatismale. Soulagement des douleurs et diminution de l'inflammation.  
Syndrome du tunnel carpien  
Caractéristique : Fabriquée en thermoplastique avec doublure intérieure pour augmenter le confort, elle comprend des sangles de fixation au poignet et l'avant bras.

— **AB 14**



S-M	L-XXL
14-	18-
18	26



#### (TR) Standart Epikondilit Bandajı

Endikasyon : Epikondil üzerindeki zorlama, Kas lifi destek gereken durumlar, Soğuk jel torba ile akut ödemde.  
Ürün Yapısı : Hava alabilen delikli neopren kumaştan ve yüzeyi velkro tutucu yapılabilmeye özelliğine sahiptir. «ç ksm» havlu kumaştır.

#### (GB) Standard Epicondylitis Bandage

Indications : Epicondyle conditions to support the enforcement of muscle fiber, Cold gel bag in acute edema with. Product Structure : Airpermeable textured, neoprene fabric and surface Velcro holder has the ability to the inner parts of the stick towel fabric.

#### (FR) Bandage standard d'épicondylite

Indication : Le forçement sur l'épicondylite, les cas qui nécessitent le soutien pour les fibres musculaires, en œdème aiguë avec le sac de gel froid.  
Structure du produit : La surface est en velcro de tissu perforé et respirant en néoprène. L'intérieur est en tissu éponge.

— **HB 5314**



Tek Beden / One Size / Taille Unique



#### (TR) Tenisçi Dirseği

Endikasyon : Dirsek epikondiliti, Ödem, Ağrı.  
Ürün Yapısı : Hava alabilen delikli neopren kumaş. Yüzeyi velkro tutucu yapılabilmeye özelliğine sahiptir. Takıp çıkartılabilir ped desteği bulunur. «ç ksm» havlu kumaştır.

#### (GB) Epicondylitis Bandage

Indications : Elbow epicondylitis, Edema, Pain.  
Product Structure : That can receive airpermeable neoprene fabric. Surface velcro holder that can paste the portion of its interior that does towel has the property of fabric.

#### (FR) Coudière en neopme

Indication : Tendinite Reprise d'activité sportive Anti-tennis elboiu.  
Caractéristique : Un support en néoprène.

— **HB 5305**



Tek Beden / One Size / Taille Unique



— **HB 5307**



Tek Beden / One Size / Taille Unique

**(TR) Ped Destekli Dirseklik**

Endikasyon : Dirsek stabilizasyonu, Dirsek artritleri, Kronik kas ağrıları, Kemik stabilizasyonu desteği.  
Ürün Yapısı : Hava alabilen delikli neopren kumaş ve yüzeyi velcro tutucu yapışabilme özelliğine sahiptir.  
Çıkışım : Havlu kumaştır.

**(GB) Elbow Pad Supported**

Indications : Chronic Arthritis of the elbow to Elbow, Muscle aches, Bone stabilization support.  
Product Structure : That can take air and surface of the airpermeable neoprene fabric, Velcro holder to be able to stick the portion of its interior that does towel has the property of fabric.

**(FR) Coudière à soutien**

Indication : La stabilisation de coude, les arthrites de coude, les douleurs musculaires chroniques, le soutien pour la stabilisation d'os.  
Structure du produit : La surface est en velcro de tissu perforé et respirant en néoprène. L'intérieur est en tissu éponge.



— **HB 5312**



**(TR) Dirsek İmmobilizeri**

Endikasyon : Olecranon çevresi iltihapları, Kübital tünel sendromu, Ağrı irritasyon, Burkulma sonrası, Geçici immobilizasyon.  
Ürün Yapısı : Hava alabilen delikli neopren kumaş. Çıkışım terletmeyen havlu kumaştır.  
3XS ile L arası 6 bedeni bulunmaktadır.

**(GB) Elbow Immobilizer**

Indications : Olecranon circumference inflammations, Cubital tunnel syndrome, Extreme irritation, Sprains, After Temporary immobilization.  
Product Structure : That can take air textured, lyc supreme neoprene fabric surface Velcro holder has the ability to the inner parts of paste towel fabric. There are 6 body between the 3XS and L.

**(FR) Immobilisant de coude**

Indication : Les inflammations autour d'olécrane, le syndrome de canal cubital, l'irritation excessive, après la distorsion, l'immobilisant temporaire.  
Structure du produit : Le tissu perforé et respirant en néoprène. L'intérieur est en tissu éponge. Il existe 6 tailles entre 3XS et L.

3XS	XXS	XS	S	M	L
16-18	18-20	20-22	22-26	25-28	28-31



— **HB 5313**



Tek Beden / One Size / Taille Unique

**(TR) Dirseklik (Açılabilir)**

Endikasyon : Dirsek bölgesinde açılabilir pozisyonlama gereken tüm nörolojik ve ortopedik durumlarda, Dirsek protez cerrahisinde post-op, Dirsek fraktürleri konservatif tedavisi, Ligamentöz balans problemlerinde erken dönemde, Dirsek kontraktürü.  
Ürün Yapısı : Uygun fleksiyon ve ekstansiyon açısı, iç çıkışım hava alabilen havlu kumaştır.

**(GB) Elbow Brace (Gonio-Adjustable)**

Indications : Elbow angle positioning in all neurological and orthopedic cases, Elbow prosthesis surgery post-op, Elbow fracture of conservative treatment, Ligamentöz balance problems early, Elbow Contracture.  
Product Structure : Appropriate flexion and extension angle, surface Velcro holder has the ability to not sweat the inner parts of paste towel fabric.

**(FR) Orthèse de coude**

Indication : Entorse du coude Rupture ligamentaire Luxation de coude, Post opératoire  
Caractéristique : Confort et adaptabilité : tiges télescopiques réglable, Possibilité de bloquer extension et en flexion.

## El Bileklikleri ve Dirseklikler

Wrist and Elbow Brace / *Maintiens Poignet et Coudières*



**A08**

Parmak Ateli  
Finger Splint  
Attelle pour  
doigt

**A08-01**

Kurbaça Parmak Ateli  
Frog Finger Splint  
Attelle grenouille  
pour doigt

**A08-02**

Sandviç Parmak Ateli  
Sandwich Tip Splint  
Attelle sandwich  
pour doigt

**A08-03**

Dörtlü Parmak Ateli  
Open Thimble Splint  
Attelle quatuor  
pour doigt

**A08-04**

Bezbol Parmak Ateli  
Baseball Splint  
Attelle baseball  
pour doigt

**A08-05**

Parmak Ateli  
Mallet Finger  
Attelle pour doigt

Vita+Schutz®  
Protects your life.

Örme Bandajlar  
Knitted Bandages  
*Bandages tricotés*

# Örme Bandajlar

## Knitted Bandages / Bandages Tricotés



### (TR) Örme Ayak Bilekliği

Endikasyon : Kronik kas zayıflıklarında, Aşırı durumlarda, Ödem, Spor aktivitelerinde.  
Ürün Yapısı : Terletmeyen ve hava alabilen örme kumaştan üretilmiştir. Kullanımı rahat ve oldukça esnekdir.  
Ayakkabı veya Afo gibi ortezler ile de kullanılabilir. Anatomik oluklar esas alınarak dizayn edilmiştir.

### (GB) Knitted Ankle Brace

Indication : In chronic muscle weakness, Painful conditions, Edema, Sports activities.  
Product Structure : Knited and No sweat is produced from woven fabric that can take air. Comfortable to use and quite flexible. They can also be used with the shoes or breace like the Afo. They have been designed on the basis of anatomical Groove.

### (FR) Chevillière Ligamentaire

Indication : Lésion traumatiques ou dégénératives des ligaments. Traitement des entorses bénignes et de moyenne gravite. Protection post chirurgicale  
Caractéristique : Renfort rétro-malléolaire élasticité tous sens talon fermé bandage de renfort amovible.

## KB 301



cm	S	M	L	XL	XXL
20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	



### (TR) Ped Destekli Örme Ayak Bilekliği

Endikasyon : Malleollerin dejenerasyonlarında, Fraktür cerrahi öncesi ve sonrası, Hematom geri emilimini destekleyici, Ligament desteği, Ayak bileği distorsiyonlarında, Ödem, Bazı romatizmal hastalıklar.  
Ürün Yapısı : Hava alabilen delikli, terletme yapmayan esnek örme kumaştan üretilmiştir.  
Ped destekleri sayesinde anatomik olarak uygun tasarlanmıştır. S ile XXL arası bedenleri bulunur.

### (GB) Pad Supported Knitted Ankle Support

Indications : Malleolus degenerations, Pre and post surgical fracture, Hematoma absorption of supportive back, to support, Ankle ligament distortion, Edema, Can be used in some rheumatic diseases.  
Product Structure : Knitted, air perforated fabric, perforated, air permeable, flexible knitted fabrics are produced from. Thanks to the support of the pad is designed to fit anatomically. There are sizes from S to XXL.

### (FR) Chevillera Malleo

Indication : Protection des malléo Arthrose et arthrites actives Entorses contusion, faiblesses ligamentaire.  
Traitement de suivi des plasties ligamentaires et en prévention des blessures. Traitement fonctionnel des états et douleur postopératoire et post traumatiques en cas tuméfaction péri-articulaire et d'épanchement articulaire.  
Caractéristique : Tissu perforé élastique permet un compression et soutien de la cheville avec deux pelotes en silicoes bilatérales.

## KB 302



cm	S	M	L	XL	XXL
20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	



### (TR) Örme Aşilotreyn

Endikasyon : Aschill dejenerasyonlarında post-op, Aşırı durumlarda, Ödem, Akut kas zayıflıklarında.  
Ürün Yapısı : Hava alabilen delikli, terletme yapmayan esnek örme kumaştan üretilmiştir. Silikon destek sayesinde anatomik olarak plantar fleksiyon kazandırmıştır. S ile XXL arası bedenleri bulunur.

### (GB) Knitted Aschillotreyn

Indications : Aschill degenerations at post-op, Painful cases, Edema, Acute muscle weakness.  
Product Structure : It can take air it is manufactured from flexible knitted fabrics. Silicon support thanks to anatomically plantar flexion. There are sizes from S to XXL.

### (FR) Chevillière tendon d'Achille

Indication : Post-rupture de tendon, Tendinite achillienne Protection de tendon d'Achilles.  
Caractéristique : Tissu perforé tricoté, avec un coussin en silicone créé une flexion plantaire anatomique.

## KB 307



cm	S	M	L	XL	XXL
20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	



**(TR) Örne El Bilek Splinti**

Endikasyon : Carpal ve ulnar tünel sendromu El Bileği stabilizasyonu, Ödem, AEr.  
Ürün Yapı> : Hava alabilen delikli, terletme yapmayan esnek örme kumaştan üretilmiştir.  
Ekstra el bilek desteği vardır. Silikon destek bulunmaktadır.

**(GB) Knitted Wrist Splint**

Indications : Carpal and ulnar tunnel syndrome, Wrist stabilization, Edema, Pain.  
Product Structure : It can take air it is manufactured from flexible knitted fabrics. It has extra wrist support.  
It has silicone support.

**(FR) Éclisse tricotée pour poignet**

Indication : Le syndrome de canal carpien et cubital, la stabilisation de poignet, l'œdème, la douleur.  
Structure du produit : Il est produit à partir de tissu tricoté flexible perforé et respirant qui ne fait pas transpirer. Il existe le soutien en silicone.

■ **KB 432**



S-M	L	XL-XXL
15-17	17-19	19-21



**(TR) Baş Parmak Stabilizasyon Bilekliği**

Endikasyon : Baş parmak stabilizasyonu, De quervain sendromu, Spastisite, Hemipleji.  
Ürün Yapı> : Elastik hava alabilen örme kumaştan yapılmıştır. Bükümlü alüminyum desteği bulunur.  
3 bedeni mevcuttur.

**(GB) Thumb Stabilizator Wrist Splint**

Indication : Stabilization of thumb, De quervain syndrom, Spasticity, Hemiplegia.  
Product Structure : It is made from elastic knitted fabric. It has a twisted aluminum support.  
3 sizes are available in.

**(FR) Bracelet pour stabilisation de pouce**

Indication : La stabilisation de pouce, le syndrome «de quervain», la spasticité, l'hémiplégie.  
Structure du produit : Il est produit à partir de tissu tricoté flexible perforé et respirant. Il existe 3 tailles.

■ **KB 433**



S-M	M-L	L-XXL
14-18	18-22	22-26



**(TR) Boksör Kırık Ateli**

Endikasyon : Boksör kırık ve ezilmelerinde kullanılır. 4. ve 5. parmak ve bilekten sabitleme yaparak sorunlu bölgenin düzelmesini sağlar.  
Ürün Yapı> : Sağ ve sol olarak çift taraflı üretilmiştir. Bükümlü alüminyum desteği bulunur.  
Beden ayarları olarak yapılır. Alç yerine kullanılır.


**(GB) Boxer Fracture Splint**

Indication : It is used for boxer fracture and injuries. It is fixed the problem area by fixing 4. and 5. fingers and wrist.  
Product Structure : Double-sided production with right and left. Body adjustment is made with tightening. It is used in plasterboard.

**(FR) Attelle de boxeur fracturée**

Indication : Il est utilisé pour les fractures et les blessures du boxeur.  
Il est résolu la zone à problèmes en fixant 4. et 5. doigts et poignet.  
Structure du produit : Production recto verso avec droite et gauche. Le réglage du corps est fait avec le serrage. Il est utilisé dans les plaques de plâtre.

■ **KB 434**



Tek Beden / One Size / Taille Unique

# Örme Bandajlar

## Knitted Bandages / Bandages Tricotés



### (TR) Örme Patella Destekli Dizlik

Endikasyon : Osteoartrit ve bursit gibi inflamatuvar durumlar, Anterior ve psoterior bölgede lokal ağrı, Kas dinamikmi, Eklem içi sıvı diffüzyonu, Post-op koruma, Menisküs cerrahi sonrası, Çapraz bağ operasyonları sonrası.  
Ürün Yapısı : Hava alabilen esnek terletmeyen örgü kumaştan yapılmıştır. Dizin arka kısmına dolaşım rahatlatması açısından gevşek dokuma uygulanmıştır. Ped desteği bulunur. S ile XXL arasında bedenleri mevcuttur.

### (GB) Knitted Patella Knee Brace

Indications : Osteoarthritis and inflammatory conditions such as bursitis, Anterior and psoterior in the region, Local pain, Muscular dynamism, Joint fluid-diffussion, Post-op protection, Meniscus surgery, cross ligament operations post.  
Product Structure : Air mesh fabric that is made from the sweat that can receive flexible. In terms of the circulation of the posterior part of the comfort index has been applied loosely woven. It has pad support. Available in sizes from S to XXL.

### (FR) Genouillère rotulienne élastique avec une grande hauteur

Indication : Conarthrose douloureuse et instable Arthrose et la bursite.  
Caractéristique : Genouillère élastique haute avec un guide rotulien en silicone.

## KB 314

cm

S	M	L	XL	XXL
30-33	33-36	36-39	39-42	42-45



### (TR) Elastik Örme Dizlik

Endikasyon : Artrit, Post-op, Koruma amaçlı, Kireçlenme, Kronik Eklem içi sıvı artışı, Diz bölgesinde ağrı, Popliteal bölge yaralanmaları ve sendromları, ACL ve PCL gibi lateral ve kollateral ligaman deformitelerinde.  
Ürün Yapısı : Hava alabilen delikli, terletme yapmayan esnek örme kumaştan üretilmiştir. S ile XXL arasında bedenleri mevcuttur.

### (GB) Elastic Knitted Knee Brace

Indications : Arthritis, Post-op, For protection, Arthritis, Chronic joint pain in the Knee area of fluid increase, The Popliteal region injuries and syndromes, ACL and PCL as well as lateral and collateral ligament deformity in.  
Product Structure : Air permeable, flexible manufactured from knitted fabrics, available in sizes from S to XXL.

### (FR) Genouillère élastique de maintien

Indication : Reprise d activité Apres l'intervention chirurgicale, Prévention, Arthrite  
Caractéristique : Tissu tricoté pour une bonne contention musculaire.

## KB 315

cm

S	M	L	XL	XXL
30-33	33-36	36-39	39-42	42-45



### (TR) Örme Ligament ve Patella Destekli Dizlik

Endikasyon : Ağrı, Spor aktiviteleri, Kronik menisküs dejenerasyonları, Kronik ödem, Venöz anormaller, Hemipleji, Post-op konservatif, Osteoartrit.  
Ürün Yapısı : Yanlarındaki spiral barlar ve diz üstündeki desteği ile dize maksimum destek ve koruma sağlar. Örme kumaştan üretilmiştir. S ile XXL arasında bedenleri mevcuttur.

### (GB) Ligaments and Patella Supported Knitted Knee Brace

Indications : Pain, Sports activities, Chronic meniscus degeneration, a Chronic swelling, Venous oberves, Hemiplegia, Post-op conservative, Osteoartrit.  
Product Structure : Spiral bars and knees with support at the top of the string provides maximum support and protection. Knitted fabric is made from. Available in sizes from S to XXL.

### (FR) Genouillère rotulienne renforce

Indication : Syndrome rotulien (os good Schlatter) chondrite rotulienne instabilité femoro-patellaire, Reprise des activités, Tendinopathie rotulienne  
Caractéristique : Un tissu tricoté crée un soutien maximale avec des spirale sur les cotés, un tampon de silicone sur la rotule et deux sangles.

## KB 714

cm

S	M	L	XL	XXL
30-33	33-36	36-39	39-42	42-45



**(TR) Örne Tenisçi Dirseklİei (Silikon Pedli)**

Endikasyon : Tenisçi dirsefi (epikondilit) ve diđer romatizmal hastalıklar, Kronik ödem ve eklem irritasyonlar.  
Ürün Yapı> : Hava alabilen delikli, terletme yapmayan esnek örme kumaştan üretilmiştir. Ped destekleri sayesinde anatomik olarak uygun tasarlanmıştır. S ile XXL aras> bedenleri bulunur.

**(GB) Knit Tennis Player Elbow Bandage (Silicone Padded)**

Indications : Tennis elbow (epicondylitis) and other rheumatic diseases, Chronic swelling and irritation of joints.

Product Structure : Air can be perforated, manufactured from woven fabric flexible non-Taylor Thanks to the support of the pad is designed to fit anatomically. Is located in sizes from S to XXL.

**(FR) Coudière tricotée de tennisman (avec soutien en silicone)**

Indication : L'épicondylite et les autres maladies rhumatismales, l'œdème chronique et les irritations d'articulation.

Structure du produit : Il est produit à partir de tissu tricoté flexible perforé et respirant qui ne fait pas transpirer. Grace à ses soutiens, il est conçu conforme à l'anatomie. Il existe des tailles entre S et XXL.

**KB 535**

cm

S	M	L	XL	XXL
22-25	25-28	28-31	31-34	34-37



**(TR) Örne Dirseklık**

Endikasyon : Tenisçi dirsefi (epikondilit) ve diđer romatizmal hastalıklar, Kronik ödem ve eklem irritasyonlar.  
Ürün Yapı> : Hava alabilen delikli, terletme yapmayan esnek, örme kumaştan üretilmiştir. S ile XXL aras> bedenleri bulunur.

**(GB) Knitted Elbow**

Indications : Tennis elbow (epicondylitis) and other rheumatic diseases, Chronic swelling and irritation of joints.

Product Structure : Air permeable, flexible, knitted fabrics are produced from. Is located in sizes from S to XXL.

**(FR) Coudière tricotée**

Indication : L'épicondylite et les autres maladies rhumatismales, l'œdème chronique et les irritations d'articulation.

Structure du produit : Il est produit à partir de tissu tricoté flexible perforé et respirant qui ne fait pas transpirer. Il existe des tailles entre S et XXL.

**KB 536**

cm

S	M	L	XL	XXL
22-25	25-28	28-31	31-34	34-37



**(TR) Örne Omuzluk**

Endikasyon : Omuz yaralanmalar>, Hemipleji, Tendon zorlanmalar> ve inflamatuvar durumlarda, Post-travmatik ve post operatif durumlarda Rotator cuff yaralanmalar>nda, Omuz implantasyonlar> sonras>.  
Ürün Yapı> : Hava alabilen delikli, terletme yapmayan esnek örme kumaştan üretilmiştir. S ile XXL aras> bedenleri mevcuttur.

**(GB) Shoulder Brace**

Indications : Shoulder injuries, Hemiplegia, Tendon strain, Conservative treatment in patients and inflammatory cases, Post traumatic and post operative shoulder Rotator cuff injuries in cases of post implantation.

Product Structure : Air permeable, flexible manufactured from knitted fabrics, available in sizes from S to XXL.

**(FR) Corset pour lombo-sacré**

Indiction : Les blessures des épaules, l'hémiplégie, les forçements de tendon et les cas d'inflammation, en cas de post-traumatisé et de post-op, les blessures de manchette de rotateur (rotator cuff), après les implantations d'épaule.

Structure du produit : Il est produit à partir de tissu tricoté flexible perforé et respirant qui ne fait pas transpirer. Il existe des tailles entre S et XXL.

**KB 743**

cm

S	M	L	XL	XXL
23-25	26-28	29-31	32-34	35-37



# Örme Bandajlar Knitted Bandages / Bandages Tricotés



## (TR) Çelik Balenli Lumbosakral Korse

Endikasyon : Akut ve kronik lumbago, Siyatik sinir komplikasyonları, Bel fıtığı, Kronik bel kasları güçsüzlüğü ve vertebra problemlerinde kullanılır.

Ürün Yapısı : Esnek bandajlar içermesi nedeniyle yarım dinamik bir korse olduğu için kas tembelliği oluşturmaz. Arka kısmında bulunan plastik ve çelik balenler sayesinde destek sağlar. Örme kumaştan üretilmiştir. XS ile XXL arasında bedenleri bulunur. Yükseklik 26 cm.

## (GB) Knitted Steel Back Brace Lumbosacral

Indications : Complications of acute and chronic lumbago, Sciatic nerve, Spinal disc herniation, Chronic low back muscles weakness and is used in the vertebra.

Product Structure : Because of Flexible bandages it is a half-dynamic corset. Located at the back of a plastic and steel support through. Knitted fabrics are produced from. There are sizes from XS to XXL. Height 26 cm.

## (FR) Corset pour lombo-sacré à baleine en acier

Indication : Il est utilisé pour le lumbago aigu et chronique, les complications des nerfs de sciatique, l'hernie discale, la faiblesse musculaire chronique de taille, et les problèmes de vertèbre.

Structure du produit : Comme il contient des bandages flexibles, c'est un corset semi-dynamique qui ne crée pas l'oisiveté musculaire. Grace aux baleines en plastique et en acier par derrière, il fournit le soutien. Il est produit à partir de tissu tricoté. Il existe des tailles entre XS et XXL. L'hauteur est de 26 cm.

■ KB 724



h:26cm

XS-M	M-L	L-XXL
66-82	80-100	101-121



## (TR) Çalışma Destek Korsesi

Endikasyon : Akut ve kronik lumbal bölge ağrıları, Kas stabilizasyonu, Spondilolistezis.

Ürün Yapısı : Dilimli kesim sayesinde hava alabilen örme kumaştan üretilmiştir.

Ekleme-kar silikon ped özelliği bulunur. Plastik balen desteği vardır. XS ile XXL arasında bedenleri bulunur. Yükseklik 22 cm.

## (GB) Study Support Corset

Indications : Acute and chronic lumbar region, Pain, Muscle stabilization, Spondylolisthesis.

Product Structure : Thanks to sectional cutting air produced from knitted fabrics that can receive. Removable silicone pad feature. There are sizes from XS to XXL. Height 22 cm.

## (FR) Standard Short Ankle Brace

Indication : Les douleurs de zone lombaire aiguës et chroniques, la stabilisation musculaire, le spondylolisthésis.

Structure du produit : Grace à la coupure tranchée, il est produit à partir de tissu tricoté respirant. Le soutien en silicone est démontable. Il existe des tailles entre XS et XXL. L'hauteur est de 22 cm.

■ KB 726



h:22cm

XS-M	M-L	L-XXL
66-82	80-100	101-121

Vita+Schutz®  
Protects your life.

Omuz ve Kol Askıları  
Shouler and Arm Hanger  
*Écharpes d'épaule et de Bras*

## Omuz ve Kol Askıları

### Shoulder and Arm Hanger / Écharpes d'épaule et de Bras



#### (TR) Kol Askı>s>

Endikasyon : Operasyon sonrası kolun askıya alınmasında, omuzun immobilize edilmesinde kullanılır.  
Omuz eklemi, humerus ve dirseğin dinlenmeye alınmasında kullanılır.  
Ürün Yapı>s> : Dokuma pamuk kumaştan üretilmiştir. Askı uzunluğu 90 cm. S ile XL arası bedenleri mevcuttur.

#### (GB) Arm Sling

Indication : Used in suspending of the forearm and immobilization of the shoulder during the post-operative phase. Used to set the shoulder joint, humerus and elbow at rest.  
Product Structure : Manufactured of cotton fabric. Strap length 90 cm. Available in sizes from S to XL.

#### (FR) Echarpe de soutien

Indication : Soutien temporaire du bras, post traumatique, Post chirurgical  
Caractéristique : Enveloppe le coude et l'avant bras avec une boucle de fixation.

#### - DNB 441



S	M	L	XL
25-30	30-35	35-40	40-45



#### (TR) Kol Askı>s>

Endikasyon : Post op immobilizasyon, Deltoïd istirahati, Ligament deformiteleri, Omuz ç>k>kları, Humerus ve ulnar bölge fraktürleri konservatif tedavisinde, Nörolojik patolojilerde.  
Ürün Yapısı : Havlu lamineli sünger kumaş. Yüzeyi velkro tutucu yapışabilme özelliğine sahiptir. Sünger doku. Büyük ve Küçük bedenleri mevcuttur.

#### (GB) Arm Sling

Indications : Post op immobilization, Deltoid Ligament, Deformities, Shoulder dislocations occur, Humerus and ulnar fracture zone in the conservative treatment of Neurological pathologies.  
Product Structure : Towels cotton sponge cloth. Surface Velcro holder has the property of paste. The sponge is also available throughout the texture. Major and minor sizes are available in.

#### (FR) Echarpe d'immobilisation du bras

Indication : Traumatologie du coude, Luxation d'épaule Une fracture de l'avant bras, Traitement d'immobilisation post-opératoire ou post-traumatique.  
Caractéristique : Constitué d'un manchon et d'une immobilisation en coton éponge mode bilatéral

#### - HB 5410

1	2
S-M	L-XXL



S-M	L-XXL
25-35	35-50



#### (TR) Kol Askı>s> - Fileli

Endikasyon : Post-op immobilizasyon, Deltoïd istirahati, Ligament deformiteleri, Omuz ç>k>kları, Humerus ve ulnar bölge fraktürleri konservatif tedavisinde, Nörolojik patolojilerde.  
Ürün Yapı>s> : Fileli airtex kumaştan üretilmiştir. Hava alabilen oluklu yap>. Büyük ve Küçük bedenleri mevcuttur.

#### (GB) Arm Sling - Air Mash

Indications : Post-operative immobilization, Deltoid Ligament, Deformities, Shoulder dislocations occur, Humerus and ulnar fracture zone in the conservative treatment of Neurological pathologies.  
Product Structure : It is made of mesh airtex fabric. Air can be corrugated structure. Major and minor sizes are available in.

#### (FR) Écharpe de bras - A filet

Indication : L'immobilisation post-op, le repos de deltoïde, les déformations de ligament, les dislocations de l'épaule, en traitement conservatif des fractures de zone humérus et cubitale, les pathologies neurologiques.  
Structure du produit : Il est produit à partir de tissu air-tex à filet. La structure respirant à cannelures. Il existe des tailles grande et petite.

#### - HB 5410 Y

1	2
S-M	L-XXL



S-M	L-XXL
25-35	35-50



**(TR) Yastıklı Kol Askı»**

Endikasyon : Humerus fraktürleri, Pozisyonlamaya yardımcı olarak, Kas rüptürleri post-op, Açsal omuz immobilizasyonu, Hemipleji, Impengment.

Ürün Yapı» : « ksm» terletmeyen havlu kumaştır. Yastıklarda sünger doku. « ksm» sünger destekli. Ayarlabilen ve ayarlanabilen yastık sayesinde kolu hem nötral hem de 30 derecede tutmak için tasarlanmıştır. 1 ve 2 no olarak üretilmiştir.

**(GB) Padded Arm Sling**

Indications : Humeral fracture as an aid to the position, Muscle ruptures the Angular shoulder post-op, Syntheses, Hemiplegia, Impengment.

Product Structure : Do not sweat towel fabric Interior, On Pillow; sponge texture, inner part of the sponge support, add hyphens, and thanks to the adjustable pillow is both neutral and 30-degree handle is designed to keep. Available in sizes from 1 and 2.

**(FR) Coussin d'abduction de l'épaule**

Indication : Fixation post-opératoire du membre supérieur après intervention de reconstruction de l'articulation scapulo-humérale. Coussin permettant de positionner le bras (droit ou gauche) en abduction. Fractures d'épaule. Caractéristique : Coussin mousse de forme onotomique se positionnant par une sangle abdominale et une bretelle d'épaule.

**- HB 5411**

**30°**

1  
S-M

2  
L-XXL

cm

S-M

25-

35

L-XXL

35-

50



**(TR) Yastıklı Kol Askı»**

Endikasyon : Humerus fraktürleri, Pozisyonlamaya yardımcı olarak, Kas rüptürleri post-op, Açsal omuz immobilizasyonu, Hemipleji, Impengment.

Ürün Yapı» : « ksm» terletmeyen havlu kumaştır. Yastıklarda sünger doku. « ksm» sünger destekli. Ayarlabilen ve ayarlanabilen yastık sayesinde kolu hem nötral hem de 45-60 derecede tutmak için tasarlanmıştır. 1 ve 2 no olarak üretilmiştir.

**(GB) Padded Arm Sling**

Indications : Humeral fracture as an aid to the position, Muscle ruptures the Angular shoulder post-op, Syntheses, Hemiplegia, Impengment.

Product Structure : Do not sweat towel fabric Interior, On Pillow; sponge texture, inner part of the sponge support, add hyphens, and thanks to the adjustable pillow is both neutral and 45-60 degree handle is designed to keep. Available in sizes from 1 and 2.

**(FR) Coussin d'abduction de l'épaule**

Indication : Fixation post-opératoire du membre supérieur après intervention de reconstruction de l'articulation scapulo-humérale. Coussin permettant de positionner le bras (droit ou gauche) en abduction. Fractures d'épaule. Caractéristique : Coussin mousse de forme onotomique se positionnant par une sangle abdominale et une bretelle d'épaule.

**- HB 5411**

**45°**

1  
S-M

2  
L-XXL

cm

S-M

25-

35

L-XXL

35-

50



**(TR) Omuzluk (Tek)**

Endikasyon : Omuz yaralanmalar, Hemipleji, Tendon zorlanmalar ve inflamatuvar durumlarda, Post-travmatik ve post operatif durumlarda Rotator cuff yaralanmalarında, Omuz implantasyonları sonrası.

Ürün Yapı» : Omuzlu» desteklemek için koltuk altından geçen elastik bandaj hareketleri kısıtlamadan maksimum destek ve rahatlık sağlar. Hava alabilen Neopren malzemeden üretilmiştir. S ile XXL aras» bedenleri mevcuttur.

**(GB) Shoulder Brace (Single)**

Indications : Shoulder injuries, Hemiplegia, Tendon strain, Conservative treatment in patients and inflammatory cases, Post traumatic and post operative shoulder Rotator cuff injuries in cases of post implantation.

Product Structure : The upper level of the armpit to support supreme textured, lyc last elastic bandage transactions provides maximum support and comfort without restrictions. Air permeable neoprene material. Available in sizes from S to XXL.

**(FR) Epaulière de contention**

Indication : Prévention des blessures articulaire, Reprise d'activité après séquelles traumatiques, Fragilité des articulations de l'épaule

Caractéristique : Découpe anatomique pour une liberté totale de mouvement, modèle gauche-droit.

**- HB 5403**

cm

S  
23-25

M  
26-28

L  
29-31

XL  
32-34

XXL  
35-  
37

## Omuz ve Kol Askıları

### Shoulder and Arm Hanger / Écharpes d'épaule et de Bras



#### (TR) Clavicula Bandajı

Endikasyon : Klavikula kırıklar, Scapular stabilizasyon, Sternoklavikular eklem deformiteleri, Postür bozukluklar, Skolyoz, Kifoza.

Ürün Yapısı : Cerrahi müdahale sonrası posterior da sabitleyerek klavikula üzerine basınç yapılıması engeller. Sünger dokulu ve havlu kumaştan üretilmiştir. Büyük ve küçük bedenleri mevcuttur.

#### (GB) Clavicle Bandage

Indications : Clavicle fractures, Scapular stabilization, Sternoclavicular joint deformities, Disorders of posture, scoliosis, Kyphosis.

Product Structure : Post posterior surgical intervention is also introducing a clavicle pressure on non-edible. Terry fabric is built. It is made of sponge texture and tery cloth. Major and minor sizes are available in.

#### (FR) Bandage de clavicule

Indication : Les fractures de clavicule, la stabilisation scapulaire, les déformations d'articulation sternoclaviculaire, les défauts de posture, la scoliose, cyphose.

Structure du produit : Après l'intervention chirurgicale, en se fixant sur le postérieur, il empêche la pression sur la clavicule. Il est produit à partir de tissu éponge. A soutien Eva.

Il existe des tailles grande et petite.

■ HB 5407

cm



1

S-M

2

L-XXL

S-M

78-

94

L-XXL

94-

113



#### (TR) Standart Welpau Bandajı

Endikasyon : Humerus ve omuz kapsülü kırıklarında Rotator cuff sendromları, Yoğun bakım üniteleri, Protez implantasyonundan sonra, immobilizasyonu.

Ürün Yapısı : Sünger dokulu ve havlu kumaştan üretilmiştir. Yüzeyi velcro tutucu yapışabilme özelliğine sahiptir. Büyük ve küçük bedenleri mevcuttur.

#### (GB) Standard Welpau Bandage

Indications : Fractures of the Humerus and shoulder capsule Rotator cuff syndromes, Intensive care units, Shoulder prosthesis implantation after immobilization of the shoulder.

Product Structure : Terry fabric is built. Sponge texture. Surface Velcro holder has the property of paste. Major and minor sizes are available in.

#### (FR) Immobilisateur bras- épaule

Indication : Fractures de l'humérus et la capsule de l'épaule Immobilisation après l'implantation de la prothèse Luxation d'épaule et entorse de l'épaule

Caractéristique : Constitué d'un manchon et d'une immobilisation en coton éponge mode bilatéral.

■ HB 5409

cm



1

S-M

2

L-XXL

S-M

78-

94

L-XXL

94-

113

Vita+Schutz®  
Protects your life.

# JUNIOR KIDS

Ortopedik Çocuk Ürünleri  
Orthopedic Junior Products  
*Produits Orthopédiques Pédiatriques*

# Ortopedik Çocuk Ürünleri

Orthopedic Junior Products / Produits Orthopédiques Pédiatriques

Vita+Schutz®  
Protects your life.



Ped Destekli Ayak Bilekliği  
Ankle Supported With Pad  
Chevillière à soutien

— **JB 2002**



15-20 cm



Gece Ateli  
Hallux-Valgus Night Splints  
Attelle de nuit

— **JB 2010**



15-20 cm



(TR) Pediatrik Walker Brace

Rahatlık için yumuşak süngerli kumaş ile desteklenmiştir. Ayarlanabilir.  
Ayak ve ayak bileği sabitlemek için tasarlanmıştır.

(GB) Pediatric Walker Brace

Comfortable soft foam Adjustable hook & loop closure. Designed to immobilize foot & ankle.

(FR) Pédoncule Walker

Mousse souple confortable Fermeture à crochet et boucle réglable Conçu pour immobiliser le pied et la cheville.

— **JB 5050**

S  
1-2,5 yaş / age

M  
2,5-5 yaş / age

L  
5-8 yaş / age



Standart Dizlik  
Knee Bandage  
Genouillère standard

— **JB 2102** | 20-32 cm



Ped Destekli Dizlik  
Knee Bandage With Pad  
Genouillère à soutien

— **JB 2103** | 20-32 cm



Standart Patella Destekli Dizlik  
Knee Bandage With Patella  
Genouillère standard

— **JB 2104** | 20-32 cm



fleksible Balenli Dizlik  
Flexible Balein Bandage  
Genouillère à baleine flexible

— **JB 2110** | 20-32 cm



Çelik Eklemlı Dizlik  
Steel-Jointed Knee Bandage  
Genouillère à articulation en acier

— **JB 2111** | 20-32 cm



Diz İmmobilizeri  
Knee Immobilizer  
Immobilisant du genou

— **JB 2117** | 1-S / 2-M  
20-30 cm  
25 / 30 cm



# Ortopedik Çocuk Ürünleri

Orthopedic Junior Products / Produits Orthopédiques Pédiatriques

Vita+Schutz®  
Protects your life.



El Bilek Slinti  
Wrist Splint  
Éclisse de poignet

— **JB 2302**



10-18 cm



Parmak Splinti  
Thumb Splint  
Éclisse de doigt

— **JB 2303**



10-18 cm



Boksör Kırık Ateli  
Boxer Fracture Splint  
Attelle de boxeur fracturée

— **JB 2304**



10-18 cm

Ped Destekli Dirseklik  
Elbow Bandage With Pad  
Coudière à soutien

— **JB 2307** —

12-22 cm





Kol Ask›s› / Arm Sling / Écharpe de bras

– **JB 2410** |  20-30 cm



Welpo Bandaj› / Welpo Bandage / Bandage Welponer

– **JB 2409** |  55-65 cm



Klavikula Bandaj› / Clavicula Bandage / Bandage de clavicule

– **JB 2407** |  55-65 cm




Freska Yast›€› / Freja (Hip Abduction) BAG / Coussin de Frejka

– **JB 5420**



Sünger Boyunluk  
Sponge Neck Support  
Protecteur de cou en éponge

– **JS 03** |  cm 

1-S	1-M
25-	30-
30	35

Vita+Schutz®  
Protects your life.

Medikal oraplar  
Medical Stockings  
*Chaussettes et bas Mdicales*

# Medikal Çoraplar

## Medical Stockings *Çaussettes et bas Médicales*

### Endikasyon

- Varis ve varikozitlerde • Skleroterapi veya lazer tedavi sonrası • Basit ülserlerin iyileşme safhasından sonraki safhalarda • Doçum vb. cerrahi durumlar durumlarından sonra • Günlük kullanım • Yakınması az olan hastalar veya cerrahi riski yüksek olan hastalar
- Korunma amaçlı • Ödem

### Indications

- For varicose veins and varikozit • On sclerotherapy or laser post-treatment • Simple ulcer healing of from at the next phase • Pregnant, etc. surgical situations • Daily use • Complaint of patients with less or surgery patients with a high risk • Preventio protection • Edema

### Indication

- Les varices et varicosités • Après la sclérothérapie ou le traitement en laser • Lors des étapes après les étapes de guérison des ulcères simples • Après les cas chirurgicaux comme l'accouchement, etc. • L'utilisation quotidienne • Les patients qui ont peu de plaintes, ou qui ont le grand risque chirurgical • Pour la protection • L'œdème

### Ürün Yapısı

- Diz üstü çoraplar için özel damla silikon tasarımı • Güçlendirilmiş damla topuk ve uç kısmı
- 7 farklı beden seçeneği (Antiembolizm çoraplar 5 beden) • Giyme aparatı seçeneği (MS AL 001)
- WHO (World Health Organization) standartlarına uygun anatomik tasarımı • Uygun oranda elastan ve nylon iplik içerir.

### Product Structure

- Stockings for drops of silicon design • Reinforced drop heel and ends • 7 different size option (Antiemboli socks five sizes)
- Wear the attachment option (MS AL 001)
- According to the WHO (world Health Organization) standards Anatomic design • Appropriate amount of elastane and nylon yarn

### Structure du Produit

- La conception spéciale de forme de goutte pour les chaussettes • Le talon et l'avant en goutte renforcés • Le choix de 7 tailles différentes
- Le choix d'appareil à mettre (MS AL 001) • La conception conforme aux standards de WHO (Organisation Mondiale de la Santé) • Le tissu en elastane et nylon en taux conforme

## ÖLÇÜ ALINIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

1. Tabloda bacak üzerindeki 7 referans ve 7 beden seçeneğini dikkatlice inceleyiniz.
2. Varis çorabında en doğru ölçüm referans noktaları en alt noktalardan yukarı noktalara yani; cB > cB1.....> cG bölgesine doğru olmalıdır.
3. Burnu açık modellerde parmaklarda oluşan renklere göre beden seçimi yapılmalıdır.


## THE MEASURE RECEIVED TO BE CONSIDERED THE STATES

1. Table with legs 7 reference and 7 body option carefully.
2. The most accurate measurement of stocking on the lowest points of reference points to the point I mean; cB > cB1.....> cG should be towards the region.
3. Cape models according to body color change that occurs in the fingers should be made.

## VARİS ÇORABI KULLANIMI VE TAVSİYELER STOCKING USAGE AND ADVICES

1. Varis çorabı hastanın toplardamarlarının en boş olduğu aşamada giyilmelidir. Öncelikle hasta yatağa yatmalı ve bacağının 5-10 dakika yukarı kaldırılmalıdır. Ardından varis çorabını giymelidir. Gün içinde ayakta kaldığı süre içinde varis çorabı ile dolaşılabilir.
2. Gece yatarken varis çorabının giyilmesi gerekli değildir.

1. Most of the patient's vein is empty stocking stage should be worn. First of all, the patient should lie on the bed and removing her leg is up 5-10 minutes. Then you must wear your varicose veins. During the day while standing in stocking, it is normally to walk around.
2. It is not necessary to wear the socks at night.



### Ölçü Tablosu / Measurement Chart (cm)

Çevre Ölçüsü Circumference	I	II	III	IV	V	VI	VII
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30	30-32
cB <sup>1</sup>	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39	35-41
cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49	41-52
cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48	40-51
cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51	43-54
cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73	56-78
cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81	64-85



(TR) Ayak bileğinden dize kadar olan bölgede oluşan varisler için kullanılır. 7 beden seçeneği bulunmaktadır.

(GB) It is used for varicose veins in the area from ankle to knee. There are 7 size options.

(FR) Il est utilisé pour les varices créées dans la zone à partir de cheville jusqu'au genou. Il existe les 7 tailles différentes.

**CCL 1 MS 200-400 18-22**  
**CCL 2 MS 140-900 mmHg 22-34 mmHg**

Diz Altı Burnu Açık Siyah Varis Çorabı  
Infragenual Opened Toe Black Stockings  
Chaussettes de varice en noir au nez-ouvert



**CCL 1 MS 200-401 18-22**  
**CCL 2 MS 140-901 mmHg 22-34 mmHg**

Diz Altı Burnu Kapalı Siyah Varis Çorabı  
Infragenual Closed Toe Black Stockings  
Chaussettes de varice en noir au nez-fermé



(TR) Ayak bileğinden dize kadar olan bölgede oluşan varisler için kullanılır. 7 beden seçeneği bulunmaktadır.

(GB) It is used for varicose veins in the area from ankle to knee. There are 7 size options.

(FR) Il est utilisé pour les varices créées dans la zone à partir de cheville jusqu'au genou. Il existe les 7 tailles différentes.

**CCL 1 MS 200-100 18-22**  
**CCL 2 MS 140-500 mmHg 22-34 mmHg**  
**CCL 3 MS 300-100 34-46 mmHg**

Diz Altı Burnu Açık Varis Çorabı  
Infragenual Opened Toe Stockings  
Chaussettes de varice courtes en au nez-ouvert



**CCL 1 MS 200-101 18-22**  
**CCL 2 MS 140-501 mmHg 22-34 mmHg**  
**CCL 3 MS 300-101 34-46 mmHg**

Diz Altı Burnu Kapalı Varis Çorabı  
Infragenual Closed Toe Stockings  
Chaussettes de varice courtes en au nez-fermé

# Medikal Çoraplar

## Medical Stockings *Chaussettes et bas Médicales*



(TR) Ayak bileğinden kas-ğa kadar olan bölgede oluşan varisler için kullanılır. 7 beden seçeneği bulunmaktadır.

(GB) From ankle to inguinal area are used for varicose veins that occur in the region. 7 body has the options.

(FR) Il est utilisé pour les varices créées dans la zone à partir de cheville jusqu'à l'aîne. Il existe les 7 tailles différentes.

**CCL 1 MS 200-200 18-22**  
**CCL 2 MS 140-600 mmHg 22-**  
**CCL 3 MS 300-300 34 mmHg**  
**34-46**  
**mmHg**

Diz Üstü Burnu Açık Varis Çorabı  
Supragenual Opened Toe Stockings  
Chaussettes de varice longues au nez-ouvert



**CCL 1 MS 200-201 18-22**  
**CCL 2 MS 140-601 mmHg 22-**  
**CCL 3 MS 300-301 34 mmHg**  
**34-46**  
**mmHg**

Diz Üstü Burnu Kapalı Varis Çorabı  
Supragenual Closed toe Stockings  
Chaussettes de varice longues au nez-fermé



(TR) Ayak bileğinden kas-ğa kadar olan bölgede oluşan varisler için kullanılır. 7 beden seçeneği bulunmaktadır.

(GB) From ankle to inguinal area are used for varicose veins that occur in the region. 7 body has the options.

(FR) Il est utilisé pour les varices créées dans la zone à partir de cheville jusqu'à l'aîne. Il existe les 7 tailles différentes.

**CCL 1 MS 200-300 18-22**  
**CCL 2 MS 140-700 mmHg 22-**  
**CCL 3 MS 300-400 34 mmHg**  
**34-46**  
**mmHg**

Kilotlu Burnu Açık Varis Çorabı  
Pantyhose Opened Toe Stockings  
Collants de varice au nez-ouvert



**CCL 1 MS 200-301 18-22**  
**CCL 2 MS 140-701 mmHg 22-**  
**CCL 3 MS 300-401 34 mmHg**  
**34-46**  
**mmHg**

Kilotlu Burnu Kapalı Varis Çorabı  
Pantyhose Closed Toe Stockings  
Collants de varice au nez-fermé



(TR) Ayak bileğinden kas-ğa kadar olan bölgede oluşan varisler için kullanılır. 7 beden seçeneği bulunmaktadır.

(GB) From ankle to inguinal area are used for varicose veins that occur in the region. 7 body has the options.

(FR) Il est utilisé pour les varices créées dans la zone à partir de cheville jusqu'à l'aîne. Il existe les 7 tailles différentes.

**CCL 1 MS 200-200S 18-22**  
**CCL 2 MS 140-600S mmHg 22-34 mmHg**

Siyah Diz Üstü Burnu Açık Varis Çorabı  
Black Supragenual Opened Toe Stockings  
Chaussettes de varice longues au nez-ouvert en noir



**CCL 1 MS 200-201S 18-22**  
**CCL 2 MS 140-601S mmHg 22-34 mmHg**

Siyah Diz Üstü Burnu Kapalı Varis Çorabı  
Black Supragenual Closed Toe Stockings  
Chaussettes de varice longues au nez-fermé en noir



(TR) Ayak bileğinden kas-ğa kadar olan bölgede oluşan varisler için kullanılır. 7 beden seçeneği bulunmaktadır.

(GB) From ankle to inguinal area are used for varicose veins that occur in the region. 7 body has the options.

(FR) Il est utilisé pour les varices créées dans la zone à partir de cheville jusqu'à l'aîne. Il existe les 7 tailles différentes.

**CCL 1 MS 200-300S 18-22**  
**CCL 2 MS 140-700S mmHg 22-34 mmHg**

Siyah Kilotlu Burnu Açık Varis Çorabı  
Black Pantyhose Opened Toe Stockings  
Collants de varice au nez-ouvert en noir



**CCL 1 MS 200-301S 18-22**  
**CCL 2 MS 140-701S mmHg 22-34 mmHg**

Siyah Kilotlu Burnu Kapalı Varis Çorabı  
Black Pantyhose Closed Toe Stockings  
Collants de varice au nez-fermé en noir

## Medikal Çoraplar

### Medical Stockings *Çaussettes et bas Médicales*



(TR) Diz Altı Antiembolizm Çorap

Diz altı bölgesine kadar uzanan dolaşım problemlerinde kullanılır. 5 beden seçeneği mevcuttur.

(GB) Infraguinal Antiembolizm Stockings

It is used for cycle problems that infraguenal area. 5 sizes options are available in.

(FR) Chaussettes anti embolie

Il est utilisé pour les problèmes de circulation atteints à la zone sous - genou. Il existe les 5 tailles différentes.

#### — MS 400-100



(TR) Diz Üstü (Kasıca Kadar) Antiembolizm Çorap Kasık bölgesine kadar uzanan dolaşım problemlerinde kullanılır. 5 beden seçeneği mevcuttur.

(GB) Supraguinal Antiembolizm Stockings

It is used for cycle problems that to inguinal area. 5 sizes options are available in.

(FR) Chaussettes anti-embolie pour la zone jusqu'à l'aîne

Il est utilisé pour les problèmes de circulation atteints à la zone d'aîne. Il existe les 5 tailles différentes.

#### — MS 400-200



#### — MS 400-300

(TR) Belden Kemerli (Tam Bacak) Antiembolizm Çorap

Kalçaya kadar uzanan dolaşım problemlerinde kullanılır. Kemerli mevcuttur. 5 beden seçeneği mevcuttur.

(GB) All Leg Antiembolizm Stocking

It is also used for cycle problems that is included hip area. It has e belt. 5 sizes options are available.

(FR) Chaussettes à ceinture (jambe entière) anti-embolie

Il est utilisé pour les problèmes de circulation atteints à la zone d'hanche. Il existe une ceinture. Il existe les 5 tailles différentes.



#### — MS AL 001

(TR) Çorap Giyimi Aparatı

Çorap giyimini pratik olarak kolaylaştırır. Ana gövde plastik malzemeden üretilmiştir. Kullanım yukarıdaki sıraya göre yapılır.

(GB) Wearing Sock Apparatus

It provides optimum wearing of stockings. Its made of PVC.

(FR) L'appareil de mettre des chaussettes.

Il facilite à mettre les chaussettes en pratique. Le corps principal est produit en matériel plastique. Son utilisation est selon l'ordre indiqué ci-dessous.







(TR) Aktif Dolaşım Destek DizliEi  
Diz bölgesi için tasarlanmıştır.  
Spor ve aktivite sırasında kullanılabilecek özel tasarım elastik dizliktir. 5 beden olarak üretilmiştir. Ambalaj içi tek adettir.

(GB) Active Cycle Knee Support  
It is designed for genu area. Special designed knee are used to be on sportive or normal activities. 5 sizes are available. One pcs. in packaging.

(FR) Genouillère active de soutien de circulation  
Il est conçu pour la zone de genou. C'est une genouillère élastique conçue spécialement pour utiliser lors des activités sportives. Il est produit en 5 tailles. Il y a une seule pièce dans l'emballage.



(TR) Aktif Dolaşım Destek Ayak BilekliEi  
Diz altı bölgesi için tasarlanmıştır. Burnu açık modeldir. Spor ve aktivite sırasında kullanılabilecek özel tasarım elastik ayak bilekliEidir. 5 beden olarak üretilmiştir. Ambalaj içi tek adettir.

(GB) Active Cycle Ankle Support  
It is designed for infragenu area. It is the model of opened toe. Special designed elastic ankle are used to be on sportive or normal activities. 5 sizes are available. One pcs. in packaging.

(FR) Cheville active de soutien de circulation  
Il est conçu pour la zone de sous-genou. C'est un modèle au nez-ouvert. C'est une cheville élastique conçue spécialement pour utiliser lors des activités sportives. Il est produit en 5 tailles. Il y a une seule pièce dans l'emballage.

— **AS 100** |  | SMLLXXXL  
30-3333-3636-3939-4242-45

— **AS 300** |  | SMLLXXXL  
20-2222-2424-2626-2828-30




## — MS 500

(TR) Ödem KolluEu (Parmaktan)  
Parmaktan omuza kadar olan bölgede oluşan ödemler için kullanılır. 7 beden seçeneEi bulunmaktadır. Ambalaj içi tek adettir.

(GB) Edema Cuff (From Finger)  
It is used for the are that from fingers to shoulder. 7 sizes are available. One pcs. in packaging.

(FR) Manchon lymphologie avec mitaine  
Un manchon pour lymphoedeme uni côté existe avec des tailles.



cm	I	II	III	IV	V	VI	VII
cA	15-17	16-19	18-21	20-23	22-25	24-27	26-29
cC	12-13	13-15	15-17	17-19	19-21	21-23	23-25
cD	16-21	20-24	23-27	26-30	28-33	31-36	34-39
cE	17-22	20-26	23-29	26-32	29-35	32-38	35-41
cG	19-25	22-29	25-32	29-36	33-40	37-44	41-48



## — MS 600

(TR) Ödem KolluEu (Bilekten)  
Bilekten omuza kadar olan bölgede oluşan ödemler için kullanılır. 7 beden seçeneEi bulunmaktadır. Ambalaj içi tek adettir.

(GB) Edema Cuff (From Wrist)  
It is used for the area that from wrist to shoulder. 7 sizes are available. One pcs. in packaging.

(FR) Manchon lymphologie sans mitaine  
Un manchon pour lymphoedeme uni côté existe avec des tailles.

Vita+Schutz®  
Protects your life.

Boyun Korseleri  
Neck Supports  
*Corsets de Cou*

## Boyun Korseleri Neck Supports *Corsets de Cou*



### (TR) Nelson Boyunluk

Cervical dejenerasyonlarda, travmalarda, ameliyat sonrası ve hasta naklinde kullanılır. Plastozattan üretilmiştir. 0, 1, 2, 3 ve 4 olmak üzere 5 ayrı bedeni mevcuttur.

### (GB) Nelson Neck Support

Used during the post-operative periods and patient transfers in cases of cervical degenerations and traumas. Manufactured of plastosate material in nude skin color. Available in five different sizes as 0, 1, 2, 3 and 4.

### (FR) Nelson - Protecteur de cou

Il est utilisé pour les dégénération cervicales, les traumas, après les opérations et les transports du patient. Il est produit en plastazote. Il existe 5 tailles différentes en étant 0, 1, 2, 3 et 4.

### - NS 01



XS/0	S/1	M/2	L/3	XL/4
32-34	34-36	36-38	38-40	40-42



### (TR) Philadelphia Boyunluk

Servikal bölgeyi nötral pozisyonda tutarak, boyun kırıklarında, cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrası, acil hasta naklinde kullanılır. XS, S, M ve L olmak üzere 4 ayrı bedeni mevcuttur.


### (GB) Philadelphia Neck Support

Prevents the servical region from entering at neutral position, used in cases of broken necks, cervical degenerations and traumas during the post-operative phase and urgent (time - sensitive) patient transfers. Available in four different sizes as XS, S, M and L.

### (FR) Philadelphie - Protecteur de cou

En maintenant la zone cervicale en position neutre, il est utilisé pour les fractures de cou, les dégénération et traumas cervicaux, après les opérations, et les transports du patient en urgence. Il existe 4 tailles différentes en étant XS, S, M et L.

### - NS 02



XS/0	S/1	M/2	L/3
32-34	34-36	36-38	38-40



### (TR) Philadelphia Trokostomi Açık Boyunluk

Servikal bölgeyi nötral pozisyonda tutarak, boyun kırıklarında, cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrası, acil hasta naklinde kullanılır. XS, S, M ve L olmak üzere 4 ayrı bedeni mevcuttur.

### (GB) Philadelphia Trokostomi Open Neck Support

Prevents the servical region from entering at neutral position, used in cases of broken necks, cervical degenerations and traumas during the post-operative phase and urgent (time - sensitive) patient transfers. Available in four different sizes as XS, S, M and L.

### (FR) Collier Philadelphie

Indication : La dégénérescence du cou Traumatisme cervical Névralgie cervical. Caractéristique : Mousse en plastazote. Conçu en 2 parties : antérieure et postérieure fixation par auto agrippant.

### - NS 02A



XS/0	S/1	M/2	L/3
32-34	34-36	36-38	38-40



**(TR) Sponge Boyunluk (Süngerli)**

Boyun kireçlenmelerinde ve boyun ağrıları'nın hafif vakalarında kullanılır. Boyun bölgesine sıcak destek sağlayarak kasların gevşek kalmasını sağlar. Yüksek dansite süngerden imal edilmiş olup; S, M, L 3 ayrı bedeni mevcuttur.

**(GB) Sponge Neck Support**

Used for treatment of calcification and slightly pains of neck. It provides loosening of muscles by warm reinforcement to the neck area. It is manufactured from high dense sponge. There are 3 different sizes which are S, M and L.

**(FR) Collier cervical souple C1**

Indication : Utilisation pour les cas bénins de l'arthrite dans le cou, Après le port d'un collier rigide, Torticolis. Caractéristique : Fait de mousse haute densité, existe en 3 tailles.

**- NS 03**



S/1	M/2	L/3
34-36	36-38	38-40



**(TR) Sponge Boyunluk (Süngerli)**

Boyun kireçlenmelerinde ve boyun ağrıları'nın hafif vakalarında kullanılır. Boyun bölgesine sıcak destek sağlayarak kasların gevşek kalmasını sağlar. Yüksek dansite süngerden imal edilmiş olup; S, M, L 3 ayrı bedeni mevcuttur.

**(GB) Sponge Neck Support**

Used for treatment of calcification and slightly pains of neck. It provides loosening of muscles by warm reinforcement to the neck area. It is manufactured from high dense sponge. There are 3 different sizes which are S, M and L.

**(FR) Sponge - Protecteur de cou (en éponge)**

Il est utilisé pour les calcifications de cou, et les cas légers des douleurs de cou. En fournissant le soutien chaud sur la zone de cou, il permet aux muscles qu'ils restent relâchés. En étant produit à partir de l'éponge de densité élevée, il existe 4 tailles différentes en étant : S, M, L et taille pédiatrique.

**- NS 03B**



S/1	M/2	L/3
34-36	36-38	38-40



**(TR) Nelson Boyunluk Çenelikli**

Cervical dejenerasyonlarda, travmalarda, ameliyat sonrasında ve hasta naklinde kullanılır. Çene takiyesi vardır. Çenelikli nelson üzerindeki dört adet delikle cildin hava almasını sağlar. Ten rengi plastozattan üretilmiştir. 0, 1, 2, 3 ve 4 olmak üzere 5 ayrı bedeni mevcuttur.

**(GB) Nelson Neck Support (Chin)**

Used during the post-operative periods and patient transfers in cases of cervical degenerations and traumas. Enables respiration of the skin through the four holes bored on its surface. Manufactured of plastosate material in nude skin color. Available in five different sizes as 0, 1, 2, 3 and 4.

**(FR) Nelson - Protecteur de cou avec menton**

Il est utilisé pour les dégénération cervicales, les traumas, après les opérations et les transports du patient. Il a le renfort de menton. Il permet à l'épiderme de prendre l'air grâce aux 4 trous qui se trouve sur le protecteur Nelson avec menton. Il est produit en plastazote en couleur teint. Il existe 5 tailles différentes en étant 0, 1, 2, 3 et 4.

**- NS 04**



XS/0	S/1	M/2	L/3	XL/4
32-34	34-36	36-38	38-40	40-42

## Boyun Korseleri Neck Supports *Corsets de Cou*



### (TR) Ayarlanabilir İlk Yardım Boyunlu€u

Kolay ve hızlı uygulama sađlayan tek par€a tasarımı olup, yetişkin ve çocuk olmak üzere 2 boyu vardır. Geniş çene desteđi, yumuşak köpük ped. Entübasyon için geniş trakeal boşluk, arka havalandırma açığına sahiptir. Kolay temizlenebilir.

### (GB) Adjustable First - Aid Neck Support

The cervical - vertebra - fixing retractor combines the static double fixing and traction fixing perfectly and greatly improves the fixing function. It has 2 sizes, adult and child. MRI and X-ray permeable HDPE material. Wide jaw support, soft foam pad.

### (FR) Protecteur de cou d'urgence réglable

En étant conçu en monobloc qui permet à l'application facile et rapide, il existe trois tailles pour adulte, et il possède le soutien de menton large, le coussin doux en mousse, le vide trachéale large pour l'intubation, et l'ouverture d'aération par derrière. Facile à nettoyer.

## - NS 08



1  
Çocuk / Pediatric

2  
Yetişkin / Adult



### (TR) Ayarlanabilir Çenelikli Cervical Boyunluk

Boyun kırıklarında, cervical dejenerasyonlarda ve travmalarda, ameliyat sonrasında, acil hasta naklinde kullanılır. Cervical bölgeyi nötral pozisyonda tutarak Hyperextension ve Fleksiyon'a girmesini önler. XS, S, M, L ve XL olmak üzere 5 bedeni mevcuttur.

### (GB) Adjustable Cervical Neck Support

It is used for neck fractures, cervical degeneration and traumas, after surgery and urgent patient transfer. It keeps cervical area in a neutral position and prevents hyperextension and flexion. There are 5 sizes which are XS, S, M, L and XL.

### (FR) Collier C3 mentonnier

Indication : Limite les mouvements d'extension de rotation et l'inclinaison Post opératoire Immobilisation cervical.

Caractéristique : Constitué par deux pièces en matériaux thermoplastiques, bords matelassés et doublés, conception ergonomique pour obtenir une position neutre du rachis cervical.

## - NS 09



XS/0	S/1	M/2	L/3	XL/4
32-34	34-36	36-38	38-40	40-42



### (TR) Ayarlanabilir Çeneksiz Cervical Boyunluk

Cervical dejenerasyonlarda, travmalarda, ameliyat sonrasında ve hasta naklinde kullanılır. Nelson boyunluk üzerindeki dört adet delikle cildin hava almasını sağlar. XS, S, M, L ve XL olmak üzere 5 bedeni mevcuttur.

### (GB) Adjustable Cervical Neck Support

It is used for cervical degeneration and traumas, after surgery and patient transfer. Nelson neck corset provides ventilation of body with 4 holes which are placed on it. There are 5 sizes which are XS, S, M, L and XL.

### (FR) Collier cervical rigide C3

Indication : La dégénérescence du cou Traumatisme cervical Névralgie cervical.

Caractéristique : Réglable en hauteur, il permet à la peau de respirer à l'aide de quatre trous.

## - NS 10



XS/0	S/1	M/2	L/3	XL/4
32-34	34-36	36-38	38-40	40-42

Vita+Schutz®  
Protects your life.

Ortopedik Yastıklar  
Orthopedic Pillows  
*Oreillers Orthopédiques*



- VP 1001 46x30x10/8 ~cm
- VP 1003 60x40x10/8 ~cm
- VP 1004 60x40x14/12 ~cm
- DP 1003 54x34x11/8 ~cm

Visko Elastik Boyun Yastığı  
Viscoelastic Neck Pillow  
Visco - Coussin de cou élastique



- VP 2002 80x40x11 ~cm
- VP 4005 60x40x11 ~cm

Visko Elastik Boyun Yastığı  
Viscoelastic Neck Pillow  
Visco - Coussin de cou élastique



- VP 4001 53x33x12/10 ~cm

Visko Elastik Boyun Yastığı  
Viscoelastic Neck Pillow  
Visco - Coussin de cou élastique



- BP 1001 35x33x12 ~ccm
- BP 1001 V 35x33x12 ~ccm

Bel Yastığı / Waist Pillow / Coussin pour taille



- SC 1001 Ø 40 ~ccm
- SC 1001 V Ø 40 ~ccm
- SC 1004 Ø 40 ~ccm

Oturma Simidi / Sitting Ring / Coussin en anneau



- SC 1002 42x39x8/1 ~cm
- SC 1002 V 42x39x8/1 ~cm

Oturma Minderi / Sitting Cushion  
Coussin pour chaise



— **VD 1001 42x18x10 ~cm**

Visko D-Roll Yastık  
Visco D-Roll Pillow  
Visco-Coussin D-Roll



— **VD 1002 26x19x14 ~cm**

Visko Bacak Pozisyon Yastığı  
Visco Leg Position Pillow  
Visco-Coussin pour  
positionnement de jambe



— **VT 1001 31x27x7 ~cm**

Visko U-Seyahat Boyun Yastığı  
Visco U-Travel Neck Pillow  
Visco-Coussin de cou en U pour voyage



— **VT 1002 31x27x10 ~cm**

Visko U-Seyahat Boyun Yastığı  
Visco U-Travel Neck Pillow  
Visco-Coussin de cou en U pour voyage

— **VD 1004**

(TR) Visko Reflü Yastığı  
Reflü hastalarına tedavisine yardımcı olmak amacıyla özel olarak tasarlanmıştır. Visko elastik malzemeden üretilmiştir. Yastık kılıfı havlu kumaştır. 100\*80\*15/2 cm ebadındadır.

(GB) Visco Reflux Pillow  
For the treatment of reflux disease in order specially designed to help. Manufactured Visco flexy material 100\*80\*15/2 cm.

(FR) Visco - Oreiller pour reflux  
Il est conçu spécialement pour contribuer au traitement de maladie reflux. Il est produit à partir de matériel élastique Visco. Le tai d'oreiller est de tissu éponge. La dimension est 100\*80\*15/2 cm.





İlk Yardım Sarf Malzemeleri  
First Aid Equipments  
*Fournitures de Premiers Soins*



## - MVS Band 1.5 m

(TR) MVS Band Egzersiz bantları lateksin imal edilmiş, kuvvet ve esnekliği geliştirmek üzere dizayn edilmişlerdir. Bilimsel temellere dayanan egzersizler yaralanmaların rehabilitasyonunda, yaşlı bireylerin fonksiyonel kapasitelerini arttırmada, kronik hastalıklarda ya da sporcuların performanslarını arttırmada kullanılabirler.

(GB) Exercise bands are made of latex and they are designed for the improvement of strength and flexibility. They can be used in injuries that are caused by scientific exercises and to increase functional capacities of old people and in chronic patients and the increase the performances of sportsmen.

(FR) Les bandes d'exercice de MVS bande sont produites en latex, et conçues pour améliorer la puissance et la flexibilité. Elles sont utilisées pour la réhabilitation des blessures lors des exercices soutenues par la science, l'augmentation des capacités fonctionnelles des personnes âgées, les maladies chroniques ou l'augmentation des performances des sportifs.

TB1455	Sarı	Yellow	Jaune
7	Kırmızı	Red	Rouge
TB1455	Yeşil	Green	Vert
8	Mavi	Blue	Bleu
TB1455	Siyah	Black	Noir
9			
TB1456			
0			
TB1456			
1			



## - MVS Band 45.5 m

(TR) MVS Band Egzersiz bantları lateksin imal edilmiş, kuvvet ve esnekliği geliştirmek üzere dizayn edilmişlerdir. Bilimsel temellere dayanan egzersizler yaralanmaların rehabilitasyonunda, yaşlı bireylerin fonksiyonel kapasitelerini arttırmada, kronik hastalıklarda ya da sporcuların performanslarını arttırmada kullanılabirler.

(GB) Exercise bands are made of latex and they are designed for the improvement of strength and flexibility. They can be used in injuries that are caused by scientific exercises and to increase functional capacities of old people and in chronic patients and the increase the performances of sportsmen.

(FR) Les bandes d'exercice de MVS bande sont produites en latex, et conçues pour améliorer la puissance et la flexibilité. Elles sont utilisées pour la réhabilitation des blessures lors des exercices soutenues par la science, l'augmentation des capacités fonctionnelles des personnes âgées, les maladies chroniques ou l'augmentation des performances des sportifs.

TB1455	Sarı	Yellow	Jaune
2	Kırmızı	Red	Rouge
TB1455	Yeşil	Green	Vert
3	Mavi	Blue	Bleu
TB1455	Siyah	Black	Noir
4			
TB1455			
5			
TB1455			
6			



SS301-YSS301-M

Yeşil	SS301-K	Mavi
Green	Kırmızı	Blue
n	Red	

### (TR) Egzersiz Topu


Elle mükemmel bir şekilde uyumlu olması için yumurta şeklinde dizayn edilmiştir. Özel olarak dizayn edilmiş silikon egzersiz topları rehabilitasyon ve egzersiz için kullanılır. %100 silikondan üretilmiştir. Gerginliği azaltmak için topu sıkın, yuvarlayın ya da bastırın. 3 farklı renk ve sertlik mevcuttur. Renk: Kırmızı (sert), Mavi (orta) Yeşil (yumuşak).

### (GB) Exercise Ball

Egg shaped design with a textured surface for a perfect fit in your hands. Relieve stress and strengthen your hands, forearms and fingers with simple exercises. Chief exercise muscular and finger flexibility. Suitable for primary strength training and rehabilitation training. Squeeze, roll or press the ball to relieve tension and reduce stress. Color: Red (hard), Blue (medium), Green (soft).

### (FR) Balle d'exercice

Les balles d'exercice en silicone en étant conçues spécialement, sont utilisées pour la réhabilitation et l'exercice. Elles sont produites en 100% de silicone. Il existe 3 couleurs et rigidités différentes. Couleurs: Rouge (rigide), Bleu (Moyen), Vert (Mou).



AB 03 S 13x13 cm  
AB 03 14x23 cm  
AB 03 A 26x35 cm

## AB 03

### (TR) Termo Jel

Uygulanan sıcaklık veya soğukluk yaklaşık 30 dakika boyunca muhafaza eden sıcak ve soğuk duyarlı özel bir jeldir. Çeşitli travmalar, migren ağrılarında soğuk terapi; romatizmal ağrılar, kas ağrılar ve sinüzitte ise sıcak terapi gereksinimini karşılar.

### (GB) Thermo-Gel

This is a special gel that is sensitive to heat and cold and that is capable of holding the temperature applied for 30 minutes. It is used as a cold therapy for various traumas and migraine headache and used as a hot therapy for arthritis, muscular pain and sinusitis.

### (FR) Thermo-Gel

C'est un gel spécial sensible au froid et au chaud qui garde le chaud ou froid appliqués environ pendant 30 minutes. Il compense la nécessité de thérapie froide pour certains traumatismes, les maux de migraine, et de thérapie chaude pour les douleurs rhumatismales, musculaires, et la sinusite.



AB 04 14x23 cm  
AB 04 A 26x35 cm

## AB 04

### (TR) Kılıflı Termo Jel

Uygulanan sıcaklık veya soğukluk 30 dakika boyunca muhafaza eden sıcak ve soğuk duyarlı özel bir jeldir. Çeşitli travmalar, migren ağrılarında soğuk terapi; romatizmal ağrılar, kas ağrılar ve sinüzitte ise sıcak terapi gereksinimini karşılar. Elastik velcro bantlarla vücutun istenilen bölgesine kolaylıkla sabitlenir.

### (GB) Sheathed Thermo-Gel

This is a special gel that is sensitive to heat and cold and that is capable of holding the temperature applied for 30 minutes. It is used as a cold therapy for various traumas and migraine headache and used as a hot therapy for arthritis, muscular pain and sinusitis. It can be fixed to any part of the body with its flexible velcro bands.

### (FR) Thermo gel avec couverture

C'est un gel spécial sensible au froid et au chaud qui garde le chaud ou froid appliqués environ pendant 30 minutes. Il compense la nécessité de thérapie froide pour certains traumatismes, les maux de migraine, et de thérapie chaude pour les douleurs rhumatismales, musculaires, et la sinusite. Il est fixé facilement sur la zone souhaitée du corps grâce à ses bandes en velcro.

### (TR) Elastik Bandaj

Kol, bilek, ayak ve diğer organların tespiti için kullanılır. Ilık ve sabunlu su ile yıkanır.

### (GB) Elastic Bandages

Used for stocking of the forearms, wrists and other body parts. Handwashed in warm soapy water.

### (FR) Bandage élastique

Elle est utilisée pour la détermination de bras, de poignet, de jambe, et d'autres organes. Elle est lavée avec de l'eau tiède savonnée.



EBO 6 cm  
6 8 cm  
EBO 10 cm  
8  
EB1 0

EB1 12 cm  
2 15 cm  
EB1 20 cm  
5  
EB2 0

Vita+Schutz®  
Protects your life.

Elektronik Cihazlar  
Electronic Devices



Üstün  
Performans  
Superior  
Performance

Düşük Ses  
Lowest Noise

Uzun  
Kullanım Ömrü  
Long  
Operation Life

## AC 100 Kompresörlü Nebulizatör Compressor Nebulizer

- Bu ürün basınç kaynağı olarak yağ içermeyen pompayı kabul etmiştir
- Kolay kullanımlıdır
- Püskürtmesi bardak deliği şeklindedir

### TEKNİK ÖZELLİKLER

220 Volt / 50Hz-70 VA  
Kompres Negatif Basınç Pomp.: ≥10 L/min  
Basıncılı Hava Akışı: 0.35 Mpa  
Mak. Atomization: 0.35 - 0.4 ml/min  
Akım: 0.4 A  
Net Ağırlık: 1.2 kg

- This product with adopting oilfree piston pump as pressure source
- Easy operate and easy to take
- Atomizing cup slot design

### TECHNICAL PARAMETER

Voltage: 220 V  
Compress Pump Negative Pressure: ≥10 U/min  
Compressed Air Flow and Freedom: ≥0.35 Mpa  
Max. Atomization: 0.35 - 0.4 ml/min  
Current: 0.4 A  
Net Weight: 1.2 kg



Türkçe & İngilizce  
Sesli Yanıt  
Turkish & English  
Voice Response

## AC 302 Koldan Ölçer Tansiyon Aleti Blood Pressure Cuff on Arm

- Düzensiz kalp ritmi yakalama özelliği
- Kolay kullanım
- Nabız gösterim
- Tek tuş özelliği
- Klinik onaylı
- SESLİ YANIT

- It has a realization of the irregular heart rhythm
- It has easy usage
- Pulse indicator
- Single button
- Clinic approval
- INTERACTIVE VOICE RESPONSE

## AC 880 Temassız Ateş Ölçer Non-contact Thermometer



- Temassız Ölçüm
- 1 Saniyede Ölçüm Sonucu
- Vücut, Biberon ve Banyo Suyu (Bebek için)
- Kızılötesi Teknoloji
- Ölçüme Göre Değişen Renkler
- Ateş Hatırlatma
- Son 12 Ölçümü Hafızasına Kaydetme
- Çoklu Kullanım
- Otomatik Kapanma
- Vücut Sıcaklığı Ayarlanmış Mod (Geniş Aralık 32-42.9)
- Ölçüme Göre Değişen Renkler
- Contact Measurement
- Result of Measurement in 1 Second
- For Body, Milk Bottle & Bath Water for Baby
- Infrared Technologies
- Silent Glow
- Fever Prompt
- Memory of Last 12 Readings
- Multiple Use
- Automatic Switch-Off
- Body Temperature ADJUSTED MODE (Wide Range 32.0°C-42.9°C)
- Silent Glow

## AC 403 İnfrared Ateş Ölçer Infrared Thermometer



- Temassız alından ölçme metodu
- Hem insan vücudu, hem çevre sıcaklık ölçümünde yüksek keskinlik ±0.2°C - ±0.3°C Sıcaklık 37.8°C geçtiğinde alarm çalımı
- °C/°F çevrimi
- Ölçümden sonra herhangi bir işlem olmazsa 5 saniyede otomatik kapanma
- Geniş LCD ekran, kolay okunma
- 32 hafıza kaydı
- 1 saniyede sonuç bildirim
- Non-contact forehead measuring mode
- High accuracy both for human body and ambient measuring temperature ±0.2°C or ±0.3°C
- Fever alarm when temperature is above 37.8°C
- °C and °F convertible
- Automatically power off in 5 seconds if no operation after measuring
- Large LCD display, easy reading
- 32 memories recall
- Read out in 1 second



## AC 201

Havalı Eskar Yatak Sistemi

Alternating Bubble Mattress System

200x90x7 cm

- Havalı yatak 7 cm yüksekliğinde kabarcık hücrelerden oluşur.
- Özellikle rahat, aynı zamanda alt ve üst kanatlarla yatağa sabitlenir.
- Kolay kurulum.
- Ayarlanabilir pompa iki kanca yardımı ile yatağın ucuna asılabilir.

- The mattress in PVC is composed of 130 7cm high bubble cells
- Particularly comfortable
- It is fixed to the bed by extra flaps on both top and bottom side



## AC 202

Ventilasyon Özellikli Boru Tipi Havalı

Eskar Yatak Sistemi

Alternating Pressure Mattress with Pump

195x88x7,5 cm

- Basınç değişimli yatak, yaklaşık 12 dakikalık aralıklarla ve sırayla farklı farklı hava hücrelerini şişirip indirerek basınç ortadan kaldırır.
- Bu ünite tarafından sağlanan daimi hareket sürekli basınç uygulanan bölge miktarını azaltır ve dolaşım destekler.
- 7,5 yüksekliğinde birbirinden bağımsız hava hücrelerinden oluşur.
- Ventilasyon özelliği vardır.

- The pressure change bed inflates and dismounts different air cells in approximately 12 minute intervals and in turn removes pressure from the center.

- The constant motion provided by this unit reduces the amount of continuous pressure applied zone and supports circulation.

- It consists of independent air cells of 7.5 height

- It has ventilation capability.

Yeni Ventilasyon Low Air Loss Holes



## AC 601

Nabız Oksimetre

Puls Oksimetre

- 8 saniyede hızlı sonuç
- 1,5" LED ekrana sahip tam ekran tasarım
- Modern, temiz ve akıcı tasarım
- Görsel alarm için düzenlenebilir yüksek veya düşük SpO2 ve nabız hızı limitleri
- Pil tasarrufu için ayarlanabilir ekran parlaklık
- Otomatik kapanma özelliği ve düşük pil göstergesi
- IP22 seviyesinde su ve toz direnci

- Fast results in 8 seconds
- All-screen design with 1.5" LED display
- Modern, clean and streamlined Design
- Configurable high or low SpO2 and pulse rate limits for visual alarm
- Adjustable display brightness to save battery
- Auto shut-off feature and low battery indicator
- IP22 level water and dust resistance





— **AL 03**

Alüminyum Asa Baston  
Aluminum Walking Stick

— **AL 03 N**

Alüminyum Akıllı Asa Baston  
Aluminum Walking Stick



— **AL 03 O**

Alüminyum Oturaklı Baston  
Aluminum Walking Stick With Seat



— **AL 04**

3 Ayaklı Denge Bastonu  
3-Leg Cane

- Alüminyum borudan üretilmiştir
- Sağ ve sol olarak ayarlanabilir
- Üçlü ayağı ile dengeli yürümeye destek olur
- Yüksekliği ayarlanabilir

- It is made from aluminium pipe
- It can be adjusted as right and left
- It supports balance while walking with its 3 legs
- Height adjustable





— **AL 01**  
Kanedyen Deñnek  
Elbow Crutch

- Kanedyen
- Teleskopik yükseklik ayarlı
- Eloksoallüminyumdan üretilmiştir

— **AL 01 C**  
(Çocuk - Kids)


- Elbow crutch with strap is
- Made up of anodized aluminum
- With telescopic height adjustment



— **AL 11**  
Kanedyen Deñnek  
Elbow Crutch

- Kanedyen
- Teleskopik ve dirsek yüksekliđi ayarlanabilir
- Eloksoallüminyumdan üretilmiştir
- Kullanılmadık zaman bile kolunuzdan düşmeyecek şekilde tasarlanmıştır

- Elbow crutch closed cuff with
- Strap is made up of anodized
- Aluminum with telescopic dual height adjustment



— **AL 09**  
Koltukaltı  
Deñneđi Crutch

- Standart alüminyum koltuk deñneđi stabilite ve dayanıklılık sağlar
- Çift ekstrüzyonlu merkez boru, ađırlık taşıyan alana ek kuvvet sağlar
- Bas-pim ayarlı, koltuk deñneđi yükseklik artışı için ayarlamayı kolaylaştırır
- Elcık yüksekliđi ayarlanabilir
- Üç boy olarak üretilmiştir
- K-sa - Orta - Uzun

- The standard aluminum crutch provides stability and durability
- Double extruded center tube provides additional strength to weight-bearing area
- Pushpin adjustment makes it easy to adjust crutch height increments
- Easy wing nut adjustments for hand grips
- It is produced 3 different dimensions
- Small - Medium - Large



## — AL 06 A Alüminyum Walker Aluminium Walker

- Alüminyum boru
- Tek düğme ile rahat katlanır
- Kompakt boyutta depolamayı kolaylaştırır
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Comfortable aluminium frame
- One-button folding walker
- Compact size makes it easy to store
- Height adjustable sections for better comfort



## — AL 06 AT Tekerlekli Alüminyum Walker Rolling Aluminium Walker

- Alüminyum boru
- Tek düğme ile rahat katlanır
- Kompakt boyutta depolamayı kolaylaştırır
- Yüksekliği ayarlanabilir
- 5" ön teker
- Comfortable aluminium frame
- One-button folding walker
- Compact size makes it easy to store
- Height adjustable sections for better comfort
- 5" front wheel



## — AL 06 B Renkli Alüminyum Walker Color Aluminium Walker

- Renkli Alüminyum boru
- Tek düğme ile rahat katlanır
- Kompakt boyutta depolamayı kolaylaştırır
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Comfortable powder coated aluminium frame
- One-button folding walker
- Compact size makes it easy to store
- Height adjustable sections for better comfort



### AL 06 BT

Tekerlekli Renkli Alüminyum  
Walker Rolling Color Aluminium  
Walker

- Renkli Alüminyum boru
- Tek düğme ile rahat katlanır
- Kompakt boyutta depolamayı kolaylaştırır
- Yüksekliği ayarlanabilir
- 5" ön teker
- Comfortable powder coated aluminium frame
- One-button folding walker
- Compact size makes it easy to store
- Height adjustable sections for better comfort
- 5" front wheel



### AL 06 AC

Alüminyum Çocuk Walker  
Aluminium Child Walker

- Renkli Alüminyum boru
- Tek düğme ile rahat katlanır
- Kompakt boyutta depolamayı kolaylaştırır
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Comfortable powder coated aluminium frame
- One-button folding walker
- Compact size makes it easy to store
- Height adjustable sections for better comfort



### AL 06 ACT

Tekerlekli Alüminyum Çocuk Walker  
Rolling Aluminium Child Walker

- Renkli Alüminyum boru
- Tek düğme ile rahat katlanır
- Kompakt boyutta depolamayı kolaylaştırır
- Yüksekliği ayarlanabilir
- 5" ön teker
- Comfortable powder coated aluminium frame
- One-button folding walker
- Compact size makes it easy to store
- Height adjustable sections for better comfort
- 5" front wheel

# Baston, Yürüteç ve Oturaklar Canes, Walkers and Seats



## AL 06 KS

Alüminyum Katlanır Walker  
Aluminium Up Down Folded Walker

- Renkli Alüminyum boru
- Tek düğme ile rahat katlanır
- Kompakt boyutta depolamayı kolaylaştırır
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Ayakları katlanabilir
- Comfortable powder coated aluminium frame
- One-button folding walker
- Compact size makes it easy to store
- Height adjustable sections for better comfort
- Legs foldable



## AL 06 KM

Alüminyum Katlanır Walker  
Aluminium Up Down Walker

- Alüminyum boru
- Tek düğme ile rahat katlanır
- Kompakt boyutta depolamayı kolaylaştırır
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Ayakları katlanabilir
- Comfortable aluminium frame
- One-button folding walker
- Compact size makes it easy to store
- Height adjustable sections for better comfort
- Legs foldable



## AL 08

Alüminyum  
Rolatör Aluminium  
Rollator

- Boyalı alüminyum boru
- Kol yüksekliği ayarlanabilir
- Katlanır çerçeve
- Otomatik kilit
- 8" PVC tekerler
- Çantalı
- Powder coated aluminium frame
- Height of handle is adjustable
- Foldable frame
- Auto-lock united brake
- 8" PVC castor
- With bag



Genişlik  
Width  
59 cm



Genişlik  
Seat Width  
35 cm



Tekerlek Çapı  
Back Wheel  
20 cm



Tekerlek Çapı  
Front Wheel  
20 cm



Koltuk Derinlik  
Seat Depth  
32 cm



Sırt Yükseklik  
Back Height



Ağırlık Kaps.  
Weight Cap.  
100 kg



Ağırlık  
Weight  
7,9 kg



Katlanabilir Sistem  
Foldable System



## AL 08 T

### Üç Teker Rolatör Three Wheel Rollator

- Boyalı demir boru
- Katlanabilir
- 200x50 mm tekerler
- Sepetli
- Powder coated steel frame
- Foldable
- 200x50 mm castor
- With basket



Genişlik  
Width  
63 cm



Genişlik  
Seat Width  
-



Tekerlek Çapı  
Back Wheel  
20 cm



Tekerlek Çapı  
Front Wheel  
20 cm



Koltuk Derinlik  
Seat Depth  
-



Sırt Yükseklik  
Back Height  
-



Ağırlık Kaps.  
Weight Cap.  
100 kg



Ağırlık  
Weight  
7 kg



## AL 08-08

### Klozet Yükseltici

#### Commode Chair

- Boyalı çelik boru
- Kollar arkaya kalkabilir
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Powder coated steel frame
- Height adjustable
- Flip down armrest



Genişlik  
Width  
52 cm



Genişlik  
Seat Width  
36 cm



Tekerlek Çapı  
Back Wheel  
-



Tekerlek Çapı  
Front Wheel  
-



Koltuk Derinlik  
Seat Depth  
42 cm



Sırt Yükseklik  
Back Height  
32 cm



Ağırlık Kaps.  
Weight Cap.  
100 kg



Ağırlık  
Weight  
4.25 kg



## AL 08-08 N

### Alüminyum Klozetli Sandalye Aluminium Commode Chair

- Boyalı alüminyum boru
- Kollar sabit
- Yüksekliği ayarlanabilir
- Powder coated aluminium frame
- Armrest fixed
- Flip down armrest



Genişlik  
Width  
52 cm



Genişlik  
Seat Width  
36 cm



Tekerlek Çapı  
Back Wheel  
-



Tekerlek Çapı  
Front Wheel  
-



Koltuk Derinlik  
Seat Depth  
42 cm



Sırt Yükseklik  
Back Height  
32 cm



Ağırlık Kaps.  
Weight Cap.  
100 kg



Ağırlık  
Weight  
4.25 kg



### AL 104

Tekerlekli Alüminyum Tuvalet Yükseltici Commode Chair Whit Whee

- Boyalı alüminyum boru
- Tuvalet için kullanım
- Yıkabilir oturma ve sırtlık
- 3" frenli ve frensiz tekerler
- Ağırlığı 5.8 kg
- Powder coated aluminium frame
- Use on toilet
- Washable backrest and seat
- 3" wheels and rear wheel with brake
- Weight 5.8 kg



### AL 09-09

Serum Askısı IV Stand

- Boyalı boru
- Profil ayaklıdır
- Kanca kısmı krom kaplamadır
- Ağırlığı 2 kg
- Powder coated steel frame
- Profile legged
- The hook part is chrome plated
- Weight 2 kg

### AL 08-17

Hemoroit Küveti  
Hemorrhoid Bathtub



### AL 08-07 A

Kapaklı WC Yükseltici  
Covered WC Booster

- Klozete monte edilerek kullanılır
- Klozeti 10 cm yükseltir
- Kapaklıdır
- Assembled to closet
- It lifts closet 10 cm
- It has cover

Tekerlekli Sandalyeler  
Wheelchair



## AL 08-01 BD

### Manuel Tekerlekli Sandalye Steel Manual Wheelchair

- Boyalı çelik boru
- Ayak ve kollar sabit
- 8" PVC ön teker
- 24" arka dolgu teker
- Plastik pedal
- Naylon desenli kumaş
- Powder coated steel frame
- Fixed armrest and legrest
- 8" PVC front castor
- 24" solid back spoke wheel
- Plastic foot plate
- Nylon fabric



Genişlik  
Width  
66 cm



Genişlik  
Seat Width  
46 cm



Tekerlek Çapı  
Back Wheel  
61 cm



Tekerlek Çapı  
Front Wheel  
20 cm



Koltuk Derinlik  
Seat Depth  
43 cm



Sırt Yükseklik  
Back Height  
40 cm



Açıklık Kaps.  
Weight Cap.  
120 kg



Açıklık Weigh  
t 15.5  
kg



## AL 08-01 KD

### Kromajlı Tekerlekli Sandalye Chrome Steel Wheelchair

- Kromajlı çelik boru
- Ayak ve kollar sabit
- 8" PVC ön teker
- 24" dolgu arka
- teker Alüminyum
- pedal Suni deri
- Chrome plated steel frame
- Fixed armrest and legrest
- 8" PVC front castor
- 24" solid back spoke
- wheel Aluminium foot
- plate
- PVC fabric



Genişlik  
Width  
65 cm



Genişlik  
Seat Width  
44 cm



Tekerlek Çapı  
Back Wheel  
61 cm



Tekerlek Çapı  
Front Wheel  
20 cm



Koltuk Derinlik  
Seat Depth  
43 cm



Sırt Yükseklik  
Back Height  
40 cm



Açıklık Kaps.  
Weight Cap.  
120 kg



Açıklık Weigh  
t 16  
kg





## - AL 08-04 A BD

### Özellikli Tekerlekli Sandalye Steel Manual Wheelchair

- Boyalı çelik boru
- Ayak çıkabilir
- Kollar kalkar
- 8" PVC ön teker
- 24" PU arka teker
- Plastik jant
- Siyah alüminyum pedal
- Naylon kumaş
- Çift makas sistemi
- Powder coated steel frame
- Detachable legrest
- Flip up armrest
- 8" PVC front castor
- 24" PU back mag whell
- Plastic rim
- Black aluminium foot plate
- Nylon fabric
- Double cross bar



✓ Pratik Çıkabilir Ayak Detachable Legrest

✓ Pratik Kollar Kalkar Flip Up Armrest



Genişlik  
Width  
60 cm

Genişlik  
Seat Width  
43 cm

Tekerlek Çapı  
Back Wheel  
61 cm

Tekerlek Çapı  
Front Wheel  
20 cm

Koltuk Derinlik  
Seat Depth  
41 cm

Sırt Yükseklik  
Back Height  
43 cm

Ağırlık Kaps.  
Weight Cap.  
120 kg

Ağırlık  
Weight  
19 kg



## - AL 08-04 A KD

### Özellikli Kromajlı Tekerlekli Sandalye Chrome Steel Wheelchair

- Kromajlı çelik boru
- Ayak çıkabilir
- Kollar kalkar
- 200x50 mm PU ön teker
- 24" dolgu arka teker
- Alüminyum jant
- Alüminyum pedal
- Naylon kumaş
- Emniyet kemeri
- Chrome plated steel frame
- Detachable legrest
- Flip up armrest
- 200x50 mm PU front castor
- 24" solid back spoke wheel
- Aluminium rim
- Aluminium foot plate
- Nylon fabric
- Seat belt



✓ Emniyet Kemeri - Pratik Kollar Kalkar Seat Belt - Flip Up Armrest

✓ Pratik Çıkabilir Ayak Detachable Legrest



Genişlik  
Width  
60 cm

Genişlik  
Seat Width  
43 cm

Tekerlek Çapı  
Back Wheel  
61 cm

Tekerlek Çapı  
Front Wheel  
20 cm

Koltuk Derinlik  
Seat Depth  
41 cm

Sırt Yükseklik  
Back Height  
43 cm

Ağırlık Kaps.  
Weight Cap.  
120 kg

Ağırlık  
Weight  
19.5 kg



## AL 08-02

### Çocuk Tekerlekli Sandalye Steel Manual Kids Wheelchair

- Boyalı çelik boru
- Ayak ve kollar sabit
- 6" PVC ön teker
- 22" Havalı arka teker
- Plastik pedal
- Naylon desenli kumaş
- Powder coated steel frame
- Fixed armrest and legrest
- 6" PVC front castor
- 22" Pneumatic back spoke
- whell Plastic foot plate
- Nylon fabric



Genişlik Width 57 cm	Genişlik Seat Width 34 cm	Tekerlek Çapı Back Wheel 56 cm	Tekerlek Çapı Front Wheel 15 cm	Koltuk Derinlik Seat Depth 36 cm	Sırt Yükseklik Back Height 40 cm	Ağırlık Kaps. Weight Cap. 100 kg	Ağırlık Weight 14.5 kg
----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	--	--	------------------------------



## AL 08-05 A

### Tam Özellikli Tekerlekli Sandalye Chrome Commode Wheelchair

- Kromajlı çelik boru
- Ayak çıkabilir
- Kollar kalkar
- Sırt yatırılabilir
- 8" PVC ön teker
- 24" dolgu arka teker
- Yüksekliği ayarlanabilir ayak
- Baldır destekli
- Portatif lazımlık
- Alüminyum pedal
- Chrome plated steel frame
- Detachable legrest
- Flip up armrest
- Reclining high back
- 8" PVC front castor
- 24" solid back spoke
- whell Elevating legrest
- Thigh supported
- Portable potty
- Aluminium footplate



✓ Opsiyonel  
Destekli  
Head Support

Baş  
Optional  
Head Support



✓ Portatif  
Masa  
Portable  
Table



Genişlik Width 65 cm	Genişlik Seat Width 43 cm	Tekerlek Çapı Back Wheel 61 cm	Tekerlek Çapı Front Wheel 20 cm	Koltuk Derinlik Seat Depth 43 cm	Sırt Yükseklik Back Height 40 cm	Ağırlık Kaps. Weight Cap. 100 kg	Ağırlık Weight 25 kg
----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	--	--	----------------------------

## - AL 08-04 B

### Baldır Destekli Özellikli Tekerlekli Sandalye Thigh Supported Wheelchair



- Boyalı çelik boru
- Ayak çıkabilir
- Kollar kalkar
- Yüksekliği ayarlanabilir ayak
- 200x50 mm PU ön teker
- 24" dolgu arka teker
- Naylon kumaş
- Bas - Çıkar arka teker
- Powder coated steel frame
- Detachable legrest
- Flip up armrest
- Elevating legrest
- 200x50 mm PU front
- castor 24" solid back spoke
- wheel Nylon fabric
- Quick - Release rear wheel



- ✓ Yüksekliği Ayarlanabilir Kalkar Ayak  
Detachable Elevating Legrest
- ✓ Sırt Katlanabilir  
Half Folding Backrest
- ✓ Bas Çıkar Arka Teker  
Quick Release Rear Wheel



Genişlik  
Width  
65 cm

Genişlik  
Seat Width  
44 cm

Tekerlek Çapı  
Back Wheel  
61 cm

Tekerlek Çapı  
Front Wheel  
20 cm

Koltuk Derinlik  
Seat Depth  
40 cm

Sırt Yükseklik  
Back Height  
40 cm

Açılış Kaps.  
Weight Cap.  
100 kg

Ağırlık  
Weight  
18.5 kg

## - AL 08-04 L

### Kromajlı Lazımlık Özellikli Tekerlekli Sandalye Chrome Commode Wheelchair



- Kromajlı çelik boru
- Ayak çıkabilir
- Kollar kalkar
- 8" PVC ön teker
- 24" dolgu arka teker
- Naylon kumaş
- Bas - Çıkar arka teker
- Denge destek tekerlekli
- Chrome plated steel frame
- Detachable legrest
- Flip up armrest
- 8" PVC front castor
- 24" solid back spoke wheel
- Nylon fabric
- Quick - Release rear wheel
- Support wheels



- ✓ Pratik Lazımlık  
Portable Potty
- Portatif  
Practical

- ✓ Bas Çıkar Arka Teker  
Quick Release Rear Wheel



Genişlik  
Width  
65 cm

Genişlik  
Seat Width  
45 cm

Tekerlek Çapı  
Back Wheel  
61 cm

Tekerlek Çapı  
Front Wheel  
20 cm

Koltuk Derinlik  
Seat Depth  
44 cm

Sırt Yükseklik  
Back Height  
35 cm

Açılış Kaps.  
Weight Cap.  
100 kg

Ağırlık  
Weight  
20.4 kg



## - AL 08-20

### Özellikli (Spastik) Tekerlekli Sandalye Cerebral Palsy Wheelchair

- Boyalı alüminyum boru
- Sırt yatar, koltuk
- ayarlanabilir Ayaklar çıkabilir ve
- yüksekliği ayarlanabilir
- Kollar çıkabilir
- 6" PVC ön teker
- 16" PU plastik arka teker
- Baş, boyun, gövde ve
- bacaklar sabitlenebilir
- Alüminyum pedal
- Naylon kumaş
- Emniyet kemeri
- Çocuk (38cm)
- Yetişkin (44cm)
- Powder plated aluminium
- frame Reclining high back
- Elevating seat
- Detachable elevating legrest
- Detachable armrest
- 6" PVC front castor
- 16" PU mag rear wheel
- Aluminium foot plate
- Nylon fabric
- Seat belt
- 38 cm and 44 cm seat width available



Genişlik Width 56 cm	Genişlik Seat Width 38 / 44 cm	Tekerlek Çapı Back Wheel 41 cm	Tekerlek Çapı Front Wheel 15 cm	Koltuk Derinlik Seat Depth 39 cm	Sırt Yükseklik Back Height 40 cm	Ağırlık Kaps. Weight Cap. 100 kg	Ağırlık Weight 22.9 kg
----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	--	--	------------------------------

## - AL 08-21

### Akülü Tekerlekli Sandalye Power Wheelchair

- Boyalı çelik boru
- Sırt katlanabilir
- Kollar kalkar
- Ayaklar çıkabilir
- 200x50 PU ön teker
- 30.5 cm PU arka teker
- Hız ≤6 km/h
- Sürüş mesafesi ≤25 km/h
- Alimünyum pedal
- 2x200W motor
- Şarj süresi 8-12 saat
- Akü kapasitesi 20 AH jelli
- Çin joyistik
- Powder coated steel frame
- Half folding backrest
- Flip back armrest
- Detachable legrest
- Front 200x50 PU castor
- 30.5 cm PU rear whell
- Speed ≤6 km/h
- Driving distance ≤25 km/h
- Aluminium pedal
- 2x200W motor
- Charger time 8-12 hours
- Battery capacity 20 AH gel
- Controller made in China



- ✓ Arka Tekerlekleri Denge Rear Balance Wheels
- ✓ Sırt Katlanabilir Half Folding Backrest
- ✓ Oturma Minderi Seating Cushion



Genişlik Width 62 cm	Genişlik Seat Width 46 cm	Tekerlek Çapı Back Wheel 30.5 cm	Tekerlek Çapı Front Wheel 20 cm	Koltuk Derinlik Seat Depth 42 cm	Sırt Yükseklik Back Height 43 cm	Ağırlık Kaps. Weight Cap. 100 kg	Ağırlık Weight 43 kg
----------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------------	--	--	--	----------------------------



## AL 08-21 A

### Akülü Tekerlekli Sandalye Power Wheelchair

- Boyalı çelik boru
- Sırt katlanabilir
- Kollar döner
- Poliüretan kol dayama
- Ayaklar çıkabilir
- 25.4 cm PU ön teker
- 40.6 cm PU arka teker
- Hız ≤6 km/h
- Şarj aralığı 16-18 km/h
- Siyah yumuşak yastıklı oturak
- 24 V / 250 W motor
- Akü : 12 V, 12 AH
- Çin joystick
- Powder coated steel frame
- Half folding backrest
- Flip back armrest
- Detachable legrest
- Front 200x50 PU castor
- 30.5 cm PU rear wheel
- Painted steel pipe
- The back can be folded
- Arms turn. Polyurethane arm.
- Feet can get out
- 25.4 cm PU front wheel
- 40.6 cm PU rear wheel
- Speed ≤6 km/h
- Charging range 16-18 km/h
- Black soft padded seat
- 24 V / 250 W motor
- Battery : 12 V, 12 AH
- Chinese joystick



Genişlik Width 61 cm	Genişlik Seat Width 43 cm	Tekerlek Çapı Back Wheel 38 cm	Tekerlek Çapı Front Wheel 24 cm	Koltuk Derinlik Seat Depth 42 cm	Sırt Yükseklik Back Height 40 cm	Açılış Kaps. Weight Cap. 110 kg	Açılış k Weight t 49 kg
----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------------	-------------------------------------



## AL 103

### Alüminyum Tranfer Sandalyesi Aluminium Transit Wheelchair

- Alüminyum boru
- Çift makas sistemi
- Sabit ayak ve kol
- 6" PVC ön teker
- 14" PU arka teker
- Yüksekliği ayarlanabilir
- pedal Otomatik kilitleyen fren sistemi
- Aluminium frame
- Double cross bar
- Fixed legrest and armrest
- 6" PVC front castor
- 14" PU mag wheel
- Height adjustable footplate
- Auto-lock united brake system



✓ Katlanabilir Sistem Foldable System

✓ Otomatik Refakatçi Fren Sistemi Auto-Lock United Brake



Genişlik Width 58 cm	Genişlik Seat Width 45 cm	Tekerlek Çapı Back Wheel 35.5 cm	Tekerlek Çapı Front Wheel 15 cm	Koltuk Derinlik Seat Depth 40 cm	Sırt Yükseklik Back Height 38 cm	Açılış Kaps. Weight Cap. 100 kg	Açılış k Weight t 10.6 kg
----------------------------	---------------------------------	--	---------------------------------------	--	--	---------------------------------------	---------------------------------------

## - AL 108

### Katlanabilir Alüminyum Transfer Sandalyesi Foldable Aluminum Transit Wheelchair



- Alüminyum boru
- Otomatik kilitleyen fren sistemi
- Kollar kaldırılabilir
- 20 cm arka teker
- 12,5 cm ön teker
- Katlanabilir
- Pedal katlanabilir
- Aluminium frame
- Auto-lock united brake system
- Flip up armrest
- 20 cm back wheel
- 12,5 cm front wheel with reflector and absorbing
- Foldable
- Footrest foldable



Genişlik Width 50 cm	Genişlik Seat Width 39 cm	Tekerlek Çapı Back Wheel 20 cm	Tekerlek Çapı Front Wheel 12.5 cm	Koltuk Derinlik Seat Depth 36 cm	Sırt Yükseklik Back Height 34 cm	Ağırlık Kaps. Weight Cap. 100 kg	Ağırlık Weight 7.3 kg
----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---	--	--	--	-----------------------------

## - AL 112

### Alüminyum Transfer Sandalyesi Aluminium Transit Wheelchair



- Boyalı alüminyum boru
- Çift makas sistemi
- Sırtı yatırılabilir - Katlanabilir
- Ayaklar ve kollar kalkabilir
- 50 cm arka teker
- 15 cm ön teker
- Otomatik kilitleyen fren sistemi
- Arka denge tekerli
- Powder coated aluminium frame
- Double cross bar
- Half folding backrest - Foldable
- Flip up legs and armrests
- 50 cm back wheel
- 15 cm front wheel
- Auto-lock unites brase system
- Rear balance wheels



✓ Katlanabilir Sistem  
Foldable System

✓ Sırt Katlanabilir  
Half Folding Backrest



Genişlik Width 62 cm	Genişlik Seat Width 45 cm	Tekerlek Çapı Back Wheel 50 cm	Tekerlek Çapı Front Wheel 15 cm	Koltuk Derinlik Seat Depth 37 cm	Sırt Yükseklik Back Height 42 cm	Ağırlık Kaps. Weight Cap. 100 kg	Ağırlık Weight 11.4 kg
----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	--	--	------------------------------

## - AL 120

### Alüminyum Transfer Sandalyesi Aluminum Transit Wheelchair



- Boyalı alüminyum boru
- Çift makas sistemi
- Sırtı yatırılabilir - Katlanabilir
- Ayaklar ve kollar kalkabilir
- 30 cm arka teker
- 15 cm ön teker
- Otomatik kitleyen fren sistemi
- Arka denge tekerli
- Powder coated aluminium frame
- Double cross bar
- Half folding backrest - Foldable
- Flip up legs and armrests
- 30 cm back wheel
- 15 cm front wheel
- Auto-lock units brase system
- Rear balance wheels



✓ Katlanabilir Sistem Foldable System



✓ Sırt Katlanabilir Half Folding Backrest



Genişlik  
Width  
61 cm



Genişlik  
Seat Width  
45 cm



Tekerlek Çapı  
Back Wheel  
30 cm



Tekerlek Çapı  
Front Wheel  
15 cm



Koltuk Derinlik  
Seat Depth  
37 cm



Sırt Yükseklik  
Back Height  
42 cm



Ağırlık Kaps.  
Weight Cap.  
100 kg



Ağırlık  
Weight  
10.5 kg



## - AL 106

### Alüminyum Tekerlekli - Klozetli Banyo Sandalyesi Aluminum Commode Bath Wheelchair

- Eloksallı alüminyum boru
- Mavi renkli kolçak ve sırtlık
- İki adet denge destekli pedal 3" frenli teker
- Yıkanebilir süngerli oturak
- Kollar kaldırılabilir
- Pedal katlanabilir
- Mat silver oxidation aluminum frame
- Blue armrest and backrest
- Footrest with double bottom cross rube
- 3" wheel with brake
- Washable foam seat
- Flip up armrest
- Footrest foldable



✓ Kollar kaldırılabilir Flip up armrest



Genişlik  
Width  
52 cm



Genişlik  
Seat Width  
44 cm



Tekerlek Çapı  
Back Wheel  
7.6 cm



Tekerlek Çapı  
Front Wheel  
7.6 cm



Koltuk Derinlik  
Seat Depth  
45 cm



Sırt Yükseklik  
Back Height  
43 cm



Ağırlık Kaps.  
Weight Cap.  
100 kg



Ağırlık  
Weight  
7.8 kg



## - AL 101

### Klozetli Ev Tipi Tekerlekli Sandalye Commode Wheelchair

- Krom kaplı çelik boru
- Ayaklar çıkabilir
- Kollar kalkar
- 5" ön teker
- 5" frenli arka teker
- Alüminyum pedal
- Suni deri
- Portatif lazımlık
- Chrome plated steel folding frame
- Detachable legrest
- Drop down armrest
- 5" front castor
- 5" rear castor with pedal brake
- Aluminium foot plate
- PVC fabric
- Portable potty



Genişlik Width 58 cm	Genişlik Seat Width 44 cm	Tekerlek Çapı Back Wheel 12.7 cm	Tekerlek Çapı Front Wheel 12.7 cm	Koltuk Derinlik Seat Depth 44 cm	Sırt Yükseklik Back Height 40 cm	Ağırlık Kaps. Weight Cap. 100 kg	Ağırlık Weight 12.4 kg
----------------------------	---------------------------------	--	---	--	--	--	------------------------------



## - AL 08-08 A

### Klozetli Tekerlekli Sandalye Commode Wheelchair

- Kromajlı çelik boru
- Katlanabilir
- Ayak kalkar
- Oturma yüksekliği ayarlanabilir
- 3" ön teker
- 3" frenli arka teker
- Alüminyum pedal
- Chrome plated steel
- Folding frame
- Flip up legrest
- Height adjustable
- 3" front castor
- 3" rear castor with pedal
- brake Aluminium foot plate



Genişlik Width 53 cm	Genişlik Seat Width 43 cm	Tekerlek Çapı Back Wheel 7.6 cm	Tekerlek Çapı Front Wheel 7.6 cm	Koltuk Derinlik Seat Depth 40 cm	Sırt Yükseklik Back Height 30 cm	Ağırlık Kaps. Weight Cap. 100 kg	Ağırlık Weight 9.7 kg
----------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------------





**K U R A Y**  
**GROUP**

[www.KurayGroup.com](http://www.KurayGroup.com)