



# CATÁLOGO ENVOLTORIOS PARA ESTERILIZAR

DE LA PATRIA 806-4, CENTRO  
CÍVICO, C.P. 21000,  
MEXICALI, B.C. MÉXICO

[ventas@aldaproveedores.com.mx](mailto:ventas@aldaproveedores.com.mx)

(668) 243 8409  
(686) 262 3889  
(686) 311 0164



Alda  
Proveedores



## ACERCA DE LOS ENVOLTORIOS PARA ESTERILIZAR

**"El principal propósito del empaque es mantener la esterilidad de un artículo, hasta que sea abierto para su uso, es importante conocer el tipo de empaque para la protección de los artículos estériles durante el proceso de esterilización, manejo, almacenamiento y transporte."**



# ROLLOS PARA ESTERILIZAR

## ROLLOS MIXTOS DE PAPEL Y LAMINADO PLÁSTICO

Combinación de papel de grado médico (celulosa) y polímetro transparente, compatible con el autoclave a vapor, óxido de etileno (OTE) y vapor de formaldehído.

Se sella por calor y trae indicadores químicos incorporados laterales que viran de color de acuerdo al proceso de esterilización, facilita identificar el producto.

Resistente al desgarro y a la tensión.

| No.    | Descripción               | Presentación |
|--------|---------------------------|--------------|
| ESRM75 | Rollo Mixto 7.5 cm x 200m | 1 rollo      |
| ESRM10 | Rollo Mixto 10 cm x 200m  | 1 rollo      |
| ESRM15 | Rollo Mixto 15 cm x 200m  | 1 rollo      |
| ESRM30 | Rollo Mixto 30 cm x 200m  | 1 rollo      |
| ESRM50 | Rollo Mixto 50 cm x 200m  | 1 rollo      |



# ROLLOS PARA ESTERILIZAR

## ROLLOS TYVEK

Material no tejido, fabricado a partir de fibras de polipropileno de alta densidad. Compatible con peróxido de hidrógeno. Poseen indicadores impresos que atestiguan el paso del proceso de esterilización por plasma.

### Características

- Alta resistencia al desgarro y perforación.
- Es amoldable, atóxico y repelente al agua.
- Gran resistencia a la penetración microbiana.
- Resistente a la mayoría de los reactivos químicos.

| No.    | Descripción               | Presentación |
|--------|---------------------------|--------------|
| ESRT75 | Rollo Tyvek 7.5 cm x 100m | 1 rollo      |
| ESRT10 | Rollo Tyvek 10 cm x 100m  | 1 rollo      |
| ESRT15 | Rollo Tyvek 15 cm x 100m  | 1 rollo      |
| ESRT30 | Rollo Tyvek 30 cm x 100m  | 1 rollo      |
| ESRT50 | Rollo Tyvek 50 cm x 100m  | 1 rollo      |



# BOLSAS PARA ESTERILIZAR

## BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO

Bolsas confeccionadas con papel grado médico. Diseñado para ser utilizado en procesos de esterilización por calor húmedo/vapor y compatible con otros sistemas de esterilización como óxido de etileno (ETO), radiación Gamma y Formaldehído.

Cuenta con indicadores impresos y franja termo soldable para el sellado final del envase.

### Características

- Porosidad controlada.
- Alta resistencia al proceso de esterilización.
- Franja termo soldable traera y de fondo.
- Tratamiento antibacteriano.
- Sistema de apertura lateral con hilo.

| No.    | Descripción                                | Presentación         |
|--------|--------------------------------------------|----------------------|
| ESBP11 | Bolsa papel grado medico<br>11 x 18 x 4 cm | Caja con 1000 bolsas |
| ESBP18 | Bolsa papel grado medico<br>18 x 33 x 6 cm | Caja con 1000 bolsas |

