

# MONITOR DE SIGNOS VITALES

## **BIOLIGHT** MODELO S12



**Alda Proveedores S. de R.L. de C.V**

Av. Mariano Arista 1278, Segunda, CP.21100  
Mexicali, B.C., México  
ventas@aldaproveedores.com.mx  
<https://aldaproveedores.com.mx/>

Fabricante:

**Guangdong Biolight Meditech Co.,Ltd.**

Add: NO.2 Innovation First Road, Technical Innovation Coast, Hi-tech Zone, Zhuhai, P.R. China.

Tel: +86-756-3399935 | E-Mail: overseas@blt.com.cn | Postcode: 519085 | [www.blt.com.cn](http://www.blt.com.cn)



**Alda**  
Proveedores

## DESCRIPCIÓN


Monitor de paciente multiparamétrico marca Biolight, modelo S12. Modelo intermedio.

El monitor de paciente de serie S cuenta con un diseño conciso y ergonómico con nueva arquitectura de software y tecnología de punta.

El monitor de la serie S cambia la forma en que trabaja el personal médico y cumple con las demandas clínicas.

## APLICACIONES CLÍNICAS

- EWS (Early Warning Scoring)
- GCS (Glasgow Coma Scale)
- PPV (Variación de la Presión de Pulso) es un reflejo de las interacciones cardiopulmonares
- Medición de la respiración a través de la pletismografía



## DETALLES DEL MONITOR

Diseño meticuloso basado en el usuario.

- Apariencia ergonómica: fácil de operar y observar.
- Diseño portátil con asa incluida y oculta.
- Pantalla táctil de 12.1" de alta eficiencia, experiencia HD.
- Panel frontal completo integrado sin huecos, fácil de limpiar.
- Duración de batería: hasta 8 horas
- Diseño sin ventilador: reduce riesgo de contaminación cruzada.



## MONITORIZACIÓN

- ECG 3/5 derivaciones
- Frecuencia Respiratoria
- SPO2 (Saturación de oxígeno)
- PNI (Presión no invasiva)
- Temperatura
- 2 PI (Presiones invasivas)

## ACCESORIOS

- Batería recargable
- Cable de Alimentación
- Troncal de ECG 3/5 der.
- Latiguillos de ECG
- Troncal de SPO2
- Sensor tipo clip SPO2
- Sensor de Temperatura
- Brazaletes de PNI
- Manguera de PNI
- Troncal de PI