

OSSTEM ORTODONTİ ÇÖZÜMLERİ

ÜRÜN KATALOĞU





İçindekiler

✧ Giriş		Hakkımızda	04
		Tarihçe	05
✧ Brackets	SelfLigating Brackets	MAJESTY Metal	08
	Aesthetic Brackets	Perfect Clear 2	14
		OK Real Resin	20
✧ Mini Implants		OrthAnchor	26
		e-Driver	32
✧ Buccal Tubes		SMTube	36
✧ Accessories	Extraoral Appliance	BK Mask	42

Hakkımızda



✳ **OSSTEM ORTHODONTICS Inc.** (eski adıyla HUBIT Co., Ltd.) Kore'de bir ortodonti üreticisidir. Diş hekimlerini hastalarına mükemmel tedavi hizmeti sunma konusunda destekleyerek insan refahını sağlamayı hedefler.

2005 yılından bu yana en kaliteli ürünleri, en verimli klinik teknolojileri ve ortodonti uzmanlarına en iyi hizmeti sunmaktadır. Ayrıca, diş endüstrisinde sürekli AR-GE'yi kolaylaştırıyor ve özel üretim teknolojisi ile en iyi diş sağlığı ve hastaların mutluluğu için çaba harcamaktadır.

Sektörde tanınırlığıyla birlikte HUBIT, 2017 yılında OSS-TEM İMPLANT tarafından satın alınmıştır ve 2021 yılında şirket adı OSS-TEM ORTODONTİ olarak değiştirilmiştir. OSS-TEM adına, OSS-TEM İMPLANT gibi Ar-Ge ve kalite standardına uymaktadır. En kaliteli ürünler ve uzman çalışanlar, ortodontistlerin ihtiyaç duyulan en üst düzeyde tedaviye ulaşmalarına yardımcı olmak için güçlü bir şekilde yönlendirilmiştir.

✳ Çalışma Kültürümüz

Kurumsal kültürümüz, onu yaratan insanlardan türetilmiştir. Çalışanlarımız, iş stratejimizin ve başarımızın merkezinde yer alır. İşe alım sürecimizde eşit istihdam fırsatına, çeşitliliği katmaya odaklanarak, geleneksel olan ve olmayan tüm geçmişlerden adayları çekeceğimize emin oluyoruz.

Çalışanlarımıza, profesyonel yaşamlarını üretken ve eğlenceli hale getirmelerine yardımcı olmak için profesyonel deneyimleri zenginleştiren, günlük koçluk ve üretken geri bildirimler gibi çeşitli araçlar sağlıyoruz.


✳ Kurumsal Amacımız

Değerlerimiz ve davranışlarımız, kendi içimizde ve müşterilerimizle çalışmak için sahip olduğumuz beklentileri tanımlar. Firma genelinde farklı geçmişlerden ve kültürlerden gelmemize rağmen, bunlar hepimizin ortak noktasıdır. Ortak arzularımızı ve beklentilerimizi yakalayıp ve nasıl karar verdiğimizizi ve başkalarına nasıl davrandığımızı yönlendirirler. OSS-TEM profesyonelleri olarak, eylemlerimizi OSS-TEM'in değer ve davranışlarıyla uyumlu hale getiriyoruz. Değerleri bir bütün olarak düşünüyoruz hepsi başarımız için eşit derecede kritiktir.

DÜRÜSTLÜKLE HAREKET EDER VE DAHA ZOR SEÇENEK OLSA BİLE GERÇEĞİ KONUŞURUZ

- **Çalışanlarımız bizim için değerlidir.**
Birbirimizi önemsiyoruz ve herkesin elinden gelenin en iyisini yapması için yetki verdiğimiz için müşterilerimize çok değer veriyoruz.
- **Bir bütün olarak birlikte çalışırız ve geri bildirimleri dinleriz.**
Uyumlu işbirliği ve farklı bakış açıları çalışmalarımızı daha da güçlendiriyor.
- **Yeni imkanlar yaratırız.**
OSS-TEM ORTODONTİ'de yenilik yaparız, test ederiz, bütünlük sağlarız ve bu süreç boyunca öğreniriz.

Tarihçe



Brackets



OSSTEM ORTODONTİ ÇÖZÜMLERİ

ÜRÜN KATALOĞU

*Brackets

Self-Ligating Brackets
Aesthetic Brackets

MAJESTY Metal
Perfect Clear 2
OK Real Resin

08
14
20


Metal Self-Ligating brackets

MAJESTY Metal



MAJESTY Metal, dişlerin tam olarak ortodontistlerin amaçladığı şekilde hareket etmesini sağlamak için hassas mühendislik ve doğru özelliklerle tasarlanmış ve üretilmiştir.

Daha düşük sürtünmeli metal braketler yapmak için metal püskürtme kalıp teknolojisi ve hassas işleme.




Kolay bağlanma için üretilmiş kanca tasarımında uzunluğu ve açısı, tahriş oranını düşürmek adına dikkatle seçilmiştir.

MAJESTY kullanırken doktorlara daha fazla seçenek sağlamak adına itme ve çekme klips mekanizması.


Yuvarlatılmış Yuva Girişi: Tel bağlanmasından kaynaklanan sürtünmeyi azaltır ve daha az görünür.

Modifiye Klips Şekli: Klips üzerindeki delik, alternatif open tool kullanımı ile uyumludur.


Daha kalın, daha sağlam klips: Önceki nesilden %16 daha kalın ve daha güçlü. Tel oturma kuvvetini artırır ve klips deformasyonunu azaltır.



- Mikrometre düzeyinde hassas üretim, doktorların amaçladığı diş hareketini kopyalar.
- Olağanüstü rotasyon kontrolü için iyileştirilmiş mesial-distal genişlik ve dengeli tedavi için ortodontik kuvvet.




- Daha düşük profil ve minimum giriş/çıkış tel yuvası tasarımı ve hasta konforu ile doğru ortodontik tedavi sağlar.
- Hassas işlenmiş yuva, önceki metal braketlerimizden daha az sürtünmeye sahiptir.




- 45° açıyla uygulanan 80-gauge mesh ped.
- Anatomik olarak şekillendirilmiş taban yüzeyi.
- Braketlerin kolayca tanınmasını sağlayan lazerle işaretlenmiş FDI bilgileri.


* Bracket shift self-ligating system with wire sequence



Passive Phase



Inter-Active Phase 020 x 020 (Rect.)



Active Phase

* MAJESTY Open tool

MAJESTY opener, kolay açılmaya izin verir ve minimum deformasyon riski ile klabin performansını korur.



- Özelleştirilmiş MAJESTY open tool'un (A) ucu, kolay ve doğru top klipsi kontrolüne kolaylık sağlayan içbükey yapıya sahiptir.

* MAJESTY Ceramic için En Uygun Olan Braket Ayırma Aleti



- OSSTEM ORTODONTİ, MAJESTY Ceramic braketleri diş hasarı ve ağrısı olmadan ayırmak için bir ayırma protokolü sunar.
- En iyi uyum için Majesty bağ sökücü pense kullanmanızı öneririz. Lütfen aşağıda açıklanan 1'den 3'e kadar olan bağ açma kılavuzu adımlarını izleyin.
- Yeni tasarlanan aletler, seramik braketlerin profiline ve tabanına uyacak şekilde özel olarak kalibre edilmiştir ve bu da hızlı ve konforlu bir deneyim sağlar.


STEP 01

Teli çıkarmak için braket klipslerini açın. Majesty Debonding Plier'ı dikey konumda nazikçe tutun.




STEP 02

Bağlantı sökücü pense ile braket köşe tabanını kavrayın. Pensenin ucu, tabanın kancasız yan köşesine yerleştirilmelidir.




STEP 03

Bağ çözücü penseyi diş kökü yönüne çevirerek braketten ayırın.



Bracket Fracture Test

(OSSTEM lab. Test)



! Not

- Braket kırılmasını ve hasta ağrısını azaltmak için braketin bağlantı kanatlarını tutmak yerine bağ çözücü pense ucunu köşe tabanına konumlandırın.

Braketi tutmadan önce braket kırılmasını önemli ölçüde azaltmak için braket köşe tabanındaki kalıntı reçineyi çıkarın.

Bağ çözücü penselerin orta mesafeli olarak bükülmesini önermiyoruz. Bu, braketin kırılma oranını ve hasta rahatsızlığını azaltmak içindir.

* ROTH Prescription

Maxillary

Tooth	Torque	Angle	M-D	.018"		.022"	
				R	L	R	L
1 Central	+12°	+5°	3.00	107-11-5	107-21-5	117-11-5	117-21-5
2 Lateral	+8 °	+9 °	2.80	107-12-5	107-22-5	117-12-5	117-22-5
3 Cuspid with Hook	-2 °	+1 °	3.00	107-13H-5	107-23H-5	117-13H-5	117-23H-5
4 Biscuspid with Hook	-7 °	0 °	3.00	107-14H-5	107-24H-5	117-14H-5	117-24H-5
5 Biscuspid with Hook	-7 °	0 °	3.00	107-15H-5	107-25H-5	117-15H-5	117-25H-5


Mandibular

Tooth	Torque	Angle	M-D	.018"		.022"	
				R	L	R	L
1 Central	-1°	+2°	2.6	107-41-5	107-31-5	117-41-5	117-31-5
2 Lateral	-1°	+2°	2.6	107-42-5	107-32-5	117-42-5	117-32-5
3 Cuspid with Hook	-11°	+7°	3.00	107-43H-5	107-33H-5	117-43H-5	117-33H-5
4 Biscuspid with Hook	-17°	-1°	3.00	107-44H-5	107-34H-5	117-44H-5	117-34H-5
5 Biscuspid with Hook	-22°	-1°	3.00	107-45H-5	107-35H-5	117-45H-5	117-35H-5

Single patient kit

Patient Kit	Cuspid Bicuspid hook		Cuspid hook	
	.018"	.022"	.018"	.022"
Upper Lower 5*5	107-553	117-553		
Upper 5*5	107-503	117-503		
Lower 5*5	107-053	117-053		
Upper Lower 3*3			107-331	117-331
Upper 3*3			107-301	117-301
Lower 3*3			107-031	117-031

Brackets identification



* MBT Prescription

MBT reçetesi, birlikte biküspid için SLC (anterior, cuspid) ve SLM tarafından organize edilebilir.

Maxillary

Tooth	Torque	Angle	M-D	.022"	
				R	L
1 Central	+17°	+4°	3.00	137-11-5	137-21-5
2 Lateral	+10°	+8°	2.80	137-12-5	137-22-5
3 Cuspid with Hook	-2 °	+8°	3.00	137-13H-5	137-23H-5
4 Bicuspid with Hook	-7 °	0 °	3.00	137-14H-5	137-24H-5
5 Bicuspid with Hook	-7 °	0 °	3.00	137-15H-5	137-25H-5


Maxillary

Tooth	Torque	Angle	M-D	.022"	
				R	L
1 Central	-6°	0°	2.6	137-41-5	137-31-5
2 Lateral	-6°	0°	2.6	137-42-5	137-32-5
3 Cuspid with Hook	-6°	+3°	3.00	137-43H-5	137-33H-5
4 Bicuspid with Hook	-12°	+2°	3.00	137-44H-5	137-34H-5
5 Bicuspid with Hook	-17°	+2°	3.00	137-45H-5	137-35H-5

Single patient kit

Patient Kit	Cuspid Bicuspid hook	Cuspid hook
	.022"	.022"
Upper Lower 5*5	137-553	
Upper 5*5	137-503	
Lower 5*5	137-053	
Upper Lower 3*3		137-331
Upper 3*3		137-301
Lower 3*3		137-031

Brackets identification





Sapphire tie-wing brackets

Perfect Clear 2



Perfect Clear 2, diğer kozmetik braketlerin eşleştiremeyeceği özelliklerle olağanüstü sonuçlar veren, mevcut en net seramik ikiz brakettir. Perfect Clear 2, daha kalın ve daha güçlü bir bağlama yarıçapı ile önceki nesle göre daha güçlü ve daha da göz kamaştırıcıdır.

Perfect Clear 2, monokristalden üretilmiştir ve dişlerde neredeyse görünmezdir.



- Tie-wing'ler, her kanadın tabanında düzgün bir yarıçapla tasarlanmıştır, buda kırılma riskini önemli ölçüde azaltır. Lastiklerin, ligatürlerin ve zincirlerin daha kolay yerleştirilmesi için büyütülmüş bir bağ-kanat alt kesimi bulunur. Her Perfect Clear 2 braketindeki azaltılmış bağlantı kanadı kalınlığı, sağlam gövdesini geliştirir. Bu daha kalın alan, kırılma riskini azaltmaya yardımcı olacak uygun boyutları sağlar ve etkili bağlamaya yardımcı olur.



- Yuvarlatılmış köşeler ve ağız içine rahatça oturması için kubbe şekilli profil ile konfor yarıçapı.
- Hasta konforunu artırmak ve oklüzal etkileşimi en aza indirmek için en düşük profiller.



- Ciltlemeyi ve çentiği en aza indirmek için yuvada yuvarlatılmış köşeler.
- Kolay ligasyon ve çift ligasyon için geniş alt bağlama alanı.
- Olağanüstü rotasyon kontrolü için optimum mesial-distal genişlik.




- Alümina kaplı taban, daha az braket arızası için güçlü bir bağ ve daha kalınbağlantı kanatları sunar.
- Bu teknoloji, bağlantı ayırma sürecini öngörülebilir ve basit hale getirmek için braketin merkezinde güçlü bir bağ ve pürüzsüz bir çevre sağlar.
- Öngörülebilir sıkıştırarak bağ çözme işlemi için stres yoğunlaştırıcı.




- Isıl işlem görmüş monokristal oluşum, çok kristalli braketlerde bulunan şerit yapısının aksine Perfect Clear 2a katı çekirdek yapısı verir. Tescilli bir ısıyla parlatma işlemi, braketin bütünlüğünü tehlikeye atabilecek tüm mikro boşlukları veya kusurları düzeltmek için yeterli enerjiyi oluşturur. Bu, kayma mekanizmasını iyileştirmeye yardımcı olur ve polikristal braketlerin üç katından daha fazla tork kırılmasına direnen bir braket ile sonuçlanır.

- Perfect Clear 2, doktorun günlük uygulamasını desteklemek için çeşitli şekillerde braketler sağlar.

Friction test records



Friction resistance test records



Torque(°)	11	12	13(H)	14/15 (H)	21	22	23(H)	24/25 (H)	31/32/ 41/42	33(H)	34(H)	13(H)	43(H)	44(H)	45(H)
ROTH	+11	+8	-2	-7	+11	+8	-2	-7	0	-11	-17	-21	-11	-17	-21
MBT	+17	+10	0	-7	+17	+10	0	-7	-6	0	-12	-17	0	-12	-17
STD(Edgewise)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
High Torque	+22	+13	+11		+22	+13	+11								

- **Yüksek Tork:** Doktorlar, maksiller anterior dişlerinde olası bir çökme olan bir hasta için "yüksek tork" reçetesi seçebilirler.
- **Tri-Edge:** Braketlerin karışmasını önlemek için aşırı derecede kalabalık oklüzyonu olan hasta için tasarlanmış "Üç-kenar" şekilli braketler.



- **Opsiyonel kanca:** Perfect Clear 2 braketler, her küspit ve bi-küspit için distalkanca seçenekleri sunar; doktorlar, hasta tedavinize uyacak en iyi braketleri seçebilir.

* ROTH Prescription

Maxillary

	Tooth	Torque	Angle	M-D	.018"		.022"	
					R	L	R	L
1	Central	+11°	+5°	3.20	200-11-5	200-21-5	210-11-5	210-21-5
2	Lateral	+8 °	+9 °	2.95	200-12-5	200-22-5	210-12-5	210-22-5
3	Cuspid	-2°	+8°	3.50	200-13-5	200-23-5	210-13-5	210-23-5
	Cuspid with Hook				200-13H-5	200-23H-5	210-13H-5	210-23H-5
4	Bicuspid	-7°	0°	3.20	200-14-5	200-24-5	210-14-5	210-24-5
	Bicuspid with Hook				200-14H-5	200-24H-5	210-14H-5	210-24H-5
5	Bicuspid	-7°	0°	3.20	200-14-5	200-24-5	210-14-5	210-24-5
	Bicuspid with Hook				200-14H-5	200-24H-5	210-14H-5	210-24H-5


Mandibular

	Tooth	Torque	Angle	M-D	.018"		.022"	
					R	L	R	L
1	Central	0°	0°	2.85	200-31-5	200-31-5	210-31-5	210-31-5
2	Lateral	0°	0°	2.85	200-31-5	200-31-5	210-31-5	210-31-5
3	Cuspid	-11°	+7°	3.5	200-43-5	200-33-5	210-43-5	210-33-5
	Cuspid with Hook				200-43H-5	200-33H-5	210-43H-5	210-33H-5
4	Bicuspid	-17°	0°	3.2	200-44A-5	200-34A-5	210-44A-5	210-34A-5
	Bicuspid with Hook				200-44HA-5	200-34HA-5	210-44HA-5	210-34HA-5
5	Bicuspid	-21°	0°	3.2	200-45A-5	200-35A-5	210-45A-5	210-35A-5
	Bicuspid with Hook				200-45HA-5	200-35HA-5	210-45HA-5	210-35HA-5


Single patient kit

Patient Kit	Cuspid Bicuspid hook		Cuspid hook		non hook	
	.018"	.022"	.018"	.022"	.018"	.022"
Upper Lower 5*5	200-553A	210-553A	200-551A	210-551A	200-550	210-550
Upper 5*5	200-503	210-503	200-501	210-501	200-500	210-500
Lower 5*5	200-053A	210-053A	200-051A	210-051A	200-050A	210-050A
Upper Lower 3*3			200-331	210-331	200-330	210-330
Upper 3*3			200-301	210-301	200-300	210-300
Lower 3*3			200-031	210-031	200-030	210-030

Brackets identification



Hook on cuspid only



Hooks on cuspid and bi-cuspid

* ROTH Prescription

Maxillary

	Tooth	Torque	Angle	M-D	.018"		.022"	
					R	L	R	L
1	Central	+17°	+4°	3.20	220-11-5	220-21-5	230-11-5	230-21-5
2	Lateral	+10°	+8°	2.95	220-12-5	200-22-5	230-12-5	230-22-5
3	Cuspid	0°	+8°	3.50	220-13H-5	200-23-5	210-13-5	230-23-5
	Cuspid with Hook				220-13H-5	220-23H-5	210-13H-5	230-23H-5
4	Bicuspid	-7°	0°	3.20	220-14-5	220-24-5	210-14-5	230-24-5
	Bicuspid with Hook				220-14H-5	200-24H-5	210-14H-5	230-24H-5
5	Bicuspid	-7°	0°	3.20	220-14-5	200-24-5	210-14-5	230-24-5
	Bicuspid with Hook				220-14H-5	200-24H-5	210-14H-5	230-24H-5


Mandibular

	Tooth	Torque	Angle	M-D	.018"		.022"	
					R	L	R	L
1	Central	-6°	0°	2.85	220-31-5	200-31-5	210-31-5	210-31-5
2	Lateral	-6°	0°	2.85	200-31-5	200-31-5	210-31-5	210-31-5
3	Cuspid	0°	+3°	3.5	200-43-5	200-33-5	230-43-5	230-33-5
	Cuspid with Hook				200-43H-5	200-33H-5	230-43H-5	230-33H-5
4	Bicuspid	-12°	+2°	3.2	200-44A-5	200-34A-5	210-44A-5	230-34-5
	Bicuspid with Hook				200-44HA-5	200-34HA-5	210-44HA-5	230-34H-5
5	Bicuspid	-17°	+2°	3.2	200-45A-5	200-35A-5	230-45-5	230-35-5
	Bicuspid with Hook				200-45HA-5	200-35HA-5	230-45H-5	230-35H-5

Single patient kit

Patient Kit	Cuspid Bicuspid hook		Cuspid hook		non hook	
	.018"	.022"	.018"	.022"	.018"	.022"
Upper Lower 5*5	220-553	230-553	220-551	230-551	220-550	230-550
Upper 5*5	220-503	230-503	220-501	230-501	220-500	230-500
Lower 5*5	220-053	230-053	220-051	230-051	220-050	230-050
Upper Lower 3*3			220-331	230-331	220-330	230-330
Upper 3*3			220-301	230-301	220-300	230-300
Lower 3*3			220-031	230-031	220-030	230-030

Brackets identification



* Standard(Edgewise) Prescription

Maxillary

Tooth	Torque	Angle	M-D	.018"		.022"	
				R	L	R	L
1 Central	0°	0°	3.20	240-11-5	240-11-5	250-11-5	250-11-5
2 Lateral	0°	0°	3.00	240-12-5	240-12-5	250-12-5	250-12-5
3 Cuspid	0°	0°	3.50	240-13-5	240-13-5	250-13-5	250-13-5
	0°	0°		240-33H-5	240-43H	250-33H-5	250-43H-5
4 Bicuspid	0°	0°	3.20	240-14-5	240-14-5	250-14-5	250-14-5
5 Bicuspid	0°	0°		240-14-5	240-14-5	250-14-5	250-14-5


Mandibular

Tooth	Torque	Angle	M-D	.018"		.022"	
				R	L	R	L
1 Central	0°	0°	2.85	240-31-5	240-31-5	250-31-5	240-31-5
2 Lateral	0°	0°	2.85	240-31-5	240-31-5	250-31-5	250-31-5
3 Cuspid	0°	0°	3.5	240-13-5	240-13-5	250-13-5	250-13-5
	0°	0°		240-33H-5	240-43H-5	250-43H-5	250-33H-5
4 Bicuspid	0°	0°	3.2	240-14-5	240-14-5	250-14-5	250-14-5
5 Bicuspid	0°	0°		240-14-5	240-14-5	250-14-5	250-14-5

Single patient kit

Patient Kit	Cuspid hook		non hook	
	.018"	.022"	.018"	.022"
Upper Lower 5*5	240-551	250-551	240-550	250-550
Upper 5*5	240-501	250-501	240-500	250-500
Lower 5*5	240-051	250-051	240-050	250-050
Upper Lower 3*3	240-331	250-331	240-330	250-330
Upper 3*3			240-300	250-300
Lower 3*3			240-030	250-030

Brackets identification



* Tri-Edge ROTH Prescription

Mandibular

Tooth	Torque	Angle	M-D	.018"		.022"	
				R	L	R	L
3 Cuspid with Hook	-11°	+7°	3.5	200-43HT-5	200-33HT-5	210-43HT-5	210-33HT-5
4 Bicuspid	-17°	3°	3.2	200-44T-5	200-34T-5	210-44T-5	210-34T-5
5 Bicuspid	-21°	6°	3.2	200-45T-5	200-35T-5	210-45T-5	210-35T-5

Single patient kit

Patient Kit	Cuspid hook	
	.018"	.022"
Upper Lower 3*3	200-331T	210-331T
Upper Lower 5*5	200-551T	210-551T

* Tri-Edge MBT Prescription

Mandibular

Tooth	Torque	Angle	M-D	.018"		.022"	
				R	L	R	L
3 Cuspid with Hook	0°	+3°	3.5	220-43HT-5	220-33HT-5	230-43HT-5	230-33HT-5
4 Bicuspid	-12°	+2°	3.2	220-44T-5	220-34T-5	230-44T-5	230-34T-5
5 Bicuspid	-17°	+2°	3.2	220-45T-5	220-34T-5	230-45T-5	230-34T-5

Single patient kit

Patient Kit	Cuspid hook	
	.018"	.022"
Upper Lower 3*3	220-331T	210-331T
Upper Lower 5*5	220-551T	230-551T

* Tri-Edge Standard Prescription

Mandibular

Tooth	Torque	Angle	M-D	.018"		.022"	
				R	L	R	L
3 Cuspid with Hook	0°	0°	3.1	240-43HT-5	240-33HT-5	250-43HT	250-33HT-5
4 Bicuspid	0°	0°	2.8	340-34T	340-34T	250-34T-5	250-34T-5
5 Bicuspid	0°	0°	2.8	340-34T	340-34T	250-34T-5	250-34T-5

Single patient kit

Patient Kit	Cuspid hook	
	.018"	.022"
Upper Lower 3*3	220-331T	250-331T
Upper Lower 5*5	220-551T	250-551T

* High Torque Prescription

Maxillary

Tooth	Torque	Angle	M-D	.022"	
				R	L
1 Central	+22°	+5°	3.2	270-11-5	270-21-5
2 Lateral	+13°	+9°	2.95	270-12-5	270-22-5
3 Cuspid with Hook	+11°	+8°	3.5	270-13H-5	270-23H-5

Single patient kit

Patient Kit	Cuspid hook	
	.022"	
Upper 3*3	270-301	

Reçine bağlantı kanadı braketleri



OK Real Resin

Real Resin Braketin metal yuva takviyesi, telin sadece polimer duvarın dört küçük noktasına temas edeceği şekilde tasarlanmıştır, böylece sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olur. Yuva içindeki çelik, torku tipik bozulma olmadan veya plastik ile diğer polimer malzemeleri etkilemeden taban aracılığıyla iletmek üzere tasarlanmıştır.



Sadece yuva duvarını kaplayan eklemelerin aksine, OK Real Resin yuvası, yalnızca yuvayı değil braketin tamamını güçlendirmek için gövdeye yerleştirilir.

Bu konumlandırma aynı zamanda çelik eklemi gizler, daha estetik bir görünüm yaratır. OK, herhangi bir ark teli ile kullanılabilir şekilde tasarlanmıştır. Ancak tam bir estetik çözüm uygulaması için BB4 Estetik Tellerini önerilir.



- Tıbbi sınıf polikarbonat malzeme.
- Seçilen malzeme, şeffaf ve dayanıklı braket kanca ve gövdesi sağlar.
- Aynı işlevi sağlamak üzere tasarlanmış paslanmaz çelik yuva, metal braketlerle aynı işlevi sağlar.
- Yuva konumunu ve genişliğini kolayca tanımlayarak basit ve kesin konumlandırma sağlar.
- BB4 NiTi estetik ark teli kullanımı ile daha az görünür metal yuva.
- Mikrometre düzeyinde hassas imalat, doktorların amaçladığı diş hareketini sağlar.
- Hassas mühendislik ile tasarlanmış kesin tork ve açığı sağlar.
- Olağanüstü döndürme kontrolü ve ortodontik kuvvet dengesi için en uygun mesial-distal genişlik.



- Dove-tail şeklinde taban tasarımı yeterli bağlama dayanıklılığı sağlar.
- Dişe özgü taban geometrisi ve bileşik kontur taban tasarımı, kesin diş uyumu için idealdir.
- Yeterli alanı sağlayan tie-wing tasarımı doktorun günlük manipülasyonunu desteklemeye olanak sağlar.

* ROTH Prescription

Maxillary

	Tooth	Torque	Angle	M-D	.018"		.022"	
					R	L	R	L
1	Central	+11°	+5°	3.50	600-11-5	600-21-5	610-11-5	610-21-5
2	Lateral	+8°	+9°	3.25	600-12-5	600-22-5	610-12-5	610-22-5
3	Cuspid with Hook	+2°	+8°	3.80	600-13H-5	600-23H-5	610-13H-5	610-23H-5
4	Bicuspid	+7°	0°	3.50	600-14-5	600-24-5	610-14-5	610-24-5
5	Bicuspid	+7°	0°	3.50	600-14-5	600-24-5	610-14-5	610-24-5


Mandibular

	Tooth	Torque	Angle	M-D	.018"		.022"	
					R	L	R	L
1	Central	0°	0°	3.15	600-31-5	600-31-5	610-31-5	610-31-5
2	Lateral	0°	0°	3.15	600-31-5	600-31-5	610-31-5	610-31-5
3	Cuspid with Hook	+11°	+7°	3.80	600-43H-5	600-33H-5	610-43H-5	610-33H-5
4	Bicuspid	+17°	0°	3.50	600-44-5	600-34-5	610-44-5	610-34-5
5	Bicuspid	-22°	0°	3.50	660-45-5	660-35-5	670-45-5	670-35-5

Single patient kit

Patient Kit	Cuspid hook	
	.018"	.022"
Upper Lower 5*5	660-551	670-551
Upper 5*5	600-501	610-501
Lower 5*5	660-051	670-051
Upper Lower 3*3	600-331	610-331
Upper 3*3	600-301	610-301
Lower 3*3	600-031	610-031

Brackets identification



✳ MBT Prescription

Maxillary

Tooth	Torque	Angle	M-D	.018"		.022"	
				R	L	R	L
1 Central	+17°	+4°	3.50	620-11-5	620-21-5	630-11-5	630-21-5
2 Lateral	+10°	+8°	3.25	620-12-5	620-22-5	630-12-5	630-22-5
3 Cuspid with Hook	0°	+8°	3.5	620-13H-5	620-23H-5	630-13H-5	630-23H-5
4 Bicuspid with Hook	+7°	0°	3.2	620-14H-5	620-24H-5	630-14h-5	630-24H-5
5 Bicuspid with Hook	+7°	0°	3.2	620-14H-5	620-24H-5	630-14H-5	630-24H-5


Mandibular

Tooth	Torque	Angle	M-D	.018"		.022"	
				R	L	R	L
1 Central	+6°	0°	3.15	620-31-5	620-31-5	630-31-5	630-31-5
2 Lateral	+6°	0°	3.15	620-31-5	620-31-5	630-31-5	630-31-5
3 Cuspid with Hook	0°	+8°	3.5	620-43H-5	620-33h-5	690-43H-5	690-33H-5
4 Bicuspid with Hook	+12°	0°	3.2	620-44h-5	620-34H-5	630-44H-5	630-34h-5
5 Bicuspid with Hook	-17°	0°	3.2			690-45H-5	690-35H-5

Single patient kit

Patient Kit	Cuspid Bicuspid hook		Cuspid hook	
	.018"	.022"	.018"	.022"
Upper Lower 5*5	620-553	690-553		
Upper 5*5	620-503	630-503		
Lower 5*5	620-053	690-053		
Upper Lower 3*3			620-331	690-331
Upper 3*3			620-301	630-301
Lower 3*3			620-031	690-031

Brackets identification



* Standard(Edgewise) Prescription

Maxillary

Tooth	Torque	Angle	M-D	.018"		.022"	
				R	L	R	L
1 Central	0°	0°	3.20	640-11-5	640-21-5	630-11-5	630-21-5
2 Lateral	0°	0°	3.15	640-12-5	620-22-5	630-12-5	630-22-5
3 Cuspid with Hook	0°	0°	3.20	640-13H-5	620-23H-5	650-13H-5	630-23H-5
4 Bicuspid with Hook	0°	0°	3.20	640-13H-5	640-23H-5	650-13H-5	650-23H-5
5 Bicuspid with Hook	0°	0°	3.20	640-13H-5	640-23H-5	650-13H-5	650-23H-5


Mandibular

Tooth	Torque	Angle	M-D	.018"		.022"	
				R	L	R	L
1 Central	0°	0°	3.15	640-31-5	640-31-5	650-31-5	650-31-5
2 Lateral	0°	0°	3.20	640-31-5	640-31-5	650-31-5	650-31-5
3 Cuspid with Hook	0°	0°	3.20	640-23H-5	640-13H-5	650-23H-5	650-13H-5
4 Bicuspid with Hook	0°	0°	3.20	640-23H-5	640-13H-5	650-23h-5	650-13H-5
5 Bicuspid with Hook	0°	0°	3.20	640-23H-5	640-13H-5	650-23H-5	650-13H-5

Single patient kit

Patient Kit	Cuspid Bicuspid hook		Cuspid hook	
	.018"	.022"	.018"	.022"
Upper Lower 5*5	640-553	650-553		
Upper 5*5	640-503	650-503		
Lower 5*5	640-053	650-053		
Upper Lower 3*3			640-331	650-331
Upper 3*3			620-301	650-301
Lower 3*3			640-031	650-031

Brackets identification



Mini Implants



OSSTEM ORTODONTİ ÇÖZÜMLERİ

ÜRÜN KATALOĞU

*Mini Implants


OrthAnchor
e-Driver

26
32

OrthAnchor



- Yüksek kırılma direnci (malzeme: Ti. alaşım)
- Aşındırma yüzeyleri, yerleştirme hatasını %20 oranında azaltır.
- Basit ve pürüzsüz yerleştirme ile optimum ankraj kuvveti.



	6mm	8mm	10mm
Ø1.2mm	Ø1.2x6		
Ø1.4mm	Ø1.4x6	Ø1.4x8	
Ø1.6mm	Ø1.6x6	Ø1.6x8	Ø1.6x10
Ø1.8mm	Ø1.8x6	Ø1.8x8	Ø1.8x10

*Kazınmış Yüzey


%20 azaltılmış yerleşim hatası oranı.

*Yüksek Kırılma Direnci

Rakip marka vidasından %15~30 daha iyi kalite.


→ Herhangi bir kırılma olmadan stabil yerleştirme imkanı.

*Pürüzsüz Yerleştirme ve Kararlı Sabitleme Kuvveti




- **Sivri Uç**
Pürüzsüz ve hızlı yerleştirme imkanı sağlar.
- **Konik Yapı**
Başlangıçtan itibaren stabil sabitleme.

Yerleştirme Başarısızlığının Karşılaştırılması




Arıza Mukavemetinin Karşılaştırılması



Applicable position to insertion

Kesici diş intrüzyon (Antero-labial Alveolar süreç)	Ø1.6, 6mm
Molar kontraksiyon, protraksiyon, retraksiyon (Orta damak sütür)	Ø1.8, 6~8 mm
Anterior (tam ark) retraksiyonu / molar intrüzyonu	Ø1.8~2.0, 10~12mm
Molar protraksiyon (Antero-palatal Alveolar süreç)	Ø1.6, 6mm
Anterior (tam ark) retraksiyonu (IZC)	Ø1.8~2.0, 10~12mm
Anterior (tam ark) retraksiyon (Bukkal raf)	Ø1.8~2.0, 10~12mm
Tam ark (molar) retraksiyonu (Retromolar ped)	Ø1.8, 6~8mm
Tam ark (molar) retraksiyonu (Yükselen ramus)	Ø1.8, 10mm



Aynı tasarım, yüzeysel tedavi için iki farklı seçenek.



	Through hole	Bracket head	Small head	Simple head
Sterilized	O	O	O	O
Machined surface	O	O	O	O
Etched surface	O			O




* Through Hole

- Delik teller ile bağlanabilir (.022").
- Tel, zincir veya yaylarla kolay bağlama için tasarlanmış başlık.





* Simple head

- Through Hole'a kıyasla daha az tahriş oranı.
- Ø 2.5 yay bağlamak için kullanılır.



* Small head


- Simple Head'e kıyasla daha az tahriş oranı.
- Ø 1.5 ve 2.0 yay bağlamak için kullanılır.



* Bracket head


- Başlık diğer materyalleri bağlamak için kullanılır.

✱ Through Hole




D \ L	6	8	10
Ø1.2			
	G/H 1.5	OSTH1206	OSTH1208
Ø1.4			
	G/H 1.5	OSTH1406	OSTH1408
Ø1.6			
	G/H 1.5	OSTH1606	OSTH1608
	G/H 4.0	OSTH16064	OSTH1610
Ø1.8			
	G/H 1.5	OSTH1806	OSTH1808
	G/H 4.0	OSTH18064	OSTH1810

✱ Small head




D \ L	6	8	10
Ø1.4			
	G/H 1.5	OSSH1406	OSSH1408
Ø1.6			
	G/H 1.5	OSSH1606	OSSH1608
Ø1.8			
	G/H 1.5	OSSH1806	OSSH1810

* Simple head




D \ L	6	8	10
$\varnothing 1.2$			
	G/H 1.5	OSSH1206	OSSH1208
$\varnothing 1.4$			
	G/H 1.5	OSSH1406	OSSH1408
$\varnothing 1.6$			
	G/H 1.5	OSSH1606	OSSH1608
	G/H 4.0	OSSH16064	OSSH1610
$\varnothing 1.8$			
	G/H 1.5	OSSH1806	OSSH1808
	G/H 4.0	OSBH18064	OSSH1810

* Bracket head




D \ L	6	8	10
$\varnothing 1.4$			
	G/H 1.5	OSBH1406	OSBH1408
$\varnothing 1.6$			
	G/H 1.5	OSBH1606	OSBH1608
$\varnothing 1.8$			
	G/H 1.5	OSBH1606	OSBH1808
			OSBH1810

*Ortho KIT



*Drill

- Frezi handpiece kullanarak bağlayın. (motor)
- **Ø1.0 drill:** Ø1.2/1.4 vida yerleşimi öncesi kullanın.
- **Ø1.3 drill:** Ø1.6 vida yerleşimi öncesi kullanın.
- **Ø1.5 drill:** Ø1.8 vida yerleşimi öncesi kullanın.
- **Frez için tavsiye edilen hız : 800 rpm.** (high speed)
- Vida yerleştirmeden önce tavsiye edilen sadece elimine edilen kortikal kemiğe uygulanması. (Kortikal kemik fazla kalırsa, vidalarla eşit uzunlukta frezleme yapılmalıdır)
- Ø1.0 frez KIT'e dahil değildir.



L \ D	Ø1.0	Ø1.3	Ø1.5
Short	OSODR100S	OSODR130S	OSODR150S
Long	-	OSODR130C	OSODR150C



*Universal Handle


- The Universal Handle, vida yerleřtirmek için driver tip ile bağlanarak kullanılabilir.
- Manuel yerleřtirmeyi desteklemek için tasarlanmış işaretli kulp.

Order NO.	OOKS
-----------	------

*Driver KIT

- **Driver Tip, Universal Handle'a** bağlanarak vida takmak için kullanılır.
- Normal başlı vida ile bağlanacak şekilde tasarlanmış **hex driver**.
- Küçük başlı vida ile bağlanmak üzere tasarlanmış **small head driver**.

L Type	Hex	Small Head
Short(L)	OSDTS(45)	OSSDTS(45)
Long(L)	OSDT(67)	OSSDT(67)



*Driver Handle

- Driver handle bir **hand driver** ile bağlantı kurarak vida takmak için kullanılır.

Order NO.	TIDHC
-----------	-------



*Hand Driver

- Hand driver veya ratchet wrench ile bağlanarak vida takmak için tasarlanmış hand driver.
- Farklı boyutlarda screw head kullanmak için iki hand driver seçeneği.
- Normal boyuttaki screw head için hex driver ve küçük boyuttaki screw head için small head driver.
- Small head had driver KIT'e dahil değildir.


Hex	Small Head
OSTDA	OSSTD A



*Machine Driver

- Motora bağlanarak screw yerleřimini mümkün kılan **Machine Driver**.
- Farklı boyutlarda screw head kullanmak için iki hand driver seçeneği.
- Normal boyuttaki screw head için hex machine driver.
- Küçük boyuttaki screw head için small head machine driver.

L Type	Hex	Small Head
Short(L)	OSMDA(21.4)	OSSMDA(21.4)
Long(L)	OSMDB(31.4)	OSSMDB(31.4)



e-Driver

- Motor gücüyle çalışan yerleştirme cihazı.
- Mini-implantlarda kullanmak üzere iyileştirilmiş tork seçenekleri.
- Daha fazla hız seçeneği.



* Protezler İçin Gereken Tüm Sıkma İşlemleri Tek Cihaz

- Hassas sıkma torku ile kırılmayı ve gevşemeyi en aza indirir.
- Anguldruva tasarımı sayesinde posterior bölgeye rahat erişim.
- Hızlı sabitleme sayesinde cerrahi sürecini kısaltır.



* Yerleştirme ve Çıkarma

- 15~35Nm tork kuvveti sayesinde kortikal kemikte bile kolay yerleştirme ve çıkarma işlemi imkanı.
- Tork ayarlama seçeneği, ortodontik vidaların kırılma olasılığını en aza düşürür.

1) Güçlü ve Hassas Tork

- 5Ncm~35Ncm aralığında ayarlanabilir. (5Ncm birim)
- Otomatik durdurma işleviyle torku hassas bir şekilde uygulayın.
- LCD Ekranda gerçek zamanlı olarak tork değişimini kontrol edin.
- TCS (Tork Kalibrasyon Sistemi) ile hassas kalibrasyon.

2) Ayarlanabilir Hız

- 15RPM-60RPM arasında ayarlanabilir. (15RPM unit)
- Bu sekans normal operasyondan iki kat daha hızlı gerçekleşir.
- Tek dokunuşla ters moda geçiş.

3) Alman Teknolojisi

- Yüksek kalite Alman FAULHABER motor kullanılarak hassas tork ve hız uygulaması.

Kablosuz


Order NO. 500031

Tork Ayarlama Rehberi

Prosthesis-related Screw	Torque(Ncm)		Orthodontic Screw	Torque(Ncm)	Speed(RPM)
	Mlni	Reg			
Cover Screw, Healing, Imp Coping	5	5 - S	Ø1.4mm	15	25~30
One piece ABT(Rigid, Solid ABT)	30	30			
Two piece ABT(Transfer, Angled ABT)	20	20	Ø1.6mm	25	
Temporary Abutment	20	20			
Cylinder Screw	20	20	Ø1.8mm	30	



Buccal Tubes



OSSTEM ORTODONTİ ÇÖZÜMLERİ

ÜRÜN KATALOĞU

*Buccal Tubes

SM Tube

36

SM Tube



- ROTH, MBT ve STD varyasyonlarına uygundur.
- Tek ve çift tip #6 tüp tasarımı çoğu klinik kullanım için uygundur. Her tipin dönüştürülebilir kapak seçenekleri vardır.
- Her bukkal tüp tabanının yapıştırılabilir ve kaynaklanabilir seçenekleri vardır.



- Tüm #6 tüpler çıkarılabilir kapaklara sahiptir. Ortodontistlerin 1. molar dişte braket kullanması gerektiğinde açık kapaklı bukkal tüp kullanılabilir.



- Yardımcı kullanım için ikiz yuva seçenekleri.
- Konfor için pürüzsüz yuvarlak yüzeyler ve hasta dostu messio-gingival kancalar.



- Eldiven şeklindeki taban tasarımı molar dişe uyar. Tüpün doğru pozisyonda yerleştirilmesini desteklemek için çentik tasarımlı taban.
- Arch telini yönlendirmek için geniş hunili giriş.



- Tutarlı ve kanıtlanmış yapışma için 80-gauge örgü yapıştırılabilir ped.
- Taban üzerinde lazer işaretli FDI bilgileri / SM Tube kaynaklanabilir taban seçeneğine de sahiptir.

*Single, ROTH Prescription

BONDABLE- Maxillary

Tooth	Torque	Angle	Offset	.018"		.022"	
				R	L	R	L
6 1st Molar	10°	0°	7°	500-16-10	500-26-10	510-16-10	510-26-10
7 2nd Molar	14°	0°	7°	500-17-10	500-27-10	510-17-10	510-27-10

BONDABLE- Mandibular

Tooth	Torque	Angle	Offset	.018"		.022"	
				R	L	R	L
6 1st Molar	20°	0°	4°	500-46-10	500-36-10	510-46-10	510-36-10
7 2nd Molar	25°	0°	6°	500-47-10	500-37-10	510-47-10	510-37-10

WELDABLE - Maxillary

Tooth	Torque	Angle	Offset	.018"		.022"	
				R	L	R	L
6 1st Molar	10°	0°	7°	501-16-10	501-26-10	511-16-10	511-26-10
7 2nd Molar	14°	0°	7°	501-17-10	501-27-10	511-17-10	511-27-10

WELDABLE - Mandibular

Tooth	Torque	Angle	Offset	.018"		.022"	
				R	L	R	L
6 1st Molar	20°	0°	4°	501-46-10	501-36-10	511-46-10	511-36-10
7 2nd Molar	25°	0°	6°	501-47-10	501-37-10	511-47-10	511-37-10

*Twin, ROTH Prescription

BONDABLE- Maxillary

Tooth	Torque	Angle	Offset	.018"		.022"	
				R	L	R	L
6 1st Molar	10°	0°	7°	502-16-10	502-26-10	512-16-10	512-26-10

BONDABLE- Mandibular

Tooth	Torque	Angle	Offset	.018"		.022"	
				R	L	R	L
6 1st Molar	20°	0°	4°	502-46-10	502-36-10	512-46-10	512-36-10

WELDABLE - Maxillary

Tooth	Torque	Angle	Offset	.018"		.022"	
				R	L	R	L
6 1st Molar	10°	0°	7°	503-16-10	503-26-10	513-16-10	513-26-10

WELDABLE - Mandibular

Tooth	Torque	Angle	Offset	.018"		.022"	
				R	L	R	L
6 1st Molar	20°	0°	4°	503-46-10	503-36-10	513-46-10	513-36-10

*Single, MBT Prescription

BONDABLE- Maxillary

Tooth		Torque	Angle	Offset	.022"	
					R	L
6	1st Molar	14°	0°	10°	530-16-10	530-26-10
7	2nd Molar	14°	0°	10°	530-17-10	530-27-10

BONDABLE- Mandibular

Tooth		Torque	Angle	Offset	.022"	
					R	L
6	1st Molar	20°	0°	0°	530-46-10	530-36-10
7	2nd Molar	10°	0°	0°	530-47-10	530-37-10

WELDABLE - Maxillary

Tooth		Torque	Angle	Offset	.022"	
					R	L
6	1st Molar	14°	0°	10°	531-16-10	531-26-10
7	2nd Molar	14°	0°	10°	531-17-10	531-27-10

WELDABLE - Mandibular

Tooth		Torque	Angle	Offset	.022"	
					R	L
6	1st Molar	20°	0°	0°	531-46-10	531-36-10
7	2nd Molar	10°	0°	0°	531-47-10	531-37-10

*Twin, MBT Prescription

BONDABLE- Maxillary

Tooth		Torque	Angle	Offset	.022"	
					R	L
6	1st Molar	14°	0°	10°	532-16-10	532-26-10

BONDABLE- Mandibular

Tooth		Torque	Angle	Offset	.022"	
					R	L
6	1st Molar	20°	0°	0°	532-46-10	532-36-10

WELDABLE - Maxillary

Tooth		Torque	Angle	Offset	.022"	
					R	L
6	1st Molar	14°	0°	10°	533-16-10	533-26-10

WELDABLE - Mandibular

Tooth		Torque	Angle	Offset	.022"	
					R	L
6	1st Molar	20°	0°	0°	533-46-10	533-36-10

*Single, Standard Prescription


BONDABLE- Maxillary

Tooth	Torque	Angle	Offset	.018"		.022"	
				R	L	R	L
6 1st Molar	0°	0°	0°	540-16-10	540-26-10	550-16-10	550-26-10
7 2nd Molar	0°	0°	0°	540-16-10	540-26-10	550-16-10	550-26-10

BONDABLE- Mandibular

Tooth	Torque	Angle	Offset	.018"		.022"	
				R	L	R	L
6 1st Molar	0°	0°	0°	540-26-10	540-16-10	550-26-10	550-16-10
7 2nd Molar	0°	0°	0°	540-26-10	540-16-10	550-26-10	550-16-10

Accessories



OSSTEM ORTODONTİ ÇÖZÜMLERİ

ÜRÜN KATALOĞU

*Accessories

BK Mask

42

BK Mask



- % 50 düşürülmüş ağırlık: yeniden tasarlanmış alet, 6 cıvata ve vida çıkarıldı.
- Konumu ayarlanabilir ped ve yatay bağlantı çubuğu.
- Her pozisyon tek vida ile kontrol edilebilir.
- Hasta konforu için seçilmiş dikey çerçeveli hafif malzeme.
- Estetik açıdan hoş bir görünüm için fildişi (IVORY) renkli pedler.
- Kolay bağlama ve yerinde tutma için tasarlanmış karma tasarımlı bağlama çubuğu.
- Rahat oturması için 3D kelebek şekilli çene pedi.

Type	Order NO.
Ivory 1	801-76


- Daha az sürtünme ve uzun süreli kullanım konforu için pamuklu ped.
- Geri çekme kuvvetini iyileştirmek için önceki yüz maskesinden 59 mm daha uzun.
- Çoğu hastanın yüz şekline uyması için çene ucu açısı kontrolü.




BK Mask



- Alın ve çene kapağı pedi, yerinde tutmak için iki cıvata ile sabitlenmiştir.
- Paslanmaz çelik çerçeveler geri çekme kuvvetini sürdürür.
- Hasta konforu için alın ve çene kapağı pedinde kullanmak üzere keçe seçin.



Type	Order NO.
Gök mavisi	801-71
Menekşe	801-72





OSSTEM IMPLANT TÜRKİYE

İstanbul Genel Merkez

Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sok. Seba Ofis Bulvarı D Blok No.:21 D:39 Sarıyer / İstanbul

TEL. +90 212 347 20 97 FAX. +90 212 347 20 98

Email : info-destek@osstem.com

www.osstem.com.tr



YouTube
Osstem Turkey



Instagram
@osstemtr



Facebook
Osstem Implant Türkiye

