

AJL
vet

SOLUCION VISCOELASTICA AJLVET

DESCRIPCION E INDICACIONES

Producto sanitario oftalmico diseñado para inyeccion intraocular en cirugias de segmento anterior del ojo, tales como cirugias de cataratas.

Mantiene la profundidad de la camara anterior proporcionando una alta proteccion de los tejidos y evitando el riesgo de traumatismo del endotelio corneal.

Exclusivamente para uso veterinario.

PRESENTACION

Esteril, en jeringas de vidrio tipo I de 2ml con conexion luer lock.

Cada caja contiene 5 jeringas y 5 canulas.



MODELOS & ESPECIFICACIONES

SOLUCIONES ACIDO HIALURONICO (NaHA)

[ref. VV14] 1.4% 15,000-20,000 mPa·s (azul)

[ref. VV20] 2% 40,000-60,000 mPa·s (rosa)

[ref. VV30] 3% 160,000-200,000 mPa·s (verde)

Peso Molecular: 2,400,000 Da

SOLUCIONES HPMC

[ref. VVCELL] 2% 2,000-40,000 mPa·s (claro)

Peso Molecular: 92,000 Da