



Made in USA



REGULAR DIAMONDS 25 per Pkg. \$XX.XX (\$X.XX ea.) 6 Pkg. @ \$XX.XX (\$X.XX ea.)
LARGE HEAD DIAMONDS 25 per Pkg. \$XX.XX (\$X.XX ea.) 6 @ Pkg. \$XX.XX (\$X.XX ea.)
TURBO DIAMONDS 10 per Pkg. \$XX.XX (\$X.XX ea.) 25 per Pkg. \$XX.XX (\$X.XX ea.)
Zirc Kit Contains: 5 Zironia Cutters

Spring FG Single-Patient Diamonds

	Flame								Beveled Cylinder				Curettag			
Shape No.	879	862	863	863	862	863	863	878K	879K	878	879	878	878K	878K	878K	879K
Size (1/10 mm)	018	012	012	014	016	016	018	012	012	012	012	014	014	016	018	018
Length (mm)	9.0	8.0	10.0	8.0	8.0	10.0	9.0	8.0	10.0	8.0	10.0	8.0	9.0	9.0	8.0	11.0
Spring Health No.	256.9	260.8	260.10	265.8	267.8	267.10	270.9	1712.8	1712.10	250.8	250.10	251.8	254SB	257SB	258SB	257SC
Grit:	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■

	Round End Taper								Flat End Taper											
Shape No.	850	855	856	850	855	S855	856	850	855	856	856	856	856	847	847	848	847	848	847	848
Size (1/10 mm)	012	012	014	014	016	016	016	018	018	018	021	856	847	847	848	847	848	847	848	847
Length (mm)	11/0.5	7/0.7	8/0.9	10/0.8	7/1.0	7/1.0	8/1.1	10/1.1	7/1.4	9/1.4	8/1.6	7/1.8	9/0.6	9/0.7	11/0.8	9/1.1	10/1.1	8/1.1	10/1.4	
Order Number	770.11	771.7	771.8	771.10	772.7	S772.7	772.8	772.10	773.7	773.9	774.8	775.7	700.9	701.9	701.11	702.9	702.10	703.8	703.10	
Grit:	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■

	Inverted Cone			Double Cone		Flat End Cylinder			Round End Cylinder				Modified Shoulder					
Shape No.	805	805	805	813	806	835	835	835	S835	835	836	837	838	880	880	881	837KR	850KR
Size (1/10 mm)	010	014	016	014	012	008	009	010	010	012	012	012	012	010	012	014	012	018
Length (mm)	1.0	2.0	2.0	2.0	2.5	4.0	3.0	4.0	4.0	4.0	5.0	7.0	4.0	7.0	7.0	8.0	8.0	9.0
Order Number	312	313	320.2	1220	1250	514.4	541	835-010	S835-010	835-012	515.5	515.7	GW2	KS0	KS1	KS2	837KR012	850KR018
Grit:	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■

	Football				Occlusal		Bulk Reducer	Wheel		Needle		Depth Cutter					
Shape No.	379	368	368	368	811	811	6055	909	909	889	S858	858	392	858	859	852	834
Size (1/10 mm)	023	016	018	023	033	037	018	035	043	008	008	008	016	014	014	023	021
Length (mm)	4.5	3.0	5.0	5.0	4.2	7.0	8.0	1.1	1.3	3.0	3.0	3.0	5.0	8.0	10.0	10.0	6.0
Order Number	275.5	292.3	280.5	285.5	230	234	S78	860	863	201.3	S1300	1310.3	392.016	1314.8	1314.10	209.10	834.021
Grit:	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■

	Round				Pear		Turbo								
Shape No.	801	801	801	801	830	830	368T	850T	850T	855T	856T	847T	847T	837KRT	850KRT
Size (1/10 mm)	010	014	016	023	010	014	023	014	018	018	018	016	018	012	018
Length (mm)	1.0	1.4	1.6	2.3	2.2	3.0	5.0	10.0	10.0	7.0	9.0	9.0	8.0	8.0	9.0
Order Number	115	120	125	135	331	365.4	285.5T	771.10T	772.10T	773.7T	773.9T	702.9T	703.8T	837KRT012	850KRT018
Grit:	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■

To order, specify: Order Number and Grit: (see Grit Legend below) E.g.: 285.5 fine/25 pack = 285.5F-25pk. Available in 10 & 25 packs.

GRITS: Extra Fine 30µ=XF ■ Fine 100µ=F ■ Medium 130µ=M ■ Course 145µ=C ■ Super Coarse 180µ=SC ■