



STERILIZATION



Sterilisationscontainer
Sterilization containers

Contenaires pour stérilisation
Contenedores para esterilización
Container per sterilizzazione

Katalog
Catalogue
Catalogue
Catálogo
Catalogo

No. **303**

**Kataloge
Catalogues**

**Catalogues
Catálogos
Cataloghi**

SURGERY



Hauptkatalog Chirurgie
Main catalogue surgery
Catalogue général
Catálogo general
Catalogo generale

No. 111



Plastische Chirurgie
Plastic surgery
Chirurgie plastique
Cirurgia plástica
Chirurgia plastica

No. 112



Ophthalmologie
Ophthalmology
Ophtalmologie
Oftalmologia
Oftalmologia

No. 113



Traumatologie
Traumatology
Traumatologie
Traumatologia
Traumatologia

No. 114



Gefäßchirurgie
Vascular surgery
Chirurgie vasculaire
Cirurgia vascular
Chirurgia vascolare

No. 115



Retraktor Systeme
Retractor systems
Systèmes des écarteurs
Sistema de retractores
Sistemi di retrattori

No. 133



Aneurismen Clips
Aneurysm clips
Clips pour anévrismes
Clips para aneurismas
Clips per aneurismi


No. 134



HNO Hauptkatalog
ENT main catalogue
ORL catalogue général
ORL catálogo general
ORL catalogo generale

No. 501

CONTAINER



Container I
Container I
Contenaires I
Contenedores I
Container I


No. 302



Container II
Container II
Contenaires II
Contenedores II
Container II

No. 303

OR LIGHTS



ATRIA 1
ATRIA 1
ATRIA 1
ATRIA 1
ATRIA 1

No. 701



ATRIA 2
ATRIA 2
ATRIA 2
ATRIA 2
ATRIA 2

No. 702



ATRIA 3
ATRIA 3
ATRIA 3
ATRIA 3
ATRIA 3

No. 703




ATRIA 5
ATRIA 5
ATRIA 5
ATRIA 5
ATRIA 5

No. 704

Kataloge
Catalogues


Catalogues
Catálogos
Cataloghi

ENDOSCOPY



Geräte
Units
Appareils
Equipos
Apparecchi

No. 205



Laparoskopie
Laparoscopy
Laparoscopia
Laparoscopia

No. 207



Urologie
Urology
Urologie
Urologia
Urologia

No. 208



Gynäkologie
Gynaecology
Gynécologie
Ginecología
Ginecologia

No. 209



Arthroskopie
Arthroscopy
Arthroscopie
Artroscopia
Artroscopia


No. 210



Sinuskopie
Sinuscopy
Sinuscopie
Sinuscopia
Sinuscopia

No. 211

ELECTRO SURGERY



Elektro Chirurgie
Electro surgery
Électrochirurgie
Electro-Cirurgia
Elettrobisturi

No. 212


DENTAL



Dental
Dental
Dentaire
Dental
Dentale

No. 402

OR TABLES



VECTOR 1
VECTOR 1
VECTOR 1
VECTOR 1
VECTOR 1

No. 601



VECTOR 3
VECTOR 3
VECTOR 3
VECTOR 3
VECTOR 3

No. 602



VECTOR 5
VECTOR 5
VECTOR 5
VECTOR 5
VECTOR 5

No. 603



VECTOR 9
VECTOR 9
VECTOR 9
VECTOR 9
VECTOR 9






No. 604



Zubehör
Accessories
Accessoires
Accesorios
Accessori

No. 610

Inhalt	Contenu
Content	Indice
	Indice

	<p>Systemmerkmale <i>System features</i> Caractéristiques particulières <i>Caracteristicas particulares</i> Caratteristiche tecniche</p>	6 - 9
	<p>1/1 Container <i>1/1 Containers</i> 1/1 Contenaies <i>1/1 Contenedores</i> 1/1 Container</p>	10 - 11
	<p>3/4 Container <i>3/4 Containers</i> 3/4 Contenaies <i>3/4 Contenedores</i> 3/4 Container</p>	12 - 13
	<p>1/2 Container <i>1/2 Containers</i> 1/2 Contenaies <i>1/2 Contenedores</i> 1/2 Container</p>	14 - 15
	<p>Zubehör für 1/1, 3/4, 1/2 Container <i>Accessories for 1/1, 3/4, 1/2 containers</i> Accessoires pour contenaires 1/1, 3/4, 1/2 <i>Accesorios para contenedores 1/1, 3/4, 1/2</i> Accesori per container 1/1, 3/4, 1/2</p>	16 - 19
	<p>Mini und Dental Container <i>Mini and Dental containers</i> Contenaies Mini et Dental <i>Contenedores Mini y Dental</i> Container Mini e Dental</p>	20 - 21
	<p>Zubehör für Mini und Dental Container <i>Accessories for Mini and Dental containers</i> Accessoires pour contenaires Mini et Dental <i>Accesorios para contenedores Mini y Dental</i> Accesori per container Mini e Dental</p>	22 - 23


Inhalt Content	Contenu Indice Indice
-------------------	-----------------------------



7

Verbrauchsmaterial
Consumables
Consommables
Consumibles
Materiali di consumo

24 - 25



8

Weiteres Zubehör
Additional accessories
Accessoires additionnels
Accesorios adicionales
Accesori suppletivi

26 - 30



9

Bürstenspender
Brush dispenser
Distributeur de brosse
Dispensador de cepillos
Dispenser spazzole


31



10

Entsorgungscontainer
Removal containers
Contenaires pour l'élimination des déchets
Contenedores para eliminación de residuos
Container per le reinozione dei rifiuti

32 - 34



11

Nummernverzeichnis
Numerical index
Index numérique
Indice numerico
Indice dei numeri d'articolo

35 - 36

CLASSIC SYSTEM



CLASSIC

Zur Herstellung unserer TEKNO-Container Systeme wird ausschließlich hochwertiges Aluminium verwendet. Leichtmetall bewährt sich seit längerem als zuverlässiger Werkstoff für Sterilisations-Container. Aluminium besticht durch einen schnellen Wärmeaustausch bei äußerst geringem Gewicht. Zur Optimierung der Oberflächengüte und Widerstandsfähigkeit werden unsere Aluminiumbaugruppen durch Eloxieren veredelt. Unsere Container Systeme überzeugen durch nachfolgende Vorteile:

- Verstärkte Seitenwände der Containerwannen für mehr Stabilität und Formgenauigkeit, wie auch durch die größere Oberfläche einen schnelleren Trocknungsprozess und geringere Bildung von Kondenswasser.
- Stapelbar und gegen Verrutschen gesichert.
- Deckeldichtungen mühelos auswechselbar, da nicht verklebt
- Verschlüsse aus Edelstahl für einen sicheren Verschluss des Containers



CLASSIC

For the production of our TEKNO-Container System only high-quality aluminium is used. Light metal has long proven to be a reliable material for sterilization containers. Aluminium impresses with its fast heat exchange and extremely low weight. In order to optimize surface quality and resistivity, the aluminium parts are refined by anodizing. Our container systems convince by the following advantages:

- *Reinforced side walls of the container trays for more stability and shape accuracy, as well as a faster drying process and less formation of condensation water due to the larger surface area.*
- *Stackable and secured against slipping.*
- *Lid seals can be easily replaced as they are not glued together*
- *Closures made of stainless steel for a secure closure of the container.*



 **CLASSIC**

Pour la production de notre système de conteneurs TEKNO, seul de l'aluminium de haute qualité est utilisé. Le métal léger s'est depuis longtemps prouvé comme un matériau fiable pour les récipients de stérilisation. L'aluminium se distingue par son échange thermique rapide et son poids extrêmement faible. Pour le perfectionnement de la qualité de surface et de la résistance technique, les composants d'aluminium sont affinés par anodisation. Nos systèmes de conteneurs convainquent par leurs avantages :

- Parois latérales renforcées des paniers pour plus de stabilité et de précision de forme, ainsi qu'un processus de séchage plus rapide et moins de formation d'eau de condensation grâce à une plus grande surface spécifique.
- Empilable et sécurisé contre le glissement.
- Les joints du couvercle peuvent être facilement remplacés car ils ne sont pas collés entre eux.
- Fermetures en acier inoxydable pour une fermeture sûre du conteneur.

 **CLASSIC**

Para la producción de nuestro Sistema de Contenedores TEKNO sólo se utiliza aluminio de alta calidad. El metal ligero ha demostrado ser un material fiable para los contenedores de esterilización. El aluminio convence por su rápido intercambio de calor y su peso extremadamente bajo. Para optimizar la calidad de la superficie y la resistencia técnica, los componentes de aluminio son anodizados. Nuestros sistemas de contenedores convencen por sus ventajas:

- *Paredes laterales reforzadas de las bandejas de los contenedores para una mayor estabilidad y precisión de forma, así como un proceso de secado más rápido y menos formación de agua de condensación debido a la mayor superficie.*
- *Apilables y asegurados contra el deslizamiento.*
- *Las juntas de las tapas pueden ser fácilmente reemplazadas ya que no están pegadas entre sí.*
- *Cierres de acero inoxidable para un cierre seguro del contenedor.*

 **CLASSIC**

Per la produzione del nostro sistema di Container TEKNO viene utilizzato solo alluminio di alta qualità. Il metallo leggero ha da tempo dimostrato di essere un materiale affidabile per i contenitori per la sterilizzazione. L'alluminio colpisce per il suo rapido scambio di calore e il peso estremamente ridotto. Per ottimizzare la qualità e specialmente la resistenza della superficie i ns. container anodizzato.

I nostri sistemi di container convincono per i loro vantaggi:

- Pareti laterali dei vassoi rinforzate per contenitori portano ad una maggiore stabilità e precisione della forma, nonché ad un processo di asciugatura più rapido e ad una minore formazione di acqua di condensa grazie alla maggiore superficie.
- Impilabile e protetto contro lo scivolamento.
- Le guarnizioni del coperchio possono essere facilmente sostituite in quanto non incollate insieme
- Chiusure in acciaio inossidabile per una chiusura sicura del contenitore



TRISTAR SYSTEM



TRISTAR

Das Tekno TRISTAR Container-System zeichnet sich durch neueste Filtertechnologie aus, bei der zwischen PTFE (Teflon®) Dauerfilter-, Barriere-, bzw. Valvenfilterkassetten ausgewählt werden kann.

Bei Umstellung der Filtersysteme besteht die Möglichkeit, die einzelnen Filterkassetten im Deckel zu ersetzen ohne kostenintensive Neuanschaffung von Deckeln und Wannern.

Ein weiterer Vorteil besteht in der neuen integrierten Sicherheitsabdeckung des Perforationsfeldes, welches das Sterilgut bei einer langen Lagerung/Transportweg vor hoher Staubbelastung und unbeabsichtigtem Beschädigen/Durchstechen des Filters schützt.

Der TRISTAR Container bietet folgende Vorteile:

- Verschiedene Filtersysteme einsetzbar:
 - PTFE- Dauerfilterkassette für rund 5200 Sterilisationszyklen geeignet.
 - Ventil-Filterkassette arbeitet nach dem Prinzip der Druckschwankungen, bei dem sich das Ventil des Behälters bei Druckveränderungen über einen Federmechanismus öffnet und schließt.
 - Barriere-Filterkassette basiert auf der Isolierung des Luftstroms und der Mikroorganismen.
- Die Filter sind nahezu wartungsfrei
- Bei Umstellung des Filtersystems muss lediglich die Filterkassette im Einzelnen getauscht werden, was ebenfalls zu einer Kosteneinsparung (bei Neuanschaffungen) führt.
- Die integrierte Sicherheitsabdeckung schützt das Sterilgut gegen äußere Einflüsse/Beschädigungen.
- TRISTAR-Containerdeckel sind kompatibel mit bestehenden Containerwannen der Serie E.



TRISTAR

The Tekno TRISTAR Container System features the latest filter technology, with a choice of PTFE (Teflon®) permanent filters, barrier or valve filter cassettes.

When changing the filter systems, it is possible to replace the individual filter cassettes in the lid without the cost-intensive purchase of new lids and bottoms.

A further advantage is the new integrated safety cover of the perforation field, which protects the sterile material from high dust exposure and unintentional damage/penetration of the filter during long storage/transport distances.

The TRISTAR container offers the following advantages:

- *Various filter systems can be used:*
 - *PTFE permanent filter cassette suitable for approximately 5200 sterilization cycles.*
 - *Valve filter cassette works according to the principle of pressure fluctuations. The valve of the container opens and closes when the pressure changes via a spring mechanism.*
 - *Barrier filter cassette is based on the isolation of airflow and microorganisms.*
- *The filters are almost maintenance-free*
- *When changing the filter system, only the individual filter cassettes have to be replaced, which also leads to cost savings (for new acquisitions).*
- *The integrated safety cover protects the sterile goods against external influences/damage.*
- *TRISTAR container lids are compatible with existing E series container trays.*



 **TRISTAR**

Le Tekno TRISTAR Container System est équipé de la toute dernière technologie de filtration, avec un choix de filtres permanents en PTFE (Teflon®), de cassettes de filtration à barrière ou à soupapes. En remplaçant les systèmes de filtrage, il est possible de remplacer les différentes cassettes de filtrage dans le couvercle sans devoir acheter de nouveaux couvercles et bases coûteux.

Un autre avantage est le nouveau couvercle de sécurité intégré du champ de perforation, qui protège le matériau stérile d'une forte exposition à la poussière et d'un endommagement/pénétration involontaire du filtre lors de longues distances de stockage/transport.

Le conteneur TRISTAR offre les avantages suivants :

- Différents systèmes de filtration peuvent être utilisés :
 - Cassette filtrante permanente en PTFE appropriée pour environ 5200 cycles de stérilisation.
 - La cassette de filtre de soupape fonctionne selon le principe des fluctuations de pression. La soupape du récipient s'ouvre et se ferme lorsque la pression change via un mécanisme à ressort.
 - La cassette filtrante barrière est basée sur l'isolation du flux d'air et des micro-organismes.
- Les filtres ne nécessitent pratiquement pas d'entretien
- Lors du remplacement du système de filtration, seules les cassettes de filtration individuelles doivent être remplacées, ce qui permet également de réaliser des économies (pour les nouvelles acquisitions).
- Le couvercle de sécurité intégré protège la marchandise stérile contre les influences extérieures et les dommages.
- Les couvercles de conteneurs TRISTAR sont compatibles avec les plateaux à conteneurs existants de la série E.

 **TRISTAR**

El sistema de contenedores TRISTAR de Tekno dispone de la más moderna tecnología de filtrado, con la posibilidad de elegir entre filtros permanentes de PTFE (Teflon®), casetes de filtros de barrera o de válvulas. Al cambiar los sistemas de filtrado, es posible sustituir los casetes de filtrado individuales de la tapa sin necesidad de adquirir nuevas costosas tapas y bases. Otra ventaja es la nueva cubierta de seguridad integrada del campo de perforación, que protege el material estéril de una alta exposición al polvo y de daños/penetraciones involuntarias del filtro durante largas distancias de almacenamiento/transporte.

El contenedor TRISTAR ofrece las siguientes ventajas:

- *Se pueden utilizar varios sistemas de filtrado:*
 - *Cassette de filtro permanente de PTFE adecuado para aproximadamente 5200 ciclos de esterilización.*
 - *El casete de filtro de válvula funciona según el principio de las fluctuaciones de presión. La válvula del contenedor se abre y cierra cuando la presión cambia a través de un mecanismo de resorte.*
 - *El casete de filtro de barrera se basa en el aislamiento del flujo de aire y de los microorganismos.*
- *Los filtros son casi libres de mantenimiento*
- *Cuando se cambia el sistema de filtros, sólo hay que sustituir los casetes de filtro individuales, lo que también supone un ahorro de costes (para nuevas adquisiciones).*
- *La cubierta de seguridad integrada protege el material estéril contra influencias externas/daños.*
- *Las tapas de los contenedores TRISTAR son compatibles con las bandejas de contenedores de la serie E ya existentes.*


 **TRISTAR**

Il sistema di container Tekno TRISTAR presenta la più recente tecnologia di filtraggio, con una scelta di filtri permanenti in PTFE (Teflon®), cassette filtranti per barriere o valvole.

La sostituzione dei sistemi di filtraggio permette di sostituire le singole cassette di filtraggio nel coperchio senza dover acquistare nuovi e costosi coperchi e basi. Un ulteriore vantaggio è la nuova copertura di sicurezza integrata del campo di perforazione, che protegge il materiale sterile dall'alta esposizione alla polvere e da danni / penetrazioni involontari del filtro durante lunghe distanze di stoccaggio / trasporto.

Il contenitore TRISTAR offre i seguenti vantaggi:

- È possibile utilizzare vari sistemi di filtro:
 - Cassetta filtro permanente in PTFE adatta per circa 5200 cicli di sterilizzazione.
 - La cassetta del filtro valvola funziona secondo il principio delle fluttuazioni di pressione. La valvola del contenitore si apre e si chiude quando la pressione cambia tramite un meccanismo a molla.
 - La cassetta del filtro barriera si basa sull'isolamento del flusso d'aria e dei microrganismi.
- I filtri sono quasi esenti da manutenzione
- Quando si cambia il sistema di filtraggio, è necessario sostituire solo le singole cassette del filtro, il che comporta anche risparmi sui costi (per nuove acquisizioni).
- La copertura di sicurezza integrata protegge i prodotti sterili da influenze / danni esterni.
- I coperchi per container TRISTAR sono compatibili con i vassoi per container serie E esistenti.



1/1 Container
1/1 Containers

1/1 Contenaires
1/1 Contenedores
1/1 Container

CLASSIC **1/1**



No
FILTER

○ 2 x
FILTER

585 x 274 x 100 mm	■	tk 87170-B0F-SI	tk 87170-B1F-SI
x 135 mm	■	tk 87180-B0F-SI	tk 87180-B1F-SI
x 150 mm	■	tk 87190-B0F-SI	tk 87190-B1F-SI
x 200 mm	■	tk 87200-B0F-SI	tk 87200-B1F-SI
x 260 mm	■	tk 87210-B0F-SI	tk 87210-B1F-SI



○ 2 x
FILTER

585 x 278 mm	■	tk 87170-L1F-SI
	■	tk 87170-L1F-YE
	■	tk 87170-L1F-GR
	■	tk 87170-L1F-BL
	■	tk 87170-L1F-RE
	■	tk 87170-L1F-BK



SAFETY
LID

585 x 278 mm	■	tk 87170-L0F-SI
	■	tk 87170-L0F-YE
	■	tk 87170-L0F-GR
	■	tk 87170-L0F-BL
	■	tk 87170-L0F-RE
	■	tk 87170-L0F-BK

1/1 Container
1/1 Containers


1/1 Contenaires
1/1 Contenedores
1/1 Container

TRISTAR 1/1



No
FILTER

585 x 274 x 100 mm		tk 87170-B0F-SI
x 135 mm		tk 87180-B0F-SI
x 150 mm		tk 87190-B0F-SI
x 200 mm		tk 87200-B0F-SI
x 260 mm		tk 87210-B0F-SI



2x
PTFE

2x
BARRIER

2x
VALVE

585 x 278 mm		tk 87420-L1F-SI	tk 87420-L1B-SI	tk 87420-L1V-SI
		tk 87420-L1F-YE	tk 87420-L1B-YE	tk 87420-L1V-YE
		tk 87420-L1F-GR	tk 87420-L1B-GR	tk 87420-L1V-GR
		tk 87420-L1F-BL	tk 87420-L1B-BL	tk 87420-L1V-BL
		tk 87420-L1F-RE	tk 87420-L1B-RE	tk 87420-L1V-RE
		tk 87420-L1F-BK	tk 87420-L1B-BK	tk 87420-L1V-BK

3/4 Container
3/4 Containers

3/4 Contenaires
3/4 Contenedores
3/4 Container


CLASSIC **3/4**



No
FILTER

1x
FILTER

462 x 274 x 100 mm		tk 87140-B0F-SI	tk 87140-B1F-SI
x 135 mm		tk 87150-B0F-SI	tk 87150-B1F-SI
x 150 mm		tk 87160-B0F-SI	tk 87160-B1F-SI
x 200 mm		tk 87165-B0F-SI	tk 87165-B1F-SI



1x
FILTER

462 x 278 mm		tk 87140-L1F-SI
		tk 87140-L1F-YE
		tk 87140-L1F-GR
		tk 87140-L1F-BL
		tk 87140-L1F-RE
		tk 87140-L1F-BK



SAFETY
LID

462 x 278 mm		tk 87140-L0F-SI
		tk 87140-L0F-YE
		tk 87140-L0F-GR
		tk 87140-L0F-BL
		tk 87140-L0F-RE
		tk 87140-L0F-BK

3/4 Container
3/4 Containers


3/4 Contenaires
3/4 Contenedores
3/4 Container

TRISTAR 3/4



No
FILTER

462 x 274 x 100 mm		tk 87 140-B0F-SI
x 135 mm		tk 87 150-B0F-SI
x 150 mm		tk 87 160-B0F-SI
x 200 mm		tk 87 165-B0F-SI



1x
PTFE

1x
BARRIER

1x
VALVE

462 x 278 mm		tk 874 10-L1F-SI	tk 874 10-L1B-SI	tk 874 10-L1V-SI
		tk 874 10-L1F-YE	tk 874 10-L1B-YE	tk 874 10-L1V-YE
		tk 874 10-L1F-GR	tk 874 10-L1B-GR	tk 874 10-L1V-GR
		tk 874 10-L1F-BL	tk 874 10-L1B-BL	tk 874 10-L1V-BL
		tk 874 10-L1F-RE	tk 874 10-L1B-RE	tk 874 10-L1V-RE
		tk 874 10-L1F-BK	tk 874 10-L1B-BK	tk 874 10-L1V-BK

1/2 Container
1/2 Containers

1/2 Contenaires
1/2 Contenedores
1/2 Container


CLASSIC **1/2**



No
FILTER

○ 1X
FILTER

297 x 274 x 100 mm		tk 87100-B0F-SI	tk 87100-B1F-SI
x 135 mm		tk 87110-B0F-SI	tk 87110-B1F-SI
x 150 mm		tk 87120-B0F-SI	tk 87120-B1F-SI
x 200 mm		tk 87130-B0F-SI	tk 87130-B1F-SI
x 260 mm		tk 87136-B0F-SI	tk 87136-B1F-SI



○ 1X
FILTER

299 x 278 mm		tk 87100-L1F-SI
		tk 87100-L1F-YE
		tk 87100-L1F-GR
		tk 87100-L1F-BL
		tk 87100-L1F-RE
		tk 87100-L1F-BK



SAFETY
LID

299 x 278 mm		tk 87100-L0F-SI
		tk 87100-L0F-YE
		tk 87100-L0F-GR
		tk 87100-L0F-BL
		tk 87100-L0F-RE
		tk 87100-L0F-BK

1/2 Container
1/2 Containers

1/2 Contenaires
1/2 Contenedores
1/2 Container

TRISTAR 1/2



No
FILTER

297 x 274 x 100 mm		tk 87100-B0F-SI
x 135 mm		tk 87110-B0F-SI
x 150 mm		tk 87120-B0F-SI
x 200 mm		tk 87130-B0F-SI
x 260 mm		tk 87136-B0F-SI



1x
PTFE



1x
BARRIER



1x
VALVE

299 x 278 mm		tk 87400-L1F-SI	tk 87400-L1B-SI	tk 87400-L1V-SI
		tk 87400-L1F-YE	tk 87400-L1B-YE	tk 87400-L1V-YE
		tk 87400-L1F-GR	tk 87400-L1B-GR	tk 87400-L1V-GR
		tk 87400-L1F-BL	tk 87400-L1B-BL	tk 87400-L1V-BL
		tk 87400-L1F-RE	tk 87400-L1B-RE	tk 87400-L1V-RE
		tk 87400-L1F-BK	tk 87400-L1B-BK	tk 87400-L1V -BK

Zubehör 1/1, 3/4, 1/2
 Accessories 1/1, 3/4, 1/2

Accessoires 1/1, 3/4, 1/2
 Accesorios 1/1, 3/4, 1/2
 Accessori 1/1, 3/4, 1/2



	1/1	1/1	3/4	1/2
	540 x 255 mm	485 x 255 mm	405 x 255 mm	250 x 240 mm
x 30 mm	tk 870 15-01	tk 870 14-01	tk 870 12-01	tk 870 10-01
x 50 mm	tk 870 15-02	tk 870 14-02	tk 870 12-02	tk 870 10-02
x 70 mm	tk 870 15-03	tk 870 14-03	tk 870 12-03	tk 870 10-03
x 100 mm	tk 870 15-04	tk 870 14-04	tk 870 12-04	tk 870 10-04

Drahtsiebkorb
Wire Basket

Paniers
 Cestillos
 Cestello



	1/1	1/1	3/4	1/2
	510 x 240 mm	455 x 240 mm	375 x 240 mm	240 x 215 mm
	tk 870 15-05	tk 870 14-05	tk 870 12-05	tk 870 10-05

Deckel für Drahtsiebkorb
Lid for wire Basket

Couvercle pour panier
 Tapa para cestillo
 Coperchio per cestello

Zubehör 1/1, 3/4, 1/2 | Accessoires 1/1, 3/4, 1/2
 Accessories 1/1, 3/4, 1/2 | Accesorios 1/1, 3/4, 1/2
 Accessori 1/1, 3/4, 1/2



	1/1	1/1	3/4	1/2
	540 x 253 mm	480 x 253 mm	405 x 253 mm	243 x 253 mm
x 31 mm	tk 87050-01	tk 87051-01	tk 87052-01	tk 87053-01
x 47 mm	tk 87050-02	tk 87051-02	tk 87052-02	tk 87053-02
x 67 mm	tk 87050-03	tk 87051-03	tk 87052-03	tk 87053-03
x 95 mm	tk 87050-04	tk 87051-04	tk 87052-04	tk 87053-04


Siebkörbe aus Edelstahl Lochblech

Stainless steel perforated sheet screen baskets

Paniers en tôle perforée, en acier inoxydable

Cestas de chapa perforada de acero inoxidable

Cestello in lamiera forata in acciaio inox



	1/1	1/1	3/4	1/2
	541 x 254 mm	481 x 254 mm	406 x 254 mm	244 x 254 mm
	tk 87050-05	tk 87051-05	tk 87052-05	tk 87053-05

Deckel zu Siebkorb aus Edelstahl

Lid for stainless steel screen basket

Couvercle pour tôle perforée en acier inoxydable

Tapa para cesta de chapa perforada de acero inoxidable

Coperchio per lamiera forata in acciaio inox



	1/1
	500 x 230 x 50 mm
	tk 87001-10

Tablett aus Edelstahlblech mit Griff und Füßen

Stainless steel tray with handle and feet

Plateau en acier inoxydable avec poignée et pieds



Bandeja de acero inoxidable con mango y pies

Vassoio in acciaio inox con maniglia e piedini

Zubehör 1/1, 3/4, 1/2
 Accessories 1/1, 3/4, 1/2

Accessoires 1/1, 3/4, 1/2
 Accesorios 1/1, 3/4, 1/2
 Accessori 1/1, 3/4, 1/2



			
1850 x 600 mm	1/1	tk 87026-10	tk 87036-10
1850 x 450 mm	1/1	tk 87026-09	tk 87036-09
1400 x 1000 mm	1/1 & 3/4	tk 87026-08	tk 87036-08
1300 x 600 mm	1/1 & 1/2	tk 87026-07	tk 87036-07
1300 x 450 mm	1/2	tk 87026-06	tk 87036-06
900 x 800 mm	1/2	tk 87026-05	tk 87036-05
900 x 600 mm	1/2	tk 87026-04	tk 87036-04

Einschlagtuch

Drape

Tissu enveloppant

Paño envolvente

Telo avvolgente



	1/1	3/4	1/2
	545 x 255 mm	405 x 255 mm	255 x 255 mm
	tk 87023-03	tk 87023-02	tk 87023-01

Spannrahmen

Drape Retainer



Fixe-toiles



Fijador de tela

Porta telo

Zubehör 1/1, 3/4, 1/2
Accessories 1/1, 3/4, 1/2

Accessoires 1/1, 3/4, 1/2
Accesorios 1/1, 3/4, 1/2
Accessori 1/1, 3/4, 1/2



			
500 x 230 mm	1/1	tk 87027-06	tk 87027-13
440 x 230 mm	1/1	tk 87027-08	tk 87027-12
380 x 230 mm	3/4	tk 87027-09	tk 87027-11
245 x 245 mm	1/2	tk 87027-15	tk 87027-10
220 x 230 mm	1/2	tk 87027-14	tk 87027-01

Silikon Matte

Silicon mat

Tapis de silicone
Esterilla de silicona
Tappeto in silicone



≤ 230 °C

480 x 250 mm	1/1	tk 87027-39
238 x 248 mm	1/2	tk 87027-38

Silikon-Gittermatte, Wabenstruktur

Silicon mesh, honeycomb

Grille en silicone, structure en nid
Rejilla de silicona, estructura de nido
Griglia in silicone, struttura a nido



445 x 230 mm	1/1	tk 87027-33	tk 87027-35
235 x 210 mm	1/2	tk 87027-30	tk 87027-34

Silikongitter

Silicon mesh

Grille en silicone
Rejilla de silicona
Griglia in silicone

Rahmen flexibel

frame flexible

cadre flexible
marco flexible
telaio flessibile

Rahmen starr

frame fixed

cadre fixé
marco fijo
telaio fisso

530 x 277 mm	1/1	tk 87027-40
--------------	-----	--------------------

Silikongitter, flexibel

Silicon mesh, flexible

Grille en silicone, flexible
Rejilla de silicona, flexible
Griglia in silicone, flessibile

Mini Container
Mini Containers

Mini Contenaires
Mini Contenedores
Mini Container


MINI



No
FILTER









1x
FILTER

310 x 131 x 28 mm		tk 87125-B0F-SI	tk 87125-B1F-SI
x 56 mm		tk 87135-B0F-SI	tk 87135-B1F-SI
x 85 mm		tk 87145-B0F-SI	tk 87145-B1F-SI



1x
FILTER

310 x 140 mm		tk 87125-L1F-SI
		tk 87125-L1F-YE
		tk 87125-L1F-GR
		tk 87125-L1F-BL
		tk 87125-L1F-RE
		tk 87125-L1F-BK

Dental Container
Dental Containers

Contenaires dentaires
Contenedores dentales
Dentale Container






DENTAL



No
FILTER




1x
FILTER

312 x 183 x 36 mm		tk 87005-B0F-SI	tk 87005-B1F-SI
x 54 mm		tk 87105-B0F-SI	tk 87105-B1F-SI
x 72 mm		tk 87116-B0F-SI	tk 87116-B1F-SI
x 85 mm		tk 87106-B0F-SI	tk 87106-B1F-SI
x 122 mm		tk 87115-B0F-SI	tk 87115-B1F-SI



1x
FILTER

312 x 189 mm		tk 87005-L1F-SI
		tk 87005-L1F-YE
		tk 87005-L1F-GR
		tk 87005-L1F-BL
		tk 87005-L1F-RE
		tk 87005-L1F-BK

**Zubehör Mini/Dental
Accessories Mini/Dental**

Accessoires Mini/Dental
Accesorios Mini/Dental
Accessori Mini/Dental



	MINI	DENTAL
	265 x 120 mm	270 x 175 mm
x 35 mm	-	tk 87054-01
x 42 mm	tk 87055-01	-

Siebkörbe aus Edelstahl Lochblech
Stainless steel perforated sheet screen baskets
Paniers en tôle perforée en acier inoxydable
Cestas de chapa perforada de acero inoxidable
Cestello in lamiera forata in acciaio inox



	MINI	DENTAL
	265 x 120 mm	270 x 170 mm
x 42 mm	-	tk 87011-01
x 45 mm	tk 87017-01	-

Drahtsiebkorb
Wire Basket
Paniers
Cestillos
Cestello



	MINI	DENTAL
	267 x 122 mm	272 x 177 mm
	tk 87055-05	tk 87054-05


Deckel für Siebkorb aus Edelstahlblech
Lid for stainless steel screen basket
Couvercle pour tôle perforée en acier inoxydable
Tapa para cesta de chapa perforada de acero inoxidable
Coperchio per lamiera forata in acciaio inox



DENTAL
tk 87033-03

**Silikonteile zum selbstständigen Bestücken (5 Teile)
für 10 Instrumente für Lochblech Siebkorb**
*Silicone parts for independent assembly (5 parts)
for 10 instruments*

Pièces en silicone pour montage indépendant (5 pièces)
pour 10 instruments
*Piezas de silicona para montaje independiente (5 piezas)
para 10 instrumentos*
Parti in silicone per montaggio indipendente (5 parti)
per 10 strumenti





DENTAL
265 x 175 mm
tk 87001-11

Edelstahltablett
Stainless steel tray
Plateau en acier inoxydable
Bandeja de acero inoxidable
Vassoio in acciaio inox

Zubehör Mini/Dental
Accessories Mini/Dental

Accessoires Mini/Dental
Accesorios Mini/Dental
Accessori Mini/Dental





			
600 x 400 mm	Mini & Dental	tk 87026-01	tk 87036-01
650 x 650 mm	Dental	tk 87026-02	tk 87036-02
850 x 850 mm	Dental	tk 87026-03	tk 87036-03

MINI	DENTAL
280 x 125 mm	280 x 175 mm
tk 87023-05	tk 87023-04

Einschlagtuch
Drape
Tissu enveloppant
Paño envolvente
Telo avvolgente

Spannrahmen
Drape Retainer
Fixe-toiles
Fijador de tela
Porta telo



			
240 x 110 mm	Mini	tk 87027-22	tk 87027-02
260 x 160 mm	Dental	tk 87027-24	tk 87027-23




Silikon Matte
Silicon mat
Tapis de silicone
Esterilla de silicona
Tappeto in silicone

Verbrauchsmaterial
Consumables

Consommables
Consumibles
Materiali di consumo

TRISTAR	PTFE 	BARRIER 	VALVE 
	tk 87022-10	tk 87022-11	tk 87022-12




PTFE Filter für 5200 Sterilisationszyklen
PTFE filter for 5200 sterilisation cycles
PTFE filtre pour 5200 cycles de stérilisation
PTFE filtro para 5200 ciclos de esterilización
PTFE filtro per 5200 cicli di sterilizzazione

CLASSIC	1/1 3/4 1/2 	1/1 3/4 1/2 	1/1 3/4 1/2 
	ø 190 mm	ø 190 mm	ø 190 mm
Packing unit	1	100	1
	tk 87022-00	tk 87020-00	tk 87021-00

PTFE Filter für 1200 Sterilisationszyklen
PTFE filter for 1200 sterilisation cycles
PTFE filtre pour 1200 cycles de stérilisation
PTFE filtro para 1200 ciclos de esterilización
PTFE filtro per 1200 cicli di sterilizzazione

Einweg Papierfilter mit Dampfindikator
Single-use paper filter with steam indicator
Filtre en papier jetable avec indicateur de vapeur
Filtro de papel desechable con indicador de vapor
Filtro in carta monouso con indicatore di vapore

Textilfilter
Textile filter
Filtres textiles
Filtros textiles
Filtros textiles

MINI DENTAL			
	215 x 95 mm	235 x 118 mm	235 x 118 mm
Packing unit	1	100	1
	tk 87022-03	tk 87020-03	tk 87021-03

PTFE Filter für 1200 Sterilisationszyklen
PTFE filter for 1200 sterilisation cycles
PTFE filtre pour 1200 cycles de stérilisation
PTFE filtro para 1200 ciclos de esterilización
PTFE filtro per 1200 cicli di sterilizzazione

Einweg Papierfilter mit Dampfindikator
Single-use paper filter with steam indicator
Filtre en papier jetable avec indicateur de vapeur
Filtro de papel desechable con indicador de vapor
Filtro in carta monouso con indicatore di vapore

Textilfilter
Textile filter
Filtres textiles
Filtros textiles
Filtros textiles

Verbrauchsmaterial
Consumables

Consommables
Consumibles
Materiali di consumo



Packing unit	1000
	tk 87028-05

Sicherheitsplombe, Kunststoff
Security seal, plastic

Scellé de sécurité, plastique
Sello de seguridad, plástico
Sigillo di sicurezza, plastico



	1/1 3/4 1/2	MINI DENTAL
Packing unit	100	100
	tk 87029-00	tk 87029-01

Indikatoretikett
Paper label with indicator

Étiquette en papier avec indicateur
Etiqueta de papel con indicador
Etichetta di carta con indicatore



1/1 3/4 1/2
ø 185 mm
tk 87021-10

Filterhalter
Filter holder

Porte-filtre
Soporte de filtro
Porta filtro



MINI DENTAL
245 x 100 mm
tk 87021-12

Filterhalter
Filter holder

Porte-filtre
Soporte de filtro
Porta filtro



tk 87021-15

Filter Spender
Filter dispenser

Dispensateur de filtres
Dispensador de filtros
Dispensatori di filtri

Weiteres Zubehör
Additional accessories

 Accessoires additionnels
 Accesorios adicionales
 Accessori suppletivi


180 x 80 x 52 mm	tk 707-659	-	-
290 x 80 x 55 mm	tk 707-651	tk 707-653	-
460 x 80 x 55 mm	tk 707-650	tk 707-657	-
640 x 150 x 80 mm	-	-	tk 707-654
670 x 80 x 55 mm	tk 707-658	-	-
Drahtsiebkorb <i>Wire basket</i> <i>Panier</i> <i>Cesta</i> <i>Cestello</i>	für 1 Endoskop <i>for 1 endoscope</i> <i>pour 1 endoscope</i> <i>para 1 endoscopio</i> per 1 endoscopio	für 2 Endoskope <i>for 2 endoscopes</i> <i>pour 2 endoscopes</i> <i>para 2 endoscopios</i> per 2 endoscopi	für 1 URS <i>for 1 URS</i> <i>pour 1 URS</i> <i>para 1 URS</i> per 1 URS



290 x 160 x 52 mm	tk 707-660
310 x 150 x 77 mm	tk 707-661
460 x 160 x 52 mm	tk 707-662
460 x 225 x 52 mm	tk 707-663
580 x 160 x 52 mm	tk 707-664

Endoskopiedrahtsiebkorb, mit Fixierungselement für mehrere Optiken
Endoscopy wire basket with holders for a variable number of endoscopes

 Panier endoscopique avec élément de fixation pour différentes optiques
Cesta endoscopica con elemento de fijación para varias ópticas
 Cestello endoscopico con elemento di fissaggio per diverse ottiche

**NO
FILTER**


	275 x 70 x 65 mm	470 x 82 x 74
	tk 87280-2F-SI	tk 87290-2F-SI
	tk 87280-2F-YE	tk 87290-2F-YE
	tk 87280-2F-GR	tk 87290-2F-GR
	tk 87280-2F-BL	tk 87290-2F-BL
	tk 87280-2F-RE	tk 87290-2F-RE
	tk 87280-2F-BK	tk 87290-2F-BK

Aluminiumbehälter für Endoskope
Aluminium case for endoscopes

 Récipient en aluminium pour endoscopes
Recipiente de aluminio para endoscopios
 Recipiente in alluminio per endoscopi

Weiteres Zubehör
Additional accessories

Accessoires additionnels
Accesorios adicionales
Accessori suppletivi



485 x 235 x 160 mm	1/1	5 x Ø 5 mm & 5 x Ø 10 mm	tk 87295-00
235 x 200 x 160 mm	1/2	5 x Ø 5 mm & 5 x Ø 10 mm	tk 87295-02


Endoskopieständer

Endoscopy rack

Support d'endoscopie

Soporte para endoscopia

Supporto per endoscopia



545 x 255 mm	tk 87027-31
570 x 550 mm	tk 87027-32

Silikon Matte, zum zuschneiden auf gewünschtes Maß

Silicon mat, cutable to desired dimensions

Tapis de silicone, á couper á la taille désirée

Esterilla de silicona para cortar a la medida deseada

Tappeto in silicone per essere tagliato alla misura desiderata



50 x 20 x 12 mm	65 x 20 x 20 mm
tk 87003-01	tk 87003-00

Tuchklammern

Drape clamp

Serre-tapis

Grapa de sujeción de páños

Morsetto per tele



Ø 16 x 10 mm	tk 87002-00
Ø 16 x 20 mm	tk 87002-01
Ø 16 x 36 mm	tk 87002-02

Kunststofffüße mit Schrauben

Plastic feet with screws

Pieds en plastique avec vis

Pies de plástico con tornillos

Piedini in plastica con viti



240 x 14 x 30 mm	tk 87033-06
240 x 14 x 38 mm	tk 87033-07

Silikonnoppenband zur selbstständigen Befestigung in Siebkörben mit 5mm Maschenweite

Silicone nap band for independent attachment in baskets with 5mm mesh width

Bande en silicone pour la fixation indépendante dans paniers avec une largeur de maille de 5 mm

Banda de silicona para fijación independiente en cestas con malla de 5 mm de ancho

Banda di silicone per il fissaggio indipendente in cestini con larghezza di maglia di 5 mm

Weiteres Zubehör
Additional accessories

Accessoires additionnels
Accesorios adicionales
Accessori suppletivi



50 x 10 mm

tk 87033-05

Silikonhalterung, kann auf gewünschte Länge zugeschnitten werden

Silicone holder, can be cut to desired length

Support silicone, à couper à la taille désirée

Soporte de silicona, para cortar a la medida deseada

Supporto in silicone per essere tagliato alla misura desiderata



240 mm


tk 87033-10

Edelstahlleisten für Silikonhalterungen
Stainless steel bar for silicone holders

Barres en acier inoxydable pour supports en silicone

Barras de acero inoxidable para soportes de silicona

Barre in acciaio inossidabile per supporti in silicone



240 x 10 x 35 mm

tk 87033-01

Universal Silikonhalterung, Typ 1

Universal silicone holder, Type 1

Support universel en silicone, type 1

Soporte universal de silicona, tipo 1

Supporto universale in silicone, tipo 1



M 2.9 x 13 mm

tk 87033-11

M 3.5 x 16 mm

tk 87033-12


Edelstahlbefestigungsschrauben für Edelstahlleisten

Stainless steel mounting screws for stainless steel bar

Acier inoxydable vis de fixation pour bandes en acier inoxydable

Acero inoxidable tornillos de fijación para bandes de acero inoxidable

Acciaio inox viti di fissaggio per bande in acciaio inox



240 x 10 x 35 mm

tk 87033-02

Universal Silikonhalterung, Typ 2

Universal silicone holder, Type 2

Support universel en silicone, type 2

Soporte universal de silicona, tipo 2

Supporto universale in silicone, tipo 2



Ø 12 mm

Ø 14 mm

tk 87033-13

tk 87033-14

Silikonhalterungen für Endoskope

Silicone holding clamps for endoscopes

Supports en silicone pour endoscopes

Soportes de silicona para endoscopios

Supporti in silicone per endoscopi

Weiteres Zubehör
Additional accessories

Accessoires additionnels
Accesorios adicionales
Accessori suppletivi



1/1|3/4|1/2|MINI|DENTAL

	tk 87025-05	tk 87025-40
	tk 87025-04	tk 87025-41
	tk 87025-03	tk 87025-42
	tk 87025-02	tk 87025-43
	tk 87025-01	tk 87025-44
	tk 87025-00	tk 87025-45
	tk 87025-06	tk 87025-46
	tk 87025-07	-
	tk 87025-08	-

Aluminiumschild inkl. Beschriftung
Aluminium Tag incl. marking

Étiquette en aluminium compris le marquage
Etiqueta de aluminio incluida le marcación
Etichetta in alluminio inclusa la marcatura

ohne Loch
without perforation

sans perforation
sin perforación
senza perforazione

mit Loch
with perforation

avec perforation
con perforación
con perforazione



1/1|3/4|1/2|MINI|DENTAL

Packing unit	5
	tk 87025-48

Karabinerhaken für Aluminiumschild
Snap hook for aluminium tag

Mousqueton pour étiquettes en aluminium
Mosquetón para etiqueta de aluminio
Moschettone per etichetta in alluminio

Weiteres Zubehör
Additional accessories

 Accessoires additionnels
 Accesorios adicionales
 Accessori suppletivi


115 mm	tk 87031-12
235 mm	tk 87031-13

Spiralfeder-Haltevorrichtung
Spiral holding
 Tenue spirale
 Sujeción en espiral
 Supporto spirale


24 x 28 x 25 mm Ø 7-12	tk 87031-20
24 x 28 x 29 mm Ø 12-16	tk 87031-21
24 x 28 x 31 mm Ø 16-26	tk 87031-22
24 x 28 x 40 mm Ø 26-36	tk 87031-23
24 x 28 x 44 mm Ø 36-45	tk 87031-24

Fixierklammern
Fixation clamp
 Pince de fixation
 Abrazadera de sujeción
 Pinza di fissaggio


tk 87031-06

Haltestift für Instrumente
Holding pin for wire baskets
 Broche de retenue pour instruments
 Perno de sujeción para instrumentos
 Perno di tenuta per strumenti


tk 87031-05

Haltestift für Trennbleche mit Schlitz
Holding pin for partition sheets with slot
 Broche de retenue pour feuilles de separation avec fente
 Perno de sujeción para hojas divisorias con ramura
 Perno di fissaggio per fogli divisori con scanalatura


50 x 20 mm	tk 87031-01
130 x 20 mm	tk 87031-02
225 x 20 mm	tk 87031-03
460 x 20 mm	tk 87031-04

Trennbleche
Partition sheets
 Feuilles de séparation
 Hojas divisorias
 Fogli divisori


230 mm	tk 87031-07
470 mm	tk 87031-08

Schiene für Gleitschieber
Sliding rails
 Rails de glissement
 Guixas de deslizamiento
 Guide di scorrimento


tk 87031-09


Gleitschieber
Divider
 Diviseur
 Divisor
 Divisorio







230 mm	tk 87031-10
470 mm	tk 87031-11

Anschlagrahmen
Limiting bar
 Cadre d'arrêt
 Bastidor de tope
 Televio di stop

Bürstenspender
Brush dispenser

Distributeur de brosse
Dispensador de cepillos
Dispenser spazzole



240 x 275 x 70 mm		tk 87250-SI
240 x 275 x 70 mm		tk 87250-YE
240 x 275 x 70 mm		tk 87250-GR
240 x 275 x 70 mm		tk 87250-BL
240 x 275 x 70 mm		tk 87250-RE

Alu-Bürstenspender, für 20 Bürsten, Deckel farbig mit Wandmontagebefestigung
Alu Brush dispenser, for 20 brushes, Lid colored only with wall mounting fixtures

Distributeur de brosse en aluminium, pour 20 brosses, couvercle coloré, avec accessoires pour montage mural
Dispensador de cepillos de aluminio, para 20 cepillos, tapa a color con accesorios de montaje en la pared
Dispenser spazzole in alluminio, per 20 spazzole, coperchio colorato, con accessori per il montaggio a parete



tk 4950-00






Aseptik Bürste
Brush

Brosse aseptique
Cepillo aséptico
Spazzola aseptica







Aluminium Entsorgungs-Container
Aluminium Removal Container

Container en aluminium pour l'élimination des déchets
Contenedor para eliminación de residuos en aluminio
 Contenitore in alluminio per le rimozione dei rifiuti



	1/1	3/4	1/2
	585 x 274 mm	462 x 274 mm	297 x 274 mm
x 88 mm 	tk 875 10-B0F-RC	tk 87520-B0F-RC	tk 87530-B0F-RC
x 123 mm 	tk 875 11-B0F-RC	tk 87521-B0F-RC	tk 87531-B0F-RC
x 138 mm 	tk 875 12-B0F-RC	tk 87522-B0F-RC	tk 87532-B0F-RC
x 188 mm 	tk 875 13-B0F-RC	-	tk 87533-B0F-RC
x 248 mm 	tk 875 14-B0F-RC	-	tk 87534-B0F-RC










	1/1	3/4	1/2
	585 x 278 mm	462 x 278 mm	299 x 278 mm
	tk 875 10-LRC-SI	tk 87520-LRC-SI	tk 87530-LRC-SI
	tk 875 10-LRC-YE	tk 87520-LRC-YE	tk 87530-LRC-YE
	tk 875 10-LRC-GR	tk 87520-LRC-GR	tk 87530-LRC-GR
	tk 875 10-LRC-BL	tk 87520-LRC-BL	tk 87530-LRC-BL
	tk 875 10-LRC-RE	tk 87520-LRC-RE	tk 87530-LRC-RE
	tk 875 10-LRC-BK	tk 87520-LRC-BK	tk 87530-LRC-BK






Aluminium Entsorgungs-Container
Aluminium Removal Container

Container en aluminium pour l'élimination des déchets
Contenedor para eliminación de residuos en aluminio
Contentitore in alluminio per le rimozione dei rifiuti



	MINI	DENTAL
	310 x 131 mm	312 x 183 mm
x 28 mm 	tk 87550-B0F-RC	-
x 36 mm 	-	tk 87540-B0F-RC
x 54 mm 	-	tk 87541-B0F-RC
x 56 mm 	tk 87551-B0F-RC	-
x 72 mm 	-	tk 87542-B0F-RC
x 85 mm 	tk 87552-B0F-RC	tk 87543-B0F-RC
x 122 mm 	-	tk 87544-B0F-RC





	MINI	DENTAL
	310 x 140 mm	312 x 189 mm
	tk 87550-LRC-SI	tk 87540-LRC-SI
	tk 87550-LRC-YE	tk 87540-LRC-YE
	tk 87550-LRC-GR	tk 87540-LRC-GR
	tk 87550-LRC-BL	tk 87540-LRC-BL
	tk 87550-LRC-RE	tk 87540-LRC-RE
	tk 87550-LRC-BK	tk 87540-LRC-BK


Edelstahl Entsorgungs-Container
Stainless steel Removal Container

Container en acier inoxydable pour l'élimination des déchets
Contenedor para eliminación de residuos en acero inoxidable
Contentitore in acciaio inox per le rimozione dei rifiuti



	1/1	1/2
	580 x 280 mm	285 x 280 mm
x 100 mm 	tk 87500-B0F-RC	tk 87505-B0F-RC
x 150 mm 	tk 87501-B0F-RC	tk 87506-B0F-RC




	1/1	1/2
	580 x 280 mm	285 x 280 mm
	tk 87500-L1F-RC	tk 87505-L1F-RC

mit Abwurfschlitz, verschließbar
with dropping slots, lockable

avec fentes de décharge, verrouillables
con ranuras de descarga, bloqueables
con fessure di scarico, bloccabile



	1/1	1/2
	580 x 280 mm	285 x 280 mm
	tk 87500-L0F-RC	tk 87505-L0F-RC

Nummernverzeichnis
Numerical Index
Index numérique
Indice numerico
Indice dei numeri d'articolo

Art. No.	Page	Art. No.	Page	Art. No.	Page	Art. No.	Page
tk 4950-00	31	tk 87022-10	24	tk 87029-00	25	tk 87053-04	17
tk 707-650	26	tk 87022-11	24	tk 87029-01	25	tk 87053-05	17
tk 707-651	26	tk 87022-12	24	tk 87031-01	30	tk 87054-01	22
tk 707-653	26	tk 87023-01	18	tk 87031-02	30	tk 87054-05	22
tk 707-654	26	tk 87023-02	18	tk 87031-03	30	tk 87055-01	22
tk 707-657	26	tk 87023-03	18	tk 87031-04	30	tk 87055-05	22
tk 707-658	26	tk 87023-04	23	tk 87031-05	30	tk 87100-B0F-SI	14
tk 707-659	26	tk 87023-05	23	tk 87031-06	30	tk 87100-B0F-SI	15
tk 707-660	26	tk 87025-00	29	tk 87031-07	30	tk 87100-B1F-SI	14
tk 707-661	26	tk 87025-01	29	tk 87031-08	30	tk 87100-LOF-BK	14
tk 707-662	26	tk 87025-02	29	tk 87031-09	30	tk 87100-LOF-BL	14
tk 707-663	26	tk 87025-03	29	tk 87031-10	30	tk 87100-LOF-GR	14
tk 707-664	26	tk 87025-04	29	tk 87031-11	30	tk 87100-LOF-RE	14
tk 87001-10	17	tk 87025-05	29	tk 87031-12	30	tk 87100-LOF-SI	14
tk 87001-11	22	tk 87025-06	29	tk 87031-13	30	tk 87100-LOF-YE	14
tk 87002-00	27	tk 87025-07	29	tk 87031-20	30	tk 87100-L1F-BK	14
tk 87002-01	27	tk 87025-08	29	tk 87031-21	30	tk 87100-L1F-BL	14
tk 87002-02	27	tk 87025-40	29	tk 87031-22	30	tk 87100-L1F-GR	14
tk 87003-00	27	tk 87025-41	29	tk 87031-23	30	tk 87100-L1F-RE	14
tk 87003-01	27	tk 87025-42	29	tk 87031-24	30	tk 87100-L1F-SI	14
tk 87005-B0F-SI	21	tk 87025-43	29	tk 87033-01	28	tk 87100-L1F-YE	14
tk 87005-B1F-SI	21	tk 87025-44	29	tk 87033-02	28	tk 87105-B0F-SI	21
tk 87005-L1F-BK	21	tk 87025-45	29	tk 87033-03	22	tk 87105-B1F-SI	21
tk 87005-L1F-BL	21	tk 87025-46	29	tk 87033-05	28	tk 87106-B0F-SI	21
tk 87005-L1F-GR	21	tk 87025-48	29	tk 87033-06	27	tk 87106-B1F-SI	21
tk 87005-L1F-RE	21	tk 87026-01	23	tk 87033-07	27	tk 87110-B0F-SI	14
tk 87005-L1F-SI	21	tk 87026-02	23	tk 87033-10	28	tk 87110-B0F-SI	15
tk 87005-L1F-YE	21	tk 87026-03	23	tk 87033-11	28	tk 87110-B1F-SI	14
tk 87010-01	16	tk 87026-04	18	tk 87033-12	28	tk 87115-B0F-SI	21
tk 87010-02	16	tk 87026-05	18	tk 87033-13	28	tk 87115-B1F-SI	21
tk 87010-03	16	tk 87026-06	18	tk 87033-14	28	tk 87116-B0F-SI	21
tk 87010-04	16	tk 87026-07	18	tk 87036-01	23	tk 87116-B1F-SI	21
tk 87010-05	16	tk 87026-08	18	tk 87036-02	23	tk 87120-B0F-SI	14
tk 87011-01	22	tk 87026-09	18	tk 87036-03	23	tk 87120-B0F-SI	15
tk 87012-01	16	tk 87026-10	18	tk 87036-04	18	tk 87120-B1F-SI	14
tk 87012-02	16	tk 87027-01	19	tk 87036-05	18	tk 87125-B0F-SI	20
tk 87012-03	16	tk 87027-02	23	tk 87036-06	18	tk 87125-B1F-SI	20
tk 87012-04	16	tk 87027-06	19	tk 87036-07	18	tk 87125-L1F-BK	20
tk 87012-05	16	tk 87027-08	19	tk 87036-08	18	tk 87125-L1F-BL	20
tk 87014-01	16	tk 87027-09	19	tk 87036-09	18	tk 87125-L1F-GR	20
tk 87014-02	16	tk 87027-10	19	tk 87036-10	18	tk 87125-L1F-RE	20
tk 87014-03	16	tk 87027-11	19	tk 87050-01	17	tk 87125-L1F-SI	20
tk 87014-04	16	tk 87027-12	19	tk 87050-02	17	tk 87125-L1F-YE	20
tk 87014-05	16	tk 87027-13	19	tk 87050-03	17	tk 87130-B0F-SI	14
tk 87015-01	16	tk 87027-14	19	tk 87050-04	17	tk 87130-B0F-SI	15
tk 87015-02	16	tk 87027-15	19	tk 87050-05	17	tk 87130-B1F-SI	14
tk 87015-03	16	tk 87027-22	23	tk 87051-01	17	tk 87135-B0F-SI	20
tk 87015-04	16	tk 87027-23	23	tk 87051-02	17	tk 87135-B1F-SI	20
tk 87015-05	16	tk 87027-24	23	tk 87051-03	17	tk 87136-B0F-SI	14
tk 87017-01	22	tk 87027-30	19	tk 87051-04	17	tk 87136-B0F-SI	15
tk 87020-00	24	tk 87027-31	27	tk 87051-05	17	tk 87136-B1F-SI	14
tk 87020-03	24	tk 87027-32	27	tk 87052-01	17	tk 87140-B0F-SI	12
tk 87021-00	24	tk 87027-33	19	tk 87052-02	17	tk 87140-B0F-SI	13
tk 87021-03	24	tk 87027-34	19	tk 87052-03	17	tk 87140-B1F-SI	12
tk 87021-10	25	tk 87027-35	19	tk 87052-04	17	tk 87140-LOF-BK	12
tk 87021-12	25	tk 87027-38	19	tk 87052-05	17	tk 87140-LOF-BL	12
tk 87021-15	25	tk 87027-39	19	tk 87053-01	17	tk 87140-LOF-GR	12
tk 87022-00	24	tk 87027-40	19	tk 87053-02	17	tk 87140-LOF-RE	12
tk 87022-03	24	tk 87028-05	25	tk 87053-03	17	tk 87140-LOF-SI	12

Nummernverzeichnis
Numerical Index
Index numérique
Indice numerico
Indice dei numeri d'articolo

Art. No.	Page	Art. No.	Page	Art. No.	Page	Art. No.	Page
tk 87140-L0F-YE	12	tk 87290-2F-RE	26	tk 87500-B0F-RC	34		
tk 87140-L1F-BK	12	tk 87290-2F-SI	26	tk 87500-L0F-RC	34		
tk 87140-L1F-BL	12	tk 87290-2F-YE	26	tk 87500-L1F-RC	34		
tk 87140-L1F-GR	12	tk 87295-00	27	tk 87501-B0F-RC	34		
tk 87140-L1F-RE	12	tk 87295-02	27	tk 87505-B0F-RC	34		
tk 87140-L1F-SI	12	tk 87400-L1B-BK	15	tk 87505-L0F-RC	34		
tk 87140-L1F-YE	12	tk 87400-L1B-BL	15	tk 87505-L1F-RC	34		
tk 87145-B0F-SI	20	tk 87400-L1B-GR	15	tk 87506-B0F-RC	34		
tk 87145-B1F-SI	20	tk 87400-L1B-RE	15	tk 87510-B0F-RC	32		
tk 87150-B0F-SI	12	tk 87400-L1B-SI	15	tk 87510-LRC-BK	32		
tk 87150-B0F-SI	13	tk 87400-L1B-YE	15	tk 87510-LRC-BL	32		
tk 87150-B1F-SI	12	tk 87400-L1F-BK	15	tk 87510-LRC-GR	32		
tk 87160-B0F-SI	12	tk 87400-L1F-BL	15	tk 87510-LRC-RE	32		
tk 87160-B0F-SI	13	tk 87400-L1F-GR	15	tk 87510-LRC-SI	32		
tk 87160-B1F-SI	12	tk 87400-L1F-RE	15	tk 87510-LRC-YE	32		
tk 87165-B0F-SI	12	tk 87400-L1F-SI	15	tk 87511-B0F-RC	32		
tk 87165-B0F-SI	13	tk 87400-L1F-YE	15	tk 87512-B0F-RC	32		
tk 87165-B1F-SI	12	tk 87400-L1V -BK	15	tk 87513-B0F-RC	32		
tk 87170-B0F-SI	10	tk 87400-L1V-BL	15	tk 87514-B0F-RC	32		
tk 87170-B0F-SI	11	tk 87400-L1V-GR	15	tk 87520-B0F-RC	32		
tk 87170-B1F-SI	10	tk 87400-L1V-RE	15	tk 87520-LRC-BK	32		
tk 87170-L0F-BK	10	tk 87400-L1V-SI	15	tk 87520-LRC-BL	32		
tk 87170-L0F-BL	10	tk 87400-L1V-YE	15	tk 87520-LRC-GR	32		
tk 87170-L0F-GR	10	tk 87410-L1B-BK	13	tk 87520-LRC-RE	32		
tk 87170-L0F-RE	10	tk 87410-L1B-BL	13	tk 87520-LRC-SI	32		
tk 87170-L0F-SI	10	tk 87410-L1B-GR	13	tk 87520-LRC-YE	32		
tk 87170-L0F-YE	10	tk 87410-L1B-RE	13	tk 87521-B0F-RC	32		
tk 87170-L1F-BK	10	tk 87410-L1B-SI	13	tk 87522-B0F-RC	32		
tk 87170-L1F-BL	10	tk 87410-L1B-YE	13	tk 87530-B0F-RC	32		
tk 87170-L1F-GR	10	tk 87410-L1F-BK	13	tk 87530-LRC-BK	32		
tk 87170-L1F-RE	10	tk 87410-L1F-BL	13	tk 87530-LRC-BL	32		
tk 87170-L1F-SI	10	tk 87410-L1F-GR	13	tk 87530-LRC-GR	32		
tk 87170-L1F-YE	10	tk 87410-L1F-RE	13	tk 87530-LRC-RE	32		
tk 87180-B0F-SI	10	tk 87410-L1F-SI	13	tk 87530-LRC-SI	32		
tk 87180-B0F-SI	11	tk 87410-L1F-YE	13	tk 87530-LRC-YE	32		
tk 87180-B1F-SI	10	tk 87410-L1V-BK	13	tk 87531-B0F-RC	32		
tk 87190-B0F-SI	10	tk 87410-L1V-BL	13	tk 87532-B0F-RC	32		
tk 87190-B0F-SI	11	tk 87410-L1V-GR	13	tk 87533-B0F-RC	32		
tk 87190-B1F-SI	10	tk 87410-L1V-RE	13	tk 87534-B0F-RC	32		
tk 87200-B0F-SI	10	tk 87410-L1V-SI	13	tk 87540-B0F-RC	33		
tk 87200-B0F-SI	11	tk 87410-L1V-YE	13	tk 87540-LRC-BK	33		
tk 87200-B1F-SI	10	tk 87420-L1B-BK	11	tk 87540-LRC-BL	33		
tk 87210-B0F-SI	10	tk 87420-L1B-BL	11	tk 87540-LRC-GR	33		
tk 87210-B0F-SI	11	tk 87420-L1B-GR	11	tk 87540-LRC-RE	33		
tk 87210-B1F-SI	10	tk 87420-L1B-RE	11	tk 87540-LRC-SI	33		
tk 87250-BL	31	tk 87420-L1B-SI	11	tk 87540-LRC-YE	33		
tk 87250-GR	31	tk 87420-L1B-YE	11	tk 87541-B0F-RC	33		
tk 87250-RE	31	tk 87420-L1F-BK	11	tk 87542-B0F-RC	33		
tk 87250-SI	31	tk 87420-L1F-BL	11	tk 87543-B0F-RC	33		
tk 87250-YE	31	tk 87420-L1F-GR	11	tk 87544-B0F-RC	33		
tk 87280-2F-BK	26	tk 87420-L1F-RE	11	tk 87550-B0F-RC	33		
tk 87280-2F-BL	26	tk 87420-L1F-SI	11	tk 87550-LRC-BK	33		
tk 87280-2F-GR	26	tk 87420-L1F-YE	11	tk 87550-LRC-BL	33		
tk 87280-2F-RE	26	tk 87420-L1V-BK	11	tk 87550-LRC-GR	33		
tk 87280-2F-SI	26	tk 87420-L1V-BL	11	tk 87550-LRC-RE	33		
tk 87280-2F-YE	26	tk 87420-L1V-GR	11	tk 87550-LRC-SI	33		
tk 87290-2F-BK	26	tk 87420-L1V-RE	11	tk 87550-LRC-YE	33		
tk 87290-2F-BL	26	tk 87420-L1V-SI	11	tk 87551-B0F-RC	33		
tk 87290-2F-GR	26	tk 87420-L1V-YE	11	tk 87552-B0F-RC	33		

Wichtige Hinweise

Dieser Katalog bleibt Eigentum der Firma TEKNO-MEDICAL Optik-Chirurgie GmbH, auch wenn dafür eine Schutzgebühr bezahlt wurde. Er kann von uns jederzeit zurückgefordert werden, wenn er gegen unsere Interessen und nicht zum Vertrieb und Einkauf von TEKNO Produkten verwendet wird. Auch behalten wir uns in solch einem Falle weitergehende Maßnahmen vor.

Der Nachdruck oder Kopieren dieses Kataloges – im Gesamten oder auch nur auszugsweise – ist ohne unsere schriftliche Genehmigung verboten. Modelländerungen vorbehalten. Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland

Important notice

This catalogue remains property of TEKNO-MEDICAL Optik-Chirurgie GmbH even if we have asked for a lending fee. We can at any time recall the catalogue, in case that it has been not used according to our interests, i.e. sale or purchase of TEKNO products. We preserve the right for further steps in that case.

Reproduction or copying of this catalogue in whole or in parts is forbidden without our written permission. Patterns are subject to change. Printed in Germany

Indications importantes

Ce catalogue reste la propriété de TEKNO-MEDICAL Optik-Chirurgie GmbH, même si nous avons demandé le paiement d'une taxe de protection. Nous pouvons demander le retour du catalogue dans le cas où celui-ci n'est pas utilisé conformément à nos intérêts, pour la vente ou l'achat de nos produits. Dans ce cas nous nous réservons le droits de mener des actions juridiques.

La reproduction ou la copie totale ou partielle de ce catalogue est interdite sans notre accord écrit. Sous réserve des modifications techniques. Imprimé en Allemagne

Avisos importantes

Este catálogo es propiedad de TEKNO-MEDICAL Optik-Chirurgie GmbH, aún en el caso de haber abonado por él una tasa de colaboración. Podemos solicitar la devolución del catálogo en caso de que no sea utilizado para la compra o venta de nuestros productos. En este caso nos reservamos el derecho de tomar medidas jurídicas.

La reproducción o copia total o parcial de este catálogo esta prohibido sin nuestro consentimiento escrito. Salvo modificaciones técnicas. Impreso en la República Federal de Alemania

Avvertenze importanti

Questo catalogo rimane proprietà della TEKNO-MEDICAL Optik-Chirurgie GmbH, anche se è stato rilasciato gratuitamente contro pagamento. Possiamo in ogni momento richiederlo indietro, in caso non stato usato in accordo con i nostri interessi (acquisto e vendita dei prodotti TEKNO-Medical). Ci riserviamo in questo caso il diritto di prendere ulteriori provvedimenti.

La copia o la riproduzione di questo catalogo in parte o nella sua totalità è vietata senza il nostro permesso scritto. Ci riserviamo la facoltà di cambiamenti nei modelli. Stampato in Germania



TEKNO-MEDICAL Optik-Chirurgie GmbH

Sattlerstrasse 11 · 78532 Tuttlingen, Germany
Telefon +49 (74 61) 1701-0 · Fax +49 (74 61) 1701-50
mail@tekno-medical.com · www.tekno-medical.com

© 06.2020 - TEKNO-MEDICAL Optik-Chirurgie GmbH
TEKNO is a registered trademark of TEKNO-MEDICAL Optik-Chirurgie GmbH