

Miele

EasyLoad – Carga rápida y uso eficiente de la cuba.
Nuevo sistema de carga para la limpieza del vidrio de laboratorio.

Miele Professional. Immer besser.



EASYLOAD

Novedad en
ACHEMA
2018

Miele reinventa la carga

- Nuevo sistema de inyectores para todos los módulos de inyectores comunes, así como una gran variedad de soportes de carga
- Aprovechamiento óptimo de la altura de carga disponible
- Colocación rápida y sencilla de la vajilla
- Limpieza interior minuciosa de todo tipo de vasos, independientemente de su forma y tamaño
- Parada estable y máxima protección del material durante el lavado

Fig.: Módulo de carga con rejilla de soporte conectada



EasyLoad es sinónimo de eficiencia y confort, gracias a un sistema compuesto por:

- Nuevos inyectores (3 de diámetro, 6 de longitud)
- Nuevos soportes y espacios para el almacenamiento de material sintético
- Nuevos módulos inyectores (8-32 inyectores)
- Nuevas rejillas de soporte (para 8-32 posiciones de inyector)
- Disponible para PG 8583 y PG 8583 CD, PG 8593

La utilización de las nuevas toberas inyectoras y compartimentos sin soportes de sujeción es posible en casi todos los portadores de carga de laboratorio.



Con respecto a las bandejas de cristal de laboratorio que se encuentran sobre las puntas de la boquilla, las nuevas toberas inyectoras garantizan una limpieza interior minuciosa. El nuevo compartimento abarca el listón de inyectores del módulo o del cesto y evita que los utensilios se desplacen lateralmente.



La nueva rejilla de soporte ofrece una estabilidad adicional. En caso necesario, se coloca en el módulo de soporte y permite colocar de forma segura vidrio de laboratorio especialmente grande en posición vertical, protegiendo el material.

EASYLOAD



System4Lab