

Camas de Hospital B-1000 Pro



Camas de Hospital

B-1000 Pro Cama Eléctrica

Advanced® B-1000 Pro es una cama eléctrica de hospital especialmente diseñada para pacientes hospitalizados y personas que necesitan algún tipo de atención médica. Advanced® B-1000 Pro tiene características especiales tanto para la comodidad y el bienestar del paciente como para la comodidad de los trabajadores de la salud.

Características:

Marco de acero.

Tablero de cama de plástico ABS y softlink.

Barandas laterales plegables de plástico con resorte de gas para un funcionamiento suave.

Cabecera y piecero de plástico.

La cabecera y piecero se pueden quitar fácilmente.

Incluye ocho funciones diferentes.

Toda la cama arriba / abajo.

Espaldar arriba / abajo.

Parte de la pierna arriba / abajo.

La parte del espalda y la pierna se mueven juntas.

Trendelenburg / Trendelenburg invertido.

"Restablecer" a la posición más baja y plana (Función CRP).

Indicador de ángulo en la cabecera y pie de cama.

Bloqueo y desbloqueo de teclados.

Cuatro ruedas.

Freno central.

Cuatro Receptáculos para atril I.V. alrededor de la cama.

Un Atril ajustable para suero incluido.

Teclado avanzado con "botones táctiles".

Control para pacientes en ambas barandas frontales.

Paneles de enfermera en ambas barandas frontales.

Control para la enfermera en el panel de los pies.

Pintura en polvo.

Batería de respaldo incorporada.

Fuente de alimentación: AC 100/240 voltios 50/60 Hz.

Cumple con el estándar de calidad ISO 13485.

Garantía de dos años.



2 AÑOS
Garantía

Especificaciones técnicas

Especificaciones físicas	Dimensiones totales	84" x 41" x (2133mm x 1041mm)
Especificaciones	Dimensiones de la cama	76" x 35" (1930mm x 889mm)
Carga	Capacidad	250Kg (500 Lb)
Ajustable	Alto - bajo Trendelenburg Trendelenburg inverso Ángulo de respaldo de apoyo de rodilla Barandas cortas Barandas largas Altura Función CPR	20" ~ 28" (508mm ~ 711mm) ± 12° ± 12° 0 ~ 60° 0 ~ 40° 10 x 35 10 x 60 25" Botón de reinicio
Ruedas	Diámetro	5.9" (150mm)
Especificaciones	Peso	178 Kg (390 Lb)
Fuente de alimentación	Voltage de funcionamiento Frecuencia de operación Potencia maxima Batería Capacidad	110 / 220 Voltios 50 / 60 Hz 130W 2 piezas 12 V / 1.3AH
Ambiente	Temperatura de trabajo Humedad relativa Presión atmosférica	-10 ° C ~ 40 ° C ≤ 80% 760hpa ~ 1060hpa

2018 Advanced Instrumentations Inc., es una compañía registrada en U.S.A. - Con todos los derechos reservados.

Toda la funcionalidad, características, descripción y especificaciones del producto proporcionado en este documento, incluyendo, pero no limitado a; los beneficios, diseño, precios, componentes, rendimiento, disponibilidad y capacidades del producto están sujetos a cambios sin previo aviso u obligación por parte de Advanced Instrumentations Inc. Descripción y las especificaciones del producto en este documento pueden ser diferentes. Imágenes que aparecen en este documento son para fines únicamente de representación, las imágenes reales pueden variar.


Las marcas y logotipos que se muestran en este documento son propiedad de Advanced Instrumentations Inc.

Éxito a través de la calidad / desde 1988

Advanced Instrumentations Inc.
Éxito a través de la calidad una compañía
en la que puede confiar.

Advanced Instrumentations fabrica equipos de tecnología médica en las áreas de anestesia, cardiología, sala de cirugía, ginecología y obstetricia, terapia intravenosa, monitores de pacientes, mobiliario hospitalario, neonatología y ultrasonido. Propocionamos a la industria de la salud los estándares de más alta calidad, fiabilidad y seguridad en todos nuestros productos a través de eficaces y rigurosos procedimientos de prueba por nuestro propio departamento de ingeniería biomédica en los Estados Unidos. Todos nuestros equipos disponen de 2 años de garantía y excelentes servicios de apoyo post-venta.

Advanced Instrumentations Inc. cumple con los requisitos de las normas ISO 13585-2016 bajo auditoría realizada por una de las más prestigiosas empresas de certificación a nivel mundial SGS. Cumplimos con los requisitos verificados por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) una entidad de la Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América. Estas certificaciones son el resultado de la dedicación y el compromiso con la excelencia en nuestros productos y servicios.



6800 N.W. 77 Court,
Miami, FL 33166
U.S.A.
Phone: 305-477-6331
Fax: 305-477-5351

Para obtener información adicional visítenos a:
www.advanced-inst.com