

Camilla de Paciente

ST-2000

FUR



Muebles de Hospital

Muebles de Hospital

ST-2000

Camilla de Paciente

La camilla hidráulica Advanced® ST-2000 diseñada para el transporte eficiente de pacientes en instalaciones médicas, con altura regulable mediante los pedales en ambos lados. La camilla hidráulica Advanced® ST-2000 puede transportar a pacientes que pesen hasta 550 libras.

Características

- Marco de acero
- Placa de cama de plástico translúcido X-Ray
- Bandeja de cassettes de rayos X (Opcional)
- Barandillas laterales plegables de acero inoxidable
- Cubierta plástica del chasis
- Camilla recubierta de poliuretano
- Soporte del cilindro de oxígeno
- Cuatro ruedas
- Sistema de quinta rueda retractable de una sola dirección, pedales en ambos lados
- Sistema de frenos central con cuatro pedales de freno, en cada esquina
- 4 Reseptáculos IV Pole alrededor de la camilla
- 1 IV pole ajustable incluido
- Cuatro parachoques de goma
- Cinco funciones con pedales de control en ambos lados
- Toda la cama arriba / abajo
- Respaldo arriba / abajo
- Parte de la pierna arriba / abajo
- Trendelenburg / Trendelenburg inverso
- Mecanismo neumático, activado por palanca para levantar / bajar el respaldo
- Una manivela para ajustar la posición de la rodilla
- Manijas emergentes en el lado de la cabeza
- Manija grande en el lado del pie
- Pintura en polvo
- Cumple con el estándar de calidad ISO 13485
- Dos años garantía.



2 AÑOS
Garantía

Especificaciones Técnicas

Especificaciones físicas	Dimensiones totales	80.19" x 29.5" (2037mm x 749mm)
Especificaciones	Dimensiones de la camilla	76.18" x 24.5" (1935mm x 622.3mm)
Ajustable	Alto / bajo Trendelenburg Trendelenburg inverso Ángulo de respaldo Ángulo de apoyo de la rodilla	27" ~ 36.18" (686mm ~ 919mm) $\pm 12^\circ$ $\pm 12^\circ$ $0^\circ \sim 65^\circ$ $0^\circ \sim 45^\circ$
	Barandas laterales	17" x 43.5" (432mm x 1105mm)
Colchon de la camilla	Dimensiones Altura	74.5" x 24.5" (1892.3mm x 622.3mm) 4" (10cm)
Ruedas	Diámetro	7.8" (200mm)
Peso	Capacidad	250 Kg (550 Lb)

2018 Advanced Instrumentations Inc., es una compañía registrada en U.S.A. - Con todos los derechos reservados.

Toda la funcionalidad, características, descripción y especificaciones del producto proporcionado en este documento, incluyendo, pero no limitado a; los beneficios, diseño, precios, componentes, rendimiento, disponibilidad y capacidades del producto están sujetos a cambios sin previo aviso u obligación por parte de Advanced Instrumentations Inc. Descripción y las especificaciones del producto en este documento pueden ser diferentes. Imágenes que aparecen en este documento son para fines únicamente de representación, las imágenes reales pueden variar.


Las marcas y logotipos que se muestran en este documento son propiedad de Advanced Instrumentations Inc.

Éxito a través de la calidad / desde 1988

Advanced Instrumentations Inc.
Éxito a través de la calidad una compañía
en la que puede confiar.

Advanced Instrumentations fabrica equipos de tecnología médica en las áreas de anestesia, cardiología, sala de cirugía, ginecología y obstetricia, terapia intravenosa, monitores de pacientes, mobiliario hospitalario, neonatología y ultrasonido. Propocionamos a la industria de la salud los estándares de más alta calidad, fiabilidad y seguridad en todos nuestros productos a través de eficaces y rigurosos procedimientos de prueba por nuestro propio departamento de ingeniería biomédica en los Estados Unidos. Todos nuestros equipos disponen de 2 años de garantía y excelentes servicios de apoyo post-venta.

Advanced Instrumentations Inc. cumple con los requisitos de las normas ISO 13585-2016 bajo auditoría realizada por una de las más prestigiosas empresas de certificación a nivel mundial SGS. Cumplimos con los requisitos verificados por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) una entidad de la Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América. Estas certificaciones son el resultado de la dedicación y el compromiso con la excelencia en nuestros productos y servicios.



6800 N.W. 77 Court,
Miami, FL 33166
U.S.A.
Phone: 305-477-6331
Fax: 305-477-5351

Para obtener información adicional visítenos a:
www.advanced-inst.com