

BodyLab

EL CAMINO HACIA UN CUERPO PERFECTO

PIERDA GRASA Y DESARROLLE MASA MUSCULAR
GRACIAS A LA ESTIMULACIÓN NEUROMUSCULAR



APLICACIONES

- + Desarrollo muscular
- + Reducción de grasa



TONIFICACIÓN MUSCULAR UTILIZANDO TECNOLOGÍA FMS

BodyLab es un sistema de musculación que utiliza la innovadora tecnología FMS (Focused Magnetic Stimulation). Los músculos del paciente se estimulan con contracciones supramáximas (hasta 2,5 Tesla), aumentando así el metabolismo y provocando una importante reducción de grasa. BodyLab trabaja en varias zonas del cuerpo y reduce los depósitos grasos localizados. El tratamiento con BodyLab puede aumentar significativamente el tamaño de los músculos, definirlos y mejorar la postura en unas pocas sesiones.

La finalidad de la estimulación supramáxima de los músculos es mejorar el tono muscular e inducir una fuerte reacción metabólica, algo que, a su vez, estimula la reducción de grasa. Los beneficios de la reducción de grasa son múltiples, incluyendo la minimización de los riesgos para la salud, por ejemplo, la diabetes tipo 2, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, infarto o problemas relacionados con el embarazo.

El tratamiento consiste en unas ocho sesiones de 30 – 45 minutos, dos veces por semana. Para resultados más duraderos, recomendamos llevar a cabo al menos una sesión adicional cada tres-seis meses.



Una tecnología
que funciona.

- + Contracciones supramáximas para una estimulación muscular más profunda
- + Lipólisis intensa en las células de grasa
- + Apoptosis tras la lesión de las células de grasa, lo que conduce a la reducción deseada de la grasa
- + Desarrollo muscular debido a la estimulación de descargas nerviosas rápidas y a la contracción de las fibras

2,5 TESLA DE
INTENSIDAD

PROGRAMAS PRESTABLECIDOS
Y PERSONALIZABLES



TECNOLOGÍA
INDEPENDIENTE
DE USO SENCILLO

HASTA 150 HZ


Piezas de mano



BodyLab

Se dispone de dos aplicadores para el tratamiento con BodyLab. Estas son aptas para su uso en el abdomen, las nalgas, las caderas, las piernas y los brazos.

- + Activación supramáxima
- + Sin intervención dermoepidérmica
- + Eficaz en diferentes zonas del cuerpo
- + Sistema no invasivo
- + Reduce los factores de riesgo asociados a las etapas preliminares de la obesidad y obesidad abdominal
- + Máxima comodidad – Procedimiento completamente indoloro
- + Manejo sencillo



BodyLab trabaja en varias zonas del cuerpo y reduce los depósitos de grasa localizados, esculpe y aumenta el tamaño de los músculos, y mejora la postura en unas pocas sesiones.

Zonas de tratamiento

+ Abdomen

+ Nalgas

+ Caderas

+ Pierna

+ Brazos



ASCLEPION

COMPETENCIA, EXPERIENCIA, ÉXITO

Asclepion Laser Technologies ha sido uno de los líderes en fabricación de sistemas láser avanzados para dermatología, medicina estética y cirugía del mercado internacional de láser médico durante más de 40 años. La compañía se encuentra en el llamado "Valle Óptico" de Jena, famoso en todo el mundo por ser el centro neurálgico de la industria óptica alemana, e invierte constantemente en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Hoy en día, clientes de más de 70 países confían en la tecnología y la experiencia científica "Made in Germany" y en la calidad probada de Asclepion.

BodyLab, la primera generación de productos Asclepion para el tratamiento corporal, cuenta con el respaldo de una tecnología eficaz, la máxima seguridad y la calidad más elevada.

MÁS DE
10 000
usuarios en todo
el mundo

MÁS DE
10 000 000
pacientes tratados
satisfechos

Para nosotros, la alta calidad también implica un enfoque orientado hacia el cliente. Por eso trabajamos duro cada día para ofrecer no solo la mejor tecnología, sino también una gama completa de servicios, con una asistencia integral.

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN



En nuestro centro de formación de Jena, se organizan periódicamente cursos de formación tanto regionales como internacionales. De este modo, proporcionamos a nuestros clientes todo el conocimiento que necesitan para un uso seguro y efectivo de nuestros dispositivos láser.

Más información en:
www.asclepion.com/academy

MARKETING Y WEBCLUB



En el WEBCLUB de Asclepion, se dispone de una amplia gama de herramientas de marketing. Hemos creado nuestra plataforma en línea específicamente para nuestros clientes con el fin de ofrecerles un acceso directo a noticias y documentos importantes para el éxito de su empresa.

Más información en:
www.asclepion.com/webclub

SERVICIO TÉCNICO



Nuestro equipo de asistencia técnica altamente especializado, que ofrecemos tanto directamente como a través de una red de distribuidores locales, acompaña a nuestros clientes desde la instalación y la asistencia en caso de defectos hasta la entrega de piezas de repuesto.

Más información en:
www.asclepion.com/service

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología	Campo electromagnético
Intensidad	Hasta 2,5 T
Frecuencia	1 Hz hasta 150 Hz
Duración del pulso	200 μ s a 300 μ s
Pantalla	LCD de 10,4" con pantalla táctil
Dimensiones	34 cm x 90 cm x 67 cm (An. x Al. x Pr.)
Peso	Aprox. 60 kg

www.asclepion.com

SIEMPRE LA ÚLTIMA INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS
SÍGANOS

