

# CicaLux®

energized scar-care



La Única Combinación de  
Terapias para Cicatrices  
Premiada en USA y Europa



Tratamientos de 60 días y de 90 días para la reducción de cicatrices

## CicaLux®

A sólo 60 días de iniciado el tratamiento

Abdomen 1 mes antigüedad





Cesárea 3 meses de antigüedad



**Efectivo** para cicatrices recientes y antiguas, hipertróficas y queloides

**Combina** en un solo tratamiento las 3 terapias más recomendadas por la práctica médica

**CicaLux®** es cómodo, seguro, portable, no invasivo, discreto y realmente efectivo



## FutureMed®

+56 9 3434 8768

www.cicalux.cl

FutureMed SpA  
Av. Santa Clara 301 Of. 4806  
Huechuraba, Santiago, Chile  
Tel. +56 22 752 1630  
www.futuremed.cl

## 3 Terapias combinadas:

- **Hidratación y Compresión Controlada:** La banda de silicona CicaLux aumenta la hidratación de la piel, mejorando su elasticidad, reduciendo la picazón y ayudando a evitar la pérdida de agua transepidérmica. En combinación con la cinta de algodón CicaLux, ejercen una compresión controlada sobre el área de la cicatriz de 15 a 30 mmHg de presión constante, el rango óptimo para evitar su engrosamiento.

- **Aplicación de Calor Infrarrojo (IR):** La piedra de basalto CicaLux captura y entrega calor IR, que es el tipo de calor que logra penetrar debajo de la piel sin dañarla, para incrementar la circulación sanguínea en esa zona y así aportar más oxígeno y nutrientes que permitan la reparación de los tejidos; asimismo penetra hacia los músculos involucrados y los relaja, contribuyendo al alivio del dolor.

- **Liberación de Tensión:** La cinta de algodón CicaLux elástica ayuda a liberar la tensión sobre el área de la cicatriz, para evitar su engrosamiento hacia los lados; su tipo de pegamento sólo se adhiere a la piel sana y no al tejido cicatricial. Actúa en conjunto con la banda de silicona para mantenerla en su posición y ayudarla a ejercer la compresión controlada.

## Viene en 2 Presentaciones:

Kit 60 días



Kit 90 días PRO



### Contenido




1 Piedra natural de basalto moldeada a mano, duradera y reutilizable

1 Banda de silicona grado médico de 2mm, respirable, suave, lavable y reutilizable

60 ó 90 Cintas de algodón respirable, elásticas, con adhesivo grado médico

## ¿Cómo se utiliza?

1. Colocar la banda de silicona sobre la cicatriz limpia y seca.
2. Colocar una cinta de algodón adhesiva nueva sobre la banda de silicona, y presionar para asegurar la banda en su posición.
3. Insertar la piedra de basalto al centro de la banda de silicona. 3 veces al día debe sacar la piedra, calentarla por 15 segundos en el microondas, y volver a colocar en la banda para que entregue calor infrarrojo al área de la cicatriz.



Se debe cambiar la cinta de algodón autoadhesiva cada día.



Alvalux Medical SA

13 Avenue Blondin  
Liège 4000,  
Belgium

Representantes exclusivos

**FutureMed**  
Soluciones Médicas Avanzadas

Presentación:

Un kit de CicaLux:

- (1) Piedra de basalto CicaLux
- (1) Banda de silicona CicaLux 100% grado médico reutilizable
- (60 ó 90) CicaLux Tape cintas adhesivas de algodón