

## **Instrucciones Para El Uso Y Mantenimiento de sus Abrazaderas.**

### **DIA UNO:**

Use las abrazaderas por 30 minutos.  
Tome un descanso de 30 minutos.

**HAGA ESTO 5 VECES**

### **DIA DOS:**

Use las abrazaderas por 45 minutos.  
Tome un descanso de 30 minutos.

**HAGA ESTO 5 VECES**

### **DIA TRES:**

Use las abrazaderas por 1 hora.  
Tome un descanso de 30 minutos.

**HAGA ESTO 5 VECES**

### **DIA CUATRO:**

Use las abrazaderas por 1 ½ horas.  
Tome un descanso de 30 minutos.

**HAGA ESTO 4 VECES**

### **DIA CINCO:**

Use las abrazaderas por 2 horas.  
Tome un descanso de 30 minutos.

**HAGA ESTO 3 VECES**

### **DIA SEIS:**

Use las abrazaderas por 3 horas.  
Tome un descanso de 30 minutos.

**HAGA ESTO 2 VECES**

### **DIA SIETE:**

Use las abrazaderas por 4 horas.  
Tome un descanso de 30 minutos.

**HAGA ESTO 2 VECES**

**INTRUCCIONES:** los calcetines deben ser usados como capa inicial. (preferiblemente de algodón y sin costuras y suficientemente largos para extender pasado de los aparatos. Asegurese de que el talon/pie este colocado correctamente dentro de los aparatos y que todas las cintas/correas esten bien apretadas.

Cintas/correas sueltas permiten el movimiento lo que puede dar lugar a irritacion de la piel. Coloque el pie y aparato dentro de los zapatos. Los aparatos deben limpiarse con un algodón y alcohol, o un pano humedo una o dos veces a la semana o segun sea necesario. NO sumerja los aparatos en agua. Si los aparatos estan en necesidad de reparacion o ajuste porfavor deje de utilizarlos y comuniquese con nuestra oficina para hacer una cita inmediatamente . Cuando los aparatos no esten en uso guardelos en un estante o en un cajon para mantener la seguridad.

**PRECAUCION:** No permita que los niños, oh sus mascotas juegen, oh muerdan los aparatos.

Permitir que cualquier otra persona que no sea el personal de O & P Services Inc. haga ajustes o modificaciones a los aparatos anulara la garantia y puede provocar que los aparatos sean irreparables.

**NOTA IMPORTANTE:** Durante cada descanso de 30 minutos *examine el area para ver si tiene marcas rojas que no desaparezcan en 25 minutos*. Si usted encuentra una o varias marcas rojas que no han desaparecido despues de 25 minutos espere hasta que se desaparezcan, y luego puede usar las abrazaderas nuevamente, asegurandose que no haya arrugas en los calcetines o dentro de los zapatos. Si aparecen marcas rojas mas de 2 o 3 veces seguidas, deje de usar las abrazaderas y llame a nuestra oficina. Recuerde que si los zapatos son nuevos, pueden quitar las plantillas para hacer mas espacio dentro del zapato. Despues de los primeros siete dias los aparatos deben ser utilizados 8-12 horas diarias.

*Este dispositivo es solo para posicionar y/o ambulacion normal, y para actividades de terapia unicamente.*