

Cone Morse



EEE[®]

DENTAL COMPONENTES



Exports to Germany since 2011

Aperfeiçoando tecnologias



Aperfeiçoando tecnologias

O aperfeiçoamento constante nos aproxima da perfeição. Por isso, os componentes para prótese sobre implantes da EFF Dental são minuciosamente estudados antes de serem produzidos para trazer soluções de alta performance e assim, facilitar o seu dia a dia, com qualidade e inteligência.

Toda a linha de produtos foi planejada e desenvolvida por dentistas e técnicos em prótese a partir de situações vivenciadas na clínica e no laboratório, incorporando tecnologia nipo-germânica para oferecer o melhor. Os componentes são produzidos no Brasil, garantindo uma vantagem extra: excelente custo-benefício para seus trabalhos.

Obrigado por escolher a EFF Dental


Diretor técnico:
Flavio Rosa de Oliveira
CROSP-CD 90026




Controle de Qualidade

A EFF Dental tem o compromisso de oferecer alto controle de qualidade para que você ofereça a seus pacientes segurança os tratamento. Realizamos estudos constantes nos componentes para garantir a mesma excelência dos produtos nacionais e importados.

Controle de Adaptação



* Adaptação do pilar cimentável EFF Dental, realizada em MEV



* Imagem em MEV da adaptação entre o pilar protético da EFF Dental e o implante.

Controle de Fadiga

Ensaio Estáticos

Os dados e gráficos abaixo demonstram os resultados obtidos dos ensaios estáticos e as curvas de força versus deslocamento.

Amostra	Carga Máxima (N)
MET140232 - 1	621,10
MET140232 - 2	601,05
MET140232 - 3	611,07
MET140232 - 4	567,89
MET140232 - 5	548,51
Média	589,92
Desvio Padrão	30,59


* Tabela - Os componentes da EFF Dental aguentaram uma carga média de 589,92N




* Figura -Curva de ensaio estático

Ensaio Dinâmicos

A figura abaixo contém a curva de carga versus número de ciclos, onde se verifica que a resistência à fadiga corresponde a 30% (176,98N) da carga de referência (589,92N).





* Figura - Curva SxN do ensaio de fadiga
* Fonte CCDM - Centro de Caracterização e Desenvolvimento de Materiais, 04/2014



* Figura - Ilustração da montagem do ensaio - equipamento EMIC modelo DL1000, segundo instrução do IMP 320 e norma ISO14801: 2007

Controle em todos os processos

A EFF Dental tem o compromisso de oferecer sempre o melhor para os seus clientes, e para isso se preocupa com a qualidade da produção desde o momento do armazenamento da matéria prima, até a embalagem final, garantindo a rastreabilidade para o cliente.



Entenda o que significa cada certificado

A EFF Dental possui certificações anualmente processadas pelos principais órgãos certificadores nacionais e internacionais e todo ano, auditores alemães visitam a EFF Dental para analisar os processos da fábrica.



Certificado de Boas Práticas Anvisa



ISO13485 Certificação Médica Internacional
ISO9001 Certificação Administrativa de Processos



Certificado da Comunidade Européia

S.M.P. (Sistema Multi Plataforma)

Para melhor compreender a sistemática e características dos seus produtos, a EFF Dental desenvolveu uma terminologia que simplificará a identificação dos produtos similares do mercado.

O Sistema Multi Plataforma (S.M.P.), é uma nomenclatura única para identificar componentes que utilizam vários sistemas de implantes do mercado que exercem a mesma função, facilitando assim a seleção do componente ideal para o tratamento.




Como identificar o seu componente

A EFF Dental produz componentes protéticos para a maioria dos sistemas e marcas de implantes do mercado internacional e nacional e pensando na facilidade da busca por itens necessários para o tratamento dos seus pacientes, oferecemos o manual S.M.P. (Sistema Multi Plataforma) onde você encontra a peça certa para cada tratamento.


Com a embalagem do implante em mãos, verifique a marca comercial¹, código do produto², diâmetro do implante e plataforma protética³. Com essas informações, você identifica no manual S.M.P. (Sistema Multi Plataforma), a S.M.P. EFF e a página onde estão localizados os componentes.

Exemplo (CM): Implante Nobel Biocare[®] de 3.0mm de diâmetro e 3.0mm de plataforma protética tem o código S.M.P. EFF K3.1 e está na página 10 do catálogo.



*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.

Aplicação	Especificação	Implante	Plataforma Protética	S.M.P. EFF	Página
Nobel Biocare®		3.0	3.0	K3.1	8
Nobel Biocare® NP		3.5	3.5	K3.2	9
Nobel Biocare® RP		4.3/5.0	3.9	K3.3	10
Nobel Biocare® Pilar Base One				1NP/1RP	11
STR	RN	3.3/4.1/4.8	4.8	J3.1	12
STR	WN	4.8	6.5	J3.2	13
STR	Pilar Synocta®		4.1/4.8/6.5	SYRN/SYWN	14
STR	SC	2.9	2.9	J3.5	15
STR	NC	3.3	3.3	J3.3	16
STR	RC	4.1/4.8	4.1	J3.4	17
STR	X RB	3.5	3.5/3.75/4.0/4.5	J3.6	18
STR	X WB	4.5	3.5/3.75/4.0/4.5/5.0/5.5/6.5	J3.7	19
STR	Pilar SRA®		3.5/4.5/4.6	MB/SRA	20
SIN®	Strong®	3.5/3.8/4.5/5.5	3.5/3.8/4.5/5.5	C3.1	21
SignoVinces®	Duocon	3.5/4.0	3.5	Q3.1	22
Ankylos®		3.5/4.5/5.5/7.0	3.5/4.5/5.5/7.0	K3.4	23
NEO	CM	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	A3.1	24 e 25
NEO	EGM	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.0	A3.2	26 e 27
NEO	Pilar GM e Micro		3.5	PGM/MPGM	28
NEO	Pilar GT		4.8	MPGT	29
Conexão®		3.5/3.75/4.0/5.0	3.5/4.0	C3.2	9
Zimmer®	Swiss Plus	3.3/4.1/4.8	3.5	J3.1	12
Lifecor®		3.3/4.1/4.8	4.8	J3.1	12
Globtek®		3.3/4.1/4.8	4.8	J3.1	12
TitaniumFix®		3.3/4.1/4.8	4.8	J3.1	12
Biomet3i™		3.3/4.1/4.8	4.8	J3.1	12
Derig®		3.3	3.3	J3.3	16
SIN®	Unitite®	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	4.8	A3.1	24 e 25
Implacil®		3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.5	A3.1	24 e 25
Intraoss®		3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	A3.1	24 e 25
Pross®		3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.3/4.5	A3.1	24 e 25
Dentoflex®		3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.3/4.5	A3.1	24 e 25
KOPP®		3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.3/4.5	A3.1	24 e 25
INP®		3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.3/4.5	A3.1	24 e 25
TitaniumFix	BlackFix	3.5/4.0	3.3/4.5	Q3.1	22
Mini Pilar			3.5/4.0	M.P.	30
Chaves Digitais					31
Chaves para Torquímetro					32
Kits Protéticos					33
Informações da Etiqueta					34



Componentes para Implantes Conical Connection® Ø3.0



K3.1

Componentes para prótese parafusada e cimentada



Tapa Implante
EFF 155 . 15



Cicatrizador
EFF 105 . 15A cinta 3.0mm
EFF 105 . 15B cinta 5.0mm
EFF 105 . 15C cinta 7.0mm



Transfer Moldeira Aberta
EFF 205 . 15A . CJ



Transfer Moldeira Fechada
EFF 205 . 15B . CJ



Análogo do Implante
EFF 305 . 15



Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF 405 . 15A
Rotacional
EFF 405 . 15B



Munhão Cimentável
EFF 505 . 15A cinta 1.5mm
EFF 505 . 15B cinta 3.0mm
EFF 505 . 15C cinta 4.5mm



Ucla Plástica base CrCo
Anti Rotacional
EFF 805 . 15A . CJ
Rotacional
EFF 805 . 15B . CJ



EFF 2101 . 06C ★
Parafuso Unigrip
Torque 15Ncm



EFF 2101 . 06C ★
Parafuso Unigrip
Torque 15Ncm



EFF 2101 . 06C ★
Parafuso Unigrip
Torque 15Ncm

Pilar para prótese parafusada



Mini Pilar Reto
EFF 1105 . 15A . CJ cinta 1.5mm
EFF 1105 . 15B . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 15C . CJ cinta 3.5mm
EFF 1105 . 15D . CJ cinta 4.5mm

Torque 15Ncm

Componentes para CAD/CAM



Análogo Digital
EFF 305 . 15 . D



Abut. Rollings*
EFF 1505 . 15A . T
EFF 1505 . 15A . C



EFF 2101 . 06C ★
Parafuso Unigrip
Torque 15Ncm



Link para CAD/CAM
Small
EFF 6805 . 15A . 1S cinta 1.5mm
EFF 6805 . 15A . 2S cinta 2.5mm



EFF 2101 . 06C ★
Parafuso Unigrip
Torque 15Ncm



Munhão de Zircônia*
Anti Rotacional
EFF 721 . 01A



Interface para Zirconia
EFF 6905 . 15A



Scan Intraoral
EFF 9205 . 15A . P . CJ



Scan-Body
Small
EFF 9700 . 1A



EFF 2101 . 07C ★
Parafuso Unigrip para Zirconia
Torque 15Ncm

Componentes para Implantes Cone Morse Ø3.5 - NP

Rosca Interna

Ø1.60

Plataforma

Ø3.50

Implante

Ø3.50



Componentes para prótese aparafusada e cimentada



Tapa Implante
EFF 155 . 06



**Cicatrizador
Perfil Reto Ø3.50mm**
EFF 105 . 06A cinta 3.0mm
EFF 105 . 06B cinta 5.0mm
EFF 105 . 06C cinta 7.0mm
Perfil Divergente Ø5.0mm
EFF 105 . 06 . 6A cinta 3.0mm
EFF 105 . 06 . 6B cinta 5.0mm
EFF 105 . 06 . 6C cinta 7.0mm



**Transfer
Moldeira Aberta**
EFF 205 . 06A . CJ



**Transfer
Moldeira Fechada**
EFF 205 . 06B . CJ



**Análogo
do Implante**
EFF 305 . 06



Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF 405 . 06A
Rotacional
EFF 405 . 06B



Munhão Cimentável
EFF 505 . 06 . 1A cinta 1.5mm
EFF 505 . 06 . 1B cinta 2.5mm
EFF 505 . 06 . 1C cinta 3.5mm



Ucla Plástica base CrCo
Anti Rotacional
EFF 805 . 06A . CJ
Rotacional
EFF 805 . 06B . CJ



EFF 2102 . 02C ★
Parafuso Unigrip
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 02F ○
Parafuso 360°
Torque 34Ncm



EFF 2102 . 02C ★
Parafuso Unigrip
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 02F ○
Parafuso 360°
Torque 34Ncm



EFF 2102 . 02C ★
Parafuso Unigrip
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 02F ○
Parafuso 360°
Torque 34Ncm

Pilar para prótese aparafusada



Mini Pilar Reto
EFF 1105 . 06A . CJ cinta 1.5mm
EFF 1105 . 06B . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 06C . CJ cinta 3.5mm
EFF 1105 . 06D . CJ cinta 4.5mm

Torque 20Ncm



Mini Pilar Angulado
EFF 1105 . 06 . 1A . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 06 . 1B . CJ cinta 3.5mm

17°
EFF 1105 . 06 . 2A . CJ cinta 3.5mm
EFF 1105 . 06 . 2B . CJ cinta 4.5mm

Torque 20Ncm



Pilar Bola
EFF 1705 . 06A cinta 1.5mm
EFF 1705 . 06B cinta 2.5mm
EFF 1705 . 06C cinta 3.5mm

Torque 34Ncm

Componentes para CAD/CAM



Análogo Digital
EFF 305 . 06 . D



Abut. Rollings*
EFF 1505 . 06A . T
EFF 1505 . 06A . C



Link para CAD/CAM
Large/Anti Rotacional
EFF 6805 . 06A . 4 cinta 0.5mm
EFF 6805 . 06A . 1 cinta 1.5mm
EFF 6805 . 06A . 2 cinta 2.5mm
EFF 6805 . 06A . 3 cinta 3.5mm
Small/Anti Rotacional
EFF 6805 . 06A . 1S cinta 1.5mm
EFF 6805 . 06A . 2S cinta 2.5mm
EFF 6805 . 06A . 3S cinta 3.5mm



Interface para Zircônia
EFF 6905 . 06A



EFF 2102 . 02C ★
Parafuso Unigrip
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 02F ○
Parafuso 360°
Torque 34Ncm



EFF 2102 . 08C ★
Parafuso Unigrip para Zircônia
Torque 20Ncm



Scan Intraoral
EFF 9205 . 06A . P . CJ



Scan-Body
Large
EFF 9700 . A
Small
EFF 9700 . 1A



EFF 2102 . 02C ★
Parafuso Unigrip
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 02F ○
Parafuso 360°
Torque 34Ncm

Large/Rotacional
EFF 6805 . 06B . 4 cinta 0.5mm

* Componentes para Mini Pilar consultar página 30.
* T de Titânio * C de CromoCobalto.
* Confira os demais parafusos no catálogo de parafusos.

* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o interface para Zircônia.
* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.
* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.



Rosca Interna
Ø2.00
Plataforma
Ø3.90
Implante
Ø4.30/5.00

Componentes para Implantes Conical Connection® Ø3.9 - RP



K3.3

Componentes para prótese aparafusada e cimentada



Tapa Implante
EFF 155 . 07



Cicatrizador
Perfil Reto Ø4.3mm
EFF 105 . 07A cinta 3.0mm
EFF 105 . 07B cinta 5.0mm
EFF 105 . 07C cinta 7.0mm
Perfil Divergente Ø5.0mm
EFF 105 . 07 . 6A cinta 3.0mm
EFF 105 . 07 . 6B cinta 5.0mm
EFF 105 . 07 . 6C cinta 7.0mm



Transfer
Moldeira Aberta
EFF 205 . 07A . CJ



Transfer
Moldeira Fechada
EFF 205 . 07B . CJ



Análogo
do Implante
EFF 305 . 07



Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF 405 . 07A
Rotacional
EFF 405 . 07B



Munhão Cimentável
EFF 505 . 07 . 1A . cinta 1.5mm
EFF 505 . 07 . 1B . cinta 3.0mm
EFF 505 . 07 . 1C . cinta 4.5mm



Ucla Plástica base CrCo
Anti Rotacional
EFF 805 . 07A . CJ
Rotacional
EFF 805 . 07B . CJ



EFF 2104 . 15C ☆
Parafuso Unigrip
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 15F ○
Parafuso 360°
Torque 54.4Ncm



EFF 2104 . 15C ☆
Parafuso Unigrip
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 15F ○
Parafuso 360°
Torque 54.4Ncm



EFF 2104 . 15C ☆
Parafuso Unigrip
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 15F ○
Parafuso 360°
Torque 54.4Ncm

Pilar para prótese aparafusada



Mini Pilar Reto
EFF 1105 . 07A . CJ cinta 1.5mm
EFF 1105 . 07B . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 07C . CJ cinta 3.5mm
EFF 1105 . 07D . CJ cinta 4.5mm

Torque 32Ncm



Mini Pilar Angulado
17°
EFF 1105 . 07 . 1A . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 07 . 1B . CJ cinta 3.5mm
30°
EFF 1105 . 07 . 2A . CJ cinta 3.5mm
EFF 1105 . 07 . 2B . CJ cinta 4.5mm

Torque 32Ncm



Pilar Bola
EFF 1705 . 07A cinta 1.5mm
EFF 1705 . 07B cinta 2.5mm
EFF 1705 . 07C cinta 3.5mm

Torque 54Ncm

Componentes para CAD/CAM



Análogo Digital
EFF 305 . 07 . D



Abut. Rollings*
EFF 1505 . 07A . T
EFF 1505 . 07A . C



Link para CAD/CAM
Large/Anti Rotacional
EFF 6805 . 07A . 4 cinta 0.5mm
EFF 6805 . 07A . 1 . cinta 1.5mm
EFF 6805 . 07A . 2 . cinta 2.5mm
EFF 6805 . 07A . 3 . cinta 3.5mm



Interface para Zirconia
EFF 6905 . 07A



EFF 2104 . 15C ☆
Parafuso Unigrip
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 15F ○
Parafuso 360°
Torque 54.4Ncm

Large/Rotacional
EFF 6805 . 07B . 4 cinta 0.5mm



EFF 2104 . 13C ☆
Parafuso Unigrip para Zirconia
Torque 32Ncm



Scan Intraoral
EFF 9205 . 07A . P . CJ



Scan-Body
Large
EFF 9700 . A



EFF 2104 . 15C ☆
Parafuso Unigrip
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 15F ○
Parafuso 360°
Torque 54.4Ncm


Componentes para Prótese Aparafusada One Base



On Base
NP
 EFF 905 . 06A . CJ cinta 1.75mm
 EFF 905 . 06B . CJ cinta 2.5mm
RP
 EFF 905 . 07A . CJ cinta 1.75mm
 EFF 905 . 07B . CJ cinta 2.5mm



Análogo do Implante
NP
 EFF 318 . 01
RP
 EFF 318 . 02



Parafuso para Base On
 EFF 2102 . 49A EFF 2104 . 23A



Capa de Proteção
NP
 EFF118.01A cinta 1.5mm
 EFF118.01B cinta 2.5mm
RP
 EFF118.02A cinta 1.5mm
 EFF118.02B cinta 2.5mm



Transfer Moldeira Aberta
NP
 EFF 218 . 01A . 1 . CJ
RP
 EFF 218 . 02A . 1 . CJ



Transfer Moldeira Fechada
NP
 EFF 218 . 01B . 1 . CJ
RP
 EFF 218 . 02B . 1 . CJ



Munhão Provisório
NP
 EFF 418 . 01A C/AR
 EFF 418 . 01B S/AR
RP
 EFF 418 . 02A C/AR
 EFF 418 . 02B S/AR



Coping Plástico
NP
 EFF 718 . 01A C/AR
 EFF 718 . 01B S/AR
RP
 EFF 718 . 02A C/AR
 EFF 718 . 02B S/AR



Coping Plástico base CrCo
NP
 EFF 818 . 01A C/AR
 EFF 818 . 01B S/AR
RP
 EFF 818 . 02A C/AR
 EFF 818 . 02B S/AR



EFF 2102 . 30C ☆
 Parafuso Unigrip
Torque 10Ncm



EFF 2102 . 30C ☆
 Parafuso Unigrip
Torque 10Ncm



EFF 2102 . 30C ☆
 Parafuso Unigrip
Torque 10Ncm



Link para CAD/CAM
NP
 EFF 6818 . 01A C/AR
 EFF 6818 . 01B S/AR
RP
 EFF 6818 . 02A C/AR
 EFF 6818 . 02B S/AR



Scan Intraoral
NP
 EFF 9218 . 01A . P . CJ
RP
 EFF 9218 . 02A . P . CJ



EFF 2102 . 30C ☆
 Parafuso Unigrip
Torque 10Ncm



Rosca Interna

Ø2.00

Plataforma

Ø4.80

Implante

Ø3.30/4.10/4.80

Componentes para Implantes Cone Morse Ø4.8 - RN

Componentes para prótese parafusada e cimentada



Tapa Implante
EFF 155 . 01



Cicatrizador
EFF 105 . 01A cinta 1.5mm
EFF 105 . 01B cinta 2.0mm
EFF 105 . 01C cinta 3.0mm
EFF 105 . 01D cinta 4.0mm
EFF 105 . 01E cinta 6.0mm



**Transfer
Moldeira Aberta**
EFF 205 . 01A . CJ



**Transfer
Moldeira Fechada**
EFF 205 . 01B . CJ



**Análogo
do Implante**
EFF 305 . 01



**Análogo do
Munhão Sólido**
EFF 305 . 01A h. 4.0mm
EFF 305 . 01B h. 5.5mm
EFF 305 . 01C h. 7.0mm



Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF 405 . 01A
Rotacional
EFF 405 . 01B



**Ucla Plástica
base CrCo**
Anti Rotacional
EFF 805 . 01A . CJ
Rotacional
EFF 805 . 01B . CJ



Pilar Cimentado
EFF 505 . 01 . 1 . CJ
h. 5.50mm



Munhão Sólido
EFF 505 . 01A h. 4.0mm
EFF 505 . 01B h. 5.5mm
EFF 505 . 01C h. 7.0mm



EFF 2104 . 11D ⚙
S/AR
EFF 2104 . 17D
C/AR
Parafuso Torx

Torque 32Ncm



EFF 2104 . 11D ⚙
S/AR
EFF 2104 . 17D
C/AR
Parafuso Torx

Torque 32Ncm



**Ucla Plástica
do Pilar Cimentado**
EFF 705 . 01 . 2A
h. 5.5mm

Pilar para prótese parafusada



Pilar SynO
EFF 1105 . 01 . CJ

Torque 32Ncm



**Mini Pilar Reto
(Switching)**
EFF 1105 . 07A . CJ cinta 1.5mm
EFF 1105 . 07B . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 07C . CJ cinta 3.5mm

Torque 32Ncm



Mini Pilar Angulado
17° EFF 1105 . 01 . 1A . CJ cinta 2.0mm
EFF 1105 . 01 . 1B . CJ cinta 3.0mm
30° EFF 1105 . 01 . 2A . CJ cinta 3.0mm

Torque 32Ncm



Pilar Bola
EFF 1705 . 01 cinta 2.0mm

Torque 54.4Ncm

Componentes para CAD/CAM



Análogo Digital
EFF 305 . 01 . D



Abut. Rollings*
EFF 1505 . 01A . T
EFF 1505 . 01A . C



Link para CAD/CAM
Ti Base Large
EFF 6805 . 01A . 1



Link para CAD/CAM
Perfect Base
EFF 6805 . 01A . P



EFF 2104 . 17D ⚙
Parafuso Torx

Torque 32Ncm



EFF 2104 . 17D ⚙
Parafuso Torx

Torque 32Ncm



EFF 2104 . 19D ⚙
Parafuso Perfect Base

Torque 32Ncm



Scan Intraoral
EFF 9205 . 01A . P . CJ



**Scan-Body
Large**
EFF 9700 . A



**Coping Plástico
p/Link Perfect Base**
EFF 725 . 01



Componentes para prótese parafusada e cimentada



Tapa Implante
EFF 155 . 02



Cicatrizador
EFF 105 . 02A cinta 1.5mm
EFF 105 . 02B cinta 2.0mm
EFF 105 . 02C cinta 3.0mm
EFF 105 . 02D cinta 4.0mm
EFF 105 . 02E cinta 6.0mm



**Transfer
Moldeira Aberta**
EFF 205 . 02A . CJ



**Transfer
Moldeira Fechada**
EFF 205 . 02B . CJ



**Análogo
do Implante**
EFF 305 . 02




**Análogo do
Munhão Sólido**
EFF 305 . 02A h. 4.0mm
EFF 305 . 02B h. 5.5mm



Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF 405 . 02A
Rotacional
EFF 405 . 02B



**Ucla Plástica
base CrCo**
Anti Rotacional
EFF 805 . 02A . CJ
Rotacional
EFF 805 . 02B . CJ



Pilar Cimentado
EFF 505 . 02 . 1 . CJ
h. 5.5mm



Munhão Sólido
EFF 505 . 02A h. 4.00mm
EFF 505 . 02B h. 5.50mm



EFF 2104 . 11D ⚙
S/AR
EFF 2104 . 17D
C/AR
Parafuso Torx

Torque 32Ncm



EFF 2104 . 11D ⚙
S/AR
EFF 2104 . 17D
C/AR
Parafuso Torx

Torque 32Ncm



**Ucla Plástica
do Pilar Cimentado**
EFF 705 . 01 . 2B
h. 5.5mm

Pilar para prótese parafusada



Pilar SynO
EFF 1105 . 02 . CJ

Torque 32Ncm



Pilar Bola
EFF 1705 . 02 cinta 2.0mm

Torque 54.4Ncm

Componentes para CAD/CAM



Análogo Digital
EFF 305 . 02 . D



Abut. Rollings*
EFF 1505 . 02A . T
EFF 1505 . 02A . C



EFF 2104 . 17D ⚙
Parafuso Torx

Torque 32Ncm



Link para CAD/CAM
Ti Base Large
EFF 6805 . 02A . 1



EFF 2104 . 17D ⚙
Parafuso Torx

Torque 32Ncm



Link para CAD/CAN
Perfect Base
EFF 6805 . 02A . P



EFF 2104 . 19D ⚙
Parafuso Perfect Base

Torque 32Ncm



**Scan Intraoral
(Switching)**
EFF 9205 . 01A . P . CJ



**Scan-Body
Large**
EFF 9700 . A



**Coping Plástico
p/Link Perfect Base**
EFF 725 . 02

Componentes para Prótese Parafusada Pilar SynO RN



SYRN



Componentes para Prótese Parafusada Pilar SynO WN



SYWN





Componentes para prótese parafusada e cimentada



Tapa Implante
EFF 155 . 28



Cicatrizador
EFF 105 . 28A . CJ cinta 2.0mm
EFF 105 . 28B . CJ cinta 3.5mm
EFF 105 . 28C . CJ cinta 5.0mm
EFF 105 . 28D . CJ cinta 6.5mm



Transfer Moldeira Aberta
EFF 205 . 28A . CJ



Transfer Moldeira Fechada
EFF 205 . 28B . CJ



Análogo do Implante
EFF 305 . 28



Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF 405 . 28A . 1 cinta 1.0mm
EFF 405 . 28A . 2 cinta 2.0mm
EFF 405 . 28A . 3 cinta 3.0mm



EFF 2101 . 13D
Parafuso Torx

Torque 15Ncm



Ucla Plástica base CrCo
Anti Rotacional
EFF 805 . 28A . 1 . CJ cinta 1.0mm
EFF 805 . 28A . 2 . CJ cinta 2.0mm
EFF 805 . 28A . 3 . CJ cinta 3.0mm



EFF 2101 . 13D
Parafuso Torx

Torque 15Ncm

Pilar para prótese parafusada



Mini Pilar Reto
EFF 1105 . 28A . CJ cinta 1.0mm

Torque 15Ncm

Componentes para CAD/CAM



Análogo Digital
EFF 305 . 28 . D



Abut. Rollings*
EFF 1505 . 28A . T
EFF 1505 . 28A . C



EFF 2101 . 13D
Parafuso Torx

Torque 15Ncm



Link para CAD/CAM
Ti Base
Small
EFF 6805 . 28A . 1S cinta 1.0mm
EFF 6805 . 28A . 2S cinta 2.0mm
EFF 6805 . 28A . 3S cinta 3.0mm



EFF 2101 . 13D
Parafuso Torx

Torque 15Ncm



Munhão de Zircônia*
Anti Rotacional
EFF 721 . 01A



Interface para Zirconia
EFF 6905 . 28A



EFF 2101 . 15D
Parafuso Torx para Zirconia

Torque 15Ncm



Scan Intraoral
EFF 9205 . 28A . P . CJ



Scan-Body Small
EFF 9700 . 1A



Componentes para Implantes Cone Morse Ø3.3 - NC

Componentes para prótese aparafusada e cimentada



Tapa Implante
EFF 155 . 03



Cicatrizador
Perfil Reto Ø3.30
EFF 105 . 03A cinta 2.0mm
EFF 105 . 03B cinta 4.0mm
EFF 105 . 03C cinta 6.0mm
Perfil Divergente Ø4.80
EFF 105 . 03 . 1A cinta 2.0mm
EFF 105 . 03 . 1B cinta 3.5mm
EFF 105 . 03 . 1C cinta 5.0mm



Transfer
Moldeira Aberta
EFF 205 . 03A . CJ



Transfer
Moldeira Fechada
EFF 205 . 03B . CJ



Análogo do Implante
EFF 305 . 03



Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF 405 . 03A
Rotacional
EFF 405 . 03B



Munhão Cimentável
Ø3.50mm - Pilar h. 4.0mm
EFF 505 . 03 . 1 . 1A . CJ cinta 1.0mm
EFF 505 . 03 . 1 . 1B . CJ cinta 2.0mm
EFF 505 . 03 . 1 . 1C . CJ cinta 3.0mm
Ø3.50mm - Pilar h. 5.5mm
EFF 505 . 03 . 1 . 2A . CJ cinta 1.0mm
EFF 505 . 03 . 1 . 2B . CJ cinta 2.0mm
EFF 505 . 03 . 1 . 2C . CJ cinta 3.0mm
Ø5.00mm - Pilar h. 4.0mm
EFF 505 . 03 . 2 . 1A . CJ cinta 1.0mm
EFF 505 . 03 . 2 . 1B . CJ cinta 2.0mm
EFF 505 . 03 . 2 . 1C . CJ cinta 3.0mm
Ø5.00mm - Pilar h. 5.5mm
EFF 505 . 03 . 2 . 2A . CJ cinta 1.0mm
EFF 505 . 03 . 2 . 2B . CJ cinta 2.0mm
EFF 505 . 03 . 2 . 2C . CJ cinta 3.0mm



Ucla Plástica base CrCo
Anti Rotacional
EFF 805 . 03A . CJ
Rotacional
EFF 805 . 03B . CJ



EFF 2102 . 11D
Parafuso Torx
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 11F
Parafuso 360°
Torque 34Ncm

Parafuso Incluso
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 11D
Parafuso Torx
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 11F
Parafuso 360°
Torque 34Ncm

Pilar para prótese aparafusada



Pilar M Base
Perfil Ø3.50
EFF 1105 . 03 . 1A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1105 . 03 . 1B . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 03 . 1C . CJ cinta 4.5mm
Perfil Ø4.50
EFF 1105 . 03 . 2A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1105 . 03 . 2B . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 03 . 2C . CJ cinta 4.5mm
Torque 20Ncm



Pilar SRA®
Perfil Ø3.50
EFF 1105 . 03 . 3A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1105 . 03 . 3B . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 03 . 3C . CJ cinta 4.0mm
Perfil Ø4.60
EFF 1105 . 03 . 4A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1105 . 03 . 4B . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 03 . 4C . CJ cinta 4.0mm
Torque 20Ncm



Pilar Angulado SRA®
Perfil Ø4.60
Lado A
17° EFF 1105 . 03 . 4 . 1A . CJ cinta 2.5mm
30° EFF 1105 . 03 . 4 . 1B . CJ cinta 4.0mm
EFF 1105 . 03 . 4 . 2A . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 03 . 4 . 2B . CJ cinta 4.0mm
Lado B
17° EFF 1105 . 03 . 5 . 1A . CJ cinta 2.5mm
30° EFF 1105 . 03 . 5 . 1B . CJ cinta 4.0mm
EFF 1105 . 03 . 5 . 2A . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 03 . 5 . 2B . CJ cinta 4.0mm
Torque 20Ncm



Pilar Bola
EFF 1705 . 03A cinta 2.0mm
EFF 1705 . 04A cinta 4.0mm
Torque 34Ncm

Componentes para CAD/CAM



Análogo Digital
EFF 305 . 03 . D



Abut. Rollings*
EFF 1505 . 03A . T
EFF 1505 . 03A . C



Link para CAD/CAM
Ti Base
Large
EFF 6805 . 03A . 1 cinta 0.7mm
EFF 6805 . 03A . 4 cinta 1.5mm
EFF 6805 . 03A . 2 cinta 2.5mm
EFF 6805 . 03A . 3 cinta 3.5mm
Small
EFF 6805 . 03A . 1S cinta 0.7mm
EFF 6805 . 03A . 4S cinta 1.5mm
EFF 6805 . 03A . 2S cinta 2.5mm
EFF 6805 . 03A . 3S cinta 3.5mm



Link para CAD/CAM
Perfect Base
EFF 6805 . 03A . P



Interface para Zirconia
EFF 6905 . 03A



EFF 2102 . 11D
Parafuso Torx
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 11F
Parafuso 360°
Torque 34Ncm



EFF 2102 . 11D
Parafuso Torx
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 05D
Parafuso Torx para Zirconia
Torque 20Ncm



Scan Intraoral
EFF 9205 . 03A . P . CJ



Scan-Body
Large
EFF 9700 . A
Small
EFF 9700 . 1A




EFF 2102 . 11D
Parafuso Torx
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 11F
Parafuso 360°
Torque 34Ncm



Coping Plástico
p/Link Perfect Base
EFF 725 . 03



Componentes para prótese aparafusada e cimentada



Tapa Implante
EFF 155 . 04



Cicatrizador
Perfil Reto Ø4.80
EFF 105 . 04A cinta 2.0mm
EFF 105 . 04B cinta 4.0mm
EFF 105 . 04C cinta 6.0mm
Perfil Divergente Ø6.00
EFF 105 . 04 . 1A cinta 2.0mm
EFF 105 . 04 . 1B cinta 4.0mm
EFF 105 . 04 . 1C cinta 6.0mm



Transfer
Moldeira Aberta
EFF 205 . 04A . CJ



Transfer
Moldeira Fechada
EFF 205 . 04B . CJ



Análogo
do Implante
EFF 305 . 04



Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF 405 . 04A
Rotacional
EFF 405 . 04B



Munhão Cimentável
Ø5.00mm - Pilar h. 4.0mm
EFF 505 . 04 . 1 . 1A . CJ cinta 1.0mm
EFF 505 . 04 . 1 . 1B . CJ cinta 2.0mm
EFF 505 . 04 . 1 . 1C . CJ cinta 3.0mm
Ø5.00mm - Pilar h. 5.5mm
EFF 505 . 04 . 1 . 2A . CJ cinta 1.0mm
EFF 505 . 04 . 1 . 2B . CJ cinta 2.0mm
EFF 505 . 04 . 1 . 2C . CJ cinta 3.0mm
Parafuso Incluso
Torque 20Ncm



Ucla Plástica base CrCo
Anti Rotacional
EFF 805 . 04A . CJ
Rotacional
EFF 805 . 04B . CJ



EFF 2102 . 20D
Parafuso Torx
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 11F
Parafuso 360°
Torque 34Ncm



EFF 2102 . 20D
Parafuso Torx
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 11F
Parafuso 360°
Torque 34Ncm

Pilar para prótese aparafusada



Pilar M Base
Perfil Ø4.50
EFF 1105 . 04 . 1A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1105 . 04 . 1B . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 04 . 1C . CJ cinta 4.5mm

Torque 20Ncm



Pilar SRA®
EFF 1105 . 04 . 3A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1105 . 04 . 3B . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 04 . 3C . CJ cinta 4.0mm

Torque 20Ncm



Pilar Angulado SRA®
Perfil Ø4.60
Lado A
17° EFF 1105 . 04 . 4 . 1A . CJ cinta 2.5mm
30° EFF 1105 . 04 . 4 . 1B . CJ cinta 4.0mm
Lado B
17° EFF 1105 . 04 . 5 . 1A . CJ cinta 2.5mm
30° EFF 1105 . 04 . 5 . 1B . CJ cinta 4.0mm
17° EFF 1105 . 04 . 4 . 2A . CJ cinta 2.5mm
30° EFF 1105 . 04 . 4 . 2B . CJ cinta 4.0mm
17° EFF 1105 . 04 . 5 . 2A . CJ cinta 2.5mm
30° EFF 1105 . 04 . 5 . 2B . CJ cinta 4.0mm

Torque 20Ncm



Pilar Bola
EFF 1705 . 04A cinta 2.0mm
EFF 1705 . 04A cinta 4.0mm

Torque 34Ncm

Componentes para CAD/CAM



Análogo Digital
EFF 305 . 04 . D



Abut. Rollings*
EFF 1505 . 04A . T
EFF 1505 . 04A . C



Link para CAD/CAM
Ti Base
Large
EFF 6805 . 04A . 1 cinta 0.7mm
EFF 6805 . 04A . 4 cinta 1.5mm
EFF 6805 . 04A . 2 cinta 2.5mm
EFF 6805 . 04A . 3 cinta 3.5mm
Small
EFF 6805 . 04A . 1S cinta 0.7mm
EFF 6805 . 04A . 4S cinta 1.5mm
EFF 6805 . 04A . 2S cinta 2.5mm
EFF 6805 . 04A . 3S cinta 3.5mm



Link para CAD/CAM
Perfect Base
EFF 6805 . 04A . P



Interface para Zirconia
EFF 6905 . 04A



EFF 2102 . 20D
Parafuso Torx
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 11F
Parafuso 360°
Torque 34Ncm



EFF 2102 . 20D
Parafuso Torx
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 11F
Parafuso 360°
Torque 34Ncm



EFF 2102 . 05D
Parafuso Torx para Zirconia
Torque 20Ncm



Scan Intraoral
EFF 9205 . 04A . P . CJ



Scan-Body
Large
EFF 9700 . A
Small
EFF 9700 . 1A



EFF 2102 . 20D
Parafuso Torx
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 11F
Parafuso 360°
Torque 34Ncm



Coping Plástico
p/Link Perfect Base
EFF 725 . 04



Rosca Interna

Ø1.60

Plataforma
Ø3.50/3.75
4.00/4.50

Implante
Ø3.30

Componentes para Implantes

Cone Morse Ø3.5/3.75/4.0/4.5 - X RB



J3.6

Componentes para prótese parafusada e cimentada



Tapa Implante
EFF 155 . 31

Cicatrizador para RB/WB
Perfil Ø4.0\h2.0mm

EFF 105 . 31 . 1A . 1 cinta 1.5mm
EFF 105 . 31 . 1B . 1 cinta 2.5mm
EFF 105 . 31 . 1C . 1 cinta 3.5mm

Perfil Ø4.0\h4.0mm

EFF 105 . 31 . 1A . 2 cinta 1.5mm
EFF 105 . 31 . 1B . 2 cinta 2.5mm
EFF 105 . 31 . 1C . 2 cinta 3.5mm

Perfil Ø5.0\h2.0mm

EFF 105 . 31 . 2A . 1 cinta 1.5mm
EFF 105 . 31 . 2B . 1 cinta 2.5mm
EFF 105 . 31 . 2C . 1 cinta 3.5mm

Perfil Ø5.0\h4.0mm

EFF 105 . 31 . 2A . 2 cinta 1.5mm
EFF 105 . 31 . 2B . 2 cinta 2.5mm
EFF 105 . 31 . 2C . 2 cinta 3.5mm

Transfer Moldeira Aberta
EFF 205 . 31A . CJ

Transfer Moldeira Fechada
EFF 205 . 31B . CJ

Análogo do Implante
EFF 305 . 31

Munhão Provisório para RB/WB

Anti Rotacional

Perfil Ø3.8mm

EFF 405 . 31A . 1 . 1 cinta 1.5mm
EFF 405 . 31A . 1 . 2 cinta 2.5mm
EFF 405 . 31A . 1 . 3 cinta 3.5mm

Perfil Ø4.5mm

EFF 405 . 31A . 2 . 1 cinta 1.5mm
EFF 405 . 31A . 2 . 2 cinta 2.5mm
EFF 405 . 31A . 2 . 3 cinta 3.5mm

Rotacional

Perfil Ø4.5mm

EFF 405 . 32A . 2 . 1 cinta 1.5mm

Munhão Cimentável para RB/WB

Reito

EFF 505 . 31 . 1 cinta 2.5mm

EFF 505 . 31 . 2 cinta 3.5mm

Angulado 17°

EFF 505 . 31 . 1A cinta 2.5mm

EFF 505 . 31 . 2A cinta 3.5mm

Parafuso Incluso

Torque 20Ncm

Ucla Plástica base CrCo para RB/WB

Anti Rotacional

EFF 805 . 31A . 1 . CJ

Rotacional

EFF 805 . 31B . 1 . CJ

EFF 2102 . 45D

Parafuso Torx

Torque 20Ncm

Pilar para prótese parafusada



Pilar Reto SRA® para RB/WB

EFF 1105 . 31A . CJ . cinta 1.5mm

EFF 1105 . 31B . CJ . cinta 2.5mm

EFF 1105 . 31C . CJ . cinta 3.5mm

EFF 1105 . 31D . CJ . cinta 4.5mm

Torque 20Ncm

Pilar Angulado SRA® para RB/WB
Perfil Ø4.6mm

EFF 1105 . 31 . 1A . CJ cinta 3.5mm

17° EFF 1105 . 31 . 1B . CJ cinta 4.5mm

EFF 1105 . 31 . 1C . CJ cinta 5.5mm

EFF 1105 . 31 . 2A . CJ cinta 3.5mm

30° EFF 1105 . 31 . 2B . CJ cinta 4.5mm

EFF 1105 . 31 . 2C . CJ cinta 5.5mm

Componentes para CAD/CAM



Análogo Digital
EFF 305 . 31 . D

Abut. Rollings*
EFF 1505 . 31 . T
EFF 1505 . 31 . C

EFF 2102 . 45D

Parafuso Torx

Torque 20Ncm

Link para CAD/CAM para RB/WB

Ti Base

Large

Perfil Ø4.4/h4.7mm

EFF 6805 . 31 . 3A . 1 cinta 0.75mm

EFF 6805 . 31 . 3B . 1 cinta 1.5mm

EFF 6805 . 31 . 3C . 1 cinta 2.5mm

EFF 6805 . 31 . 3D . 1 cinta 3.5mm

Small

Perfil Ø4.4/h4.7mm

EFF 6805 . 31 . 3A . 1 . S cinta 0.75mm

EFF 6805 . 31 . 3B . 1 . S cinta 1.5mm

EFF 2102 . 45D

Parafuso Torx

Torque 20Ncm

Link para CAD/CAM para RB/WB

Perfect Base

Perfil Ø3.8/h5.5mm

EFF 6805 . 31 . 1A . 3 cinta 1.5mm

EFF 6805 . 31 . 1B . 3 cinta 2.5mm

EFF 6805 . 31 . 1C . 3 cinta 3.5mm

Perfil Ø4.5/h5.5mm

EFF 6805 . 31 . 2A . 3 cinta 1.5mm

EFF 6805 . 31 . 2B . 3 cinta 2.5mm

EFF 6805 . 31 . 2C . 3 cinta 3.5mm

Coping Plástico p/Link Perfect Base RB/WB
EFF 725 . 05

Munhão de Zircônia*

Anti Rotacional

EFF 721 . 01A

Interface para Zirconia
EFF 6905 . 31A

EFF 2102 . 47D

Parafuso Torx para Zirconia

Torque 20Ncm

Componentes para Implantes

Cone Morse Ø3.5/3.75/4.0/4.5 5.0/5.5/6.5 - X WB

Rosca Interna
Ø1.60
Plataforma
Ø3.50/3.75/4.00
4.50/5.00/5.50/6.50
Implante
Ø4.50



Componentes para prótese parafusada e cimentada



Tapa Implante
EFF 155 . 32



Cicatrizador
Perfil Ø6.0\h2.0mm
EFF 105 . 33 . 1A . 1 cinta 0.75mm
EFF 105 . 33 . 1B . 1 cinta 1.5mm
Perfil Ø6.0\h4.0mm
EFF 105 . 33 . 1A . 2 cinta 0.75mm
EFF 105 . 33 . 1B . 2 cinta 1.5mm



Transfer
Moldeira Aberta
EFF 205 . 32A . CJ



Transfer
Moldeira Fechada
EFF 205 . 32B . CJ



Análogo
do Implante
EFF 305 . 32



Munhão Provisório
Anti Rotacional
Perfil Ø5.50mm
EFF 405 . 33A . 1 . 4 cinta 0.75mm
EFF 405 . 33A . 1 . 1 cinta 1.5mm



Ucla Plástica
base CrCo
Anti Rotacional
EFF 805 . 32A . 2 . CJ
Rotacional
EFF 805 . 32B . 2 . CJ



EFF 2102 . 45D
Parafuso Torx
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 45D
Parafuso Torx
Torque 20Ncm

Pilar para prótese parafusada



Torque 20Ncm

Pilar Reto SRA®
(Switching)
EFF 1105 . 31A . CJ . cinta 1.5mm
EFF 1105 . 31B . CJ . cinta 2.5mm
EFF 1105 . 31C . CJ . cinta 3.5mm
EFF 1105 . 31D . CJ . cinta 4.5mm



Torque 20Ncm

Pilar Angulado SRA® (Switching)
Perfil Ø4.6mm
EFF 1105 . 31 . 1A . CJ cinta 3.5mm
17° EFF 1105 . 31 . 1B . CJ cinta 4.5mm
EFF 1105 . 31 . 1C . CJ cinta 5.5mm
EFF 1105 . 31 . 2A . CJ cinta 3.5mm
30° EFF 1105 . 31 . 2B . CJ cinta 4.5mm
EFF 1105 . 31 . 2C . CJ cinta 5.5mm

Componentes para CAD/CAM



Análogo Digital
EFF 305 . 32 . D



Abut. Rollings*
EFF 1505 . 32 . T
EFF 1505 . 32 . C



Link para CAD/CAM
Ti Base
Large
Perfil Ø5.0mm/h4.7
EFF 6805 . 33 . 2A . 1 cinta 0.75mm
EFF 6805 . 33 . 2B . 1 cinta 1.5mm



Link para CAD/CAM
Perfect Base
Large
Perfil Ø5.5mm/h5.5mm
EFF 6805 . 33 . 1A . 3 cinta 0.75mm
EFF 6805 . 33 . 1B . 3 cinta 1.5mm



Munhão
de Zircônia*
Anti Rotacional
EFF 721 . 01A



EFF 2102 . 45D
Parafuso Torx
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 45D
Parafuso Torx
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 45D
Parafuso Torx
Torque 20Ncm



Interface
para Zirconia
EFF 6905 . 32A



Scan Intraoral
(Switching)
EFF 9205 . 31A . P . CJ



Scan-Body
Large
EFF 9700 . A
Small
EFF 9700 . 1A



Coping Plástico
p/Link Perfect Base
EFF 725 . 06



EFF 2102 . 47D
Parafuso Torx
para Zirconia
Torque 20Ncm

* Componentes para SRA®/MBase consultar página 20.
* T de Titânio *C de CromoCobalto.
* Confira os demais parafusos no catálogo de parafusos.

* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o interface para Zircônia.
* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.
* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.


Componentes para Prótese Parafusada Pilar M Base



Capa de Proteção
EFF 114 . 01 . CJ Ø3.5
EFF 114 . 02 . CJ Ø4.5



Transfer Moldeira Aberta
EFF 214 . 01 . 1A . CJ Ø3.5
EFF 214 . 01 . 2A . CJ Ø4.5



Transfer Moldeira Fechada
EFF 214 . 01 . 1B . CJ Ø3.5
EFF 214 . 01 . 2B . CJ Ø4.5



Análogo
EFF 314 . 01A Ø3.5
EFF 314 . 01B Ø4.5



Coping Provisório
EFF 414 . 01 . 1 Ø3.5
EFF 414 . 01 . 2 Ø4.5



EFF 2101 . 08D
Parafuso Torx

Torque 10Ncm



Coping Plástico
EFF 714 . 01 . 1 Ø3.5
EFF 714 . 01 . 2 Ø4.5



Coping Plástico Base CrCo
EFF 814 . 01 . 1 . CJ Ø3.5
EFF 814 . 01 . 2 . CJ Ø4.5



Análogo Digital
EFF 314 . 01A . D Ø3.5
EFF 314 . 01B . D Ø4.5



Scan Intraoral
EFF 9214 . 01A . P . CJ Ø3.5
EFF 9214 . 02A . P . CJ Ø4.5



Link para CAD/CAM
EFF 6814 . 01 . 1B Ø3.5
EFF 6814 . 01 . 2B Ø4.5



EFF 2101 . 08D
Parafuso Torx

Torque 10Ncm



EFF 2101 . 08D
Parafuso Torx

Torque 10Ncm



EFF 2101 . 08D
Parafuso Torx

Torque 10Ncm


Componentes para Prótese Parafusada Pilar SRA®



Capa de Proteção
EFF 114 . 03 . CJ Ø3.5
EFF 114 . 04 . CJ Ø4.6



Transfer Moldeira Aberta
EFF 214 . 03A . CJ Ø3.5
EFF 214 . 04A . CJ Ø4.6



Transfer Moldeira Fechada
EFF 214 . 03B . CJ Ø3.5
EFF 214 . 04B . CJ Ø4.6



Análogo
EFF 314 . 03 Ø3.5
EFF 314 . 04 Ø4.6



Coping Provisório
Anti Rotacional
EFF 414 . 03A Ø3.5
EFF 414 . 04A Ø4.6
Rotacional
EFF 414 . 03B Ø3.5
EFF 414 . 04B Ø4.6



EFF 2101 . 11D
Parafuso Torx

Torque 10Ncm



Coping Plástico
Anti Rotacional
EFF 714 . 03A Ø3.5
EFF 714 . 04A Ø4.6
Rotacional
EFF 714 . 03B Ø3.5
EFF 714 . 04B Ø4.6



Coping Plástico Base CrCo
Anti Rotacional
EFF 814 . 03A . CJ Ø3.5
EFF 814 . 04A . CJ Ø4.6
Rotacional
EFF 814 . 03B . CJ Ø3.5
EFF 814 . 04B . CJ Ø4.6



Análogo Digital
EFF 314 . 03 . D Ø3.5
EFF 314 . 04 . D Ø4.6



Scan Intraoral
EFF 9214 . 03A . P . CJ Ø3.5
EFF 9214 . 04A . P . CJ Ø4.6



Link para CAD/CAM
Anti Rotacional
EFF 6814 . 03A Ø3.5
EFF 6814 . 04A Ø4.6
Rotacional
EFF 6814 . 03B Ø3.5
EFF 6814 . 04B Ø4.6



EFF 2101 . 11D
Parafuso Torx

Torque 10Ncm



EFF 2101 . 11D
Parafuso Torx

Torque 10Ncm



EFF 2101 . 11D
Parafuso Torx

Torque 10Ncm

Componentes para Implantes Cone Morse Ø3.5/Ø3.8/Ø4.5/Ø5.5

Rosca Interna	Ø1.60
Plataforma	Ø3.50/3.80 4.50/5.50
Implante	3.00/3.80 4.50/5.50



Componentes para prótese parafusada e cimentada



Cicatrizador
Perfil Ø4.50
EFF 105 . 10 . 1A cinta 2.0mm
EFF 105 . 10 . 1B cinta 4.0mm
EFF 105 . 10 . 1C cinta 6.0mm



Transfer
Moldeira Aberta
EFF 205 . 10A . CJ



Transfer
Moldeira Fechada
EFF 205 . 10B . CJ



Análogo
do Implante
EFF 305 . 10



Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF 405 . 10A
Rotacional
EFF 405 . 10B



Munhão Cimentável
Perfil Ø3.50
EFF 505 . 10A cinta 1.0mm
EFF 505 . 10C cinta 3.0mm



Ucla Plástica base CrCo
Anti Rotacional
EFF 805 . 10A . CJ
Rotacional
EFF 805 . 10B . CJ



EFF 2102 . 24A
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 24A
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 24A
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm

Pilar para prótese parafusada



Mini Pilar Reto
EFF 1105 . 10A . CJ cinta 1.0mm
EFF 1105 . 10B . CJ cinta 2.0mm
EFF 1105 . 10C . CJ cinta 3.0mm
EFF 1105 . 10D . CJ cinta 4.0mm

Torque 20Ncm



Mini Pilar Angulado
17° EFF 1105 . 10 . 1A . CJ cinta 2.0mm

Torque 20Ncm

Componentes para CAD/CAM



Análogo Digital
EFF 305 . 10 . D



Abut. Rollings*
EFF 1505 . 10A . T
EFF 1505 . 10A . C



Link para CAD/CAM
Large
EFF 6805 . 10A . 1 cinta 1.5mm



Munhão de Zircônia*
Anti Rotacional
EFF 721 . 04A



EFF 2102 . 24A
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 24A
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm



Interface para Zirconia
EFF 6905 . 10A



Scan Intraoral
EFF 9205 . 10A . P . CJ



Scan-Body
Large
EFF 9700 . A



EFF 2102 . 18A
Parafuso Hexagonal para Zirconia
Torque 20Ncm

* Componentes para Mini Pilar consultar página 30.
* T de Titânio *C de CromoCobalto.
* Confira os demais parafusos no catálogo de parafusos.

* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o interface para Zircônia.
* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.
* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.



Rosca Interna
Ø1.60
Plataforma
Ø3.50/4.00
Implante
Ø3.50/4.00

Componentes para Implantes Cone Morse Ø3.5/Ø4.0

Componentes para prótese parafusada e cimentada



Cicatrizador
EFF 105 . 12



**Transfer
Moldeira Aberta**
EFF 205 . 12A . CJ



**Transfer
Moldeira Fechada**
EFF 205 . 12B . CJ



**Análogo
do Implante**
EFF 305 . 12



Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF 405 . 12A
Rotacional
EFF 405 . 12B




Munhão Cimentável
EFF 505 . 12A




**Ucla Plástica
base CrCo**
Anti Rotacional
EFF 805 . 12A . CJ
Rotacional
EFF 805 . 12B . CJ




EFF 2102 . 13A 
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 13A 
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 13A 
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm

Pilar para prótese parafusada



Mini Pilar Reto
EFF 1105 . 12A cinta 1.0mm
EFF 1105 . 12B cinta 2.0mm
EFF 1105 . 12C cinta 3.0mm

Torque 20Ncm



Mini Pilar Angulado
17° EFF 1105 . 12 . 1A cinta 1.0mm
EFF 1105 . 12 . 1B cinta 2.0mm
EFF 1105 . 12 . 1C cinta 3.0mm

Torque 20Ncm

30° EFF 1105 . 12 . 2A cinta 1.0mm
EFF 1105 . 12 . 2B cinta 2.0mm
EFF 1105 . 12 . 2C cinta 3.0mm

Componentes para CAD/CAM




Análogo Digital
EFF 305 . 12 . D



Abut. Rollings*
EFF 1505 . 12A . T
EFF 1505 . 12A . C




EFF 2102 . 13A 
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm



Link para CAD/CAM
Large
EFF 6805 . 12A . 1



EFF 2102 . 13A 
Parafuso Hexagonal
Torque 20Ncm



Interface para Zircônia
EFF 6905 . 12A



EFF 2102 . 35A 
Parafuso Hexagonal para Zircônia
Torque 20Ncm



Scan Intraoral
EFF 9205 . 12A . P . CJ



Scan-Body
Large
EFF 9700 . A

Componentes para Implantes

Cone Morse Ø3.5/Ø4.5/Ø5.5/Ø7.0

Regular C/X

Rosca Interna
Ø1.80

Plataforma
Ø3.50/4.50
5.50/7.00

Implante
Ø3.50/4.50
5.50/7.00



Componentes para prótese parafusada e cimentada



Tapa Implante
EFF 155 . 27



Cicatrizador
Perfil Ø3.30
EFF 105 . 05 . 1A cinta 0.8mm
EFF 105 . 05 . 1B cinta 1.5mm
EFF 105 . 05 . 1C cinta 2.5mm
EFF 105 . 05 . 1D cinta 3.5mm
Perfil Ø4.50
EFF 105 . 05 . 2A cinta 0.8mm
EFF 105 . 05 . 2B cinta 1.5mm
EFF 105 . 05 . 2C cinta 2.5mm
EFF 105 . 05 . 2D cinta 3.5mm



Transfer
Moldeira Aberta
EFF 205 . 27A . CJ



Transfer
Moldeira Fechada
EFF 205 . 27B . CJ



Análogo
do Implante
EFF 305 . 27A - Ø3.30
EFF 305 . 27B - Ø4.50



Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF 405 . 27A . 1 cinta 0.8mm
EFF 405 . 27A . 2 cinta 1.5mm
EFF 405 . 27A . 3 cinta 2.5mm

Parafuso Incluso
Torque 20Ncm



Munhão Cimentável
Perfil Ø3.30|h 4.0mm
EFF 505 . 05 . 1 . 1A cinta 0.8mm
EFF 505 . 05 . 1 . 1B cinta 1.5mm
EFF 505 . 05 . 1 . 1C cinta 2.5mm
EFF 505 . 05 . 1 . 1D cinta 3.5mm

Perfil Ø3.30|h 6.0mm
EFF 505 . 05 . 1 . 2A cinta 0.8mm
EFF 505 . 05 . 1 . 2B cinta 1.5mm
EFF 505 . 05 . 1 . 2C cinta 2.5mm
EFF 505 . 05 . 1 . 2D cinta 3.5mm

Perfil Ø4.50|h 4.0mm
EFF 505 . 05 . 2 . 1A cinta 0.8mm
EFF 505 . 05 . 2 . 1B cinta 1.5mm
EFF 505 . 05 . 2 . 1C cinta 2.5mm
EFF 505 . 05 . 2 . 1D cinta 3.5mm

Perfil Ø4.50|h 6.0mm
EFF 505 . 05 . 2 . 2A cinta 0.8mm
EFF 505 . 05 . 2 . 2B cinta 1.5mm
EFF 505 . 05 . 2 . 2C cinta 2.5mm
EFF 505 . 05 . 2 . 2D cinta 3.5mm



Ucla Plástica base CrCo
Anti Rotacional
EFF 805 . 27A . 1 . CJ - h 0.8mm
EFF 805 . 27A . 2 . CJ - h 1.5mm
EFF 805 . 27A . 3 . CJ - h 2.5mm
Rotacional
EFF 805 . 05 . 1B . CJ



Para h.0.8/1.5/2.5mm
EFF 2103 . 30A . 1
Torque 20Ncm

Pilar para prótese parafusada



Torque 20Ncm

SRA® Ø3.30
EFF 1105 . 27 . 3A . CJ - cinta 0.8mm
EFF 1105 . 27 . 3B . CJ - cinta 1.5mm
EFF 1105 . 27 . 3C . CJ - cinta 2.5mm
EFF 1105 . 27 . 3D . CJ - cinta 3.5mm

SRA® Ø4.60
EFF 1105 . 27 . 4A . CJ - cinta 0.8mm
EFF 1105 . 27 . 4B . CJ - cinta 1.5mm
EFF 1105 . 27 . 4C . CJ - cinta 2.5mm
EFF 1105 . 27 . 4D . CJ - cinta 3.5mm

Componentes para CAD/CAM



Análogo Digital
EFF 305 . 27A . D
EFF 305 . 27B . D



Abut. Rollings*
EFF 1505 . 27A . T
EFF 1505 . 27A . C

Parafuso Incluso
Torque 20Ncm



Link para CAD/CAM
Large
EFF 6805 . 27A . 1 - cinta 0.8mm
EFF 6805 . 27A . 2 - cinta 1.5mm
EFF 6805 . 27A . 3 - cinta 2.5mm
EFF 6805 . 27A . 4 - cinta 3.5mm

Parafuso Incluso
Torque 20Ncm



Munhão de Zircônia*
Anti Rotacional
EFF 721 . 01A



Interface para Zirconia
EFF 6905 . 27A



Scan Intraoral
EFF 9205 . 27A . P . CJ



Scan-Body
Large
EFF 9700 . A



EFF 2103 . 09A
Parafuso Hexagonal para Zirconia
Torque 20Ncm



Rosca Interna
Ø1.80

Plataforma
Ø3.50/3.75
4.00/4.30/5.00

Implante
Ø3.50/3.75
4.00/4.30/5.00

Componentes para Implantes

Cone Morse Ø3.5/Ø3.75/Ø4.0/Ø4.3 /Ø5.0 - CM



A3.1

Componentes para prótese parafusada e cimentada



Tapa Implante
EFF 155 . 05



Cicatrizador
Perfil Ø 3.30

EFF 105 . 05 . 1A cinta 0.8mm
EFF 105 . 05 . 1B cinta 1.5mm
EFF 105 . 05 . 1C cinta 2.5mm
EFF 105 . 05 . 1D cinta 3.5mm
EFF 105 . 05 . 1E cinta 4.5mm
EFF 105 . 05 . 1F cinta 5.5mm

Perfil Ø 4.50

EFF 105 . 05 . 2A cinta 0.8mm
EFF 105 . 05 . 2B cinta 1.5mm
EFF 105 . 05 . 2C cinta 2.5mm
EFF 105 . 05 . 2D cinta 3.5mm
EFF 105 . 05 . 2E cinta 4.5mm
EFF 105 . 05 . 2F cinta 5.5mm



Transfer
Moldeira Aberta

Anti Rotacional
EFF 205 . 05A . 1 . CJ
Rotacional
EFF 205 . 05A . CJ



Transfer
Moldeira Fechada

Anti Rotacional
EFF 205 . 05B . 1 . CJ
Rotacional
EFF 205 . 05B . CJ



Análogo
do Implante
EFF 305 . 05



Kit do Munhão Sólido
Transfer e Coping Plástico

Perfil Ø 3.30

EFF 0500 . 1A h 4.0mm
EFF 0500 . 1B h 6.0mm

Perfil Ø 4.50

EFF 0500 . 2A h 4.0mm
EFF 0500 . 2B h 6.0mm



Análogo do Munhão Sólido
Perfil Ø 3.30

EFF 305 . 05 . 1A h 4mm
EFF 305 . 05 . 1B h 6mm

Perfil Ø 4.50

EFF 305 . 05 . 2A h 4mm
EFF 305 . 05 . 2B h 6mm



Munhão Provisório

Anti Rotacional
EFF 405 . 05 A . 1 h 0.8mm
EFF 405 . 05 A . 2 h 1.5mm
EFF 405 . 05 A . 3 h 2.5mm
EFF 405 . 05 A . 4 h 3.5mm
Rotacional
EFF 405 . 05 B . 1 h 0.8mm
EFF 405 . 05 B . 2 h 1.5mm
EFF 405 . 05 B . 3 h 2.5mm
EFF 405 . 05 B . 4 h 3.5mm



Munhão Sólido
Perfil Ø 3.30|h 4.0mm

EFF 505 . 05 . 1 . 1A cinta 0.8mm
EFF 505 . 05 . 1 . 1B cinta 1.5mm
EFF 505 . 05 . 1 . 1C cinta 2.5mm
EFF 505 . 05 . 1 . 1D cinta 3.5mm

Perfil Ø 3.30|h 6.0mm

EFF 505 . 05 . 1 . 2A cinta 0.8mm
EFF 505 . 05 . 1 . 2B cinta 1.5mm
EFF 505 . 05 . 1 . 2C cinta 2.5mm
EFF 505 . 05 . 1 . 2D cinta 3.5mm

Perfil Ø4.50|h 4.0mm

EFF 505 . 05 . 2 . 1A cinta 0.8mm
EFF 505 . 05 . 2 . 1B cinta 1.5mm
EFF 505 . 05 . 2 . 1C cinta 2.5mm
EFF 505 . 05 . 2 . 1D cinta 3.5mm
EFF 505 . 05 . 2 . 1E cinta 4.5mm

Perfil Ø4.50|h 6.0mm

EFF 505 . 05 . 2 . 2A cinta 0.8mm
EFF 505 . 05 . 2 . 2B cinta 1.5mm
EFF 505 . 05 . 2 . 2C cinta 2.5mm
EFF 505 . 05 . 2 . 2D cinta 3.5mm
EFF 505 . 05 . 2 . 2E cinta 4.5mm



Ucla Plástica base CrCo

Anti Rotacional
EFF 805 . 05 . 1A . CJ h 0.8mm
EFF 805 . 05 . 2A . CJ h 1.5mm
EFF 805 . 05 . 3A . CJ h 2.5mm
EFF 805 . 05 . 4A . CJ h 3.5mm
Rotacional
EFF 805 . 05 . 1B . CJ h 0.8mm
EFF 805 . 05 . 2B . CJ h 1.5mm
EFF 805 . 05 . 3B . CJ h 2.5mm
EFF 805 . 05 . 4B . CJ h 3.5mm



Para h.0.80/1.50/2.50mm
EFF 2103 . 22A
Para h. 3.50/4.50mm
EFF 2103 . 22A . 1
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



Para h.0.80/1.50/2.50mm
EFF 2103 . 22A
Para h. 3.50/4.50mm
EFF 2103 . 22A . 1
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm

Continuação Cone Morse - CM

Pilar para prótese parafusada



Mini Pilar Reto

EFF 1105 . 05A . CJ cinta 0.8mm
EFF 1105 . 05B . CJ cinta 1.5mm
EFF 1105 . 05C . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 05D . CJ cinta 3.5mm
EFF 1105 . 05E . CJ cinta 4.5mm
EFF 1105 . 05F . CJ cinta 5.5mm

Torque 20Ncm



Micro Pilar Reto

EFF 1105 . 05 . 4A . CJ cinta 0.8mm
EFF 1105 . 05 . 4B . CJ cinta 1.5mm
EFF 1105 . 05 . 4C . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 05 . 4D . CJ cinta 3.5mm
EFF 1105 . 05 . 4E . CJ cinta 4.5mm
EFF 1105 . 05 . 4F . CJ cinta 5.5mm
EFF 1105 . 05 . 4G . CJ cinta 6.5mm
EFF 1105 . 05 . 4H . CJ cinta 7.5mm
EFF 1105 . 05 . 4I . CJ cinta 8.5mm

Torque 20Ncm



Mini Pilar Angulado

17° Sem exact

EFF 1105 . 05 . 1A . 1 . CJ cinta 1.5mm
EFF 1105 . 05 . 1B . 1 . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 05 . 1C . 1 . CJ cinta 3.5mm

30° Sem exact

EFF 1105 . 05 . 2A . 1 . CJ cinta 1.5mm
EFF 1105 . 05 . 2B . 1 . CJ cinta 2.5mm

Torque 20Ncm

Com exact

EFF 1105 . 05 . 1A . 2 . CJ cinta 1.5mm
EFF 1105 . 05 . 1B . 2 . CJ cinta 2.5mm
EFF 1105 . 05 . 1C . 2 . CJ cinta 3.5mm

Com exact

EFF 1105 . 05 . 2A . 2 . CJ cinta 1.5mm
EFF 1105 . 05 . 2B . 2 . CJ cinta 2.5mm

Componentes para CAD/CAM



Análogo Digital

EFF 305 . 05 . D



Abut. Rollings*

EFF 1505 . 05A . T
EFF 1505 . 05A . C



Link para CAD/CAM

Large

EFF 6805 . 05 . 5A cinta 0.8mm
EFF 6805 . 05 . 1A cinta 1.5mm
EFF 6805 . 05 . 2A cinta 2.5mm
EFF 6805 . 05 . 3A cinta 3.5mm
EFF 6805 . 05 . 4A cinta 4.5mm

Small

EFF 6805 . 05 . 5A . S cinta 0.8mm
EFF 6805 . 05 . 1A . S cinta 1.5mm
EFF 6805 . 05 . 2A . S cinta 2.5mm
EFF 6805 . 05 . 3A . S cinta 3.5mm
EFF 6805 . 05 . 4A . S cinta 4.5mm

Large
Para h.0.8/1.5/2.5mm
EFF 2103 . 22A
Para h. 3.5/4.5mm
EFF 2103 . 22A . 1
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm

Small
Para h.0.8/1.5/2.5mm
EFF 2103 . 22A . 2
Para h. 3.5/4.5mm
EFF 2103 . 22A . 3
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



Munhão de Zircônia*

Anti Rotacional
EFF 721 . 04A



Interface para Zirconia

EFF 6905 . 05A - h 1.5mm



EFF 2103 . 09A
Parafuso Hexagonal para Zirconia

Torque 20Ncm



Análogo Digital do Munhão Sólido Perfil Ø 3.30

EFF 305 . 05 . 1A . D h 4mm
EFF 305 . 05 . 1B . D h 6mm

Perfil Ø 4.50

EFF 305 . 05 . 2A . D h 4mm
EFF 305 . 05 . 2B . D h 6mm



Scan Intraoral

EFF 9205 . 05A . P . CJ



Scan Intraoral para Munhão Sólido Perfil Ø 3.30

EFF 9205 . 05 . 1A h 4mm
EFF 9205 . 05 . 1B h 6mm

Perfil Ø 4.50

EFF 9205 . 05 . 2A h4mm
EFF 9205 . 05 . 2B h6mm



Scan-Body Large

EFF 9700 . A
Small
EFF 9700 . 1A

* Componentes para Mini Pilar consultar página 28.


* T de Titânio *C de CromoCobalto.

* Confira os demais parafusos no catálogo de parafusos.

* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o interface para Zircônia.

* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.



Componentes para Implantes Cone Morse Ø3.0 - EGM



A3.2

Componentes para prótese parafusada e cimentada



Tapa Implante
EFF 155 . 29



Cicatrizador
Perfil Ø 3.30
EFF 105 . 29 . 1A cinta 0.8mm
EFF 105 . 29 . 1B cinta 1.5mm
EFF 105 . 29 . 1C cinta 2.5mm
EFF 105 . 29 . 1D cinta 3.5mm
EFF 105 . 29 . 1E cinta 4.5mm
EFF 105 . 29 . 1F cinta 5.5mm
Perfil Ø 4.50
EFF 105 . 29 . 2A cinta 0.8mm
EFF 105 . 29 . 2B cinta 1.5mm
EFF 105 . 29 . 2C cinta 2.5mm
EFF 105 . 29 . 2D cinta 3.5mm
EFF 105 . 29 . 2E cinta 4.5mm
EFF 105 . 29 . 2F cinta 5.5mm



Transfer
Moldeira Aberta
EFF 205 . 29A . CJ



Transfer
Moldeira Fechada
EFF 205 . 29B . CJ



Análogo
do Implante
EFF 305 . 29



Kit do Munhão Sólido
Transfer e Coping Plástico
Perfil Ø 3.30
EFF 00500 . 1A - h 4.0mm
EFF 00500 . 1B - h 6.0mm
Perfil Ø 4.50
EFF 00500 . 2A - h 4.0mm
EFF 00500 . 2B - h 6.0mm



Análogo do Munhão Sólido
Perfil Ø 3.30
EFF 305 . 05 . 1A h 4mm
EFF 305 . 05 . 1B h 6mm
Perfil Ø 4.50
EFF 305 . 05 . 2A h 4mm
EFF 305 . 05 . 2B h 6mm



Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF 405 . 29A . 1 . CJ h 0.8mm
EFF 405 . 29A . 2 . CJ h 1.5mm
EFF 405 . 29A . 3 . CJ h 2.5mm
EFF 405 . 29A . 4 . CJ h 3.5mm
EFF 405 . 29A . 5 . CJ h 4.5mm
EFF 405 . 29A . 6 . CJ h 5.5mm

Parafuso EGM
Incluso

Torque 20Ncm



Munhão Sólido
Perfil Ø 3.30|h 4.0mm
EFF 505 . 29 . 1 . 1A cinta 0.8mm
EFF 505 . 29 . 1 . 1B cinta 1.5mm
EFF 505 . 29 . 1 . 1C cinta 2.5mm
EFF 505 . 29 . 1 . 1D cinta 3.5mm
EFF 505 . 29 . 1 . 1E cinta 4.5mm
EFF 505 . 29 . 1 . 1F cinta 5.5mm
Perfil Ø 3.30|h 6.0mm
EFF 505 . 29 . 1 . 2A cinta 0.8mm
EFF 505 . 29 . 1 . 2B cinta 1.5mm
EFF 505 . 29 . 1 . 2C cinta 2.5mm
EFF 505 . 29 . 1 . 2D cinta 3.5mm
EFF 505 . 29 . 1 . 2E cinta 4.5mm
EFF 505 . 29 . 1 . 2F cinta 5.5mm

Perfil Ø4.50|h 4.0mm
EFF 505 . 29 . 2 . 1A cinta 0.8mm
EFF 505 . 29 . 2 . 1B cinta 1.5mm
EFF 505 . 29 . 2 . 1C cinta 2.5mm
EFF 505 . 29 . 2 . 1D cinta 3.5mm
EFF 505 . 29 . 2 . 1E cinta 4.5mm
EFF 505 . 29 . 2 . 1F cinta 5.5mm
Perfil Ø4.50|h 6.0mm
EFF 505 . 29 . 2 . 2A cinta 0.8mm
EFF 505 . 29 . 2 . 2B cinta 1.5mm
EFF 505 . 29 . 2 . 2C cinta 2.5mm
EFF 505 . 29 . 2 . 2D cinta 3.5mm
EFF 505 . 29 . 2 . 2E cinta 4.5mm
EFF 505 . 29 . 2 . 2F cinta 5.5mm

Parafuso Incluso 
Torque 20Ncm



Ucla Plástica
base CrCo
Anti Rotacional
EFF 805 . 29A . 1 . CJ - h 0.8mm
EFF 805 . 29A . 2 . CJ - h 1.5mm
EFF 805 . 29A . 3 . CJ - h 2.5mm



EFF 2102 . 34E
Parafuso EGM

Torque 20Ncm



EFF 2102 . 34F
Parafuso 360°

Torque 34Ncm

Pilar para prótese parafusada



Torque 20Ncm

Pilar EGM Reto

Perfil Ø 4.8

EFF 1105 . 29 . 3A . CJ cinta 0.8mm
 EFF 1105 . 29 . 3B . CJ cinta 1.5mm
 EFF 1105 . 29 . 3C . CJ cinta 2.5mm
 EFF 1105 . 29 . 3D . CJ cinta 3.5mm
 EFF 1105 . 29 . 3E . CJ cinta 4.5mm
 EFF 1105 . 29 . 3F . CJ cinta 5.5mm



Torque 20Ncm

Mini Pilar Reto

Perfil Ø 4.8

EFF 1105 . 29A . CJ cinta 0.8mm
 EFF 1105 . 29B . CJ cinta 1.5mm
 EFF 1105 . 29C . CJ cinta 2.5mm
 EFF 1105 . 29D . CJ cinta 3.5mm
 EFF 1105 . 29E . CJ cinta 4.5mm
 EFF 1105 . 29F . CJ cinta 5.5mm



Torque 20Ncm

Micro Pilar EGM

Perfil Ø 3.5

EFF 1105 . 29 . 4A . CJ cinta 0.8mm
 EFF 1105 . 29 . 4B . CJ cinta 1.5mm
 EFF 1105 . 29 . 4C . CJ cinta 2.5mm
 EFF 1105 . 29 . 4D . CJ cinta 3.5mm
 EFF 1105 . 29 . 4E . CJ cinta 4.5mm
 EFF 1105 . 29 . 4F . CJ cinta 5.5mm



Torque 20Ncm

Mini Pilar Angulado

17° EFF 1105 . 29 . 1A . CJ cinta 1.5mm
 EFF 1105 . 29 . 1B . CJ cinta 2.5mm
 EFF 1105 . 29 . 1C . CJ cinta 3.5mm
 30° EFF 1105 . 29 . 2A . CJ cinta 1.5mm
 EFF 1105 . 29 . 2B . CJ cinta 2.5mm
 EFF 1105 . 29 . 2C . CJ cinta 3.5mm

Componentes para CAD/CAM



Análogo Digital
 EFF 305 . 29 . D



Abut. Rollings*
 EFF 1505 . 29A . T
 EFF 1505 . 29A . C



Link para CAD/CAM

Large
 EFF 6805 . 29A . 1 cinta 0.8mm
 EFF 6805 . 29A . 2 cinta 1.5mm
 EFF 6805 . 29A . 3 cinta 2.5mm
 EFF 6805 . 29A . 4 cinta 3.5mm
 Small
 EFF 6805 . 29A . 1 . S cinta 0.8mm
 EFF 6805 . 29A . 2 . S cinta 1.5mm
 EFF 6805 . 29A . 3 . S cinta 2.5mm
 EFF 6805 . 29A . 4 . S cinta 3.5mm

Parafuso EGM
 Incluso

Torque 20Ncm



Munhão de Zircônia*
 Anti Rotacional
 EFF 721 . 04A



Interface para Zircônia
 EFF 6905 . 29A - h 0.8mm



EFF 2102 . 41E
 Parafuso EGM para Zircônia
 Torque 20Ncm



Análogo Digital
 do Munhão Sólido
 Perfil Ø 3.30

EFF 305 . 05 . 1A . D h 4mm
 EFF 305 . 05 . 1B . D h 6mm

Perfil Ø 4.50

EFF 305 . 05 . 2A . D h 4mm
 EFF 305 . 05 . 2B . D h 6mm

EFF 2102 . 34E
 Parafuso EGM

Torque 20Ncm

EFF 2102 . 34F
 Parafuso 360°

Torque 34Ncm



Scan Intraoral
 EFF 9205 . 29A . P . CJ



Scan Intraoral para Munhão Sólido

Perfil Ø 3.30

EFF 9205 . 05 . 1A h 4mm
 EFF 9205 . 05 . 1B h 6mm

Perfil Ø 4.50

EFF 9205 . 05 . 2A h 4mm
 EFF 9205 . 05 . 2B h 6mm



Scan-Body
 Large
 EFF 9700 . A
 Small
 EFF 9700 . 1A

* Componentes para Mini Pilar consultar pg. 29 para Mini Pilar GT consultar pg. 29.

* T de Titânio *C de CromoCobalto

* Confira os demais parafusos no catálogo de parafusos.

* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o interface para Zircônia.

* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.

Componentes para Prótese Parafusada Pilar EGM



PGM



Capa de Proteção
EFF 119 . 01 . CJ



**Transfer
Moldeira Aberta**
EFF 219 . 01A . CJ



**Transfer
Moldeira Fechada**
EFF 219 . 01B . CJ



Análogo
EFF 319 . 01



Coping Provisório
Anti Rotacional
EFF 419 . 01A
Rotacional
EFF 419 . 01B



**Coping Plástico
Base CrCo**
Anti Rotacional
EFF 819 . 01A . CJ
Rotacional
EFF 819 . 01B . CJ



Análogo Digital
EFF 319 . 01 . D



Scan Intraoral
EFF 9219 . 01A . P . CJ



Link para CAD/CA
Anti Rotacional
EFF 6819 . 01A
Rotacional
EFF 6819 . 01B



EFF 2104 . 24E
Parafuso EGM

Torque 10Ncm



EFF 2104 . 24E
Parafuso EGM

Torque 10Ncm



EFF 2104 . 33E
Parafuso EGM

Torque 10Ncm

Componentes para Prótese Parafusada Micro Pilar EGM



MPGM



Capa de Proteção
EFF 115 . 01 . CJ



**Transfer
Moldeira Aberta**
EFF 215 . 01A . CJ



**Transfer
Moldeira Fechada**
EFF 215 . 01B . CJ



Análogo
EFF 315 . 01



Coping Provisório
Anti Rotacional
EFF 415 . 01A
Rotacional
EFF 415 . 01B



**Coping Plástico
Base CrCo**
Anti Rotacional
EFF 815 . 01A . CJ
Rotacional
EFF 815 . 01B . CJ



Análogo Digital
EFF 315 . 01 . D



Scan Intraoral
EFF 9215 . 01A . P . CJ



Link para CAD/CA
Anti Rotacional
EFF 6815 . 01A
Rotacional
EFF 6815 . 01B



EFF 2101 . 12A
Parafuso Hexagonal

Torque 10Ncm



EFF 2101 . 12A
Parafuso Hexagonal

Torque 10Ncm



EFF 2101 . 12A
Parafuso Hexagonal

Torque 10Ncm



Coping Provisório

Anti Rotacional

EFF 416 . 01A

Rotacional

EFF 416 . 01B



EFF 2104 . 22A 
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



Análogo Digital

EFF 316 . 01 . D



Scan Intraoral

EFF 9216 . 01A . P . CJ



Link para CAD/CAM


Anti Rotacional

EFF 6816 . 01A

Rotacional

EFF 6816 . 01B



EFF 2104 . 22A 
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm

Componentes para Prótese Parafusada Mini Pilar - Plataforma Regular



M.P.



Capa de Proteção
EFF 111 . 01 . CJ



Transfer Moldeira Aberta
EFF 211 . 01A . L . CJ
EFF 211 . 01A . C . CJ



Transfer Moldeira Fechada
EFF 211 . 01B . CJ



Análogo
EFF 311 . 01



Coping Provisório
EFF 411 . 01



Coping Provisório (Laser)
EFF 411 . 01 . LR



Coping Plástico
EFF 711 . 01



Coping Plástico Base CrCo
EFF 811 . 01 . CJ



EFF 2101 . 01A h4.1mm
Parafuso Hexagonal

Torque 10Ncm



EFF 2101 . 01A . SAE h 4.6mm
Parafuso Hexagonal

Torque 17Ncm



EFF 2101 . 01A h4.1mm
Parafuso Hexagonal

Torque 10Ncm



EFF 2101 . 01A . SAE h 4.6mm
Parafuso Hexagonal

Torque 17Ncm



EFF 2101 . 01A h4.1mm
Parafuso Hexagonal

Torque 10Ncm



EFF 2101 . 01A . SAE h 4.6mm
Parafuso Hexagonal

Torque 17Ncm



EFF 2101 . 01A h4.1mm
Parafuso Hexagonal

Torque 10Ncm



EFF 2101 . 01A . SAE h 4.6mm
Parafuso Hexagonal

Torque 17Ncm



Análogo Digital
EFF 311 . 01 . D



Scan Intraoral
EFF 9211 . 01A . P . CJ



Link para CAD/CAM
EFF 6811 . 01



EFF 2101 . 01A h4.1mm
Parafuso Hexagonal

Torque 10Ncm



EFF 2101 . 01A . SAE h 4.6mm
Parafuso Hexagonal

Torque 17Ncm

Chaves Digitais



Cover-Screw 0.90	Hexagonal 1.00	Hexagonal 1.20	Hexagonal 1.30	Quadrada 1.30	Torx 1.70	Unigrip	Fenda	Estheticone Standard e Mini Abutment Cônico	Mini-abutment Cônico Plataforma Larga	EGM	Dinâmico 360°
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	---------	-------	--	--	-----	------------------

CURTA

 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm
EFF 7001 . A	EFF 7006 . A	EFF 7002 . A	EFF 7003 . A	EFF 7004 . A	EFF 7005 . A	EFF 7007 . A	EFF 7008 . A	EFF 7009 . A	EFF 7010 . A	EFF 7021 . A	EFF 7022 . A

MÉDIA

 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm
EFF 7001 . B	EFF 7006 . B	EFF 7002 . B	EFF 7003 . B	EFF 7004 . B	EFF 7005 . B	EFF 7007 . B	EFF 7008 . B	EFF 7009 . B	EFF 7010 . B	EFF 7021 . B	EFF 7022 . B

LONGA

 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm
EFF 7001 . C	EFF 7006 . C	EFF 7002 . C	EFF 7003 . C	EFF 7004 . C	EFF 7005 . C	EFF 7007 . C	EFF 7008 . C	EFF 7009 . C	EFF 7010 . C	EFF 7021 . C	EFF 7022 . C

ANÁLOGO DIGITAL

 1.4MM 29.20mm	 1.6MM 29.20mm	 1.7MM 29.20mm	 1.8MM 29.20mm	 2.0MM 29.20mm	 2.5MM 29.20mm
EFF 7016 . A	EFF 7016 . B	EFF 7016 . C	EFF 7016 . D	EFF 7016 . E	EFF 7016 . F



Chaves do Torquímetro

Cover-Screw 0.90	Hexagonal 1.00	Hexagonal 1.20	Hexagonal 1.30	Quadrada 1.30	Torx 1.70	Unigrip	Fenda	Estheticone Standard e Mini Abutment Cônico	Mini-abutment Cônico Plataforma Larga	EGM	Dinâmico 360°
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	---------	-------	--	--	-----	------------------

CURTA

17.50mm	17.50mm	17.50mm	17.50mm	17.50mm	17.50mm	17.50mm	17.50mm	17.50mm	17.50mm	17.50mm	17.50mm
EFF 7101 . A	EFF 7106 . A	EFF 7102 . A	EFF 7103 . A	EFF 7104 . A	EFF 7105 . A	EFF 7107 . A	EFF 7108 . A	EFF 7109 . A	EFF 7110 . A	EFF 7121 . A	EFF 7122 . A

MÉDIA

23.00mm	23.00mm	23.00mm	23.00mm	23.00mm	23.00mm	23.00mm	23.00mm	23.00mm	23.00mm	23.00mm	23.00mm
EFF 7101 . B	EFF 7106 . B	EFF 7102 . B	EFF 7103 . B	EFF 7104 . B	EFF 7105 . B	EFF 7107 . B	EFF 7108 . B	EFF 7109 . B	EFF 7110 . B	EFF 7121 . B	EFF 7122 . B

LONGA

29.20mm	29.20mm	29.20mm	29.20mm	29.20mm	29.20mm	29.20mm	29.20mm			29.20mm	29.20mm
EFF 7101 . C	EFF 7106 . C	EFF 7102 . C	EFF 7103 . C	EFF 7104 . C	EFF 7105 . C	EFF 7107 . C	EFF 7108 . C			EFF 7121 . C	EFF 7122 . C

TORQUÍMETRO



EFF 7600 . CJ



EFF 000453

Kits Protéticos

EFF00455 – Kit Protético ALL IN ONE FULL

EFF00455.CP – Estojo p/Kit Protético

EFF7101.A – Chave para Torquímetro Hexagonal 0.90mm curta

EFF7102.A – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.20mm curta

EFF7104.A – Chave para Torquímetro Quadrada 1.30mm curta

EFF7108.A – Chave para Torquímetro Fenda curta

EFF7107.A – Chave para Torquímetro Unigrip 1.45mm curta

EFF7105.A – Chave para Torquímetro Torx 1.70mm curta

EFF7109.A – Chave para Torquímetro Boca Curta 2.00mm

EFF7110.A – Chave para Torquímetro Boca Curta 2.50mm

EFF7600.CJ KIT – Capa Digital

EFF7101.B – Chave para Torquímetro Hexagonal 0.90mm média

EFF7102.B – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.20mm média

EFF7104.B – Chave para Torquímetro Quadrada 1.30mm média

EFF7108.B – Chave para Torquímetro Fenda média

EFF7107.B – Chave para Torquímetro Unigrip 1.45mm média

EFF7105.B – Chave para Torquímetro Torx 1.70mm média

EFF7109.B – Chave para Torquímetro Boca Média 2.00mm

EFF7110.B – Chave para Torquímetro Boca Média 2.50mm

EFF000453 – Torquímetro



EFF00455.1 – Kit Protético ALL IN ONE

EFF7101.A – Chave para Torquímetro Hexagonal 0.90mm curta

EFF7102.A – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.20mm curta

EFF7102.B – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.20mm média

EFF7104.B – Chave para Torquímetro Quadrada 1.30mm média

EFF7107.B – Chave para Torquímetro Unigrip 1.45mm média

EFF7105.B – Chave para Torquímetro Torx 1.70mm média

EFF7109.B – Chave para Torquímetro Boca Média 2.00mm

EFF7600.CJ KIT – Capa Digital

EFF000453 – Torquímetro



EFF00456 – Kit Protético EASY

EFF7101.A – Chave para Torquímetro Hexagonal 0.90mm curta

EFF7102.A – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.20mm curta

EFF7109.A – Chave para Torquímetro Boca Curta 2.00mm

EFF7600.CJ KIT – Capa Digital


EFF7102.B – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.20mm média

EFF7104.B – Chave para Torquímetro Quadrada 1.30mm média

EFF7105.B – Chave para Torquímetro Torx 1.70mm média



Etiqueta



Informações Adicionais:

- * Observe sempre o torque máximo para cada parafuso.
- * Consulte o site da EFF Dental e saiba mais sobre a política de troca e devolução de produtos: <https://effdental.com.br/downloads>.
- * Consulte os vendedores e distribuidores da EFF Dental e saiba mais sobre a política de preços e parcelamento dos produtos.



EEEF[®]

DENTAL COMPONENTES

www.efdental.com.br

EFF DENTAL_CATÁLOGO DE PRODUTOS CM_R06 DATA 11/09/2020

Rua Aurélia, 1620, Vila Romana, cep. 05046-001, São Paulo-SP

☎ 11 3059.2200 | @ atendimento@efdental.com.br | 🌐 www.efdental.com.br

📘 facebook.com/efdental | 📷 instagram.com/efdental