



Especializada em  
Componentes Digitais

3Shape®  
EXOCAD®




A tecnologia digital veio garantir processos de alta qualidade com menos demanda de tempo. Tempo esse, que o usuário terá para curtir a vida!

Nesse catálogo digital é possível encontrar toda linha de componentes EFF Dental para os sistemas 3Shape<sup>®</sup> e Exocad<sup>®</sup>.


Confira, e descubra como podemos facilitar o seu dia a dia!

Acesse o QR CODE abaixo, para mais informações sobre os Componentes Digitais EFF Dental:



Aplicação	Tipo de conexão	S.M.P. EFF 	Página
Nobel Biocare®	CONE MORSE	K3.1 K3.2 K3.3	4
Nobel Biocare®	TRIÂNGULO INTERNO	K2.1 K2.2 K2.3	5
Nobel Biocare®	HEXÁGONO EXTERNO	K1.1 K1.2 K1.3	6
STR RN WN	CONE MORSE	J3.1 J3.2	7
STR	PILAR	SYRN SYWN	8
STR SC NC RC	CONE MORSE	J3.5 J3.3 J3.4	9
STR X RB WB	CONE MORSE	J3.6 J3.7	10
STR	PILAR	MB SRA	11
SIN®	CONE MORSE	C3.1 A3.1	12
SIN®	HEXÁGONO INTERNO	B2.1 B2.2 B2.3	13
SIN®	HEXÁGONO EXTERNO	B1.1 B1.2 B1.3	14
NEO	CONE MORSE	A3.1 A3.2	15
NEO	HEXÁGONO INTERNO	A2.1	16
NEO	HEXÁGONO EXTERNO	A2.1.1 A1.3 A1.4	17
NEO	PILAR	MPGT PGM MPGM	18
MIS®	CONE MORSE	T3.1 T3.2 T3.3	19
BIOMET 3i™	HEXÁGONO INTERNO	L2.1 L2.2 L2.3	20
BIOMET 3i™	HEXÁGONO EXTERNO	L1.1 L1.2 L1.3	21
CONEXÃO®	CONE MORSE	C3.2	22
CONEXÃO®	HEXÁGONO INTERNO	C2.1 C2.2 C2.3	23
CONEXÃO®	HEXÁGONO EXTERNO	C1.1 C1.2 C1.3	24
ANKYLOS®	CONE MORSE	K3.4	25
ANTHOGYR®	CONE MORSE	M3.1	26
IMPLACIL®	CONE MORSE	D3.1	27
IMPLACIL®	HEXÁGONO INTERNO	D2.1 D2.2 D2.3	28
IMPLACIL®	HEXÁGONO EXTERNO	K1.1 D1.1/K1.2/D1.3 K1.3	29
DENTOFLEX®	HEXÁGONO INTERNO	G2.1 G2.3	30
TITANIUMFIX® BLACKFIX®	CONE MORSE	Q3.1	31
MINI PILAR		M.P. M.P.L.1 M.P.L.2	32
MINI PILAR		EST. 1NP/1RP	33



### Scan Intraoral



### Análogo Digital



### Link para CAD/CAM TiBase



Parafuso de Retenção  
**Torque 10Ncm**  
EFF 2101 . 06C

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 02C

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 15C

### Interface de Zircônia



Parafuso para Zircônia  
**Torque 10Ncm**  
EFF 2101 . 07C

Parafuso para Zircônia  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 08C

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 13C

### Abutment Rollings



\*T de Titânium \*C de CromoCobalto

\*Os produtos indicados com © são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.

# COMPONENTES

## Nobel Biocare® TRIÂNGULO INTERNO



### Scan Intraoral



K2.1  
NP | Ø3.5  
EFF 9202 . 01A . P . CJ

**Torque 15Ncm**



K2.2  
RP | Ø4.3  
EFF 9202 . 02A . P . CJ

**Torque 15Ncm**



K2.3  
WP | Ø5.0  
EFF 9202 . 03A . P . CJ

**Torque 15Ncm**

### Análogo Digital



K2.1  
NP | Ø3.5  
EFF 302 . 01 . D



K2.2  
RP | Ø4.3  
EFF 302 . 02 . D



K2.3  
WP | Ø5.0  
EFF 302 . 03 . D

### Link para CAD/CAM TiBase



K2.1  
NP | Ø3.5  
**Large**  
EFF 6802 . 01A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6802 . 01A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6802 . 01A . 3 cinta 3.0mm



K2.2  
RP | Ø4.3  
**Large**  
EFF 6802 . 02A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6802 . 02A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6802 . 02A . 3 cinta 3.0mm



K2.3  
WP | Ø5.0  
**Large**  
EFF 6802 . 03A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6802 . 03A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6802 . 03A . 3 cinta 3.0mm

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 03C

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 02C

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 02C

### Interface de Zirônia



K2.1  
NP | Ø3.5  
EFF 6902 . 01A

Parafuso para Zirônia  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 04C



K2.2  
RP | Ø4.3  
EFF 6902 . 02A

Parafuso para Zirônia  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 04C



K2.3  
WP | Ø5.0  
EFF 6902 . 03A

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 04C

### Abutment Rollings



K2.1  
NP | Ø3.5  
EFF 1502 . 01A . T\*  
EFF 1502 . 01A . C\*

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 03C



K2.2  
RP | Ø4.3  
EFF 1502 . 02A . T\*  
EFF 1502 . 02A . C\*

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 02C



K2.3  
WP | Ø5.0  
EFF 1502 . 03A . T\*  
EFF 1502 . 03A . C\*


Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 02C

\*T de Titanium \*C de CromoCobalto

\*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.


### Scan Intraoral



K1.1   
NP | Ø3.5  
EFF 9201 . 01A . P . CJ

**Torque 15Ncm**



K1.2   
RP | Ø4.1  
EFF 9201 . 04A . P . CJ

**Torque 15Ncm**



K1.3   
WP | Ø5.1  
EFF 9201 . 06A . P . CJ


**Torque 15Ncm**

### Análogo Digital




K1.1   
NP | Ø3.5  
EFF 301 . 01 . D




K1.2   
RP | Ø4.1  
EFF 301 . 04 . D



K1.3   
WP | Ø5.1  
EFF 301 . 06 . D

### Link para CAD/CAM TiBase



K1.1   
NP | Ø3.5  
**Large / Anti Rotacional**  
EFF 6801 . 01A . 1 cinta 0.5mm  
**Large / Rotacional**  
EFF 6801 . 01B . 1 cinta 0.5mm



K1.2   
RP | Ø4.1  
**Large / Anti Rotacional**  
EFF 6801 . 04A . 1 cinta 0.6mm  
EFF 6801 . 04A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6801 . 04A . 3 cinta 3.0mm  
EFF 6801 . 04A . 4 cinta 4.0mm  
**Large / Rotacional**  
EFF 6801 . 04B . 1 cinta 1.0mm



K1.3   
RP | Ø5.1  
**Large**  
**Large / Anti Rotacional**  
EFF 6801 . 06A . 1 cinta 0.5mm  
**Large / Rotacional**  
EFF 6801 . 06B . 1 cinta 0.5mm


Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 01C

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01C

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2105 . 01C


### Abutment Rollings



K1.1   
NP | Ø3.5  
EFF 1501 . 01A . T\*  
EFF 1501 . 01A . C\*


Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 01C



K1.2   
RP | Ø4.1  
EFF 1501 . 04A . T\*  
EFF 1501 . 04A . C\*

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01C



K1.3   
RP | Ø5.1  
EFF 1501 . 06A . T\*  
EFF 1501 . 06A . C\*

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2105 . 01C

# COMPONENTES

## STR TISSUE LEVEL

### Scan Intraoral



### Análogo Digital



### Link para CAD/CAM TiBase



Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 17D

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 19D

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 17D

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 19D

### Abutment Rollings



\*T de Titanium \*C de CromoCobalto

\*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes..


## Scan Intraoral



## Análogo Digital



## Link para CAD/CAM TiBase



Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 10D

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 10D



# COMPONENTES STR BONE LEVEL

## Scan Intraoral



J3.5  
SC | Ø2.9  
EFF 9205 . 28A . P . CJ



J3.3  
NC | Ø3.3  
EFF 9205 . 03A . P . CJ



J3.4  
RC | Ø4.1  
EFF 9205 . 04A . P . CJ

## Análogo Digital



J3.5  
SC | Ø2.9  
EFF 305 . 28 . D



J3.3  
NC | Ø3.3  
EFF 305 . 03 . D



J3.4  
RC | Ø4.1  
EFF 305 . 04 . D

## Link para CAD/CAM TiBase



J3.5  
SC | Ø2.9  
TiBase  
Small  
EFF 6805 . 28A . 1S cinta 1.0mm  
EFF 6805 . 28A . 2S cinta 2.0mm  
EFF 6805 . 28A . 3S cinta 3.0mm

Parafuso de Retenção  
10Ncm  
EFF 2101 . 13D



J3.3  
NC | Ø3.3  
TiBase  
Large  
EFF 6805 . 03A . 1 cinta 0.7mm  
EFF 6805 . 03A . 4 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 03A . 2 cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 03A . 3 cinta 3.5mm  
Small  
EFF 6805 . 03A . 1S cinta 0.7mm  
EFF 6805 . 03A . 4S cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 03A . 2S cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 03A . 3S cinta 3.5mm

Parafuso de Retenção  
20Ncm  
EFF 2102 . 11D



J3.4  
RC | Ø4.1  
TiBase  
Large  
EFF 6805 . 04A . 1 cinta 0.7mm  
EFF 6805 . 04A . 4 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 04A . 2 cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 04A . 3 cinta 3.5mm  
Small  
EFF 6805 . 04A . 1S cinta 0.7mm  
EFF 6805 . 04A . 4S cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 04A . 2S cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 04A . 3S cinta 3.5mm


Parafuso de Retenção  
20Ncm  
EFF 2102 . 20D

## Interface de Zircônia




J3.5  
SC | Ø2.9  
EFF 6905 . 28A

Parafuso para Zircônia  
10Ncm  
EFF 2101 . 15D



J3.3  
NC | Ø3.3  
EFF 6905 . 03A

Parafuso para Zircônia  
20Ncm  
EFF 2102 . 05D



J3.4  
RC | Ø4.1  
EFF 6905 . 04A

Parafuso de Retenção  
20Ncm  
EFF 2102 . 05D

## Abutment Rollings



J3.5  
SC | Ø2.9  
EFF 1505 . 28A . T\*  
EFF 1505 . 28A . C\*

Parafuso de Retenção  
10Ncm  
EFF 2101 . 13D



J3.3  
NC | Ø3.3  
EFF 1505 . 03A . T\*  
EFF 1505 . 03A . C\*

Parafuso de Retenção  
20Ncm  
EFF 2102 . 11D



J3.4  
RC | Ø4.1  
EFF 1505 . 04A . T\*  
EFF 1505 . 04A . C\*

Parafuso de Retenção  
20Ncm  
EFF 2102 . 20D

\*T de Titanium \*C de CromoCobalto

\*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.

### Scan Intraoral



J3.6   
 RB | Ø3.5/3.75/4.0/4.5/5.0/5.5  
 EFF 9205 . 31A . P . CJ

**Torque 15Ncm**




J3.7   
 WB | Ø3.5/3.75/4.0/4.5/5.0/5.5  
 EFF 9205 . 31A . P . CJ

**Torque 15Ncm**

### Análogo Digital




J3.6   
 RB | Ø3.5/3.75/4.0/4.5/5.0/5.5  
 EFF 305 . 31 . D



J3.7   
 WB | Ø3.5/3.75/4.0/4.5/5.0/5.5  
 EFF 305 . 33 . D

### Link para CAD/CAM TiBase



J3.6   
 RB | Ø3.5/3.75/4.0  
 4.5/5.0/5.5  
 TiBase / Large

**Perfil Ø4.4/h4.7mm**  
 EFF 6805 . 31 . 3A . 1 . S cinta 0.75mm  
 EFF 6805 . 31 . 3B . 1 . S cinta 1.5mm  
 EFF 6805 . 31 . 3C . 1 . S cinta 2.5mm  
 EFF 6805 . 31 . 3D . 1 . S cinta 3.5mm  
 TiBase / Small


**Perfil Ø3.8/h4.7mm**  
 EFF 6805 . 31 . 3A . 1 . S cinta 0.75mm  
 EFF 6805 . 31 . 3B . 1 . S cinta 1.5mm

Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**

EFF 2102 . 45D



J3.6   
 RB | Ø3.5/3.75  
 4.0/4.5/5.0/5.5  
 Perfect Base

**Perfil Ø3.8/h5.5mm**  
 EFF 6805 . 31 . 1A . 3 . S cinta 1.5mm  
 EFF 6805 . 31 . 1B . 3 . S cinta 2.5mm  
 EFF 6805 . 31 . 1C . 3 . S cinta 3.5mm

**Perfil Ø4.5/h5.5mm**


EFF 6805 . 31 . 2A . 3 . S cinta 1.5mm  
 EFF 6805 . 31 . 2B . 3 . S cinta 2.5mm  
 EFF 6805 . 31 . 2C . 3 . S cinta 3.5mm

Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**

EFF 2102 . 45D



J3.7   
 WB | Ø3.5/3.75/4.0  
 4.5/5.0/5.5  
 TiBase


**Perfil Ø5.5/h4.7mm**  
 EFF 6805 . 33 . 2A . 1 . S cinta 0.75mm  
 EFF 6805 . 33 . 2B . 1 . S cinta 1.5mm

Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**

EFF 2102 . 45D



J3.7   
 WB | Ø3.5/3.75/4.0  
 4.5/5.0/5.5  
 Perfect Base

**Perfil Ø5.5/h5.5mm**  
 EFF 6805 . 33 . 1A . 3 . S cinta 0.75mm  
 EFF 6805 . 33 . 1B . 3 . S cinta 1.5mm


Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**

EFF 2102 . 45D

### Interface de Zirônia



J3.6   
 RB | Ø3.5/3.75/4.0/4.5/5.0/5.5  
 EFF 6905 . 31A

Parafuso para Zirônia

**Torque 20Ncm**

EFF 2102 . 47D



J3.7   
 WB | Ø3.5/3.75/4.0/4.5/5.0/5.5  
 EFF 6905 . 33A


Parafuso para Zirônia

**Torque 20Ncm**

EFF 2102 . 47D

### Abutment Rollings




J3.6   
 RB | Ø3.5/3.75/4.0  
 4.5/5.0/5.5  
 EFF 1505 . 31A . T\*  
 EFF 1505 . 31A . C\*

Parafuso de Retenção  
 20Ncm

EFF 2102 . 34D



J3.7   
 WB | Ø3.5/3.75/4.0  
 4.5/5.0/5.5  
 EFF 1505 . 33A . T\*  
 EFF 1505 . 33A . C\*

Parafuso de Retenção  
 20Ncm


EFF 2102 . 34D

\*T de Titânium \*C de CromoCobalto

\*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.


### Scan Intraoral



MB   
EFF 9214 . 01A . P . CJ Ø3.5  
EFF 9214 . 02A . P . CJ Ø4.5

**Torque 15Ncm**




SRA   
EFF 9214 . 03A . P . CJ Ø3.5  
EFF 9214 . 04A . P . CJ Ø4.6


**Torque 15Ncm**

### Análogo Digital




MB   
EFF 314 . 01A . D Ø3.5  
EFF 314 . 01B . D Ø4.5



SRA   
EFF 314 . 03 . D Ø3.5  
EFF 314 . 04 . D Ø4.6

### Link para CAD/CAM TiBase



MB   
EFF 6814 . 01 . 1B Ø3.5  
EFF 6814 . 01 . 2B Ø4.5

Parafuso de Retenção  
**Torque 10Ncm**  
EFF 2101 . 08D



SRA   
Large / Anti Rotacional  
EFF 6814 . 03A Ø3.5  
EFF 6814 . 04A Ø4.6  
Large / Rotacional  
EFF 6814 . 03B Ø3.5  
EFF 6814 . 04B Ø4.6

Parafuso de Retenção  
**Torque 10Ncm**  
EFF 2101 . 11D

### Scan Intraoral



C3.1  
SW|Ø3.5/3.8/4.5/5.5  
EFF 9205 . 10A . P . CJ

**Torque 15Ncm**



A3.1  
UNITITE<sup>®</sup>|Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0  
EFF 9205 . 05A . P . CJ

**Torque 15Ncm**

### Análogo Digital



C3.1  
SW|Ø3.5/3.8/4.5/5.5  
EFF 305 . 10 . D



A3.1  
UNITITE<sup>®</sup>|Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0  
EFF 305 . 05 . D

### Link para CAD/CAM TiBase



C3.1  
SW|Ø3.5/3.8/4.5/5.5  
**Large**  
EFF 6805 . 10A . 1 cinta 1.5mm



A3.1  
UNITITE<sup>®</sup>|Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0  
**Large**  
EFF 6805 . 05 . 5A altura 0.8mm  
EFF 6805 . 05 . 1A altura 1.5mm  
EFF 6805 . 05 . 2A altura 2.5mm  
EFF 6805 . 05 . 3A altura 3.5mm  
EFF 6805 . 05 . 4A altura 4.5mm

**Small**  
EFF 6805 . 05 . 5A . S altura 0.8mm  
EFF 6805 . 05 . 1A . S altura 1.5mm  
EFF 6805 . 05 . 2A . S altura 2.5mm  
EFF 6805 . 05 . 3A . S altura 3.5mm  
EFF 6805 . 05 . 4A . S altura 4.5mm

### Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 24A

### Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 22A h 0.80/1.5/2.5mm  
EFF 2103 . 22A . 1 h 3.5/4.5mm

### Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 22A . 2 h 0.80/1.5/2.5mm  
EFF 2103 . 22A . 3 h 3.5/4.5mm

### Interface de Zirônia



C3.1  
SW|Ø3.5/3.8/4.5/5.5  
EFF 6905 . 10A

Parafuso para Zircônia  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 18C



A3.1  
UNITITE<sup>®</sup>|Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0  
EFF 6905 . 05A . 1 altura 0.8mm  
EFF 6905 . 05A altura 1.5mm

### Parafuso para Zircônia

**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 09A . 1 h 0.8mm  
EFF 2103 . 09A h 1.5mm

### Abutment Rollings



C3.1  
SW|Ø3.5/3.8/4.5/5.5  
EFF 1505 . 10A . T\*  
EFF 1505 . 10A . C\*

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 24A



A3.1  
UNITITE<sup>®</sup>|Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0  
EFF 1505 . 05A . T\*  
EFF 1505 . 05A . C\*

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 22A

# COMPONENTES

## SIN® HEXÁGONO INTERNO

### Scan Intraoral



**B2.1**   
 Ø3.8  
 rosca 1.6mm  
 EFF 9204 .05A . P . 1 . CJ  
 rosca 1.8mm  
 EFF 9204 .05A . P . 2 . CJ


**Torque 15Ncm**



**B2.2**   
 Ø4.5  
 rosca 1.6mm  
 EFF 9204 06A . P . 1 . CJ  
 rosca 1.8mm  
 EFF 9204 06A . P . 2 . CJ


**Torque 15Ncm**





**B2.3**   
 Ø5.5  
 (Switching)  
 rosca 1.6mm  
 EFF 9204 06A . P . 1 . CJ  
 rosca 1.8mm  
 EFF 9204 06A . P . 2 . CJ


**Torque 15Ncm**

### Análogo Digital




**B2.1**   
 Ø3.8  
 rosca 1.6mm  
 EFF 304 .05 . D  
 rosca 1.8mm  
 EFF 304 .05 . 1 . D





**B2.2**   
 Ø4.5  
 rosca 1.6mm  
 EFF 304 .06 . D  
 rosca 1.8mm  
 EFF 304 .06 . 1 . D



**B2.3**   
 Ø5.5  
 rosca 1.6mm  
 EFF 304 .07 . D  
 rosca 1.8mm  
 EFF 304 .07 . 1 . D

### Link para CAD/CAM TiBase





**B2.1**   
 Ø3.8  
**Large**  
 EFF 6804 .05A . 1 cinta 1.0mm  
 EFF 6804 .05A . 2 cinta 2.0mm  
 EFF 6804 .05A . 3 cinta 3.0mm

Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**

EFF 2102 . 14A rosca 1.6mm  
 EFF 2103 . 15A rosca 1.8mm





**B2.2**   
 Ø4.5  
**Large**  
 EFF 6804 .06A . 1 cinta 1.0mm  
 EFF 6804 .06A . 2 cinta 2.0mm  
 EFF 6804 .06A . 3 cinta 3.0mm

Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**

EFF 2102 . 14A rosca 1.6mm  
 EFF 2103 . 15A rosca 1.8mm



**B2.3**   
 Ø5.5  
 (Switching)  
**Large**  
 EFF 6804 .06A . 1 cinta 1.0mm  
 EFF 6804 .06A . 2 cinta 2.0mm  
 EFF 6804 .06A . 3 cinta 3.0mm


Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**

EFF 2102 . 14A rosca 1.6mm  
 EFF 2103 . 15A rosca 1.8mm

### Interface de Zirônia




**B2.1**   
 Ø3.8  
 EFF 6904 .05A

Parafuso para Zircônia

**Torque 20Ncm**

EFF 2103 . 11A rosca 1.6mm  
 EFF 2102 . 15A rosca 1.8mm




**B2.2**   
 Ø4.5  
 EFF 6904 .05A

Parafuso para Zircônia

**Torque 20Ncm**

EFF 2103 . 11A rosca 1.6mm  
 EFF 2102 . 15A rosca 1.8mm



**B2.3**   
 Ø5.5  
 EFF 6904 .05A


Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**

EFF 2103 . 11A rosca 1.6mm  
 EFF 2102 . 15A rosca 1.8mm

### Abutment Rollings




**B2.1**   
 Ø3.8  
 EFF 1504 .05A . T\*  
 EFF 1504 .05A . C\*

Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**

EFF 2102 . 14A rosca 1.6mm  
 EFF 2103 . 15A rosca 1.8mm




**B2.2**   
 Ø4.5  
 EFF 1504 .06A . T\*  
 EFF 1504 .06A . C\*

Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**

EFF 2102 . 14A rosca 1.6mm  
 EFF 2103 . 15A rosca 1.8mm



**B2.3**   
 Ø5.5  
 (Switching)  
 EFF 1504 .06A . T\*  
 EFF 1504 .06A . C\*

Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**

EFF 2102 . 14A rosca 1.6mm  
 EFF 2103 . 15A rosca 1.8mm

\*T de Titanium \*C de CromoCobalto

\*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.

## Scan Intraoral



B1.1  
Ø3.4  
EFF 9201 . 02A . P . CJ

**Torque 15Ncm**



B1.2  
Ø4.1  
EFF 9201 . 04A . P . CJ

**Torque 15Ncm**



B1.3  
Ø5.0  
(Switching)  
EFF 9201 . 04A . P . CJ

**Torque 15Ncm**

## Análogo Digital



B1.1  
Ø3.4  
EFF 301 . 02 . D



B1.2  
Ø4.1  
EFF 301 . 04 . D



B1.3  
Ø5.0  
(Switching)  
EFF 301 . 04 . D

## Link para CAD/CAM TiBase



B1.1  
Ø3.4  
**Large**  
EFF 6801 . 02A . 1 cinta 1.0mm

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A



B1.2  
Ø4.1  
**Large / Anti Rotacional**  
EFF 6801 . 04A . 1 cinta 0.6mm  
EFF 6801 . 04A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6801 . 04A . 3 cinta 3.0mm  
EFF 6801 . 04A . 4 cinta 4.0mm  
**Large / Rotacional**  
EFF 6801 . 04B . 1 cinta 1.0mm

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A



B1.3  
Ø5.0  
(Switching)  
**Large / Anti Rotacional**  
EFF 6801 . 04A . 1 cinta 0.6mm  
EFF 6801 . 04A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6801 . 04A . 3 cinta 3.0mm  
EFF 6801 . 04A . 4 cinta 4.0mm  
**Large / Rotacional**  
EFF 6801 . 04B . 1 cinta 1.0mm

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A

## Abutment Rollings



B1.1  
Ø3.4  
EFF 1501 . 02A . T\*  
EFF 1501 . 02A . C\*

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A



B1.2  
Ø4.1  
EFF 1501 . 04A . T\*  
EFF 1501 . 04A . C\*

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A



B1.3  
Ø5.0  
(Switching)  
EFF 1501 . 04A . T\*  
EFF 1501 . 04A . C\*

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A

## Scan Intraoral



A3.1   
CM | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0  
EFF 9205 . 05A . P . CJ

**Torque 15Ncm**



A3.2   
GM | Ø3.0  
EFF 9205 . 29A . P . CJ

**Torque 15Ncm**

## Análogo Digital



A3.1   
CM | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0  
EFF 305 . 05 . D



A3.2   
GM | Ø3.0  
EFF 305 . 29 . D

## Link para CAD/CAM TiBase



A3.1   
CM | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0

**Large**  
EFF 6805 . 05 . 5A cinta 1.0mm  
EFF 6805 . 05 . 1A cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 05 . 2A cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 05 . 3A cinta 3.5mm  
EFF 6805 . 05 . 4A cinta 4.5mm

**Small**  
EFF 6805 . 05 . 5A . S cinta 1.0mm  
EFF 6805 . 05 . 1A . S cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 05 . 2A . S cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 05 . 3A . S cinta 3.5mm  
EFF 6805 . 05 . 4A . S cinta 4.5mm

Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 22A h 0.80/1.5/2.5mm  
EFF 2103 . 22A . 1 h 3.5/4.5mm



A3.2   
GM | Ø3.0

**Large**  
EFF 6805 . 29A . 1 cinta 0.8mm  
EFF 6805 . 29A . 2 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 29A . 3 cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 29A . 4 cinta 3.5mm

**Small**  
EFF 6805 . 29A . 1 . S cinta 0.8mm  
EFF 6805 . 29A . 2 . S cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 29A . 3 . S cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 29A . 4 . S cinta 3.5mm

Parafuso de Retenção  
Incluso

## Interface de Zircônia



A3.1   
CM | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0  
EFF 6905 . 05A . 1 altura 0.8mm  
EFF 6905 . 05A altura 1.5mm

Parafuso para Zircônia

**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 09A . 1 h 0.8mm  
EFF 2103 . 09A . 1 h 1.5mm




A3.2   
GM | Ø3.0  
EFF 6905 . 29A

Parafuso para Zircônia

**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 41E

## Abutment Rollings




A3.1   
CM | Ø3.5/3.75/4.0/4.3/5.0  
EFF 1505 . 05A . T\*  
EFF 1505 . 05A . C\*

Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 22A



K3.2   
NP | Ø3.0  
EFF 1505 . 29A . T\*  
EFF 1505 . 29A . C\*

Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 34E

\*T de Titanium \*C de CromoCobalto

\*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.

### Scan Intraoral



A2.1   
 Ø4.3/5.0  
 EFF 9204 . 09A . P . CJ

**Torque 15Ncm**

### Análogo Digital



A2.1   
 Ø4.3/5.0  
 EFF 304 . 09 . D

### Link para CAD/CAM TiBase




A2.1   
 Ø4.3/5.0  
**Large**  
 EFF 6804 . 09A . 1 cinta 1.0mm

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
 EFF 2102 . 06A

### Interface de Zircônia




A2.1   
 Ø4.3/5.0  
 EFF 6904 . 09A

Parafuso para Zircônia  
**Torque 20Ncm**  
 EFF 2102 . 20A

### Abutment Rollings



A2.1   
 Ø4.3/5.0  
 EFF 1504 . 09A . T\*  
 EFF 1504 . 09A . C\*

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
 EFF 2102 . 06A



# COMPONENTES NEO HEXÁGONO EXTERNO

## Scan Intraoral



A1.1  
Ø3.3  
EFF 9201 . 03A . P . CJ



A1.2  
Ø4.1  
EFF 9201 . 04A . P . CJ



A1.4  
Ø5.0  
EFF 9201 . 08A . P . CJ

## Análogo Digital



A1.1  
Ø3.3  
EFF 301 . 03 . D



A1.2  
Ø4.1  
EFF 301 . 04 . D



A1.4  
Ø5.0  
EFF 301 . 08 . D

## Link para CAD/CAM TiBase



A1.1  
Ø3.3  
**Large / Anti Rotacional**  
EFF 6801 . 03A . 1 cinta 0.6mm  
**Large / Rotacional**  
EFF 6801 . 03B . 1 cinta 0.6mm



A1.2  
Ø4.1  
**Large / Anti Rotacional**  
EFF 6801 . 04A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6801 . 04A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6801 . 04A . 3 cinta 3.0mm  
EFF 6801 . 04A . 4 cinta 4.0mm  
**Large / Rotacional**  
EFF 6801 . 04B . 1 cinta 1.0mm



A1.4  
Ø5.0  
**Large / Anti Rotacional**  
EFF 6801 . 08A . 1 cinta 1.8mm  
**Large / Rotacional**  
EFF 6801 . 08B . 1 cinta 1.8mm

Parafuso de Retenção  
20Ncm  
EFF 2103 . 02A

Parafuso de Retenção  
32Ncm  
EFF 2104 . 01A

Parafuso de Retenção  
32Ncm  
EFF 2105 . 08A

## Abutment Rollings



A1.1  
Ø3.3  
EFF 1501 . 03A . T\*  
EFF 1501 . 03A . C\*

Parafuso de Retenção  
20Ncm  
EFF 2103 . 02A



A1.2  
Ø4.1  
EFF 1501 . 04A . T\*  
EFF 1501 . 04A . C\*

Parafuso de Retenção  
32Ncm  
EFF 2104 . 01A



A1.4  
Ø5.0  
EFF 1501 . 08A . T\*  
EFF 1501 . 08A . C\*

Parafuso de Retenção  
32Ncm  
EFF 2105 . 08A

\*T de Titanium \*C de CromoCobalto

\*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.


## Scan Intraoral



## Análogo Digital



## Link para CAD/CAM TiBase



Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 22A


Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 33E

Parafuso de Retenção  
**Torque 10Ncm**  
EFF 2101 . 12A

# COMPONENTES MIS® CONE MORSE

## Scan Intraoral




T3.1   
Ø3.3  
EFF 9205 . 40A . P . CJ


**Torque 15Ncm**



T3.2   
Ø3.3  
EFF 9205 . 41A . P . CJ

**Torque 15Ncm**




T3.3   
Ø3.75/3.9/4.2/5.3  
EFF 9205 . 42A . P . CJ


**Torque 15Ncm**

## Análogo Digital




T3.1   
Ø3.3  
EFF 305 . 40 . D



T3.2   
Ø3.3  
EFF 305 . 41 . D



T3.3   
Ø3.75/3.9/4.2/5.3  
EFF 305 . 42 . D


## Link para CAD/CAM TiBase



T3.1   
Ø3.3  
**Small / Anti Rotacional**  
EFF 6805 . 40A . 1S cinta 0.5mm  
EFF 6805 . 40A . 2S cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 40A . 3S cinta 3.0mm  
**Small / Rotacional**  
EFF 6805 . 40B . 1S cinta 0.5mm

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 55A



T3.2   
Ø3.3  
**Small / Anti Rotacional**  
EFF 6805 . 41A . 1S cinta 0.5mm  
EFF 6805 . 41A . 2S cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 41A . 3S cinta 3.0mm  
**Small / Rotacional**  
EFF 6805 . 41B . 1S cinta 0.5mm

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 55A



T3.3   
Ø3.75/3.9/4.2/5.3  
**Large / Anti Rotacional**  
EFF 6805 . 42A . 1 cinta 0.5mm  
EFF 6805 . 42A . 2 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 42A . 3 cinta 3.0mm  
**Large / Rotacional**  
EFF 6805 . 42B . 1 cinta 0.5mm  
EFF 6805 . 42A . 1S cinta 0.5mm  
EFF 6805 . 42A . 2S cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 42A . 3S cinta 3.0mm  
**Small / Rotacional**  
EFF 6805 . 42B . 1S cinta 0.5mm  
Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 06A

## Interface de Zircônia



T3.1   
Ø3.3  
EFF 6905 . 40A

Parafuso para Zircônia  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 54A



T3.2   
Ø3.3  
EFF 6905 . 41A

Parafuso para Zircônia  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 54A




T3.3   
Ø3.75/3.9/4.2/5.3  
EFF 6905 . 42A

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 42A


## Abutment Rollings



T3.1   
Ø3.3  
EFF 1505 . 40A . T\*  
EFF 1505 . 40A . C\*


Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 55A



T3.2   
Ø3.3  
EFF 1505 . 41A . T\*  
EFF 1505 . 41A . C\*

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 55A



T3.3   
Ø3.75/3.9/4.2/5.3  
EFF 1505 . 42A . T\*  
EFF 1505 . 42A . C\*

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 14A

\*T de Titanium \*C de CromoCobalto

\*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.


### Scan Intraoral



### Análogo Digital



### Link para CAD/CAM TiBase



Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
 EFF 2102 . 06A

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
 EFF 2102 . 06A

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
 EFF 2102 . 06A

### Interface de Zircônia



### Abutment Rollings



# COMPONENTES

## Biomet 3i™ HEXÁGONO EXTERNO

### Scan Intraoral



L1.1  
Ø3.4  
EFF 9201 . 02A . P . CJ

**Torque 15Ncm**



L1.2  
Ø4.1  
EFF 9201 . 04A . P . CJ

**Torque 15Ncm**



L1.3  
Ø5.0  
(Switching)  
EFF 9201 . 04A . P . CJ

**Torque 15Ncm**

### Análogo Digital



L1.1  
Ø3.4  
EFF 301 . 02 . D



L1.2  
Ø4.1  
EFF 301 . 04 . D



L1.3  
Ø5.0  
EFF 301 . 07 . D

### Link para CAD/CAM TiBase



L1.1  
Ø3.4  
**Large**  
EFF 6801 . 02A . 1 cinta 0.5mm



L1.2  
Ø4.1  
**Large / Anti Rotacional**  
EFF 6801 . 04A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6801 . 04A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6801 . 04A . 3 cinta 3.0mm  
EFF 6801 . 04A . 4 cinta 4.0mm  
**Large / Rotacional**  
EFF 6801 . 04B . 1 cinta 1.0mm



L1.3  
Ø5.0  
(Switching)  
**Large**  
EFF 6801 . 04A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6801 . 04A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6801 . 04A . 3 cinta 3.0mm  
EFF 6801 . 04A . 4 cinta 4.0mm

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A

### Abutment Rollings



L1.1  
Ø3.4  
EFF 1501 . 02A . T\*  
EFF 1501 . 02A . C\*

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A



L1.2  
Ø4.1  
EFF 1501 . 04A . T\*  
EFF 1501 . 04A . C\*

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A



L1.3  
Ø5.0  
(Switching)  
EFF 1501 . 04A . T\*  
EFF 1501 . 04A . C\*


Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A

\*T de Titanium \*C de CromoCobalto

\*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes..

### Scan Intraoral




C3.2   
 Ø3.5  
 EFF 9205 . 06A . P . CJ

**Torque 15Ncm**

### Análogo Digital



C3.2   
 ØØ3.5  
 EFF 305 . 06 . D

### Link para CAD/CAM TiBase



C3.2   
 Ø3.5

#### Large / Anti Rotacional

EFF 6805 . 06A . 4 cinta 0.5mm  
 EFF 6805 . 06A . 1 cinta 1.5mm  
 EFF 6805 . 06A . 2 cinta 2.5mm  
 EFF 6805 . 06A . 3 cinta 3.5mm

#### Small / Anti Rotacional

EFF 6805 . 06A . 1S cinta 1.5mm  
 EFF 6805 . 06A . 2S cinta 2.5mm  
 EFF 6805 . 06A . 3S cinta 3.5mm

Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**  
 EFF 2102 . 02A

#### Large / Rotacional

EFF 6805 . 06B . 4 cinta 0.5mm  
 EFF 6805 . 06B . 1 cinta 1.5mm  
 EFF 6805 . 06B . 2 cinta 2.5mm  
 EFF 6805 . 06B . 3 cinta 3.5mm

#### Small / Rotacional

EFF 6805 . 06B . 1S cinta 1.5mm  
 EFF 6805 . 06B . 2S cinta 2.5mm  
 EFF 6805 . 06B . 3S cinta 3.5mm

### Interface de Zircônia




C3.2   
 Ø3.5  
 EFF 6905 . 06A

Parafuso para Zircônia

**Torque 20Ncm**  
 EFF 2102 . 08A

### Abutment Rollings



C3.2   
 Ø3.5  
 EFF 1505 . 06A . T\*  
 EFF 1505 . 06A . C\*

Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**  
 EFF 2102 . 02A

### Scan Intraoral



C2.1/C2.2/C2.3  
Ø4.1/4.3/5.0/6.0  
EFF 9204 . 11A . P . CJ



**Torque 15Ncm**

### Análogo Digital



C2.1/C2.2/C2.3  
Ø4.1/4.3/5.0/6.0  
EFF 304 . 11 . D



### Link para CAD/CAM TiBase



C2.1/C2.2/C2.3  
Ø4.1/4.3/5.0/6.0



#### Large

EFF 6804 . 11A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6804 . 11A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6804 . 11A . 3 cinta 3.0mm

Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**

EFF 2103 . 18A

### Interface de Zirônia



C2.1/C2.2/C2.3  
Ø4.1/4.3/5.0/6.0  
EFF 6904 . 10A



Parafuso para Zircônia

**Torque 20Ncm**

EFF 2103 . 10A

### Abutment Rollings



C2.1/C2.2/C2.3  
Ø4.1/4.3/5.0/6.0  
EFF 1504 . 11A . T\*  
EFF 1504 . 11A . C\*



Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**

EFF 2103 . 18A

\*T de Titanium \*C de CromoCobalto

\*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.



C1.1  
 Ø3.3  
 EFF 9201 . 03A . P . CJ

**Torque 15Ncm**



Scan Intraoral  
 C1.2  
 Ø4.1  
 EFF 9201 . 04A . P . CJ

**Torque 15Ncm**



C1.3  
 Ø5.0  
 EFF 9201 . 08A . P . CJ

**Torque 15Ncm**

### Análogo Digital



C1.1  
 Ø3.3  
 EFF 301 . 03 . D



C1.2  
 Ø4.1  
 EFF 301 . 04 . D



C1.3  
 Ø5.0  
 EFF 301 . 08 . D

### Link para CAD/CAM TiBase



C1.1  
 Ø3.3  
 Large / Anti Rotacional  
 EFF 6801 . 03A . 1 cinta 0.6mm  
 Large / Anto Rotacional  
 EFF 6801 . 03B . 1 cinta 0.6mm

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
 EFF 2103 . 02A



C1.2  
 Ø4.1  
 Large / Anti Rotacional  
 EFF 6801 . 04A . 1 cinta 1.0mm  
 EFF 6801 . 04A . 2 cinta 2.0mm  
 EFF 6801 . 04A . 3 cinta 3.0mm  
 EFF 6801 . 04A . 4 cinta 4.0mm  
 Large / Rotacional  
 EFF 6801 . 04B . 1 cinta 1.0mm

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
 EFF 2104 . 01A



C1.3  
 Ø5.0  
 Large / Anti Rotacional  
 EFF 6801 . 08A . 1 cinta 1.8mm  
 Large / Anti Rotacional  
 EFF 6801 . 08B . 1 cinta 1.8mm

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
 EFF 2105 . 08A

### Abutment Rollings



C1.1  
 Ø3.3  
 EFF 1501 . 03A . T\*  
 EFF 1501 . 03A . C\*

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
 EFF 2103 . 02A



C1.2  
 Ø4.1  
 EFF 1501 . 04A . T\*  
 EFF 1501 . 04A . C\*

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
 EFF 2104 . 01A




C1.3  
 Ø5.0  
 EFF 1501 . 08A . T\*  
 EFF 1501 . 08A . C\*

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
 EFF 2105 . 08A



### Scan Intraoral




K3.4   
Ø3.5/4.5/5.5/7.0  
EFF 9205 . 27A . P . CJ

**Torque 15Ncm**

### Análogo Digital



K3.4   
Ø3.5/4.5/5.5/7.0  
EFF 305 . 27 . D

### Link para CAD/CAM TiBase



K3.4   
Ø3.5/4.5/5.5/7.0


#### Large

EFF 6805 . 27A . 1 cinta 0.8mm  
EFF 6805 . 27A . 2 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 27A . 3 cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 27A . 4 cinta 3.5mm  
EFF 6805 . 27A . 5 cinta 4.5mm  
EFF 6805 . 27A . 6 cinta 5.5mm

Parafuso de Retenção  
Incluso

### Interface de Zircônia




K3.4   
Ø3.5/4.5/5.5/7.0  
EFF 6905 . 27A

Parafuso para Zircônia  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 09A

### Abutment Rollings



K3.4   
Ø3.5/4.5/5.5/7.0  
EFF 1505 . 27A . T\*  
EFF 1505 . 27A . C\*

Parafuso de Retenção  
Incluso

### Scan Intraoral



M3.1   
 Ø3.4/4.0/4.6/5.2  
 EFF 9205 . 16A . P . CJ

**Torque 15Ncm**


### Análogo Digital



M3.1   
 Ø3.4/4.0/4.6/5.2  
 EFF 305 . 16 . D

### Link para CAD/CAM TiBase




M3.1   
 Ø3.4/4.0/4.6/5.2  
**Large**  
 EFF 6805 . 16A . 1 cinta 0.8mm

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
 EFF 2101 . 09A

### Interface de Zirônia




M3.1   
 Ø3.4/4.0/4.6/5.2  
 EFF 6905 . 16A

Parafuso para Zircônia  
**Torque 20Ncm**  
 EFF 2101 . 09A

### Abutment Rollings



M3.1   
 Ø3.4/4.0/4.6/5.2  
 EFF 1505 . 16A . T\*  
 EFF 1505 . 16A . C\*

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
 EFF 2101 . 09A

### Scan Intraoral



D3.1   
Ø3.3/4.5  
EFF 9205 . 25A . P . CJ

**Torque 15Ncm**


### Análogo Digital



D3.1   
Ø3.3/4.5  
EFF 305 . 25 . D

### Link para CAD/CAM TiBase



D3.1   
Ø3.3/4.5  
**Large**  
EFF 6805 . 25A . 1 cinta 0.8mm  
EFF 6805 . 25A . 2 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 25A . 3 cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 25A . 4 cinta 3.5mm

Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**

EFF 2103 . 22A

### Interface de Zirônia



D3.1   
Ø3.3/4.5  
EFF 6905 . 25A


Parafuso para Zircônia

**Torque 20Ncm**

EFF 2103 . 09A

### Abutment Rollings



D3.1   
Ø3.3/4.5  
EFF 1505 . 25A . T\*  
EFF 1505 . 25A . C\*

Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**

EFF 2103 . 22A

\*T de Titanium \*C de CromoCobalto

\*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes..



D2.1  
Ø3.5  
EFF 9203 . 01A . P . C.J

**Torque 15Ncm**



Scan Intraoral  
D2.2  
Ø4.0  
EFF 9203 . 02A . P . C.J

**Torque 15Ncm**



D2.3  
Ø5.0  
EFF 9203 . 03A . P . C.J

**Torque 15Ncm**



D2.1  
Ø3.5  
EFF 303 . 01 . D



Análogo Digital  
D2.2  
Ø4.0  
EFF 303 . 02 . D



D2.3  
Ø5.0  
EFF 303 . 03 . D

### Link para CAD/CAM TiBase



D2.1  
Ø3.5  
**Large**  
EFF 6803 . 01A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6803 . 01A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6803 . 01A . 3 cinta 3.0mm

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 02A



D2.2  
Ø4.0  
**Large**  
EFF 6803 . 02A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6803 . 02A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6803 . 02A . 3 cinta 3.0mm

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A



D2.3  
Ø5.0  
**Large**  
EFF 6803 . 03A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6803 . 03A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6803 . 03A . 3 cinta 3.0mm

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A

### Interface de Zircônia



D2.1  
Ø3.5  
EFF 6903 . 01A

Parafuso para Zircônia  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 08A



D2.2  
Ø4.0  
EFF 6903 . 02A

Parafuso para Zircônia  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 03A



D2.3  
Ø5.0  
EFF 6903 . 02A

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 03A

### Abutment Rollings



D2.1  
Ø3.5  
EFF 1503 . 01A . T\*  
EFF 1503 . 01A . C\*

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 02A



D2.2  
Ø4.0  
EFF 1503 . 02A . T\*  
EFF 1503 . 02A . C\*

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A



D2.3  
Ø5.0  
EFF 1503 . 03A . T\*  
EFF 1503 . 03A . C\*

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A

\*T de Titanium \*C de CromoCobalto

\*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.

### Scan Intraoral



K1.1 Antigo   
 Ø3.3  
 EFF 9201 . 01A . P . CJ

**Torque 15Ncm**



K1.2   
 Ø4.1  
 EFF 9201 . 04A . P . CJ

**Torque 15Ncm**



K1.3 Antigo   
 Ø5.1  
 EFF 9201 . 06A . P . CJ

**Torque 15Ncm**

### Análogo Digital



K1.1 Antigo   
 Ø3.3  
 EFF 301 . 01 . D



K1.2   
 Ø4.1  
 EFF 301 . 04 . D



K1.3 Antigo   
 Ø5.1  
 EFF 301 . 06 . D

### Link TiBase para Zircônia e Dissilicato de Lítio



K1.1 Antigo   
 Ø3.3  
**Large / Anti Rotacional**  
 EFF 6801 . 01A . 1 cinta 0.5mm  
**Large / Rotacional**  
 EFF 6801 . 01B . 1 cinta 0.5mm

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
 EFF 2102 . 01A



K1.2   
 Ø4.1  
**Large / Anti Rotacional**  
 EFF 6801 . 04A . 1 cinta 0.6mm  
 EFF 6801 . 04A . 2 cinta 2.0mm  
 EFF 6801 . 04A . 3 cinta 3.0mm  
 EFF 6801 . 04A . 4 cinta 4.0mm  
**Large / Rotacional**  
 EFF 6801 . 04B . 1 cinta 1.0mm

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
 EFF 2104 . 01A



K1.3 Antigo   
 Ø5.1  
**Large / Anti Rotacional**  
 EFF 6801 . 06A . 1 cinta 0.5mm  
**Large / Rotacional**  
 EFF 6801 . 06B . 1 cinta 0.5mm

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
 EFF 2105 . 08A

### Abutment Rollings



K1.1 Antigo   
 Ø3.3  
 EFF 1501 . 01A . T\*  
 EFF 1501 . 01A . C\*

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
 EFF 2102 . 01A



K1.2   
 Ø4.1  
 EFF 1501 . 04A . T\*  
 EFF 1501 . 04A . C\*

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
 EFF 2104 . 01A



K1.3 Antigo   
 Ø5.1  
 EFF 1501 . 06A . T\*  
 EFF 1501 . 06A . C\*


Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
 EFF 2105 . 08A

\*T de Titanium \*C de CromoCobalto

\*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes..


### Scan Intraoral



G2.1   
Ø3.25  
EFF 9203 . 08A . P . CJ

**Torque 15Ncm**



G2.3   
Ø3.75  
EFF 9203 . 10A . P . CJ


**Torque 15Ncm**

### Análogo Digital




G2.1   
Ø3.25  
EFF 303 . 08 . D




G2.3   
Ø3.75  
EFF 303 . 10 . D

### Link para CAD/CAM TiBase



G2.1   
Ø3.25  
**Large**  
EFF 6803 . 08A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6803 . 08A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6803 . 08A . 3 cinta 3.0mm




G2.3   
Ø3.75  
**Large**  
EFF 6803 . 10A . 1 cinta 1.0mm

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A


### Interface de Zircônia



G2.1   
Ø3.25  
EFF 6903 . 08A

Parafuso para Zircônia  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 13A




G2.3   
Ø3.75  
EFF 6903 . 08A

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 13A


### Abutment Rollings



G2.1   
Ø3.25  
EFF 1503 . 08A . T\*  
EFF 1503 . 08A . C\*

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A



G2.3   
Ø3.75  
EFF 1503 . 10A . T\*  
EFF 1503 . 10A . C\*


Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A

\*T de Titanium \*C de CromoCobalto

\*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.

### Scan Intraoral




Q3.1   
 Ø3.5/4.0  
 EFF 9205 . 12A . P . CJ

**Torque 15Ncm**

### Análogo Digital



Q3.1   
 Ø3.5/4.0  
 EFF 305 . 12 . D

### Link para CAD/CAM TiBase



Q3.1   
 Ø3.5/4.0  
**Large**  
 EFF 6805 . 12A . 1 cinta 1.1mm

Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**

EFF 2102 . 13A

### Interface de Zircônia



Q3.1   
 Ø3.5/4.0  
 EFF 6905 . 12A


Parafuso para Zircônia

**Torque 20Ncm**

EFF 2102 . 35A

### Abutment Rollings



Q3.1   
 Ø3.5/4.0  
 EFF 1505 . 12A . T\*  
 EFF 1505 . 12A . C\*

Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**

EFF 2102 . 13A

### Scan Intraoral



### Análogo Digital



### Link para CAD/CAM TiBase



Parafuso de Retenção  
**Torque 10Ncm**  
EFF 2101 . 01A

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 01A

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2104 . 22A




Scan Intraoral



EST.   
EFF 9212 . 01A . P . CJ

**Torque 15Ncm**



1NP/1RP   
EFF 9218 . 01A . P . CJ


**Torque 15Ncm**

Análogo Digital




EST.   
EFF 312 . 01 . D



1NP/1RP   
EFF 318 . 01 . D


Link para CAD/CAM TiBase



EST.   
EFF 6812 . 01A  
EFF 6812 . 01B

Parafuso de Retenção  
**Torque 10Ncm**  
EFF 2101 . 01A



1NP/1RP   
EFF 6818 . 01A  
EFF 6818 . 01B

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 01A



 [www.efdental.com.br](http://www.efdental.com.br)

Rua Aurélia, 1620, Vila Romana, cep. 05046-001, São Paulo-SP

 11 3059.2200 |  atendimento@efdental.com.br

 facebook.com/efdental |  instagram.com/efdental