




**Especializada em
Componentes Digitais**

CEREC®



Exports to Germany since 2011


A tecnologia digital veio garantir processos de alta qualidade com menos demanda de tempo. Tempo esse, que o usuário terá para curtir a vida!

Nesse catálogo digital é possível encontrar toda linha de Links para CAD/CAM Ti Base da EFF Dental para o sistema CEREC®.

Confira, e descubra como podemos facilitar o seu dia a dia!

Acesse o QR CODE abaixo, para mais
Informações sobre os
Componentes Digitais EFF Dental:






Scan-Body: Fresagem
com mais precisão

Produto
esterelizável

Matéria Prima:
Peek Médico
Radiopaco

Marcação à laser
para posição
anti-rotacional

Aplicação	Tipo de Conxão	S.M.P. EFF 	Página
Nobel Biocare®	Hexágono Externo	K1.1 K1.2 K1.3	6
Nobel Biocare®	Triângulo Interno	K2.1 K2.2 K2.3	6
Nobel Biocare®	Cone Morse	K3.1 K3.2 K3.3	6
STR SC NC RC	Cone Morse	J3.5 J3.3 J3.4	7
STR X RB WB	Cone Morse	J3.6 J3.7	7
STR RN WN	Cone Morse	J3.1 J3.2	7
MIS®	Cone Morse	T3.1 T3.2 T3.3	8
SIN®	Hexágono Externo	B1.1 B1.2 B1.3	9
SIN®	Hexágono Interno	B2.1 B2.2 B2.3	9
SIN®	Cone Morse	C3.1 A3.1	9
NEO	Hexágono Externo	A1.1 A1.3 A1.4	10
NEO	Hexágono Interno	A2.1	10
NEO	Cone Morse	A3.1 A3.2	10
BIOMET 3i™	Hexágono Externo	L1.1 L1.2 L1.3	11
BIOMET 3i™	Hexágono Interno	L2.1 L2.2 L2.3	11
CONEXÃO®	Hexágono Externo	C1.1 C1.2 C1.3	12
CONEXÃO®	Hexágono Interno	C2.1 C2.2 C2.3	12
CONEXÃO®	Cone Morse	C3.2	12
ANKYLOS® C/X	Cone Morse	K3.4	13
ANTHOGYR®	Cone Morse	M3.1	13
IMPLACIL®	Hexágono Externo	K1.1 D1.1 K1.2 K1.3 D1.3	14
IMPLACIL®	Hexágono Interno	D2.1 D2.2 D2.3	14
IMPLACIL®	Cone Morse	D3.1	14
DENTOFLEX®	Hexágono Interno	G2.1 G2.3	15
TITANIUMFIX® SignoVinces®	Cone Morse	Q3.1	15

Link para CAD/CAM TiBase

Hexágono Externo



K1.1
NP | Ø3.5
Large / Anti Rotacional
EFF 6801 . 01A . 1 cinta 0.5mm
Large / Rotacional
EFF 6801 . 01B . 1 cinta 0.5mm

Código Software: NB B 3.4

Parafuso de Retenção
Torque 20Ncm
EFF 2102 . 01A



K1.2
RP | Ø4.1
Large / Anti Rotacional
EFF 6801 . 04A . 1 cinta 0.6mm
EFF 6801 . 04A . 2 cinta 2.0mm
EFF 6801 . 04A . 3 cinta 3.0mm
EFF 6801 . 04A . 4 cinta 4.0mm
Large / Rotacional
EFF 6801 . 04B . 1 cinta 1.0mm

Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção
Torque 32Ncm
EFF 2104 . 01A



K1.3
WP | Ø5.1
Large / Anti Rotacional
EFF 6801 . 06A . 1 cinta 0.5mm
Large / Rotacional
EFF 6801 . 06B . 1 cinta 0.5mm

Código Software: NB B4.1

Parafuso de Retenção
Torque 32Ncm
EFF 2105 . 08A

Triângulo Interno



K2.1
NP | Ø3.5
Large
EFF 6802 . 01A . 1 cinta 1.0mm
EFF 6802 . 01A . 2 cinta 2.0mm
EFF 6802 . 01A . 3 cinta 3.0mm

Código Software: NB RS 3.5

Parafuso de Retenção
Torque 20Ncm
EFF 2103 . 03A / EFF 2103 . 03F



K2.2
RP | Ø4.3
Large
EFF 6802 . 02A . 1 cinta 1.0mm
EFF 6802 . 02A . 2 cinta 2.0mm
EFF 6802 . 02A . 3 cinta 3.0mm

Código Software: NB RS 4.3

Parafuso de Retenção
Torque 32Ncm
EFF 2104 . 02A / EFF 2104 . 02F



K2.3
WP | Ø5.0
Large
EFF 6802 . 03A . 1 cinta 1.0mm
EFF 6802 . 03A . 2 cinta 2.0mm
EFF 6802 . 03A . 3 cinta 3.0mm

Código Software: NB RS 5.0

Parafuso de Retenção
Torque 32Ncm
EFF 2104 . 02A / EFF 2104 . 02F

Cone Morse



K3.1
NP | Ø3.0
Small
EFF 6805 . 15A . 1 . S cinta 1.5mm
EFF 6805 . 15A . 2 . S cinta 2.5mm
EFF 6805 . 15A . 3 . S cinta 3.5mm

Código Software: FX 3.4

Parafuso de Retenção
Torque 10Ncm
EFF 2101 . 06A



Scan-Body
EFF 9700 . A - Large
EFF 9700 . 1A - Small



K3.2
NP | Ø3.5
Large / Anti Rotacional
EFF 6805 . 06A . 4 cinta 0.5mm
EFF 6805 . 06A . 1 cinta 1.5mm
EFF 6805 . 06A . 2 cinta 2.5mm
EFF 6805 . 06A . 3 cinta 3.5mm
Código Software: NB B 3.4
Small / Anti Rotacional
EFF 6805 . 06A . 1S cinta 1.5mm
EFF 6805 . 06A . 2S cinta 2.5mm
EFF 6805 . 06A . 3S cinta 3.5mm
Código Software: FX 3.4
Large / Rotacional
EFF 6805 . 06B . 4 cinta 0.5mm
EFF 6805 . 06B . 1 cinta 1.5mm
EFF 6805 . 06B . 2 cinta 2.5mm
EFF 6805 . 06B . 3 cinta 3.5mm
Código Software: NB B 3.4
Small / Rotacional
EFF 6805 . 06B . 1S cinta 1.5mm
EFF 6805 . 06B . 2S cinta 2.5mm
EFF 6805 . 06B . 3S cinta 3.5mm
Código Software: FX 3.4

Parafuso de Retenção
Torque 20Ncm
EFF 2102 . 02A / EFF 2102 . 02F



K3.3
RP | Ø3.9
Large
EFF 6805 . 07A . 4 cinta 0.5mm
EFF 6805 . 07A . 1 cinta 1.5mm
EFF 6805 . 07A . 2 cinta 2.5mm
EFF 6805 . 07A . 3 cinta 3.5mm

Código Software: NB BA 4.5 / NB BA 5.0

Parafuso de Retenção
Torque 32Ncm
EFF 2104 . 15A / EFF 2104 . 15F

Link para CAD/CAM TiBase

Cone Morse - B. Level




J3.5
SC | Ø2.9
Small
EFF 6805 . 28A . 1S cinta 1.0mm
EFF 6805 . 28A . 2S cinta 2.0mm
EFF 6805 . 28A . 3S cinta 3.0mm

Código Software: FX3.4

Parafuso de Retenção

Torque 10Ncm
EFF 2101 . 13D



J3.3
NC | Ø3.3
Large
EFF 6805 . 03A . 1 cinta 0.7mm
EFF 6805 . 03A . 4 cinta 1.5mm
EFF 6805 . 03A . 2 cinta 2.5mm
EFF 6805 . 03A . 3 cinta 3.5mm


Código Software: S BL 3.3

Small
EFF 6805 . 03A . 1S cinta 0.7mm
EFF 6805 . 03A . 4S cinta 1.5mm
EFF 6805 . 03A . 2S cinta 2.5mm
EFF 6805 . 03A . 3S cinta 3.5mm

Código Software: FX 3.4

Parafuso de Retenção

Torque 20Ncm
EFF 2102 . 11D / EFF 2102 . 11F



J3.4
RC | Ø4.1
Large
EFF 6805 . 04A . 1 cinta 0.7mm
EFF 6805 . 04A . 4 cinta 1.5mm
EFF 6805 . 04A . 2 cinta 2.5mm
EFF 6805 . 04A . 3 cinta 3.5mm

Código Software: S BL 4.1

Small
EFF 6805 . 04A . 1S cinta 0.7mm
EFF 6805 . 04A . 4S cinta 1.5mm
EFF 6805 . 04A . 2S cinta 2.5mm
EFF 6805 . 04A . 3S cinta 3.5mm

Código Software: FX 3.4

Parafuso de Retenção

Torque 20Ncm
EFF 2102 . 20D / EFF 2102 . 11F




J3.6
X RB | Ø3.5/3.75/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0
Large
Perfil Ø4.4/h4.7mm
EFF 6805 . 31 . 3A . 1 cinta 0.75mm
EFF 6805 . 31 . 3B . 1 cinta 1.5mm
EFF 6805 . 31 . 3C . 1 cinta 2.5mm
EFF 6805 . 31 . 3D . 1 cinta 3.5mm

Small
Perfil Ø3.8/h4.7mm
EFF 6805 . 31 . 3A . 1 . S cinta 0.75mm
EFF 6805 . 31 . 3B . 1 . S cinta 1.5mm

Código Software: NB4.1

Parafuso de Retenção

Torque 20Ncm
EFF 2102 . 45D



J3.7
X WB | Ø3.5/3.75/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0
Large
Perfil Ø5.5/h4.7mm
EFF 6805 . 33 . 2A . 1 cinta 0.75mm
EFF 6805 . 33 . 2B . 1 cinta 1.5mm

Código Software: NB4.1

Parafuso de Retenção

Torque 20Ncm
EFF 2102 . 45D

Cone Morse - Tissue Level



J3.1
RN | Ø4.8
Torque 32Ncm
Large
EFF 6805 . 01A . 1 cinta 1.5mm

Código Software: S SO 4.8

Parafuso de Retenção

Torque 32Ncm
EFF 2104 . 17D



J3.2
WN | Ø6.5
Torque 32Ncm
Large
EFF 6805 . 02A . 1 cinta 1.5mm

Código Software: S SO 6.5

Parafuso de Retenção

Torque 32Ncm
EFF 2104 . 17D



Scan-Body
EFF 9700 . A - Large
EFF 9700 . 1A - Small

Link para CAD/CAM TiBase

Cone Morse


T3.1 
CC NP C1 | Ø3.3
Large / Anti Rotacional
EFF 6805 . 40A . 1 cinta 0.5mm
EFF 6805 . 40B . 2 cinta 1.5mm
EFF 6805 . 40C . 3 cinta 3.0mm
Large / Rotacional
EFF 6805 . 40B . 1 cinta 0.5mm
Small / Anti Rotacional
EFF 6805 . 40A . 1S cinta 0.5mm
EFF 6805 . 40B . 2S cinta 1.5mm
EFF 6805 . 40C . 3S cinta 3.0mm
Small / Rotacional
EFF 6805 . 40B . 1S cinta 0.5mm

Código Software: NB B 3.4

Parafuso de Retenção

Torque 20Ncm

EFF 2102 . 01A

T2.2 
RP | Ø4.1
Large / Anti Rotacional
EFF 6801 . 04A . 1 cinta 0.6mm
EFF 6801 . 04A . 2 cinta 2.0mm
EFF 6801 . 04A . 3 cinta 3.0mm
EFF 6801 . 04A . 4 cinta 4.0mm
Large / Rotacional
EFF 6801 . 04B . 1 cinta 1.0mm

Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção

Torque 32Ncm

EFF 2104 . 01A

T3.3 
WP | Ø5.1
Large / Anti Rotacional
EFF 6801 . 06A . 1 cinta 0.5mm
Large / Rotacional
EFF 6801 . 06B . 1 cinta 0.5mm

Código Software: NB B4.1

Parafuso de Retenção

Torque 32Ncm

EFF 2105 . 08A

Triângulo Interno


K2.1 
NP | Ø3.5
Large
EFF 6802 . 01A . 1 cinta 1.0mm
EFF 6802 . 01A . 2 cinta 2.0mm
EFF 6802 . 01A . 3 cinta 3.0mm

Código Software: NB RS 3.5

Parafuso de Retenção

Torque 20Ncm

EFF 2103 . 03A / EFF 2103 . 03F


K2.2 
RP | Ø4.3
Large
EFF 6802 . 02A . 1 cinta 1.0mm
EFF 6802 . 02A . 2 cinta 2.0mm
EFF 6802 . 02A . 3 cinta 3.0mm

Código Software: NB RS 4.3

Parafuso de Retenção

Torque 32Ncm

EFF 2104 . 02A / EFF 2104 . 02F

K2.3 
WP | Ø5.0
Large
EFF 6802 . 03A . 1 cinta 1.0mm
EFF 6802 . 03A . 2 cinta 2.0mm
EFF 6802 . 03A . 3 cinta 3.0mm

Código Software: NB RS 5.0

Parafuso de Retenção

Torque 32Ncm

EFF 2104 . 02A / EFF 2104 . 02F

Cone Morse

K3.1 
Ø3.0
Small
EFF 6805 . 15A . 1 . S cinta 1.5mm
EFF 6805 . 15A . 2 . S cinta 2.5mm
EFF 6805 . 15A . 3 . S cinta 3.5mm

Código Software: FX 3.4

Parafuso de Retenção

Torque 10Ncm

EFF 2101 . 06A

K3.2 
NP | Ø3.5
Large / Anti Rotacional
EFF 6805 . 06A . 4 cinta 0.5mm
EFF 6805 . 06A . 1 cinta 1.5mm
EFF 6805 . 06A . 2 cinta 2.5mm
EFF 6805 . 06A . 3 cinta 3.5mm
Código Software: NB B 3.4
Small / Anti Rotacional
EFF 6805 . 06A . 1S cinta 1.5mm
EFF 6805 . 06A . 2S cinta 2.5mm
EFF 6805 . 06A . 3S cinta 3.5mm
Código Software: FX 3.4

Large / Rotacional

EFF 6805 . 06B . 4 cinta 0.5mm

EFF 6805 . 06B . 1 cinta 1.5mm

EFF 6805 . 06B . 2 cinta 2.5mm

EFF 6805 . 06B . 3 cinta 3.5mm

Código Software: NB B 3.4

Small / Rotacional

EFF 6805 . 06B . 1S cinta 1.5mm

EFF 6805 . 06B . 2S cinta 2.5mm


EFF 6805 . 06B . 3S cinta 3.5mm

Código Software: FX 3.4

Parafuso de Retenção

Torque 20Ncm

EFF 2102 . 02A / EFF 2102 . 02F

K3.3 
RP | Ø3.9
Large
EFF 6805 . 07A . 4 cinta 0.5mm
EFF 6805 . 07A . 1 cinta 1.5mm
EFF 6805 . 07A . 2 cinta 2.5mm
EFF 6805 . 07A . 3 cinta 3.5mm

Código Software: NB BA 4.5 / NB BA 5.0

Parafuso de Retenção

Torque 32Ncm

EFF 2104 . 15A / EFF 2104 . 15F



Scan-Body
EFF 9700 . A - Large
EFF 9700 . 1A - Small

Link para CAD/CAM TiBase

Hexágono Externo

B1.1
Ø3.4

Large

EFF 6801 . 02A . 1 cinta 1.0mm



Código Software: BO 3.4

Parafuso de Retenção

Torque 32Ncm

EFF 2104 . 01A

B1.2
Ø4.1

Large / Anti Rotacional

EFF 6801 . 04A . 1 cinta 0.6mm

EFF 6801 . 04A . 2 cinta 2.0mm

EFF 6801 . 04A . 3 cinta 3.0mm

EFF 6801 . 04A . 4 cinta 4.0mm

Large / Rotacional

EFF 6801 . 04B . 1 cinta 1.0mm



Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção

Torque 32Ncm

EFF 2104 . 01A

B1.3
Ø5.0

(Switching)

Large / Anti Rotacional

EFF 6801 . 04A . 1 cinta 0.6mm

EFF 6801 . 04A . 2 cinta 2.0mm

EFF 6801 . 04A . 3 cinta 3.0mm

EFF 6801 . 04A . 4 cinta 4.0mm



Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção

Torque 32Ncm

EFF 2104 . 01A

Hexágono Interno

B2.1
Ø3.8

Large

EFF 6804 . 05A . 1 cinta 1.0mm

EFF 6804 . 05A . 2 cinta 2.0mm

EFF 6804 . 05A . 3 cinta 3.0mm



Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção

Torque 20Ncm

Rosca Ø1.6

EFF 2102 . 15A

Rosca Ø1.8

EFF 2102 . 11A

B2.2
Ø4.5

Large

EFF 6804 . 06A . 1 cinta 1.0mm

EFF 6804 . 06A . 2 cinta 2.0mm

EFF 6804 . 06A . 3 cinta 3.0mm



Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção

Torque 20Ncm

Rosca Ø1.6

EFF 2102 . 15A

Rosca Ø1.8

EFF 2102 . 11A

B2.3
Ø5.5

(Switching)

Large

EFF 6804 . 06A . 1 cinta 1.0mm

EFF 6804 . 06A . 2 cinta 2.0mm

EFF 6804 . 06A . 3 cinta 3.0mm



Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção

Torque 20Ncm

Rosca Ø1.6

EFF 2102 . 15A

Rosca Ø1.8

EFF 2102 . 11A

Cone Morse

C3.1
Strong®

Ø3.5/Ø3.8/Ø4.5/Ø5.5

Large

EFF 6805 . 10A . 1 cinta 1.5mm



Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção

Torque 20Ncm

EFF 2102 . 24A

A3.1
Unitite®

Ø3.5/Ø3.75/Ø4.0/Ø4.3/Ø5.0

Large

EFF 6805 . 05 . 5A cinta 0.8mm

EFF 6805 . 05 . 1A cinta 1.5mm

EFF 6805 . 05 . 2A cinta 2.5mm

EFF 6805 . 05 . 3A cinta 3.5mm

EFF 6805 . 05 . 4A cinta 4.5mm



Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção

Torque 20Ncm

EFF 2103 . 22A . 2 h 0.8/1.5/2.5mm

EFF 2103 . 22A . 1 h 3.5/4.5mm

Small

EFF 6805 . 05 . 5A . S cinta 0.8mm

EFF 6805 . 05 . 1A . S cinta 1.5mm

EFF 6805 . 05 . 2A . S cinta 2.5mm

EFF 6805 . 05 . 3A . S cinta 3.5mm

EFF 6805 . 05 . 4A . S cinta 4.5mm

Código Software: FX 3.4

Parafuso de Retenção

Torque 20Ncm

EFF 2103 . 22A . 2 h 0.8/1.5/2.5mm

EFF 2103 . 22A . 3 h 3.5/4.5mm



Scan-Body

EFF 9700 . A - Large

EFF 9700 . 1A - Small

Link para CAD/CAM TiBase

Hexágono Externo

A1.1 
Ø3.3

Large / Anti Rotacional
EFF 6801 . 03A . 1 cinta 0.6mm
Large / Rotacional
EFF 6801 . 03B . 1 cinta 0.6mm



Código Software: NB B 3.4

Parafuso de Retenção
Torque 20Ncm
EFF 2103 . 02A

A1.3 
Ø4.1

Large / Anti Rotacional
EFF 6801 . 04A . 1 cinta 1.0mm
EFF 6801 . 04A . 2 cinta 2.0mm
EFF 6801 . 04A . 3 cinta 3.0mm
EFF 6801 . 04A . 4 cinta 4.0mm
Large / Rotacional
EFF 6801 . 04B . 1 cinta 1.0mm



Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção
Torque 32Ncm
EFF 2104 . 01A

A1.4 
Ø5.0

Large / Anti Rotacional
EFF 6801 . 08A . 1 cinta 1.8mm
Large / Rotacional
EFF 6801 . 08B . 1 cinta 1.8mm



Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção
Torque 32Ncm
EFF 2105 . 02A

Hexágono Interno

A2.1 
Ø4.3/Ø5.0

Large
EFF 6804 . 09A . 1 cinta 1.0mm



Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção
Torque 20Ncm
EFF 2102 . 06A

Cone Morse

A3.1 
CM

Ø3.5/Ø3.75/Ø4.0/Ø4.3/Ø5.0

Large
EFF 6805 . 05 . 5A cinta 1.0mm
EFF 6805 . 05 . 1A cinta 1.5mm
EFF 6805 . 05 . 2A cinta 2.5mm
EFF 6805 . 05 . 3A cinta 3.5mm
EFF 6805 . 05 . 4A cinta 4.5mm



Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção
Torque 20Ncm
EFF 2103 . 22A . 1 h 0.8/1.5/2.5mm
EFF 2103 . 22A . 2 h 3.5/4.5mm

Small

EFF 6805 . 05 . 5A . S cinta 1.0mm
EFF 6805 . 05 . 1A . S cinta 1.5mm
EFF 6805 . 05 . 2A . S cinta 2.5mm
EFF 6805 . 05 . 3A . S cinta 3.5mm
EFF 6805 . 05 . 4A . S cinta 4.5mm

Código Software: FX3.4

Parafuso de Retenção
Torque 20Ncm
EFF 2103 . 22A . 2 h 0.8/1.5/2.5mm
EFF 2103 . 22A . 3 h 3.5/4.5mm

A3.2 
GM

Ø3.5/Ø3.75/Ø4.0/Ø4.3/Ø5.0

Large
EFF 6805 . 29A . 1 cinta 0.8mm
EFF 6805 . 29A . 2 cinta 1.5mm
EFF 6805 . 29A . 3 cinta 2.5mm
EFF 6805 . 29A . 4 cinta 3.5mm



Código Software: NB B 4.1
Small
EFF 6805 . 29 . 1 . S cinta 0.8mm
EFF 6805 . 29 . 2 . S cinta 1.5mm
EFF 6805 . 29 . 3 . S cinta 2.5mm
EFF 6805 . 29 . 4 . S cinta 3.5mm

Código Software: FX3.4


Parafuso de Retenção
Torque 20Ncm
Incluso



Scan-Body
EFF 9700 . A - Large
EFF 9700 . 1A - Small

Link para CAD/CAM TiBase

Hexágono Externo



L1.1
Ø3,40

Large


EFF 6801 . 02A . 1 cinta 0.5mm

Código Software: BO 3.4

Parafuso de Retenção

Torque 32Ncm

EFF 2104 . 01A



L1.2
Ø4.1

Large / Anti Rotacional

EFF 6801 . 04A . 1 cinta 1.0mm

EFF 6801 . 04A . 2 cinta 2.0mm

EFF 6801 . 04A . 3 cinta 3.0mm

EFF 6801 . 04A . 4 cinta 4.0mm

Large / Rotacional

EFF 6801 . 04B . 1 cinta 1.0mm

Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção

Torque 32Ncm

EFF 2104 . 01A



L1.3
Ø5.0

(Switching)

Large

EFF 6801 . 04A . 1 cinta 1.0mm

EFF 6801 . 04A . 2 cinta 2.0mm

EFF 6801 . 04A . 3 cinta 3.0mm

EFF 6801 . 04A . 4 cinta 4.0mm


Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção

Torque 32Ncm

EFF 2104 . 01A

Hexágono Interno



L2.1
Ø3,4

Large

EFF 6804 . 01A . 1 cinta 1.0mm

EFF 6804 . 01A . 2 cinta 2.0mm


EFF 6804 . 01A . 3 cinta 3.0mm

Código Software: BC 4.1

Parafuso de Retenção

Torque 20Ncm

EFF 2102 . 06A



L2.2
Ø4.1

Large

EFF 6804 . 02A . 1 cinta 1.0mm

EFF 6804 . 02A . 2 cinta 2.0mm


EFF 6804 . 02A . 3 cinta 3.0mm

Código Software: BC 4.1

Parafuso de Retenção

Torque 20Ncm

EFF 2102 . 06A



L2.3
Ø5.0

(Switching)

Large

EFF 6804 . 02A . 1 cinta 1.0mm

EFF 6804 . 02A . 2 cinta 2.0mm

EFF 6804 . 02A . 3 cinta 3.0mm

Código Software: BC 4.1

Parafuso de Retenção

Torque 20Ncm

EFF 2102 . 06A



Scan-Body

EFF 9700 . A - Large

EFF 9700 . 1A - Small

Link para CAD/CAM TiBase

Hexágono Externo

C1.1
Ø3.3

Large / Anto Rotacional

EFF 6801 . 03A . 1 cinta 0.6mm

Large / Anto Rotacional

EFF 6801 . 03B . 1 cinta 0.6mm



Código Software: NB B 3.4

Parafuso de Retenção

Torque 20Ncm

EFF 2103 . 02A

C1.2
Ø4.1

Large / Anti Rotacional

EFF 6801 . 04A . 1 cinta 1.0mm

EFF 6801 . 04A . 2 cinta 2.0mm

EFF 6801 . 04A . 3 cinta 3.0mm

EFF 6801 . 04A . 4 cinta 4.0mm

Large / Rotacional

EFF 6801 . 04B . 1 cinta 1.0mm



Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção

Torque 32Ncm

EFF 2104 . 01A

C1.3
Ø5.0

Large / Anti Rotacional

EFF 6801 . 08A . 1 cinta 1.8mm

Large / Anti Rotacional

EFF 6801 . 08B . 1 cinta 1.8mm



Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção

Torque 32Ncm

EFF 2105 . 08A

Hexágono Interno

C2.1/C2.2/C2.3
Ø4.1/Ø4.3/Ø5.0/Ø6.0

Large

EFF 6804 . 11A . 1 cinta 1.0mm

EFF 6804 . 11A . 2 cinta 2.0mm

EFF 6804 . 11A . 3 cinta 3.0mm



Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção

Torque 20Ncm

EFF 2103 . 18A

Cone Morse

C3.2
Ø3.5

Large / Anti Rotacional

EFF 6805 . 06A . 4 cinta 0.5mm

EFF 6805 . 06A . 1 cinta 1.5mm

EFF 6805 . 06A . 2 cinta 2.5mm

EFF 6805 . 06A . 3 cinta 3.5mm

Código Software: NB B 3.4

Small / Anti Rotacional

EFF 6805 . 06A . 1S cinta 1.5mm

EFF 6805 . 06A . 2S cinta 2.5mm

EFF 6805 . 06A . 3S cinta 3.5mm

Código Software: FX 3.4

Large / Rotacional

EFF 6805 . 06B . 4 cinta 0.5mm

EFF 6805 . 06B . 1 cinta 1.5mm

EFF 6805 . 06B . 2 cinta 2.5mm

EFF 6805 . 06B . 3 cinta 3.5mm

Código Software: NB B 3.4

Small / Rotacional

EFF 6805 . 06B . 1S cinta 1.5mm

EFF 6805 . 06B . 2S cinta 2.5mm

EFF 6805 . 06B . 3S cinta 3.5mm

Código Software: FX 3.4

Parafuso de Retenção

Torque 20Ncm

EFF 2102 . 02A / EFF 2102 . 02F



Scan-Body
EFF 9700 . A - Large
EFF 9700 . 1A - Small

COMPONENTES EFF DENTAL

Sistemas Ankylos® C/X e Anthogyr®

CEREC®

Link para CAD/CAM TiBase

Cone Morse Ankylos®



K3.4 
Ø3.5/Ø4.5/Ø5.5/Ø7.0

Large

EFF 6805 . 27A . 1 cinta 0.8mm
EFF 6805 . 27A . 2 cinta 1.5mm
EFF 6805 . 27A . 3 cinta 2.5mm
EFF 6805 . 27A . 4 cinta 3.5mm

Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção

Torque 20Ncm

Incluso

Cone Morse Anthogyr®



M3.1 
Ø3.4/Ø4.0/Ø4.6/Ø5.2

Large

EFF 6805 . 16A . 1 cinta 0.8mm

Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção

Torque 16Ncm

EFF 2101 . 09A



Scan-Body

EFF 9700 . A - Large

EFF 9700 . 1A - Small

Link para CAD/CAM TiBase

Hexágono Externo




K1.1 Antigo 
Ø3.3
Large / Anti Rotacional
EFF 6801 . 01A . 1 cinta 0.5mm
Large / Rotacional
EFF 6801 . 01B . 1 cinta 0.5mm

Código Software: NB B 3.4

Parafuso de Retenção
Torque 20Ncm
EFF 2102 . 01A



K1.2 
RP | Ø4.1
Large / Anti Rotacional
EFF 6801 . 04A . 1 cinta 0.6mm
EFF 6801 . 04A . 2 cinta 2.0mm
EFF 6801 . 04A . 3 cinta 3.0mm
EFF 6801 . 04A . 4 cinta 4.0mm
Large / Rotacional
EFF 6801 . 04B . 1 cinta 1.0mm

Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção
Torque 32Ncm
EFF 2104 . 01A



K1.3 Antigo 
Ø5.1
Large / Anti Rotacional
EFF 6801 . 06A . 1 cinta 0.5mm
Large / Rotacional
EFF 6801 . 06B . 1 cinta 0.5mm

Código Software: NB B4.1

Parafuso de Retenção
Torque 32Ncm
EFF 2105 . 08A

Triângulo Interno




D2.1 
Ø3.5
Large
EFF 6803 . 01A . 1 cinta 1.0mm
EFF 6803 . 01A . 2 cinta 2.0mm
EFF 6803 . 01A . 3 cinta 3.0mm

Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção
Torque 20Ncm
EFF 2103 . 02A




D2.2 
Ø4.0
Large
EFF 6803 . 02A . 1 cinta 1.0mm
EFF 6803 . 02A . 2 cinta 2.0mm
EFF 6803 . 02A . 3 cinta 3.0mm

Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção
Torque 32Ncm
EFF 2104 . 01A



D2.3 
Ø5.0
Large
EFF 6803 . 03A . 1 cinta 1.0mm
EFF 6803 . 03A . 2 cinta 2.0mm
EFF 6803 . 03A . 3 cinta 3.0mm

Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção
Torque 32Ncm
EFF 2104 . 01A

Cone Morse



A3.1 Antigo 
Ø3.3/Ø4.5
Large
EFF 6805 . 01B . 1 cinta 1.0mm

Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção
Torque 20Ncm
EFF 2103 . 22A



Scan-Body
EFF 9700 . A - Large
EFF 9700 . 1A - Small

COMPONENTES EFF DENTAL

Dentoflex® e TitaniumFix® Signo Vinces®

CEREC®

Link para CAD/CAM TiBase

Hexágono Externo Dentoflex®




G2.1
Ø3.25
Large
EFF 6803 . 08A . 1 cinta 1.0mm
EFF 6803 . 08A . 2 cinta 2.0mm
EFF 6803 . 08A . 3 cinta 3.0mm

Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção

Torque 32Ncm
EFF 2104 . 01A



G2.3
Ø3.75
Large
EFF 6803 . 10A . 1 cinta 1.0mm

Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção

Torque 32Ncm
EFF 2104 . 01A

Cone Morse BlackFix®



Q3.1
Ø3.5/Ø4.0
Large
EFF 6805 . 12A . 1 cinta 1.1mm

Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção

Torque 20Ncm
EFF 2102 . 13A



Scan-Body
EFF 9700 . A - Large
EFF 9700 . 1A - Small



 www.efdental.com.br

Rua Aurélia, 1620, Vila Romana, cep. 05046-001, São Paulo-SP

 11 3059.2200 |  atendimento@efdental.com.br

 facebook.com/efdental |  instagram.com/efdental