

# Manual S.M.P.

EFF Dental/R+K/Talmax



eee<sup>®</sup>  
DENTAL COMPONENTES

Aperfeiçoando tecnologias

## CONE MORSE

S.M.P. EFF	APLICAÇÃO	IMPLANTE	PLAT PROTÉTICA	EMPRESA	PÁG
A3.1	NEODENT®	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	EFF/TMX	<b>22/17</b>
A3.1	SIN UNITITE®	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	EFF/TMX	<b>22/17</b>
A3.1	INTRAOSS®	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	EFF	<b>22</b>
A3.1	PROSS®	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	EFF	<b>22</b>
A3.1	DENTOFLEX®	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	EFF	<b>22</b>
A3.1	KOPP®	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	EFF	<b>22</b>
A3.1	INP®	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	EFF	<b>22</b>
A3.2	NEODENT® GM	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.0	EFF/TMX	<b>24/19</b>
C3.1	SIN STRONG®	3.5/3.8/4.5/5.5	3.5/3.8/4.5/5.5	EFF/TMX	<b>20/16</b>
C3.2	CONEXÃO®	3.5/3.75/4.0/5.0	3.5	EFF/TMX	<b>11/7</b>
D3.1	IMPLACIL®	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	EFF	<b>xx</b>
J3.1	STRAUMANN® RN	3.3/4.1/4.8	4.8	EFF/TMX/RK	<b>13/9/28</b>
J3.2	STRAUMANN® WN	4.8	6.5	EFF/TMX/RK	<b>14/10/29</b>
J3.5	STRAUMANN® SC	2.9	2.9	EFF/TMX	<b>19/12</b>
J3.3	STRAUMANN® NC	3.3	3.3	EFF/TMX/RK	<b>16/13/30</b>
J3.4	STRAUMANN® RC	4.1/4.8	4.1	EFF/TMX/RK	<b>17/14/31</b>
K3.1	NOBEL BIO CARE®	3.0	3.0	EFF/TMX	<b>10/6</b>
K3.2	NOBEL BIO CARE® NP	3.5	3.5	EFF/TMX/RK	<b>11/7/26</b>
K3.3	NOBEL BIO CARE® RP	4.3/5.0	3.9	EFF/TMX/RK	<b>12/8/27</b>
K3.5	NOBEL BIO CARE®	5.5	5.0	EFF	<b>xx</b>
K3.4	ANKYLOS® C/X	3.5/4.5/5.5/7.0	4.5/5.5	EFF	<b>21</b>
Q3.1	DENTSPLY® AstraTech	3.5/4.0	3.5/4.0	RK	<b>17</b>
Q3.1	TITANIUMFIX® BlackFix	3.5/4.0	3.5/4.0	TMX	<b>21</b>
Q3.1	DUOCOM CM	3.5/4.0	3.5/4.0	TMX	<b>21</b>
Q3.2	DENTSPLY® AstraTech	4.5/5.0	4.5/5.0	RK	<b>18</b>
Q3.2	DUOCOM CM	4.5/5.0	4.5/5.0	XX	<b>xx</b>
Q3.3	DENTSPLY® AstraTech EV	3.6	3.6	RK	<b>19</b>
Q3.4	DENTSPLY® AstraTech EV	4.2	4.2	RK	<b>20</b>
Q3.5	DENTSPLY® AstraTech EV	4.8	4.8	RK	<b>21</b>
Q3.6	DENTSPLY® AstraTech EV	5.4	5.4	RK	<b>22</b>

## CONEXÕES INTERNAS

S.M.P. EFF	APLICAÇÃO	IMPLANTE	PLAT PROTÉTICA	EMPRESA	PÁG
A2.1	NEODENT®	3.75/4.3/5.0	4.3/5.0	EFF	<b>19</b>
B2.1	SIN®	3.8	3.8	EFF/TMX	<b>13/24</b>
B2.2	SIN®	4.0/4.3	4.5	EFF/TMX	<b>14/25</b>
B2.3	SIN®	4.0/5.0	5.5	EFF	<b>15</b>
C2.1/C2.2/C2.3	CONEXÃO®	3.75/4.0/4.3/5.0	4.1/4.3/5.0/6.0	EFF/TMX	<b>20/26</b>
C2.1/C2.2/C2.3	IMPLAC®	3.75/4.0/4.3/5.0	4.1/4.3/5.0/6.0	EFF	<b>20</b>
D2.1	IMPLACIL®	3.3/3.5	3.5	EFF	<b>21</b>
D2.1	DIAMOND®	3.3/3.5	3.5	EFF	<b>21</b>
D2.2	IMPLACIL®	3.75/4.3	4.0	EFF	<b>22</b>
D2.2	DIAMOND®	3.75/4.3	4.0	EFF	<b>22</b>
D2.3	IMPLACIL®	4.75/5.0	5.0	EFF	<b>23</b>
D2.3	DIAMOND®	4.75/5.0	5.0	EFF	<b>23</b>
G2.1	DENTOFLEX®	3.25	3.5	EFF	<b>XX</b>
G2.2	DENTOFLEX®	4.5	4.5	EFF	<b>XX</b>
G2.3	DENTOFLEX®	3.75	3.75	EFF/TMX	<b>27/27</b>
K2.1	NOBEL BIOCARE®	3.5	3.5	EFF/TMX/RK	<b>10/22/23</b>
K2.1	DERIG®	3.5	3.5	EFF	<b>10</b>
K2.2	NOBEL BIOCARE®	4.3	4.3	EFF/TMX/RK	<b>11/23/24</b>
K2.2	DERIG®	4.3	4.3	EFF	<b>11</b>
K2.3	NOBEL BIOCARE®	5.0	5.0	EFF/RK	<b>12/25</b>
L2.1	BIOMET 3i™	3.25	3.4	EFF	<b>16</b>
L2.2	BIOMET 3i™	4.0	4.1	EFF	<b>17</b>
L2.3	BIOMET 3i™	5.0	5.0	EFF	<b>18</b>
O2.1	DENTSPLY® Xive	3.4	3.4	RK	<b>13</b>
O2.2	SIN® (antigo)	3.8	3.8	EFF	<b>13</b>
O2.2	DENTSPLY® Xive	3.8	3.8	RK	<b>14</b>
O2.3	SIN® (antigo)	4.5	4.5	EFF	<b>14</b>
O2.3	DENTSPLY® Xive	4.5	4.5	RK	<b>15</b>
O2.4	SIN® (antigo)	5.5	5.5	EFF	<b>15</b>
O2.4	DENTSPLY® Xive	5.5	5.5	RK	<b>16</b>
P2.1	CAMLOG®	3.3	3.3	RK	<b>8</b>
P2.2	CAMLOG®	3.8	3.8	RK	<b>9</b>
P2.3	CAMLOG®	4.3	4.3	RK	<b>10</b>
P2.4	CAMLOG®	5.0	5.0	RK	<b>11</b>
P2.5	CAMLOG®	6.0	6.0	RK	<b>12</b>

Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas das suas respectivas fabricantes.

## CONEXÕES EXTERNAS

S.M.P. EFF	APLICAÇÃO	IMPLANTE	PLAT PROTÉTICA	EMPRESA	PÁG
A1.1	NEODENT®	3.3/3.5	3.3	EFF/TMX	<b>15/29</b>
A1.1	STERI-OSS®	3.3/3.5	3.3	EFF	<b>15</b>
A1.1	LIFECORE®	3.3/3.5	3.3	EFF	<b>15</b>
A1.1	RESTORE®	3.3/3.5	3.3	EFF	<b>15</b>
A1.1	BIONOVATION®	3.3/3.5	3.3	EFF	<b>15</b>
A1.1	IMPLAC®	3.3/3.5	3.3	EFF	<b>15</b>
A1.1	SERSON®	3.3/3.5	3.3	EFF	<b>15</b>
A1.2	NEODENT®	3.75/4.0	4.1	EFF	<b>11</b>
A1.3	NEODENT®	4.3	4.3	EFF	<b>16</b>
A1.3	BIOHORIZONS®	4.3	4.3	EFF	<b>16</b>
A1.4	NEODENT®	4.5/5.0	5.0	EFF/TMX	<b>17/30</b>
A1.4	RESTORE®	5.0	5.0	EFF	<b>17</b>
A1.4	GLOBTECK®	5.0	5.0	EFF	<b>17</b>
A1.4	INP®	5.0	5.0	EFF	<b>17</b>
A1.4	INTRA-LOCK®	5.0	5.0	EFF	<b>17</b>
A1.4	IMPLAC®	5.0	5.0	EFF	<b>17</b>
A1.4	DIAMOND®	5.0	5.0	EFF	<b>17</b>
B1.1	SIN®	3.25/4.5	3.4	EFF/TMX	<b>13/31</b>
B1.2	SIN®	3.25/3.75/4.0	4.1	EFF	<b>11</b>
B1.3	SIN®	5.0	5.0	EFF	<b>14</b>
C1.1	CONEXÃO®	3.3/3.5	3.3	EFF	<b>15</b>
C1.2	CONEXÃO®	3.75/4.0	4.1	EFF	<b>11</b>
C1.3	CONEXÃO®	5.0	5.0	EFF	<b>17</b>
F1.1	DSP® FLEXCONE®	3.0	3.0	TMX	<b>32</b>
F1.2	DSP® FLEXCONE®	4.0	4.0	TMX	<b>32</b>
K1.1	NOBEL BIO CARE®	3.3	3.5	EFF	<b>10</b>
K1.1	IMPLAMED®	3.3	3.5	EFF	<b>10</b>
K1.1	SWEEP®	3.3	3.5	EFF	<b>10</b>
K1.1	GLOBTEK®	3.3	3.5	EFF	<b>10</b>
K1.1	ACE®	3.3	3.5	EFF	<b>10</b>
K1.2	NOBEL BIO CARE®	3.75/4.0	4.1	EFF/TMX	<b>11/28</b>
K1.2	DENTOFLEX®	3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	4.1	EFF	<b>11</b>
K1.2	INP®	3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	4.1	EFF	<b>11</b>
K1.2	STERI-OSS®	3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	4.1	EFF	<b>11</b>
K1.2	GLOBTEK®	3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	4.1	EFF	<b>11</b>
K1.2	IMPLAMED®	3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	4.1	EFF	<b>11</b>
K1.2	RESTORE®	3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	4.1	EFF	<b>11</b>
K1.2	INTRA-LOCK®	3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	4.1	EFF	<b>11</b>
K1.2	SERSON®	3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	4.1	EFF	<b>11</b>
K1.2	IMPLAC®	3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	4.1	EFF	<b>11</b>
K1.2	DIAMOND®	3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	4.1	EFF	<b>11</b>
K1.2	BIOHORIZONS®	3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	4.1	EFF	<b>11</b>
K1.2	BIOFIX®	3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	4.1	EFF	<b>11</b>
K1.3	NOBEL BIO CARE®	5.0/6.0	5.1	EFF	<b>12</b>
K1.3	IMPLAMED®	5.0	5.1	EFF	<b>12</b>
K1.3	GLOBTEK®	5.0	5.1	EFF	<b>12</b>
L1.1	BIOMET 3I™	3.25	3.4	EFF	<b>13</b>
L1.2	BIOMET 3I™	3.25mini/3.75/4.0	4.1	EFF	<b>11</b>
L1.3	BIOMET 3I™	5.0	5.0	EFF	<b>14</b>
L1.3	ACE®	4.75	5.0	EFF	<b>14</b>
L1.3	DENTOFLEX®	5.0	5.0	EFF	<b>14</b>
M1.1	TITANIUMFIX®	3.25/3.5/3.75/3.8/4.0/4.1	4.1	EFF	<b>11</b>

Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas das suas respectivas fabricantes.

## PILAR

S.M.P. EFF	APLICAÇÃO	PLAT PROTÉTICA	ESPECIFICAÇÃO	CATÁLOGO	EFF	EMPRESA	PÁG
M.P.	TODOS	RP Ø4.80	MINI PILAR	CM/CE/CI	EFF/TMX		<b>27/18/24/33</b>
M.P.L. 1	NOBEL BIOCARE®	Ø5.40	MINI PILAR LARGO 1	CE	EFF		<b>18</b>
M.P.L.2	NEODENT®	Ø5.40	MINI PILAR LARGO 2	CE	EFF/TMX		<b>18/33</b>
SYRN	STRAUMANN® RN	Ø4.10/4.80	PILAR SynOcta®	CM	EFF/TMX		<b>15/11</b>
SYWN	STRAUMANN® WN	Ø4.80/6.50	PILAR SynOcta®	CM	EFF/TMX		<b>15/11</b>
MB 3.50	STRAUMANN®	Ø3.50	MULTI BASE®	CM	EFF		<b>18</b>
MB 4.50	STRAUMANN®	Ø4.50	MULTI BASE®	CM	EFF		<b>18</b>
SRA 3.50	STRAUMANN®	Ø3.50	SRA®	CM	EFF/TMX		<b>18/15</b>
SRA 4.60	STRAUMANN®	Ø4.60	SRA®	CMI	EFF/TMX		<b>18/15</b>
EST.	BRANEMARK® CONEXÃO®	Ø5.40	ESTHETICONE	CM/CE/CI	EFF		<b>23/18/24/20</b>
ESTN.	NEODENT®	Ø5.40	ESTHETICONE	CM/CE/CI	EFF/TMX		<b>23/18/24/33</b>
PGM	NEODENT®	Ø4.80	GRAN MORSE	CM	EFF/TMX		<b>26/20</b>
MPGM	NEODENT®	Ø3.50	GRAN MORSE MICRO	CM	EFF/TMX		<b>26/20</b>
MPGT	NEODENT®	Ø4.80	GT PILAR	CM	EFF/TMX		<b>18</b>
F1.1/F1.2	DSP®	Ø3.00/Ø4.00	FLEXCONE®	CE	TMX		<b>32</b>