

Cone Morse



Exports to Germany since 2011

Aperfeiçoando tecnologias



Aperfeiçoando tecnologias.

O aprimoramento constante nos aproxima da perfeição. Por isso, os componentes para prótese sobre implantes da EFF Dental são minuciosamente estudados antes de serem produzidos para trazer soluções de alta performance e assim, facilitar o seu dia a dia, com qualidade e inteligência.

Toda a linha de produtos foi planejada e desenvolvida por dentistas e técnicos em prótese a partir de situações vivenciadas na clínica e no laboratório, incorporando tecnologia nipo-germânica para oferecer o melhor. Os componentes são produzidos no Brasil, garantindo uma vantagem extra: excelente custo-benefício para os seus trabalhos.

Obrigado por escolher a EFF Dental.

Diretor técnico:
Flavio Rosa de Oliveira
CROSP-CD 90026
CROSP-TPD 7759





Controle de Qualidade

A EFF Dental tem o compromisso de oferecer alto controle de qualidade para que você ofereça a seus pacientes segurança nos tratamentos.

Realizamos estudos constantes nos componentes para garantir a mesma excelência dos produtos nacionais e importados.

Controle de Adaptação



Fig 1 Munhão Preparável 1 mm
EFF505.04.1A, EFF Dental Componentes,
São Paulo - SP, Brasil



Fig 2 Imagem em MEV (Quanta 200, FEI,
Hillsboro, OR, EUA) com aumento de 32X
Munhão Preparável 1 mm EFF505.04.1A,
EFF Denta Componentes, São Paulo - SP,
Brasil



Fig 3 Imagem em MEV (Quanta 200, FEI,
Hillsboro, OR, EUA) com aumento de
600x Munhão Preparável 1 mm
EFF505.04.1A, EFF Dental Componentes,
São Paulo - SP, Brasil

Entenda o que significa cada certificado

A EFF Dental possui certificações anualmente processadas pelos principais órgãos certificadores nacionais e internacionais.

Todo ano auditores alemães visitam a EFF Dental para analisar os processos da fábrica.



Certificado de Boas Práticas - Anvisa



ISO13485 Certificação Médica Internacional
ISO9001 Certificação Administrativa de Processos



Certificado da Comunidade Européia


Controle de Fadiga

Ensaio estático

Os dados e gráfico abaixo demonstram os resultados obtidos dos ensaios estáticos e as curvas de força versus deslocamento.

Amostra	Carga Máxima (N)
MET140232 - 1	621,10
MET140232 - 2	601,05
MET140232 - 3	611,07
MET140232 - 4	567,89
MET140232 - 5	548,51
Média	589,92
Desvio Padrão	30,59


*Tabela – Os componentes da EFF Dental aguentaram uma carga média de 589,92N.




*Figura – Curva obtida do ensaio estático

Ensaio dinâmico

A figura abaixo contém a curva de carga versus número de ciclos, onde se verifica que a resistência à fadiga corresponde a 30% (176,98N) da carga de referência (589,92N)



*Figura – Curva S x N do ensaio de fadiga



*Figura – Ilustração da montagem do ensaio - equipamento EMIC modelo DL1000, segundo instrução do IMP 320 e a norma ISO14801: 2007



Qualidade em todos os processos

A EFF Dental tem o compromisso de oferecer sempre o melhor para os seus clientes, e para isso se preocupa com a qualidade da produção desde o momento do armazenamento da matéria prima, até a embalagem final, garantindo a rastreabilidade para o cliente.



S.M.P. (Sistema Multi Plataforma)

Para melhor compreender a sistemática e características dos seus produtos, a EFF Dental desenvolveu uma terminologia que simplificará a identificação dos produtos similares do mercado.

O Sistema Multi Plataforma (S.M.P.), é uma nomenclatura única para identificar componentes que utilizam vários sistemas de implantes do mercado que exercem a mesma função, facilitando assim a seleção do componente ideal para o tratamento.


Índice	Página
Como identificar o seu componente.....	8
Manual S.M.P. (Sistema Multi Plataforma).....	9
Cone Morse K3.1.....	10
Cone Morse - NP K3.2/C3.2.....	11
Cone Morse - RP K3.3.....	12
Cone Morse - RN J3.1.....	13
Cone Morse - WN J3.2.....	14
Pilar SynO - RN/WN.....	15
Cone Morse - SC J3.5.....	16
Cone Morse - NC J3.3.....	17
Cone Morse - RC J3.4.....	18
Pilar M Base/SRA®	19
Cone Morse - SW C3.1.....	20
Cone Morse Regular C/X K3.4.....	21
Cone Morse - CM A3.1.....	22
Cone Morse - GM A3.2.....	24
Pilar GM.....	26
Mini Pilar Regular.....	27
Chaves Digitais.....	28
Torquímetro Manual.....	29
Estojos EFF Dental.....	30
Etiquetas/Informações Gerais.....	31

Como identificar o seu componente

A EFF Dental produz componentes protéticos para a maioria dos sistemas e marcas de implantes do mercado internacional e nacional e pensando na facilidade da busca dos itens necessários para o tratamento dos seus pacientes, oferecemos o manual S.M.P. (Sistema Multi Plataforma) onde você encontra a peça certa para cada tratamento.

Com a embalagem do implante em mãos, verifique a marca comercial¹, código do produto², diâmetro do implante e plataforma protética³. Com essas informações, você identifica no manual S.M.P. (Sistema Multi Plataforma), a S.M.P. EFF e a página onde estão localizados os componentes.


Exemplo (CM): Implante Nobel Biocare[®] de 3.0mm de diâmetro e 3.0mm de plataforma protética em o código S.M.P. EFF K3.1 e está na página 10 do catálogo.



Manual

Página	Aplicação	Especificação	Implante	Plataforma Proté ca	S.M.P. EFF
10.....	Nobel Biocare®		3.0	3.0	K3.1
11.....	Nobel Biocare®	NP	3.5	3.5	K3.2
12.....	Nobel Biocare®	RP	4.3/5.0	3.9	K3.3
13.....	STR	RN	3.3/4.1/4.8	4.8	J3.1
14.....	STR	WN	4.8	6.5	J3.2
15.....	STR	Pilar		4.1/4.8/6.5	SYRN/SYWN
16.....	STR	SC	2.9	2.9	J3.5
17.....	STR	NC	3.3	3.3	J3.3
18.....	STR	RC	4.1/4.8	4.1	J3.4
19.....	STR	Pilar		3.5/4.5/5.6	MB/SRA
20.....	SIN®	Strong®	3.5/3.8/4.5/5.5	3.5/3.8/4.5/5.5	C3.1
21.....	Ankylos®		3.5/4.5/5.5/7.0	3.5/4.5/5.5/7.0	K3.4
22 e 23.....	NEO	CM	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	A3.1
24.....	Mini Pilar	Pilar		4.8	MPGM/Micro
11.....	Conexão®		3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.5	C3.2
13.....	Zimmer®	Swiss Plus...	3.3/4.1/4.8	4.8	J3.1
13.....	Lifecor®		3.3/4.1/4.8	4.8	J3.1
13.....	Intra-Lock®		3.3/4.1/4.8	4.8	J3.1
13.....	Globtek®		3.3/4.1/4.8	4.8	J3.1
13.....	TitaniumFix®		3.3/4.1/4.8	4.8	J3.1
13.....	Biomet3i™		3.3/4.1/4.8	4.8	J3.1
16.....	Derig®	CM	3.3	3.5	J3.4
22 e 23.....	SIN®	Unitite®	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	A3.1
22 e 23.....	Intraoss®		3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.3/4.5	A3.1
22 e 23.....	Pross®		3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.3/4.5	A3.1
22 e 23.....	Dentoflex®		3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.3/4.5	A3.1
22 e 23.....	KOPP®		3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.3/4.5	A3.1
22 e 23.....	NP®		3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.3/4.5	A3.1

*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas das suas respectivas fabricantes.



Componentes para Implante

Cone Morse



K3.1

Componentes para prótese parafusada e cimentada

Parafuso de Retenção
▲ Torque max. 15 Ncm

★ EFF 2101 . 06C
Parafuso Grip

⬡ EFF 2101 . 06A
Parafuso Hexagonal

★ EFF 2101 . 07C
Parafuso Grip
para Zircônia

⬡ EFF 2101 . 07A
Parafuso Hexagonal
para Zircônia



Tapa Implante
EFF 155 . 15



Cicatrizador
EFF 105 . 15A - cinta 3.00mm
EFF 105 . 15B - cinta 5.00mm
EFF 105 . 15C - cinta 7.00mm



Transfer Moldeira Aberta
EFF 205 . 15A . CJ



Transfer Moldeira Fechada
EFF 205 . 15B . CJ



Análogo do Implante
EFF 305 . 15



Munhão Provisório
EFF 405 . 15A - Anti Rotacional
EFF 405 . 15B - Rotacional



Munhão Cimentável
EFF 505 . 15A - cinta 1.50mm
EFF 505 . 15B - cinta 3.00mm
EFF 505 . 15C - cinta 4.50mm



Munhão de Zircônia
EFF 721 . 01A - Anti Rotacional



Ucla Plástica base CrCo
EFF 805 . 15A . CJ - Anti Rotacional
EFF 805 . 15B . CJ - Rotacional

Componentes para CAD/CAM



Análogo Digital
EFF 305 . 15 . H



Abut. Rollings
EFF 1505 . 15A . T
EFF 1505 . 15A . C



Link para Zircônia
Small
EFF 6805 . 15A . 1S



Interface para Zircônia
EFF 6905 . 15A



Scan Laboratorial
EFF 9005 . 15A . L



Scan Intraoral
EFF 9205 . 15A . P . CJ




Scan-Body
EFF 9700 . 1A

Componentes para Implante

Cone Morse – NP

SMP K3.2/C3.2
Sistema Multi Platform




Componentes para prótese parafusada e cimentada



Tapa Implante
EFF 155 . 06



Cicatrizador
EFF 105 . 06A – cinta 3.00mm
EFF 105 . 06B – cinta 5.00mm
EFF 105 . 06C – cinta 7.00mm



Transfer Moldeira Aberta
EFF 205 . 06A . CJ



Transfer Moldeira Fechada
EFF 205 . 06B . CJ



Análogo do Implante
EFF 305 . 06



Munhão Provisório
EFF 405 . 06A – Anti Rotacional
EFF 405 . 06B – Rotacional



Munhão Cimentável
EFF 505 . 06 . 1A – cinta 1.50mm
EFF 505 . 06 . 1B – cinta 2.50mm
EFF 505 . 06 . 1C – cinta 3.50mm



Munhão de Zircônia
EFF 721 . 01A – Anti Rotacional



Ucla Plástica base CrCo
EFF 805 . 06A . CJ – Anti Rotacional
EFF 805 . 06B . CJ – Rotacional

Parafuso de Retenção



Torque 20 Ncm

★ EFF 2102 . 02C
Parafuso Grip

EFF 2102 . 02A
Parafuso Hexagonal



EFF 2102 . 08A
Parafuso Hexagonal
para Zircônia

★ EFF 2102 . 08C
Parafuso Grip
para Zircônia

Componentes para CAD/CAM



Análogo Digital
EFF 305 . 06 . H



Abut. Rollings
EFF 1505 . 06A . T
EFF 1505 . 06A . C



Link para Zircônia
Large Anti Rotacional
EFF 6805 . 06A . 1 – cinta 1.50mm
EFF 6805 . 06A . 2 – cinta 2.50mm
EFF 6805 . 06A . 3 – cinta 3.50mm
Small Anti Rotacional
EFF 6805 . 06A . 1S – cinta 1.50mm
EFF 6805 . 06A . 2S – cinta 2.50mm
EFF 6805 . 06A . 3S – cinta 3.50mm



Interface para Zircônia
EFF 6905 . 06A



Scan Laboratorial
EFF 9005 . 06A . L



Scan Intraoral
EFF 9205 . 06A . P . CJ



Scan-Body
EFF 9700 . A
EFF 9700 . 1A

Pilar para prótese aparafusada



Torque 20Ncm

Mini Pilar Reto
EFF 1105 . 06A . CJ – cinta 1.50mm
EFF 1105 . 06B . CJ – cinta 2.50mm
EFF 1105 . 06C . CJ – cinta 3.50mm
EFF 1105 . 06D . CJ – cinta 4.50mm




Torque 20Ncm

Mini Pilar Angulado
17° EFF 1105 . 06 . 1A . CJ – cinta 2.50mm
EFF 1105 . 06 . 1B . CJ – cinta 3.50mm
30° EFF 1105 . 06 . 2A . CJ – cinta 3.50mm
EFF 1105 . 06 . 2B . CJ – cinta 4.50mm

*Componentes para Mini Pilar consultar página 24.
*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas das suas respectivas fabricantes.

e-mail: atendimento@effdental.com.br – Tel.: 11 3059-2200



Componentes para Implante

Cone Morse – RP



K3.3

Parafuso de Retenção



Torque 32 Ncm

★ EFF 2104 . 15C
Parafuso Grip

⬡ EFF 2104 . 15A
Parafuso Hexagonal



★ EFF 2104 . 13C
Parafuso Grip
para Zircônia

⬡ EFF 2104 . 13A
Parafuso Hexagonal
para Zircônia

Componentes para prótese parafusada e cimentada




Tapa Implante
EFF 155 . 07



Cicatrizador
EFF 105 . 07A – cinta 3.00mm
EFF 105 . 07B – cinta 5.00mm
EFF 105 . 07C – cinta 7.00mm



Transfer Moldeira Aberta
EFF 205 . 07A . CJ



Transfer Moldeira Fechada
EFF 205 . 07B . CJ



Análogo do Implante
EFF 305 . 07



Munhão Provisório
EFF 405 . 07A – Anti Rotacional
EFF 405 . 07B – Rotacional



Munhão Cimentável
EFF 505 . 07 . 1A – cinta 1.50mm
EFF 505 . 07 . 1B – cinta 3.00mm
EFF 505 . 07 . 1C – cinta 4.50mm



Munhão de Zircônia
EFF 721 . 04A – Anti Rotacional



Ucla Plástica base CrCo
EFF 805 . 07A . CJ – Anti Rotacional
EFF 805 . 07B . CJ – Rotacional

Componentes para CAD/CAM



Análogo Digital
EFF 305 . 07 . H



Abut. Rollings
EFF 1505 . 07A . T
EFF 1505 . 07A . C



Link para Zircônia
Large
EFF 6805 . 07A . 1 – cinta 1.50mm
EFF 6805 . 07A . 2 – cinta 2.50mm
EFF 6805 . 07A . 3 – cinta 3.50mm



Interface para Zircônia
EFF 6905 . 07A



Scan Laboratorial
EFF 9005 . 07A . L



Scan Intraoral
EFF 9205 . 07A . P . CJ



Scan-Body
EFF 9700 A

Pilar para prótese aparafusada



Torque 32Ncm

Mini Pilar Reto
EFF 1105 . 07A . CJ – cinta 1.50mm
EFF 1105 . 07B . CJ – cinta 2.50mm
EFF 1105 . 07C . CJ – cinta 3.50mm
EFF 1105 . 07D . CJ – cinta 4.50mm



Torque 32Ncm

Mini Pilar Angulado
17° EFF 1105 . 07 . 1A . CJ – cinta 2.50mm
EFF 1105 . 07 . 1B . CJ – cinta 3.50mm
30° EFF 1105 . 07 . 2A . CJ – cinta 3.50mm
EFF 1105 . 07 . 2B . CJ – cinta 4.50mm

*Componentes para Mini Pilar consultar página 24.


*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas das suas respectivas fabricantes.

Componentes para Implante

Cone Morse – RN



J3.1



Componentes para prótese parafusada e cimentada




Tapa Implante
EFF 155 . 01



Cicatrizador
EFF 105 . 01A – cinta 1.50mm
EFF 105 . 01B – cinta 2.00mm
EFF 105 . 01C – cinta 3.00mm
EFF 105 . 01D – cinta 4.00mm
EFF 105 . 01E – cinta 6.00mm



Transfer Moldeira Aberta
EFF 205 . 01A . CJ



Transfer Moldeira Fechada
EFF 205 . 01B . CJ



Análogo do Implante
EFF 305 . 01



Análogo do Munhão Sólido
EFF 305 . 01A – h. 4.00mm
EFF 305 . 01B – h. 5.50mm
EFF 305 . 01C – h. 7.00mm



Munhão Provisório
EFF 405 . 01A – Anti Rotacional
EFF 405 . 01B – Rotacional



Munhão Sólido
EFF 505 . 01A – h. 4.00mm
EFF 505 . 01B – h. 5.50mm
EFF 505 . 01C – h. 7.00mm



Pilar Cimentado
EFF 505 . 01 . 1 . CJ – h. 5.50mm



Ucla Plástica base CrCo
EFF 805 . 01A . CJ – Anti Rotacional
EFF 805 . 01B . CJ – Rotacional

Parafuso de Retenção



Torque 32 Ncm
EFF 2104 . 11D
Para peças s/AR
Parafuso Torx




EFF 2104 . 17D
Para peças c/AR
Parafuso Torx



EFF 2104 . 19D
Para Link c/AR
Perfect Base
Parafuso Torx

Componentes para CAD/CAM



Análogo Digital
EFF 305 . 01 . H



Abut. Rollings
EFF 1505 . 01A . T
EFF 1505 . 01A . C



Link para Zirconia
Perfect Base
Anti Rotacional
EFF 6805 . 01A . P



Link para Zirconia
Ti Base Large
Anti Rotacional
EFF 6805 . 01A . 1



Scan Laboratorial
EFF 9005 . 01A . L



Scan Intraoral
EFF 9205 . 01A . P . CJ



Scan-Body
EFF 9700 . A


Pilar SynO para prótese aparafusada



Pilar SynO
EFF 1105 . 01 . CJ

Torque 32Ncm

*Componentes para synOcta® consultar página 15.
*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas das suas respectivas fabricantes.



Componentes para Implante

Cone Morse – WN



J3.2

Sistema Multi Plataforma

Parafuso de Retenção



Torque 32 Ncm



EFF 2104 . 11D
Para peças s/AR
Parafuso Torx



EFF 2104 . 17D
Para peças c/AR
Parafuso Torx



EFF 2104 . 19D
Para Link c/AR
Perfect Base
Parafuso Torx

Componentes para prótese parafusada e cimentada




Tapa Implante
EFF 155 . 02



Cicatrizador
EFF 105 . 02A – cinta 1.50mm
EFF 105 . 02B – cinta 2.00mm
EFF 105 . 02C – cinta 3.00mm
EFF 105 . 02D – cinta 4.00mm
EFF 105 . 02E – cinta 6.00mm



Transfer Moldeira Aberta
EFF 205 . 02A . CJ



Transfer Moldeira Fechada
EFF 205 . 02B . CJ



Análogo do Implante
EFF 305 . 02



Análogo do Munhão Sólido
EFF 305 . 02A – h. 4.00mm
EFF 305 . 02B – h. 5.50mm



Munhão Provisório
EFF 405 . 02A – Anti Rotacional
EFF 405 . 02B – Rotacional



Munhão Sólido
EFF 505 . 02A – h. 4.00mm
EFF 505 . 02B – h. 5.50mm



Pilar Cimentado
EFF 505 . 02 . 1 . CJ – h. 5.50mm



Ucla Plástica base CrCo
EFF 805 . 02A . CJ – Anti Rotacional
EFF 805 . 02B . CJ – Rotacional

Componentes para CAD/CAM



Análogo Digital
EFF 305 . 02 . H



Abut. Rollings
EFF 1505 . 02A . T
EFF 1505 . 02A . C



Link para Zirconia
Perfect Base
Anti Rotacional
EFF 6805 . 02A . P



Link para Zirconia
Ti Base Large
Anti Rotacional
EFF 6805 . 02A . 1



Scan Laboratorial
EFF 9005 . 02A . L



Scan Intraoral
EFF 9205 . 02A . P . CJ



Scan-Body
EFF 9700 . A

Pilar SynO para prótese aparafusada



Pilar SynO
EFF 1105 . 02 . CJ

Torque 32Ncm


*Componentes para synOcta® consultar página 15.

*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas das suas respectivas fabricantes.

Componentes para prótese aparafusada – Pilar SynO – RN



Capa de Proteção
EFF 113 . 01 . CJ



Transfer Moldeira Aberta
EFF 213 . 01A . CJ



Transfer Moldeira Fechada
EFF 213 . 01B . CJ

Parafuso de Retenção



Torque 32 Ncm



EFF 2104 . 10D
Parafuso Torx



Análogo
EFF 313 . 01



Coping Provisório
EFF 413 . 01A – Anti Rotacional
EFF 413 . 01B – Rotacional



Coping Plástico
EFF 713 . 01A – Anti Rotacional
EFF 713 . 01B – Rotacional



Coping Plástico Base CrCo
EFF 813 . 01A . CJ – Anti Rotacional
EFF 813 . 01B . CJ – Rotacional




Scan Intraoral
EFF 9213 . 01A . P . CJ


Componentes para prótese aparafusada – Pilar SynO – WN



Capa de Proteção
EFF 113 . 02 . CJ



Transfer Moldeira Aberta
EFF 213 . 02A . CJ



Transfer Moldeira Fechada
EFF 213 . 02B . CJ

Parafuso de Retenção



Torque 32 Ncm



EFF 2104 . 10D
Parafuso Torx



Análogo
EFF 313 . 02



Coping Provisório
EFF 413 . 02A – Anti Rotacional
EFF 413 . 02B – Rotacional




Coping Plástico
EFF 713 . 02A – Anti Rotacional
EFF 713 . 02B – Rotacional



Coping Plástico Base CrCo
EFF 813 . 02A . CJ – Anti Rotacional
EFF 813 . 02B . CJ – Rotacional



Scan Intraoral
EFF 9213 . 02A . P . CJ



Componentes para Implante

Cone Morse – SC



J3.5

Parafuso de Retenção

▲ Torque max. 15 Ncm



EFF 2101 . 13D
Parafuso Torx



EFF 2101 . 15D
Parafuso Torx
para Zirconia

Componentes para prótese parafusada e cimentada



Tapa Implante
EFF 155 . 28



Cicatrizador

EFF 105 . 28A . CJ – cinta 2.00mm
EFF 105 . 28B . CJ – cinta 3.50mm
EFF 105 . 28C . CJ – cinta 5.00mm
EFF 105 . 28D . CJ – cinta 6.50mm



Transfer Moldeira Aberta
EFF 205 . 28A . CJ



Transfer Moldeira Fechada
EFF 205 . 28B . CJ



Análogo do Implante
EFF 305 . 28



Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF 405 . 28A . 1 – cinta 1.00mm
EFF 405 . 28A . 2 – cinta 2.00mm
EFF 405 . 28A . 3 – cinta 3.00mm
Rotacional
EFF 405 . 28B . 1 – cinta 1.00mm
EFF 405 . 28B . 2 – cinta 2.00mm



Munhão de Zirconia
EFF 721 . 01A – Anti Rotacional



Ucla Plástica base CrCo
EFF 805 . 28A . CJ – Anti Rotacional
EFF 805 . 28B . CJ – Rotacional

Componentes para CAD/CAM



Análogo Digital
EFF 305 . 28 . H



Link para Zirconia
Perfect Base

EFF 6805 . 28A . P . 1 – cinta 1.00mm
EFF 6805 . 28A . P . 2 – cinta 2.00mm
EFF 6805 . 28A . P . 3 – cinta 3.00mm



Link para Zirconia
Ti Base
Small

EFF 6805 . 28A . 1S – cinta 1.00mm
EFF 6805 . 28A . 2S – cinta 2.00mm
EFF 6805 . 28A . 3S – cinta 3.00mm



Interface para Zirconia
EFF 6905 . 28A




Scan-Body
EFF 9700 . 1A – Small




Scan Intraoral
EFF 9205 . 28A . P . CJ

Componentes para Implante

Cone Morse – NC



Componentes para prótese parafusada e cimentada



Tapa Implante
EFF 155 . 03



Cicatrizador
Perfil Ø3.30
EFF 105 . 03A cinta – 2.00mm
EFF 105 . 03B cinta – 4.00mm
EFF 105 . 03C cinta – 6.00mm
Perfil Ø4.80
EFF 105 . 03 . 1A – cinta 2.00mm
EFF 105 . 03 . 1B – cinta 3.50mm
EFF 105 . 03 . 1C – cinta 5.00mm



Transfer Moldeira Aberta
EFF 205 . 03A . CJ



Transfer Moldeira Fechada
EFF 205 . 03B . CJ



Análogo do Implante
EFF 305 . 03



Munhão Provisório
EFF 405 . 03A – Anti Rotacional
EFF 405 . 03B – Rotacional



Munhão Cimentável
Ø 3.50mm – Pilar h. 4.00mm
EFF 505 . 03 . 1 . 1A – cinta 1.00mm
EFF 505 . 03 . 1 . 1B – cinta 2.00mm
EFF 505 . 03 . 1 . 1C – cinta 3.00mm
Ø 3.50mm – Pilar h. 5.50mm
EFF 505 . 03 . 1 . 2A – cinta 1.00mm
EFF 505 . 03 . 1 . 2B – cinta 2.00mm
EFF 505 . 03 . 1 . 2C – cinta 3.00mm



Munhão de Zircônia
Ø 5.00mm – Pilar h. 4.00mm
EFF 505 . 03 . 2 – 1A . cinta 1.00mm
EFF 505 . 03 . 2 – 1B . cinta 2.00mm
EFF 505 . 03 . 2 – 1C . cinta 3.00mm
Ø 5.00mm – Pilar h. 5.50mm
EFF 505 . 03 . 2 – 2A . cinta 1.00mm
EFF 505 . 03 . 2 – 2B . cinta 2.00mm
EFF 505 . 03 . 2 – 2C . cinta 3.00mm



Munhão de Zircônia
EFF 721 . 04A – Anti Rotacional



Ucla Plástica base CrCo
EFF 805 . 03A . CJ – Anti Rotacional
EFF 805 . 03B . CJ – Rotacional

Parafuso de Retenção




Torque 20 Ncm
EFF 2102 . 11D
Parafuso Torx



EFF 2102 . 05D
Parafuso Torx
para Zircônia

Componentes para CAD/CAM



Análogo Digital
EFF 305 . 03 . H



Abut. Rollings
EFF 1505 . 03A . T
EFF 1505 . 03A . C



Link para Zircônia
Ti Base
Large Anti Rotacional
EFF 6805 . 03A . 1 – cinta 0.70mm
EFF 6805 . 03A . 4 – cinta 1.50mm
EFF 6805 . 03A . 2 – cinta 2.50mm
EFF 6805 . 03A . 3 – cinta 3.50mm
Small Anti Rotacional
EFF 6805 . 03A . 1S – cinta 0.70mm
EFF 6805 . 03A . 2S – cinta 2.50mm
EFF 6805 . 03A . 3S – cinta 3.50mm



Link para Zircônia
Perfect Base
Anti Rotacional
EFF 6805 . 03A . P



Interface para Zircônia
EFF 6905 . 03A



Scan-Body
EFF 9700 . A – Large
EFF 9700 . 1A – Small



Scan Laboratorial
EFF 9005 . 03A . L




Scan Intraoral
EFF 9205 . 03A . P . CJ

Pilar para prótese aparafusada




Pilar M Base
Ø 3.50
EFF 1105 . 03 . 1A . CJ – cinta 1.00mm
EFF 1105 . 03 . 1B . CJ – cinta 2.50mm
EFF 1105 . 03 . 1C . CJ – cinta 4.50mm
EFF 1105 . 03 . 1D . CJ – cinta 5.50mm
Torque 20Ncm
Ø 4.50
EFF 1105 . 03 . 2A . CJ – cinta 1.00mm
EFF 1105 . 03 . 2B . CJ – cinta 2.50mm
EFF 1105 . 03 . 2C . CJ – cinta 4.50mm



Pilar SRA®
Ø 3.50
EFF 1105 . 03 . 3A . CJ – cinta 1.00mm
EFF 1105 . 03 . 3B . CJ – cinta 2.50mm
EFF 1105 . 03 . 3C . CJ – cinta 4.00mm
Torque 20Ncm
Ø 4.60
EFF 1105 . 03 . 4A . CJ – cinta 1.00mm
EFF 1105 . 03 . 4B . CJ – cinta 2.50mm
EFF 1105 . 03 . 4C . CJ – cinta 4.00mm

*Componentes para MBase e SRA® consultar página 19.
*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas das suas respectivas fabricantes.



Componentes para Implante

Cone Morse – RC



J3.4

Parafuso de Retenção



Torque 20 Ncm

EFF 2102 . 20D
Parafuso Torx



EFF 2102 . 05D
Parafuso Torx
para Zircônia


Componentes para prótese parafusada e cimentada



Tapa Implante
EFF 155 . 04



Cicatrizador
Perfil Ø4.80
EFF 105 . 04A - cinta 2.00mm
EFF 105 . 04B - cinta 4.00mm
EFF 105 . 04C - cinta 6.00mm
Perfil Ø6.00
EFF 105 . 04 . 1A - cinta 2.00mm
EFF 105 . 04 . 1B - cinta 4.00mm
EFF 105 . 04 . 1C - cinta 6.00mm



Transfer Moldeira Aberta
EFF 205 . 04A . CJ



Transfer Moldeira Fechada
EFF 205 . 04B . CJ



Análogo do Implante
EFF 305 . 04



Munhão Provisório
EFF 405 . 04A - Anti Rotacional
EFF 405 . 04B - Rotacional



Munhão Cimentável
Ø 5.00mm - Pilar h. 4.00mm
EFF 505 . 04 . 1 . 1A - cinta 1.00mm
EFF 505 . 04 . 1 . 1B - cinta 2.00mm
EFF 505 . 04 . 1 . 1C - cinta 3.00mm
Ø 5.00mm - Pilar h. 5.50mm
EFF 505 . 04 . 1 . 2A - cinta 1.00mm
EFF 505 . 04 . 1 . 2B - cinta 2.00mm
EFF 505 . 04 . 1 . 2C - cinta 3.00mm



Munhão de Zircônia
EFF 721 . 04A - Anti Rotacional



Ucla Plástica base CrCo
EFF 805 . 04A . CJ - Anti Rotacional
EFF 805 . 04B . CJ - Rotacional

Componentes para CAD/CAM



Análogo Digital
EFF 305 . 04 . H



Abut. Rollings
EFF 1505 . 04A . T
EFF 1505 . 04A . C



Link para Zircônia
Large Anti Rotacional
EFF 6805 . 04A . 1 - cinta 0.70mm
EFF 6805 . 04A . 4 - cinta 1.50mm
EFF 6805 . 04A . 2 - cinta 2.50mm
EFF 6805 . 04A . 3 - cinta 3.50mm
Small Anti Rotacional
EFF 6805 . 04A . 1S - cinta 0.70mm
EFF 6805 . 04A . 2S - cinta 2.50mm
EFF 6805 . 04A . 3S - cinta 3.50mm



Link para Zircônia
Perfect Base
Anti Rotacional
EFF 6805 . 04A . P



Interface para Zircônia
EFF 6905 . 04A



Scan-Body
EFF 9700 . A - Large
EFF 9700 . 1A - Small



Scan Laboratorial
EFF 9005 . 04A . L



Scan Intraoral
EFF 9205 . 04A . P . CJ

Pilar SynO para prótese aparafusada



Pilar M Base
Ø 4.50
EFF 1105 . 04 . 1A . CJ - cinta 1.00mm
EFF 1105 . 04 . 1B . CJ - cinta 2.50mm
EFF 1105 . 04 . 1C . CJ - cinta 4.50mm

Torque 20Ncm



Pilar SRA®
Ø 4.60
EFF 1105 . 04 . 3A . CJ - cinta 1.00mm
EFF 1105 . 04 . 3B . CJ - cinta 2.50mm
EFF 1105 . 04 . 3C . CJ - cinta 4.00mm


Torque 20Ncm

*Componentes para synOcta® consultar página 19.
*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas das suas respectivas fabricantes.

Componentes para prótese aparafusada – M Base



Tampa de Proteção
EFF 114 . 01 . CJ – Ø3.50
EFF 114 . 02 . CJ – Ø4.50



Transfer Moldeira Aberta
EFF 214 . 01 . 1A . CJ – Ø3.50
EFF 214 . 01 . 2A . CJ – Ø4.50



Transfer Moldeira Fechada
EFF 214 . 01 . 1B . CJ – Ø3.50
EFF 214 . 01 . 2B . CJ – Ø4.50



Análogo
EFF 314 . 01A – Ø3.50
EFF 314 . 01B – Ø4.50



Coping Provisório
EFF 414 . 01 . 1 – Ø3.50
EFF 414 . 01 . 2 – Ø4.50



Coping Plástico
EFF 714 . 01 . 1 – Ø3.50
EFF 714 . 01 . 2 – Ø4.50



Coping Plástico Base CrCo
EFF 814 . 01 . 1 . CJ – Ø3.50
EFF 814 . 01 . 2 . CJ – Ø4.50



Scan Intraoral
EFF 9214 . 01A . P . CJ – Ø 3.50mm
EFF 9214 . 02A . P . CJ – Ø 4.50mm

Parafuso de Retenção



Torque 10 Ncm
ou manual




EFF 2101 . 08D
Parafuso Torx


Componentes para prótese aparafusada – Pilar SRA®



Tampa de Proteção
EFF 114 . 03 . CJ – Ø3.50
EFF 114 . 04 . CJ – Ø4.60



Transfer Moldeira Aberta
EFF 214 . 03A . CJ – Ø3.50
EFF 214 . 04A . CJ – Ø4.60



Transfer Moldeira Fechada
EFF 214 . 03B . CJ – Ø3.50
EFF 214 . 04B . CJ – Ø4.60



Análogo
EFF 314 . 03 – Ø3.50
EFF 314 . 04 – Ø4.60



Coping Provisório
Anti Rotacional
EFF 414 . 03A – Ø3.50
EFF 414 . 04A – Ø4.60
Rotacional
EFF 414 . 03B – Ø3.50
EFF 414 . 04B – Ø4.60



Coping Plástico
Anti Rotacional
EFF 714 . 03A – Ø3.50
EFF 714 . 04A – Ø4.60
Rotacional
EFF 714 . 03B – Ø3.50
EFF 714 . 04B – Ø4.60



Coping Plástico Base CrCo
Anti Rotacional
EFF 814 . 03A . CJ – Ø3.50
EFF 814 . 04A . CJ – Ø4.60
Rotacional
EFF 814 . 03B . CJ – Ø3.50
EFF 814 . 04B . CJ – Ø4.60



Scan Intraoral
EFF 9214 . 03A . P . CJ – Ø 3.50mm
EFF 9214 . 04A . P . CJ – Ø 4.60mm


Parafuso de Retenção



Torque 10 Ncm
ou manual



EFF 2101 . 11D
Parafuso Torx



Componentes para Implante

Cone Morse – SW



C3.1

Sistema Multi-Plataforma

Parafuso de Retenção



Torque 20 Ncm



EFF 2102 . 24A
Parafuso Hexagonal



EFF 2102 . 18A
Parafuso Hexagonal
para Zircônia

Componentes para prótese parafusada e cimentada



Cicatrizador

Perfil Ø4.50

EFF 105 . 10 . 1A – cinta 2.00mm

EFF 105 . 10 . 1B – cinta 4.00mm

EFF 105 . 10 . 1C – cinta 6.00mm



Transfer Moldeira Aberta

EFF 205 . 10A . CJ



Transfer Moldeira Fechada

EFF 205 . 10B . CJ



Análogo do Implante

EFF 305 . 10



Munhão Provisório

EFF 405 . 10A – Anti Rotacional

EFF 405 . 10B – Rotacional



Munhão Cimentável

Perfil Ø 3.50

EFF 505 . 10A – cinta 1.00mm

EFF 505 . 10C – cinta 3.00mm



Munhão de Zircônia

EFF 721 . 04A – Anti Rotacional




Ucla Plástica base CrCo

EFF 805 . 10A . CJ – Anti Rotacional

EFF 805 . 10B . CJ – Rotacional

Componentes para CAD/CAM



Análogo Digital

EFF 305 . 10 . H



Abut. Rollings

EFF 1505 . 10A . T

EFF 1505 . 10A . C



Link para Zircônia

Large

EFF 6805 . 10A . 1 – cinta 1.50mm



Interface para Zircônia

EFF 6905 . 10A



Scan Laboratorial

EFF 9005 . 10A . L



Scan Intraoral

EFF 9205 . 10A . P . CJ



Scan-Body

EFF 9700 . A



Torque 20Ncm

Mini Pilar Reto

EFF 1105 . 10A . CJ – cinta 1.00mm

EFF 1105 . 10B . CJ – cinta 2.00mm

EFF 1105 . 10C . CJ – cinta 3.00mm

EFF 1105 . 10D . CJ – cinta 4.00mm



Torque 20Ncm

Mini Pilar Angulado

17° EFF 1105 . 10 . 1A . CJ – cinta 2.00mm

*Componentes para Mini Pilar consultar página 24.


*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas das suas respectivas fabricantes.

Componentes para Implante

Cone Morse Regular C/X



K3.4



Componentes para prótese parafusada e cimentada

Tapa Implante
EFF 155 . 27

Cicatrizador
Perfil Ø 3.30
EFF 105 . 05 . 1A - cinta 0.80mm
EFF 105 . 05 . 1B - cinta 1.50mm
EFF 105 . 05 . 1C - cinta 2.50mm
EFF 105 . 05 . 1D - cinta 3.50mm
EFF 105 . 05 . 1E - cinta 4.50mm
EFF 105 . 05 . 1F - cinta 5.50mm
Perfil Ø 4.50
EFF 105 . 05 . 2A - cinta 0.80mm
EFF 105 . 05 . 2B - cinta 1.50mm
EFF 105 . 05 . 2C - cinta 2.50mm
EFF 105 . 05 . 2D - cinta 3.50mm
EFF 105 . 05 . 2E - cinta 4.50mm
EFF 105 . 05 . 2F - cinta 5.50mm

Transfer Moldeira Aberta
EFF 205 . 27A . CJ

Transfer Moldeira Fechada
EFF 205 . 27B . CJ

Análogo do Implante
EFF 305 . 27A - Ø3.5
EFF 305 . 27B - Ø4.5

Munhão Sólido
Perfil Ø 3.30
EFF 505 . 05 . 1 . 1A - h 4 cinta 0.80mm
EFF 505 . 05 . 1 . 1B - h 4 cinta 1.50mm
EFF 505 . 05 . 1 . 1C - h 4 cinta 2.50mm
EFF 505 . 05 . 1 . 1D - h 4 cinta 3.50mm
EFF 505 . 05 . 1 . 2A - h 6 cinta 0.80mm
EFF 505 . 05 . 1 . 2B - h 6 cinta 1.50mm
EFF 505 . 05 . 1 . 2C - h 6 cinta 2.50mm
EFF 505 . 05 . 1 . 2D - h 6 cinta 3.50mm

Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF 405 . 27A . 1 - cinta 0.80mm
EFF 405 . 27A . 2 - cinta 1.50mm
EFF 405 . 27A . 3 - cinta 2.50mm
EFF 405 . 27A . 4 - cinta 3.50mm
EFF 405 . 27A . 5 - cinta 4.50mm
EFF 405 . 27A . 6 - cinta 5.50mm

Ucla Plástica base CrCo
Anti Rotacional
EFF 805 . 27A . 1 . CJ - h 0.80mm
EFF 805 . 27A . 2 . CJ - h 1.50mm
EFF 805 . 27A . 3 . CJ - h 2.50mm
EFF 805 . 27A . 4 . CJ - h 3.50mm
EFF 805 . 27A . 5 . CJ - h 4.50mm
Rotacional
EFF 805 . 05 . 1B . CJ

Munhão de Zircônia
EFF 721 . 01A - Anti Rotacional

Parafuso de Retenção
▲ Torque max. 20 Ncm
EFF 2103 . 30A . 1
Parafuso Hexagonal
h. 0.80/1.50/2.50mm
EFF 2103 . 30A . 2
Parafuso Hexagonal
h. 3.50/4.50/5.50 mm
EFF 2103 . 09A
Parafuso Hexagonal
para Zircônia

Componentes para CAD/CAM

Análogo Digital
EFF 305 . 27

Abut. Rollings
EFF 1505 . 27A . T
EFF 1505 . 27A . C

Link para Zircônia Large
Anti Rotacional
EFF 6805 . 27A . 1 - cinta 0.80mm
EFF 6805 . 27A . 2 - cinta 1.50mm
EFF 6805 . 27A . 3 - cinta 2.50mm
EFF 6805 . 27A . 4 - cinta 3.50mm
EFF 6805 . 27A . 5 - cinta 4.50mm
EFF 6805 . 27A . 6 - cinta 5.50mm

Interface para Zircônia
EFF 6905 . 27A

Scan Laboratorial
EFF 9005 . 27A . L

Scan Intraoral
EFF 9205 . 27A . P . CJ

Scan-Body
EFF 9700 A

Pilar para prótese aparafusada

Torque 20Ncm


SRA Ø 3.50
EFF 1105 . 27 . 3A . CJ - cinta 0.80mm
EFF 1105 . 27 . 3B . CJ - cinta 1.50mm
EFF 1105 . 27 . 3C . CJ - cinta 2.50mm
EFF 1105 . 27 . 3D . CJ - cinta 3.50mm
EFF 1105 . 27 . 3E . CJ - cinta 4.50mm
EFF 1105 . 27 . 3F . CJ - cinta 5.50mm

Torque 20Ncm

SRA Ø 4.60
EFF 1105 . 27 . 4A . CJ - cinta 0.80mm
EFF 1105 . 27 . 4B . CJ - cinta 1.50mm
EFF 1105 . 27 . 4C . CJ - cinta 2.50mm
EFF 1105 . 27 . 4D . CJ - cinta 3.50mm
EFF 1105 . 27 . 4E . CJ - cinta 4.50mm
EFF 1105 . 27 . 4F . CJ - cinta 5.50mm

*Componentes para SRA® consultar página 19.
*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas das suas respectivas fabricantes.

e-mail: atendimento@effdental.com.br - Tel.: 11 3059-2200



Componentes para Implante


Cone Morse – CM



A3.1

Sistema Multi Plataforma

Componentes para prótese parafusada e cimentada



Tapa Implante
EFF 155 . 05



Cicatrizador
Perfil Ø 3.30
EFF 105 . 05 . 1A - cinta 0.80mm
EFF 105 . 05 . 1B - cinta 1.50mm
EFF 105 . 05 . 1C - cinta 2.50mm
EFF 105 . 05 . 1D - cinta 3.50mm
EFF 105 . 05 . 1E - cinta 4.50mm
EFF 105 . 05 . 1F - cinta 5.50mm
Perfil Ø 4.50
EFF 105 . 05 . 2A - cinta 0.80mm
EFF 105 . 05 . 2B - cinta 1.50mm
EFF 105 . 05 . 2C - cinta 2.50mm
EFF 105 . 05 . 2D - cinta 3.50mm
EFF 105 . 05 . 2E - cinta 4.50mm
EFF 105 . 05 . 2F - cinta 5.50mm



Transfer Moldeira Aberta
Rotacional
EFF 205 . 05A . CJ
Anti Rotacional
EFF 205 . 05A . 1 . CJ



Transfer Moldeira Fechada
Rotacional
EFF 205 . 05B . CJ
Anti Rotacional
EFF 205 . 05B . 1 . CJ



Kit do Munhão Sólido
Transfer e Copping Plástico
EFF 0500 . 1A - Ø 3.30 - h 4.00mm
EFF 0500 . 1B - Ø 3.30 - h 6.00mm

EFF 0500 . 2A - Ø 4.30 - h 4.00mm
EFF 0500 . 2B - Ø 4.30 - h 6.00mm



Análogo do Implante
EFF 305 . 05



Análogo do Munhão Sólido
EFF 305 . 05 . 1A - Ø 3.3 - h 4
EFF 305 . 05 . 1B - Ø 3.3 - h 6
EFF 305 . 05 . 2A - Ø 4.5 - h 4
EFF 305 . 05 . 2B - Ø 4.5 - h 6



Munhão Provisório
Anti Rotacional
EFF 405 . 05 A . 1 - h 0.80mm
EFF 405 . 05 A . 2 - h 1.50mm
EFF 405 . 05 A . 3 - h 2.50mm
EFF 405 . 05 A . 4 - h 3.50mm
Rotacional
EFF 405 . 05 B . 1 - h 0.80mm
EFF 405 . 05 B . 2 - h 1.50mm
EFF 405 . 05 B . 3 - h 2.50mm
EFF 405 . 05 B . 4 - h 3.50mm



Munhão de Zircônia
EFF 721 . 04A - Anti Rotacional



Munhão Sólido
EFF 505 . 05 . 1 . 1A - Ø 3.3 - h 4 cinta 0.80mm
EFF 505 . 05 . 1 . 1B - Ø 3.3 - h 4 cinta 1.50mm
EFF 505 . 05 . 1 . 1C - Ø 3.3 - h 4 cinta 2.50mm
EFF 505 . 05 . 1 . 1D - Ø 3.3 - h 4 cinta 3.50mm

EFF 505 . 05 . 1 . 2A - Ø 3.3 - h 6 cinta 0.80mm
EFF 505 . 05 . 1 . 2B - Ø 3.3 - h 6 cinta 1.50mm
EFF 505 . 05 . 1 . 2C - Ø 3.3 - h 6 cinta 2.50mm
EFF 505 . 05 . 1 . 2D - Ø 3.3 - h 6 cinta 3.50mm

EFF 505 . 05 . 2 . 1A - Ø 4.5 - h 4 cinta 0.80mm
EFF 505 . 05 . 2 . 1B - Ø 4.5 - h 4 cinta 1.50mm
EFF 505 . 05 . 2 . 1C - Ø 4.5 - h 4 cinta 2.50mm
EFF 505 . 05 . 2 . 1D - Ø 4.5 - h 4 cinta 3.50mm
EFF 505 . 05 . 2 . 1E - Ø 4.5 - h 4 cinta 4.00mm

EFF 505 . 05 . 2 . 2A - Ø 4.5 - h 6 cinta 0.80mm
EFF 505 . 05 . 2 . 2B - Ø 4.5 - h 6 cinta 1.50mm
EFF 505 . 05 . 2 . 2C - Ø 4.5 - h 6 cinta 2.50mm
EFF 505 . 05 . 2 . 2D - Ø 4.5 - h 6 cinta 3.50mm
EFF 505 . 05 . 2 . 2E - Ø 4.5 - h 6 cinta 4.50mm



Ucla Plástica base CrCo
Anti Rotacional
EFF 805 . 05 . 1A . CJ - h 0.80mm
EFF 805 . 05 . 2A . CJ - h 1.50mm
EFF 805 . 05 . 3A . CJ - h 2.50mm
Rotacional
EFF 805 . 05 . 1B . CJ - h 0.80mm
EFF 805 . 05 . 2B . CJ - h 1.50mm
EFF 805 . 05 . 3B . CJ - h 2.50mm

Componentes para CAD/CAM



Análogo Digital
EFF 305 . 05 . H



Abut. Rollings
EFF 1505 . 05A . T
EFF 1505 . 05A . C



Link para Zirconia
Large Anti Rotacional
EFF 6805 . 05 . 1A - h 1.50mm
EFF 6805 . 05 . 2A - h 2.50mm
EFF 6805 . 05 . 3A - h 3.50mm
EFF 6805 . 05 . 4A - h 4.50mm
Small Anti Rotacional
EFF 6805 . 05 . 1A . S - h 1.50mm
EFF 6805 . 05 . 2A . S - h 2.50mm
EFF 6805 . 05 . 3A . S - 3.50mm
EFF 6805 . 05 . 4A . S - 4.50mm



Interface para Zirconia
EFF 6905 . 5A - h 1.5mm



Scan Laboratorial
EFF 9005 . 05A . L



Scan Intraoral
EFF 9205 . 05A . P . CJ



Scan-Body
EFF 9700 . A

Pilar para prótese aparafusada



Torque 20Ncm

Mini Pilar Reto

EFF 1105 . 05A . CJ - cinta 0.8mm EFF 1105 . 05D . CJ - cinta 3.5mm
EFF 1105 . 05B . CJ - cinta 1.5mm EFF 1105 . 05E . CJ - cinta 4.5mm
EFF 1105 . 05C . CJ - cinta 2.5mm EFF 1105 . 05F . CJ - cinta 5.5mm



Torque 20Ncm

Mini Pilar Angulado

17° Sem exact
EFF 1105 . 05 . 1A . 1 . CJ - cinta 1.50mm
EFF 1105 . 05 . 1B . 1 . CJ - cinta 2.50mm
EFF 1105 . 05 . 1C . 1 . CJ - cinta 3.50mm
30° Sem exact
EFF 1105 . 05 . 2A . 1 . CJ - cinta 1.50mm
EFF 1105 . 05 . 2B . 1 . CJ - cinta 2.50mm



Torque 20Ncm

17° Com exact
EFF 1105 . 05 . 1A . 2 . CJ - cinta 1.50mm
EFF 1105 . 05 . 1B . 2 . CJ - cinta 2.50mm
EFF 1105 . 05 . 1C . 2 . CJ - cinta 3.50mm
30° Com exact
EFF 1105 . 05 . 2A . 2 . CJ - cinta 1.50mm
EFF 1105 . 05 . 2B . 2 . CJ - cinta 2.50mm

*Componentes para Mini Pilar consultar página 24.
*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas das suas respectivas fabricantes.

Componentes para prótese aparafusada – Mini Pilar

Plataforma Regular

Parafuso de Retenção



Torque 10 Ncm
ou manual




EFF 2101 . 01A
Parafuso Hexagonal



EFF 2101 . 01C
Parafuso Grip



Capa de Proteção
EFF 111 . 01 . CJ



Transfer Moldéria Aberta
EFF 211 . 01A . L . CJ
EFF 211 . 01A . C . CJ



Transfer Moldéria Fechada
EFF 211 . 01B . CJ



Análogo
EFF 311 . 01



Coping Provisório
EFF 411 . 01



Reto



Cônico

Coping Provisório (Laser)
EFF 411 . 01 . LC
EFF 411 . 01 . LR



Coping Plástico
EFF 711 . 01



Coping Plástico base CrCo
EFF 811 . 01 . CJ



Link para Abutment de Zirconia
EFF 6811 . 01



Scan Intraoral
EFF 9211 . 01A . P . CJ



Scan Laboratorial
EFF 9011 . 01A . L



Chaves Digitais

Cover-Screw 0.90	Hexagonal 1.00	Hexagonal 1.20	Hexagonal 1.30	Quadrada 1.30	Torx 1.70	Grip	Fenda	Estheticone Standard e Mini Abutment Cônico	Mini-abutment Cônico Plataforma Larga
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	------	-------	--	--

CURTA

 12,00mm	 12,00mm	 12,00mm	 12,00mm	 12,00mm	 12,00mm	 12,00mm	 12,00mm	 12,00mm	 12,00mm
EFF 7001 . A	EFF 7006 . A	EFF 7002 . A	EFF 7003 . A	EFF 7004 . A	EFF 7005 . A	EFF 7007 . A	EFF 7008 . A	EFF 7009 . A	EFF 7010 . A

MÉDIA

 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm
EFF 7001 . B	EFF 7006 . B	EFF 7002 . B	EFF 7003 . B	EFF 7004 . B	EFF 7005 . B	EFF 7007 . B	EFF 7008 . B	EFF 7009 . B	EFF 7010 . B

LONGA

 23.70mm	 23.70mm	 23.70mm	 23.70mm	 23.70mm	 23.70mm	 23.70mm	 23.70mm	 23.70mm	 23.70mm
EFF 7001 . C	EFF 7006 . C	EFF 7002 . C	EFF 7003 . C	EFF 7004 . C	EFF 7005 . C	EFF 7007 . C	EFF 7008 . C	EFF 7009 . C	EFF 7010 . C



Torquímetro Manual

Cover-Screw 0.90	Hexagonal 1.00	Hexagonal 1.20	Hexagonal 1.30	Quadrada 1.30	Torx 1.70	Grip	Fenda	Estheticone Standard e Mini Abutment Cônico	Mini-abutment Cônico Plataforma Larga
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	------	-------	--	--

CURTA

									
EFF 7101 . A	EFF 7106 . A	EFF 7102 . A	EFF 7103 . A	EFF 7104 . A	EFF 7105 . A	EFF 7107 . A	EFF 7108 . A	EFF 7109 . A	EFF 7110 . A

MÉDIA

									
EFF 7101 . B	EFF 7106 . B	EFF 7102 . B	EFF 7103 . B	EFF 7104 . B	EFF 7105 . B	EFF 7107 . B	EFF 7108 . B	EFF 7109 . B	EFF 7110 . B

LONGA

								Adaptador Digital
EFF 7101 . C	EFF 7106 . C	EFF 7102 . C	EFF 7103 . C	EFF 7104 . C	EFF 7105 . C	EFF 7107 . C	EFF 7008 . C	EFF 7600 . CJ



EFF 000453

Estojos

EFF00455.1 – Kit Protético ALL IN ONE

EFF00455.CP – Estojo p/Kit Protético

EFF7101.A – Chave para Torquímetro Hexagonal 0.90mm curta

EFF7102.A – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.20mm curta

EFF7102.B – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.20mm média

EFF7104.B – Chave para Torquímetro Quadrada 1.30mm média

EFF7107.B – Chave para Torquímetro Unigrip 1.45mm média

EFF7105.B – Chave para Torquímetro Torx 1.70mm média

EFF7109.B – Chave para Torquímetro Boca Média 2.00mm

EFF7600.CJ KIT – Capa Digital

EFF000453 – Torquímetro

EFF00455 – Kit Protético ALL IN ONE FULL

EFF00455.CP – Estojo p/Kit Protético

EFF7101.A – Chave para Torquímetro Hexagonal 0.90mm curta

EFF7102.A – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.20mm curta

EFF7104.A – Chave para Torquímetro Quadrada 1.30mm curta

EFF7108.A – Chave para Torquímetro Fenda curta

EFF7107.A – Chave para Torquímetro Unigrip 1.45mm curta

EFF7105.A – Chave para Torquímetro Torx 1.70mm curta

EFF7109.A – Chave para Torquímetro Boca Curta 2.00mm

EFF7110.A – Chave para Torquímetro Boca Curta 2.50mm

EFF7600.CJ KIT – Capa Digital

EFF7101.B – Chave para Torquímetro Hexagonal 0.90mm média

EFF7102.B – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.20mm média

EFF7104.B – Chave para Torquímetro Quadrada 1.30mm média

EFF7108.B – Chave para Torquímetro Fenda média

EFF7107.B – Chave para Torquímetro Unigrip 1.45mm média

EFF7105.B – Chave para Torquímetro Torx 1.70mm média

EFF7109.B – Chave para Torquímetro Boca Média 2.00mm

EFF7110.B – Chave para Torquímetro Boca Média 2.50mm

EFF000453 – Torquímetro



EFF00456 – Kit Protético EASY

EFF7101.A – Chave para Torquímetro Hexagonal 0.90mm curta

EFF7102.A – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.20mm curta

EFF7109.A – Chave para Torquímetro Boca Curta 2.00mm

EFF7600.CJ KIT – Capa Digital

EFF7102.B – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.20mm média


EFF7104.B – Chave para Torquímetro Quadrada 1.30mm média

EFF7105.B – Chave para Torquímetro Torx 1.70mm média



Etiqueta

Entenda como funciona a etiqueta da EFF Dental



Informações Adicionais

- Observe sempre o torque máximo para cada parafuso.
- Consulte o site da EFF Dental e saiba mais sobre a política de troca e devoluções de produtos (http://www.efdental.com.br/pdf/ptdr_politica_troca_devolucao_reclamacao.pdf).
- Consulte os vendedores e parceiros da EFF Dental e saiba mais sobre a política de preços e parcelamentos dos produtos.

