



eee®

DENTAL COMPONENTES

ACESSÓRIOS PARA GUIAS CIRÚRGICAS




Exports to Germany since 2011

Anilhas para Guias Cirúrgicas

Nobel Biocare® - H3.5



Anilha para Guia Cirúrgica NP
EFFC . AC01
Exterior Ø4.7
Interior Ø4.1



Anilha para Guia Cirúrgica RP
EFFC . AC02
Exterior Ø5.95
Interior Ø5.0



Anilha para Guia Cirúrgica WP/6.0
EFFC . AC03
Exterior Ø7.0
Interior Ø6.22



Luva Pino de Ancoragem
EFFC . LP01




Pino de Ancoragem
EFFC . PA01

NEO - H4.0



Anilha para Guia Cirúrgica Estreita
EFFC . AC04
Exterior Ø4.6
Interior Ø3.55



Anilha para Guia Cirúrgica
EFFC . AC05
Exterior Ø6.95
Interior Ø5.0

STR - H5.0/6.0



Anilha para Guia Cirúrgica
EFFC . AC06
+ Ø5.0mm,
altura 5x4.50mm



Anilha para Guia Cirúrgica
EFFC . AC07
+ Ø2.80mm,
altura 6x5.50mm