

# Cone Morse



EEE<sup>®</sup>

DENTAL COMPONENTES



Exports to Germany since 2011

Aperfeiçoando tecnologias



## Aperfeiçoando tecnologias

O aperfeiçoamento constante nos aproxima da perfeição. Por isso, os componentes para prótese sobre implantes da EFF Dental são minuciosamente estudados antes de serem produzidos para trazer soluções de alta performance e assim, facilitar o seu dia a dia, com qualidade e inteligência.

Toda a linha de produtos foi planejada e desenvolvida por dentistas e técnicos em prótese a partir de situações vivenciadas na clínica e no laboratório, incorporando tecnologia nipo-germânica para oferecer o melhor. Os componentes são produzidos no Brasil, garantindo uma vantagem extra: excelente custo-benefício para seus trabalhos.

Obrigado por escolher a EFF Dental


**Diretor técnico:**  
Flavio Rosa de Oliveira  
CROSP-CD 90026




## Controle de Qualidade

A EFF Dental tem o compromisso de oferecer alto controle de qualidade para que você ofereça a seus pacientes segurança os tratamento. Realizamos estudos constantes nos componentes para garantir a mesma excelência dos produtos nacionais e importados.

## Controle de Adaptação



\* Adaptação do pilar cimentável EFF Dental, realizada em MEV



\* Imagem em MEV da adaptação entre o pilar protético da EFF Dental e o implante.


## Controle de Fadiga

### Ensaio Estáticos

Os dados e gráficos abaixo demonstram os resultados obtidos dos ensaios estáticos e as curvas de força versus deslocamento.

Amostra	Carga Máxima (N)
MET140232 - 1	621,10
MET140232 - 2	601,05
MET140232 - 3	611,07
MET140232 - 4	567,89
MET140232 - 5	548,51
<b>Média</b>	<b>589,92</b>
<b>Desvio Padrão</b>	<b>30,59</b>


\* Tabela - Os componentes da EFF Dental aguentaram uma carga média de 589,92N




\* Figura -Curva de ensaio estático

### Ensaio Dinâmicos

A figura abaixo contém a curva de carga versus número de ciclos, onde se verifica que a resistência à fadiga corresponde a 30% (176,98N) da carga de referência (589,92N).





\* Figura - Curva SxN do ensaio de fadiga  
\* Fonte CCDM - Centro de Caracterização e Desenvolvimento de Materiais, 04/2014



\* Figura - Ilustração da montagem do ensaio - equipamento EMIC modelo DL1000, segundo instrução do IMP 320 e norma ISO14801: 2007

## Controle em todos os processos

A EFF Dental tem o compromisso de oferecer sempre o melhor para os seus clientes, e para isso se preocupa com a qualidade da produção desde o momento do armazenamento da matéria prima, até a embalagem final, garantindo a rastreabilidade para o cliente.



## Entenda o que significa cada certificado

A EFF Dental possui certificações anualmente processadas pelos principais órgãos certificadores nacionais e internacionais e todo ano, auditores alemães visitam a EFF Dental para analisar os processos da fábrica.



Certificado de Boas Práticas Anvisa



ISO13485 Certificação Médica Internacional  
ISO9001 Certificação Administrativa de Processos



Certificado da Comunidade Européia

## S.M.P. (Sistema Multi Plataforma)

Para melhor compreender a sistemática e características dos seus produtos, a EFF Dental desenvolveu uma terminologia que simplificará a identificação dos produtos similares do mercado.

O Sistema Multi Plataforma (S.M.P.), é uma nomenclatura única para identificar componentes que utilizam vários sistemas de implantes do mercado que exercem a mesma função, facilitando assim a seleção do componente ideal para o tratamento.




## Como identificar o seu componente

A EFF Dental produz componentes protéticos para a maioria dos sistemas e marcas de implantes do mercado internacional e nacional e pensando na facilidade da busca por itens necessários para o tratamento dos seus pacientes, oferecemos o manual S.M.P. (Sistema Multi Plataforma) onde você encontra a peça certa para cada tratamento.


Com a embalagem do implante em mãos, verifique a marca comercial<sup>1</sup>, código do produto<sup>2</sup>, diâmetro do implante e plataforma protética<sup>3</sup>. Com essas informações, você identifica no manual S.M.P. (Sistema Multi Plataforma), a S.M.P. EFF e a página onde estão localizados os componentes.

Exemplo (CM): Implante Nobel Biocare® de 3.0mm de diâmetro e 3.0mm de plataforma protética tem o código S.M.P. EFF K3.1 e está na página 10 do catálogo.



\*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.

Aplicação	Especificação	Implante	Plataforma Protética	S.M.P. EFF	Página
Nobel Biocare®		3.0	3.0	K3.1	8
Nobel Biocare® NP		3.5	3.5	K3.2	9
Nobel Biocare® RP		4.3/5.0	3.9	K3.3	10
STR	RN	3.3/4.1/4.8	4.8	J3.1	11
STR	WN	4.8	6.5	J3.2	12
STR	Pilar Synocta®		4.1/4.8/6.5	SYRN/SYWN	13
STR	SC	2.9	2.9	J3.5	14
STR	NC	3.3	3.3	J3.3	15
STR	RC	4.1/4.8	4.1	J3.4	16
STR	X RB	3.5	3.5/3.75/4.0/4.5	J3.6	17
STR	X WB	4.5	3.5/3.75/4.0/4.5/5.0/5.5/6.5	J3.7	18
STR	Pilar SRA®		3.5/4.5/4.6	MB/SRA	19
NEO	C M	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	A3.1	20 e 21
NEO	EGM	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.0	A3.2	22 e 23
NEO	Pilar GM e Micro		3.5	PGM/MPGM	24
NEO	Pilar GT		4.8	MPGT	25
MIS®	C1 Narrow	3.3	3.3	T3.1	26
MIS®	V3 Narrow	3.3	3.3	T3.2	27
MIS®	C1/V3 Standard	3.75/3.9/4.2/4.3	3.75/3.9/4.2/4.3	T3.3	28
SIN®	Strong®	3.5/3.8/4.5/5.5	3.5/3.8/4.5/5.5	C3.1	29
SignoVinces®	Duocon	3.5/4.0	3.5	Q3.1	30
Ankylos®		3.5/4.5/5.5/7.0	3.5/4.5/5.5/7.0	K3.4	31
Conexão®		3.5/3.75/4.0/5.0	3.5/4.0	C3.2	9
Zimmer®	Swiss Plus	3.3/4.1/4.8	3.5	J3.1	11
Lifecor®		3.3/4.1/4.8	4.8	J3.1	11
Globtek®		3.3/4.1/4.8	4.8	J3.1	11
TitaniumFix®		3.3/4.1/4.8	4.8	J3.1	11
Biomet3i™		3.3/4.1/4.8	4.8	J3.1	11
Derig®		3.3	3.3	J3.3	15
SIN®	Unitite®	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	4.8	A3.1	20 e 21
Implacil®		3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.5	A3.1	20 e 21
Intraoss®		3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	A3.1	20 e 21
Pross®		3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.3/4.5	A3.1	20 e 21
Dentoflex®		3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.3/4.5	A3.1	20 e 21
KOPP®		3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.3/4.5	A3.1	20 e 21
INP®		3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	3.3/4.5	A3.1	20 e 21
TitaniumFix	BlackFix	3.5/4.0	3.3/4.5	Q3.1	30
Mini Pilar			3.5/4.0	M.P.   1NP/1RP	32
Chaves Digitais					33
Chaves para Torquímetro					34
Kits Protéticos All in One Full   All in one   Easy					35
Kits Protéticos Scan Intraoral					36
Informações da Etiqueta					37



# Componentes para Implantes Conical Connection® Ø3.0



K3.1

## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Tapa Implante**  
EFF 155 . 15



**Cicatrizador**  
EFF 105 . 15A cinta 3.0mm  
EFF 105 . 15B cinta 5.0mm  
EFF 105 . 15C cinta 7.0mm



**Transfer  
Moldeira Aberta**  
EFF 205 . 15A . CJ



**Transfer  
Moldeira Fechada**  
EFF 205 . 15B . CJ



**Análogo  
do Implante**  
EFF 305 . 15



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 405 . 15A  
Rotacional  
EFF 405 . 15B



**Munhão Cimentável**  
EFF 505 . 15A cinta 1.5mm  
EFF 505 . 15B cinta 3.0mm  
EFF 505 . 15C cinta 4.5mm



**Ucla Plástica base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 805 . 15A . CJ  
Rotacional  
EFF 805 . 15B . CJ



EFF 2101 . 06C ★  
Parafuso Unigrip  
**Torque 15Ncm**



EFF 2101 . 06C ★  
Parafuso Unigrip  
**Torque 15Ncm**



EFF 2101 . 06C ★  
Parafuso Unigrip  
**Torque 15Ncm**

## Pilar para prótese parafusada



**Mini Pilar Reto**

EFF 1105 . 15A . CJ cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 15B . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 15C . CJ cinta 3.5mm  
EFF 1105 . 15D . CJ cinta 4.5mm

**Torque 15Ncm**

## Componentes para CAD/CAM

\* Componentes para Mini Pilar consultar página 32.



**Análogo Digital**  
EFF 305 . 15 . D



**Abut. Rollings\***  
EFF 1505 . 15A . T  
EFF 1505 . 15A . C



EFF 2101 . 06C ★  
Parafuso Unigrip  
**Torque 15Ncm**



**Link para CAD/CAM**  
Small  
EFF 6805 . 15A . 1 . S cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 15A . 2 . S cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 15A . 3 . S cinta 3.5mm



EFF 2101 . 06C ★  
Parafuso Unigrip  
**Torque 15Ncm**



**Munhão de Zircônia\***  
Anti Rotacional  
EFF 721 . 01A



**Interface para Zirconia**  
EFF 6905 . 15A



EFF 2101 . 07C ★  
Parafuso Unigrip para Zirconia  
**Torque 15Ncm**



**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 15A . P . CJ



**Scan-Body**  
Small  
EFF 9700 . 1A

# Componentes para Implantes Cone Morse Ø3.5 - NP

Rosca Interna


Ø1.60

Plataforma

Ø3.50

Implante

Ø3.50



## Componentes para prótese aparafusada e cimentada



**Tapa Implante**  
EFF 155 . 06



**Cicatrizador Perfil Reto Ø3.50mm**  
EFF 105 . 06A cinta 3.0mm  
EFF 105 . 06B cinta 5.0mm  
EFF 105 . 06C cinta 7.0mm  
**Perfil Divergente Ø5.0mm**  
EFF 105 . 06 . 6A cinta 3.0mm  
EFF 105 . 06 . 6B cinta 5.0mm  
EFF 105 . 06 . 6C cinta 7.0mm



**Transfer Moldeira Aberta**  
Anti Rotacional  
EFF 205 . 06A . CJ  
Rotacional  
EFF 205 . 06A . 1 . CJ



**Transfer Moldeira Fechada**  
Anti Rotacional  
EFF 205 . 06B . CJ



**Análogo do Implante**  
EFF 305 . 06



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 405 . 06A  
Rotacional  
EFF 405 . 06B



**Munhão Cimentável**  
EFF 505 . 06 . 1A cinta 1.5mm  
EFF 505 . 06 . 1B cinta 2.5mm  
EFF 505 . 06 . 1C cinta 3.5mm



**Ucla Plástica base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 805 . 06A . CJ  
Rotacional  
EFF 805 . 06B . CJ



EFF 2102 . 02C ★  
Parafuso Unigrip  
**Torque 20Ncm**



EFF 2102 . 02F ○  
Parafuso 360°  
**Torque 20Ncm**



EFF 2102 . 02C ★  
Parafuso Unigrip  
**Torque 20Ncm**



EFF 2102 . 02F ○  
Parafuso 360°  
**Torque 20Ncm**



EFF 2102 . 02C ★  
Parafuso Unigrip  
**Torque 20Ncm**



EFF 2102 . 02F ○  
Parafuso 360°  
**Torque 20Ncm**

## Pilar para prótese aparafusada



**Mini Pilar Reto**  
EFF 1105 . 06A . CJ cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 06B . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 06C . CJ cinta 3.5mm  
EFF 1105 . 06D . CJ cinta 4.5mm

**Torque 20Ncm**



**Mini Pilar Angulado**  
EFF 1105 . 06 . 1A . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 06 . 1B . CJ cinta 3.5mm  
EFF 1105 . 06 . 2A . CJ cinta 3.5mm  
EFF 1105 . 06 . 2B . CJ cinta 4.5mm

**Torque 20Ncm**



**Pilar Bola**  
EFF 1705 . 06A cinta 1.5mm  
EFF 1705 . 06B cinta 2.5mm  
EFF 1705 . 06C cinta 3.5mm

**Torque 34Ncm**



**EsthetiOne**  
EFF 905 . 06A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 905 . 06B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 905 . 06C . CJ cinta 3.0mm

**Torque 34Ncm**

## Pilar para prótese parafusada unitária

## Componentes para CAD/CAM



**Análogo Digital**  
EFF 305 . 06 . D



**Abut. Rollings\***  
EFF 1505 . 06A . T  
EFF 1505 . 06A . C



**Link para CAD/CAM**  
Large/Anti Rotacional  
EFF 6805 . 06A . 4 cinta 0.5mm  
EFF 6805 . 06A . 1 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 06A . 2 cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 06A . 3 cinta 3.5mm  
Small/Anti Rotacional  
EFF 6805 . 06A . 1 . S cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 06A . 2 . S cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 06A . 3 . S cinta 3.5mm

Large/Rotacional  
EFF 6805 . 06B . 4 cinta 0.5mm  
EFF 6805 . 06B . 1 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 06B . 2 cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 06B . 3 cinta 3.5mm  
Small/Rotacional  
EFF 6805 . 06B . 1 . S cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 06B . 2 . S cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 06B . 3 . S cinta 3.5mm



**Munhão de Zircônia\***  
Anti Rotacional  
EFF 721 . 01A



EFF 2102 . 02C ★  
Parafuso Unigrip  
**Torque 20Ncm**



EFF 2102 . 02F ○  
Parafuso 360°  
**Torque 20Ncm**



**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 06A . P . CJ



**Scan-Body**  
Large  
EFF 9700 . A  
Small  
EFF 9700 . 1A



EFF 2102 . 02C ★  
Parafuso Unigrip  
**Torque 20Ncm**



EFF 2102 . 02F ○  
Parafuso 360°  
**Torque 20Ncm**



EFF 2102 . 08C ★  
Parafuso Unigrip para Zircônia  
**Torque 20Ncm**

\* T de Titânio \*C de CromoCobalto.

\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

\* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o interface para Zircônia.

\* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.





Rosca Interna  
Ø2.00  
Plataforma  
Ø3.90  
Implante  
Ø4.30/5.00

# Componentes para Implantes Conical Connection® Ø3.9 - RP



K3.3

## Componentes para prótese aparafusada e cimentada



**Tapa Implante**  
EFF 155 . 07



**Cicatrizador**  
**Perfil Reto Ø4.3mm**  
EFF 105 . 07A cinta 3.0mm  
EFF 105 . 07B cinta 5.0mm  
EFF 105 . 07C cinta 7.0mm  
**Perfil Divergente Ø5.0mm**  
EFF 105 . 07 . 6A cinta 3.0mm  
EFF 105 . 07 . 6B cinta 5.0mm  
EFF 105 . 07 . 6C cinta 7.0mm



**Transfer**  
**Moldeira Aberta**  
Anti Rotacional  
EFF 205 . 07A . CJ  
Rotacional  
EFF 205 . 07A . 1 . CJ



**Transfer**  
**Moldeira Fechada**  
Anti Rotacional  
EFF 205 . 07B . CJ



**Análogo**  
**do Implante**  
EFF 305 . 07



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 405 . 07A  
Rotacional  
EFF 405 . 07B



**Munhão Cimentável**  
EFF 505 . 07 . 1A . cinta 1.5mm  
EFF 505 . 07 . 1B . cinta 3.0mm  
EFF 505 . 07 . 1C . cinta 4.5mm



**Ucla Plástica base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 805 . 07A . CJ  
Rotacional  
EFF 805 . 07B . CJ



EFF 2104 . 15C  
Parafuso Unigrip  
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 15F  
Parafuso 360°  
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 15C  
Parafuso Unigrip  
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 15F  
Parafuso 360°  
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 15C  
Parafuso Unigrip  
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 15F  
Parafuso 360°  
Torque 32Ncm

## Pilar para prótese aparafusada



**Mini Pilar Reto**  
EFF 1105 . 07A . CJ cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 07B . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 07C . CJ cinta 3.5mm  
EFF 1105 . 07D . CJ cinta 4.5mm

Torque 32Ncm



**Mini Pilar Angulado**  
EFF 1105 . 07 . 1A . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 07 . 1B . CJ cinta 3.5mm  
EFF 1105 . 07 . 2A . CJ cinta 3.5mm  
EFF 1105 . 07 . 2B . CJ cinta 4.5mm

Torque 32Ncm



**Pilar OverDenture**  
EFF 1705 . 07A cinta 1.5mm  
EFF 1705 . 07B cinta 2.5mm  
EFF 1705 . 07C cinta 3.5mm

Torque 32Ncm



**EsthetiOne**  
EFF 905 . 07A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 905 . 07B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 905 . 07C . CJ cinta 3.0mm

Torque 32Ncm

## Componentes para CAD/CAM



**Análogo Digital**  
EFF 305 . 07 . D



**Abut. Rollings\***  
EFF 1505 . 07A . T  
EFF 1505 . 07A . C



**Link para CAD/CAM**  
Large/Anti Rotacional  
EFF 6805 . 07A . 4 cinta 0.5mm  
EFF 6805 . 07A . 1 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 07A . 2 cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 07A . 3 cinta 3.5mm



**Munhão de Zircônia\***  
Anti Rotacional  
EFF 721 . 01A



EFF 2104 . 15C  
Parafuso Unigrip  
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 15F  
Parafuso 360°  
Torque 32Ncm

Large/Rotacional  
EFF 6805 . 07B . 4 cinta 0.5mm



**Interface para Zirconia**  
EFF 6905 . 07A



**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 07A . P . CJ



**Scan-Body**  
Large  
EFF 9700 . A



EFF 2104 . 15C  
Parafuso Unigrip  
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 15F  
Parafuso 360°  
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 13C  
Parafuso Unigrip para Zirconia  
Torque 32Ncm

\* Componentes para Mini Pilar consultar página 32.



## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Tapa Implante**  
EFF 155 . 01



**Cicatrizador**  
EFF 105 . 01A cinta 1.5mm  
EFF 105 . 01B cinta 2.0mm  
EFF 105 . 01C cinta 3.0mm  
EFF 105 . 01D cinta 4.0mm  
EFF 105 . 01E cinta 6.0mm



**Transfer Moldeira Aberta**  
EFF 205 . 01A . CJ



**Transfer Moldeira Fechada**  
EFF 205 . 01B . CJ



**Análogo do Implante**  
EFF 305 . 01




**Análogo do Munhão Sólido**  
EFF 305 . 01A h. 4.0mm  
EFF 305 . 01B h. 5.5mm  
EFF 305 . 01C h. 7.0mm



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 405 . 01A  
Rotacional  
EFF 405 . 01B



**Ucla Plástica base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 805 . 01A . CJ  
Rotacional  
EFF 805 . 01B . CJ



**Pilar Cimentado**  
EFF 505 . 01 . 1 . CJ  
h. 5.50mm



**Munhão Sólido**  
EFF 505 . 01A h. 4.0mm  
EFF 505 . 01B h. 5.5mm  
EFF 505 . 01C h. 7.00mm



EFF 2104 . 11D ⚙  
S/AR  
EFF 2104 . 17D  
C/AR  
Parafuso Torx  
**Torque 32Ncm**



EFF 2104 . 11D ⚙  
S/AR  
EFF 2104 . 17D  
C/AR  
Parafuso Torx  
**Torque 32Ncm**



**Ucla Plástica do Pilar Cimentado**  
EFF 705 . 01 . 2A  
h. 5.5mm

## Pilar para prótese parafusada



**Pilar SynO**  
EFF 1105 . 01 . CJ

**Torque 32Ncm**



**Mini Pilar Reto (Switching)**  
EFF 1105 . 07A . CJ cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 07B . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 07C . CJ cinta 3.5mm

**Torque 32Ncm**



**Mini Pilar Angulado 17°**  
EFF 1105 . 01 . 1A . CJ cinta 2.0mm  
EFF 1105 . 01 . 1B . CJ cinta 3.0mm

**Torque 32Ncm**

**30°**  
EFF 1105 . 01 . 2A . CJ cinta 3.0mm



**Pilar Bola**  
EFF 1705 . 01  
cinta 2.0mm

**Torque 32Ncm**



**EsthetiOne**  
EFF 905 . 01A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 905 . 01B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 905 . 01C . CJ cinta 3.0mm

**Torque 32Ncm**

## Pilar para prótese parafusada unitária

## Componentes para CAD/CAM

\* Componentes para Mini Pilar SynO consultar página 13.



**Análogo Digital**  
EFF 305 . 01 . D



**Abut. Rollings\***  
EFF 1505 . 01A . T  
EFF 1505 . 01A . C



**Link para CAD/CAM**  
Ti Base Large  
EFF 6805 . 01A . 1



**Link para CAD/CAM**  
Perfect Base  
EFF 6805 . 01A . P



EFF 2104 . 17D ⚙  
Parafuso Torx  
**Torque 32Ncm**



EFF 2104 . 17D ⚙  
Parafuso Torx  
**Torque 32Ncm**



EFF 2104 . 19D ⚙  
Parafuso Perfect Base  
**Torque 32Ncm**



**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 01A . P . CJ



**Scan-Body Large**  
EFF 9700 . A



**Coping Plástico p/Link Perfect Base**  
EFF 725 . 01



Rosca Interna  
Ø2.00  
Plataforma  
Ø6.50  
Implante  
Ø4.80

# Componentes para Implantes Cone Morse Ø6.5 - WN

**SMP**  
Sistema Multi Plataform  
**J3.2**

## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Tapa Implante**  
EFF 155 . 02



**Cicatrizador**  
EFF 105 . 02A cinta 1.5mm  
EFF 105 . 02B cinta 2.0mm  
EFF 105 . 02C cinta 3.0mm  
EFF 105 . 02D cinta 4.0mm  
EFF 105 . 02E cinta 6.0mm



**Transfer  
Moldeira Aberta**  
EFF 205 . 02A . CJ



**Transfer  
Moldeira Fechada**  
EFF 205 . 02B . CJ



**Análogo  
do Implante**  
EFF 305 . 02




**Análogo do  
Munhão Sólido**  
EFF 305 . 02A h. 4.0mm  
EFF 305 . 02B h. 5.5mm



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 405 . 02A  
Rotacional  
EFF 405 . 02B



**Ucla Plástica  
base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 805 . 02A . CJ  
Rotacional  
EFF 805 . 02B . CJ



**Pilar Cimentado**  
EFF 505 . 02 . 1 . CJ  
h. 5.5mm



**Munhão Sólido**  
EFF 505 . 02A h. 4.00mm  
EFF 505 . 02B h. 5.50mm



EFF 2104 . 11D ⚙  
S/AR  
EFF 2104 . 17D  
C/AR  
Parafuso Torx  
**Torque 32Ncm**



EFF 2104 . 11D ⚙  
S/AR  
EFF 2104 . 17D  
C/AR  
Parafuso Torx  
**Torque 32Ncm**



**Ucla Plástica  
do Pilar Cimentado**  
EFF 705 . 01 . 2B  
h. 5.5mm

## Pilar para prótese parafusada



**Pilar SynO**  
EFF 1105 . 02 . CJ

**Torque 32Ncm**



**EsthetiOne**  
EFF 905 . 02A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 905 . 02B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 905 . 02C . CJ cinta 3.0mm

**Torque 32Ncm**

## Pilar para prótese parafusada unitária

## Componentes para CAD/CAM



**Análogo Digital**  
EFF 305 . 02 . D



**Abut. Rollings\***  
EFF 1505 . 02A . T  
EFF 1505 . 02A . C



EFF 2104 . 17D ⚙  
Parafuso Torx  
**Torque 32Ncm**



**Link para CAD/CAM**  
Ti Base Large  
EFF 6805 . 02A . 1



EFF 2104 . 17D ⚙  
Parafuso Torx  
**Torque 32Ncm**



**Link para CAD/CAM**  
Perfect Base  
EFF 6805 . 02A . P



EFF 2104 . 19D ⚙  
Parafuso Perfect Base  
**Torque 32Ncm**



**Scan Intraoral  
(Switching)**  
EFF 9205 . 01A . P . CJ



**Scan-Body  
Large**  
EFF 9700 . A



**Coping Plástico  
p/Link Perfect Base**  
EFF 725 . 02

\* Componentes para Mini Pilar SynO consultar página 13.



SYRN

# Componentes para Prótese Parafusada Pilar SynO RN



**Capa de Proteção**  
EFF 113 . 01 . CJ



**Transfer Moldeira Aberta**  
EFF 213 . 01A . CJ



**Transfer Moldeira Fechada**  
EFF 213 . 01B . CJ



**Análogo**  
EFF 313 . 01



**Coping Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 413 . 01A  
Rotacional  
EFF 413 . 01B



**Coping Plástico**  
Anti Rotacional  
EFF 713 . 01A  
Rotacional  
EFF 713 . 01B



**Coping Plástico Base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 813 . 01A . CJ  
Rotacional  
EFF 813 . 01B . CJ



**Análogo Digital**  
EFF 313 . 01 . D



**Scan Intraoral**  
EFF 9213 . 01A . P . CJ



**Link para CAD/CAM**  
Anti Rotacional  
EFF 6813 . 01A  
Rotacional  
EFF 6813 . 01B



EFF 2104 . 10D  
Parafuso Torx  
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 10D  
Parafuso Torx  
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 10D  
Parafuso Torx  
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 10D  
Parafuso Torx  
Torque 32Ncm



**Capa de Proteção**  
EFF 113 . 02 . CJ



**Transfer Moldeira Aberta**  
EFF 213 . 02A . CJ



**Transfer Moldeira Fechada**  
EFF 213 . 02B . CJ



**Análogo**  
EFF 313 . 02



**Coping Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 413 . 02A  
Rotacional  
EFF 413 . 02B



**Coping Plástico**  
Anti Rotacional  
EFF 713 . 02A  
Rotacional  
EFF 713 . 02B



**Coping Plástico Base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 813 . 02A . CJ  
Rotacional  
EFF 813 . 02B . CJ



**Análogo Digital**  
EFF 313 . 02 . D



**Scan Intraoral**  
EFF 9213 . 02A . P . CJ



**Link para CAD/CAM**  
Anti Rotacional  
EFF 6813 . 02A  
Rotacional  
EFF 6813 . 02B



EFF 2104 . 10D  
Parafuso Torx  
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 10D  
Parafuso Torx  
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 10D  
Parafuso Torx  
Torque 32Ncm



EFF 2104 . 10D  
Parafuso Torx  
Torque 32Ncm



SYWN

# Componentes para Prótese Parafusada Pilar SynO WN

\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

\* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.



Rosca Interna  
Ø1.40

Plataforma  
Ø2.90

Implante  
Ø2.90

# Componentes para Implantes Cone Morse Ø2.90 - SC



J3.5

## Componentes para prótese aparafusada e cimentada



**Tapa Implante**  
EFF 155 . 28



**Cicatrizador**  
EFF 105 . 28A . CJ cinta 2.0mm  
EFF 105 . 28B . CJ cinta 3.5mm  
EFF 105 . 28C . CJ cinta 5.0mm  
EFF 105 . 28D . CJ cinta 6.5mm



**Transfer  
Moldeira Aberta**  
EFF 205 . 28A . CJ



**Transfer  
Moldeira Fechada**  
EFF 205 . 28B . CJ



**Análogo  
do Implante**  
EFF 305 . 28



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 405 . 28A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 405 . 28A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 405 . 28A . 3 cinta 3.0mm



EFF 2101 . 13D  
Parafuso Torx

**Torque 15Ncm**



**Ucla Plástica base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 805 . 28A . 1 . CJ cinta 1.0mm  
EFF 805 . 28A . 2 . CJ cinta 2.0mm  
EFF 805 . 28A . 3 . CJ cinta 3.0mm



EFF 2101 . 13D  
Parafuso Torx

**Torque 15Ncm**

## Pilar para prótese parafusada



**Mini Pilar Reto**  
EFF 1105 . 28A . CJ cinta 1.0mm

**Torque 15Ncm**

## Componentes para CAD/CAM

\* Componentes para Mini Pilar consultar página 32.



**Análogo Digital**  
EFF 305 . 28 . D



**Abut. Rollings\***  
EFF 1505 . 28A . T  
EFF 1505 . 28A . C



EFF 2101 . 13D  
Parafuso Torx

**Torque 15Ncm**



**Link para CAD/CAM**  
Ti Base  
Small  
EFF 6805 . 28A . 1S cinta 1.0mm  
EFF 6805 . 28A . 2S cinta 2.0mm  
EFF 6805 . 28A . 3S cinta 3.0mm



EFF 2101 . 13D  
Parafuso Torx

**Torque 15Ncm**



**Munhão de Zircônia\***  
Anti Rotacional  
EFF 721 . 01A



**Interface para Zirconia**  
EFF 6905 . 28A



EFF 2101 . 15D  
Parafuso Torx para Zirconia

**Torque 15Ncm**



**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 28A . P . CJ



**Scan-Body**  
Small  
EFF 9700 . 1A



## Componentes para prótese aparafusada e cimentada



**Tapa Implante**  
EFF 155 . 03



**Cicatrizador**  
**Perfil Reto Ø3.30**  
EFF 105 . 03A cinta 2.0mm  
EFF 105 . 03B cinta 4.0mm  
EFF 105 . 03C cinta 6.0mm  
**Perfil Divergente Ø4.80**  
EFF 105 . 03 . 1A cinta 2.0mm  
EFF 105 . 03 . 1B cinta 3.5mm  
EFF 105 . 03 . 1C cinta 5.0mm



**Transfer**  
**Moldeira Aberta**  
EFF 205 . 03A . CJ



**Transfer**  
**Moldeira Fechada**  
EFF 205 . 03B . CJ



**Análogo do Implante**  
EFF 305 . 03



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 405 . 03A  
Rotacional  
EFF 405 . 03B




**Munhão Cimentável**  
**Ø3.50mm - Pilar h. 4.0mm**  
EFF 505 . 03 . 1 . 1A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 505 . 03 . 1 . 1B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 505 . 03 . 1 . 1C . CJ cinta 3.0mm  
**Ø3.50mm - Pilar h. 5.5mm**  
EFF 505 . 03 . 1 . 2A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 505 . 03 . 1 . 2B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 505 . 03 . 1 . 2C . CJ cinta 3.0mm  
**Ø5.00mm - Pilar h. 4.0mm**  
EFF 505 . 03 . 2 . 1A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 505 . 03 . 2 . 1B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 505 . 03 . 2 . 1C . CJ cinta 3.0mm  
**Ø5.00mm - Pilar h. 5.5mm**  
EFF 505 . 03 . 2 . 2A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 505 . 03 . 2 . 2B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 505 . 03 . 2 . 2C . CJ cinta 3.0mm



**Ucla Plástica base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 805 . 03A . CJ  
Rotacional  
EFF 805 . 03B . CJ



EFF 2102 . 11D  
Parafuso Torx  
**Torque 20Ncm**



EFF 2102 . 11F  
Parafuso 360°  
**Torque 34Ncm**

Parafuso Incluso  
**Torque 20Ncm**



EFF 2102 . 11D  
Parafuso Torx  
**Torque 20Ncm**



EFF 2102 . 11F  
Parafuso 360°  
**Torque 34Ncm**

## Pilar para prótese aparafusada



**Pilar M Base**  
**Perfil Ø3.50**  
EFF 1105 . 03 . 1A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1105 . 03 . 1B . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 03 . 1C . CJ cinta 4.5mm  
**Perfil Ø4.60**  
EFF 1105 . 03 . 2A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1105 . 03 . 2B . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 03 . 2C . CJ cinta 4.5mm

**Torque 20Ncm**



**Pilar SRA®**  
**Perfil Ø3.50**  
EFF 1105 . 03 . 3A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1105 . 03 . 3B . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 03 . 3C . CJ cinta 4.0mm  
**Perfil Ø4.60**  
EFF 1105 . 03 . 4A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1105 . 03 . 4B . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 03 . 4C . CJ cinta 4.0mm

**Torque 20Ncm**



**Pilar Angulado SRA®**  
**Perfil Ø4.60**  
EFF 1105 . 03 . 4 . 1A . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 03 . 4 . 1B . CJ cinta 4.0mm  
EFF 1105 . 03 . 4 . 2A . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 03 . 4 . 2B . CJ cinta 4.0mm  
EFF 1105 . 03 . 5 . 1A . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 03 . 5 . 1B . CJ cinta 4.0mm  
EFF 1105 . 03 . 5 . 2A . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 03 . 5 . 2B . CJ cinta 4.0mm

**Torque 20Ncm**



**Pilar Bola**  
EFF 1705 . 03A cinta 2.0mm  
EFF 1705 . 04A cinta 4.0mm

**Torque 20Ncm**



**EsthetiOne**  
EFF 905 . 03A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 905 . 03B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 905 . 03C . CJ cinta 3.0mm

**Torque 20Ncm**

## Componentes para CAD/CAM



**Análogo Digital**  
EFF 305 . 03 . D



**Abut. Rollings\***  
EFF 1505 . 03A . T  
EFF 1505 . 03A . C



**Link para CAD/CAM**  
Ti Base  
Large  
EFF 6805 . 03A . 1 cinta 0.7mm  
EFF 6805 . 03A . 4 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 03A . 2 cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 03A . 3 cinta 3.5mm  
Small  
EFF 6805 . 03A . 1S cinta 0.7mm  
EFF 6805 . 03A . 4S cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 03A . 2S cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 03A . 3S cinta 3.5mm



**Link para CAD/CAM**  
Perfect Base  
EFF 6805 . 03A . P



**Interface para Zircônia**  
EFF 6905 . 03A



EFF 2102 . 11D  
Parafuso Torx  
**Torque 20Ncm**



EFF 2102 . 11F  
Parafuso 360°  
**Torque 34Ncm**



EFF 2102 . 11D  
Parafuso Torx  
**Torque 20Ncm**



EFF 2102 . 05D  
Parafuso Torx para Zircônia  
**Torque 20Ncm**



**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 03A . P . CJ



**Scan-Body**  
Large  
EFF 9700 . A  
Small  
EFF 9700 . 1A



EFF 2102 . 11D  
Parafuso Torx  
**Torque 20Ncm**



EFF 2102 . 11F  
Parafuso 360°  
**Torque 34Ncm**



EFF 2102 . 11F  
Parafuso 360°  
**Torque 34Ncm**



**Coping Plástico**  
p/Link Perfect Base  
EFF 725 . 03

\* T de Titânio \*C de CromoCobalto.

\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

\* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o interface para Zircônia.

\* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.



Rosca Interna  
Ø1.60

Plataforma  
Ø4.10

Implante  
Ø4.10/4.80

# Componentes para Implantes Cone Morse Ø4.1 - RC

## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Tapa Implante**  
EFF 155 . 04



**Cicatrizador**  
**Perfil Reto Ø4.80**  
EFF 105 . 04A cinta 2.0mm  
EFF 105 . 04B cinta 4.0mm  
EFF 105 . 04C cinta 6.0mm  
**Perfil Divergente Ø6.00**  
EFF 105 . 04 . 1A cinta 2.0mm  
EFF 105 . 04 . 1B cinta 4.0mm  
EFF 105 . 04 . 1C cinta 6.0mm



**Transfer**  
**Moldeira Aberta**  
EFF 205 . 04A . CJ



**Transfer**  
**Moldeira Fechada**  
EFF 205 . 04B . CJ



**Análogo**  
**do Implante**  
EFF 305 . 04



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 405 . 04A  
Rotacional  
EFF 405 . 04B



**Munhão Cimentável**  
**Ø5.00mm - Pilar h. 4.0mm**  
EFF 505 . 04 . 1 . 1A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 505 . 04 . 1 . 1B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 505 . 04 . 1 . 1C . CJ cinta 3.0mm  
**Ø5.00mm - Pilar h. 5.5mm**  
EFF 505 . 04 . 1 . 2A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 505 . 04 . 1 . 2B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 505 . 04 . 1 . 2C . CJ cinta 3.0mm

Parafuso Incluso  
**Torque 20Ncm**



**Ucla Plástica base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 805 . 04A . CJ  
Rotacional  
EFF 805 . 04B . CJ



EFF 2102 . 20D  
Parafuso Torx  
**Torque 20Ncm**



EFF 2102 . 11F  
Parafuso 360°  
**Torque 34Ncm**



EFF 2102 . 20D  
Parafuso Torx  
**Torque 20Ncm**



EFF 2102 . 11F  
Parafuso 360°  
**Torque 34Ncm**

## Pilar para prótese aparafusada



**Pilar M Base**  
**Ø4.50**  
EFF 1105 . 04 . 1A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1105 . 04 . 1B . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 04 . 1C . CJ cinta 4.5mm

**Torque**  
**20Ncm**



**Pilar SRA®**  
EFF 1105 . 04 . 3A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1105 . 04 . 3B . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 04 . 3C . CJ cinta 4.0mm

**Torque**  
**20Ncm**



**Pilar Angulado SRA®**  
**Ø4.60**  
17° EFF 1105 . 04 . 4 . 1A . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 04 . 4 . 1B . CJ cinta 4.0mm  
30° EFF 1105 . 04 . 4 . 2A . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 04 . 4 . 2B . CJ cinta 4.0mm  
17° EFF 1105 . 04 . 5 . 1A . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 04 . 5 . 1B . CJ cinta 4.0mm  
30° EFF 1105 . 04 . 5 . 2A . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 04 . 5 . 2B . CJ cinta 4.0mm

**Torque**  
**20Ncm**



**Pilar Bola**  
EFF 1705 . 04A cinta 2.0mm  
EFF 1705 . 04A cinta 4.0mm

**Torque**  
**34Ncm**



**EsthetiOne**  
EFF 905 . 04A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 905 . 04B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 905 . 04C . CJ cinta 3.0mm

**Torque**  
**20Ncm**

## Componentes para CAD/CAM



**Análogo Digital**  
EFF 305 . 04 . D



**Abut. Rollings\***  
EFF 1505 . 04A . T  
EFF 1505 . 04A . C



**Link para CAD/CAM**  
Ti Base  
Large  
EFF 6805 . 04A . 1 cinta 0.7mm  
EFF 6805 . 04A . 4 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 04A . 2 cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 04A . 3 cinta 3.5mm  
Small  
EFF 6805 . 04A . 1S cinta 0.7mm  
EFF 6805 . 04A . 4S cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 04A . 2S cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 04A . 3S cinta 3.5mm

EFF 2102 . 20D  
Parafuso Torx  
**Torque 20Ncm**

EFF 2102 . 11F  
Parafuso 360°  
**Torque 34Ncm**



**Link para CAD/CAM**  
Perfect Base  
EFF 6805 . 04A . P

EFF 2102 . 20D  
Parafuso Torx  
**Torque 20Ncm**

EFF 2102 . 11F  
Parafuso 360°  
**Torque 34Ncm**



**Interface para Zirconia**  
EFF 6905 . 04A



EFF 2102 . 05D  
Parafuso Torx para Zirconia  
**Torque 20Ncm**



**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 04A . P . CJ



**Scan-Body**  
Large  
EFF 9700 . A  
Small  
EFF 9700 . 1A

EFF 2102 . 20D  
Parafuso Torx  
**Torque 20Ncm**

EFF 2102 . 11F  
Parafuso 360°  
**Torque 34Ncm**




**Coping Plástico**  
p/Link Perfect Base  
EFF 725 . 04

\* Componentes para Mini Pilar consultar página 19.



### Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Tapa Implante**  
EFF 155 . 31

**Cicatrizador para RB/WB**  
Perfil Ø4.0\h2.0mm

EFF 105 . 31 . 1A . 1 cinta 1.5mm  
EFF 105 . 31 . 1B . 1 cinta 2.5mm  
EFF 105 . 31 . 1C . 1 cinta 3.5mm

Perfil Ø4.0\h4.0mm

EFF 105 . 31 . 1A . 2 cinta 1.5mm  
EFF 105 . 31 . 1B . 2 cinta 2.5mm  
EFF 105 . 31 . 1C . 2 cinta 3.5mm

Perfil Ø5.0\h2.0mm

EFF 105 . 31 . 2A . 1 cinta 1.5mm  
EFF 105 . 31 . 2B . 1 cinta 2.5mm  
EFF 105 . 31 . 2C . 1 cinta 3.5mm

Perfil Ø5.0\h4.0mm

EFF 105 . 31 . 2A . 2 cinta 1.5mm  
EFF 105 . 31 . 2B . 2 cinta 2.5mm  
EFF 105 . 31 . 2C . 2 cinta 3.5mm

**Transfer Moldeira Aberta**  
EFF 205 . 31A . CJ

**Transfer Moldeira Fechada**  
EFF 205 . 31B . CJ

**Análogo do Implante**  
EFF 305 . 31

**Munhão Provisório para RB/WB**

Anti Rotacional

Perfil Ø3.8mm

EFF 405 . 31A . 1 . 1 cinta 1.5mm  
EFF 405 . 31A . 1 . 2 cinta 2.5mm  
EFF 405 . 31A . 1 . 3 cinta 3.5mm

Perfil Ø4.5mm

EFF 405 . 31A . 2 . 1 cinta 1.5mm  
EFF 405 . 31A . 2 . 2 cinta 2.5mm  
EFF 405 . 31A . 2 . 3 cinta 3.5mm

Rotacional

Perfil Ø4.5mm

EFF 405 . 32A . 2 . 1 cinta 1.5mm

**Munhão Cimentável para RB/WB**

Reito

EFF 505 . 31 . 1 cinta 2.5mm  
EFF 505 . 31 . 2 cinta 3.5mm

Angulado 17°

EFF 505 . 31 . 1A cinta 2.5mm  
EFF 505 . 31 . 2A cinta 3.5mm

Parafuso Incluso

Torque 20Ncm

**Ucla Plástica base CrCo para RB/WB**

Anti Rotacional

EFF 805 . 31A . 1 . CJ

Rotacional

EFF 805 . 31B . 1 . CJ

EFF 2102 . 45D

Parafuso Torx

Torque 20Ncm

### Pilar para prótese parafusada

### Pilar para prótese parafusada unitária



**Pilar Reto SRA® para RB/WB**

EFF 1105 . 31A . CJ . cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 31B . CJ . cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 31C . CJ . cinta 3.5mm  
EFF 1105 . 31D . CJ . cinta 4.5mm

Torque 20Ncm




**Pilar Angulado SRA® para RB/WB**  
Perfil Ø4.6mm

EFF 1105 . 31 . 1A . CJ cinta 3.5mm  
EFF 1105 . 31 . 1B . CJ cinta 4.5mm  
EFF 1105 . 31 . 1C . CJ cinta 5.5mm

17°  
EFF 1105 . 31 . 2A . CJ cinta 3.5mm  
EFF 1105 . 31 . 2B . CJ cinta 4.5mm  
EFF 1105 . 31 . 2C . CJ cinta 5.5mm

30°

Torque 20Ncm



**EsthetiOne**

EFF 905 . 31A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 905 . 31B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 905 . 31C . CJ cinta 3.0mm

Torque 20Ncm

### Componentes para CAD/CAM

\* Componentes para Mini Pilar SRA®/MBase consultar página 19.



**Análogo Digital**  
EFF 305 . 31 . D

**Abut. Rollings\***  
EFF 1505 . 31 . T  
EFF 1505 . 31 . C

EFF 2102 . 45D

Parafuso Torx

Torque 20Ncm

**Link para CAD/CAM para RB/WB**

Ti Base

Large

Perfil Ø4.4/h4.7mm

EFF 6805 . 31 . 3A . 1 cinta 0.75mm  
EFF 6805 . 31 . 3B . 1 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 31 . 3C . 1 cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 31 . 3D . 1 cinta 3.5mm

Small

Perfil Ø3.8/h4.7mm

EFF 6805 . 31 . 3A . 1 . S cinta 0.75mm  
EFF 6805 . 31 . 3B . 1 . S cinta 1.5mm

EFF 2102 . 45D

Parafuso Torx

Torque 20Ncm

**Link para CAD/CAM para RB/WB**

Perfect Base

Perfil Ø3.8/h5.5mm

EFF 6805 . 31 . 1A . 3 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 31 . 1B . 3 cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 31 . 1C . 3 cinta 3.5mm

Perfil Ø4.5/h5.5mm

EFF 6805 . 31 . 2A . 3 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 31 . 2B . 3 cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 31 . 2C . 3 cinta 3.5mm

**Coping Plástico p/Link Perfect Base RB/WB**

EFF 725 . 05

**Munhão de Zircônia\***

Anti Rotacional

EFF 721 . 01A

**Interface para Zircônia**

EFF 6905 . 31A

EFF 2102 . 47D

Parafuso Torx para Zircônia

Torque 20Ncm

**Scan Intraoral para RB/WB**

EFF 9205 . 31A . P . CJ

**Scan-Body Large**

EFF 9700 . A

Small

EFF 9700 . 1A

\* T de Titânio \*C de CromoCobalto.

\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

\* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o interface para Zircônia.

\* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.





Rosca Interna  
Ø1.60  
Plataforma  
Ø3.50/3.75/4.00  
4.50/5.00/5.50/6.50  
Implante  
Ø4.50

## Componentes para Implantes

# Cone Morse Ø3.5/3.75/4.0/4.5 5.0/5.5/6.5 - X WB

SMP  
Sistema Multi Plataforma  
**J3.7**

### Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Tapa Implante**  
EFF 155 . 32



**Cicatrizador**  
**Perfil Ø6.0\h2.0mm**  
EFF 105 . 33 . 1A . 1 cinta 0.75mm  
EFF 105 . 33 . 1B . 1 cinta 1.5mm  
**Perfil Ø6.0\h4.0mm**  
EFF 105 . 33 . 1A . 2 cinta 0.75mm  
EFF 105 . 33 . 1B . 2 cinta 1.5mm



**Transfer**  
**Moldeira Aberta**  
EFF 205 . 32A . CJ



**Transfer**  
**Moldeira Fechada**  
EFF 205 . 32B . CJ



**Análogo**  
**do Implante**  
EFF 305 . 32



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
**Perfil Ø5.50mm**  
EFF 405 . 33A . 1 . 4 cinta 0.75mm  
EFF 405 . 33A . 1 . 1 cinta 1.5mm



**Ucla Plástica**  
**base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 805 . 32A . 2 . CJ  
Rotacional  
EFF 805 . 32B . 2 . CJ



EFF 2102 . 45D  
Parafuso Torx  
**Torque 20Ncm**



EFF 2102 . 45D  
Parafuso Torx  
**Torque 20Ncm**

### Pilar para prótese parafusada



**Torque 20Ncm**

**Pilar Reto SRA®**  
**(Switching)**  
EFF 1105 . 31A . CJ . cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 31B . CJ . cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 31C . CJ . cinta 3.5mm  
EFF 1105 . 31D . CJ . cinta 4.5mm



**Torque 20Ncm**

**Pilar Angulado SRA® (Switching)**  
**Perfil Ø4.6mm**  
EFF 1105 . 31 . 1A . CJ cinta 3.5mm  
**17°** EFF 1105 . 31 . 1B . CJ cinta 4.5mm  
EFF 1105 . 31 . 1C . CJ cinta 5.5mm  
EFF 1105 . 31 . 2A . CJ cinta 3.5mm  
**30°** EFF 1105 . 31 . 2B . CJ cinta 4.5mm  
EFF 1105 . 31 . 2C . CJ cinta 5.5mm



**Torque 20Ncm**

**EsthetiOne**  
EFF 905 . 33A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 905 . 33B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 905 . 33C . CJ cinta 3.0mm

### Pilar para prótese parafusada unitária

### Componentes para CAD/CAM



**Análogo Digital**  
EFF 305 . 32 . D



**Abut. Rollings\***  
EFF 1505 . 32 . T  
EFF 1505 . 32 . C



EFF 2102 . 45D  
Parafuso Torx  
**Torque 20Ncm**



**Link para CAD/CAM**  
Ti Base  
Large  
**Perfil Ø5.5mm/h4.7**

EFF 6805 . 33 . 2A . 1 cinta 0.75mm  
EFF 6805 . 33 . 2B . 1 cinta 1.5mm



EFF 2102 . 45D  
Parafuso Torx  
**Torque 20Ncm**



**Link para CAD/CAM**  
Perfect Base  
Large  
**Perfil Ø5.5mm/h5.5mm**

EFF 6805 . 33 . 1A . 3 cinta 0.75mm  
EFF 6805 . 33 . 1B . 3 cinta 1.5mm



EFF 2102 . 45D  
Parafuso Torx  
**Torque 20Ncm**



**Munhão**  
**de Zircônia\***  
Anti Rotacional  
EFF 721 . 01A



**Interface**  
**para Zirconia**  
EFF 6905 . 32A



**Scan Intraoral**  
**(Switching)**  
EFF 9205 . 31A . P . CJ



**Scan-Body**  
Large  
EFF 9700 . A  
Small  
EFF 9700 . 1A



**Coping Plástico**  
**p/Link Perfect Base**  
EFF 725 . 06



EFF 2102 . 47D  
Parafuso Torx  
para Zirconia  
**Torque 20Ncm**

\* Componentes para Mini Pilar SRA®/MBase consultar página 19.




Sistema Multi Plataform

MB


# Componentes para Prótese Parafusada Pilar M Base



**Capa de Proteção**  
EFF 114 . 01 . CJ Ø3.5  
EFF 114 . 02 . CJ Ø4.5



**Transfer Moldeira Aberta**  
EFF 214 . 01 . 1A . CJ Ø3.5  
EFF 214 . 01 . 2A . CJ Ø4.5



**Transfer Moldeira Fechada**  
EFF 214 . 01 . 1B . CJ Ø3.5  
EFF 214 . 01 . 2B . CJ Ø4.5



**Análogo**  
EFF 314 . 01A Ø3.5  
EFF 314 . 01B Ø4.5



**Coping Provisório**  
EFF 414 . 01 . 1 Ø3.5  
EFF 414 . 01 . 2 Ø4.5



EFF 2101 . 08D  
Parafuso Torx  
**Torque 10Ncm**



**Coping Plástico**  
EFF 714 . 01 . 1 Ø3.5  
EFF 714 . 01 . 2 Ø4.5



**Coping Plástico Base CrCo**  
EFF 814 . 01 . 1 . CJ Ø3.5  
EFF 814 . 01 . 2 . CJ Ø4.5



**Análogo Digital**  
EFF 314 . 01A . D Ø3.5  
EFF 314 . 01B . D Ø4.5



**Scan Intraoral**  
EFF 9214 . 01A . P . CJ Ø3.5  
EFF 9214 . 02A . P . CJ Ø4.5



**Link para CAD/CAM**  
EFF 6814 . 01 . 1B Ø3.5  
EFF 6814 . 01 . 2B Ø4.5



EFF 2101 . 08D  
Parafuso Torx  
**Torque 10Ncm**



EFF 2101 . 08D  
Parafuso Torx  
**Torque 10Ncm**



EFF 2101 . 08D  
Parafuso Torx  
**Torque 10Ncm**



Sistema Multi Plataform

SRA

# Componentes para Prótese Parafusada Pilar SRA®



**Capa de Proteção**  
EFF 114 . 03 . CJ Ø3.5  
EFF 114 . 04 . CJ Ø4.6



**Transfer Moldeira Aberta**  
EFF 214 . 03A . CJ Ø3.5  
EFF 214 . 04A . CJ Ø4.6



**Transfer Moldeira Fechada**  
EFF 214 . 03B . CJ Ø3.5  
EFF 214 . 04B . CJ Ø4.6



**Análogo**  
EFF 314 . 03 Ø3.5  
EFF 314 . 04 Ø4.6



**Coping Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 414 . 03A Ø3.5  
EFF 414 . 04A Ø4.6  
Rotacional  
EFF 414 . 03B Ø3.5  
EFF 414 . 04B Ø4.6



EFF 2101 . 11D  
Parafuso Torx  
**Torque 10Ncm**



**Coping Plástico**  
Anti Rotacional  
EFF 714 . 03A Ø3.5  
EFF 714 . 04A Ø4.6  
Rotacional  
EFF 714 . 03B Ø3.5  
EFF 714 . 04B Ø4.6



**Coping Plástico Base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 814 . 03A . CJ Ø3.5  
EFF 814 . 04A . CJ Ø4.6  
Rotacional  
EFF 814 . 03B . CJ Ø3.5  
EFF 814 . 04B . CJ Ø4.6



**Análogo Digital**  
EFF 314 . 03 . D Ø3.5  
EFF 314 . 04 . D Ø4.6



**Scan Intraoral**  
EFF 9214 . 03A . P . CJ Ø3.5  
EFF 9214 . 04A . P . CJ Ø4.6



**Link para CAD/CAM**  
Anti Rotacional  
EFF 6814 . 03A Ø3.5  
EFF 6814 . 04A Ø4.6  
Rotacional  
EFF 6814 . 03B Ø3.5  
EFF 6814 . 04B Ø4.6



EFF 2101 . 11D  
Parafuso Torx  
**Torque 10Ncm**




EFF 2101 . 11D  
Parafuso Torx  
**Torque 10Ncm**



EFF 2101 . 11D  
Parafuso Torx  
**Torque 10Ncm**

\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

\* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registadas dos seus respectivos fabricantes.



# Componentes para Implantes

## Cone Morse Ø3.5/Ø3.75/Ø4.0/Ø4.3 /Ø5.0 - CM



# A3.1

### Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Tapa Implante**  
EFF 155 . 05



**Cicatrizador**  
**Perfil Ø 3.30**

EFF 105 . 05 . 1A cinta 0.8mm  
EFF 105 . 05 . 1B cinta 1.5mm  
EFF 105 . 05 . 1C cinta 2.5mm  
EFF 105 . 05 . 1D cinta 3.5mm  
EFF 105 . 05 . 1E cinta 4.5mm  
EFF 105 . 05 . 1F cinta 5.5mm

**Perfil Ø 4.50**

EFF 105 . 05 . 2A cinta 0.8mm  
EFF 105 . 05 . 2B cinta 1.5mm  
EFF 105 . 05 . 2C cinta 2.5mm  
EFF 105 . 05 . 2D cinta 3.5mm  
EFF 105 . 05 . 2E cinta 4.5mm  
EFF 105 . 05 . 2F cinta 5.5mm



**Transfer**  
**Moldeira Aberta**  
Anti Rotacional  
EFF 205 . 05A . 1 . CJ  
Rotacional  
EFF 205 . 05A . CJ



**Transfer**  
**Moldeira Fechada**  
Anti Rotacional  
EFF 205 . 05B . 1 . CJ  
Rotacional  
EFF 205 . 05B . CJ



**Análogo do Implante**  
EFF 305 . 05



**Kit do Munhão Sólido**  
**Transfer e Coping Plástico**

**Perfil Ø 3.30**

EFF 00500 . 1A h 4.0mm  
EFF 00500 . 1B h 6.0mm

**Perfil Ø 4.50**

EFF 00500 . 2A h 4.0mm  
EFF 00500 . 2B h 6.0mm



**Análogo do Munhão Sólido**  
**Perfil Ø 3.30**

EFF 305 . 05 . 1A h 4mm  
EFF 305 . 05 . 1B h 6mm

**Perfil Ø 4.50**

EFF 305 . 05 . 2A h 4mm  
EFF 305 . 05 . 2B h 6mm



**Munhão Provisório**

Anti Rotacional  
EFF 405 . 05 A . 1 h 0.8mm  
EFF 405 . 05 A . 2 h 1.5mm  
EFF 405 . 05 A . 3 h 2.5mm  
EFF 405 . 05 A . 4 h 3.5mm

Rotacional

EFF 405 . 05 B . 1 h 0.8mm  
EFF 405 . 05 B . 2 h 1.5mm  
EFF 405 . 05 B . 3 h 2.5mm  
EFF 405 . 05 B . 4 h 3.5mm



**Munhão Sólido**  
**Perfil Ø 3.30|h 4.0mm**

EFF 505 . 05 . 1 . 1A cinta 0.8mm  
EFF 505 . 05 . 1 . 1B cinta 1.5mm  
EFF 505 . 05 . 1 . 1C cinta 2.5mm  
EFF 505 . 05 . 1 . 1D cinta 3.5mm

**Perfil Ø 3.30|h 6.0mm**

EFF 505 . 05 . 1 . 2A cinta 0.8mm  
EFF 505 . 05 . 1 . 2B cinta 1.5mm  
EFF 505 . 05 . 1 . 2C cinta 2.5mm  
EFF 505 . 05 . 1 . 2D cinta 3.5mm

**Perfil Ø4.50|h 4.0mm**

EFF 505 . 05 . 2 . 1A cinta 0.8mm  
EFF 505 . 05 . 2 . 1B cinta 1.5mm  
EFF 505 . 05 . 2 . 1C cinta 2.5mm  
EFF 505 . 05 . 2 . 1D cinta 3.5mm  
EFF 505 . 05 . 2 . 1E cinta 4.5mm

**Perfil Ø4.50|h 6.0mm**

EFF 505 . 05 . 2 . 2A cinta 0.8mm  
EFF 505 . 05 . 2 . 2B cinta 1.5mm  
EFF 505 . 05 . 2 . 2C cinta 2.5mm  
EFF 505 . 05 . 2 . 2D cinta 3.5mm  
EFF 505 . 05 . 2 . 2E cinta 4.5mm



**Ucla Plástica base CrCo**

Anti Rotacional  
EFF 805 . 05 . 1A . CJ h 0.8mm  
EFF 805 . 05 . 2A . CJ h 1.5mm  
EFF 805 . 05 . 3A . CJ h 2.5mm  
EFF 805 . 05 . 4A . CJ h 3.5mm

Rotacional

EFF 805 . 05 . 1B . CJ h 0.8mm  
EFF 805 . 05 . 2B . CJ h 1.5mm  
EFF 805 . 05 . 3B . CJ h 2.5mm  
EFF 805 . 05 . 4B . CJ h 3.5mm



**Para h.0.80/1.50/2.50mm** ⬡

EFF 2103 . 22A  
**Para h. 3.50/4.50mm**  
EFF 2103 . 22A . 1  
Parafuso Hexagonal

**Torque 20Ncm**



**Para h.0.80/1.50/2.50mm** ⬡

EFF 2103 . 22A  
**Para h. 3.50/4.50mm**  
EFF 2103 . 22A . 1  
Parafuso Hexagonal

**Torque 20Ncm**

Parafuso Incluso ⬡

**Torque 20Ncm**

# Continuação Cone Morse - CM

## Pilar para prótese parafusada



### Mini Pilar Reto

EFF 1105 . 05A . CJ cinta 0.8mm  
EFF 1105 . 05B . CJ cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 05C . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 05D . CJ cinta 3.5mm  
EFF 1105 . 05E . CJ cinta 4.5mm  
EFF 1105 . 05F . CJ cinta 5.5mm

Torque 20Ncm



### Micro Pilar Reto

EFF 1105 . 05 . 4A . CJ cinta 0.8mm  
EFF 1105 . 05 . 4B . CJ cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 05 . 4C . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 05 . 4D . CJ cinta 3.5mm  
EFF 1105 . 05 . 4E . CJ cinta 4.5mm  
EFF 1105 . 05 . 4F . CJ cinta 5.5mm  
EFF 1105 . 05 . 4G . CJ cinta 6.5mm  
EFF 1105 . 05 . 4H . CJ cinta 7.5mm  
EFF 1105 . 05 . 4I . CJ cinta 8.5mm

Torque 20Ncm



### Mini Pilar Angulado

#### 17° Sem exact

EFF 1105 . 05 . 1A . 1 . CJ cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 05 . 1B . 1 . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 05 . 1C . 1 . CJ cinta 3.5mm

#### 30° Sem exact

EFF 1105 . 05 . 2A . 1 . CJ cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 05 . 2B . 1 . CJ cinta 2.5mm

Torque 20Ncm

#### Com exact

EFF 1105 . 05 . 1A . 2 . CJ cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 05 . 1B . 2 . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 05 . 1C . 2 . CJ cinta 3.5mm

#### Com exact

EFF 1105 . 05 . 2A . 2 . CJ cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 05 . 2B . 2 . CJ cinta 2.5mm



### EsthetiOne

EFF 905 . 05A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 905 . 05B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 905 . 05C . CJ cinta 3.0mm

Torque 20Ncm

## Componentes para CAD/CAM

\* Componentes para Mini Pilar PGM/MPGM/MPGT consultar página 24 e 25.



### Análogo Digital

EFF 305 . 05 . D



### Abut. Rollings\*

EFF 1505 . 05A . T  
EFF 1505 . 05A . C



### Link para CAD/CAM

#### Large

EFF 6805 . 05 . 5A cinta 0.8mm  
EFF 6805 . 05 . 1A cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 05 . 2A cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 05 . 3A cinta 3.5mm  
EFF 6805 . 05 . 4A cinta 4.5mm

#### Small

EFF 6805 . 05 . 5A . S cinta 0.8mm  
EFF 6805 . 05 . 1A . S cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 05 . 2A . S cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 05 . 3A . S cinta 3.5mm  
EFF 6805 . 05 . 4A . S cinta 4.5mm

EFF 2103 . 22A   
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



### Munhão de Zircônia\*

Anti Rotacional  
EFF 721 . 04A



### Análogo Digital do Munhão Sólido

#### Perfil Ø 3.30

EFF 305 . 05 . 1A . D h 4mm  
EFF 305 . 05 . 1B . D h 6mm

#### Perfil Ø 4.50

EFF 305 . 05 . 2A . D h 4mm  
EFF 305 . 05 . 2B . D h 6mm



### Interface para Zirconia

EFF 6905 . 05A - h 1.5mm



EFF 2103 . 09A   
Parafuso Hexagonal para Zirconia

Torque 20Ncm



#### Large

Para h.0.8/1.5/2.5mm  
EFF 2103 . 22A  
Para h. 3.5/4.5mm  
EFF 2103 . 22A . 1  
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



#### Small

Para h.0.8/1.5/2.5mm  
EFF 2103 . 22A . 2  
Para h. 3.5/4.5mm  
EFF 2103 . 22A . 3  
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



### Scan Intraoral

EFF 9205 . 05A . P . CJ



### Scan Intraoral para Munhão Sólido

#### Perfil Ø 3.30

EFF 9205 . 05 . 1A h 4mm  
EFF 9205 . 05 . 1B h 6mm

#### Perfil Ø 4.50


EFF 9205 . 05 . 2A h4mm  
EFF 9205 . 05 . 2B h6mm



### Scan-Body

#### Large

EFF 9700 . A  
Small  
EFF 9700 . 1A



Rosca Interna  
Ø1.60

Plataforma  
Ø3.0

Implante  
Ø3.5/Ø3.75  
Ø4.0/Ø4.3/Ø5.0

# Componentes para Implantes Cone Morse Ø3.0 - EGM



A3.2

## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Tapa Implante**  
EFF 155 . 29



**Cicatrizador**  
**Perfil Ø 3.30**  
EFF 105 . 29 . 1A cinta 0.8mm  
EFF 105 . 29 . 1B cinta 1.5mm  
EFF 105 . 29 . 1C cinta 2.5mm  
EFF 105 . 29 . 1D cinta 3.5mm  
EFF 105 . 29 . 1E cinta 4.5mm  
EFF 105 . 29 . 1F cinta 5.5mm  
**Perfil Ø 4.50**  
EFF 105 . 29 . 2A cinta 0.8mm  
EFF 105 . 29 . 2B cinta 1.5mm  
EFF 105 . 29 . 2C cinta 2.5mm  
EFF 105 . 29 . 2D cinta 3.5mm  
EFF 105 . 29 . 2E cinta 4.5mm  
EFF 105 . 29 . 2F cinta 5.5mm



**Transfer**  
**Moldeira Aberta**  
EFF 205 . 29A . CJ



**Transfer**  
**Moldeira Fechada**  
EFF 205 . 29B . CJ



**Análogo**  
**do Implante**  
EFF 305 . 29



**Kit do Munhão Sólido**  
**Transfer e Coping Plástico**  
**Perfil Ø 3.30**  
EFF 00500 . 1A - h 4.0mm  
EFF 00500 . 1B - h 6.0mm  
**Perfil Ø 4.50**  
EFF 00500 . 2A - h 4.0mm  
EFF 00500 . 2B - h 6.0mm



**Análogo do Munhão Sólido**  
**Perfil Ø 3.30**  
EFF 305 . 05 . 1A h 4mm  
EFF 305 . 05 . 1B h 6mm  
**Perfil Ø 4.50**  
EFF 305 . 05 . 2A h 4mm  
EFF 305 . 05 . 2B h 6mm



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 405 . 29A . 1 . CJ h 0.8mm  
EFF 405 . 29A . 2 . CJ h 1.5mm  
EFF 405 . 29A . 3 . CJ h 2.5mm  
EFF 405 . 29A . 4 . CJ h 3.5mm  
EFF 405 . 29A . 5 . CJ h 4.5mm  
EFF 405 . 29A . 6 . CJ h 5.5mm

Parafuso EGM  
Incluso

**Torque 20Ncm**



**Munhão Sólido**  
**Perfil Ø 3.30|h 4.0mm**  
EFF 505 . 29 . 1 . 1A cinta 0.8mm  
EFF 505 . 29 . 1 . 1B cinta 1.5mm  
EFF 505 . 29 . 1 . 1C cinta 2.5mm  
EFF 505 . 29 . 1 . 1D cinta 3.5mm  
EFF 505 . 29 . 1 . 1E cinta 4.5mm  
EFF 505 . 29 . 1 . 1F cinta 5.5mm  
**Perfil Ø 3.30|h 6.0mm**  
EFF 505 . 29 . 1 . 2A cinta 0.8mm  
EFF 505 . 29 . 1 . 2B cinta 1.5mm  
EFF 505 . 29 . 1 . 2C cinta 2.5mm  
EFF 505 . 29 . 1 . 2D cinta 3.5mm  
EFF 505 . 29 . 1 . 2E cinta 4.5mm  
EFF 505 . 29 . 1 . 2F cinta 5.5mm

**Perfil Ø4.50|h 4.0mm**  
EFF 505 . 29 . 2 . 1A cinta 0.8mm  
EFF 505 . 29 . 2 . 1B cinta 1.5mm  
EFF 505 . 29 . 2 . 1C cinta 2.5mm  
EFF 505 . 29 . 2 . 1D cinta 3.5mm  
EFF 505 . 29 . 2 . 1E cinta 4.5mm  
EFF 505 . 29 . 2 . 1F cinta 5.5mm  
**Perfil Ø4.50|h 6.0mm**  
EFF 505 . 29 . 2 . 2A cinta 0.8mm  
EFF 505 . 29 . 2 . 2B cinta 1.5mm  
EFF 505 . 29 . 2 . 2C cinta 2.5mm  
EFF 505 . 29 . 2 . 2D cinta 3.5mm  
EFF 505 . 29 . 2 . 2E cinta 4.5mm  
EFF 505 . 29 . 2 . 2F cinta 5.5mm

Parafuso Incluso   
**Torque 20Ncm**



**Ucla Plástica**  
**base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 805 . 29A . 1 . CJ - h 0.8mm  
EFF 805 . 29A . 2 . CJ - h 1.5mm  
EFF 805 . 29A . 3 . CJ - h 2.5mm



EFF 2102 . 34E  
Parafuso EGM 

**Torque 20Ncm**



EFF 2102 . 34F  
Parafuso 360° 

**Torque 34Ncm**

# Continuação Cone Morse - EGM

## Pilar para prótese parafusada



### Pilar EGM Reto

#### Perfil Ø 4.8

EFF 1105 . 29 . 3A . CJ cinta 0.8mm  
EFF 1105 . 29 . 3B . CJ cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 29 . 3C . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 29 . 3D . CJ cinta 3.5mm  
EFF 1105 . 29 . 3E . CJ cinta 4.5mm  
EFF 1105 . 29 . 3F . CJ cinta 5.5mm

Torque 20Ncm



### Mini Pilar Reto

#### Perfil Ø 4.8

EFF 1105 . 29A . CJ cinta 0.8mm  
EFF 1105 . 29B . CJ cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 29C . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 29D . CJ cinta 3.5mm  
EFF 1105 . 29E . CJ cinta 4.5mm  
EFF 1105 . 29F . CJ cinta 5.5mm

Torque 20Ncm



### Micro Pilar EGM

#### Perfil Ø 3.5

EFF 1105 . 29 . 4A . CJ cinta 0.8mm  
EFF 1105 . 29 . 4B . CJ cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 29 . 4C . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 29 . 4D . CJ cinta 3.5mm  
EFF 1105 . 29 . 4E . CJ cinta 4.5mm  
EFF 1105 . 29 . 4F . CJ cinta 5.5mm

Torque 20Ncm



### Mini Pilar Angulado

17° EFF 1105 . 29 . 1A . CJ cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 29 . 1B . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 29 . 1C . CJ cinta 3.5mm

EFF 1105 . 29 . 2A . CJ cinta 1.5mm

30° EFF 1105 . 29 . 2B . CJ cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 29 . 2C . CJ cinta 3.5mm

Torque 20Ncm



### EsthetiOne

EFF 905 . 29A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 905 . 29B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 905 . 29C . CJ cinta 3.0mm

Torque 20Ncm

## Componentes para CAD/CAM

\* Componentes para Mini Pilar PGM/MPGM/MPGT consultar página 24 e 25.



### Análogo Digital

EFF 305 . 29 . D



### Abut. Rollings\*

EFF 1505 . 29A . T  
EFF 1505 . 29A . C



### Link para CAD/CAM

#### Large

EFF 6805 . 29A . 1 cinta 0.8mm  
EFF 6805 . 29A . 2 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 29A . 3 cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 29A . 4 cinta 3.5mm

#### Small

EFF 6805 . 29A . 1 . S cinta 0.8mm  
EFF 6805 . 29A . 2 . S cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 29A . 3 . S cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 29A . 4 . S cinta 3.5mm

Parafuso EGM  
Incluso

Torque 20Ncm



### Munhão de Zirconia\*

Anti Rotacional  
EFF 721 . 04A



Interface para Zirconia  
EFF 6905 . 29A - h 0.8mm



EFF 2102 . 41E  
Parafuso EGM para Zirconia

Torque 20Ncm



### Análogo Digital do Munhão Sólido

#### Perfil Ø 3.30

EFF 305 . 05 . 1A . D h 4mm  
EFF 305 . 05 . 1B . D h 6mm

#### Perfil Ø 4.50

EFF 305 . 05 . 2A . D h 4mm  
EFF 305 . 05 . 2B . D h 6mm



EFF 2102 . 34E  
Parafuso EGM

Torque 20Ncm



EFF 2102 . 34F  
Parafuso 360°

Torque 34Ncm



### Scan Intraoral

EFF 9205 . 29A . P . CJ



### Scan Intraoral para Munhão Sólido

#### Perfil Ø 3.30

EFF 9205 . 05 . 1A h 4mm  
EFF 9205 . 05 . 1B h 6mm

#### Perfil Ø 4.50

EFF 9205 . 05 . 2A h4mm  
EFF 9205 . 05 . 2B h6mm



### Scan-Body

Large  
EFF 9700 . A  
Small  
EFF 9700 . 1A

# Componentes para Prótese Parafusada Pilar EGM



PGM



**Capa de Proteção**  
EFF 119 . 01 . CJ



**Transfer Moldeira Aberta**  
EFF 219 . 01A . CJ



**Transfer Moldeira Fechada**  
EFF 219 . 01B . CJ



**Análogo**  
EFF 319 . 01



**Coping Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 419 . 01A  
Rotacional  
EFF 419 . 01B



**Coping Plástico Base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 819 . 01A . CJ  
Rotacional  
EFF 819 . 01B . CJ



**Análogo Digital**  
EFF 319 . 01 . D



**Scan Intraoral**  
EFF 9219 . 01A . P . CJ



**Link para CAD/CAM**  
Anti Rotacional  
EFF 6819 . 01A  
Rotacional  
EFF 6819 . 01B



EFF 2104 . 24E  
Parafuso EGM

**Torque 10Ncm**



EFF 2104 . 24E  
Parafuso EGM

**Torque 10Ncm**



EFF 2104 . 33E  
Parafuso EGM

**Torque 10Ncm**

# Componentes para Prótese Parafusada Micro Pilar EGM



MPGM



**Capa de Proteção**  
EFF 115 . 01 . CJ



**Transfer Moldeira Aberta**  
EFF 215 . 01A . CJ



**Transfer Moldeira Fechada**  
EFF 215 . 01B . CJ



**Análogo**  
EFF 315 . 01



**Coping Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 415 . 01A  
Rotacional  
EFF 415 . 01B



**Coping Plástico Base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 815 . 01A . CJ  
Rotacional  
EFF 815 . 01B . CJ



**Análogo Digital**  
EFF 315 . 01 . D



**Scan Intraoral**  
EFF 9215 . 01A . P . CJ



**Link para CAD/CAM**  
Anti Rotacional  
EFF 6815 . 01A  
Rotacional  
EFF 6815 . 01B



EFF 2101 . 12A  
Parafuso Hexagonal

**Torque 10Ncm**



EFF 2101 . 12A  
Parafuso Hexagonal

**Torque 10Ncm**



EFF 2101 . 12A  
Parafuso Hexagonal

**Torque 10Ncm**



### Coping Provisório

Anti Rotacional

EFF 416 . 01A

Rotacional

EFF 416 . 01B



EFF 2104 . 22A   
Parafuso Hexagonal

**Torque 20Ncm**



### Análogo Digital

EFF 316 . 01 . D



### Scan Intraoral

EFF 9216 . 01A . P . CJ



### Link para CAD/CAM


Anti Rotacional

EFF 6816 . 01A

Rotacional


EFF 6816 . 01B



EFF 2104 . 22A   
Parafuso Hexagonal

**Torque 20Ncm**





Rosca Interna  
Ø1.60

Plataforma  
Ø3.30

Implante  
Ø3.30

# Componentes para Implantes MIS® CC NP C1 - NARROW



## Componentes para prótese aparafusada e cimentada



### Cicatrizador para C1 Perfil Ø3.3

EFF 105 . 40 . 1A cinta 3.0mm  
EFF 105 . 40 . 1B cinta 4.0mm  
EFF 105 . 40 . 1C cinta 5.0mm


### Perfil Ø4.0

EFF 105 . 40 . 2A cinta 3.0mm  
EFF 105 . 40 . 2B cinta 4.0mm  
EFF 105 . 40 . 2C cinta 5.0mm



### Transfer Moldeira Aberta

EFF 205 . 40A . CJ



### Transfer Moldeira Fechada

EFF205 . 40B . CJ



### Análogo do Implante

EFF 305 . 40



### Munhão Provisório

Anti Rotacional

EFF 405 . 40A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 405 . 40A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 405 . 40A . 3 cinta 3.0mm

Rotacional

EFF 405 . 40B . 1 cinta 1.0mm



### Munhão Estético

Anti Rotacional

EFF 505 . 40A cinta 1.0mm  
EFF 505 . 40B cinta 2.0mm  
EFF 505 . 40C cinta 3.0mm

### Angulado 10°

EFF 505 . 40A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 505 . 40B . 1 cinta 2.0mm  
EFF 505 . 40C . 1 cinta 3.0mm

### Angulado 20°

EFF 505 . 40A . 3 cinta 1.0mm  
EFF 505 . 40B . 3 cinta 2.0mm  
EFF 505 . 40C . 3 cinta 3.0mm



### Ucla Plástica base CrCo

Anti Rotacional

EFF 805 . 40A . 1 . CJ cinta 1.0mm  
EFF 805 . 40A . 2 . CJ cinta 2.0mm

Rotacional

EFF 805 . 40B . 1 . CJ cinta 1.0mm



EFF 2102 . 55A  
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



EFF 2102 . 55F  
Parafuso 360°

Torque 20Ncm



EFF 2102 . 55A  
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



EFF 2102 . 55F  
Parafuso 360°

Torque 20Ncm



EFF 2102 . 55A  
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



EFF 2102 . 55F  
Parafuso 360°

Torque 20Ncm

## Pilar para prótese aparafusada



### \* Mini Pilar Reto

EFF 1105 . 40A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1105 . 40B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 1105 . 40C . CJ cinta 3.0mm  
EFF 1105 . 40D . CJ cinta 4.0mm

Torque 20Ncm



### \*Mini Pilar Angulado

17°  
EFF 1105 . 40 . 1A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1105 . 40 . 1B . CJ cinta 2.0mm

30°  
EFF 1105 . 40 . 2A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1105 . 40 . 2B . CJ cinta 2.0mm

Torque 20Ncm

## Componentes para CAD/CAM

\* Componentes para Mini Pilar consultar página 32.  
\*Padrão Branemark®.



### Análogo Digital

EFF 305 . 40



### Abut. Rollings\*

EFF 1505 . 40A . C  
EFF 1505 . 40A . T



EFF 2102 . 55A  
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



EFF 2102 . 55F  
Parafuso 360°

Torque 20Ncm



### Link para CAD/CAM

Large/Anti Rotacional  
EFF 6805 . 40A . 1 cinta 0.5mm  
EFF 6805 . 40A . 2 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 40A . 3 cinta 3.0mm



EFF 2102 . 55A  
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



EFF 2102 . 55F  
Parafuso 360°

Torque 20Ncm



### Munhão de Zircônia\*

Anti Rotacional  
EFF 721 . 04A



### Interface para Zircônia

EFF 6905 . 40A



EFF 2102 . 54A  
Parafuso  
para Zircônia

Torque 20Ncm




### Scan Intraoral

EFF 9205 . 40A . P . CJ



### Scan-Body

Large  
EFF 9700 . A  
Small  
EFF 9700 . 1A



## Componentes para prótese aparafusada e cimentada



**Cicatrizador para V3**  
**Perfil Ø3.3**  
EFF 105 . 40 . 1A cinta 3.0mm  
EFF 105 . 40 . 1B cinta 4.0mm  
EFF 105 . 40 . 1C cinta 5.0mm  
**Perfil Ø4.0**  
EFF 105 . 40 . 2A cinta 3.0mm  
EFF 105 . 40 . 2B cinta 4.0mm  
EFF 105 . 40 . 2C cinta 5.0mm



**Transfer**  
**Moldeira Aberta**  
EFF 205 . 41A . CJ



**Transfer**  
**Moldeira Fechada**  
EFF205 . 41B . CJ



**Análogo**  
**do Implante**  
EFF 305 . 41



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 405 . 41A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 405 . 41A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 405 . 41A . 3 cinta 3.0mm  
Rotacional para C1 e V3  
EFF 405 . 40B . 1 cinta 1.0mm




**Munhão Estético**  
Anti Rotacional  
EFF 505 . 41A cinta 1.0mm  
EFF 505 . 41B cinta 2.0mm  
EFF 505 . 41C cinta 3.0mm

**Angulado 10°**  
EFF 505 . 41A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 505 . 41B . 1 cinta 2.0mm  
EFF 505 . 41C . 1 cinta 3.0mm  
**Angulado 20°**  
EFF 505 . 41A . 3 cinta 1.0mm  
EFF 505 . 41B . 3 cinta 2.0mm  
EFF 505 . 41C . 3 cinta 3.0mm



**Ucla Plástica base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 805 . 41A . 1 . CJ cinta 1.0mm  
EFF 805 . 41A . 2 . CJ cinta 2.0mm  
Rotacional para C1 e V3  
EFF 805 . 40B . 1 . CJ cinta 1.0mm



EFF 2102 . 55A  
Parafuso Hexagonal  
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 55F  
Parafuso 360°  
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 55A  
Parafuso Hexagonal  
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 55F  
Parafuso 360°  
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 55A  
Parafuso Hexagonal  
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 55F  
Parafuso 360°  
Torque 20Ncm

## Pilar para prótese aparafusada



Torque 20Ncm

### \*Mini Pilar Reto

EFF 1105 . 40A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1105 . 40B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 1105 . 40C . CJ cinta 3.0mm  
EFF 1105 . 40D . CJ cinta 4.0mm



Torque 20Ncm

### \*Mini Pilar Angulado

17°  
EFF 1105 . 41 . 1A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1105 . 41 . 1B . CJ cinta 2.0mm  
30°  
EFF 1105 . 41 . 2A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1105 . 41 . 2B . CJ cinta 2.0mm

## Componentes para CAD/CAM



**Análogo Digital**  
EFF 305 . 41



**Abut. Rollings\***  
EFF 1505 . 41A . C  
EFF 1505 . 41A . T



EFF 2102 . 55A  
Parafuso Hexagonal  
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 55F  
Parafuso 360°  
Torque 20Ncm



**Link para CAD/CAM**  
Large/Anti Rotacional  
EFF 6805 . 41A . 1 cinta 0.5mm  
EFF 6805 . 41A . 2 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 41A . 3 cinta 3.0mm  
Large/Rotacional  
EFF 6805 . 40B . 1 cinta 0.5mm



EFF 2102 . 55A  
Parafuso Hexagonal  
Torque 20Ncm



EFF 2102 . 55F  
Parafuso 360°  
Torque 20Ncm

Small/Anti Rotacional  
EFF 6805 . 41A . 1S cinta 0.5mm  
EFF 6805 . 41A . 2S cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 41A . 3S cinta 3.  
Small/Rotacional  
EFF 6805 . 40B . 1S cinta 0.5mm



**Munhão de Zircônia\***  
Anti Rotacional  
EFF 721 . 04A



**Interface**  
**para Zircônia**  
EFF 6905 . 41A



**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 41A . P . CJ



**Scan-Body**  
Large  
EFF 9700 . A  
Small  
EFF 9700 . 1A



EFF 2102 . 54A  
Parafuso  
para Zircônia  
Torque 20Ncm

\* T de Titânio \*C de CromoCobalto.

\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

\* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o interface para Zircônia.

\* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.



Rosca Interna  
Ø1.80

Plataforma  
Ø3.75/3.90  
4.20/4.30

Implante  
Ø3.75/3.90  
4.20/4.30

# Componentes para Implantes MIS® CC SP C1/V3 - STANDARD



## T3.3

### Componentes para prótese aparafusada e cimentada



#### Cicatrizador

##### Perfil Ø3.9

EFF 105 . 42 . 1A cinta 3.0mm  
EFF 105 . 42 . 1B cinta 4.0mm  
EFF 105 . 42 . 1C cinta 5.0mm

##### Perfil Ø4.8

EFF 105 . 42 . 2A cinta 2.0mm  
EFF 105 . 42 . 2B cinta 3.0mm  
EFF 105 . 42 . 2C cinta 4.0mm



#### Transfer Moldeira Aberta

EFF 205 . 42A . CJ



#### Transfer Moldeira Fechada

EFF205 . 42B . CJ



#### Análogo do Implante

EFF 305 . 42



#### Munhão Provisório

##### Perfil Ø4.8

Anti Rotacional

EFF 405 . 42A . 1 . 1 cinta 1.0mm  
EFF 405 . 42A . 2 . 1 cinta 2.0mm  
EFF 405 . 42A . 3 . 1 cinta 3.0mm

Rotacional

EFF 405 . 42B . 1 cinta 1.0mm



#### Munhão Estético

##### Perfil Ø4.8

Anti Rotacional

EFF 505 . 42A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 505 . 42B . 1 cinta 2.0mm  
EFF 505 . 42C . 1 cinta 3.0mm

#### Angulado 15°/Perfil Ø4.8

EFF 505 . 42A . 2 . 1 cinta 1.0mm  
EFF 505 . 42B . 2 . 1 cinta 2.0mm  
EFF 505 . 42C . 2 . 1 cinta 3.0mm

#### Angulado 15°/Perfil Ø5.8

EFF 505 . 42A . 2 . 2 cinta 1.0mm  
EFF 505 . 42B . 2 . 2 cinta 2.0mm  
EFF 505 . 42C . 2 . 2 cinta 3.0mm




#### Ucla Plástica base CrCo

Anti Rotacional

EFF 805 . 42A . 1 . CJ cinta 1.0mm  
EFF 805 . 42A . 2 . CJ cinta 2.0mm

Rotacional

EFF 805 . 42B . 1 . CJ cinta 1.0mm



EFF 2103 . 14A  
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



EFF 2103 . 14F  
Parafuso 360°

Torque 20Ncm



EFF 2103 . 14A  
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



EFF 2103 . 14F  
Parafuso 360°

Torque 20Ncm



EFF 2103 . 14A  
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



EFF 2103 . 14F  
Parafuso 360°

Torque 20Ncm

### Pilar para prótese aparafusada



#### \*Mini Pilar Reto

EFF 1105 . 42A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1105 . 42B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 1105 . 42C . CJ cinta 3.0mm  
EFF 1105 . 42D . CJ cinta 4.0mm

Torque 20Ncm



#### \*Mini Pilar Angulado 17°

EFF 1105 . 42 . 1A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1105 . 42 . 1B . CJ cinta 2.0mm

EFF 1105 . 42 . 2A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1105 . 42 . 2B . CJ cinta 2.0mm

Torque 20Ncm

### Componentes para CAD/CAM

\* Componentes para Mini Pilar consultar página 32.  
\*Padrão Branemark®.



#### Análogo Digital

EFF 305 . 42



#### Abut. Rollings\*

EFF 1505 . 42A . C  
EFF 1505 . 42A . T



EFF 2103 . 14A  
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



EFF 2103 . 14F  
Parafuso 360°

Torque 20Ncm



#### Link para CAD/CAM

Large/Anti Rotacional  
EFF 6805 . 42A . 1 cinta 0.5mm  
EFF 6805 . 42A . 2 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 42A . 3 cinta 3.0mm

Large/Rotacional  
EFF 6805 . 42B . 1 cinta 0.5mm



EFF 2103 . 14A  
Parafuso Hexagonal

Torque 20Ncm



EFF 2103 . 14F  
Parafuso 360°

Torque 20Ncm



#### Munhão de Zircônia\*

Anti Rotacional  
EFF 721 . 04A



#### Interface para Zircônia

EFF 6905 . 42A



#### Scan Intraoral

EFF 9205 . 42A . P . CJ



#### Scan-Body

Large  
EFF 9700 . A  
Small  
EFF 9700 . 1A

Small/Anti Rotacional  
EFF 6805 . 42A . 1S cinta 0.5mm  
EFF 6805 . 42A . 2S cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 42A . 3S cinta 3.0mm  
Small/Rotacional  
EFF 6805 . 42B . 1S cinta 0.5mm



EFF 2103 . 42A  
Parafuso  
para Zircônia

Torque 20Ncm

Rosca Interna

Ø1.60

Plataforma  
Ø3.50/3.80  
4.50/5.50

Implante  
3.00/3.80  
4.50/5.50



### Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Cicatrizador  
Perfil Ø4.50**

EFF 105 . 10 . 1A cinta 2.0mm  
EFF 105 . 10 . 1B cinta 4.0mm  
EFF 105 . 10 . 1C cinta 6.0mm



**Transfer  
Moldeira Aberta**  
EFF 205 . 10A . CJ



**Transfer  
Moldeira Fechada**  
EFF 205 . 10B . CJ



**Análogo  
do Implante**  
EFF 305 . 10



**Munhão Provisório**

Anti Rotacional  
EFF 405 . 10A  
Rotacional  
EFF 405 . 10B



EFF 2102 . 24A   
Parafuso Hexagonal

**Torque 20Ncm**



**Munhão Cimentável  
Perfil Ø3.50**

EFF 505 . 10A cinta 1.0mm  
EFF 505 . 10C cinta 3.0mm



EFF 2102 . 24A   
Parafuso Hexagonal

**Torque 20Ncm**



**Ucla Plástica base CrCo**

Anti Rotacional  
EFF 805 . 10A . CJ  
Rotacional  
EFF 805 . 10B . CJ



EFF 2102 . 24A   
Parafuso Hexagonal

**Torque 20Ncm**

### Pilar para prótese parafusada



**Mini Pilar Reto**

EFF 1105 . 10A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 1105 . 10B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 1105 . 10C . CJ cinta 3.0mm  
EFF 1105 . 10D . CJ cinta 4.0mm

**Torque 20Ncm**



**Mini Pilar Angulado**

17° EFF 1105 . 10 . 1A . CJ cinta 2.0mm

**Torque 20Ncm**

### Componentes para CAD/CAM

\* Componentes para Mini Pilar consultar página 32.



**Análogo Digital**  
EFF 305 . 10 . D



**Abut. Rollings\***  
EFF 1505 . 10A . T  
EFF 1505 . 10A . C




EFF 2102 . 24A   
Parafuso Hexagonal

**Torque 20Ncm**



**Link para CAD/CAM**  
Large  
EFF 6805 . 10A . 1 cinta 1.5mm



EFF 2102 . 24A   
Parafuso Hexagonal

**Torque 20Ncm**



**Munhão de Zircônia\***  
Anti Rotacional  
EFF 721 . 04A



**Interface para Zirconia**  
EFF 6905 . 10A



EFF 2102 . 18A   
Parafuso Hexagonal para Zirconia

**Torque 20Ncm**



**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 10A . P . CJ



**Scan-Body**  
Large  
EFF 9700 . A

\* T de Titânio \*C de CromoCobalto.

\* Para Links, solicitar biblioteca ao vendedor.

\* Munhão de Zircônia dos sistemas CONE MORSE e HEXÁGONO INTERNO deverão ser comprados juntos com o interface para Zircônia.

\* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.



Rosca Interna  
Ø1.60

Plataforma  
Ø3.50/4.00

Implante  
Ø3.50/4.00

# Componentes para Implantes Cone Morse Ø3.5/Ø4.0



## Q3.1

## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Cicatrizador**  
EFF 105 . 12



**Transfer  
Moldeira Aberta**  
EFF 205 . 12A . CJ



**Transfer  
Moldeira Fechada**  
EFF 205 . 12B . CJ



**Análogo  
do Implante**  
EFF 305 . 12



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 405 . 12A  
Rotacional  
EFF 405 . 12B



**Munhão Cimentável**  
EFF 505 . 12A




**Ucla Plástica  
base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 805 . 12A . CJ  
Rotacional  
EFF 805 . 12B . CJ




EFF2102.06A   
Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**



EFF2102.06A   
Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**



EFF2102.06A   
Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**

## Pilar para prótese parafusada



**Mini Pilar Reto**  
EFF 1105 . 12A cinta 1.0mm  
EFF 1105 . 12B cinta 2.0mm  
EFF 1105 . 12C cinta 3.0mm

**Torque 20Ncm**



**Mini Pilar Angulado**  
17° EFF 1105 . 12 . 1A cinta 1.0mm  
EFF 1105 . 12 . 1B cinta 2.0mm  
EFF 1105 . 12 . 1C cinta 3.0mm

**Torque 20Ncm**

30° EFF 1105 . 12 . 2A cinta 1.0mm  
EFF 1105 . 12 . 2B cinta 2.0mm  
EFF 1105 . 12 . 2C cinta 3.0mm

## Pilar para prótese parafusada unitária



**EsthetiOne**  
EFF 905 . 12A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 905 . 12B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 905 . 12C . CJ cinta 3.0mm

**Torque 20Ncm**

## Componentes para CAD/CAM




**Análogo Digital**  
EFF 305 . 12 . D



**Abut. Rollings\***  
EFF 1505 . 12A . T  
EFF 1505 . 12A . C




EFF2102.06A   
Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**



**Link para CAD/CAM**  
Large  
EFF 6805 . 12A . 1



EFF2102.06A   
Parafuso Hexagonal  
**Torque 20Ncm**



**Interface para Zircônia**  
EFF 6905 . 12A



EFF 2102 . 35A   
Parafuso Hexagonal para Zircônia  
**Torque 20Ncm**



**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 12A . P . CJ



**Scan-Body**  
Large  
EFF 9700 . A

\* Componentes para Mini Pilar consultar página 32.

# Componentes para Implantes


## Cone Morse Ø3.5/Ø4.5/Ø5.5/Ø7.0

### Regular C/X

Rosca Interna  
Ø1.80

Plataforma  
Ø3.50/4.50  
5.50/7.00

Implante  
Ø3.50/4.50  
5.50/7.00



## Componentes para prótese parafusada e cimentada



**Tapa Implante**  
EFF 155 . 27



**Cicatrizador**  
**Perfil Ø3.30**  
EFF 105 . 05 . 1A cinta 0.8mm  
EFF 105 . 05 . 1B cinta 1.5mm  
EFF 105 . 05 . 1C cinta 2.5mm  
EFF 105 . 05 . 1D cinta 3.5mm  
**Perfil Ø4.50**  
EFF 105 . 05 . 2A cinta 0.8mm  
EFF 105 . 05 . 2B cinta 1.5mm  
EFF 105 . 05 . 2C cinta 2.5mm  
EFF 105 . 05 . 2D cinta 3.5mm



**Transfer**  
**Moldeira Aberta**  
EFF 205 . 27A . CJ



**Transfer**  
**Moldeira Fechada**  
EFF 205 . 27B . CJ



**Análogo**  
**do Implante**  
EFF 305 . 27A - Ø3.30  
EFF 305 . 27B - Ø4.50



**Munhão Provisório**  
Anti Rotacional  
EFF 405 . 27A . 1 cinta 0.8mm  
EFF 405 . 27A . 2 cinta 1.5mm  
EFF 405 . 27A . 3 cinta 2.5mm

Parafuso Incluso   
**Torque 20Ncm**



**Munhão Cimentável**  
**Perfil Ø3.30|h 4.0mm**  
EFF 505 . 05 . 1 . 1A cinta 0.8mm  
EFF 505 . 05 . 1 . 1B cinta 1.5mm  
EFF 505 . 05 . 1 . 1C cinta 2.5mm  
EFF 505 . 05 . 1 . 1D cinta 3.5mm

**Perfil Ø3.30|h 6.0mm**  
EFF 505 . 05 . 1 . 2A cinta 0.8mm  
EFF 505 . 05 . 1 . 2B cinta 1.5mm  
EFF 505 . 05 . 1 . 2C cinta 2.5mm  
EFF 505 . 05 . 1 . 2D cinta 3.5mm

**Perfil Ø4.50|h 4.0mm**  
EFF 505 . 05 . 2 . 1A cinta 0.8mm  
EFF 505 . 05 . 2 . 1B cinta 1.5mm  
EFF 505 . 05 . 2 . 1C cinta 2.5mm  
EFF 505 . 05 . 2 . 1D cinta 3.5mm

**Perfil Ø4.50|h 6.0mm**  
EFF 505 . 05 . 2 . 2A cinta 0.8mm  
EFF 505 . 05 . 2 . 2B cinta 1.5mm  
EFF 505 . 05 . 2 . 2C cinta 2.5mm  
EFF 505 . 05 . 2 . 2D cinta 3.5mm



**Ucla Plástica base CrCo**  
Anti Rotacional  
EFF 805 . 27A . 1 . CJ - h 0.8mm  
EFF 805 . 27A . 2 . CJ - h 1.5mm  
EFF 805 . 27A . 3 . CJ - h 2.5mm  
Rotacional  
EFF 805 . 05 . 1B . CJ



**Para h.0.8/1.5/2.5mm**   
EFF 2103 . 30A . 1  
**Torque 20Ncm**

## Pilar para prótese parafusada



**SRA® Ø3.30**  
EFF 1105 . 27 . 3A . CJ - cinta 0.8mm  
EFF 1105 . 27 . 3B . CJ - cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 27 . 3C . CJ - cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 27 . 3D . CJ - cinta 3.5mm

**Torque 20Ncm**

**SRA® Ø4.60**  
EFF 1105 . 27 . 4A . CJ - cinta 0.8mm  
EFF 1105 . 27 . 4B . CJ - cinta 1.5mm  
EFF 1105 . 27 . 4C . CJ - cinta 2.5mm  
EFF 1105 . 27 . 4D . CJ - cinta 3.5mm



**EsthetOne**  
EFF 905 . 27A . CJ cinta 1.0mm  
EFF 905 . 27B . CJ cinta 2.0mm  
EFF 905 . 27C . CJ cinta 3.0mm

**Torque 20Ncm**

## Pilar para prótese parafusada unitária

## Componentes para CAD/CAM

\* Componentes para Mini Pilar consultar página 32.



**Análogo Digital**  
EFF 305 . 27A . D  
EFF 305 . 27B . D



**Abut. Rollings\***  
EFF 1505 . 27A . T  
EFF 1505 . 27A . C

Parafuso Incluso   
**Torque 20Ncm**



**Link para CAD/CAM**  
Large  
EFF 6805 . 27A . 1 - cinta 0.8mm  
EFF 6805 . 27A . 2 - cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 27A . 3 - cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 27A . 4 - cinta 3.5mm

Parafuso Incluso   
**Torque 20Ncm**



**Munhão de Zircônia\***  
Anti Rotacional  
EFF 721 . 01A



**Interface para Zirconia**  
EFF 6905 . 27A



**Scan Intraoral**  
EFF 9205 . 27A . P . CJ



**Scan-Body**  
Large  
EFF 9700 . A



EFF 2103 . 09A   
Parafuso Hexagonal para Zirconia  
**Torque 20Ncm**

# Componentes para Prótese Parafusada Mini Pilar - Plataforma Regular



M.P.



# Componentes para Prótese Parafusada Pilar EsthetiOne



1NP/1RP



# Chaves Digitais



Cover-Screw 0.90	Hexagonal 1.00	Hexagonal 1.20	Hexagonal 1.30	Quadrada 1.30	Torx 1.70	Unigrip	Fenda	Estheticone Standard e Mini Abutment Cônico	Mini-abutment Cônico Plataforma Larga	EGM	Dinâmico 360°
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------	---------	-------	--	--	-----	------------------

## CURTA

 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm	 17.50mm
EFF 7001 . A	EFF 7006 . A	EFF 7002 . A	EFF 7003 . A	EFF 7004 . A	EFF 7005 . A	EFF 7007 . A	EFF 7008 . A	EFF 7009 . A	EFF 7010 . A	EFF 7021 . A	EFF 7022 . A

## MÉDIA

 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm	 23.00mm
EFF 7001 . B	EFF 7006 . B	EFF 7002 . B	EFF 7003 . B	EFF 7004 . B	EFF 7005 . B	EFF 7007 . B	EFF 7008 . B	EFF 7009 . B	EFF 7010 . B	EFF 7021 . B	EFF 7022 . B

## LONGA

 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm	 29.20mm
EFF 7001 . C	EFF 7006 . C	EFF 7002 . C	EFF 7003 . C	EFF 7004 . C	EFF 7005 . C	EFF 7007 . C	EFF 7008 . C	EFF 7009 . C	EFF 7010 . C	EFF 7021 . C	EFF 7022 . C

## ANÁLOGO DIGITAL



































 1.4MM 29.20mm	 1.6MM 29.20mm	 1.7MM 29.20mm	 1.8MM 29.20mm	 2.0MM 29.20mm	 2.5MM 29.20mm
EFF 7016 . A	EFF 7016 . B	EFF 7016 . C	EFF 7016 . D	EFF 7016 . E	EFF 7016 . F

\*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas dos seus respectivos fabricantes.





# Chaves do Torquímetro

Cover-Screw 0.90	Hexagonal 1.00	Hexagonal 1.20	Hexagonal 1.30	Quadrada 1.30	Torx 1.70	Unigrip	Fenda	Estheticone Standard e Mini Abutment Cônico	Mini-abutment Cônico Plataforma Larga	EGM	Dinâmico 360°
<b>CURTA</b>											
 17.50mm EFF 7101 . A	 17.50mm EFF 7106 . A	 17.50mm EFF 7102 . A	 17.50mm EFF 7103 . A	 17.50mm EFF 7104 . A	 17.50mm EFF 7105 . A	 17.50mm EFF 7107 . A	 17.50mm EFF 7108 . A	 17.50mm EFF 7109 . A	 17.50mm EFF 7110 . A	 17.50mm EFF 7121 . A	 17.50mm EFF 7122 . A
<b>MÉDIA</b>											
 23.00mm EFF 7101 . B	 23.00mm EFF 7106 . B	 23.00mm EFF 7102 . B	 23.00mm EFF 7103 . B	 23.00mm EFF 7104 . B	 23.00mm EFF 7105 . B	 23.00mm EFF 7107 . B	 23.00mm EFF 7108 . B	 23.00mm EFF 7109 . B	 23.00mm EFF 7110 . B	 23.00mm EFF 7121 . B	 23.00mm EFF 7122 . B
<b>LONGA</b>											
 29.20mm EFF 7101 . C	 29.20mm EFF 7106 . C	 29.20mm EFF 7102 . C	 29.20mm EFF 7103 . C	 29.20mm EFF 7104 . C	 29.20mm EFF 7105 . C	 29.20mm EFF 7107 . C	 29.20mm EFF 7108 . C			 29.20mm EFF 7121 . C	 29.20mm EFF 7122 . C

## TORQUÍMETRO



EFF 7600 . CJ



EFF 000453

# Kits Protéticos All in One|All in One Full|Easy

## EFF00455 – Kit Protético ALL IN ONE FULL

EFF00455.CP – Estojo p/Kit Protético

EFF7101.A – Chave para Torquímetro Hexagonal 0.90mm curta

EFF7102.A – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.20mm curta

EFF7104.A – Chave para Torquímetro Quadrada 1.30mm curta

EFF7108.A – Chave para Torquímetro Fenda curta

EFF7107.A – Chave para Torquímetro Unigrip 1.45mm curta

EFF7105.A – Chave para Torquímetro Torx 1.70mm curta

EFF7109.A – Chave para Torquímetro Boca Curta 2.00mm

EFF7110.A – Chave para Torquímetro Boca Curta 2.50mm

EFF7600.CJ KIT – Capa Digital

EFF7101.B – Chave para Torquímetro Hexagonal 0.90mm média

EFF7102.B – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.20mm média

EFF7104.B – Chave para Torquímetro Quadrada 1.30mm média

EFF7108.B – Chave para Torquímetro Fenda média

EFF7107.B – Chave para Torquímetro Unigrip 1.45mm média

EFF7105.B – Chave para Torquímetro Torx 1.70mm média

EFF7109.B – Chave para Torquímetro Boca Média 2.00mm

EFF7110.B – Chave para Torquímetro Boca Média 2.50mm

EFF000453 – Torquímetro



## EFF00455.1 – Kit Protético ALL IN ONE

EFF7101.A – Chave para Torquímetro Hexagonal 0.90mm curta

EFF7102.A – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.20mm curta

EFF7102.B – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.20mm média

EFF7104.B – Chave para Torquímetro Quadrada 1.30mm média

EFF7107.B – Chave para Torquímetro Unigrip 1.45mm média

EFF7105.B – Chave para Torquímetro Torx 1.70mm média

EFF7109.B – Chave para Torquímetro Boca Média 2.00mm

EFF7600.CJ KIT – Capa Digital

EFF000453 – Torquímetro



## EFF00456 – Kit Protético EASY

EFF7101.A – Chave para Torquímetro Hexagonal 0.90mm curta

EFF7102.A – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.20mm curta

EFF7109.A – Chave para Torquímetro Boca Curta 2.00mm

EFF7600.CJ KIT – Capa Digital

EFF7102.B – Chave para Torquímetro Hexagonal 1.20mm média

EFF7104.B – Chave para Torquímetro Quadrada 1.30mm média

EFF7105.B – Chave para Torquímetro Torx 1.70mm média




# Kits Scan Intraoral

EFF00459 – Kit Scan Intraoral

\*confira kit completo com 18 Scan Intraorais a escolher.



# Etiqueta



## Informações Adicionais:

- \* Observe sempre o torque máximo para cada parafuso.
- \* Consulte o site da EFF Dental e saiba mais sobre a política de troca e devolução de produtos: <https://effdental.com.br/downloads>.
- \* Consulte os vendedores e distribuidores da EFF Dental e saiba mais sobre a política de preços e parcelamento dos produtos.



EEEF<sup>®</sup>

DENTAL COMPONENTES

[www.effdental.com.br](http://www.effdental.com.br)

EFF DENTAL\_CATÁLOGO DE PRODUTOS CM\_R07 DATA 10/02/2021

Rua Aurélia, 1620, Vila Romana, cep. 05046-001, São Paulo-SP

☎ 11 3059.2200 | @ atendimento@effdental.com.br | 🌐 [www.effdental.com.br](http://www.effdental.com.br)

📘 [facebook.com/effdental](https://facebook.com/effdental) | 📷 [instagram.com/effdental](https://instagram.com/effdental)