



# Especializada em Componentes Digitais

# CEREC®



Exports to Germany since 2011



CEREC®

A tecnologia digital veio garantir processos de alta qualidade com menos demanda de tempo. Tempo esse, que o usuário terá para curtir a vida!

Nesse catálogo digital é possível encontrar toda linha de Links para CAD/CAM Ti Base da EFF Dental para o sistema CEREC®.

Confira, e descubra como podemos facilitar o seu dia a dia!

Acesse o QR CODE abaixo, para mais  
Informações sobre os  
Componentes Digitais EFF Dental:





Código S.M.P.,  
referente ao implante

J3.4

Cor dourada para minimizar  
o baixo valor nas coroas  
cerâmicas

No verso do componente:  
altura do transmucoso

Design anatômico  
para melhor  
condicionamento do  
tecido perioimplantar

H2.5

Alguns produtos com  
a coloração do sistema  
para melhor identificação



## CARACTERÍSTICAS SCAN-BODY

# CEREC®

Scan-Body: Fresagem  
com mais precisão

Produto  
esterelizável

Matéria Prima:  
Peek Médico  
Radiopaco


Marcação à laser  
para posição  
anti-rotacional



# ÍNDICE

## CEREC®



Aplicação	Tipo de Conxão	S.M.P. EFF 	Página
Nobel Biocare®	Hexágono Externo	K1.1 K1.2 K1.3	6
Nobel Biocare®	Triângulo Interno	K2.1 K2.2 K2.3	6
Nobel Biocare®	Cone Morse	K3.1 K3.2 K3.3	6
STR SC NC RC	Cone Morse	J3.5 J3.3 J3.4	7
STR X RB WB	Cone Morse	J3.6 J3.7	7
STR RN WN	Cone Morse	J3.1 J3.2	7
SIN®	Hexágono Externo	B1.1 B1.2 B1.3	8
SIN®	Hexágono Interno	B2.1 B2.2 B2.3	8
SIN®	Cone Morse	C3.1 A3.1	8
NEO	Hexágono Externo	A1.1 A1.3 A1.4	9
NEO	Hexágono Interno	A2.1	9
NEO	Cone Morse	A3.1 A3.2	9
BIOMET 3i™	Hexágono Externo	L1.1 L1.2 L1.3	10
BIOMET 3i™	Hexágono Interno	L2.1 L2.2 L2.3	10
CONEXÃO®	Hexágono Externo	C1.1 C1.2 C1.3	11
CONEXÃO®	Hexágono Interno	C2.1 C2.2 C2.3	11
CONEXÃO®	Cone Morse	C3.2	11
ANKYLOS® C/X	Cone Morse	K3.4	11
ANTHOGYR®	Cone Morse	M3.1	11
IMPLACIL®	Hexágono Externo	K1.1 D1.1 K1.2 K1.3 D1.3	13
IMPLACIL®	Hexágono Interno	D2.1 D2.2 D2.3	13
IMPLACIL®	Cone Morse	D3.1	13
DENTOFLEX®	Hexágono Interno	G2.1 G2.3	14
TITANIUMFIX® SignoVinces®	Cone Morse	Q3.1	14

Link para CAD/CAM TiBase

## Hexágono Externo



K1.1   
NP | Ø3.5  
**Large**  
EFF 6801 . 01A . 1 cinta 0.5mm

Código Software: NB B 3.4

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 01A



K1.2   
RP | Ø4.1  
**Large**  
EFF 6801 . 04A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6801 . 04A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6801 . 04A . 3 cinta 3.0mm  
EFF 6801 . 04A . 4 cinta 4.0mm

Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A



K1.3   
WP | Ø5.1  
**Large**  
EFF 6801 . 06A . 1 cinta 0.5mm

Código Software: NB B4.1

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2105 . 08A


## Triângulo Interno



K2.1   
NP | Ø3.5  
**Large**  
EFF 6802 . 01A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6802 . 01A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6802 . 01A . 3 cinta 3.0mm

Código Software: NB RS 3.5

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 03A



K2.2   
RP | Ø4.3  
**Large**  
EFF 6802 . 02A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6802 . 02A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6802 . 02A . 3 cinta 3.0mm

Código Software: NB RS 4.3

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 02A



K2.3   
WP | Ø5.0  
**Large**  
EFF 6802 . 03A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6802 . 03A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6802 . 03A . 3 cinta 3.0mm

Código Software: NB RS 5.0

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 02A

## Cone Morse



K3.1   
Ø3.0  
**Small**  
EFF 6805 . 15A . 1S cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 15A . 2S cinta 2.5mm

Código Software: FX 3.4

Parafuso de Retenção  
**Torque 15Ncm**  
EFF 2101 . 06A



K3.2   
NP | Ø3.5  
**Large**  
EFF 6805 . 06A . 1 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 06A . 2 cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 06A . 3 cinta 3.5mm

Código Software: NB B 3.4

**Small**  
EFF 6805 . 06A . 1S cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 06A . 2S cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 06A . 3S cinta 3.5mm  
Código Software: FX 3.4

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 02A



K3.3   
RP | Ø3.9  
**Large**  
EFF 6805 . 07A . 1 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 07A . 2 cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 07A . 3 cinta 3.5mm

Código Software: NB BA 4.5|NB BA 5.0

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2104 . 15A



Scan-Body  
EFF 9700 . A - Large  
EFF 9700 . 1A - Small



Link para CAD/CAM TiBase

### Cone Morse - B. Level

J3.5  
SC | Ø2.9

**Large**

EFF 6805 . 28A . 1S cinta 1.0mm  
EFF 6805 . 28A . 2S cinta 2.0mm  
EFF 6805 . 28A . 3S cinta 3.0mm



Código Software: FX3.4

Parafuso de Retenção

**Torque 15Ncm**  
EFF 2101 . 13D

J3.3  
NC | Ø3.3

**Large**

EFF 6805 . 03A . 1 cinta 0.7mm  
EFF 6805 . 03A . 4 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 03A . 2 cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 03A . 3 cinta 3.5mm



Código Software: S BL 3.3

**Small**

EFF 6805 . 03A . 1S cinta 0.7mm  
EFF 6805 . 03A . 4S cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 03A . 2S cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 03A . 3S cinta 3.5mm

Código Software: FX 3.4

Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 11D

J3.4  
RC | Ø4.1

**Large**

EFF 6805 . 04A . 1 cinta 0.7mm  
EFF 6805 . 04A . 4 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 04A . 2 cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 04A . 3 cinta 3.5mm



Código Software: S BL 4.1

**Small**

EFF 6805 . 04A . 1S cinta 0.7mm  
EFF 6805 . 04A . 4S cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 04A . 2S cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 04A . 3S cinta 3.5mm

Código Software: FX 3.4

Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 20D

J3.6  
X RB | Ø3.5/3.75/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0

**Large**

**Perfil Ø3.8 /h 5.5mm**

EFF 6805 . 31 . 3A . 1 cinta 0.75mm  
EFF 6805 . 31 . 3B . 1 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 31 . 3C . 1 cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 31 . 3D . 1 cinta 3.5mm



Código Software: NB4.1

Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 45D

J3.7  
X WB | Ø3.5/3.75/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0

**Large**

**Perfil Ø5.0 /h 4.7mm**

EFF 6805 . 33 . 2A . 1 cinta 0.75mm  
EFF 6805 . 33 . 2B . 1 cinta 1.5mm



Código Software: NB4.1

Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 45D

### Cone Morse - Tissue Level

J3.1  
RN | Ø4.8

Torque 32Ncm

**Large**

EFF 6805 . 01A . 1 cinta 1.5mm



Código Software: S SO 4.8

Parafuso de Retenção

**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 17D

J3.2  
WN | Ø6.5

Torque 32Ncm

**Large**

EFF 6805 . 02A . 1 cinta 1.5mm



Código Software: S SO 6.5

Parafuso de Retenção

**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 17D



Scan-Body  
EFF 9700 . A - Large  
EFF 9700 . 1A - Small

Link para CAD/CAM TiBase

## Hexágono Externo

B1.1   
Ø3.4

**Large**  
EFF 6801 . 02A . 1 cinta 1.0mm



Código Software: BO 3.4

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A

B1.2   
Ø4.1

**Large**  
EFF 6801 . 04A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6801 . 04A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6801 . 04A . 3 cinta 3.0mm  
EFF 6801 . 04A . 4 cinta 4.0mm



Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A

B1.3   
Ø5.0

**(Switching) Large**  
EFF 6801 . 04A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6801 . 04A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6801 . 04A . 3 cinta 3.0mm  
EFF 6801 . 04A . 4 cinta 4.0mm



Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A

## Hexágono Interno

B2.1   
Ø3.8

**Large**  
EFF 6804 . 05A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6804 . 05A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6804 . 05A . 3 cinta 3.0mm



Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 15A

B2.2   
Ø4.5

**Large**  
EFF 6804 . 06A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6804 . 06A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6804 . 06A . 3 cinta 3.0mm



Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 15A

B2.3   
Ø5.5

**(Switching) Large**  
EFF 6804 . 07A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6804 . 07A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6804 . 07A . 3 cinta 3.0mm



Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 15A

## Cone Morse

C3.1   
Strong®  
Ø3.5/Ø3.8/Ø4.5/Ø5.5

**Large**  
EFF 6805 . 10A . 1 cinta 1.5mm



Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 24A

A3.1   
Unitite®  
Ø3.5/Ø3.75/Ø4.0/Ø4.3/Ø5.0

**Large**  
EFF 6805 . 05 . 5A cinta 0.8mm  
EFF 6805 . 05 . 1A cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 05 . 2A cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 05 . 3A cinta 3.5mm  
EFF 6805 . 05 . 4A cinta 4.5mm



Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 22A . 2 h 0.8/4.5/2.5mm  
EFF 2103 . 22A . 1 h 3.5/4.5mm

**Small**  
EFF 6805 . 05 . 5A . S cinta 0.8mm  
EFF 6805 . 05 . 1A . S cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 05 . 2A . S cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 05 . 3A . S cinta 3.5mm  
EFF 6805 . 05 . 4A . S cinta 4.5mm

Código Software: FX 3.4

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 22A . 2 h 0.8/4.5/2.5mm  
EFF 2103 . 22A . 3 h 3.5/4.5mm



Scan-Body  
EFF 9700 . A - Large  
EFF 9700 . 1A - Small



Link para CAD/CAM TiBase

### Hexágono Externo

A1.1   
Ø3.3

**Large**  
EFF 6801 . 03A . 1 cinta 0.6mm



Código Software: NB B 3.4

Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 02A

A1.3   
Ø4.1

**Large**  
EFF 6801 . 04A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6801 . 04A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6801 . 04A . 3 cinta 3.0mm  
EFF 6801 . 04A . 4 cinta 4.0mm



Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**  
EFF 2104 . 01A

A1.4   
Ø5.0

**Large**  
EFF 6801 . 08A . 1 cinta 1.8mm



Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**  
EFF 2105 . 02A

### Hexágono Interno

A2.1   
Ø4.3/Ø5.0

**Large**  
EFF 6804 . 09A . 1 cinta 1.0mm



Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 06A

### Cone Morse

A3.1   
CM

Ø3.5/Ø3.75/Ø4.0/Ø4.3/Ø5.0

**Large**  
EFF 6805 . 05 . 5A cinta 0.8mm  
EFF 6805 . 05 . 1A cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 05 . 2A cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 05 . 3A cinta 3.5mm  
EFF 6805 . 05 . 4A cinta 4.5mm



Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 22A . 1 h 0.8/4.5/2.5mm  
EFF 2103 . 22A . 2 h 3.5/4.5mm



Scan-Body  
EFF 9700 . A - Large  
EFF 9700 . 1A - Small

**Small**

EFF 6805 . 05 . 5A . S cinta 0.8mm  
EFF 6805 . 05 . 1A . S cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 05 . 2A . S cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 05 . 3A . S cinta 3.5mm  
EFF 6805 . 05 . 4A . S cinta 4.5mm

Código Software: FX3.4

Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 22A . 2 h 0.8/4.5/2.5mm  
EFF 2103 . 22A . 3 h 3.5/4.5mm

A3.2   
GM

Ø3.5/Ø3.75/Ø4.0/Ø4.3/Ø5.0

**Large**  
EFF 6805 . 29A . 1 cinta 0.8mm  
EFF 6805 . 29A . 2 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 29A . 3 cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 29A . 4 cinta 3.5mm



Código Software: NB B 4.1

**Small**

EFF 6805 . 29 . 1 . S cinta 0.8mm  
EFF 6805 . 29 . 2 . S cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 29 . 3 . S cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 29 . 4 . S cinta 3.5mm

Código Software: FX3.4

Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**  
Incluso

Link para CAD/CAM TiBase

## Hexágono Externo



L1.1  
Ø3.40

**Large**

EFF 6801 . 02A . 1 cinta 0.5mm

Código Software: BO 3.4

Parafuso de Retenção

**Torque 32Ncm**

EFF 2104 . 01A



L1.2  
Ø4.1

**Large**

EFF 6801 . 04A . 1 cinta 1.0mm

EFF 6801 . 04A . 2 cinta 2.0mm

EFF 6801 . 04A . 3 cinta 3.0mm

EFF 6801 . 04A . 4 cinta 4.0mm

Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção

**Torque 32Ncm**

EFF 2104 . 01A



L1.3  
Ø5.0

**(Switching)**

**Large**

EFF 6801 . 04A . 1 cinta 1.0mm

EFF 6801 . 04A . 2 cinta 2.0mm

EFF 6801 . 04A . 3 cinta 3.0mm

EFF 6801 . 04A . 4 cinta 4.0mm


Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção

**Torque 32Ncm**

EFF 2104 . 01A

## Hexágono Interno



L2.1  
Ø3.4

**Large**

EFF 6804 . 01A . 1 cinta 1.0mm

EFF 6804 . 01A . 2 cinta 2.0mm

EFF 6804 . 01A . 3 cinta 3.0mm

Código Software: BC 4.1

Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**

EFF 2102 . 06A



L2.2  
Ø4.1

**Large**

EFF 6804 . 02A . 1 cinta 1.0mm

EFF 6804 . 02A . 2 cinta 2.0mm

EFF 6804 . 02A . 3 cinta 3.0mm

Código Software: BC 4.1

Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**

EFF 2102 . 06A



L2.3  
Ø5.0

**(Switching)**

**Large**

EFF 6804 . 02A . 1 cinta 1.0mm

EFF 6804 . 02A . 2 cinta 2.0mm

EFF 6804 . 02A . 3 cinta 3.0mm

Código Software: BC 4.1

Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**

EFF 2102 . 06A



Scan-Body

EFF 9700 . A - Large

EFF 9700 . 1A - Small



Link para CAD/CAM TiBase

### Hexágono Externo

C1.1  
Ø3.3

**Large**

EFF 6801 . 03A . 1 cinta 0.6mm



Código Software: NB B 3.4

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 02A

C1.2  
Ø4.1

**Large**

EFF 6801 . 04A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6801 . 04A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6801 . 04A . 3 cinta 3.0mm  
EFF 6801 . 04A . 4 cinta 4.0mm



Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A

C1.3  
Ø5.0

**Large**

EFF 6801 . 08A . 1 cinta 1.8mm



Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2105 . 08A

### Hexágono Interno

C2.1/C2.2/C2.3  
Ø4.1/Ø4.3/Ø5.0/Ø6.0

**Large**

EFF 6804 . 11A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6804 . 11A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6804 . 11A . 3 cinta 3.0mm



Código Software: NB B 4.1

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 18A

### Cone Morse

C3.2  
Ø3.5

**Large**

EFF 6805 . 06A . 1 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 06A . 2 cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 06A . 3 cinta 3.5mm

**Small**

EFF 6805 . 06A . 1S cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 06A . 2S cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 06A . 3S cinta 3.5mm



Código Software: NB B 3.4

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 02A



Scan-Body  
EFF 9700 . A - Large  
EFF 9700 . 1A - Small





COMPONENTES EFF DENTAL

**CEREC®**

Ankylos® C/X e Anthogyr®

Link para CAD/CAM TiBase

### Cone Morse Ankylos®



K3.4   
Ø3.5/Ø4.5/Ø5.5/Ø7.0

#### Large

EFF 6805 . 27A . 1 cinta 0.8mm  
EFF 6805 . 27A . 2 cinta 1.5mm  
EFF 6805 . 27A . 3 cinta 2.5mm  
EFF 6805 . 27A . 4 cinta 3.5mm  
EFF 6805 . 27A . 5 cinta 4.5mm  
EFF 6805 . 27A . 6 cinta 5.5mm

Parafuso de Retenção

**Torque 20Ncm**

Incluso

### Cone Morse Anthogyr®



M3.1   
Ø3.4/Ø4.0/Ø4.6/Ø5.2

#### Large

EFF 6805 . 16A . 1 cinta 0.8mm

Parafuso de Retenção

**Torque 16Ncm**

EFF 2101 . 09A



Scan-Body  
EFF 9700 . A - Large  
EFF 9700 . 1A - Small






Link para CAD/CAM TiBase

### Hexágono Externo




K1.1 Antigo   
Ø3.3  
**Large**  
EFF 6801 . 01A . 1 cinta 0.5mm

Código Software: NB B 3 4 1

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 01A



K1.2   
RP | Ø4.1  
**Large**  
EFF 6801 . 04A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6801 . 04A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6801 . 04A . 3 cinta 3.0mm  
EFF 6801 . 04A . 4 cinta 4.0mm

Código Software: NB B 4 1

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A




K1.3 Antigo   
Ø5.1  
**Large**  
EFF 6801 . 06A . 1 cinta 0.5mm

Código Software: NB B4.1

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2105 . 08A

### Triângulo Interno




D2.1   
Ø3.5  
**Large**  
EFF 6803 . 01A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6803 . 01A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6803 . 01A . 3 cinta 3.0mm

Código Software: NB B 4 1

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 02A




D2.2   
Ø4.0  
**Large**  
EFF 6803 . 02A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6803 . 02A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6803 . 02A . 3 cinta 3.0mm

Código Software: NB B 4 1

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A




D2.3   
Ø5.0  
**Large**  
EFF 6803 . 03A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6803 . 03A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6803 . 03A . 3 cinta 3.0mm

Código Software: NB B 4 1

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A

### Cone Morse



A3.1 Antigo   
Ø3.3/Ø4.5  
**Large**  
EFF 6805 . 01B . 1 cinta 1.0mm

Código Software: NB B 4 1

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2103 . 22A



Scan-Body  
EFF 9700 . A - Large  
EFF 9700 . 1A - Small


# COMPONENTES EFF DENTAL

## CEREC®

### Dentoflex® e TitaniumFix® Signo Vincés®

[Link para CAD/CAM TiBase](#)


## Hexágono Externo Dentoflex®



G2.1 <sup>S</sup>  
<sup>M</sup> <sup>P</sup>

Ø3.25  
Large  
EFF 6803 . 08A . 1 cinta 1.0mm  
EFF 6803 . 08A . 2 cinta 2.0mm  
EFF 6803 . 08A . 3 cinta 3.0mm

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A



G2.3 <sup>S</sup>  
<sup>M</sup> <sup>P</sup>

Ø3.75  
Large  
EFF 6803 . 10A . 1 cinta 1.0mm

Parafuso de Retenção  
**Torque 32Ncm**  
EFF 2104 . 01A

## Cone Morse BlackFix®



Q3.1 <sup>S</sup>  
<sup>M</sup> <sup>P</sup>

Ø3.5/Ø4.0  
Large  
EFF 6805 . 12A . 1 cinta 1.1mm

Parafuso de Retenção  
**Torque 20Ncm**  
EFF 2102 . 13A



Scan-Body  
EFF 9700 . A - Large  
EFF 9700 . 1A - Small





 [www.efdental.com.br](http://www.efdental.com.br)

Rua Aurélia, 1620, Vila Romana, cep. 05046-001, São Paulo-SP

 11 3059.2200 |  atendimento@efdental.com.br

 facebook.com/efdental |  instagram.com/efdental



 [www.efdental.com.br](http://www.efdental.com.br)

Rua Aurélia, 1620, Vila Romana, cep. 05046-001, São Paulo-SP

 11 3059.2200 |  atendimento@efdental.com.br

 facebook.com/efdental |  instagram.com/efdental