



EEE[®]

DENTAL COMPONENTES

Especializada em Componentes Digitais

CEREC[®]



Exports to Germany since 2011




FLUXO DE TRABALHO CEREC®

Utilizando modelo de gesso

A Definição de implante (marca e modelo)

B Seleção do Link, de acordo com altura do transmucoso




C Posicione o Link no modelo e verifique se o mesmo está adaptado



D Coloque o Scan Body sobre o Link (verifique se o mesmo está com a marcação à laser na posição correta, de acordo com a retenção do Link)



E Scaneamento



F Design CAD



G Fresagem



H Acabamento



* Imagens doadas pelo Dr. Fernando Pastor - CRO-SP 31634


* Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas das suas respectivas fabricantes.



Hexagono Externo



K1.1|NP
Ø3.30
Torque 20Ncm



Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Lítio
Large
EFF 6801 . 01A . 1



K1.2|RP
Ø3.75/Ø4.1
Torque 32Ncm

Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Lítio
Large
EFF 6801 . 04A . 1 - cinta 1.0mm
EFF 6801 . 04A . 2 - cinta 2.0mm
EFF 6801 . 04A . 3 - cinta 3.0mm
EFF 6801 . 04A . 4 - cinta 4.0mm




K1.3|WP
Ø5.1
Torque 32Ncm

Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Lítio
Large
EFF 6801 . 06A . 1

Triângulo Interno



K2.1|NP
Ø3.5
Torque 20Ncm



Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Lítio
Large
EFF 6802 . 01A . 1 - cinta 1.0mm
EFF 6802 . 01A . 2 - cinta 2.0mm
EFF 6802 . 01A . 3 - cinta 3.0mm



K2.2|RP
Ø4.3
Torque 32Ncm

Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Lítio
Large
EFF 6802 . 02A . 1 - cinta 1.0mm
EFF 6802 . 02A . 2 - cinta 2.0mm
EFF 6802 . 02A . 3 - cinta 3.0mm



K2.3|WP
Ø5.0
Torque 32Ncm

Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Lítio
Large
EFF 6802 . 03A . 1 - cinta 1.0mm
EFF 6802 . 03A . 2 - cinta 2.0mm
EFF 6802 . 03A . 3 - cinta 3.0mm

Cone Morse



K3.1
Ø3.0
Torque 15Ncm



Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Lítio
Small
EFF 6805 . 15A . 1S



K3.2|NP
Ø3.5
Torque 20Ncm

Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Lítio
Large
EFF 6805 . 06A . 1 - cinta 1.5mm
EFF 6805 . 06A . 2 - cinta 2.5mm
EFF 6805 . 06A . 3 - cinta 3.5mm
Small
EFF 6805 . 06A . 1S - cinta 1.5mm
EFF 6805 . 06A . 2S - cinta 2.5mm
EFF 6805 . 06A . 3S - cinta 3.5mm




K3.3|RP
Ø4.3
Torque 32Ncm

Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Lítio
Large
EFF 6805 . 07A . 1 - cinta 1.5mm
EFF 6805 . 07A . 2 - cinta 2.5mm
EFF 6805 . 07A . 3 - cinta 3.5mm



Scan-Body
EFF 9700 . A - Large
EFF 9700 . 1A - Small



COMPONENTES EFF DENTAL

CEREC®

Para Sistema
STR

Cone Morse - B. Level



J3.5|SC
Ø2.9
Torque 15Ncm



Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Lítio

Large

EFF 6805 . 28A . 1S . cinta 1.0mm

EFF 6805 . 28A . 2S . cinta 2.0mm

EFF 6805 . 28A . 3S . cinta 3.0mm



J3.3|NC
Ø3.3
Torque 20Ncm



Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Lítio

Large

EFF 6805 . 03A . 1 . cinta 0.7mm

EFF 6805 . 03A . 4 . cinta 1.5mm

EFF 6805 . 03A . 2 . cinta 2.5mm

EFF 6805 . 03A . 3 . cinta 3.5mm

Small

EFF 6805 . 03A . 1S . cinta 0.7mm

EFF 6805 . 03A . 2S . cinta 2.5mm

EFF 6805 . 03A . 3S . cinta 3.5mm



J3.4|RC
Ø4.1/Ø4.8
Torque 20Ncm



Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Lítio

Large

EFF 6805 . 04A . 1 . cinta 0.7mm

EFF 6805 . 04A . 4 . cinta 1.5mm

EFF 6805 . 04A . 2 . cinta 2.5mm

EFF 6805 . 04A . 3 . cinta 3.5mm

Small

EFF 6805 . 04A . 1S . cinta 0.7mm

EFF 6805 . 04A . 2S . cinta 2.5mm

EFF 6805 . 04A . 3S . cinta 3.5mm

Cone Morse - Tissue Level



J3.1|RN
Ø3.3/Ø4.1/Ø4.8
Torque 32Ncm



Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Lítio

Large

EFF 6805 . 01A . 1



J3.2|WN
Ø6.5
Torque 32Ncm



Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Lítio

Large

EFF 6805 . 02A . 1



Scan-Body

EFF 9700 . A - Large

EFF 9700 . 1A - Small

COMPONENTES EFF DENTAL

CEREC®


Para Sistema
SIN®



Hexagono Externo



B1.1
Ø3.4
Torque 32Ncm



Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Lítio
Large
EFF 6801 . 02A . 1



B1.2
Ø4.1
Torque 32Ncm

Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Lítio
Large
EFF 6801 . 04A . 1 - cinta 1.0mm
EFF 6801 . 04A . 2 - cinta 2.0mm
EFF 6801 . 04A . 3 - cinta 3.0mm
EFF 6801 . 04A . 4 - cinta 4.0mm



B1.3
Ø5.0
Torque 32Ncm

Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Lítio
(Switching)
Large
EFF 6801 . 07A . 1 - cinta 1.0mm
EFF 6801 . 07A . 2 - cinta 2.0mm
EFF 6801 . 07A . 3 - cinta 3.0mm
EFF 6801 . 07A . 4 - cinta 4.0mm

Hexagono Interno



B2.1
Ø3.8
Torque 20Ncm



Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Lítio
Large
EFF 6804 . 05A . 1 - cinta 1.0mm
EFF 6804 . 05A . 2 - cinta 2.0mm
EFF 6804 . 05A . 3 - cinta 3.0mm



B2.2
Ø4.5
Torque 20Ncm

Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Lítio
Large
EFF 6804 . 06A . 1 - cinta 1.0mm
EFF 6804 . 06A . 2 - cinta 2.0mm
EFF 6804 . 06A . 3 - cinta 3.0mm



B2.3
Ø5.0
Torque 20Ncm

Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Lítio
Large
EFF 6804 . 07A . 1 - cinta 1.0mm
EFF 6804 . 07A . 2 - cinta 2.0mm
EFF 6804 . 07A . 3 - cinta 3.0mm

Cone Morse



C3.1|Strong®
Ø3.5/Ø3.8/Ø4.5/Ø5.5
Torque 20Ncm



Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Lítio
Large
EFF 6805 . 10A . 1 - cinta 1.5mm




A3.1|Unitite®
Ø3.5/Ø3.75/Ø4.0/Ø4.3/Ø5.0
Torque 20Ncm

Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Lítio
Large
EFF 6805 . 05 . 1A - h1.5mm
EFF 6805 . 05 . 2A - h2.5mm
EFF 6805 . 05 . 3A - h3.5mm
EFF 6805 . 05 . 4A - h4.5mm
EFF 6805 . 05 . 5A - h0.8mm
Small
EFF 6805 . 05 . 1A - S - h 1.5mm
EFF 6805 . 05 . 2A - S - h 2.5mm
EFF 6805 . 05 . 3A - S - h3.5mm
EFF 6805 . 05 . 4A - S - h4.0mm
EFF 6805 . 05 . 5A - S - h0.8mm

Scan-Body
EFF 9700 . A - Large
EFF 9700 . 1A - Small

*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas das suas respectivas fabricantes.





COMPONENTES EFF DENTAL

CEREC®

Para Sistema NEO

Hexagono Externo



Hexagono Interno



Cone Morse



Scan-Body
EFF 9700 . A - Large
EFF 9700 . 1A - Small



Hexagono Externo



L1.1
Ø3.25 mini micro
Torque 20Ncm

Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Litio
Large
EFF 6801 . 02A . 1



L1.2
Ø3.25 mini/Ø3.5/Ø3.75
Ø3.8/Ø4.1
Torque 32Ncm

Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Litio
Large
EFF 6801 . 04A . 1 - cinta 1.0mm
EFF 6801 . 04A . 2 - cinta 2.0mm
EFF 6801 . 04A . 3 - cinta 3.0mm
EFF 6801 . 04A . 4 - cinta 4.0mm



L1.3
Ø4.75/Ø5.0
Torque 32Ncm

Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Litio
Large
EFF 6801 . 07A . 1 - cinta 1.0mm
EFF 6801 . 07A . 2 - cinta 2.0mm
EFF 6801 . 07A . 3 - cinta 3.0mm
EFF 6801 . 07A . 4 - cinta 4.0mm

Hexagono Interno



L2.1
Ø3.4
Torque 20Ncm

Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Litio
Large
EFF 6804 . 01A . 1 - cinta 1.0mm
EFF 6804 . 01A . 2 - cinta 2.0mm
EFF 6804 . 01A . 3 - cinta 3.0mm



L2.2
Ø4.1
Torque 20Ncm

Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Litio
Large
EFF 6804 . 02A . 1 - cinta 1.0mm
EFF 6804 . 02A . 2 - cinta 2.0mm
EFF 6804 . 02A . 3 - cinta 3.0mm




L2.3
Ø5.0
Torque 20Ncm

Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Litio
Large
EFF 6804 . 03A . 1 - cinta 1.0mm
EFF 6804 . 03A . 2 - cinta 2.0mm
EFF 6804 . 03A . 3 - cinta 3.0mm



Scan-Body
EFF 9700 . A - Large
EFF 9700 . 1A - Small



COMPONENTES EFF DENTAL

CEREC®

Para Sistema
Conexão®

Hexagono Externo




C1.1
Ø3.3/Ø3.5
Torque 20Ncm



C1.2
Ø3.75/Ø4.0
Torque 32Ncm



C1.3
Ø4.5/Ø5.0
Torque 32Ncm



Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Lítio
Large
EFF 6801 . 03A . 1

Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Lítio
Large
EFF 6801 . 04A . 1 - cinta 1.0mm
EFF 6801 . 04A . 2 - cinta 2.0mm
EFF 6801 . 04A . 3 - cinta 3.0mm
EFF 6801 . 04A . 4 - cinta 4.0mm

Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Lítio
Large
EFF 6801 . 08A . 1

Hexagono Interno



C2.1/C2.2/C2.3
Ø3.75/Ø4.0/Ø4.3/Ø5.0
Torque 20Ncm



Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Lítio
Large
EFF 6804 . 11A . 1 - cinta 1.0mm
EFF 6804 . 11A . 2 - cinta 2.0mm
EFF 6804 . 11A . 3 - cinta 3.0mm

Cone Morse



C3.2
Ø3.5
Torque 20Ncm



Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Lítio
Large
EFF 6805 . 06A . 1 - cinta 1.50m
EFF 6805 . 06A . 2 - cinta 2.5mm
EFF 6805 . 06A . 3 - cinta 3.5mm
Small
EFF 6805 . 06A . 1S - cinta 1.5mm
EFF 6805 . 06A . 2S - cinta 2.5mm
EFF 6805 . 06A . 3S - cinta 3.5mm



Scan-Body
EFF 9700 . A - Large
EFF 9700 . 1A - Small

COMPONENTES EFF DENTAL

CEREC®

Para Sistema
Ankylos® C/X e Anthogyr®



Cone Morse Ankylos®



K3.4
Ø3.5/Ø4.5/Ø5.5/Ø7.0
Torque 20Ncm

Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Lítio

Large

EFF 6805 . 27A . 1 - cinta 0.8mm

EFF 6805 . 27A . 2 - cinta 1.5mm

EFF 6805 . 27A . 3 - cinta 2.5mm

EFF 6805 . 27A . 4 - cinta 3.5mm

EFF 6805 . 27A . 5 - cinta 4.5mm

EFF 6805 . 27A . 6 - cinta 5.5mm

Cone Morse Anthogyr®



Ø3.4/Ø4.0/Ø4.6/Ø5.2
Torque 16Ncm

Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Lítio


Large

EFF 6805 . 16A . 1



Scan-Body
EFF 9700 . A - Large

*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas das suas respectivas fabricantes.



COMPONENTES EFF DENTAL


CEREC®

Para Sistema
Implacil®

Hexagono Externo



K1.1|NP
Ø3.30
Torque 20Ncm



Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Litio
Large
EFF 6801 . 01A . 1



K1.2|RP
Ø4.1
Torque 32Ncm

Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Litio
Large
EFF 6801 . 04A . 1 - cinta 1.0mm
EFF 6801 . 04A . 2 - cinta 2.0mm
EFF 6801 . 04A . 3 - cinta 3.0mm
EFF 6801 . 04A . 4 - cinta 4.0mm



K1.3|WP
Ø5.1
Torque 32Ncm

Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Litio
Large
EFF 6801 . 06A . 1

Hexagono Interno



D2.1
Ø3.3/Ø3.5
Torque 20Ncm



Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Litio
Large
EFF 6803 . 01A . 1 - cinta 1.0mm
EFF 6803 . 01A . 2 - cinta 2.0mm
EFF 6803 . 01A . 3 - cinta 3.0mm



D2.2
Ø3.75/Ø4.3
Torque 32Ncm

Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Litio
Large
EFF 6803 . 02A . 1 - cinta 1.0mm
EFF 6803 . 02A . 2 - cinta 2.0mm
EFF 6803 . 02A . 3 - cinta 3.0mm



D2.3
Ø4.75/Ø5.0
Torque 32Ncm

Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Litio
Large
EFF 6803 . 03A . 1 - cinta 1.0mm
EFF 6803 . 03A . 2 - cinta 2.0mm
EFF 6803 . 03A . 3 - cinta 3.0mm



Scan-Body
EFF 9700 . A - Large
EFF 9700 . 1A - Small

COMPONENTES EFF DENTAL

CEREC®

Para Sistema
Dentoflex® e TitaniumFix®
Signo Vinces®



Hexagono Interno Dentoflex®



G2.1
Ø3.25
Torque 32Ncm



G2.3
Ø3.75
Torque 32Ncm

Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Lítio
Large
EFF 6803 . 08A . 1 - cinta 1.0mm
EFF 6803 . 08A . 2 - cinta 2.0mm
EFF 6803 . 08A . 3 - cinta 3.0mm

Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Lítio
Large
EFF 6803 . 10A . 1

Cone Morse BlackFix®



Q3.1
Ø3.5/Ø4.0
Torque 20Ncm

Link TiBase para Zircônia /
Dissilicato de Lítio
Large
EFF 6805 . 12A . 1



Scan-Body
EFF 9700 . A - Large
EFF 9700 . 1A - Small

*Os produtos indicados com ® são nomes de marcas registradas das suas respectivas fabricantes.



www.effdental.com.br

Rua Caio Graco, 105/109, Vila Romana, cep. 05044-000, São Paulo-SP

☎ 11 3059.2200 | @ atendimento@effdental.com.br

f facebook.com/effdental | 📷 instagram.com/effdental