



C6A | VIDEO COLPOSCOPIO.




- Sistema de iluminación LED que reproduce una imagen real del tejido.
- Avanzado y rápido sistema de enfoque automático que garantiza una imagen nítida.
- Captura por control remoto y una distribución del teclado lógica de fácil manejo.
- Filtro verde electrónico de 3 niveles.
- Prueba de reacción de ácido acético e iodo con temporizador para la captura de imágenes
- Visualización en tiempo real de las ampliaciones.
- Aumentos: 1X - 36X
- **Software potente de visualización y gestión de datos de pacientes**

Full Set

Brazo oscilante de pie

Patient management software



R-way™

La función R-way™ señala la variación de “color” en el cuello uterino para interpretar el desarrollo del cuello uterino.



Aplicación Salina – ‘R por Red (Rojo)’
Para observar la zona con alta circulación sanguínea que, se refleja en rojo.

5% de ácido acético -‘W por White (Blanco)’
Para observar el incremento en la cantidad de núcleos, esto se refleja en blanco.

CIN2+

Filtro verde - ‘A por Anómalo’
Para observar mejor las funciones vasculares anómalas, esto se define como A.

Solución de Yodo de Lugol- ‘Y por Yellow (amarillo)’
Para observar áreas sin absorción de yodo, esto se refleja en amarillo.