

POLIVITAMÍNICO

POLVO HIDORDISPERSABLE



USO EN MEDICINA VETERINARIA - Venta libre en locales con asesoramiento profesional veterinario
Aves, Abejas, Corderos, Lechones, Potrillos, Terneros, Pilíferos.

Presentación:

Balde con 10 doypack de 250 g.

Fórmula:

| | |
|--------------|---------------|
| Vitamina A | 5.000.000 UI. |
| Vitamina D3 | 500.000 UI. |
| Vitamina E | 5.000 UI |
| Vitamina B1 | 1,5 g. |
| Vitamina B2 | 2,5 g. |
| Vitamina B6 | 1,0 g. |
| Vitamina B12 | 0,005 g. |
| Ac. Orótico | 1,5 g. |
| Vitamina K3 | 1,0 g. |
| Vitamina C | 10,0 g. |
| Niacina | 12,0 g. |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Pantotenato de calcio | 5,0 g. |
| Ácido Fólico | 0,050 g. |
| Biotina | 0,0050 g. |
| Colina | 2,5 g. |
| Excipientes c.s.p. | 100 g. |

Indicaciones y modo de aplicación:

Para la prevención y tratamiento de las avitaminosis e hipovitaminosis durante los estados de tensión en coincidencia con enfermedades infecciosas y endoparasitarias como el consumo de alimentos mal balanceados o deteriorados. Además de favorecer la producción en carnes, lana, pelo o huevos, según la especie tratada. Administrar por vía oral, disperso en aguas en soluciones de preparación diaria. De no consumir en el día, descartar. NO PROVEER DE AGUA SIN PRODUCTO DURANTE LOS DÍAS DE TRATAMIENTO. Suministrar como mínimo durante 3 a 5 días.

Dosis:

| DOSIFICACIÓN | Aves- Lechones- Pilíferos | Terneros – Potrillos - Corderos |
|---------------|------------------------------|------------------------------------|
| Prevención | 1.0 g/L | 0.5 g/L |
| Tratamiento | 2.0 g/L | 1.0 g/L |
| Productividad | 0.5 g/L | 0.25 g/L |

Las dosis pueden ser modificadas por el profesional actuante

Conservación:

En lugar seco, entre 5° y 35 °C

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Centro Nacional de Intoxicaciones 0800 333 0160

Producto inscripto en SENASA
Cert.N° 92001 Estab. Elab. N° 8248



Director técnico: Dr. Jorge C. Arena

Médico Veterinario, Mat. N° 5539.

Distribuye AGREED S.A.: Cnel Uzal 3376, Olivos (1636) -

Buenos Aires - Argentina

Tel/Fax: (011) 5430-5578 / 5431-5782

INDUSTRIA ARGENTINA



Elmer Argentina

Agreed Laboratorios S.A.- Dirección: Coronel Uzal 3376 (B1636),
Olivos, Buenos Aires, Argentina



Contáctenos:

Horario de Atención: De Lunes a Viernes de 8 a 17 Hs-
Teléfonos: +54 11 5430-5578 o +54 11 5431-5782