



Directives de nettoyage

Aide-mémoire pour le personnel



ÉTAPE 01

MISE EN QUARANTAINE

Lors du retour du tire-lait, mettre celui-ci en "quarantaine" pendant 48h en utilisant l'étiquette prévue à cet effet.

APRÈS LA QUARANTAINE

Lorsque la quarantaine est terminée:

ÉTAPE 02



- A** Retirez l'étiquette.
- B** Enfilez un masque de procédure ainsi que des gants jetables.
- C** Installez-vous sur une surface propre.
- D** Prenez des lingettes désinfectantes.
- E** Désinfectez d'abord tout l'extérieur de la boîte de transport rigide du tire-lait.
- F** Ouvrez la boîte de transport, sortez le tire-lait et désinfectez toutes les parties, y compris le cordon de branchement.
- G** Désinfectez l'intérieur de la boîte de transport.
- H** Remettez le tire-lait dans la boîte de rangement.
- I** Le tire-lait peut maintenant être remis à une autre famille.